

Ceras dentales para técnicas de laboratorio



CERA DE PRESENTACIÓN

Cera de características ideales para la realización de modelos de estudio y trabajos de ortodoncia.

Color similar al de la pieza dental. Cera uniforme, no presenta gránulos ni partes duras. Baja contracción lo que permite trabajar con mayor exactitud. Su rápida solidificación permite una mayor rapidez en el trabajo. En estado sólido puede ser trabajada con facilidad, rascándola sin que sea quebradiza. La cera líquida dispone de una extraordinaria plasticidad que simplifica la preparación del moldeado.



Ref. 25255051

Presentación: Tarrina metálica

Peso: 50 g

Color: blanco

P.f. 73°C

CE: NO