

FICHA TÉCNICA

BOTON LINGUAL CEMENTADO DIRECTO BESTDENT		
MARCA: BESTDENT		
REFERENCIAS	L00073 _BOTON LINGUAL BASE RECTANGULAR L00072 _BOTON LINGUAL BASE REDONDA	
FABRICANTE / RESPONSABLE	INNOVATE MATERIAL AND DEVICES, Inc. Building #5, No. 615 Fengdeng Rd., Jia Ding District Shanghai 201801, China	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario clase IIa, Directiva 93/42/CEE. Se ampara al Reglamento (UE) 607/2023 relativo a los nuevos periodos transitorios relativo a a la aplicación del Reglamento (UE) 745/2017.	
DESCRIPCIÓN	Botones linguales metálicos para cementado directo con base de malla. Disponibles con base rectangular y redonda.	
COMPOSICIÓN	Fabricados en acero inoxidable con base de malla tipo “grid” o 80 mesh, que permite una adhesión segura de cadenas y elásticos durante el tratamiento ortodóntico.	
PRESENTACIÓN	10 unidades por envase	
FINALIDAD	- Se utiliza en tratamientos ortodónticos que requieren mover los dientes o piezas dentales de forma controlada, especialmente en movimientos de rotación. - Cementado directo sobre la superficie lingual del diente; se recomienda seguir las instrucciones del fabricante para óptima adhesión y seguridad.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

BESTDENT LINGUAL BUTTON DIRECT CEMENTATION			
BRAND: BESTDENT			
REFERENCES	L00073 _LINGUAL BUTTON RECTANGULAR BASE L00072 _LINGUAL BUTTON ROUND BASE		
MANUFACTURER	INNOVATE MATERIAL AND DEVICES, Inc. Building #5, No. 615 Fengdeng Rd., Jia Ding District Shanghai 201801, China		
CLASSIFICATION	Medical Device Class IIa, Directive 93/42/EEC (MDD). It is covered by Regulation (EU) 607/2023 concerning the new transitional periods related to the application of Regulation (EU) 745/2017 (MDR).		
DESCRIPTION	Metal lingual buttons for direct cementation with a grid base. Available with rectangular and round base.		
COMPOSITION	Made of stainless steel with a grid-type or 80-mesh base, which allows for secure adhesion of chains and elastics during orthodontic treatment.		
PACKAGING	10 units per-container.		
INTENDED USE	- It is used in orthodontic treatments that require controlled movement of teeth or dental pieces, especially rotational movements. - Cemented directly onto the lingual surface of the tooth; follow the manufacturer's instructions for optimal adhesion and safety.		
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	No special storage and transport conditions are required.		