

**RF-Q4-P001 3.5 Edition**

We reserve the right to design and modify our products without prior notice

CE ISO NMPA



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**Guilin Refine MedicalInstrument Co., Ltd.**

Add: No. 8-3, Information Industrial Park, High-tech Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, China

Tel: 0086-773-7796686

E-mail: sales1@refine-med.com

<http://www.refine-med.com>



Official website

Guilin Refine Medical Instrument Co., Ltd.

# ÍNDICE

|                                     |                       |    |
|-------------------------------------|-----------------------|----|
| Dispositivo combinado               | PTX                   | 08 |
|                                     | PT7                   | 09 |
|                                     | MaxPiezo7+, MaxPiezo7 | 14 |
| Escarificador Ultrasónico           | MaxPiezo6+, MaxPiezo6 | 18 |
|                                     | MaxPiezo3+, MaxPiezo3 | 20 |
|                                     | MaxPiezo1             | 22 |
| Localizador de ápice                | A7                    | 24 |
| Sistema de obturación de gutapercha | MaxFill-P             | 26 |
|                                     | MaxFill-G             | 27 |



|                                            |             |    |
|--------------------------------------------|-------------|----|
|                                            | SWAN+       | 28 |
|                                            | SWAN        | 30 |
|                                            | A-Cure Plus | 32 |
| Lámpara de fotopolimerización              | A-Cure      | 33 |
|                                            | MaxCure9    | 34 |
|                                            | MaxCure3    | 36 |
|                                            | MaxCureG    | 37 |
| Escarificador ultrasónico integrado        |             | 38 |
| Piezas de repuesto                         |             | 42 |
| Puntas para escarificador ultrasónico      |             | 48 |
| Puntas para sistema quirúrgico ultrasónico |             | 64 |





# SOBRE

## REFINE MEDICAL

Refine Medical se especializa en productos dentales avanzados y aporta más de 15 años de experiencia en el desarrollo de soluciones ultrasónicas. Nuestra dedicación a la calidad, la colaboración y el servicio excepcional nos ha convertido en un socio de confianza en la industria dental.

Todos los productos se fabrican conforme a las normas ISO 13485 y GMP, lo que garantiza resultados constantes y de alta calidad. Nuestros productos cuentan con certificaciones CE y NMPA, y se distribuyen en más de 100 países en todo el mundo.

Nuestra gama integral incluye: escaladores ultrasónicos, unidades combinadas, activadores ultrasónicos, luces de polimerización, sistemas de obturación con gutapercha, localizadores de ápice, motores endodónticos, radiografías dentales portátiles, sensores dentales y más—cada uno diseñado para satisfacer las necesidades precisas de los profesionales dentales.

En Refine Medical, nos dedicamos a ofrecer productos de primera calidad y un soporte excepcional. Únase a nosotros para dar forma al futuro del cuidado dental.








## ENFOCADOS EN LA TECNOLOGÍA DENTAL ULTRASÓNICA

### Detalles

Prestamos atención a cada detalle de nuestros productos, desde los componentes electrónicos en la placa PCB hasta el montaje final, para garantizar su seguridad y fiabilidad.

### Control de calidad

Para garantizar la calidad del producto, realizamos pruebas rigurosas utilizando equipos profesionales bajo una amplia gama de condiciones ambientales extremas.





# PTX

## Dispositivo combinado

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 56.03.006

### Dispositivo de ultrasonidos y de aeropulido

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Entrada del adaptador de corriente             | 100VAC - 240VAC 50Hz/60Hz       |
| Entrada de alimentación de la unidad principal | 200VA                           |
| Frecuencia de funcionamiento                   | 30kHz±5kHz                      |
| Presión de entrada de aire                     | 5.5 bar-7.5bar(0.55MPa-0.75MPa) |
| Temperatura del agua                           | ≤35°C                           |
| Salida de polvo                                | 0.1g/min—8g/min                 |
| Dimensiones del paquete                        | 320 x 330 x 120mm               |
| Peso de la unidad principal                    | 4.0Kg                           |



#### Identificación y cambio automático de modo

El sistema detecta y cambia automáticamente entre los modos de ultrasonidos y de polvo según la pieza de mano en uso. También identifica y se ajusta automáticamente a la cámara supragingival o subgingival, junto con el modo de funcionamiento correspondiente.

#### Sistema inteligente de control de temperatura del agua

Su sistema de calentamiento automático mantiene una temperatura constante del agua (≤35 °C), garantizando una experiencia de tratamiento cálida y confortable.

#### Sistema de control inteligente con pantalla táctil LCD

La pantalla táctil LCD de 7 pulgadas ofrece un diseño elegante y moderno, con un amplio ángulo de visión para mejorar la experiencia del usuario.

#### Cámara de polvo en forma de embudo para una pulverización uniforme

La cámara plug-and-play es fácil de instalar y permite un rellenado conveniente del polvo. Su diseño aerodinámico de doble curvatura garantiza un patrón de pulverización constante y una alta eficiencia de tratamiento.

#### Pieza de mano portátil, precisa y cómoda

Diseñada para una alta precisión, la pieza de mano cuenta con un sistema de suministro de agua y aire que previene eficazmente la infiltración y la humedad.

#### Sistema avanzado antiobstrucción

Incluye una boquilla de control especialmente diseñada que reduce significativamente la obstrucción. Un filtro de aire integrado garantiza un suministro de aire seco, evitando que el polvo se humedezca. La tecnología antiobstrucción también previene el reflujo de agua, manteniendo un flujo constante de polvo.

#### Pedal inalámbrico multifuncional

Detecta y cambia automáticamente entre los modos con cable e inalámbrico. Utiliza tecnología Bluetooth 5.0 ULP de bajo consumo para un tiempo de espera ultra prolongado. Dispone de un interruptor multifuncional para una operación fácil e intuitiva. Opción de conexión mediante cable.



# PT7

## Escarificador ultrasónico

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 56.01.014

Control inteligente e indoloro  
Depósito de agua de 1000 ml

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Frecuencia                        | 30kHz±5kHz |
| Dureza de la punta                | 30HRC      |
| Amplitud de vibración de la punta | 1-200µm    |
| Profundidad de tratamiento        | 14mm       |



**Vibración lineal para un raspado y pulido más cómodo**

La vibración lineal permite realizar el raspado y el pulido de forma cómoda.

La amplitud de la punta varía entre 1 µm y 200 µm.

Proporciona una tartrectomía y pulido cómodos en 360° de manera simultánea.



**Puntas de titanio que minimizan el daño al cemento**




**Dos juegos de kits de pieza de mano autoclavables** permiten el uso alternado mientras uno se esteriliza.



**Suministro de agua automático, fácil de rellenar**

Modos de doble suministro de agua: externo y autosuministro.

Tubería interna anticorrosiva: se puede utilizar peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y otros productos químicos especiales.



**Control inteligente**

Panel de control táctil de alta sensibilidad

Superficie de vidrio elegante, fácil de limpiar y resistente al agua.



**ANTES Y DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**



**CONFIGURACIÓN DE PUNTAS**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><b>P50LT</b> Punta curva izquierda de titanio para raspado subgingival</p> <p>Aplique la punta perpendicular al eje longitudinal del diente.</p> <p>Mueva los 2 mm superiores de la punta hacia arriba y hacia abajo.</p> <p>Asegúrese de que el agua llegue a los 2 mm superiores de la punta.</p>                                   | <p>CÓDIGO DE ARTÍCULO: 50.02.02.200</p>   |
| <p><b>P50RT</b> Punta curva derecha de titanio para raspado subgingival</p> <p>Aplique la punta perpendicular al eje longitudinal del diente. Mueva los 2 mm superiores de la punta hacia arriba y hacia abajo.</p> <p>Asegúrese de que el agua llegue a los 2 mm superiores de la punta.</p>                                            | <p>CÓDIGO DE ARTÍCULO: 50.02.02.201</p>   |
| <p><b>P52T</b> Para todas las zonas bucales y linguales</p> <p>Aplique la punta paralela al eje longitudinal del diente. Mueva los 2 mm superiores de la punta hacia adelante y hacia atrás.</p> <p>Asegúrese de que el agua llegue a los 2 mm superiores de la punta.</p>                                                               | <p>CÓDIGO DE ARTÍCULO: 50.02.02.052</p>   |
| <p><b>P56T</b></p> <p>Para eliminar grandes cálculos, sin dañar las encías al realizar raspado en el margen gingival.</p> <p>Aplique la punta paralela al eje longitudinal del diente. Mueva los 2 mm superiores de la punta hacia adelante y hacia atrás.</p> <p>Asegúrese de que el agua llegue a los 2 mm superiores de la punta.</p> | <p>CÓDIGO DE ARTÍCULO: 50.02.02.056</p>   |
| <p><b>P59T</b> Para todas las zonas bucales y linguales</p> <p>Aplique la punta paralela al eje longitudinal del diente. Mueva los 2 mm superiores de la punta hacia adelante y hacia atrás.</p> <p>Asegúrese de que el agua llegue a los 2 mm superiores de la punta.</p>                                                               | <p>CÓDIGO DE ARTÍCULO: 50.02.02.060</p>   |
| <p><b>P90T</b> Punta de aleación de titanio para limpieza de implantes</p> <p>Aplique la punta paralela al eje longitudinal del diente.</p> <p>Mueva los 2 mm superiores de la punta hacia adelante y hacia atrás.</p> <p>Asegúrese de que el agua llegue a los 2 mm superiores de la punta.</p>                                         | <p>CÓDIGO DE ARTÍCULO: 50.02.02.090-1</p> |



# MaxPiezo7+ & MaxPiezo7

## Escarificador ultrasónico

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
MAXPIEZO7+ 52.13.108  
MAXPIEZO7 52.13.017

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Entrada de alimentación                        | 220VAC 50Hz /110VAC 60Hz     |
| Entrada de alimentación de la unidad principal | 24VAC 50Hz 1.3A              |
| Frecuencia de funcionamiento                   | 28kHz $\pm$ 5kHz             |
| Presión del agua                               | 0.1 bar-5bar(0.01MPa-0.5MPa) |
| Dimensiones del paquete                        | 400mm x 300mm x 145mm        |
| Peso de la unidad principal                    | 1.8Kg                        |

## CONTROL SUPERIOR DE INFECCIONES CRUZADAS



### Funciones múltiples

Con diferentes puntas ultrasónicas, el equipo es aplicable para el mantenimiento de implantes, la extracción de limas fracturadas, el corte de gutapercha, la retirada de coronas, la preparación de cavidades, la preparación de hombros, la eliminación de cálculos y el alisado radicular.

### Irrigación del conducto radicular altamente eficiente



### Panel de control táctil inteligente

Diseño fácil de limpiar.

### Soporte de silicona autoclavable para pieza de mano

Mejor control de infecciones cruzadas.



### Autosuministro de agua

Tubería interna anticorrosiva: se puede utilizar peróxido de hidrógeno, hipoclorito de sodio y otros productos químicos especiales.



### Servicio postventa perfecto

Garantía para la placa PCB: 1 año  
Garantía para las piezas de mano: 1 año





# Puntas Ultrasonicas

## Endodoncia

**E1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.001



Soporte de lima 120° para irrigación en conductos de dientes anteriores

**E2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.002



Soporte de lima de 95° para irrigación del conducto radicular en molares

**E3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.003



Fusión de gutapercha

**E6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.006



Punta de titanio para extracción de lima fracturada en el conducto radicular

**E7**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.007



Punta de titanio para extracción de lima fracturada en el conducto radicular

## Puntas de Cirugía Endodóntica

**E3D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.003



Punta recubierta de diamante para acceso al ápice radicular y a limas

**P4D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.004



Punta recubierta de diamante para acceso al ápice radicular y a limas

## Escarificación supragingival

**G4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.004



Eliminación de depósitos supragingivales e interproximales

**G5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.005



Eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes

## Restauración

**G6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.006



Eliminación de depósitos supragingivales voluminosos

**G30**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.030



Punta recubierta de diamante (grano de 90 µm) para preparación entre fosas y fisuras

## Restauración

**G31**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.031



Punta recubierta de diamante (grano de 90 µm) para preparación de cavidad mesial

**G32**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.032



Punta recubierta de diamante (grano de 90 µm) para preparación de cavidad distal

**G33**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.033



Punta recubierta de diamante (grano de 90 µm) para preparación de carillas dentales

**SB2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.002



Punta recubierta de diamante para eliminación de caries en la superficie oclusal y en el cuello de los dientes

**SB3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.003



Punta recubierta de diamante para eliminación de caries en la superficie mesial de dientes adyacentes

## Escarificación subgingival

**P1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.001



Eliminación de depósitos subgingivales en bolsas poco profundas

**P3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.003



Eliminación de depósitos subgingivales en bolsas profundas

**P3D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.003




Punta recubierta de diamante para alisado radicular después de cirugía de colgajo periodontal

**P4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.004



Eliminación de depósitos subgingivales en bolsas poco profundas



# MaxPiezo6+ & MaxPiezo6

## Escarificador ultrasónico

CÓDIGOS DE ARTÍCULO:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| MAXPIEZO6+ (BLANCO) | 52.12.117 |
| MAXPIEZO6+ (MORADO) | 52.12.115 |
| MAXPIEZO6 (BLANCO)  | 52.12.108 |
| MAXPIEZO6 (MORADO)  | 52.12.107 |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Entrada de alimentación        | 220VAC 50Hz /110VAC 60Hz     |
| Entrada de la unidad principal | 24VAC 50Hz 1.3A              |
| Frecuencia de funcionamiento   | 28kHz±5kHz                   |
| Presión del agua               | 0.1 bar-5bar(0.01MPa-0.5MPa) |
| Dimensiones del paquete        | 375mm x 305mm x 120mm        |
| Peso de la unidad principal    | 0.6Kg                        |



**Conducto de agua anticorrosivo, apto para usar diferentes soluciones médicas:**  
Peróxido de hidrógeno (3%), hipoclorito de sodio (1-6%), clorhexidina (0.12%-2%) y solución salina normal (0.9%).

**Panel táctil inteligente y diseño fácil de limpiar:**  
Soporte de silicona autoclavable para pieza de mano para un mejor control de infecciones cruzadas.  
Suministro de agua externo

**Maxpiezo6+:** G (Supra), P (Perio), E (Endo), con pieza de mano desmontable HP-5L con LED  
**Maxpiezo6:** G (Supra), P (Perio), E (Endo), con pieza de mano desmontable HP-3H sin LED






# MaxPiezo3+ & MaxPiezo3

## Escarificador ultrasónico

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| CÓDIGO DE ARTÍCULO: |           |
| MAXPIEZO3+ (VERDE)  | 52.10.114 |
| MAXPIEZO3+ (AZUL)   | 52.10.113 |
| MAXPIEZO3 (VERDE)   | 52.10.104 |
| MAXPIEZO3 (AZUL)    | 52.10.103 |

Control con la punta de los dedos para  
un ajuste de potencia sin esfuerzo

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Entrada de alimentación        | 220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz     |
| Entrada de la unidad principal | 24VAC 50Hz 1.3A               |
| Frecuencia                     | 28kHz ±5kHz                   |
| Presión del agua               | 0.1 bar-5bar (0.01MPa-0.5MPa) |
| Dimensiones del paquete        | 375mm x 305mm x 120mm         |
| Peso de la unidad principal    | 0.65Kg                        |



**Conducto de agua anticorrosivo, apto para usar diferentes soluciones médicas:**  
Peróxido de hidrógeno (3%), hipoclorito de sodio (1-6%), clorhexidina (0.12%-2%) y solución salina normal (0.9%).

**Mando de control de potencia grande, diseño delicado y fácil de limpiar:**  
Soporte de silicona autoclavable para pieza de mano para un mejor control de infecciones cruzadas  
Suministro de agua externo

**Maxpiezo3+: G (Supra) y P (Perio) con pieza de mano desmontable HP-5L con LED**  
**Maxpiezo3: G (Supra) y P (Perio) con pieza de mano desmontable HP-3H sin LED**

MaxPiezo

# MaxPiezo1

## Escarificador ultrasónico

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 52.09.002

Control con la punta de los dedos  
para un ajuste de potencia sin

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Entrada de alimentación        | 220VAC 50Hz /110VAC 60Hz     |
| Entrada de la unidad principal | 24VAC 50Hz 1.3A              |
| Frecuencia                     | 28kHz±5kHz                   |
| Presión del agua               | 0.1 bar-5bar(0.01MPa-0.5MPa) |
| Dimensiones del paquete        | 375mm*305mm*120mm            |
| Peso de la unidad principal    | 0.75Kg                       |



**Conducto de agua anticorrosivo, apto para usar diferentes soluciones médicas:**  
Peróxido de hidrógeno (3%), hipoclorito de sodio (1-6%), clorhexidina (0.12%-2%) y solución salina normal (0.9%).

**Mando de control de potencia grande, diseño delicado y fácil de limpiar:**  
Suministro de agua externo

**Maxpiezo1:** G (Supra) y P (Perio) con pieza de mano integrada HP-1 sin LED





# A7

## Localizador de ápice

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 54.01.002

### Elija un buen localizador de ápice de 6.<sup>a</sup> generación

|                                     |                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Entrada (batería de carga)          | DC 5V 1A                                                       |
| Adaptador de CA                     | 100-240VAC 50Hz/60Hz                                           |
| Batería                             | Batería recargable de iones de litio NCM 14500 DC 3.7V/800 mAh |
| Potencia nominal                    | ≤0.5W                                                          |
| Voltaje de medición                 | AC 200mV                                                       |
| Corriente de medición CA            | AC 100μA                                                       |
| Dimensiones de la unidad de control | L130 mm × W112 mm × H23.5 mm                                   |
| Peso de la unidad principal         | 370 g (incluyendo batería)                                     |

### Tecnología avanzada de impedancia multifrecuencia

Proporciona una determinación precisa de la longitud de trabajo con una exactitud de  $\pm 0.5$  mm, incluso en conductos anatómicamente complejos o curvos.

### Rendimiento superior antiinterferencia

Mantiene mediciones fiables en condiciones clínicas difíciles, incluidas la presencia de sangre, pus, electrolitos o restauraciones metálicas.

### Alta precisión con retroalimentación visual en tiempo real

Alcanza una exactitud de medición de hasta un 98%.  
Una interfaz gráfica dinámica proporciona una visualización continua y en tiempo real de la progresión de la lima hacia el ápice.

### Mantenimiento sencillo y larga vida útil de la batería

Fácil de limpiar y mantener.  
Equipado con una batería duradera de 800 mAh para un uso prolongado.



# MaxFill - P

## Sistema de obturación de gutapercha

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 61.02.002

### Control inteligente de temperatura

Calienta en solo 1 segundo para un corte rápido de gutapercha.  
Se enfría en 1 segundo para garantizar la seguridad del paciente.

### Punta caliente precurvada

Seis ángulos opcionales para diferentes situaciones operativas.

### Diseño ergonómico

Diseñado para un agarre seguro—cómodo y fácil de manejar.  
Ofrece hasta 4 horas de uso prolongado con capacidad de carga rápida.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Entrada de alimentación | 100-240VAC 50Hz/60Hz 0.8A |
| Salida de alimentación  | DC 15V/1.6A               |
| Batería                 | 1900mAh                   |



# MaxFill - G

## Sistema de obturación de gutapercha

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 61.01.002

### Control inteligente de temperatura

Precalienta en solo 15 segundos con cuatro opciones de temperatura preestablecidas (150 °C, 180 °C, 200 °C, 230 °C).

Cambio sencillo de ajustes con un solo clic. Garantiza una dureza constante de la gutapercha mediante una regulación precisa de la temperatura.

### Diseño ergonómico

Diseñado para un agarre seguro, cómodo y de fácil manejo.  
Proporciona hasta 4 horas de uso prolongado con carga rápida.

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Entrada de alimentación | 100-240VAC 50Hz/60Hz 0.8A |
| Salida de alimentación  | DC 15V/1.6A               |
| Batería                 | 1900mAh                   |



# Swan+

Lámpara de fotopolimerización con punto magnético  
Con luz LED de amplio espectro

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 53.07.005

Control de corriente constante  
Diseño inalámbrico e higiénico

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Entrada de alimentación | 100 - 240VAC 50Hz/60Hz  |
| Salida de alimentación  | DC 5V/1A                |
| Longitud de onda        | 385nm - 515nm           |
| Intensidad lumínica     | 1000mW/cm² - 2500mW/cm² |
| Batería                 | 3.7V/2600mAh            |



1" Turbo





# Swan

Lámpara de fotopolimerización  
Con luz LED de amplio espectro

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 53.07.001

Control de corriente constante  
Diseño inalámbrico e higiénico

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Entrada de alimentación | 100-240VAC 50Hz/60Hz                          |
| Salida de alimentación  | DC 5V/1A                                      |
| Longitud de onda        | 385nm-515nm                                   |
| Intensidad lumínica     | 900mW/cm <sup>2</sup> -2500mW/cm <sup>2</sup> |
| Batería                 | 3.7V/2600mAh                                  |



1" Turbo



# A-Cure Plus

Lámpara de fotopolimerización

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 53.11.001

La nueva generación de LED multi-longitud de onda, para una luz de alta intensidad

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Entrada de alimentación | 100-240VAC, 50Hz/60Hz                          |
| Salida de alimentación  | DC 5V/2A                                       |
| Longitud de onda        | 385nm - 515nm                                  |
| Intensidad lumínica     | 900mW/cm <sup>2</sup> - 2500mW/cm <sup>2</sup> |
| Batería                 | 3.7V/1900mAh                                   |



# A-Cure

Lámpara de fotopolimerización  
Con luz LED de amplio espectro

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 53.10.001

Control de corriente constante  
Diseño inalámbrico e higiénico

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Entrada de alimentación | 100-240VAC 50Hz/60Hz                           |
| Salida de alimentación  | DC 5V/2A                                       |
| Longitud de onda        | 385nm - 515nm                                  |
| Intensidad lumínica     | 800mW/cm <sup>2</sup> - 1800mW/cm <sup>2</sup> |
| Batería                 | 3.7V/1900mAh                                   |



# MaxCure9

Lámpara de fotopolimerización  
Polimerización de resina de 2mm en 1 seg

CÓDIGO DE ARTÍCULO:

MAXCURE9 (BLANCO) 53.04.012  
MAXCURE9 (MORADO) 53.04.002

Curado en 1 segundo  
Mejor visibilidad  
Larga duración de la batería

#### Larga duración de la batería

Más de 1300 ciclos en modo de 10 segundos

#### Salida de intensidad lumínica constante

Mantiene una intensidad de luz estable incluso cuando disminuye la carga de la batería.

#### Alta intensidad lumínica

Más de 2300 mW/cm<sup>2</sup>

#### Polimerización 360°

Alcanza todos los ángulos



1" Turbo



Entrada de alimentación  
Salida de alimentación  
Longitud de onda  
Intensidad lumínica  
Batería

100-240VAC 50Hz/60Hz  
DC 5V/1A  
385nm - 515nm  
1000mW/cm<sup>2</sup> - 2500mW/cm<sup>2</sup>  
3.7V/2600mAh





# MaxCure3

CÓDIGO DE ARTÍCULO: 53.01.006

3 modos  
Potencia total / Progresivo / Pulso


|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Entrada de alimentación | 100-240VAC            |
| Longitud de onda        | 385nm-515nm           |
| Intensidad lumínica     | 1200mW/cm²-1600mW/cm² |
| Batería                 | 3.7V/800mAh           |



# MaxCureG

CÓDIGOS DE ARTÍCULO:  
MAXCUREG (AZUL) 53.05.001  
MAXCUREG (VERDE) 53.05.010

Accionamiento por corriente constante



|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Entrada de alimentación | 24VAC                   |
| Longitud de onda        | 385nm - 515nm           |
| Intensidad lumínica     | 1000mW/cm² - 2500mW/cm² |



# Escarificador ultrasónico integrado Refine



## N2000

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.02.101

Pieza de mano desmontable  
Función de raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg



## N2000L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.02.111

Pieza de mano desmontable con LED  
Función de raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg



## N3000

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.03.101

Pieza de mano desmontable  
Funciones de endodoncia, raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg



## N3000L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.03.111

Pieza de mano desmontable con LED  
Funciones de endodoncia, raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg

# Pieza de mano ultrasónica

## HP-5L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.042

Pieza de mano desmontable con LED para mejor visibilidad y un agarre cómodo  
Pieza de mano autoclavable, para prevención de infecciones cruzadas



|        |               |
|--------|---------------|
| Peso   | 56g           |
| Tamaño | 106mm×Ø18.9mm |

## HP-3H

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.004

Pieza de mano desmontable sin LED  
Pieza de mano autoclavable, para prevención de infecciones cruzadas



|        |               |
|--------|---------------|
| Peso   | 45g           |
| Tamaño | 117mm×Ø18.6mm |

## HP-1

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.071

Pieza de mano sellada



|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| Peso   | 118.5g (with cord)<br>43g (without cord) |
| Tamaño | 120.5mm×Ø18.4mm                          |

# Escarificador ultrasónico integrado Refine



## V2000

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.04.101

Pieza de mano desmontable  
Funciones de raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg



## V2000L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.04.111

Pieza de mano desmontable con LED  
Funciones de raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg



## V3000

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.05.101

Pieza de mano desmontable  
Funciones de endodoncia, raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg



## V3000L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
52.05.111

Pieza de mano desmontable con LED  
Funciones de endodoncia, raspado y periodoncia  
Seguimiento automático de frecuencia  
Retroalimentación en tiempo real  
Entrada de la unidad principal: 24VAC 50Hz/60Hz  
Frecuencia: 28kHz ±5kHz  
Presión del agua: 0.1 bar - 5 bar (0.01MPa - 0.5MPa)  
Dimensiones del paquete: 18.2cm × 17.2cm × 6.8cm  
Peso bruto: 0.45Kg

# Pieza de mano ultrasónica

## HS-7L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.052

Pieza de mano desmontable con LED, para mejor visibilidad y un agarre cómodo  
Pieza de mano autoclavable, para prevención de infecciones cruzadas



|        |             |
|--------|-------------|
| Peso   | 54.5g       |
| Tamaño | 111mm×Ø19mm |

## HS-7H

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.012

Pieza de mano desmontable, sin LED  
Pieza de mano autoclavable, para prevención de infecciones cruzadas



|        |               |
|--------|---------------|
| Peso   | 51.5g         |
| Tamaño | 111.5mm×Ø19mm |

## HS-1

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.081

Pieza de mano sellada



|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| Peso   | 121.5g (con cable)<br>46.3g (sin cable) |
| Tamaño | 125.5mm×Ø18.5mm                         |




# Escarificador ultrasónico – Piezas de repuesto

|                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>TW-1L Llave de torque</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.12.01.001                                                                |    | <b>Pedal –<br/>para escarificador ultrasónico</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.13.01.001                  |
|    | <b>TW-5L Llave de torque</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.12.01.004                                                                |    | <b>Fuente de alimentación –<br/>para escarificador ultrasónico</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.11.01.001 |
|    | <b>TS-1L Llave de torque</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.12.01.002                                                                |    | <b>Cable de pieza de mano –<br/>para modelo HP-3H sin LED</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.16.01.001      |
|   | <b>TK-1L Llave de torque</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.12.01.003                                                                |   | <b>Cable de pieza de mano –<br/>para modelo HS-5L</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.16.01.003              |
|  | <b>TW-E Llave endodóntica –<br/>para portapinzas endo</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.12.01.005                                   |  | <b>Cable de pieza de mano –<br/>para modelo HS-7H sin LED</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.16.01.006      |
|  | <b>TW-A Llave multifuncional – para<br/>portapinzas de endodoncia y fresas<br/>dentales</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.12.01.006 |  | <b>Cable de pieza de mano –<br/>para modelo con LED HS-7L</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.16.01.007      |
|  | <b>Portapuntas –<br/>para punta de escarificador 1#</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.19.001                                        |  | <b>Pedal –<br/>para escarificador ultrasónico</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.13.01.002                  |
|  | <b>Portapuntas –<br/>para punta de escarificador 2#</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.19.002                                        |                                                                                      |                                                                                                           |
|  | <b>Válvula solenoide –<br/>para escarificador ultrasónico</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.17.01.002/31.17.01.003                  |                                                                                      |                                                                                                           |

# Lámpara de fotopolimerización – Piezas de repuesto

|                                                                                       |                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>MaxCure3 - Fibra óptica</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.041   |    | <b>Adaptador (DC/Type-C)</b><br>Entrada de voltaje: 100-240VAC 50/60Hz<br>Voltaje/corriente de salida: DC5.0V/1.0A<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.011                                  |
|    | <b>A-Cure - Fibra óptica</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.045     |    | <b>Adaptador (Type-C) para A-Cure y A-Cure Plus</b><br>Entrada de voltaje: 100-240VAC 50/60Hz<br>Voltaje/corriente de salida: Type-C DC5.0V/2.0A<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>12.08.06.032 |
|   | <b>Swan - Guía de luz</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.073        |   | <b>Lámpara LED 3W/5W</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.061/51.07.062                                                                                                                  |
|  | <b>A-Cure Plus - Guía de luz</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.072 |  | <b>Protector de luz</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.031/51.07.032/51.07.033                                                                                                         |
|  | <b>MaxCure9 - Guía de luz</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.044    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|  | <b>MaxCureG - Guía de luz</b><br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.07.046    |                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |

# MaxFill-G & MaxFill-P – Piezas de repuesto

|                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | MaxFill-P - Base de carga<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.133                      |    | Funda aislante –<br>para aguja de inyección<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>13.14.02.012   |
|    | MaxFill-G - Base de carga<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.131                      |    | Cubierta aislante térmica<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>13.14.01.007                     |
|    | Llave para aguja de<br>inyección de gutapercha<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.135 |    | MaxFill-P Punta:<br>3504   #35/04   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.051 |
|    | Vástago<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.15.001                                           |   | MaxFill-P Punta:<br>4004   #40/04   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.052 |
|  | Adaptador<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.15.002                                         |  | MaxFill-P Punta:<br>4504   #45/04   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.053 |
|  | Cepillo de limpieza<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.02.051                               |  | MaxFill-P Punta:<br>5004   #50/04   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.059 |
|  | MaxFill-G - Aguja de inyección:<br>20G 22mm<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.004    |  | MaxFill-P Punta:<br>5506   #55/06   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.054 |
|   | MaxFill-G – Aguja de inyección:<br>20G 24mm<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.005    |  | MaxFill-P Punta:<br>5508   #55/08   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.056 |
|  | MaxFill-G – Aguja de inyección:<br>20G 28mm<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.006    |  | MaxFill-P Punta:<br>5510   #55/10   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.057 |
|  | MaxFill-G – Aguja de inyección:<br>23G 24mm<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.001    |  | MaxFill-P Punta:<br>6012   #60/12   Conicidad<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.058 |
|  | MaxFill-G – Aguja de inyección:<br>23G 28mm<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.002    |                                                                                      |                                                                                      |
|   | MaxFill-G – Aguja de inyección:<br>25G 24mm<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>31.59.01.003    |                                                                                      |                                                                                      |



# Localizador de ápice – Piezas de repuesto

|                                                                                       |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | Sonda de lima<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.08.002                          |
|    | Probador<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.08.006                               |
|    | Gancho labial<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.08.001                          |
|   | Adaptador de CA<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>12.08.06.022                     |
|  | Clip para lima<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.08.003                         |
|  | Cable de medición<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.08.004                      |
|  | Batería<br>Voltaje de la batería: 3.7V<br>CÓDIGO DE ARTÍCULO:<br>51.08.005 |



# Aeropulido – Piezas de repuesto

## XP-1

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.031

Pieza de mano desmontable de aeropulido con carcasa metálica para aplicaciones supragingivales.  
Pieza de mano autoclavable, para prevención de infecciones cruzadas



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Peso   | 43.7g           |
| Tamaño | 101.5mm x Ø16mm |

## XP-2

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.034

Pieza de mano desmontable de aeropulido con carcasa metálica para aplicaciones subgingivales.  
Pieza de mano autoclavable, para prevención de infecciones cruzadas



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Peso   | 44.1g           |
| Tamaño | 102.2mm x Ø16mm |

## HY-2L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.03.094

Pieza de mano desmontable con LED y carcasa metálica para mejor visibilidad y un agarre cómodo



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Peso   | 51g             |
| Tamaño | 105mm x Ø18.9mm |

## PT-X1 polvo



Bicarbonato de sodio  
65 µm para supragingival  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.20.013

## PT-X3 polvo



Glicina  
65 µm para supragingival  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.20.015

## PT-X6 polvo



Glicina  
25 µm para supragingival y subgingival  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.20.017



Depósito de polvo para subgingival  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.10.014



Depósito de agua de 800ml  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.10.006



Depósito de polvo para supragingival  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.10.013



Llave para separador de aceite y agua  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
31.12.01.008



Pedal para PTX  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
51.10.051



DC-1 – Carro dental para PTX  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
15.05.03.005



Aguja de limpieza larga  
CÓDIGO DE ARTÍCULO: 51.11.021



Aguja de limpieza corta  
CÓDIGO DE ARTÍCULO: 51.11.022



# Puntas Ultrasónicas

Escarificación supragingival

G1

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.001

0.4

29.1mm

10.2

0.7

Para la eliminación de depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

G2

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.002

0.4

28.2mm

10.3

1.7

Para eliminar depósitos supragingivales pesados en dientes anteriores.

G3

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.003

0.4

32.5mm

14.3

0.7

Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluyendo áreas interproximales y surcos.

G4

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.004

0.4

29.4mm

10.3

0.5

Para eliminar depósitos supragingivales e interproximales.

G5

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.005

0.4

31.0mm

9.5

0.6

Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

G6

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.006

0.4

31.5mm

9.8

2.1

Para eliminar depósitos supragingivales voluminosos.

G7

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.007

31.3mm

6.8

1.7

Para retirar coronas.

G8

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.008

1.4mm

8.9

1.3

Para retirar postes.

G9

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.009

35mm

7.6

0.5

Para eliminar cálculo interdental supragingival y cálculo en el cuello del diente.

G10

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.010

36.0mm

8.4

0.6

Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluyendo las áreas interproximales y del surco.

G12

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.012

26.5mm

12

3

Para eliminar grandes depósitos supragingivales en superficies linguales de todos los cuadrantes.

G20

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.20

9.5

34.3mm

1.2

1.7

Punta recubierta de diamante (50 µm de grano) diseñada para abrasión de dentina; ideal para la preparación supragingival del hombro tras el contorneado del margen subgingival.

G21

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.021

9.5

34.3mm

1.2

1.6

Punta recubierta de diamante (120 µm de grano) para abrasión de dentina, utilizada para pulir hombros preparados supragingivales y subgingivales.

G28

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.028

3.2

31.3mm

1.2

2.0

Condensación de amalgamo.

G30

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.030

9.5

33.2mm

12.8

0.5

Punta recubierta de diamante (90 µm de grano) para preparación entre fosas y fisuras.

G31

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.031

5.0

34mm

1.3

1.9

Punta recubierta de diamante (90 µm de grano) para preparación de cavidad mesial.

G32

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.032

5.0

34mm

1.3

1.9

Punta recubierta de diamante (90 µm de grano) para preparación de cavidad distal.

G33

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.033

7.0

34.9mm

15.0

1.5

Punta recubierta de diamante (90 µm de grano) diseñada para la preparación precisa de la superficie dental durante procedimientos de carillas.

Escarificación subgingival

P1

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.001

0.4

28.8mm

10.3

0.3

Eliminación de depósitos subgingivales en bolsas poco profundas.

P2L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.101

29.7mm

16.4

0.4

Punta angulada a la izquierda, diseñada para una eliminación eficaz del cálculo en espacios interradiculares estrechos y áreas de furcación.

P2LD

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.101

33.7mm

16.4

7.0

0.5

Punta recubierta de diamante para alisado radicular.

P2R

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.102

29.7mm

16.4

0.4

Punta angulada a la derecha para eliminar cálculo en espacios interradiculares muy estrechos y furcaciones.

P2RD

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.102

33.7mm

16.4

7

0.5

Instrumento recubierto de diamante para alisado radicular.

P3

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.003

31.9mm

14.1

0.5

Para eliminar depósitos subgingivales en bolsas profundas.

P3D

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.003

31.9mm

14.1

0.6

Punta recubierta de diamante para alisado radicular tras cirugía de colgajo periodontal.

P4

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.004

32.5mm

11.2

0.5

Para eliminar depósitos subgingivales en bolsas poco profundas.

P5

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.005

28.8mm

11

0.5

Para eliminar sarro entre dientes adyacentes y a lo largo del margen gingival en el cuello dental.

P6

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.006

30.8mm

14

0.3

Para limpieza e irrigación de bolsas subgingivales profundas.

P7

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.007

32.9mm

12.7

0.6

Para limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

P8

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.008

30.4mm

12.3

0.5

Para limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

P10

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.010

28.3mm

15.6

0.4

Para eliminar sarro de bolsas subgingivales.

P11

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.011

34.6mm

6.3

0.4

Para la eliminación eficaz de sarro subgingival persistente.

P12

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.012

33.9mm

7.7

0.7

Para la eliminación eficaz de sarro subgingival persistente en regiones posteriores.

P14L

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.128

29.6mm

7.9

0.6

Punta curvada a la izquierda para eliminar sarro subgingival persistente en zonas posteriores.

P14R

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.129

29.6mm

7.9

0.6

Punta curvada a la derecha para eliminar sarro subgingival persistente en zonas posteriores.



# Puntas Ultrasónicas (continuación)

**P18**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.018



Para limpieza e irrigación de depósitos subgingivales.

**P20**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.020




Para eliminar sarro entre dientes adyacentes, a lo largo del margen gingival y en bolsas subgingivales poco profundas.

**P20L**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.141




Punta curvada a la izquierda para eliminar sarro subgingival persistente en zonas posteriores.

**P20R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.142



Punta curvada a la derecha para eliminar sarro subgingival persistente en zonas posteriores.

**P21L**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.143




Punta curvada a la izquierda para escalar en bifurcaciones radiculares y superficies radiculares de dientes posteriores adyacentes.

**P21R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.144




Punta curvada a la derecha para escalar en bifurcaciones radiculares y superficies radiculares de dientes posteriores adyacentes.

**P22L**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.145



Punta curvada a la izquierda para eliminar sarro subgingival.

**P22R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.146




Punta curvada a la derecha para eliminar sarro subgingival.

**P50LT**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.200




Punta de titanio curvada a la izquierda para raspado subgingival.

**P50RT**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.201




Punta de titanio curvada a la derecha para raspado subgingival.

**P52T**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.052




Aplicable a todas las áreas bucales y linguales.

**P53L**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.205



Punta de titanio curvada a la izquierda para raspado subgingival.

**P53R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.206




Punta de titanio curvada a la derecha para raspado subgingival.

**P56T**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.056




Adecuada para eliminar cálculo voluminoso sin dañar la encía al escalar a lo largo del margen gingival.

**P59T**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.060




Adecuada para todas las áreas bucales y linguales.

**P90T**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.090-1




Limpieza de implantes.

**P94**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.094




Limpieza de implantes.

**P95**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.095




Limpieza de implantes.

**P96L**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.207



Punta curvada a la izquierda para limpieza de implantes.

**P96R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.208



Punta curvada a la derecha para limpieza de implantes.


## Endodoncia

**E1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.001




Porta-lima de 120° para irrigación de conductos radiculares en dientes anteriores.

**E2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.002




Porta-lima de 95° para irrigación de conductos radiculares en molares.

**E3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.003



Para la fusión de gutapercha.

**E3D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.003



Instrumento recubierto de diamante para ensanchar el conducto radicular y mejorar el acceso de las limas.

**P4D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.004



Instrumento recubierto de diamante para la ampliación del conducto radicular y el acceso de limas.

**E4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.004



Para la eliminación de obstrucciones de obturación durante el retratamiento endodóntico.


**E4D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.004



Para eliminar calcificaciones y material de obturación defectuoso durante el retratamiento endodóntico.

# Puntas Ultrasónicas (continuación)


**E5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.005



16 30,2mm 23.2  
φ 0.4

Para la eliminación de obstrucciones de obturación durante el retratamiento endodóntico.


**E5D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.005



10 30,7mm 23.2  
φ 0.5

Para eliminar calcificaciones y material de obturación deficiente durante el retratamiento endodóntico.


**E6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.006



30,5mm 25

Punta de titanio para retirar limas fracturadas del conducto radicular.


**E7**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.007



28,8mm 20.7

Punta de titanio para retirar limas fracturadas en el conducto radicular.


**E8**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.008



26,0mm 12

Porta-fresas dental.

**E9**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.009



29,1mm 8.5

Porta-fresas dental.

**E10**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.010



30,8mm 13.9  
φ 0.5

Para pulido del conducto radicular durante la preparación retrógrada.

**E10D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.010



31,7mm 13.9  
φ 0.6

Instrumento recubierto de diamante para remodelación eficiente del ápice durante la preparación retrógrada.

**E11**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.011



32,4mm 13.7  
φ 0.5

Para pulido del conducto radicular durante la preparación retrógrada.

**E11D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.011



32,8mm 13.7  
φ 0.6

Instrumento recubierto de diamante para remodelación de alta eficiencia del ápice durante la preparación retrógrada.


**E12D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.012



27,9mm 18.9  
φ 1.1

Instrumento recubierto de diamante (grano de 90 μm) para eliminar calcificaciones y material de obturación deficiente en la cavidad pulpar, exponiendo el orificio del


**E14**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.014



38,0mm 25.5  
φ 0.4

Para eliminar obstrucciones de obturación durante el retratamiento endodóntico.


**E14D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.014



39,7mm 25.5  
φ 0.5

Para eliminar calcificaciones y material de obturación deficiente durante el retratamiento endodóntico.


**E15**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.015



16 30,2mm 23.2  
φ 0.4

Para eliminar obstrucciones de obturación durante el retratamiento endodóntico.


**E15D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.03.015



16 30,7mm 23.2  
φ 0.5

Para eliminar calcificaciones y material de obturación deficiente durante el retratamiento endodóntico.


**E60**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.060



30,6mm 21.3

Lima de irrigación endodóntica todo en uno con función de corte suave.

**E62**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.062



30,6mm 21.3

Lima de irrigación endodóntica todo en uno con superficie lisa.

**Restauración**

**SB1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.001



33,6mm 8.2  
φ 1.1

Punta recubierta de diamante para la eliminación de caries en superficies oclusales y en el cuello del diente.


**SB2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.002



33,6mm 8.2  
φ 1.1

Punta recubierta de diamante para la eliminación de caries en la superficie distal de dientes adyacentes.


**SB3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.003



33,6mm 8.2  
φ 1.1

Punta recubierta de diamante para la eliminación de caries en la superficie distal de dientes adyacentes.


**SB4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.004



27mm 7.7  
φ 0.9

Punta recubierta de diamante para la eliminación de caries en superficies oclusales y en el cuello del diente.

**SB5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.005



27mm 7.5  
φ 0.9

Punta recubierta de diamante para la eliminación de caries en la superficie mesial de dientes adyacentes.

**SB6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.006



27mm 7.5  
φ 0.9

Punta recubierta de diamante para la eliminación de caries en la superficie distal de dientes adyacentes.

**SBL**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.201



33,6mm 8.2  
φ 1.1

Diseñada para acceder al sitio de caries en un ángulo de 45° hacia la izquierda sin dañar los dientes adyacentes.

**SBR**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.202



33,6mm 8.2  
φ 1.1

Diseñada para acceder al sitio de caries en un ángulo de 45° hacia la derecha sin dañar los dientes adyacentes.


**SB7R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.037



33,6mm 8.2  
φ 0.9

Diseñada para acceder al sitio de caries en un ángulo de 45° hacia la derecha sin dañar los dientes adyacentes.

**SB7L**  
ITEM CODE:  
50.02.04.027



27mm 8.2  
φ 0.9


Diseñada para acceder al sitio de caries en un ángulo de 45° hacia la derecha sin dañar los dientes adyacentes.



# Puntas Ultrasónicas (continuación)

## Escarificación supragingival

**GS1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.201




27.6mm

7.5

Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

**GS2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.202




28.3mm

7.7

Para eliminar depósitos supragingivales pesados en dientes anteriores.

**GS3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.203



30.8mm

10.3

Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluyendo áreas interproximales y surcos.

**GS4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.204




29.3mm

10.3

Para eliminar depósitos supragingivales e interproximales.

**GS5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.205




30.2mm

7.7

Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

**GS6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.206



30.9mm

8.9

Para eliminar grandes volúmenes de depósitos supragingivales.

**GS7**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.207



31.0mm

4.8

Para retirar coronas.

**GS8**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.208



30.8mm

4.8

Para retirar postes.

**GS20**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.220



35mm

10.5

φ 1.6

Punta recubierta de diamante (grano 50 µm) para abrasión de dentina, utilizada en la preparación de hombros subgingivales tras el trabajo inicial del hombro subgingival.

**GS21**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.221



35.5mm


9.5

φ 1.6

Punta recubierta de diamante (grano 120 µm) para abrasión de dentina, utilizada para pulir hombros preparados supragingivales y subgingivales.

## Escarificación subgingival

**PS1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.601




28.5mm

8.2

Para eliminar depósitos subgingivales en bolsas poco profundas.

**PS3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.602




32.3mm

10

Para eliminar depósitos subgingivales en bolsas profundas.

**PS4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.603



31.9mm

9.9

Para eliminar depósitos subgingivales en bolsas poco profundas.

**PS3D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.403



31.5mm

11.2

Punta recubierta de diamante para el alisado radicular después de la cirugía de colgajo periodontal.

## Endodoncia

**ES1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.201




23.7mm

13.1

Porta-lima de 120° para irrigación de conductos radiculares en dientes anteriores.

**ES2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.202



20.5mm

15.1

Porta-lima de 95° para irrigación de conductos radiculares en molares.

**ES3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.203



35.3mm

17.5

Punta para fusión de gutapercha.

**ES4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.03.204



34.6mm

29.8

Para eliminar obstrucciones de obturación durante el retratamiento endodóntico.

**PS4D**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.04.02.404



33.0mm

21.8mm

Punta recubierta de diamante para ensanchamiento de conductos radiculares y facilitar el acceso de las limas.

## Restauración

**SBS1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.301




33.9mm

7.9

Punta recubierta de diamante para eliminar caries en superficies oclusales y en el cuello del diente.

**SBS2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.302




33.9mm

7.9

Punta recubierta de diamante para eliminar caries en la superficie mesial de dientes adyacentes.

**SBS3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.303




33.9mm

7.9

Punta recubierta de diamante para eliminar caries en la superficie distal de dientes adyacentes.

**SBSL**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.205




33.9mm

7.9

Diseñada para acceder al sitio de la caries en un ángulo de 45° hacia la izquierda sin dañar los dientes adyacentes.

**SBSR**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.04.206



33.9mm

7.9


Diseñada para acceder al sitio de la caries en un ángulo de 45° hacia la derecha sin dañar los dientes adyacentes.



# Puntas Ultrasónicas (continuación)


## Puntas de escaler (Serie GK)

**GK1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.301




Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

**GK2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.302



Para eliminar cálculo y placa supragingival pesada.

**GK3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.303



Para eliminar cálculo supragingival, interdental y cervical.

**GK4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.304



Para eliminar depósitos supragingivales, incluyendo áreas interproximales y surcos.

**GK5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.305



Para eliminar cálculo subgingival.

**GK6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.306



Punta angulada a la izquierda para eliminar cálculo subgingival.

**GK7**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.307



Punta angulada a la derecha para eliminar cálculo subgingival.

**GK14**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.314



Punta recubierta de diamante para el remodelado de coronas.

**GK16**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.316



Punta recubierta de diamante (grano 50 µm) para el remodelado de coronas.

**GK18**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.318



Punta recubierta de diamante (grano 120 µm) para el remodelado de coronas.

**GK20**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.320



Punta recubierta de diamante (grano 50 µm) para abrasión de dentina, utilizada en la preparación del hombro subgingival después de la preparación supragingival.

**GK21**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.321



Punta recubierta de diamante (grano 120 µm) para abrasión de dentina, aplicada en la preparación del hombro subgingival después de la preparación supragingival.

**GK67**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.367



Punta recubierta de diamante (grano 120 µm) para abrasión de dentina, utilizada para ensanchar el conducto radicular.

## Puntas de escaler (Serie XA)

**5A**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.105



Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

**6A**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.106



Para eliminar cálculo subgingival, incluyendo áreas interproximales y surcos.

**7A**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.107



Para eliminar cálculo supragingival, interdental y cervical.

## Puntas de escaler (Serie GC)

**GC1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.401



Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes.

**GC2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.01.402



Para eliminar cálculo supragingival, interdental y cervical.

**PC1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.02.701



Para eliminar cálculo subgingival, incluyendo áreas interproximales y surcos.

## Puntas escarificado con rosca interna

**201**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.001



Para eliminar depósitos supragingivales e interproximales.

**202**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.002



Para eliminar depósitos supragingivales en todos los cuadrantes, incluyendo áreas interproximales y surcos.

**203**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.003



Para eliminar depósitos subgingivales en bolsas profundas.

## Puntas de escaler (Serie AX)

**A1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.101



Raspado supragingival.

**A2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.06.102



Raspado supragingival.

# Puntas para sistema quirúrgico ultrasónico

## Cirugía ósea

**US1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.001

Herramienta de osteotomía altamente eficiente para la eliminación de grandes volúmenes de hueso durante cirugía maxilofacial y exodoncia.

**US1L**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.051

Técnica de osteotomía horizontal angulada a la izquierda para procedimientos en maxilar y mandíbula.

**US1R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.052

Técnica de osteotomía horizontal angulada a la derecha para procedimientos en maxilar y mandíbula.

**US2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.002

Técnica de osteotomía altamente eficiente para maxilar y mandíbula, incluyendo expansión de cresta, corticotomía e injerto en bloque óseo.

**US3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.003

Osteotomía de alta precisión para estructuras anatómicas delgadas.

**US4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.004

Osteotomía periodontal para la recolección de fragmentos óseos y eliminación de tejido inflamatorio.

**US5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.005

Osteoplastia ósea altamente eficiente, remodelación y recolección de fragmentos óseos.

**US6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.006

Osteotomía de alta precisión para estructuras anatómicas delgadas, incluyendo expansión de cresta y técnicas de corticotomía.

**US7**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.007

Osteotomía altamente eficiente para grandes volúmenes de hueso durante cirugía maxilofacial y exodoncia.

**US12**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.012

Para osteotomías en las que las sierras óseas estándar presentan dificultades de acceso quirúrgico.

## Elevación del seno maxilar

**UL1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.101

Separación de la membrana sinusal en el área interna utilizando un elevador de membrana sinusal no cortante.

**UL2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.102

Separación de la membrana de Schneider de la pared ósea; elevación de la membrana sinusal.

**UL3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.103

Instrumento recubierto de diamante para osteotomía u osteoplastia micrométrica, utilizado para finalizar procedimientos en hueso delgado o cerca de estructuras anatómicas delicadas.

**UL4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.104

Instrumento recubierto de diamante para osteotomía micrométrica, utilizado para finalizar osteotomías cerca de tejidos blandos.

**UL5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.105

Separación de la membrana sinusal en el área interna utilizando un elevador de membrana sinusal no cortante.

## Preparación de implantes

**UI1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.201

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 1,6 mm con longitud de trabajo de 9 mm.

**UI2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.202

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 2 mm.

**UI3**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.203

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 2 mm con irrigación central para reducir el calor.

**UI4**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.204

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 3,8 mm con irrigación central para reducir el calor.

**UI5**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.205

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 2 mm con irrigación central para reducir el calor.

**UI6**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.206

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 3,8 mm con irrigación central para reducir el calor.

**UI7**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.207

Instrumento recubierto de diamante para finalizar la preparación del sitio del implante cerca del nervio alveolar.

**UI8**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.208

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 1,6 mm con longitud de trabajo de 15 mm.

**UI9**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.209

Punta de preparación de sitio de implante  $\Phi$ 2,8 mm con salida de agua.

**UI10**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.210

Diseñada para optimizar la concentricidad durante la preparación de sitio de implante  $\Phi$ 3 mm.

**UI11**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.211

Para finalizar la preparación del sitio del implante.

## Extracción

**UC1**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.501

Para cortar áreas anquilosadas y fragmentos radiculares.

**UC1L**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.551

Punta curvada a la izquierda para cortar anquilosis y fragmentos radiculares.

**UC1R**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.552

Punta curvada a la derecha para cortar anquilosis y fragmentos radiculares.


**UC2**  
CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.502

Punta curvada a la izquierda para cortar anquilosis y fragmentos radiculares en la región posterior.

# Puntas para sistema quirúrgico ultrasónico (continuación)

UC3

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.503



25.2mm

14.8


14.8

Punta curvada a la derecha para cortar anquilosis y fragmentos radiculares en la región posterior.

## Tratamiento endodóntico

UE1

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.301



30.8mm

14.6

105°

3.3


0.6

14.6

Instrumento recubierto de diamante para desbridamiento apical radicular, con una longitud diamantada de 3,3 mm.

UE2

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.302



30.2mm

14.6

105°

5.4


0.6

14.6

Para una limpieza suave del conducto; la longitud de la punta de trabajo es de 4,5 mm.

UE3

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.303



33.4mm

14.3

105°

2.2


0.6

14.3

Instrumento recubierto de diamante para desbridamiento apical radicular, con una sección diamantada de 2,2 mm.

UE4

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.304



33.1mm

14.3

105°

3.5

0.6

14.3

Limpieza suave del conducto con una longitud de punta de trabajo de 3,5 mm.

## Tratamiento periodontal

UP1

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.401



28.5mm

9.5

0.6

9.5

Para un raspado periodontal suave.

UP2

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.402



28.7mm

9.2

0.3

9.2

Para la eliminación de tejido inflamado y extracción de ápices radiculares fracturados.

UP3

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.403



27.1mm

10.0


0.6

10.0

Para un raspado suave en áreas periodontales inflamadas.

UP4

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.404



28.7mm

12.1

1.3

0.7



10

12.1

Instrumento recubierto de diamante para desbridamiento y alisado radicular.

UP5

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.405



29.2mm

12.1


0.6

12.1

Para microalisado de la superficie radicular.

UP6

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.406



30.1mm

15.2

1.9

1.1

11.5

15.2

Instrumento recubierto de diamante para micro-osteotomía, osteoplastia interproximal y alisado radicular.

UP7

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.407



30.6mm

11.2

1.9

0.6


7.6

11.2

Instrumento recubierto de diamante para la orientación del conducto radicular y la eliminación de calcificaciones dentro del conducto; también apto para micro-osteoplastia.

UP8

CÓDIGO DE ARTÍCULO:  
50.02.05.408



33.5mm

18

16

18

Instrumento recubierto de diamante para micro-osteotomía, osteoplastia interproximal y alisado radicular.