

TABLA DE SILICONAS • SILICONES TABLE • TABLE DE SILICONES



DUPLIFLEX ADVANCED	LABOSIL-2	LABOSIL®-80	LABOSIL®-85	LABOSIL®-90
--------------------	-----------	-------------	-------------	-------------

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL SHEET • DONNÉES TECHNIQUES

	22	85	80	85	90
Dureza Shore A · Shore A hardness · Dureté Shore A (24 h)	22	85	80	85	90
Proporción mezcla · Mixing ratio · Rapport de mélange	1:1	1:1	100 g + 3 g	100 g + 3 g	100 g + 3 g
Tiempo de trabajo · Working time · Temps de travail (min)	5'	1'30"	1'30"	1'30"	1'30"
Tiempo de reticulación · Cross-linking time · Temps de réticulation (min)	15'	6'	8'	8'	8'
Tiempo desmoldeo · Demoulding · Démoulage (min)	30"	25'	25'	25'	25'
Presentación · Presentation · Présentation	Liq. A+B	Pasta A+B	Pasta + Cat.	Pasta + Cat.	Pasta + Cat.

APLICACIONES • APPLICATIONS SHEET • APPLICATIONS

Duplicado de yesos y revestimientos · Duplicating of plaster and investments · Duplicata de plâtre et revêtements	✓✓				
Para la técnica de vertido de resina · For pouring technique · Pour la technique de coulée des résines	✓✓				
Aislamiento yeso/dientes en mufla, llaves · Isolating plaster/teeth on flask, keys · Isolation plâtre/dents en moufle, clés		✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
Registro mordida CAD/CAM · Bite registration CAD/CAM · Enregistrement de l'occlusion CAO/FAO		✓✓	✓	✓	✓

(✓) Recomendado
Recommended
Recommandé

(✓✓) Alta recomendación
High recommended
Très recommandé