

QuickWhite®

PRIMERA LÁMPARA DE BLANQUEAMIENTO DENTAL CON TECNOLOGÍA AVANZADA

Diseñada para profesionales

Potencia óptima para resultados superiores

La primera pantalla que ofrece un tratamiento personalizado
adaptando el proceso a cada paciente.

(Estándar, sensibilidad, o tetraciclinicos).

 **DWF Smart Light**
Light for Smart Whitening

Evaluación del tono dental
Diagnóstico
Pronóstico de blanqueamiento
Recomendaciones personalizadas
Fotos de antes y después
Programación de agenda

*¡Experimente el futuro
del blanqueamiento dental
con tecnología avanzada
para obtener resultados impecables
y radiantes!*



Especificaciones técnicas

Espectro de salida: 380-530 nm.

Potencia de entrada: 230V/50Hz.

Conector de AC: IEC 320/13

Modo de operación: Continuo o intermitente

Contador autoprogramado

Opción avanzada: software y tratamientos de pantalla adicionales
30 LED con 8 microLED. Un total de 240 microLED.

Potencia: 940-2400mw/cm2

Potencia luz máxima: 30.087 mw/cm2

Peso: 2Kg.

Descubra el futuro del blanqueamiento dental con nuestra lámpara avanzada
y de última generación.

Un sistema único que combina tecnología moderna para obtener resultados rápidos
y efectivos, diferente a cualquier otro en el mercado.