

X-Smart® Go

Motor de endodoncia inalámbrico con localizador de ápice integrado

Movilidad sin compromisos

Nuestro motor de endodoncia más potente
(Torque de hasta 6 Ncm y 2500 rpm)

Concebido para maximizar el
rendimiento de las limas Dentsply Sirona

Localización de ápice precisa en tiempo real

24 meses de garantía¹



El motor inalámbrico X-Smart® Go es el compañero ideal para su lima.

¿Dispuesto a llevar sus endodoncias al siguiente nivel? X-Smart® Go es nuestro motor inalámbrico más potente hasta la fecha, diseñado para maximizar el rendimiento de los sistemas de limas de endodoncia Dentsply Sirona. Con un preciso localizador de ápice en tiempo real, los dentistas pueden agilizar el proceso de conformación con libertad de movimiento y trabajar sin errores. Todo ello avalado por una garantía de 24 meses.

TRUSTED
ENDO
PARTNER

¹. Detalles de las condiciones de la garantía en las instrucciones de uso del producto disponibles en dentsplysirona.com/ifu.



El compañero perfecto para tus limas ahora es inalámbrico.



Libertad y rendimiento

X-Smart® Go ofrece la potencia de un motor superior con el acceso, el alcance y la libertad de movimientos mejorados de un producto inalámbrico. La empuñadura ligera y bien equilibrada reduce la fatiga de las manos, al tiempo que una forma triangular especial mejora el agarre y una colocación segura y estable en la bandeja.



Movimiento optimizado

Los motores X-Smart® son el compañero perfecto para tus limas. Están diseñados para maximizar el rendimiento de las limas Dentsply Sirona, tanto en los movimientos de giro continuo como de movimiento alterno, e incluyen una biblioteca de instrumentos predefinidos fácil de usar.



Localización del ápice precisa

El localizador de ápice preciso y en tiempo real ofrece la confianza necesaria para determinar la longitud durante el conformado, tanto en los movimientos de giro continuo como de movimiento alterno. Esta función permite a los dentistas definir la longitud de trabajo y recibir alertas visuales y sonoras cuando la punta de la lima alcanza el punto seleccionado en el conducto, con la opción de escoger una respuesta apical específica (p. ej., marcha atrás o parada).



Localización más sencilla del ápice

No trabaje nunca sin apoyo. X-Smart® Go le cubre con una garantía de 24 meses, la sustitución inmediata del aparato y actualizaciones inalámbricas.



Batería de larga duración

X-Smart® Go cuenta con una batería de alta capacidad que permite tres días de uso cuando se utiliza junto con el soporte, que funciona como cargador portátil.



Referencia	Descripción
B00XSGO000000	MOTOR INALÁMB RICO X-SMART GO CON LOCALIZADOR DE ÁPICE
B00XSGOAC0001	CABLE DE MEDICIÓN X-SMART GO
B00XSGOAC0002	CLIP PARA LIMA X-SMART GO (SET DE 2)
B00XSGOAC0003	CLIP LABIAL X-SMART GO (SET DE 5)
B00XSGOAC0004	CARGADOR X-SMART GO
B00XSGOAC0006	CONTRA-ÁNGULO X-SMART GO
B00XSGOAC0007	FUNDA PARA CONTRA-ÁNGULO X-SMART GO SET DE 2
B00XSGOAC0008	BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN X-SMART GO TIPO F
B00XSGOAC0009	FUNDA PARA PIEZA DE MANO X-SMART GO SET DE 500

Para obtener más información,
póngase en contacto con su
representante de Dentsply Sirona
o visite www.DentsplySirona.com