

PARA  
TODOS

FILLAH

Restaurar  
las estructuras  
envejecidas  
de la piel

Corrección  
de arrugas  
superficiales

Relleno  
de arrugas  
medias y/o  
profundas

Restablecer  
las pérdidas  
de volumen y  
contorno facial



	<b>Hydra</b> 1,4 %	<b>Soft</b> 1,5%	<b>Medium</b> 1,75 %	<b>Intense</b> 2,0%
Composición	14 mg de AH	15 mg de AH	17,5 mg de AH	20 mg de AH
Presentación	1 x 1mL	1 x 1mL	1 x 1mL	1 x 1mL
Agujas	2 x 30G	2 x 27G	2 x 27G	2 x 27G
G' (elasticidad)		57,73	87,15	91,25
G'' (viscosidad)		14,08	23,26	35,52
Tamaño de partícula $\mu\text{m}$		500 - 700 $\mu\text{m}$	500 - 700 $\mu\text{m}$	500 - 700 $\mu\text{m}$
Endotoxinas	$\leq 0.20\text{EU/mL}$	$\leq 0.20\text{EU/mL}$	$\leq 0.20\text{EU/mL}$	$\leq 0.20\text{EU/mL}$
BDDE	-	No detectable	No detectable	No detectable

140-PS-PF-FILLAH-11.2024-1.17

De conformidad con la legislación vigente de productos sanitarios. Estos productos sanitarios pueden tener contraindicaciones y/o efectos adversos. Lea el etiquetado y las instrucciones de uso antes de su utilización.



UNO PARA  
TODOS

Un Ácido Hialurónico  
para todos los Odontólogos

FILLAH

UNO

FILLAH

# Hydra 1,4%

Relleno intradérmico lineal diseñado para aumentar la **hidratación, revitalización** y **tonificación** facial.

1 mL - 1 Jeringa precargada + 2 agujas



## Revitaliza

la piel.

## Mejora

la hidratación de la piel y su firmeza.

## Restaura

las estructuras cutáneas envejecidas.

## Rellena

la matriz extracelular y el tejido intradérmico.

FILLAH

# Soft 1,5%


Relleno intradérmico reticulado, óptimo para la **corrección** de líneas finas y la **hidratación** profunda.

1 mL - Jeringa precargada + 2 agujas

Elasticidad **G'53,73**



Viscosidad **G''14,08**



## Corrige

las arrugas superficiales y los pliegues de la piel.

## Realza y perfila

## Restablece

superficialmente las pérdidas de volumen y contorno facial.

FILLAH

# Medium 1,75%

Relleno intradérmico reticulado indicado para rellenar **volúmenes** faciales medios a profundos.

1 mL - 1 Jeringa precargada + 2 agujas

Elasticidad **G'87,15**



Viscosidad **G''23,26**



## Corrige

las depresiones cutáneas medias y profundas del rostro.

## Rectifica

las arrugas y los pliegues de la piel.

## Restablece

las pérdidas de volumen medias a profundas del contorno facial.

FILLAH

# Intense 2,0%

Relleno intradérmico reticulado de alta concentración, para **restauración** de volúmenes faciales profundos.

1 mL - 1 Jeringa precargada + 2 agujas

Elasticidad **G'91,25**



Viscosidad **G''35,52**



## Remodela y restaura

el volumen del contorno facial.

## Corrige

las pérdidas de volumen profundas de la piel.

## Restaura

las pérdidas de volumen y contorno facial.

01

## Monofásico

Proceso de reticulación altamente homogéneo.

02

## Lenta degradación

Proceso de reticulación que retrasa la acción de la hialuronidasa.

03

## Elasticidad y resistencia

Restaura contornos y mejora la elasticidad y firmeza de la piel.

04

## Viscoelástico

Presentan una alta viscosidad y un módulo elástico elevado G' y G''.

05

## Alta biocompatibilidad

Alta compatibilidad con sistemas biológicos.

06

## Buen perfil de seguridad

Muy bajo nivel de endotoxinas  $\leq 0,20\text{EU/mL}$

07

## Fabricación nacional

Producto fabricado en España.

08

## Tecnología® SARE

Tecnología propia para una mayor eficacia, proyección y durabilidad de la reticulación.