

DIACERAMIC *paste*

NEW



// **FELDSPAR CERAMIC** // **LITHIUM DISILICATE** // **ZIRCONIA**
 Feldspatkeramik Lithium-Disilikat Zirkonoxid

- ⊕ **Optimised consistency – adheres ideally and spreads evenly during application**
 Optimierte Konsistenz – haftet ideal und verteilt sich gleichmäßig während der Anwendung
- ⊕ **Universally applicable – ideal for all ceramic materials**
 Universell einsetzbar – ideal für alle keramischen Werkstoffe
- ⊕ **Diamond formula – maximum efficiency due to high diamond content**
 Diamantierte Formel – maximale Effizienz durch hohen Diamantanteil
- ⊕ **Easy application – quick and effortless high-gloss polishing**
 Einfache Anwendung – schnelle und mühelose Hochglanzpolitur

Grit / Körnung	Diamond / Diamant
Binder / Bindung	Synthetic / Kunststoff



Item / Artikel	DP-L1
HP 1 REF	9707X001
Content / Inhalt (g)	20

Goat hair brush Ziegenhaarbürste

- ⊕ **Goat hair brush for high-gloss polishing**
 Ziegenhaarbürste für die Hochglanzpolitur
- ⊕ **To be used with polishing paste (e.g. DIACERAMIC *paste*)**
 Anwendung in Verbindung mit Polierpaste (z.B. DIACERAMIC *paste*)
- ⊕ **The natural hair ensures very good absorption and adhesion of the polishing paste**
 Durch die natürliche Haarstruktur ist eine sehr gute Aufnahme und Haftkraft der Polierpaste gewährleistet



Item / Artikel	GHB-H19m
HP 10 REF	9847X010
100 REF	9847X100
Size / Maße (mm)	Ø 19

Buffing wheel Schwabbel

- ⊕ **Mounted buffing wheel made of cotton for high-gloss polishing**
 Montierte Schwabbel aus Baumwolle für die Hochglanzpolitur
- ⊕ **Optimum absorption of polishing paste without sticking**
 Optimale Aufnahme von Polierpaste, ohne zu verkleben
- ⊕ **Long service life**
 Hohe Standzeit



Item / Artikel	CB-H19
HP 10 REF	9841X010
100 REF	9841X100
Size / Maße (mm)	Ø 19