


## FICHA TÉCNICA

<b>BARRA SEPARADORES ELASTICOS PROC. 100x10</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	<b>L0326:</b> BARRA SEPARADORES ELASTICOS PROC. 100x10	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	<b>Tangent Orthodontics</b> 1064 Greenwood Springs, Blvd Suite A Greenwood IN, 46143 USA	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Reglamento MDR 2017/745	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Sin látex antialérgico. Separadores más redondeados para una colocación más fácil. Ofrecen la dureza óptima para asegurar la apertura de espacio en el mínimo tiempo. Color azul.	
<b>PRESENTACIÓN</b>	BOLSA 100 barras de 10 separadores (Total de 1.000 separadores)	
<b>VIDA ÚTIL</b>	5 años desde la fecha de fabricación.	
<b>FINALIDAD</b>	Utilizado en ortodoncia y oclusiones.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Uso profesional.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	

*Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.*