


	FICHA TÉCNICA	L0327
	BARRA SEPARADORA ELÁSTICA RADIOPACA 100x10	JUL/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

PRODUCTO	BARRA SEPARADORA ELÁSTICA RADIOPACA PROCLINIC 100x10	
REFERENCIA	L0327	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Tangent Orthodontics 1064 Greenwood Springs, Blvd Suite A Greenwood IN, 46143 USA	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Reglamento MDR 2017/745	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Sin látex antialérgico. Separadores más redondeados para una colocación más fácil. Ofrecen la dureza óptima para asegurar la apertura de espacio en el mínimo tiempo.	
ESPECIFICACIONES	Azul	
EMBALAJE	BOLSA 100 barras de 10 separadores (Total de 1.000 separadores)	
CADUCIDAD	5 años desde la fecha de fabricación.	
FINALIDAD	Utilizado en ortodoncia y oclusiones.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Uso profesional.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	