


	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> L0434-L0448, L4791
	ELASTICOS INTRAORALES AMBAR	<b>Fecha:</b> JUL/2022
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01

<b>PRODUCTO</b>	ELASTICOS INTRAORALES AMBAR PROCLINIC	
<b>REFERENCIA</b>	L0434-L0448, L4791	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	Tangent Orthodontics 2165 Earlywood Drive Franklin, IN 46131	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Elásticos de látex color ámbar. La fuerza indicada es la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado 3 veces su diámetro	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	L0434 ELASTIC INTRA AMBAR 1/8 LIG. 2,5OZ 50U L0435 ELASTICOS INTRAORALES 3/16 FUERZA LIGERA 2,5 OZ L0436 ELASTIC INTRA AMBAR 1/4 LIG. 2,5OZ 50U L0437 ELASTIC INTRA AMBAR 5/16 LIG. 2,5OZ 50 L0438 ELASTIC INTRA AMBAR 3/8 LIG. 2,5OZ 50U L0439 ELASTIC INTRA AMBAR 1/8 MED 4,5OZ 50U L0440 ELASTIC INTRA AMBAR 3/16 MED 4,5OZ 50U L0441 ELASTIC INTRA AMBAR 1/4 MED 4,5OZ 50U L0442 ELASTIC INTRA AMBAR 5/16 MED 4,5OZ 50U L0443 ELASTIC INTRA AMBAR 3/8 MED 4,5OZ 50U L0444 ELASTIC INTRA AMB 1/8 FUERTE 6,5OZ 50U L0445 ELASTIC INTRA AMB 3/16 FUERT 6,5OZ 50U L0446 ELASTIC INTRA AMB 1/4 FUERTE 6,5OZ 50U L0447 ELASTIC INTRA AMB 5/16 FUERT 6,5OZ 50U L0448 ELASTIC INTRA AMB 3/8 FUERTE 6,5OZ 50U L4791 ELASTIC INTRA AMBAR 3/16 EXTRA FUERTE 8OZ	
<b>EMBALAJE</b>	BOLSA 5.000 unidades (50 bolsas de 100 elásticos)	
<b>CADUCIDAD</b>	3 años desde la fecha de fabricación.	
<b>FINALIDAD</b>	Utilizado en ortodoncia para	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Entregar al paciente indicando la manera de utilizar.	

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> L0434-L0448, L4791
	ELASTICOS INTRAORALES AMBAR	<b>Fecha:</b> JUL/2022
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01

<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	<p>Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.</p>
---	---