
	FICHA TÉCNICA	
	L0479	Mayo/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

PRODUCTO	TUBO PARA LIP BUMPER PROCLINIC	
REFERENCIA	L0479	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Tangent Orthodontics 1064 Greenwood Springs, Blvd Suite A Greenwood IN, 46143 USA	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE I Reglamento MDR 2017/745	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Tubo transparente para Lip Bumper / Arcos labiales 3,05 metros. 030/0,762 mm.	
ESPECIFICACIONES	3,05 metros. 030/0,762 mm.	
EMBALAJE	BOLSA 1 Bobina de tubo (3,05m.)	
CADUCIDAD	3 años desde la fecha de fabricación.	
FINALIDAD	Utilizado en ortodoncia y oclusiones.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Se desliza sobre el alambre sin dificultad. Puede usarse con alambre de hasta .046	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	