

	FICHA TÉCNICA	Código: L0814, L0815
	LIGADURAS KOBAYASHI LARGAS	Fecha: JUL/2022
	PROCLINIC	Versión: 01

PRODUCTO	LIGADURAS KOBAYASHI LARGAS PROCLINIC	
REFERENCIA	L0814 LIGADURAS KOBAYASHI LARGAS 012 L0815 LIGADURAS KOBAYASHI LARGAS 014	
FABRICANTE / RESPONSABLE	G&H Orthodontics 3165 Earlywood Drive Franklin, IN 46131 U.S.A.	
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO	PRODUCTO SANITARIO CLASE IIa Directiva 93/42/CEE	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	<p>Proporciona un gancho auxiliar que puede ser añadido a cualquier bracket con sólo atarlo al arco de alambre. Preformada para ser fácilmente atado en su lugar y apto para adaptarse a la mayoría de brackets de ortodoncia. Hecho de alambre de fácil adaptación. Las ligaduras Kobayashi aportan un gancho que puede ser añadido a cualquier bracket con sólo atarlo al arco. Preformadas para anudarlas fácilmente en su lugar y para que se adapte a casi cualquier bracket.</p>	
ESPECIFICACIONES	Ref L0814: 012'' 30mm Ref L0815: 014'' 30mm	
EMBALAJE	TUBO 100 unidades	
CADUCIDAD	3 años desde la fecha de fabricación.	
FINALIDAD	Utilizados en ortodoncia.	
INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD	Uso profesional. Ver hoja de seguridad.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar seco y fresco.	