

100 avenue de Nantes
BP 30451
49304 CHOLET CEDEX
02 41 58 78 37
mail@innovapharm.fr

Caractéristiques : Gouttière CFP souple

MEDICALENE® C 40

CATEGORIE : THERMOPLASTIQUES, SEBS, SANS PHTALATES, SANS BISPHENOL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Hardness [Shore A] : 40

Density ISO 1183 : 0,89

Tensile Strength [Mpa] : 7.5

Elongation at break [%] : 618

Tear strength [kN/m]: 13.9

CONFORMITE POLYMERE :

BIO COMPATIBILITE

FDA(titre 21 CFR 177.1810)

USP CLASSE 6*

Cytotoxicité : ISO 10993-5

ADDITIFS : COLORANTS ALIMENTAIRES

METHODE : INJECTION

*La United States Pharmacopeia (pharmacopée des États-Unis) (USP) établit les normes pour assurer la qualité des médicaments et d'autres technologies de soins de santé. Parmi ceux-ci se trouvent les tests de réactivité biologiques pour « les élastomères, les plastiques et les autres matériaux polymères pour un contact direct ou indirect avec le patient », lesquels sont répartis en six classes.

La classe VI possèdent les tests les plus stricts et est largement utilisée et reconnue dans le secteur des produits médicaux.