









**FICHA TÉCNICA**







<b>RETRACTORES DE MEJILLAS Y LABIOS PROCLINIC</b>		
<b>REFERENCIAS</b>	Ver Anexo 1	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, conforme al Reglamento (UE) 2017/745	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Los retractores de mejillas y labios son artículos de uso odontológico que se utilizan para mantener abierta la boca y proporcionar una buena visión de los dientes. No estériles. Autoclavable hasta 121°C.	
<b>COMPOSICIÓN</b>	Retractores de labios: polietileno. Retractores de mejillas: policarbonato, polipropileno y polietileno.	
<b>EMBALAJE</b>	Envases conteniendo 1 o 2 unidades.	
<b>VIDA ÚTIL</b>	Debido a las características del producto, no tiene definida una vida útil. Se recomienda interrumpir el uso cuando exista un desgaste debido al uso o el producto no esté actuando correctamente.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Utilizados para desplazar los tejidos blandos para mejorar la visión y el acceso a la boca, y permitir protección durante procedimientos odontológicos.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Solamente para uso profesional dental. Producto reutilizable. Necesitan esterilizarse antes de su uso.	
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar. Proteger de la humedad y evitar el calor excesivo.	







## TECHNICAL DATA SHEET




<b>PROCLINIC CHEEK AND LIPS RETRACTORS</b>		
<b>REFERENCES</b>	See Annex 1	
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy	
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device, Class I, according to Regulation (EU) 2017/745	
<b>DESCRIPTION</b>	Cheek and lips retractors are hand-held dental devices used to open the mouth and provide good eyesight of the teeth. Non sterile. Reusable. Autoclavable up to 121°C.	
<b>COMPOSITION</b>	Lips retractors: polyethylene. Cheek retractors: polycarbonate, polypropylene and polyethylene.	
<b>PACKAGING</b>	Packages with 1 or 2 units.	
<b>SHELF LIFE</b>	Due to the characteristics of the devices, they do not have a defined shelf-life. It is recommended to discontinue use when there is wear due to use or the device is not working correctly.	
<b>INTENDED USE</b>	Intended to allow a dental professional to retract the lips/cheeks of a patient during an orthodontic or restorative dental procedure for easy access to the field of operation.	
<b>SAFETY INFORMATION</b>	For professional dental application only. Reusable. Non sterile devices that need to be sterilized before use.	
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from moisture, and avoid excessive heat.	

**ANEXO 1 / ANNEX 1**

<b>REF</b>	<b>Nombre / Name</b>
L1890	Proclinic Combee lips photo retractor, large / Retractor labios foto combinado grande Proclinic 
L1891	Proclinic photo occlusal retractor, medium / Retractor foto oclusal mediano Proclinic 
L1892	Proclinic photo occlusal retractor, small / Retractor foto oclusal pequeño Proclinic 
L1893	Proclinic cheeks retractor, medium / Separador de mejillas mediano Proclinic 
L1894	Proclinic lip ring, large / Anillo labial grande Proclinic 
L1895	Proclinic lip photo retractor, large / Retractor labios foto grande Proclinic 

L1896	<p>Proclinic lip photo retractor, medium / Retractor labios foto mediano Proclinic</p> 
L1897	<p>Proclinic lip photo retractor, small / Retractor labios foto pequeño Proclinic</p> 
L1898	<p>Proclinic occlusal fork retractor, small / Retractor oclusal tenedor pequeño Proclinic</p> 
L1899	<p>Proclinic double occlusal retractor, short / Retractor oclusal doble corto Proclinic</p> 
L1900	<p>Proclinic cheeks retractor, small / Separador de mejillas pequeño Proclinic</p> 
L1901	<p>Proclinic double occlusal retractor, long / Retractor oclusal doble largo Proclinic</p> 

L1902	<p>Proclinc cheeks retractor with tongue depressor, large / Separador de mejilla con depresor lingual grande Proclinc</p> 
L1903	<p>Proclinc cheeks retractor with tongue depressor, small / Separador de mejilla con depresor lingual pequeño Proclinc</p> 
L1904	<p>Proclinc single-sided retractor, large / Retractor grande de un extremo Proclinc</p> 
L1905	<p>Proclinc single-sided retractor, small / Retractor pequeño de un extremo Proclinc</p> 
L1906	<p>Proclinc lip ring, small, 1 u. / Anillo labial pequeño Proclinc</p> 
L1907	<p>Proclinc occlusal fork retractor, large / Retractor oclusal tenedor grande Proclinc</p> 

<p>L1908</p>	<p>Proclinic medium occlusal retractor, medium, short handle / Retractor oclusal mediano, mango corto Proclinic</p> 
<p>L1914</p>	<p>Proclinic lips retractor with handles / Retractor de labios con asas Proclinic</p> 
<p>L1918</p>	<p>Proclinic small occlusal retractor, short handle / Retractor oclusal pequeño mango corto Proclinic</p> 
<p>L1919</p>	<p>Proclinic cheeks retractor / Retractor de mejillas Proclinic</p> 