

FICHA TÉCNICA

POWER ARMS (10U) PROCLINIC		
REFERENCIAS	L4783: POWER ARM DERECHA (10U) L4784: POWER ARM IZQUIERDA (10U)	
FABRICANTE / RESPONSABLE	TANGENT ORTHODONTICS 1064 Greenwood Srings Blvd, Suite A Greenwood. IN 46143 USA	
DESCRIPCIÓN	Gancho de cementado directo que permite la colocación de elásticos con base redonda.	
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable	
PRESENTACIÓN	Caja de 10 unidades	
VIDA ÚTIL	Único uso	
FINALIDAD	Los “power arms” son una parte esencial del tratamiento de ortodoncia y son muy efectivos para corregir problemas dentales. Concretamente permiten la colocación de elásticos. Inreaorales.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	