



CERAS DENTALES
CERAS ESPECIALES

Plaça del Castell, 5 – baixos
Tel. 977 341 240 – Fax. 977 345 021
43201 Reus (Spain)

FICHA TECNICA

PRODUCTO: cera ortodoncia p ntica

CLASIFICACI N: producto sanitario Clase I

USO: cera protectora para evitar el roce de los aparatos de ortodoncia

FABRICANTE:

CERA REUS, S.A.

PLAZA DEL CASTELL, 5 BAJOS

CP 43201 REUS

ESPA A

PRESENTACI N COMERCIAL:

- **FORMA DE CILINDRO.** Di metro de 5mm y largo de 50mm. Se agrupan en estuches de 5 barras, peso 4g
- **COLOR:** color diente
- **EMBALAJE:** caja de 36 estuches

COMPOSICI N QU MICA: mezcla de ceras y resinas/aceites parafinicos

ESPECIFICACI N:

<i>TEST</i>	<i>MARGEN DE CONFORMIDAD</i>	<i>VALOR MEDIO</i>
TEST VISIBLE	ACEPTABLE / NO ACEPTABLE	CONFORME
PUNTO DE FUSI�N	+ / - 3�C	61 �C
CALIBRE	+ / - 0.5 mm	5 mm
LARGO	+/- 0.5 mm	50 mm
PESO	+/- 0.5g	4g

Reus, 10 enero 2022