

FICHA TÉCNICA

SOPORTE PARA ALICATES REDONDO BESTDENT		
REFERENCIA	L5680	
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia	
CLASIFICACIÓN	No es Producto Sanitario, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.	
DESCRIPCIÓN	Soporte redondo transparente para alicates.	
COMPOSICIÓN	Metacrilato plexiglass	
ESPECIFICACIONES	Medidas: diámetro 12 cm altura 12 cm	
ENVASE	Envase con 1 unidad.	
FINALIDAD PREVISTA	Se usa para contener instrumentos, como alicates.	
ESTERILIZACIÓN	No autoclavable. Se deforma a 80°C. Resiste los esterilizadores químicos.	
CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.	