

FICHA TÉCNICA



ALICATE DE TORQUE PROCLINIC

REFERENCIA

L8777: Hembra
L8778: Macho

FABRICANTE / RESPONSABLE

CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl
Via Felice Cavallotti, 15
20122 Milán - Italia

CLASIFICACIÓN

Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

DESCRIPCIÓN

Alicates para doblar alambres de ortodoncia.
Longitud: 125 mm.

COMPOSICIÓN

Acero inoxidable.

ENVASE

Envase con 1 unidad.

FINALIDAD PREVISTA

Instrumental de uso por profesionales dentales para doblar alambres de ortodoncia de hasta 0,55 x 0,64 mm Ø.

VIDA ÚTIL

La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN


Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.



TECHNICAL DATA SHEET



PROCLINIC TORQUING PLIER

REFERENCE

L8777: Female
L8778: Male

MANUFACTURER

CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl
Via Felice Cavallotti, 15
20122 Milano - Italy

CLASSIFICATION

Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.

DESCRIPTION

Plier for bending orthodontic wire.
Length: 125 mm.

COMPOSITON

Stainless steel.

PACKAGING

Package with 1 piece.

INTENDED USE

Instrument for use only by dental professionals intended for bending orthodontic wires up to 0,55 x 0,64 mm \varnothing .

SHELF LIFE

The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.


STERILISATION

All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.

HANDLING AND STORAGE CONDITIONS

Store in a cool dry place, away from direct sunlight.
Protect from humidity and excessive heat.



SCHEDA TECNICA PRODOTTO**PINZA TORQUE PROCLINIC****CODICE ARTICOLO**

L8777: Femmina
L8778: Maschio

PRODOTTO DA

CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl
Via Felice Cavallotti, 15
20122 Milano - Italia

NOTE TECNICHE

Dispositivo Medico Classe I conforme alla
Direttiva Europea 93/42/CEE
concernente i dispositivi medici.

DESCRIZIONE

Pinza per piegare fili ortodontici.
Lunghezza: 125 mm.

**MATERIALE DI
PRODUZIONE**

Realizzata in acciaio inossidabile.

IMBALLAGGIO

Singolo pezzo.

**DESTINAZIONE
D'USO**

Strumento solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale
destinato alla piegatura di fili ortodontici fino a 0,55 x 0,64 mm \varnothing .

**DATA DI
SCADENZA**

La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da
parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.

STERILIZZAZIONE

Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima
dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti
medici o odontoiatrici. Sterilizzare con autoclave o a secco.

STOCCAGGIO

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore.
Proteggere da umidità e calore eccessivo.

