




FICHA TÉCNICA**ALICATE PARA CRIMPAR PROCLINIC**

REFERENCIA	L8782
FABRICANTE / RESPONSABLE	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
DESCRIPCIÓN	Alicate para crimpar alambres de ortodoncia. Longitud: 130 mm
COMPOSICIÓN	Acero inoxidable.
ENVASE	Envase con 1 unidad.
FINALIDAD PREVISTA	Instrumental de uso por profesionales dentales para corrugar o crimpar alambres de ortodoncia mediante la deformación de una o ambas piezas; esta deformación es lo que las mantiene unidas.
VIDA ÚTIL	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados
LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

TECHNICAL DATA SHEET**PROCLINIC CRIMPABLE HOOK PLIER**

REFERENCE	L8782
MANUFACTURER	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
CLASSIFICATION	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
DESCRIPTION	Plier for crimping hooks on arch wires. Length: 130 mm
COMPOSITON	Stainless steel.
PACKAGING	Package with 1 piece.
INTENDED USE	Instrument for use only by dental professionals intended for attaching crimpable hooks securely to arch wires with minimum pressure.
SHELF LIFE	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.
STERILISATION	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

SCHEMA TECNICA PRODOTTO**PINZA PER MODELLARE PROCLINIC**

CODICE ARTICOLO	L8782
PRODOTTO DA	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italia
NOTE TECNICHE	Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.
DESCRIZIONE	Pinza per modellare fili ortodontici. Lunghezza: 130 mm.
MATERIALE DI PRODUZIONE	Realizzata in acciaio inossidabile.
IMBALLAGGIO	Singolo pezzo.
DESTINAZIONE D'USO	Strumento solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale destinato a modellare o chiudere ganci chirurgici con una pressione minima.
DATA DI SCADENZA	La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.
STERILIZZAZIONE	Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti medici o odontoiatrici. Sterilizzare con autoclave o a secco.
STOCCAGGIO	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.