

**FICHA TÉCNICA****ALICATE WEINGART PROCLINIC**

<b>REFERENCIA</b>	L8791
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milán - Italia
<b>CLASIFICACIÓN</b>	Producto Sanitario Clase I, según la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Alicate Weingart para doblar alambres de ortodoncia. Longitud: 145 mm
<b>COMPOSICIÓN</b>	Acero inoxidable.
<b>ENVASE</b>	Envase con 1 unidad.
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	Instrumental de uso por profesionales dentales para para doblar alambres de ortodoncia de hasta 0,7 mm Ø.
<b>VIDA ÚTIL</b>	La vida útil de los instrumentos depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de procesamiento adecuados.
<b>LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN</b>	Todos los instrumentos se deben examinar, limpiar y esterilizar antes de cada uso. Usar detergentes y desinfectantes adecuados para instrumentos médicos o dentales. Esterilizar en autoclave o con calor seco.
<b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>	Almacenar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de la luz solar directa y de fuentes de calor. Proteger de la humedad.

## TECHNICAL DATA SHEET



### PROCLINIC WEINGART PLIER

<b>REFERENCE</b>	L8791
<b>MANUFACTURER</b>	CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl Via Felice Cavallotti, 15 20122 Milano - Italy
<b>CLASSIFICATION</b>	Medical Device class I, according to Directive 93/42/EEC concerning medical devices.
<b>DESCRIPTION</b>	Weingart plier. Length: 145 mm
<b>COMPOSITON</b>	Stainless steel.
<b>PACKAGING</b>	Package with 1 piece.
<b>INTENDED USE</b>	Instrument for use only by dental professionals intended for bending orthodontic wires up to 0,7 mm Ø.
<b>SHELF LIFE</b>	The lifetime of the instruments depends on the frequency of use, the care by the user, and the proper reprocessing methods.
<b>STERILISATION</b>	All the instruments must be inspected, cleaned, and sterilized before each use. Use detergents and disinfectants suitable for use with medical or dental instruments. Methods of sterilisation: autoclave or dry heat.
<b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>	Store in a cool dry place, away from direct sunlight. Protect from humidity and excessive heat.

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO****PINZA WEINGART PROCLINIC****CODICE ARTICOLO** L8791**PRODOTTO DA** CHL MEDICAL SOLUTIONS, Srl  
Via Felice Cavallotti, 15  
20122 Milano - Italia**NOTE TECNICHE** Dispositivo Medico Classe I conforme alla Direttiva Europea 93/42/CEE concernente i dispositivi medici.**DESCRIZIONE** Pinza Weingart per piegare fili ortodontici.  
Lunghezza: 145 mm**MATERIALE DI PRODUZIONE** Acciaio inossidabile.**IMBALLAGGIO** Singolo pezzo.**DESTINAZIONE D'USO** Strumento solo per uso da parte dei professionisti del settore dentale destinato alla piegatura di fili ortodontici fino a 0,7 mm  $\varnothing$ .**DATA DI SCADENZA** La vita utile degli strumenti dipende dalla frequenza d'uso, dalla cura da parte dell'utente e dai metodi di rielaborazione appropriati.**STERILIZZAZIONE** Tutti gli strumenti devono essere ispezionati, puliti e sterilizzati prima dell'uso. Usare detergenti e disinfettanti adatti per l'uso con strumenti medici o odontoiatrici.  
Sterilizzare con autoclave o a secco.**STOCCAGGIO** Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore. Proteggere da umidità e calore eccessivo.