



## FICHA TÉCNICA

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ELASTICOS INTRAORALES</b><br><b>MARCA: PROCLINIC</b> |   |  |
| <b>REFERENCIAS</b>                                      | <b>L8915: 8OZ 1/4 6mm 50U</b><br><b>L8916: 8OZ 5/16 8mm 50U</b><br><b>L8917: 8OZ 3/8 10mm 50U</b><br><b>L8918: 8OZ 1/2 13mm 50U</b><br><b>L8919: 16OZ 1/4 6mm50U</b><br><b>L8920: 16OZ 5/16 8mm 50U</b><br><b>L8921: 16OZ 3/8 10mm 50U</b><br><b>L8922: 16OZ 1/2 13mm 50U</b> |   |
| <b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>                         | International Orthodontic Services<br>12811 Capricorn St. Stafford, TX 77477 USA<br>Tel: 1888-IOS-8882 ( 1888-461-8882)   |   |
| <b>DESCRIPCIÓN</b>                                      | Elásticos de látex. La fuerza indicada es la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado 3 veces su diámetro.  |   |
| <b>COMPOSICIÓN</b>                                      | Latex.  |   |
| <b>PRESENTACIÓN</b>                                     | Elásticos presentados en bolsitas de 50 unidades.   |   |
| <b>FINALIDAD</b>  | Para su uso con máscaras faciales y otros aparatos extraorales.   |   |
| <b>INSTRUCCIONES DE USO</b>                             | Ver instrucciones en el producto.   |   |
| <b>ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE</b>                      | Mantener cerrado para evitar la contaminación.<br>Almacenar a temperatura ambiente. No sobreexponer a la luz.   |   |

## FICHA TÉCNICA

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>COLORED INTRAORAL ELASTIC</b><br><b>BRAND: PROCLINIC</b> |   |  |
| <b>REFERENCES</b>   | <b>L8915: 8OZ 1/4 6mm 50U</b><br><b>L8916: 8OZ 5/16 8mm 50U</b><br><b>L8917: 8OZ 3/8 10mm 50U</b><br><b>L8918: 8OZ 1/2 13mm 50U</b><br><b>L8919: 16OZ 1/4 6mm50U</b><br><b>L8920: 16OZ 5/16 8mm 50U</b><br><b>L8921: 16OZ 3/8 10mm 50U</b><br><b>L8922: 16OZ 1/2 13mm 50U</b> |   |
| <b>MANUFACTURER</b>   | International Orthodontic Services<br>12811 Capricorn St. Stafford, TX 77477 USA<br>Tel : 1888-IOS-8882 ( 1888-461-8882)  |   |
| <b>DESCRIPTION</b>  | Latex elastics. The indicated force is the force exerted when the elastic is elongated 3 times its diameter.  |   |
| <b>COMPOSITION</b>  | Latex.  |   |
| <b>PACKAGING</b>  | Elastics are presented in bags of 50 units.   |   |
| <b>INTENDED USE</b>   | For use with face masks and other headgear.   |   |
| <b>INSTRUCTIONS FOR USE</b>                                 | See instructions on the product.  |   |
| <b>HANDLING AND STORAGE CONDITIONS</b>                      | Keep closed to avoid contamination.<br>Store at room temperature. Do not overexpose to light.   |   |