



FICHA TÉCNICA

ELASTICOS INTRAORALES MARCA: PROCLINIC		
REFERENCIAS	L8915: 8OZ 1/4 6mm 50U L8916: 8OZ 5/16 8mm 50U L8917: 8OZ 3/8 10mm 50U L8918: 8OZ 1/2 13mm 50U L8919: 16OZ 1/4 6mm50U L8920: 16OZ 5/16 8mm 50U L8921: 16OZ 3/8 10mm 50U L8922: 16OZ 1/2 13mm 50U	
FABRICANTE / RESPONSABLE	International Orthodontic Services 12811 Capricorn St. Stafford, TX 77477 USA Tel: 1888-IOS-8882 (1888-461-8882)	
DESCRIPCIÓN	Elásticos de látex. La fuerza indicada es la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado 3 veces su diámetro.	
COMPOSICIÓN	Latex.	
PRESENTACIÓN	Elásticos presentados en bolsitas de 50 unidades.	
FINALIDAD	Para su uso con máscaras faciales y otros aparatos extraorales.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Mantener cerrado para evitar la contaminación. Almacenar a temperatura ambiente. No sobreexponer a la luz.	

FICHA TÉCNICA

COLORED INTRAORAL ELASTIC BRAND: PROCLINIC		
REFERENCES	L8915: 8OZ 1/4 6mm 50U L8916: 8OZ 5/16 8mm 50U L8917: 8OZ 3/8 10mm 50U L8918: 8OZ 1/2 13mm 50U L8919: 16OZ 1/4 6mm50U L8920: 16OZ 5/16 8mm 50U L8921: 16OZ 3/8 10mm 50U L8922: 16OZ 1/2 13mm 50U	
MANUFACTURER	International Orthodontic Services 12811 Capricorn St. Stafford, TX 77477 USA Tel : 1888-IOS-8882 (1888-461-8882)	
DESCRIPTION	Latex elastics. The indicated force is the force exerted when the elastic is elongated 3 times its diameter.	
COMPOSITION	Latex.	
PACKAGING	Elastics are presented in bags of 50 units.	
INTENDED USE	For use with face masks and other headgear.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See instructions on the product.	
HANDLING AND STORAGE CONDITIONS	Keep closed to avoid contamination. Store at room temperature. Do not overexpose to light.	