



FICHAS TÉCNICAS

TRACCIONES DE SEGURIDAD PROCLINIC		
REFERENCIAS	L9450: Tracción de seguridad 450gr PROCLINIC L9451: Tracción de seguridad 600gr PROCLINIC L9452: Tracción de seguridad 750gr PROCLINIC	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Dental World S.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - Zona Industriale - 70056 Molfetta (BA) - ITALIA Tel. +39 080.338.10.04 / Fax. +39 080.338.10.04 www.dental-world.it / info@dental-world.it	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario de clase I (no estéril) - Reglamento UE 2017/745	
DESCRIPCIÓN	Las tracciones de seguridad (dinamómetros) son dispositivos utilizados con auriculares o con cojinetes cervicales que permiten aplicar fuerzas en función de la posición de encaje del arco extraoral en la lengua con múltiples orificios.	
COMPOSICIÓN	Fabricados de plástico duradero con resortes de acero inoxidable. <ul style="list-style-type: none"> • Gancho: ABS • Lengüeta: Laprene neutro • Resorte/Muelle: AISI 302 	
PRESENTACIÓN	Cajas de 10 unidades	
VIDA ÚTIL	Producto de uso único.	
FINALIDAD	Dispositivos destinados a ser utilizados con auriculares o con tracciones cervicales; los resortes situados en el interior permiten ejercer fuerzas constantes de 450 g a 750 g.	
INSTRUCCIONES DE USO	Ver instrucciones en el producto.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No se requieren condiciones especiales de almacenamiento y transporte.	

TECHNICAL DATA SHEET

SAFETY RELEASE MODULE PROCLINIC		
REFERENCES	L9450: Tracción de seguridad 450gr PROCLINIC L9451: Tracción de seguridad 600gr PROCLINIC L9452: Tracción de seguridad 750gr PROCLINIC	
MANUFACTURER	Dental World S.r.l. Via Antichi Pastifici, 15 - Zona Industriale - 70056 Molfetta (BA) - ITALIA Tel. +39 080.338.10.04 / Fax. +39 080.338.10.04 www.dental-world.it / info@dental-world.it	
CLASSIFICATION	Class I (non-sterile) medical device - EU Regulation 2017/745.	
DESCRIPTION	Safety release modules (dynamometers) are devices used with headcaps or with cervical neckpads that allow forces to be applied based on the position of engagement of the extraoral wire in the multi-hole tongue.	
COMPOSITION	Made of durable plastic with stainless steel springs. <ul style="list-style-type: none"> • Hook: ABS • Strip: Neutral laprene • Spring: AISI 302 	
PRESENTATION	Boxes of 10 units	
SHELF LIFE	Product for single use only.	
FINALITY	Devices intended for use with headphones or cervical traction; the springs located inside allow constant forces of 450 g to 750 g to be exerted.	
INSTRUCTIONS FOR USE	See product instructions.	
STORAGE AND TRANSPORT	No special storage and transport conditions are required.	