


Piezas de recambio 18460000 Versión A



Ersatzteilzeichnung • Spare parts drawings • Plan des pièces de rechange • Disegno delle parti di ricambio
Plano de piezas de recambio • Чертеж запасных частей

1846*000 POWER Steamer 2



Posición	Nombre del producto	Número del producto
1	Tapón, completo	900021865
2	Tapa de revisión	900033741
3	Herramienta (llave tubular)	900033705
4	Juego de anillos de sellado	900021070 *
5	Electroválvula vapor	900037875 *
6	Pies del aparato	900034653
7	Soporte de la pieza de mano cpl.	900033666
8	Tapón (abertura de revisión)	900033642



Posición	Nombre del producto	Número del producto
9	Parte delantera, centro, PS2	900033639
10	Boquilla	900037862 *
11	Conjunto pieza de mano completo	900021682
12	Tubo de entrada, completo recortadora	900020976
13	Cepillo de limpieza	900033800
101	Presostato vapor, compl.	900021880
102A	Cable de red tripolar	900033712
102B	Cable de red tripolar GB	900038903
102C	Cable de red tripolar Argentina	900038909
102D	Cable de red tripolar Brasil	900038905
102E	Cable de red tripolar Sudáfrica	900038906
102F	Cable de red tripolar AUS/NZL	900038910
102G	Cable de red tripolar EE.UU.	900038900
102H	Cable de red tripolar Suiza	900038907
102I	Cable de red tripolar China	900038904
103A	Placa de circuito (control) PS2 230 V	900033625
103B	Placa de circuito (control) PS2 120 V	900033624
103C	Placa de circuito (control) PS2 100 V	900033623
104	Placa de circuito (funcionamiento)	900033626
105	Parte delantera superior incl. teclado de membrana PS2	900033750
106	Sello de la manguera	900033651
107	Juego de bloques de soporte	900033663
108	Sensor de temperatura	900033709
109	Fusible térmico de la caldera 298°C	900030258
110	Válvula de alivio de presión	900021927
111	Microinterruptor único	900033603

Posición	Nombre del producto	Número del producto
112	Transformador para variantes de tensión	900033671
113	Juego de aislamiento	900021751
114	Electroválvula agua	900037874
115	Presostato agua compl.	900021881
116	Bomba	900021882
117	Cable de cinta	900033728
118	Válvula de retención	900037878
119	Lado derecho de la carcasa	900033637
120	Lado izquierdo de la carcasa	900033638
121	Parte superior de la carcasa	900033640
122	Manómetro incl. conexión de tornillo	900021892
123	Tubo flexible de espuma EPDM	900033937
124	Base de plástico cpl. POWER steamer	900030276
125A	Caldeira POWER steamer 2 230V	900021755
125B	Caldera POWER steamer 2 120V	900021745
125C	Caldeira POWER steamer 2 100V	900021748
501	POWER steamer Soporte para pared	18450200

* No se incluyen en la garantía las piezas sometidas a desgaste.

