



Laboratorio

PINCELES PARA CERÁMICA

El arte del modelado con la máxima ergonomía y precisión



 proclinic



Presentamos nuestra nueva línea de pinceles Proclinic para modelar cerámica:

Máxima **calidad** y **elasticidad** para trabajar de forma más directa y **precisa**.

CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑOS



PUNTA
FINA



MÁXIMA
ELASTICIDAD



GRAN
PRECISIÓN



FÁCIL
MODELADO



MANGO
ERGONÓMICO



OPAQUE LINE

Aplicación de Opaquer de forma uniforme en finas capas.

LINE 00

Aplicación de las masas de maquillaje y caracterización especial con la máxima precisión.

LINE 1

Aplicación con la máxima exactitud de pequeñas cantidades de cerámica.

LINE 4, 6 y 8

Aplicación de mayor cantidad de cerámica manteniendo la humedad.

PINCELES DE PELO NATURAL-KOLINSKY

El pelo natural de alta calidad ofrece un mayor control en la aplicación de las masas cerámicas en pequeñas y en grandes cantidades. Además, mantienen la humedad y la forma durante la aplicación.

Kolinsky Line Opaque	Ref. H21100
Kolinsky Line N° 00	Ref. H21101
Kolinsky Line N° 1	Ref. H21102

Kolinsky Line N° 4	Ref. H21103
Kolinsky Line N° 6	Ref. H21104
Kolinsky Line N° 8	Ref. H21105

PINCELES DE PELO SINTÉTICO

El pelo sintético asegura una gran durabilidad. Facilidad de limpieza con solo agitarlos.

Sintético Line Opaque	Ref. H21106
Sintético Line N° 00	Ref. H21107
Sintético Line N° 1	Ref. H21108

Sintético Line N° 4	Ref. H21109
Sintético Line N° 6	Ref. H21110
Sintético Line N° 8	Ref. H21111



| www.proclinic.es | 900 800 880 | info@proclinic-products.com |

Le informamos de que el Responsable del tratamiento de sus Datos Personales es Proclinic S.A.. La Finalidad del tratamiento de sus Datos Personales es la contestación a solicitudes comerciales. La legitimación es su consentimiento prestado. Sus datos únicamente serán cedidos a empresas vinculadas con Proclinic S.A. que comercialicen productos similares del sector odontológico, siempre bajo su consentimiento y no habrá cesión internacional de sus Datos Personales. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o oposición al tratamiento de datos, entre otros, a través de lopd@proclinic.es. Si desea conocer información adicional sobre el tratamiento de datos personales, acceda a: <https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>