

Ofertas, promociones y novedades para la clínica dental

MEJORES PRECIOS 48

Válido hasta el
30-06-2020
Precios sin IVA

 **Plasmapp**

7
Minutos

55°
Baja
temperatura



N!

7
Minutos

55°
Baja
temperatura



Esterilizador de plasma
a baja temperatura

Sterlink® FPS 15-S Plus

Ref.: STERLINK155

12.900 €

 **Plasmapp**

» Visite la WEB

Indicado especialmente para turbinas y piezas de mano.

Sterlink® es un esterilizador de plasma que utiliza el proceso de esterilización exclusivo de Peróxido de Hidrógeno (H₂O₂) para inactivar microorganismos en instrumental médico y quirúrgico, metálico y no metálico, a baja temperatura.

Es un método de esterilización flexible, fiable, fácil de usar, rápido, seguro y eficaz.

Dimensiones: 433 x 614 x 437 mm

Cámara de esterilización: 264 x 410 x 125 mm

Capacidad: 14 litros

Peso: 67 kg

Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura: inferior a 57°

Display: TFT-LCD - Pantalla táctil de 7"

7
Minutos

55°
Baja
temperatura



Esterilizador de plasma
a baja temperatura

Sterlink® Mini

Ref.: STERLINKMINI

7.900 €

 **Plasmapp**

- Esteriliza a baja temperatura
- Extiende la vida útil de los instrumentos sensibles a la humedad / calor (no aptos para autoclaves de vapor)
- Mejorar las medidas de control de infecciones.
- Mayor flexibilidad de tiempos con ciclos a elección.
- Seguimiento basado en la nube y monitoreo de problemas
- Diseño moderno y compacto
- Ecológicamente seguro y no tóxico.

Dimensiones: 270 x 450 x 330 mm

Cámara de esterilización: 206 x 364 x 113 mm

Capacidad: 7 litros

Peso: 18 kg

Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Temperatura: inferior a 57°

» Visite la WEB



Impresora térmica
externa para Sterlink®

Impresora de etiquetas autoadhesivas

Ref.: PRINT1

- El resultado de la esterilización se imprime y se crea un registro de esterilización.
- Incluye cable USB
- Dimensiones (mm): 120 x 102 x 145.
- Peso: 0.5 kg
- Ancho del papel térmico: 56 mm.

265 €



Carro especial para Sterlink® FPS

Kart

Ref.: KART

Mueble rodante con ruedas de bloqueo.
Proporciona una altura de trabajo óptima
cuando se usa STERLINK® FPS.

- Dimensiones (mm): 483 x 660 x 603.
- Peso: 37kg.

625 €



Sterpack

Ref.: STERPACK1

Bolsa de esterilizar monouso con cartucho. Para Sterlink y Strlink Mini.

112 €

**x Caja
50 u.**



Sterpack Plus

Ref.: F92STERPACKP

Bolsa de esterilizar monouso con cartucho. Para Sterlink.

100 €

**x Caja
30 u.**



Sterload Mini

Ref.: STERLOADMINI

Cartucho Monouso para esterilizar en modo Chamber. Para Sterlink Mini.

100 €

**x Caja
30 u.**



Sterload

Ref.: F92STERLOAD

Cartucho Monouso para esterilizar en modo Chamber. Para Sterlink.

135 €

**x Caja
30 u.**



Cesta aluminio

Ref.: CESTALU1

Para utilizar con STERPACK. Aprovecha todo el volumen disponible de la bolsa de esterilización.

145 €



Cesta aluminio

Ref.: CESTALU2

Para utilizar con STERPACK PLUS. Aprovecha todo el volumen disponible de la bolsa de esterilización.

225 €

100 mm




Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK100
Bolsa monouso de 100 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 120 bolsas.

68 €

**x Caja
120 u.**

200 mm




Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK200
Bolsa monouso de 200 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 90 bolsas.

68 €

**x Caja
90 u.**

300 mm



Bolsa plana Tyvek®/film

Ref.: TYVEK300
Bolsa monouso de 300 mm para esterilizar en Sterlink y Sterlink Mini. Caja con 60 bolsas.

68 €

**x Caja
60 u.**



Crosstex VH202

Ref.: CITAPEROLL

Cinta indicadora de esterilización Crosstex VH02. Rollo de 5 metros.

35 €



Cesta aluminio para cámara Sterlink

Ref.: INNERTRAY

85 €



Rollo etiquetas adhesivas

Ref.: STICKEROLL

Para la impresora térmica.

30 €

**x Caja
4 rollos**



**Termoselladora de rodillo
con impresora.**

Millseal Rolling

Ref.: M7B240001

1.990 €

Sistema de arrastre automático

De forma ergonómica y lineal, Millseal Rolling introduce un nuevo enfoque en el procedimiento del sellado dentro del consultorio odontológico.

Millseal Rolling acelera y optimiza el sellado de bolsas precortadas y soldadas en tres lados.

La multibanda de soldadura de 15 mm garantiza la esterilidad de los instrumentos envasados a lo largo del tiempo. Gracias a la regulación de la temperatura es posible obtener un control eficaz de la acción de soldadura garantizando prestaciones elevadas y constantes a lo largo del tiempo.

PRO



Promociones y Mejores Precios.
Información de los productos.
Blog Tecnología para la Salud.
Especialistas de producto.
Petición de demostraciones.

**Llévatelo todo con nuestra
App de soporte comercial
PRO, de Incotrading.**

Descárgala buscando por "Incotrading"



Plasmapp

Plasmapp - Walud Market S.L.
Camino de Hormigueras 119-121
Polígono Industrial de Vallecas
28031 MADRID (España)

(+34) **919 552 793**
info@walud.net
www.walud.net

incoSAT

Servicio técnico

Servicios de Asistencia Técnica
en ubicación del cliente con
cobertura para toda España y
Portugal.

Si necesita cualquier
información no dude en
llamar a nuestro número
de atención telefónica.
913 807 490

Mejores Precios 48 - Promoción válida hasta el 30 de junio de 2020. / Los precios de los artículos NO INCLUYEN IVA. / Precios válidos salvo error tipográfico. / Promociones no acumulables / Precios y especificaciones modificables sin previo aviso. / Gastos de envío no incluidos. / En función de sus características, el equipo puede no resultar idéntico al de la fotografía. © 2020-Walud Market S.L..