



# PUNTAS MULTIFUNCIÓN DE ULTRASONIDO

Para todos los tratamientos

## **Lo mejor no tiene por qué costar una fortuna**

¡Descubre la innovación en el cuidado dental con las puntas de ultrasonido de Bestdent!

Te traemos la última tecnología en limpieza y tratamiento dental. Desde la eliminación de placa hasta procedimientos periodontales avanzados, nuestras puntas de ultrasonido ofrecen precisión, eficacia y comodidad para ti y tus pacientes.

¿A qué esperas para probarlas?



# PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **EMS**<sup>®</sup>



*EMS es una marca registrada de Electro Medical Systems S.A.*

**EMS**<sup>®</sup>

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO EMS®

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
Profilaxis y periodoncia		eA	<b>Profilaxis.</b> Para la eliminación precisa del cálculo sólido supragingival en todos los cuadrantes.
		eP	<b>Periodoncia.</b> Adecuada para la eliminación precisa del cálculo subgingival y supragingival persistente, así como de las concreciones, en todos los cuadrantes.
		ePS	<b>Periodoncia.</b> Esta punta rápida y mínimamente invasiva es ideal para la eliminación de cálculos en bolsas periodontales profundas en todos los cuadrantes.
		ePL3	<b>Periodoncia.</b> La punta perfecta para la limpieza y desinfección de bolsas periodontales e ideal para las visitas de seguimiento en pacientes de mantenimiento periodontal.
		eH3	<b>Periodoncia.</b> Permite el tratamiento del bloque incisivo-canino. El borde guía está orientado paralelo a la bolsa.
Higiene de implantes		eICP SET	<b>Tratamiento implantes.</b> Para una limpieza segura y suave de implantes y restauraciones.
		ICPpeek	<b>Tratamiento implantes.</b> Pack de 10 unidades.
Endodoncia		eROGP	<b>Endodoncia.</b> Para eliminar objetos extraños del conducto radicular.
		eROGP-90	<b>Endodoncia.</b> Para eliminar objetos extraños del conducto radicular.
Llaves		TW EMS P	Llave de plástico para EMS®

# PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **ACTEON**®



*ACTEON es una marca registrada de ACTEON Group*



**ACTEON**®

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **ACTEON**<sup>®</sup>

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
Profilaxis		s#1	<b>Profilaxis.</b> Para una eliminación sencilla de sarro supragingival sin dañar el esmalte.
		s#2	<b>Profilaxis.</b> Aplica la parte plana en el diente para eliminar los depósitos significativos de cálculo.
		s#3	<b>Profilaxis.</b> Eliminación de sarro supragingival y subgingival. Especialmente efectivo para espacios interproximales.
		s1S	<b>Profilaxis.</b> Eliminación de sarro supragingival y subgingival. Especialmente efectivo para espacios interproximales.
Periodoncia		s10P	<b>Periodoncia.</b> Punta redonda y delgada, adecuada para la limpieza de bolsas poco profundas de menos de 2-3 mm.
		s10X	<b>Periodoncia.</b> Su parte plana la hace adecuada para los espacios interproximales y la eliminación de sarro supragingival. Su diseño anatómico te permite un uso rápido y eficiente.
		s10Z	<b>Periodoncia.</b> Adecuada para bolsas de tamaño medio (<4 mm) y la eliminación de biopelícula y depósitos blandos, permitiendo la observación de la profundidad de la bolsa mediante la escala de 3 mm.
		sH3	<b>Periodoncia.</b> Permite el tratamiento del bloque incisocanino. Facilita el trabajo en la bolsa periodontal sin causar lesiones.
		sH4L	<b>Periodoncia.</b> Premolar y molar: con curvatura hacia la izquierda. La punta perfecta para tratar todas las superficies y las bifurcaciones.
		sH4R	<b>Periodoncia.</b> Premolar y molar: con curvatura hacia la derecha. Segunda punta para usar después de la referencia sH4L.

ACTEON es una marca registrada de ACTEON Group

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **ACTEON**<sup>®</sup>

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
Periodoncia		sTK1L	<b>Periodoncia.</b> Ideal para examinar y realizar el mantenimiento de bolsas periodontales de tamaño medio a profundo (>4 mm). Será una ayuda para el diagnóstico y la podrás usar durante el desbridamiento e irrigación de las bolsas.
		sTK1S	<b>Periodoncia.</b> Recomendada para examinar bolsas poco profundas y de tamaño medio (<4 mm) y para el mantenimiento de casos simples. Esta punta está marcada cada 3 mm.
		sTK2L	<b>Periodoncia.</b> Punta orientada hacia la izquierda. Recomendada para el mantenimiento de bolsas periodontales moderadas a profundas y bifurcaciones.
		sTK2R	<b>Periodoncia.</b> Punta orientada hacia la derecha. Complementaria a la referencia 90164. Recomendada para el mantenimiento de bolsas periodontales moderadas a profundas y bifurcaciones.
Endodoncia		sET40	<b>Endodoncia.</b> Punta de acero recubierta de diamante para el retratamiento de material muy duro en el tercio medio. Con una longitud de 40mm y una conicidad del 4%.
		sET40D	<b>Endodoncia.</b> Punta de acero recubierta de diamante para el retratamiento de material muy duro en el tercio medio. Con una longitud de 40mm, diamantes de 30µm y con una conicidad del 4%.
		sROGP	<b>Endodoncia.</b> Utilizada para eliminar objetos extraños en el conducto radicular.
		sROGP-90	<b>Endodoncia.</b> Utilizada para eliminar objetos extraños en el conducto radicular.
Higiene de implantes		eICP SET	<b>Tratamiento implantes.</b> Para una limpieza segura y suave de implantes y restauraciones.
		ICPpeek	<b>Tratamiento implantes.</b> Pack de 10 unidades.
Llaves		TW SAT P	Llave de plástico para Acteon <sup>®</sup>

ACTEON es una marca registrada de ACTEON Group

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **NSK**®



*NSK es una marca registrada de Nakanishi INC. Corporation*

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **NSK®**

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
Piezo Scaling (vario)		nG1	<b>Profilaxis.</b> Punta diseñada para la eliminación de cálculos supragingivales y marginales y la eliminación de cálculos de regiones interdetales estrechas.
		nG4	<b>Profilaxis.</b> Perfecta para la eliminación de cálculos supragingivales y marginales.
		nG6	<b>Profilaxis.</b> Ideal para la eliminación de cálculos supragingivales y marginales y eliminación de cálculos de espacios interproximales.
		nG8	<b>Profilaxis.</b> Para la eliminación de cálculos supragingivales y marginales; especialmente efectivo en espacios interdetales.
		nG16	<b>Profilaxis.</b> Para la eliminación de sarro de los espacios interproximales.
Higiene de implantes		nICPSET	<b>Tratamiento implantes.</b> Para una limpieza segura y suave de implantes y restauraciones.
Air Scaling (TI-MAX)		nS1	<b>Periodoncia.</b> Perfecta para la eliminación de cálculos supragingivales y marginales.
		nS2	<b>Periodoncia.</b> Punta diseñada para la eliminación de cálculos supragingivales.
		nS3	<b>Periodoncia.</b> Punta diseñada para la eliminación de cálculos supragingivales.
		nS20	<b>Periodoncia.</b> Punta con un diseño largo y recto para la eliminación de cálculos subgingivales y biofilm.


NSK es una marca registrada de Nakanishi INC. Corporation

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **NSK®**

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
Air Scaling (TI-MAX)		NK4	<b>Periodoncia.</b> Punta universal y fina.
		NK5	<b>Periodoncia.</b> Punta de limpieza radicular, de aplicación recta.
		NK6	<b>Periodoncia.</b> Punta de limpieza radicular, con curvatura hacia la izquierda.
		NK7	<b>Periodoncia.</b> Punta de limpieza radicular, con curvatura hacia la derecha.
Higiene de implantes		ICPpeek	<b>Tratamiento implantes.</b> Pack de 10 unidades.
		nSICP SET	<b>Tratamiento implantes.</b> Para una limpieza segura y suave de implantes y restauraciones.
Llaves		TW NSK P	Llave de plástico para NSK®

NSK es una marca registrada de Nakanishi INC. Corporation

# PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **SIRONA**<sup>®</sup>



*SIRONA es una marca registrada de Sirona Dental Systems GmbH*

**SIRONA**<sup>®</sup>

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **SIRONA**<sup>®</sup>

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
		sr1L	<b>Profilaxis.</b> La punta plana diseñada para la limpieza inicial lingual y bucal.
		sr2L	<b>Profilaxis.</b> Punta versátil que podrás utilizar para la limpieza lingual, bucal y aproximada.
		sr3L	<b>Profilaxis.</b> Punta que podrás usar para la limpieza subgingival en todos los espacios interdentes.
		sr4L	<b>Profilaxis.</b> Punta fina, ideal para superficies dentales supragingivales y subgingivales, así como áreas interdentes.
		srPE1	<b>Profilaxis.</b> Diseñada para el enjuague y limpieza de raíces en bolsas periodontales profundas.
		srPE2	<b>Profilaxis.</b> Punta curvada hacia la derecha que podrás usar para la limpieza de raíces en bolsas periodontales profundas en la región posterior.
		srPE3	<b>Profilaxis.</b> Punta curvada hacia la izquierda que podrás usar para la limpieza de raíces en bolsas periodontales profundas en la región posterior.
Higiene de implantes		srSICP SET	<b>Tratamiento implantes.</b> Para una limpieza segura y suave de implantes y restauraciones.
		ICPpeek	<b>Tratamiento implantes.</b> Pack de 10 unidades.
Llaves		TW SIR P	Llave de plástico para Sirona <sup>®</sup>

SIRONA es una marca registrada de Sirona Dental Systems GmbH

# PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **KAVO**®



*KAVO es una marca registrada de KaVo Dental Corporation*


**KAVO**®

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **KAVO**<sup>®</sup>

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
SONICflex quick		k5A	<b>Profilaxis.</b> Punta diseñada para la eliminación de cálculos de todas las superficies dentales.
		k6A	<b>Profilaxis.</b> Punta más fina para las áreas más pequeñas y de difícil acceso.
		k7A	<b>Profilaxis.</b> Ideal para la limpieza subgingival.
		k8A	<b>Profilaxis.</b> Para la eliminación de cálculos subgingivales.
		k60A	<b>Periodoncia.</b> Punta larga y recta con superficies redondeadas, que podrás utilizar para una limpieza suave de bolsas durante el tratamiento periodontal. Podrás usar esta punta en la región anterior.
		k61A	<b>Periodoncia.</b> Punta con curvatura hacia la izquierda para un acceso bucal en el primer y tercer cuadrante hasta el incisivo central. Diseñada para una limpieza suave pero efectiva en bolsas de hasta 9 mm de profundidad.
		k62A	<b>Periodoncia.</b> Punta con curvatura hacia la derecha para un acceso bucal en el segundo y cuarto cuadrante hasta el incisivo central. Diseñada para una limpieza suave pero efectiva en bolsas de hasta 9 mm de profundidad.
		kICPA	<b>Tratamiento para implantes.</b> Para una limpieza segura y suave de implantes y restauraciones.
		kICP	<b>Tratamiento para implantes.</b> Para una limpieza segura y suave de implantes y restauraciones.
PiezoLED y Piezo SOFT		k201	<b>Profilaxis.</b> La punta perfecta para la eliminación precisa del cálculo sólido supragingival en todos los cuadrantes.
		k202	<b>Periodoncia.</b> Punta adecuada para la eliminación precisa de cálculos y concreciones subgingivales y supragingivales persistentes en todos los cuadrantes.
		k203	<b>Periodoncia.</b> Rápida y mínimamente invasiva, es ideal para la eliminación de cálculos en bolsas periodontales profundas en todos los cuadrantes.
		k222	Soporte de ángulo de 120° para limas U con diámetro de vástago de 0,57 mm. Usada generalmente para la limpieza del conducto radicular anterior.

KAVO es una marca registrada de KaVo Dental Corporation.  
SONICflex<sup>™</sup> es una marca registrada de KaVo Dental Corporation

## PUNTAS CON CONEXIÓN TIPO **KAVO**<sup>®</sup>

Tipología	Imagen	Referencia	Descripción
SONICflex		k#5	<b>Profilaxis.</b> Para la eliminación de cálculos de todas las superficies dentales.
		k#6	<b>Profilaxis.</b> Punta fina para las áreas más pequeñas y aquellas de difícil acceso.
		k#7	<b>Profilaxis.</b> Punta diseñada para la limpieza subgingival.
		k#8	<b>Profilaxis.</b> Para la eliminación de cálculos subgingivales.
		k#60	<b>Periodoncia.</b> Punta larga y recta con superficies redondeadas. Es eficaz para limpiar bolsas de hasta 9 mm de profundidad y se utiliza en la región anterior en superficies lisas.
		k#61	<b>Periodoncia.</b> Punta con curvatura hacia la izquierda para un acceso bucal en el primer y tercer cuadrante hasta el incisivo central. Diseñada para una limpieza suave pero efectiva en bolsas de hasta 9 mm de profundidad.
		k#62	<b>Periodoncia.</b> Punta con curvatura hacia la derecha para un acceso bucal en el segundo y cuarto cuadrante hasta el incisivo central. Diseñada para una limpieza suave pero efectiva en bolsas de hasta 9 mm de profundidad.
		kPS	<b>Periodoncia.</b> La punta mínimamente invasiva es ideal para la eliminación de cálculos en bolsas profundas en todos los cuadrantes.
Piezo LUX y Sono SOFT		k#9	<b>Profilaxis.</b> Punta diseñada para utilizar a la hora de eliminar el cálculo y la placa bacteriana de la región interdental supragingival.
		k#10	<b>Profilaxis.</b> Punta para utilizar a la hora de eliminar el cálculo y la placa bacteriana de la región interdental supragingival.
		k#11	<b>Profilaxis.</b> Perfecta para eliminar sarro subgingival.
Llaves		TW KAV P	Llave de plástico para KaVo <sup>®</sup>

KAVO es una marca registrada de KaVo Dental Corporation.  
SONICflex<sup>™</sup> es una marca registrada de KaVo Dental Corporation

# CONSIGUE LAS PUNTAS A UN PRECIO IMBATIBLE



## PROFILAXIS

Nuestra extensa gama de puntas te ofrece la libertad de seleccionar el instrumento preciso para cada cada uno de tus tratamientos profilácticos.



## PERIODONCIA

Diseñadas para el desbridamiento radicular y el mantenimiento, las puntas de periodoncia te facilitarán el mejor acceso a las furcaciones y las raíces curvas.



## ENDODONCIA

Las puntas Bestdent te ofrecen la versatilidad que necesitas para que puedas aplicarlas en los diferentes tratamientos endodónticos.



## PREPARACIÓN DE CAVIDADES

Las puntas están recubiertas de diamante para que puedas usarlas para preparar una cavidad en el diente antes de realizar procedimientos dentales adicionales.