

CS 5200

Tecnología RVG Que Sienta Las Bases Para La Excelencia De Diagnóstico

Tecnología RVG de eficacia comprobada. Fiabilidad consolidada.

Cada diagnóstico comienza con una imagen; por esta razón, su sensor tiene una función importante que desempeñar en su consulta. Debe generar imágenes de alta calidad que le permitan realizar el diagnóstico con confianza. Asimismo, debe simplificar la adquisición de imágenes y no complicar el flujo de trabajo. El sensor también tiene que ser cómodo para que, en primer lugar, los pacientes puedan tolerar la experiencia de adquisición de imágenes.

El RVG 5200 es un sensor sencillo y asequible en el que puede confiar para satisfacer estas expectativas; proporciona una alta capacidad de diagnóstico y mayor eficacia del flujo de trabajo. Además, se integra con la mayoría de software radiológico y de gestión de consulta dental para optimizar su forma de trabajo.

Coloque, esponga y vea

Gracias a su diseñado sin un cuadro de control, el flujo de trabajo del RVG 5200 es tan simple como colocar, exponer y ver. No es necesario activar el sensor ni abrir la interfaz de adquisición de imagen para capturar una imagen. El RVG 5200 siempre está listo para adquirir imágenes.



Máxima durabilidad



Alta calidad de imagen



Inicio rápido y cómodo



Estanco al agua y al aire



RVG 5200: Una Magnífica Introducción A La Tecnología Digital

Sin compromiso entre calidad de imagen y precio asequible. Puede optimizar sus imágenes sin esfuerzo con tres filtros de mejora preprogramados: periodoncia, endodoncia y unión dentina-esmalte. La barra deslizante de nitidez del sistema fácil de usar le permite personalizar el aspecto de las imágenes según sus necesidades.

CALIDAD ASEQUIBLE

Disfrute de las imágenes con una calidad idéntica o superior a la de otros sensores del mercado.

IMÁGENES PERSONALIZABLES

Optimice el contraste de la imagen según sus necesidades de diagnóstico con los filtros de mejora preprogramados.

POSICIONAMIENTO SENCILLO Y CÓMODO

Garantice la correcta colocación y comodidad del paciente gracias a los posicionadores incluidos y al cable más delgado.

INSTALACIÓN RÁPIDA Y SENCILLA



Utilice el RVG 5200 inmediatamente a través de un proceso optimizado de instalación y verificación

FIABILIDAD DURADERA

Las décadas de experiencia de Carestream Dental, además de un diseño resistente e impermeable, le garantizan un rendimiento fiable.

FLUJO DE TRABAJO MÁS EFICIENTE

Elimine la complejidad de su flujo de trabajo: solo tiene que colocar, exponer y ver.



Para obtener más información, envíenos un correo electrónico a info.emea@csdental.com o visite carestreamdental.es

 Carestream Dental Spain

 @carestreamdental.spain