



### KaVo SMARTtorque – La nueva turbina de KaVo

Apueste por lo seguro con las turbinas SMARTtorque de KaVo. Aproveche las características de seguridad a un precio muy económico. Adquiera un nuevo instrumento de la serie KaVo SMART – la posibilidad perfecta para descubrir el universo de calidad KaVo.



KaVo. Dental Excellence.

### KaVo SMARTtorque.

#### Flexible, individual, económico

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 1.008.1641 | SMARTtorque LUX S619 L             |
| 1.008.1642 | SMARTtorque S619 C                 |
| 1.008.1643 | SMARTtorque mini LUX S615 L        |
| 1.008.1644 | SMARTtorque S609 C                 |
| 1.008.1645 | SMARTtorque mini S605 C            |
| 3.001.6560 | SMARTtorque S608 C                 |
| 1.007.3201 | MULTIflex LUX acoplamiento 460 LED |
| 1.001.7599 | MULTIflex LUX acoplamiento 460 LE  |
| 1.001.7600 | MULTIflex acoplamiento 460 E       |



#### KaVo smart series

Calidad y seguridad KaVo a su alcance.

➤ Su entrada al universo KaVo

➤ Equipamiento básico sólido

➤ Made in Germany

#### KaVo expert series

Confíe en las prestaciones óptimas KaVo.

➤ Mejor relación precio y vida útil

➤ Soluciones en equipamientos ampliamente acreditadas

➤ Máxima eficacia

#### KaVo master series

Disfrute de la máxima potencia con el confort e innovación KaVo.

➤ Máxima calidad de tratamiento

➤ Máxima comodidad en el tratamiento

➤ Máxima satisfacción del paciente



KaVo. Dental Excellence.

Mat.-Nr. 1.008.9820 11/14 es

KaVo Dental GmbH · D-88400 Biberach/Riß · Telefon +49 7351 56-0 · Fax +49 7351 56-1488 · www.kavo.com

### KaVo SMARTtorque.

Primero el precio.  
Primero la seguridad.  
Mi primer KaVo.

## KaVo smart series

Calidad y seguridad KaVo a su alcance.



**NUEVO**

KaVo SMARTtorque  
Made in Germany



KaVo. Dental Excellence.



## Primero el precio.

### KaVo SMARTtorque – estándares KaVo a precio reducido

- Calidad KaVo y equipamiento base sólido a un precio económico
- Seis diferentes versiones de modelos y de precios:
  - 3x SMARTtorque con conexión MULTIflex:**
    - > 2x SMARTtorque con cabeza estándar, con o sin luz (altura: 14,5 mm, diámetro de cabeza: 12,5 mm)
    - > 1x SMARTtorque con cabeza mini con luz (altura: 12,3 mm; diámetro de cabeza: 10,8 mm)
  - 2x SMARTtorque con conexión a Midwest de 4 orificios:**
    - > 1x SMARTtorque con cabeza estándar
    - > 1x SMARTtorque con cabeza mini
 Ambas sin luz, ambas a un precio imbatible
  - 1x SMARTtorque con conexión estándar de 2 orificios (Borden):**
    - > SMARTtorque con cabezal estándar sin luz



## Primero la seguridad.

### KaVo SMARTtorque – seguridad para usted y para sus pacientes

- Soporte seguro de la fresa mediante el sistema tensor de KaVo con una fuerza de soporte para pinzas de presión de hasta 30 N – no es posible que se suelte o que derrape el instrumento
- Óptima protección del diente contra daños térmicos mediante spray cuádruple
- Acceso seguro a todos los sectores del maxilar mediante tamaño ideal de cabezas:
  - > Versión estándar: Altura: 14,5 mm, Diámetro de la cabeza: 2,5 mm
  - > Versión mini: H: 12,3 mm; Diámetro de la cabeza: 10,8 mm
- Trabajos seguros con conductor de luz de barra de vidrio de KaVo y mediante 25.000 LUX en la punta de la fresa:
  - > Iluminación centrada de la fresa, sin cegar
  - > Reconocimiento seguro de límites de preparación
- Manejo seguro y limpieza sencilla debido a la forma ergonómica y optimizada para la higiene



## Mi primer KaVo.

### KaVo SMARTtorque – Bienvenido al universo de calidad de KaVo

- Preparación rápida y eficiente gracias a la potencia de 16 vatios
- Estándares KaVo, incluye p. ej., rotor de la turbina con rodamientos de precisión de larga vida útil hechos de cerámica.
- Incremento de la vida útil de los rodamientos de cerámica mediante el stop de retrosucción que minimiza la entrada de suciedad
- Funcionamiento preciso y silencioso con la máxima precisión de acabado y una tecnología de primera de KaVo
- Trabajar de manera más eficiente con el sistema tensor con pulsador para un rápido cambio de fresa
- **KaVo – Made in Germany** – es sinónimo de más de 100 años de experiencia, de más de 5 millones de turbinas, piezas de mano y contra -angulos vendidos y sobre todo de una calidad sólida.



Rotor de la turbina con rodamientos hechos de cerámica para turbinas estándar y mini

