



Supramid

CLASE EXPEDIENTE IIb

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Supramid es una sutura no absorbible, formada por un multifilamento torcido de poliamida 6, recubierto con una vaina de poliamida 6/6, dándole aspecto de monofilamento, teñida de negro por Indanthreno Pigmento o Blanco sin teñir.

Calibres disponibles: Métrico del 1,5 al 8

Con aguja: Acero serie 300:

AISI 304 / EN 1.4301: X5 Cr Ni 18-10 X5CrNi18-10

AISI 302 / EN 1.4310: X10 Cr Ni 18-8 X10CrNi18-8

AISI 303 / EN 1.4305: X8CrNiS18-9

Todas las agujas que se utilizan para ensartar las Sutures Aragón son de Acero 300, siliconadas. Alta resistencia y dureza, perfecta penetración, paso seguro a través de los tejidos.

Recubrimiento: Siliconado mejora un 65% el poder de penetración a través de los tejidos

Con aguja: Atraumática según las características y tamaños solicitados.

En hebras: Cantidad y longitud deseada.

Longitud: de 45cm a 4 m.

Contenido: una unidad/ sobre.

Envasado: En cajas de 36 unidades.

Esterilizado: Por Rayos Gamma.

Caducidad: 5 años.

Absorción: no absorbible.

Látex: No contiene látex.

Almacenaje: Temperatura ambiente.



Normativas que cumple:

CE 0318 - Directiva 93/42/CEE, relativa a Productos Sanitarios.

UNE EN ISO 13485:2018- Productos Sanitarios – Sistema de Gestión de Calidad –Requisitos para fines reglamentarios.

EN - ISO-11137 Esterilización por rayos gamma.

EN - UNE - 556 Esterilización de Productos Sanitarios.

UDI Identificador único de producto	UDI sutura: (01) 0 + GTIN-13 + (17) caducidad + (10) Lote
	UDI agrupación: (01) GTIN-14 + (17) caducidad + (10) Lote
Simbología GS1	GS1 sutura: GS1-Datamatrix
	GS1 agrupación: GS1-128 + GS1-Datamatrix



Características

- Excelente resistencia a la tracción
- Muy buena manejabilidad por su doble estructura polifilar y monofilar
- Paso suave a través de los tejidos
- Facilidad y seguridad en el anudado
- Mínimo efecto memoria

<u>COD.PROCLINIC</u>	<u>CÓD.LAB.ARAGÓ</u>	<u>DESCRIPCIÓN ARAGÓ</u>
5438	26022	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 3/8 círculo 19 mm TB-15 y 75 cm de hebra
54386	26162	Supramid Negro USP 6/0 Aguja triangular 3/8 círculo 16 mm TB-12 y 75 cm de hebra
54336	26011	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 1/2 círculo 20 mm TC-12 y 75 cm de hebra
54333	26012	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 1/2 círculo 22 mm TC-14 y 75 cm de hebra
54332	26044	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 1/2 círculo 26 mm TC-16 y 75 cm de hebra
54385	26021	Supramid Negro USP 5/0 Aguja triangular 3/8 círculo 16 mm TB-12 y 75 cm de hebra
54388	26034	Supramid Negro USP 5/0 Aguja triangular 3/8 círculo 19 mm TB-15 y 75 cm de hebra
54331	26015	Supramid Negro USP 2/0 Aguja triangular 1/2 círculo 26 mm TC-16 y 75 cm de hebra
5439	26023	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 3/8 círculo 19 mm TB-15 y 75 cm de hebra
54387	26019	Supramid Negro USP 6/0 Aguja triangular 3/8 círculo 12 mm TB-10 y 75 cm de hebra
54384	26039	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 3/8 círculo 16 mm TB-12 y 75 cm de hebra
54335	26043	Supramid Negro USP 3/0 Aguja triangular 1/2 círculo 20 mm TC-12 y 75 cm de hebra
54334	26038	Supramid Negro USP 4/0 Aguja triangular 1/2 círculo 22 mm TC-14 y 75 cm de hebra
54381	26024	Supramid Negro USP 2/0 Aguja triangular 3/8 círculo 19 mm TB-15 y 75 cm de hebra
54383	26031	Supramid Negro USP 6/0 Aguja triangular 3/8 círculo 19 mm TB-15 y 75 cm de hebra