

FICHA TÉCNICA

ULTRABRUSH PLUS APLICADOR PINCEL FINO		
REFERENCIA	69594	
FABRICANTE / RESPONSABLE	Young Microbrush LLC 1376 Cheyenne Ave. Grafton, WI 53024 USA	
CLASIFICACIÓN	Producto sanitario clase I, Reglamento 2017/745 (EU).	
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Pincel aplicador para una mejor acción de esparcimiento y una aplicación más precisa del material. Se dobla cerca de la punta para mejorar el control y facilitar el alcance. Beneficios y uso: - Las fibras del aplicador de cepillo de cerdas UltraBrush son resistentes a los productos químicos para soportar los materiales dentales más duros. El cabezal del aplicador se dobla cerca de la punta y garantiza una aplicación precisa al mismo tiempo que proporciona un mejor control. Gracias a la tecnología "Stay-Put Bending", el cabezal del aplicador permanece en el ángulo deseado sin rebotes. - Ideal para aplicar soluciones blanqueadoras, flúor, grabadores, adhesivos, selladores, desensibilizantes, adhesivos y resinas.	
ESPECIFICACIONES	Colores (naranja y azul).	
COMPOSICIÓN	Cabezal de fibras de nylon no absorbentes y mango ergonómico de plástico.	
PRESENTACIÓN	ENVASE 2 x 100 unidades.	
FINALIDAD	Pincel aplicador.	
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones de transporte y almacenamiento especiales.	

Ficha técnica emitida por el Departamento Técnico del Distribuidor, debido a falta de emisión por el propio Fabricante. El Distribuidor no se hace responsable de la inexactitud del contenido de esta Ficha Técnica, así como de aquellos daños que puedan ser ocasionados por el producto, legalmente imputables al Fabricante.