

3M Science.
Applied to Life.™

Adhesivo
3M™ Scotchbond™ Universal Plus






**Mucho más
que una fuerte
adhesión.**



El adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus lleva los adhesivos universales al siguiente nivel. Conserva todas las ventajas del adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal original, el primer adhesivo verdaderamente universal, al tiempo que añade mayor control y previsibilidad, porque un buen adhesivo no solo se mide por su fuerza de adhesión.

De excelente...

Creado a partir del adhesivo universal clínicamente probado y más estudiado del mundo.

-  **Todas las indicaciones directas e indirectas:** cementos o composites a base de resinas fotopolimerizables, autopolimerizables o de polimerización dual
-  **Todas las técnicas de grabado:** grabado ácido total, autograbado y grabado selectivo del esmalte
-  **Se adhiere a todos los materiales restauradores** sin necesidad de otros primers por separado
-  **Disponible en bote y unidosis** para una mayor higiene
-  **Sin apenas sensibilidad postoperatoria** en la evaluación realizada por clientes:

99% de los dentistas confirmaron que el adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus prácticamente no muestra sensibilidad postoperatoria.*

*Evaluación del producto por 309 dentistas y más de 20.000 aplicaciones

... a excepcional



Formulación cuidadosamente optimizada para lograr características únicas.

-  **Primer adhesivo universal radiopaco** que reduce el riesgo de diagnóstico erróneo por radiografías dudosas y sobretratamientos
-  **Adhiere y sella dentina afectada por caries,** lo que preserva al máximo la estructura del diente natural y permite realizar cavidades mínimamente invasivas
-  **Excelente adhesión a todos los sustratos,** incluso a cerámicas
-  **Total compatibilidad con materiales autopolimerizables y de polimerización dual** sin necesidad de un bote adicional de activador de la polimerización dual
-  **Formulación sin BPA** No contiene derivados de BPA tal como BisGMA
-  **Sistema totalmente alineado con el cemento de resina 3M™ RelyX™ Universal** Excelente fuerza de adhesión para prácticamente todas las indicaciones de cemento de resina. El cemento polimeriza el adhesivo.



Radiopacidad añadida

Los dentistas ven al menos una vez al día una radiografía difícil de interpretar de media, debido a la radiolucidez que se puede llegar a apreciar bajo una restauración en boca. Esto podría provocar un diagnóstico erróneo y sobretratamientos invasivos. El adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus es el primer adhesivo universal radiopaco, con radiopacidad similar a la de la dentina, lo que ayuda a resolver este problema.



“ La acumulación de adhesivo radiolúcido debajo de una restauración duplica el riesgo de sustituirla.”

Dr. John O. Burgess,
Universidad de Alabama, EE. UU.

Acumulación intencionada de adhesivo debajo de las restauraciones de clase I: radiografías de molares humanos extraídos, con composite 3M™ Filtek™ One Bulk Fill. Datos internos de 3M, H. Loll et al., J Dent Res 99 (Spec Iss A): N.º 757, 2020

Información para pedidos

N.º artículo Información de producto

Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus: bote

41293	Kit de introducción, Bote 1 bote de 5 ml, 50 aplicadores de adhesivo desechables, 1 jeringa de ácido grabador de 3 ml, 25 puntas de dispensación
41294	Reposición en bote: 1 × 5 ml
41295	Reposición en bote: 3 × 5 ml
41263	3M™ Scotchbond™ Universal Gel grabador de ácido 2 jeringas x 3 ml, 50 puntas de dispensación




Bote

con superficie lisa y uniforme que facilita la retirada de excesos

Adhesivo 3M™ Scotchbond™ Universal Plus: unidosis

41297	Kit de introducción, Unidosis 50 L-Pop, 1 jeringa de ácido grabador de 3 ml, 25 puntas de dispensación
41298	100 Unidosis 100 L-Pop, 1 jeringa de ácido grabador de 3 ml, 25 puntas de dispensación
41299	200 Unidosis 200 L-Pop, 1 jeringa de ácido grabador de 3 ml, 25 puntas de dispensación
41304	400 Unidosis 400 L-Pop, 1 jeringa de ácido grabador de 3 ml, 25 puntas de dispensación



Unidosis

para una mayor higiene (reduce el riesgo de contaminación cruzada)

3M

3M.com

3M Oral Care
3M España, S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
www.3m.com.es/dental

3M, Filtek, RelyX y Scotchbond son marcas comerciales de 3M Company o 3M Deutschland GmbH. Usadas bajo licencia en Canadá. El resto de las marcas comerciales son propiedad de otras empresas.
© 3M 2020. Todos los derechos reservados.