


Materiales para alineadores





Mordedores

Solo por
2,05€



CON
LOS QUE TÚ
AHORRAS



MORDEDORES PARA ALINEADORES

Marca: Bestdent

Descripción: Ayuda a los pacientes a asentar los retenedores. Del tamaño de un rollo de algodón. 1 bolsa con 2 mordedores.

Ref. L926	Blanco
Ref. L927	Verde
Ref. L928	Azul
Ref. L929	Naranja

2,05€



Mordedores

PRODUCTO DESTACADO




CHEWIES PARA ALIGNERS

Marca: Dentsply Sirona

Características: Ayuda a los pacientes a asentar los retenedores. Son del mismo tamaño que un rollo de algodón standard dental. Hecho de plástico suave, son higiénicos y fáciles de utilizar (1 3/8" largo x 7/16" ancho).

Ref. L2193	Blanco
Ref. L2196	Verde/menta
Ref. L2199	Morado/uva
Ref. L2198	Rosa/chicle

2,29€

Con las nuevas funciones, comprar en la web nunca había sido tan fácil.

 Mis compras habituales
 Carrito mágico

¡Pruébalas ya!

www.proclinic.es



RELIABITE - CHEWIE EN FORMA DE Y

Marca: Reliance Orthodontics

Descripción: Bolsa de 10 unidades.

- | | |
|-----------|-----------------|
| Ref. L931 | Blando fresa |
| Ref. L932 | Blando manzana |
| Ref. L933 | Blando naranja |
| Ref. L934 | Firme menta |
| Ref. L935 | Firme uva |
| Ref. L936 | Firme melocotón |
- 42,89€**

Para uso con o sin alineadores:

1. Con Alineadores: Ofrece una mayor estabilidad para colocar bien el alineador, ya que tiene dos puntos de contacto cuando el paciente muerde sobre el Chewie Reliabite® en forma de 'Y'.

El Chewie Reliabite® en forma de 'Y' tiene también:

- Una ranura para uso en la zona de los Centrales.
- Un agujero para uso en la zona de los Caninos.
- Un círculo que relieve para uso en la zona de los Molares.

2. Sin Alineadores:

Para aquellos profesionales que aconsejan ejercicios de los músculos Maseter, para prevenir contra cualquier posible deformación de la cara durante el tratamiento de ortodoncia, los Chewies Reliabite® en forma de 'Y', son la solución perfecta. En estos casos es recomendable que el paciente muerda sobre el Chewie Reliabite® en forma de 'Y', durante 10-15 mins cada día.



Ref. L931



Ref. L932



Ref. L933



Ref. L934



Ref. L935



Ref. L936

Mordedores



Para quitar alinéadores

Solo por
1,85€

CON
LOS QUETÚ
AHORRAS



QUITA ALINEADOR

Marca: Besdent


Descripción: Ayuda a los pacientes a quitar el alineador fácilmente.

Ref. L930 Bolsa 10 unidades

1,85€

QUITA RETENEDOR/ALIGNER

Para quitar alineadores



Marca: Dentsply Sirona

Características: Retire aparatos limpia y eficientemente. 10 bolsas individuales en cada paquete.

Ref. L0275

Blanco

Ref. L0276

Azul tropic

Ref. L0277

Verde tropic

Ref. L0278

Naranja tropic

Ref. L1038

Rosa tropic

21,95€



Limpieza



RETAINER BRITE

Marca: Dentsply Sirona

Características: Pastillas de limpieza Retainer Brite.

Ref. L15985 I envase 36 tabletas.

8,25€

Ref. L15986 I Envase de 96 tabletas

14,99€

PRODUCTO
DESTACADO

Ahorra tiempo en el gabinete ya que no gastará tiempo sobre problemas de higiene. Aptos para limpiar Retenedores Essix, Hawley, Trainers, Protectores, etc. Se entrega un envase a cada paciente para que tenga suficiente para un mes.

Cera póntica



CERA PÓNTICA

Marca: Reus

Características: Cera póntica para rellenar alineadores. 36 cajitas de 5 barras cada una.

Ref. L50935

54,99€



PERFECT A SMILE - PINTURA PONTICA

Adhesivo fotopolimerizable



Marca: Reliance Orthodontics

Descripción: 4 gr. Perfect A Smile se adhiere a cualquier aligner termoplástico transparente, no necesita acondicionador o preparación.

Ref. L8041

Matiz B1

Ref. L9595

Matiz A2

Ref. L8040

Matiz A3.5

Ref. L4300

Matiz L ligero

Ref. L4301

Matiz M medio

66,65€

PRODUCTO
DESTACADO

Producto desarrollado específicamente para ofrecer una solución estética en los casos donde falta una o más piezas, a través de alineadores. Perfect-A-Smile es una pintura de pónticos, que se aplica al alineador/aligner.

- Pasta fotopolimerizable.
- Una aplicación suave a los huecos de los alineadores.
- Traslúcido para asemejar al esmalte.
- Tiene un alto nivel de elasticidad, así no se agrietará.
- Se adhiere a cualquier alineador.
- Rápido y económico, se hace en el momento, no ocupa tiempo de sillón, no hay costes y retrasos de laboratorio.
- Un póntico temporal.
- Cada tarro tiene suficiente material para aproximadamente 80 piezas.

Accesorios para aligners



PERFECT A SMILE PONTIC PUTTY

Marca: Reliance Orthodontics

Descripción:

- Pontic Putty: Pasta maleable y fotopolimerizable.
- Ideal para fabricar un diente pónico con los dedos.
- Consistencia parecida al putty / silicona de impresión.
- Fácil para realizar la forma de los dientes.
- Elimina la necesidad de dientes pónicos preformados, cera y el material PVS.
- Se adhiere con fuerza a los modelos de piedra y resina.
- Ofrece una buena anatomía para el aligner.
- Cada jeringa: 20-22 "dientes pónicos".

Ref. L924 1 jeringa de 5 gr.

32,39€



ALIGNER FLOW LC

Marca: Voco

Características: Envase de 2 x 2gr.

Ref. 90797 A1
Ref. 90798 A2
Ref. 90799 A3

88,99€

Composite fluorescente con luz ultravioleta A que optimiza el flujo de trabajo del atache, desde la fabricación hasta la eliminación y que ha sido especialmente desarrollado a tal efecto. Los anclajes fabricados con AlignerFlow LC se caracterizan por su alta estabilidad y resistencia a la abrasión, que a su vez se consiguen gracias a un contenido de relleno del 83 % de su peso. Esto garantiza que los dientes afectados se vean sometidos a la aplicación continua de fuerza, que es transferida por el alineador durante todo el periodo de tratamiento. AlignerFlow LC se usa siempre con un adhesivo para dentina-esmalte y se aplica en el modelo de férula. El material fluido se adapta por completo a las superficies interiores de las concavidades, sin formar burbujas; la cantidad de relleno puede dosificarse de manera precisa. A continuación, tiene lugar la fotopolimerización a través de un modelo transparente. Las cánulas

suministradas (con diámetro de 0,9 o 1,2 mm) son aptas para la aplicación directa en el modelo de férula, para los anclajes más finos como los retenedores linguales de gran superficie o las reconstrucciones oclusales en la técnica de inyección.

Ventajas:

- Tallado y extracción seguros bajo luz ultravioleta A
- Aplicación precisa con una fluidez perfecta
- Fotopolimerización a través de un modelo transparente
- Estable y resistente a la abrasión durante todo el tiempo de uso
- Estética agradable por los tonos del diente.

Adhesivo fotopolimerizable



Adhesivo fotopolimerizable



GC ALIGNER CONNECT

Marca: GC Orthodontics

Características: El adhesivo fotopolimerizable GC Aligner Connect ha sido específicamente desarrollado para los ataches de alineadores. Imita los colores del esmalte y es altamente resistente. La adhesión se consigue con un primer fotopolimerizable como el Assure.

Características:

- Duración óptima
- Estética excelente
- Muy resistente
- Manejo superior
- Adhesión fotopolimerizable

Ref. L100346 1 jeringa x 3,4gr (2ml) y 20 puntas desechables

126,99€

Adhesivo fotopolimerizable



BOND ALIGNER JERINGA

Marca: Reliance Orthodontics

Descripción: Adhesivo fotopolimerizable transparente para adherir metal, cerámica o plástico a cualquier aligner plástico. De Reliance Orthodontics y desarrollado por el Dr. Laurel Martin. Sus características incluyen: Se adhiere a cualquier material de aligner. Es un adhesivo fotopolimerizable para una estética excelente. Se adhiere a aligners plásticos sin preparación plástica, primers o acondicionadores.

Instrucciones: Coloque el Bond Aligner en el material a adherir. Luego coloque el material a adherir en el aligner. Y por último fotopolimerice el Bond Aligner.

Ref. L5903 1,5 gr. + 5 puntas.

76,85€

Adhesivo fotopolimerizable transparente para adherir metal, cerámica o plástico a cualquier aligner plástico.

Hasta
-15%
adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.



fadente

Entregados a una mejor salud dental

Facilidad



ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Nuestro equipo especializado en producto, equipamiento y software te ofrece asesoramiento personalizado, tanto por teléfono como en persona. Y además, contamos con servicio técnico propio.



SIMPLIFICAMOS TUS COMPRAS

Comprar en nuestra web nunca había sido tan fácil.

- Gracias a la funcionalidad Mis Compras Habituales, puedes acceder al listado de los productos que sueles comprar y añadirlos a tu carrito con un solo click.
- Nuestro carrito mágico analiza tus hábitos de compra y añade lo que necesitas automáticamente a tu carrito.
- ¿Prefieres financiar tus compras? Con nuestro Pago Fraccionado podrás hacerlo hasta en 12 cuotas.



UNA NUEVA FORMA DE COMPRAR

Puedes hacer tu pedido desde donde quiera que estés gracias a nuestra App. Nosotros nos encargamos del resto.



MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Promociones, cursos y eventos, puntos Travel Club, formaciones, las últimas novedades...

Y además, formación continua en nuestra academia Deac y acompañamiento en el proceso de digitalización con nuestro Servicio D+.

Servicio



CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral gracias a nuestro servicio D+, equipos, aparatos, consumibles... Y, además, contamos con un equipo técnico especializado.



15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida gratuita y registro online de tu devolución.



PEDIDO EXPRÉS

Entregamos tu pedido en 24h. Además, puedes conocer su estado en todo momento a través de nuestra web.



TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Más de 55.000 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas, habitualmente con +98% en stock.



TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en nuestra web a través de nuestro chat online.

Ahorro



CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS*

Pedidos de 500€: -5% dto
Pedidos de 1.000€: -10% dto
Pedidos de 1.500€: -15% dto



AHORRO EN TUS PEDIDOS

-15% dto en todas tus compras y -5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío gratuitos a partir de 110€ de compra.



¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

WhatsApp 665 533 087 9 h. - 18 h.

Atención al cliente Proclínic / Laboratorio T. 900 39 39 39 / 900 80 08 80

De lunes a jueves de 9h a 20h. y viernes de 9h a 19h.

Atención al cliente Fadente

T. 900 22 24 26

De lunes a viernes de 9h a 19h.

pedidos@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39

Y en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL


Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197, Zaragoza



*Descuentos no acumulables a aparatos y sistemas digitales.

**Los servicios de WhatsApp Business son proporcionados por WhatsApp Ireland Limited (WhatsApp Ireland). La información que controla WhatsApp Ireland puede ser transferida a WhatsApp LLC y a Facebook Inc.. Dicha Transferencia Internacional de Datos ofrece garantías adecuadas al basarse en la Cláusula Contractual Tipo para la transferencia de datos personales a terceros países. Puede ampliar la información en el siguiente enlace: <https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum>.

¿Aún no tienes
la APP de Proclinic?



¡Descárgala ahora!




Botones linguales

BOTÓN ESTÉTICO

Marca: Proclinic

Descripción: Fabricado en polímero de composite, el nuevo botón redondo de cementado directo de Proclinic se puede usar tanto lingualmente como labialmente así como de ayuda auxiliar para aligners. La pequeña forma redonda ha sido diseñada para obtener un buen resultado con un confort excepcional.

- Amplia área de las aletas que acepta y retiene elásticos aplicados en cualquier dirección
- Superficie suave y redondeada para un confort del paciente excepcional
- Composite de color del diente para una buena estética
- El tamaño pequeño de su base se adapta a cualquier diente
- Diseño de base mecánica único que asegura una óptima adhesión.



Ref. L8567

51,45€

10 unidades.



Botones linguales

BOTÓN ESTÉTICO CERÁMICO

Marca: Proclinic

Descripción: "El botón lingual de material cerámico y de cementado directo de Proclinic se puede usar tanto lingualmente como labialmente así como de ayuda auxiliar para aligners. La pequeña forma redonda ha sido diseñada para obtener un buen resultado con un confort excepcional.

- Amplia área de las aletas que acepta y retiene elásticos aplicados en cualquier dirección
- Superficie suave y redondeada para un confort del paciente excepcional
- El tamaño pequeño de su base se adapta a cualquier diente.



Ref. L8571

54,65€

10 unidades.



Botones linguales

Solo por
46,65€



BOTÓN LINGUAL CERÁMICO

Marca: Bestdent

Descripción: 10 unidades. Botón lingual estético de material cerámico. No recomendado para su uso con elásticos fuertes o extra-fuertes.

Ref. L6879

46,65€



Botones linguales

Solo por
27,25€



BOTONES CERÁMICOS LINGUALES CEMENTADO DIRECTO

Marca: Bestdent

Descripción: 5 unidades. Cementado directo. Base rectangular.

Ref. 75852 **27,25€**



BOTÓN PRECISIÓN


Marca: Dynaflex

Descripción: Botón específicamente diseñado para su uso con alineadores, se adapta perfectamente al diente.

Ref. L4804 Transparente. 10 unidades. **79,99€**

Ref. L4805 Metálico sin níquel. 5,70 mm de ancho x 4,17 mm de alto. 25 unidades **87,99€**

Ref. L4806 Metálico Mini sin níquel. 4,97 mm de ancho x 3,81 mm de alto. 25 unidades **87,99€**



Botones linguales

FREDDY BOTÓN CERÁMICO

Botones linguales



Ref. LI039



Ref. LI040

Marca: Gestenco

Descripción: El botón transparente perfecto para todos los aparatos estéticos (aligners etc.)

- Para uso también cementado directamente al diente.

- Funciona tanto lingual como labial.

- La malla de la base consigue una adhesión fuerte

- Se adhiere bien con los adhesivos más comunes y especialmente adhesivos fotopolimerizables (Transbond, Light Bond, Fuji Orto LC, Heliolit etc.)

- La anatomía y el tamaño de la base se adapta a todos los dientes.

- Disponen de suficiente espacio alrededor de las aletas para los elásticos.

Ref. LI039 **63,89€**

FREDDY GANCHO CERÁMICO

Descripción: Envase 10 unidades. El gancho Freddy tiene un perfil bajo y suave y una forma de elipse. Tienes las mismas características que el botón Freddy LI039 y combina perfectamente con aligners y como gancho para clase II en mecánica lingual.

Ref. LI040 **63,89€**



Gancho

Solo por
46,25€



POWER ARM

Marca: Bestdent

Características: Envase de 10 unidades.

Gancho para cementado directo, principal uso con alineadores.

Derecho para maxilar superior derecho e inferior izquierdo.

Izquierdo para maxilar superior izquierdo e inferior derecho.

Ref. L2250 Derecho **46,25€**

Ref. L2251 Izquierdo **46,25€**

Gancho



POWER ARM

Marca: Proclinic

Descripción: Gancho de cementado directo que permite la colocación de elásticos con base redonda.

Derecho para maxilar superior derecho e inferior izquierdo.

Izquierdo para maxilar superior izquierdo e inferior derecho.



48,35€

Ref. L4783 Derecho.

Ref. L4784 Izquierdo.

bolsa 10 uds.

Gancho



POWER ARM
MULTIPLE

Marca: Proclinic
 Descripción: Bolsa de 10 unidades.



34,65€

bolsa 10 uds.

Ref. L00000

Estos ganchos le ayudarán a dirigir la fuerza más cerca del centro de resistencia para conseguir un mejor movimiento, retracción en masa o incluso enderezar el diente. Para su uso con mini implantes.

Botones linguales



BOTONES LINGUALES
CEMENTADO DIRECTO

Marca: Proclinic
 Descripción: Formados con precisión para el confort del paciente. Los botones de cementado están soldados con una base anatómica de 80 medidas de hilo.

31,89€

10 uds.

Ref. L0816 Boton cóncavo

Ref. L0817 Boton plano

Botones linguales



BOTONES
LINGUALES
MICRO

Marca: Proclinic
 Descripción: Botones linguales de tamaño reducido que permite cementar incluso en zonas donde existe sólo una superficie de cementado mínimo.

Ref. L4782 20 unidades

38,35€

500 uds.



Botones linguales

Solo por
25,89€



CON
LOS QUE TÚ
AHORRAS

BOTONES LINGUALES
CEMENTADO DIRECTO

Marca: Bestdent
 Descripción: 10 unidades.

L8103	Base rectangular
L8104	Base redonda

25,89€

Botones linguales

BOTÓN LINGUAL PLANO EXTREMO NO-
NÍQUEL

Marca: Leone
 Descripción: Fabricados con tecnología MIM®, están hechos de una sola pieza en aleación biocompatible con ausencia de níquel*. La base Extremo No-Níquel, con forma anatómica y superficie interna a micro-intersecciones muy retentivas, adhiere perfectamente a la pieza con cualquier tipo de composite.

sin
Níquel
antialérgico



Ref. L1909

10 unidades

23,28€



Botones linguales



Ref. L1977



Ref. L1976

BOTONES LINGUALES CEMENTADO DIRECTO

Marca: Leone
Características: 10 uds.

Ref. L1977 Botón curvo profundo

Ref. L1976 Botón plano

32,05€




Rampas para mordida

RAMPA PARA MORDIDA

Marca: Proclinic

Descripción: Hecho de un polímero de composite de color del diente la rampa de mordida está diseñada para abrir mordidas profundas con resultados inmediatos a la que vez que protege el esmalte. La rampa de mordida:

- Se adhiere lingualmente a los incisivos superiores y elimina la interferencia oclusal
- Reduce el fracaso en la adhesión de los brackets inferiores
- La base curva optimiza la colocación lingual
- Confortable para el paciente



Ref. L8569

47,95€

Envase 10 ud.

Mini moldes



MOLDE PARA BOTÓN GANCHO ALIGNER

Marca: Reliance Orthodontics

Descripción:

- El aditamento Botón / Gancho, realizado con el Mini Molde es ideal para utilizar con cualquier tratamiento donde se requiere el uso de elásticos de Clase II etc.
- Para uso directamente sobre aligners, se debe utilizar con el adhesivo, Bond Aligner®
- Para uso sobre el esmalte, se recomienda utilizar con Flowtain.

Ref. L60207 25 unidades



107,99€

BITE-BUMPER: RAMPA PARA LA MORDIDA


Rampas para mordida

Están fabricadas de un polímero de composite y así son más cómodos, estéticos y biocompatibles. Se cementan las rampas "Bite-Bumper" de la misma forma que los brackets metálicos o cerámicos, ya que disponen de una base mecánica. Se quita la guía de colocación fácilmente a mano o con un instrumento de corte después de su cementado.

Estas rampas "Bite-Bumper" funcionan en casos de mordida abierta y mordida profunda al permitir los anteriores moverse progresivamente fuera de la mordida. Eliminan brackets caídos en estas zonas, especialmente valiosos cuando se tratan de brackets cerámicos o autoligados. La exclusiva guía de fijación garantiza la altura correcta en la cara lingual del diente y asegura las dos rampas "Bite-Bumper" estén 100% paralelas.



Instrucciones



1. Cemente la rampa "Bite-Bumper" colocando la guía contra el borde incisal.

2. Una vez cementada la rampa se quita la guía.

3. La rampa "Bite-Bumper" ya está preparado para su uso.

Marca: Gestenco

Descripción: Envase de 10 unidades.

Ref. L1037

69,85€



Distalizadores



CARRIERE MOTION ESTÉTICO

Marca: Ortho Organizers

Descripción: Caja de 1 unidad.

De cúspide a primer molar	Izquierda	Derecha
23 mm	L2260	L2261
25 mm	L2262	L2263
27 mm	L2264	L2265
	162,99€	162,99€

El Carrière Distalizer es un innovador aparato de corrección ortodóncica diseñado y patentado por el Dr. Luis Carrière. Este nuevo modelo surge del estudio biomecánico y por ordenador para reducir los procesos de corrección dental mediante la simulación. Su versión estética es perfecta para su uso combinado con brackets estéticos o alineadores.



D-BAR APARATO CORRECTOR CLASE II

Marca: SIA
Descripción: Kit. 24 barras (2 de cada tamaño), 24 conectores de molar, 24 reglas y 1 pinzas.

Ref. L8879 999,99€

Descripción: Envase. 2 barras, 2 conectores de molar y 1 regla.

Ref.	
L8880	16
L8881	17
L8882	18
L8883	19
L8884	20
L8885	21
L8886	22
L8887	23
L8888	24
L8889	25
L8890	26
L8891	27

114,99€



D-bar es un aparato que ofrece una solución eficaz y rápida a las maloclusiones de Clase II, ya sea en pacientes con dentición primaria, mixta o permanente. Preferentemente se debe utilizar al inicio del tratamiento para distalizar molares y premolares. D-bar puede usarse sólo o con otros aparatos como alineadores o aparatos de ortodoncia fija. D-bar además ayuda en casos de Clase III colocándolo en la arcada inferior.

CARACTERÍSTICAS

D-bar es universal y consiste en dos componentes, un conector de molar, similar a un botón, y una barra, que son enviados juntos. Es posible reemplazar fácilmente sólo la barra o cambiar el tamaño de la misma durante el tratamiento si se requiere. Esta característica hace al D-bar flexible, reduciendo y simplificando el inventario. D-bar puede integrarse en el proceso digital y colocarse mediante cementado indirecto; de hecho, el uso de dos componentes separados hace posible integrar el aparato en las plantillas. D-bar está fabricado con tecnología MIM en acero inoxidable 17-4; la base retentiva está fabricada con un sistema láser de excelente resistencia al descementado. Se puede utilizar cualquier adhesivo ortodóntico. D-bar está disponible en 12 tamaños con incrementos de 1mm, del 16 al 27. La identificación de las medidas es fácil y rápida, gracias al marcado láser.


VENTAJAS

Control del segmento molar-canino. El sistema de conexión ha sido diseñado con tolerancia ajustada para aumentar la efectividad del

tratamiento y minimizar los movimientos indeseados entre arcadas o de caninos. Eficacia. El posicionamiento del gancho en el canino por el lado mesial incrementa la eficacia del aparato incrementando las fuerzas horizontales en comparación con la extrusión vertical. Fácil colocación. Las líneas de posicionamiento mesio-distales y ocluso-gingivales facilitan el posicionamiento del conector en el diente. Reduce el tiempo de tratamiento. El uso del D-bar mejora la relación del molar, lo que acelera el tratamiento. Confort. Es suave y con un diseño de perfil bajo lo que incrementa el confort del paciente y su implicación durante el tratamiento.

CÓMO UTILIZARLO

Tras seleccionar el tamaño del D-Bar, cemente el conector de molar en el molar superior (o premolar, si se requiere). Inserte la barra en el conector del molar hasta que el extremo redondo desaparezca completamente, después continúe cementando el otro extremo en el canino (o premolar, si se requiere). En el molar o el premolar inferior cemente el aparato auxiliar (tubo o botón lingual) y conéctelo al gancho de la barra con un elástico intraoral. Después de que se haya corregido la Clase II, el D-bar puede retirarse. Se recomienda consultar las instrucciones de uso. *Mediante una regla D-bar que viene con el aparato, mida desde el punto medio de la superficie facial del surco bucal del primer molar maxilar (U6) hasta el tercio mesial de la superficie facial del canino maxilar (U3).


PRODUCTO DESTACADO
CARRIÈRE MOTION CLASS II (DISTALIZER) I SET

Marca: Ortho Organizers

Descripción: I set, I izquierdo y I derecho

El Carrière Distalizer es un innovador aparato de corrección ortodóntica diseñado y patentado por el Dr. Luis Carrière. Este nuevo modelo surge del estudio biomecánico y por ordenador para reducir los procesos de corrección dental mediante la simulación.

Permite limitar las extracciones y convertir los casos de clase II en casos de clase I. Ofrece mayor comodidad y reduce el tiempo de tratamiento hasta cuatro meses. Aplica una fuerza para un correcto movimiento distal molar, con la rotación y la inclinación totalmente predecibles, antes de aplicar los brackets o alineadores. Está articulado, la articulación tipo rótula ofrece la máxima libertad de movimiento, incluye unos topes que permiten detener el movimiento en la posición deseada evitando cualquier rotación o inclinación no deseadas.

- Reducción en la profundidad de la ranura para el control más preciso de los dientes
- Ganchos totalmente integrados que eliminan la necesidad de ganchos auxiliares.

Primer bicúspide a primer molar	Ref.	Izquierda	Derecha
18 mm	L2189		
21 mm	L2191		
De cúspide a primer molar			
22 mm	L2190		
23 mm	L4830		
24 mm	L8028	L4822**	L4823**
25 mm	L2418	L4824**	L4825**
26 mm	L2192	L4826**	L4827**
27 mm	L4829		
	308,99€	154,99€	154,99€

Kit 16,18,20,23,25 y 27mm	L9512
	1.732,99€

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15%
pedidos superiores a 1.500€*

-10%
pedidos superiores a 1.000€*

-5%
pedidos superiores a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Con las nuevas funciones, comprar en la web nunca había sido tan fácil.


Mis compras habituales

Carrito mágico

¡Pruébalas ya!

www.proclinic.es





CAJAS DE RETENEDORES

Marca: Bestdent

Pequeñas. Cajas con bisagras reforzadas.

24 uds en cada envase. Envase que ahorra espacio. Medidas del envase de 24 uds: largo 31 cm. alto 10 cm. ancho 16 cm.

Ref. 68594 Surtido de colores: rojo, verde, pistacho, azul, fucsia y naranja

26,45€

Ref. 68601 Surtido de colores con purpurina: morado, amarillo, verde, azul, rosa y naranja.

27,95€

Grandes. Cajas con bisagras reforzadas. 24 uds en cada envase. Envase que ahorra espacio. Medidas del envase de 24 uds: largo 33 cm. alto 13,5 cm. ancho 17 cm.

Ref. 68593 Surtido de colores: rojo, verde, pistacho, azul, fucsia y naranja


31,35€

Ref. 68600 Surtido de colores con purpurina: morado, amarillo, verde, azul, rosa y naranja.

31,95€



Desde **26,45€**



Cajas retenedores

CAJAS DE RETENEDORES

Cajas retenedores



CAJAS DE RETENEDORES GRANDES

Descripción: Estuches de ortodoncia. Colores surtidos. 25 unidades. **envase económico**

Ref. 41060 Sin cordón y con agujeros de ventilación. **36,85€**

Ref. 41062 Sin cordón y sin agujeros de ventilación. **35,75€**

Ref. 69810 Con cordón y con agujeros de ventilación. **39,75€**



CAJAS DE RETENEDORES PEQUEÑAS

Descripción: Estuches de ortodoncia. Colores surtidos. 25 unidades. **envase económico**

Ref. 68590 Sin cordón y con agujeros de ventilación. **32,99€**

Ref. 68592 Sin cordón y sin agujeros de ventilación. **32,99€**

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

★
NOVEDAD

Cajas retenedores



Ref. 56680



Ref. 56681

BIO DENTO BOX

Marca: Hager & Werken

Descripción: Biodegradable.

Hecho de bio-plástico (Terralene 75%, 25% Mineral Material).

Para retenedores, prótesis.... Etc.

A prueba de impactos, con cierre a presión seguro y pequeños orificios de ventilación.

Altura caja pequeña 3cm y caja grande 4cm.

Ref. 56680 Box I pequeña. 12 unidades. **24,25€**Ref. 56681 Box II grande. 10 unidades. **24,25€**

Cajas retenedores

**CAJA PARA ALINEADORES****AZUL CON ESPEJO**

Marca: Bader

Características: Muy práctica para transportar alineadores.

Color azul. Caja de plástico. Incluye espejo en la tapa. Medidas: ancho 7,5cm x largo 8,5cm x alto 2,5cm.

Ref. 63935 1 unidad

4,25€

Myobrace

**B3 PARA ALINEADORES
TRANSPARENTES**

Marca: Myofunctional Research

Características: 1 unidad

Ofrece corrección de hábitos en combinación con alineadores invisibles. Cuenta con canales para los aparatos fijos, una lengüeta, un escudo lingual, elevadores linguales, bumper labial extendido y laterales elevados para corregir la posición de la lengua, que frenan la hiperactividad de los labios y promueven la respiración nasal en conjunto con alineadores invisibles.

Ref. L9313

65,89€

¿Aún no tienes
la APP de Proclinic?



¡Descárgala ahora!

**DESCUENTOS ADICIONALES
en tus compras**

-15%
pedidos
superiores
a 1.500€*

-10%
pedidos
superiores
a 1.000€*

-5%
pedidos
superiores
a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS STORM

Marca: Lancer ortodónticos

Características: Storm TM Mini Screw es una combinación de la tecnología del fabricante Lancer y de la experiencia clínica del equipo de ortodoncistas especializados en anclaje esquelético.

Storm TM Mini Screw es la más sencilla y efectiva solución para las necesidades más comunes del anclaje en ortodoncia. Fácil de colocar y retirar, Storm TM Mini Screw proporciona la mejor y más simple respuesta a las necesidades del anclaje intraoral.

MicroTornillos STORM (Fabricado por Lancer Orthodontics USA)

Fabricados en titanio grado 5 como los utilizados en cirugía asegura estabilidad y permite el uso en pacientes sensibles al níquel.

La Cabeza de bracket tiene 3 opciones:

- Ranura.
- Agujero.
- Ligadura.

SIMPLE:

Microtornillo Storm TM está disponible en tres tamaños y código de color para una identificación inmediata.

Autorroscante y autoperforante, y gracias a su apical flaps, en muchos casos el Mini-tornillo Storm TM puede usarse sin el uso de fresas, que tiene beneficios evidentes para el paciente.

SEGURO:

Durante la producción, el Mini-tornillo Storm TM se somete ciclos completos de limpieza, descontaminación en un ambiente ácido y esterilizante con radiación ionizante. El dispositivo se entrega estéril que reduce los riesgos de contaminación y prepara el Mini-tornillo Storm TM para uso inmediato.

El proceso asimétrico hace que el dispositivo sea un anclaje estable y listo para el tratamiento de ortodoncia.

VERSÁTIL:

La versatilidad del Mini-tornillo Storm TM es demostrado por la presencia de varias opciones de ligadura.

La ranura en la cabeza del Mini-tornillo facilita anclaje con auxiliares de ortodoncia metálicos. Eyelet reproduce exactamente la función de un tubo bucal.

También ofrece una tercera opción de ligadura posicionada entre la ranura y el ojal.

Las tres opciones de ligadura están diseñadas para ser utilizadas al mismo tiempo sin interferir. Tres tamaños diferentes proporcionan una correcta opción en la mayoría de los casos clínicos.

El transgingival del Mini-tornillo Storm TM tiene una variable longitudinal para adaptarse mejor al grosor de la mucosa, aumentando además la flexibilidad de uso.

Ref. L4750 2 Destornilladores manuales (uno para palatino), conector pieza de mano 20 mm., conector pieza de mano 25 mm., Fresa 1,1 mm./largo 7 mm., Fresa 1,4 mm./Largo 8 mm.


569,99€

	Díametro	Longitud	Cuello
L4751	1,5 mm	8 mm	1,5 mm
L4752	2 mm	10 mm	1,5 mm
L4753	2 mm	10 mm	3 mm

68,65€






Ref. L4750



Ref. L4751

MINI IMPLANTES ORTODÓNTICOS LEONE




1. El sitio implantar se determina según la posición de la raíz del diente y el ángulo de inserción del Mini Implante. Para crear el sitio imaa la densidad ósea y a la posición.
2. Sirviéndose del atornillador se desarrolla una presión progresiva hasta la completa inserción del Mini Implante.
Los Mini Implantes Leone están disponibles con cuello cónico transmucosos en dos medidas: el espesor y la tipología de los tejidos blandos adyacentes al sitio implantar determinarán la elección del cirujano.
3. Suturada la mucosa perimplantar, la curación se conseguirá en dos semanas. Es recomendable esperar este tiempo de curación antes de aplicar las fuerzas de tracción.
4. Las cadenetas, los hilos elásticos o los resortes conectados al Mini Implante pueden ser utilizados para obtener movimiento ortodóntico sin pérdida de anclaje. Los Mini Implantes Leone, fabricados en acero inoxidable quirúrgico, no se osteo-integran, por esta razón son fácilmente removibles. No es recomendable dejar los mini implantes en boca más de 6 meses.

Mini implantes

MINI IMPLANTES CON GANCHO/RANURA

Marca: Leone

Descripción: Realizados en acero inoxidable quirúrgico, son fácilmente removibles al final del tratamiento. Están disponibles tanto con cabeza baja como alta, en dos modelos: con solo el pasador en la cabeza, con pasador y ranura. Este último tiene la parte emergente parecida a un botón ortodóntico para agilizar la aplicación de cadenitas, elásticos o resortes. Suministrados no estériles. Autorroscantes.



Diametro	Longitud	Cabeza alta	Cabeza baja
2 mm	6 mm.	L1706	L6200
2 mm	8 mm.	L1707	L1141
2 mm	10 mm.	L1708	L1142
2 mm	12 mm.	L1709	L1143

Bolsa de 1 ud **47,55€** **46,19€**

Mini implantes


KIT MINI-IMPLANTES

Marca: Leone

Descripción:
El estuche contiene 24 mini implantes (2 de cada medida L1150 a L1161),
4 fresas (L1163 a L1166),
1 destornillador (L1167),
1 punta para destornillador (L1168).

Ref. L1162

1.321,88€



Caja completa esterilizable en autoclave.

implantes destornillador punta destornillador fresas

Mini implantes

KIT MINI-IMPLANTES CON GANCHO /RANURA

Marca: Leone

Descripción:
El estuche contiene 24 mini implantes con ranura (3 de cada medida L1706 a L1709 y L1140 a L1143)
2 fresas (L1165 y L1166), 1 destornillador (L1167)
1 adaptador manual (L1711)
1 bisturí circular (L1712)
1 adaptador mecánico (L1710)

Ref. L1149

1.321,88€




Caja completa esterilizable en autoclave.

MINI IMPLANTES

Mini implantes

Marca: Leone

Descripción: Realizados en acero inoxidable quirúrgico, son fácilmente removibles al final del tratamiento. Están disponibles tanto con cabeza baja como alta, en dos modelos: con sólo el pasador en la cabeza, con pasador y ranura. Este último tiene la parte emergente parecida a un botón ortodóntico para agilizar la aplicación de cadenitas, elásticos o resortes.




Dímetro	Longitud	Cabeza alta	Cabeza baja
1,5 mm	8 mm.	L1150	L1153
1,5 mm	10 mm.	L1151	L1154
1,5 mm	12 mm.	L1152	L1155
2 mm	8 mm.	L1156	L1159
2 mm	10 mm.	L1160	L1157
2 mm	12 mm.	L1158	L1161

Bolsa de 1 ud.

47,55€

Instrumental para mini Implantes



FRESAS PARA MINI IMPLANTES

Marca: Leone

Descripción: 1 ud.

Ref.	Díámetro	Características
L1163	1,1 mm	para implantes ø 1,5 mm hueso blando
L1164	1,3 mm	para implantes ø 1,5 mm hueso compacto
L1165	1,5 mm	para implantes ø 2 mm hueso blando
L1166	1,7 mm	para implantes ø 2 mm hueso compacto
Bolsa de 1 ud.		53,95€

Instrumental para mini Implantes

ATORNILLADOR MANUAL PARA MINI IMPLANTES



Marca: Leone

Descripción: Ayuda especialmente la colocación de los mini implantes en zonas posteriores donde es más difícil llegar con el atornillador normal (L1167). Es imprescindible utilizar el adaptador L1711 con el atornillador manual.

Ref. L1727

27,99€

Instrumental para mini Implantes

BISTURÍ CIRCULAR MINI-IMPLANTES



Marca: Leone


Descripción: Bisturí circular de titanio que se utiliza en conjunto con el mango de atornillador (L1167) o el Atornillador manual (L1727). El bisturí, al tener un diámetro un poco mayor que la cabeza de los mini implantes, permite ejecutar un apropiado opérculo sin tener que suturar la mucosa.

Ref. L1712

37,69€

Instrumental para mini Implantes

ADAPTADOR MECÁNICO MINI-IMPLANTES



Marca: Leone

Descripción: Adaptador para poder utilizar la pieza de mano, especialmente en zonas difíciles de llegar manualmente. Mantiene el ángulo elegido.

Ref. L1710

57,05€

Instrumental para mini Implantes

ADAPTADOR PARA INSTRUMENTAL MANUAL



Marca: Leone

Descripción: Permite utilizar el Atornillador Manual (L1727), la Llave Angulada (L1726) y la Carraca (L0977) para la aplicación de mini implantes en zonas posteriores donde el acceso es más difícil.

Ref. L1711

18,15€



Instrumental para mini Implantes


CARRACA PARA MINI IMPLANTES



Marca: Leone
Descripción: Permite introducir fácilmente los mini-implantes.
Para uso con el adaptador L1711.
Ref. L0977 **179,99€**

Instrumental para mini Implantes

DESTORNILLADOR PARA MINI IMPLANTES



Marca: Leone
Ref. L1167 Destornillador **102,34€**
Ref. L1168 Punta para destornillador **30,92€**


Instrumental para mini Implantes

BISTURÍ CIRCULAR MECÁNICO




Marca: Leone
Ref. L1144 Diámetro 2,2 mm. **37,69€**


Para la preparación para la inserción de los Mini Implantes ortodónticos. Fabricado en titanio de calidad médica. Se utiliza con el contraángulo en baja velocidad para realizar el opérculo sobre la mucosa adherente.



Extraer el mini implante de la botellita estéril ejerciendo una ligera tracción sobre el tapón portaimplante y conectar el apropiado racor para pieza de mano Código L1710/L1795 a la cabeza del mini implante.



Una vez engancho el mini implante, remover el tapón portaimplante con una ligera rotación en sentido anti-horario.




Apoyar la punta cortante del mini implante sobre la mucosa, en región de encía adherente, en el sitio establecido. Ejercer una presión suficiente para perforar los tejidos blandos, hasta percibir el contacto con el hueso cortical.



Después de haber programado una velocidad máxima de 300 pm y un torque máximo de 40 Ncm, accionar el micro-motor y empezar la introducción del mini implante con abundante irrigación. Inmediatamente después de haber superado la cortical, tan pronto que se advierta la presencia de un tejido óseo más blando, reducir la velocidad máxima, bajandola a 50 rpm. Completar la inserción con estos parámetros.

Mini implantes ortodónticos



Diámetro	Longitud	Cabeza alta	Cabeza baja
1,75mm	8mm	L1792	L1791

69,99€

MINI IMPLANTE AUTOPERFORANTE

Marca: Leone

Descripción: 1 unidad confección estéril. Estos mini implantes autoperforantes tienen un diseño especial que permite su aplicación sin necesidad de utilizar la fresa para realizar el sitio a implantar. Mínimamente invasivo. Se realiza en una fase, es transmucoso. Instrumental: L1710 o L0977.

Mini implantes ortodónticos



Diámetro	Longitud	Cabeza alta	Cabeza baja
1,75mm	8mm	L1794	L1793

70,15€

MINI IMPLANTE AUTOPERFORANTE DE DOBLE SLOT CERRADO

Marca: Leone

Descripción: 1 unidad confección estéril. Estos mini implantes autoperforantes tienen un diseño especial que permite su aplicación sin necesidad de utilizar la fresa para realizar el sitio a implantar. Presenta un doble slot cerrado de 018"x 025" para aplicar alambre y resortes. Instrumental: L1795 o L1796.

Instrumental para mini implantes



RACOR PARA MINI IMPLANTES DE DOBLE SLOT CERRADO

Marca: Leone

Descripción: 1 ud. Permite utilizar el contra-ángulo para la introducción de los implantes autoperforantes L1793, L1794 (zona de difícil acceso).

Ref. L1795

52,89€

Instrumental para mini implantes



DESTORNILLADOR PARA MINI IMPLANTES DE DOBLE SLOT CERRADO

Marca: Leone

Descripción: 1 ud. Para colocar los mini implantes autoperforantes de doble slot cerrado (L1793-L1794).

Ref. L1796 Destornillador **97,49€**

Ref. L1797 Repuesto punta para destornillador **26,55€**

Hasta
-15%
adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.

Con las nuevas funciones, comprar en la web nunca había sido tan fácil.

 Mis compras habituales



 Carrito mágico

¡Pruébalas ya!

www.proclinic.es



ORTODONCIA



TRATAMIENTOS CÓMODOS Y FIABLES PARA TI Y TUS PACIENTES

Los **productos de ortodoncia Proclinic Expert** garantizan la máxima precisión en tus tratamientos, ya que están fabricados con las últimas **innovaciones tecnológicas** de Europa y EEUU.

Descubre la gama completa en www.proclinic.es

 **proclinic**
EXPERT



Mini implantes ortodónticos



MINI IMPLANTE

Marca: MPI
Descripción: Envase de 1 ud.

		Longitud	
		1,6mm	2mm
Diámetro	6mm	34520	34524
	8mm	34521	34525
	10mm	34522	34526
	12mm	34523	34527

55,00€

- Titanio Grado IV
- Superficie pulida para favorecer la NO oseointegración.
- Producto Estéril.
- Diseño de punta autoperforante y autoroscantes para facilitar su inserción.
- Mini Implantes de ortodoncia con ranuras que permite la inserción de arcos dentales.



Mini implantes ortodónticos



MICRO-TORNILLOS DE CUELLO ALTO

Marca: MPI
Descripción: Envase de 1 ud.


		Longitud	
		2mm	2,2mm
Diámetro	8mm	34528	34531
	10mm	34529	34532
	12mm	34530	34533

55,00€

- Titanio Grado IV
- Superficie pulida para favorecer la NO oseointegración.
- Producto Estéril.
- Diseño de punta autoperforante y autoroscantes para facilitar su inserción.
- Mini Implante disyunción con collar de mucosa diseñado sin rosca para una adaptación óptima a la encía.



Mini implantes ortodónticos



MANGO MANUAL MINI-IMPLANTE

Marca: MPI
Descripción: Envase de 1 ud. Mango manual para la colocación de mini-implantes de MPI.

Ref. 34534 Mango manual mini-implante **174,99€**

Descripción: Envase de 1 ud. Conector mango manual hexagonal de 2,5mm para la colocación de mini-implantes de MPI.

Ref. 34535 Conector mango manual hexagonal 2,5 **95,25€**

Descripción: Envase de 1 ud. Conector mango manual cruz para la colocación de mini-implantes de MPI.

Ref. 34536 Conector mango manual cruz **71,45€**



Mini implantes ortodónticos



TRANSPORTADOR DE MOTOR

Marca: MPI
Descripción: Envase de 1 ud. Transportador de motor hexagonal de 2,5mm para la colocación de mini-implantes de MPI.


Ref. 34537 Transportador de motor hexagonal 2,5 **95,25€**

Descripción: Envase de 1 ud. Transportador de motor cruz para la colocación de mini-implantes de MPI.

Ref. 34538 Transportador de motor cruz **60,00€**



Mini implantes ortodónticos



LANCEOLADA

Marca: MPI
Descripción: Envase de 1 ud. Lanceolada para mini-implantes de MPI.


Ref. 34539 Lanceolada DLC **33,99€**

- Titanio Grado IV
- Superficie pulida para favorecer la NO oseointegración.
- Producto Estéril.
- Diseño de punta autoperforante y autoroscantes para facilitar su inserción.
- Mini Implante disyunción con collar de mucosa diseñado sin rosca para una adaptación óptima a la encía.



ELÁSTICOS INTRAORALES

Marca: Proclinic
Descripción: Elásticos de látex color ámbar.
Total de 5.000 elásticos presentados en 50 bolsitas de 100 unidades.
La fuerza indicada es la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado 3 veces su diámetro.



38,99€

5.000 uds.


DIÁMETROS
tamaño real

- 1/8"
- 3/16"
- 1/4"
- 5/16"
- 3/8"

	Fuerza Ligera 2,5 oz	Fuerza Media 4,5 oz	Fuerza Fuerte 6,5 oz	Fuerza Extra Fuerte 8 oz
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
1/8"	L0434	L0439	L0444	-
3/16"	L0435	L0440	L0445	L479 I
1/4"	L0436	L0441	L0446	-
5/16"	L0437	L0442	L0447	-
3/8"	L0438	L0443	L0448	-
	38,99€	38,99€	38,99€	38,99€

ELÁSTICOS MULTICOLORES

Marca: Proclinic
Descripción: Elásticos intraorales. Surtido de colores en cada bolsita. Total de 5.000 elásticos presentados en 50 bolsitas de 100 unidades. La fuerza indicada es la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado 3 veces su diámetro.



43,99€

5.000 uds.


DIÁMETROS
tamaño real

- 1/8"
- 3/16"
- 1/4"
- 3/8"

	Fuerza Ligera 2,5 oz	Fuerza Media 4,5 oz
	Ref.	Ref.
1/8"	-	L0454
3/16"	L0450	L0455
1/4"	L0451	L0456
3/8"	L0453	-

ELÁSTICOS INTRAORALES SIN LÁTEX

Marca: Proclinic
Descripción: Elásticos especialmente para pacientes alérgicos a látex. Total de 1.000 elásticos presentados en 10 bolsitas de 100 unidades. La fuerza indicada es la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado 3 veces su diámetro.



17,99€

1.000 uds.

DIÁMETROS
tamaño real

- 3/16"
- 1/4"
- 5/16"

	Fuerza Media 4,5 oz	Fuerza Fuerte 6,5 oz
	Ref.	Ref.
1/8"	-	L4786
3/16"	L0342	L4785
1/4"	L0345	-
3/8"	L0348	-

ELÁSTICOS INTRAORALES CON IMÁGENES

Marca:

G&H Orthodontics

Descripción:

50 bolsas x 100 elásticos

Elásticos intraorales fabricados con los materiales más puros y frescos y empaquetados para permanecer así. El pre-empaquetado previene de los daños de la luz ultravioleta que puede penetrar la bolsa y dañar los elásticos. Cada empaquetado es comprobado para asegurar que todos los cortes son consistentes y que la fuerza es correcta. Las bolsas tienen un personaje haciendo la identificación de tamaño fácil y rápida.

Ref.	1/8" 3,2 mm	3/16" 4,8mm	1/4" 6,4mm	3/8" 9,5mm	5/16
2,5 oz	L6324 Lutin 	L6325 Príncipe rana 	L6323 Gigante 	-	L6327 Centauro
	L9617 Dragón 	L9591 Genio 	L9590 Sprite 	L6326 Bárbaro 	L6328 Trompetista
4,5 oz					
6,5 oz	L9618 Mago 	L9589 Unicornio 	L9588 Pegaso 	-	-

45,15€/ud.

Elásticos intraorales

Elásticos intraorales



Ref.	1/8" 3,2mm	3/16" (4,8mm)	1/4" (6,4mm)
6,0 oz	L8081 	L8082 	L8083

45,15€

ELÁSTICOS INTRAORALES
CON IMÁGENES DEPORTES DE EXTREMO

Marca:

G&H Orthodontics

Descripción:

50 paquetes x 100 elásticos por paquete.
Cada pack tiene un código de color e individualizado con su propio deporte de extremo. Los niveles de fuerza son consistentes y están garantizados cada vez.

ELÁSTICOS INTRAORALES

Elásticos intraorales

Marca:

Leone

Descripción: Fabricados en látex puro. Sobre cada bolsa se indica el diámetro y la fuerza ejercida cuando el elástico es alargado tres veces su diámetro. Presentación: 10 sobres de 100 elásticos aproximadamente.



	3/16" 4,8mm	1/4" 6,4mm	5/16" 7,9mm
	Ref.	Ref.	Ref.
Ligeros 2,5 oz - 70 gr.	L1910	L1915	L1920
Medianos 4,5 oz -126 gr.	L1911	L1916	L1921
Fuertes 6,5 oz -182 gr.	L1912	L1917	L1922

14,25€



Elásticos intraorales

Solo por

33,65€

CON
LOS QUE TÚ
AHORRAS



COLOCADORES DE ELASTICOS

Marca:

Bestdent

Características:

Para entregar uno al paciente y que pueda colocar más fácilmente los elásticos intraorales.

Ref. L6881

100 uds.

33,65€

Y además

-5%

en nuestra web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

Los precios indicados son por unidad de producto
(a excepción de las referencias identificadas como kits).

Instrumental para alineadores

**ALICATE PARA QUITAR ADHESIVO 678-206**

Marca: Hu-Friedy

Descripción: Hojilla para alicate Hu-Friedy L5078 (1 ud.)
Se utiliza la hojilla reversible para quitar la mayoría del material adhesivo después de despegar los Brackets. También recomendado para la retirada de ataches.

Ref. L5078	Alicate	176,70€
Ref. L5079	Punta de plástico 678-014A (6 u.)	16,89€
Ref. L5087	Hojilla 678-001	15,30€
Ref. L905	Reposición tornillo 1/8"	4,43€

Instrumental para alineadores



Solo por
112,99€

**ALICATE DE PUNTOS DE PRESIÓN EN ALIGNERS**

Marca: Bestdent

Descripción: Realiza puntos de presión en forma de pompas en el aligner.

Ref. L8814 1 unidad **112,99€**

Alicates para alineadores

**ALICATE PUNTOS DE PRESIÓN/ THE SPOT**

Marca: Hu-Friedy

Descripción: Crea un diminuto hoyuelo redondeado para que los puntos de contacto acentúen los pequeños movimientos individuales de los dientes o añadan retención.

Ref. L8465 1 unidad **171,55€**

Instrumental para alineadores



Solo por
97,65€

**ALICATE PARA TORQUE EN ALIGNERS**

Marca: Bestdent

Descripción: Consigue hacer una muesca horizontal en los aligners para torque individual o aumentar la retención de los aligners colocando la marca debajo de un aditamento.

Ref. L8810 1 unidad **97,65€**

Instrumental para alineadores



PRODUCTO
DESTACADO

**ALICATE EL HORIZONTAL 678-802**

Marca: Hu-Friedy

Descripción: Produce indentación para acentuar el torque individual de la raíz. Ayuda a la retención de aligners transparentes y retenedores.

Ref. L03027 **176,70€**

Instrumental para alineadores

**ALICATE PARA DAR TORQUE EN ALIGNERS**

Marca: Gestenco

Descripción: Hace una marca horizontal en los aligners para torque individual o aumentar la retención de los aligners colocando la marca debajo de un aditamento.

Ref. L900 1 unidad **144,99€**

Instrumental para alineadores

Solo por 97,65€

ALICATE PARA ROTACIÓN EN ALIGNERS
 Marca: Bestdent
 Descripción: Consigue hacer una impresión vertical creando una muesca en la línea mesial/distal, facial o lingual para una sobre-corrección de la rotación en un diente específico.

Ref. L8811 1 unidad **97,65€**

CON LOS QUE TÚ AHORRAS

Instrumental para alineadores

PRODUCTO DESTACADO

ALICATE EL VERTICAL 678-801 H-F
 Marca: Hu-Friedy
 Descripción: Enfatiza la corrección de la rotación produciendo una indentación en la línea mesial o distal en la parte facial y/o lingual de un diente específico.

Ref. L03024 **176,70€**

Hasta -15% adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.

Instrumental para alineadores

ALICATE PARA DAR ROTACIÓN EN ALIGNERS
 Marca: Gestenco
 Descripción: Hace una impresión vertical en el aligner y crea una sobre-corrección de la rotación con una muesca en la línea mesial/distal, facial o lingual de un diente específico.

Ref. L901 1 unidad **144,99€**

Instrumental para alineadores

Solo por 112,99€

ALICATE PARA CORTE BOTONES EN ALIGNERS
 Marca: Bestdent
 Descripción: Crea un corte en círculo de 6mm en alineadores transparentes alrededor de botones/ganchos cementados o similares utilizados con elásticos retirando el exceso de plástico.

Ref. L8812 1 unidad **112,99€**

CON LOS QUE TÚ AHORRAS

Instrumental para alineadores

PRODUCTO DESTACADO

ALICATE EL HUECO 6MM REDONDO 678-803 H-F
 Marca: Hu-Friedy
 Descripción: Crea cortes de media luna para el alivio de los aligners transparentes alrededor de los botones cementados utilizados para elásticos.

Ref. L03025 **202,09€**

nota: Al adquirir su alicate de ortodoncia Hu-Friedy a través de Proclinic, el fabricante ofrece una garantía de un año en el corte y una garantía ilimitada si existe algún defecto de fabricación.

¿Aún no tienes
la APP de Proclinic?



¡Descárgala ahora!

Instrumental para alineadores



ALICATE CORTE PARA BOTONES EN ALIGNERS

Marca: Gestenco

Descripción: Crea un corte en círculo de 6mm en aligners transparentes alrededor de botones/ganchos cementados o similares utilizados con elásticos. Además retira el exceso de plástico para prevenir el impacto del aligner con los tejidos blandos.

Ref. L902 1 unidad

154,99€

Instrumental para alineadores



ALICATE HALF MOON

Descripción: 1 alicate. Cold Collection.


Ref. L10301

129,90€

Alicate para alineadores HALF MOON. Diseño italiano y acero japones. Elimina con precisión el plástico cuando provoca una excesiva presión en boca, también puede crear una pequeña ventana sobre el alineador para insertar botones y accesorios.



Instrumental para alineadores



ALICATE HOLE KEY

Descripción: 1 alicate. Cold Collection.

Ref. L10302

129,90€

Alicate para alineadores HOLE KEY. Diseño italiano y acero japones. Crea ranuras en el interior elásticos para tracciones, intrusiones de clase II y III.

Instrumental para alineadores



Solo por
112,99€



ALICATE PARA CORTE ELÁSTICOS EN ALIGNERS

Marca: Bestdent

Descripción: Hace un corte en el borde gingival del aligner donde se requieren ganchos para elásticos y facilita el espacio para que los elásticos no se muevan al colocar el aligner.

Ref. L8813 1 unidad

112,99€

Instrumental para alineadores



ALICATE LA MUESCA 678-800

Marca: Hu-Friedy

Descripción: Crea una muesca en el margen gingival de los aligners transparentes donde los ganchos elásticos son requeridos dentro del arco. Provee un depósito para sujetar el elástico en su lugar mientras el aligner se asienta, permitiendo la fácil manipulación de los elásticos.

Ref. L03026

202,09€

La palabra Max. indica el máximo grosor de alambre que se puede utilizar con cada alicate.

Compra donde quieras: atención en el 900 39 39 39 o en www.proclinic.es

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15%
pedidos
superiores
a 1.500€*

-10%
pedidos
superiores
a 1.000€*

-5%
pedidos
superiores
a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Instrumental para alineadores



ALICATE CORTE PARA ELÁSTICOS EN ALIGNERS

Marca: Gestenco

Descripción: Hace un corte en el borde gingival del aligner donde se requieren ganchos para elásticos y facilita el espacio para que los elásticos no se muevan al colocar el aligner.

Ref. L903 1 unidad

154,99€



Instrumental para alineadores

Solo por
84,75€



ALICATE PARA CORREGIR ERRORES EN ALIGNERS

Marca: Bestdent

Corrige posibles errores al realizar muescas o pompas en los aligners aplanandolas de nuevo.

Ref. L8815 1 unidad

84,75€



Instrumental para alineadores



ALICATE ACTIVATION MEDIUM

Descripción: 1 alicate + 1 llave allen. Hybrid Collection.

Ref. LI0303

129,90€

Alicate para alineadores ACTIVATION small, medium, large. Diseño italiano y acero japos. No necesita ser termorregulados para realizar activaciones entre 1/1,5 mm. Para activaciones superiores a 1,5 mm se aconseja el uso del iThermal u otro aparato de inducción electrónica. La llama dibujada en el alicate indica el lado a calentar. Lleva una llave allen para calibrar el alicate.



Instrumental para alineadores



ALICATE RETENTION

Descripción: 1 alicate + 1 llave allen. Hybrid Collection.

Ref. LI0304


129,90€

Alicate para alineadores RETENTION. Diseño italiano y acero japos. Aumenta la estabilidad de los alineadores. Podrá crear ganchos adams directamente en el alinador y puntos retentivos en el area vestibular o palatina donde se necesita una mayor estabilidad del alinador. Lleva una llave allen para calibrar el alicate.

nota: Al adquirir su alicate de ortodoncia Hu-Friedy a través de Proclinic, el fabricante ofrece una garantía de un año en el corte y una garantía ilimitada si existe algún defecto de fabricación.

★
NOVEDAD

Instrumental para alineadores

**ALICATE BUTTON FORMING I Y 2**

Descripción: 1 alicate + 1 llave allen. Heat Collection.

Ref. L10305 Forming I **129,90€**Ref. L10306 Forming 2 **129,90€**

Alicate para alineadores BUTTON FORMING I y 2. Diseño italiano y acero japones. Para formar botones sobre el alineador. Puede crear botones de tracción intermaxilar para mantener o mejorar la clase II o III al final del tratamiento, para intrusiones, extrusiones, mioterapia, etc. El Button Forming I está diseñado para formar el cilindro (A) seguidamente con la intervención Button Forming 2 se conseguirá la forma del botón (B). Se requiere calentar unos segundos con el iThermal u otro aparato de inducción electrónica. La llama dibujada en el alicate indica el lado a calentar. Lleva una llave allen para calibrar el alicate.

★
NOVEDAD

Instrumental para alineadores

**ALICATE SPACING**

Descripción: 1 alicate + 1 llave allen. Heat Collection.

Ref. L10307 **129,90€**

Alicate para alineadores SPACING. Diseño italiano y acero japones. Elimina la fricción plástica. Crea espacios en el interior del alineador, con unos segundos de iThermal u otro aparato de inducción electrónica, es suficiente. La llama dibujada en el alicate indica el lado a calentar. Instrumento que permite un control óptimo de la zona de sombra (area de agujero negro). Lleva una llave allen para calibrar el alicate.

★
NOVEDAD

Instrumental para alineadores

**Aparato de inducción electrónica**

Descripción: 1 aparato + 1 temporizador. iThermal.

Ref. L10300 **303,00€**

iTHERMAL aparato tecnológico que utiliza la potencia de inducción electrónica para el tratamiento térmico del acero. Indispensable para el clínico, para que pueda modificar los alineadores con facilidad y precisión. Incluye un temporizador para comprobar los tiempos correctos de termorregulación. Referencia bajo pedido.



Instrumental para alineadores

CALENTADOR DE INDUCCIÓN

Marca: Mestra

Descripción: Aparato de sobremesa capaz de calentar espátulas metálicas e instrumentos afines utilizados para el moldeado de cera. Dos sensores de proximidad ponen en marcha para que en pocos segundos el instrumento adquiera la temperatura óptima de trabajo.

Ref. H92718 **275,06€****Ventajas:**

- Alta temperatura en poco tiempo.
- Menor riesgo de fuego y quemaduras.
- Sus dos sensores electrónicos proporcionan una mayor eficiencia energética.
- Fácil de usar y diseño ergonómico.
- Limpieza (protector desechable).
- En caso sobrecalentamiento las luces (verde/rojo) lucirán intermitentemente.

Aviso:
No introduzca el dedo con anillos metálicos en la cavidad de inducción.

Datos técnicos:

Tensión de red: 230V
Consumo: 100W
Dimensiones: 9 cm. (ancho) 8,5 cm. (alto) 21 cm. (fondo)
Peso: 503 gr.

Suministro:
Calentador de inducción.

Accesorios:
Ref. H92720 Capuchon Silicona Mechero Inducción (3 uds.)



Stripping

Solo por
39,25€**MEDIDORES GALGAS PARA STRIPPING**

Marca: Bestdent

Descripción: Con 6 medidas.



Ref. L8801

39,25€

Stripping

MEDIDORES / GALGAS PARA STRIPPING

Marca: Dentasonic

Descripción: Para medir la distancia interdental que existe antes y después de realizar stripping. Completamente esterilizable en autoclave. 6 grosores diferentes: 0,1; 0,15; 0,2; 0,3; 0,4 y 0,5 mm.

Ref. L3650

80,35€

La palabra Max. indica el máximo grosor de alambre que se puede utilizar con cada alicate.

Compra donde quieras: atención en el **900 39 39 39** o en **www.proclinic.es**

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

Stripping



KIT IPR-DISTANCE CONTROL 8 GROSORES.

Marca: Leone -Intensiv
Descripción: Autoclavable la parte metálica.
Espesores: 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,40; 0,50 y 1,00 mm.
Instrumento manual en acero inox para la medición y control de la distancia creada entre los dientes durante el procedimiento de stripping. El Distance- Control consiste en tiras metálicas con diferentes espesores que permiten medir y controlar el espacio obtenido entre los elementos. Ventajas: larga duración gracias al acero inox y manipulación segura gracias a su sujeción.

Ref. L9519 8 unidades

70,25€

Stripping



MEDIDOR DE ESPESOR / GALGA

Marca: Garrison
Características: Galga con 6 medidas (0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4 y 0.5mm).

Ref. L3366

61,15€

Con las nuevas funciones, comprar en la web nunca había sido tan fácil.

Mis compras habituales

Carrito mágico

¡Pruébalas ya!

www.proclinic.es



Stripping mecánico

KIT INICIO INTENSIV SWINGLE CON CONTRA-ÁNGULO W&H

Descripción: Contra-ángulo W&H Synea oscilante, Expulsador, Pulidor de boquilla, Intensiv Ortho-Strips 8, 15, 25, 40, 60 y 80 micras.

Ref. L9525 Con luz 1.522,99€

Ref. L9527 Sin luz 1.045,99€

KIT INTENSIV SWINGLE CON CONTRA-ÁNGULO W&H Y BANDEJA ESTERILIZABLE

Descripción: Con bandeja esterilizable, Contra-ángulo W&H Synea oscilante, Expulsador, Intensiv Ortho-Strips 8, 15, 60, 80 y 2 de 40 micras, Aprox opener un lado, IPR-Distance Control 5 grosores, 2 Ortho-strips manuales grano grueso/mediano y 2 Ortho-strips manuales grano fino/extrafino.

Ref. L8135 Con luz 1.766,99€

Ref. L8136 Sin luz 1.399,99€



PRODUCTO DESTACADO

Aplicación eficaz de las tiras oscilantes con movimiento en posición fija o rotación libre. El sistema IPR Intensiv permite la reducción del esmalte proximal de uno o más elementos dentales, con el objetivo de obtener una reducción en línea a las exigencias del tratamiento ortodóntico. El uso de un contra-ángulo con movimientos permite la aplicación precisa y controlada de los instrumentos abrasivos con el fin de garantizar la máxima precisión y confort del stripping. -Movimiento oscilante de 0,9mm; 20.000 oscilaciones con 40.000 rpm.

- 12 posiciones fijas (cada 30° sobre 360°).- Movimiento libre para el posicionamiento del Ortho-Strips en la posición deseada. - Posición fija para el uso de tiras Ortho-Strips para el procedimiento IPR. Indicaciones: La utilización con limas oscilantes para la reducción del esmalte interproximal durante los protocolos IPR en Ortodoncia. Ventaja: 20.000 oscilaciones por minuto para la máxima prestación de uso de las limas.

ORTHO-STRIPS

Marca: Leone -Intensiv

Descripción: Tira de diamante oscilante para la reducción interdental bilateral de las dimensiones de los dientes de Ortodoncia. Envase de 3 unidades.



	µm	Doble cara		Una cara		
		Referencia	Espesor	Referencia		Espesor
			mm	Derecha	Izquierda	mm
Opener, con el borde dentado, apertura de los puntos de contacto	8	L9521	0,130			0,105
Mediano, primer paso de la creación de espacio	40	L9523	0,190	L02523	L02524	0,120
Grueso, segundo paso de la creación de espacio	60	L10212	0,280	L02529	L02530	0,165
Extra-grueso, perforado, alta eficiencia de corte	80	L9522	0,310			0,180
Fino, acabado de las superficies tratadas	25	L02520	0,150	L02522	L02525	0,100
Extra-fino, pulido de las superficies tratadas	15	L9524	0,120	L02521	L02526	0,085
		91,69€		91,69€	91,69€	

Stripping mecánico



ORTHO-STRIP LIMAS DOBLE CARA

Marca: Leone- Intensiv
Descripción: Surtido de 6 limas ortho-strip sistema central con bandeja esterilizable

Ref. L9402 Surtido de 6 limas sistema central de doble cara (8,15,25,40,60,80 µm) 175,00€

LIMAS ORTHO-STRIP CON BANDEJA ESTERILIZABLE

Descripción: Surtido de 6 limas ortho-strip con bandeja esterilizable.

Ref. L9404 Surtido de 6 limas de doble cara (8,80 µm ortho-strip, 15,25,40,60 µm ortho-strip sistema central) + Bandeja esterilizable 224,99€

BANDEJA ESTERILIZABLE

Descripción: Bandeja esterilizable de acero inoxidable para 6 limas.

Ref. L02528 62,45€

Tira de diamante oscilante para la reducción interdental bilateral de las dimensiones de los dientes en Ortodoncia

Stripping mecánico



O'STRIPPERS

O'STRIPPERS KIT LIMAS


Marca: Komet
Descripción: Juego de limas que contiene 1 de cada (de la L5942 a L5945). Los instrumentos deben utilizarse exclusivamente con el contra-ángulo oscilante OS30 de Komet.

Ref. L5941 220,08€

REPUESTOS LIMAS

Ref. L5942 OSIM 1 x 0,30 mm (2 caras). Diamante grano normal
Ref. L5943 OS1F 1 x 0,15 mm (2 caras). Diamante grano fino
Ref. L5944 OS2F 1 x 0,30 mm (2 caras). Diamante grano fino
Ref. L5945 OS2M 1 x 0,45 mm (2 caras). Diamante grano normal 54,57€


Komet ha desarrollado una solución fiable para un stripping oscilante seguro y eficiente. El nuevo disco de segmento oscilante de 60° convence por su tamaño: con un radio de 1,4 cm y un ángulo de giro de 30°, puede aplicarse incluso en condiciones de espacio muy reducidas. No necesita protector de disco.
En comparación con los discos rotatorios de radio completo con diámetros de hasta 2,2 cm, que además requieren añadir protector de disco, el disco de segmentos ofrece las mejores condiciones para el stripping en zonas de difícil acceso. Con el diseño patentado en panel del disco segmentado oscilante dispone Ud. de un innovador instrumento que consigue unos resultados de tratamiento convincentes gracias a su óptima visibilidad y buen transporte de virutas.



DISCOS STRIPPING

- Marca:** Komet
Descripción: Discos stripping, use protector. Usar mandril 303 para 84700 y 84701. Usar mandril 310 para 59359.
- Ref. 84700** Disco diamante 8934A.900.100, 1x 0,15 mm. (max 30000 min -l/rmp) **28,03€**
- Ref. 84701** Disco diamante 8934A.900.180, 3x 0,15 mm. (max 25000 min. -l/rmp) **41,79€**
- Ref. 59359** Disco de acabado para la reducción de los excesos 952-900-140 **20,79€**

LIMAS DIASTRIP



- Marca:** Dentasonic
Descripción: Limas de diamante oscilantes para reducción interdental del tamaño del diente, bilateral o monolateral, y acabado y pulido en ortodoncia o restauración.

Stripping mecánico

L3652 Kit una cara 5 limas (15,25,40,60 y 15 especial pulido) **150,99€**

	L3657	L3658	L3659
Grano µm	15 ○	25 ●	40 ●
Grosor un lado mm	0,08	0,1	0,15

5 unidades

150,99€

L3651 Kit doble cara 5 limas (15,25,40,60 y 15 especial pulido) **150,99€**

	L3653	L3654	L3655	L3656
Grano µm	15 ○	25 ●	40 ●	60 ●
Grosor dos lados mm	0,10	0,15	0,20	0,30

5 unidades

150,99€

L3661 Kit doble cara 5 limas serradas (15,40,15 derecha, 15 izquierda y 15 especial pulido) **150,99€**

SERRADAS	L3662	L3663
Grano µm	15	25
Grosor dos lados mm	0,10	0,15

5 unidades


150,99€



Stripping manual

TIRAS DE STRIPPING DIAMANTADAS CON AGUJEROS

- Marca:** Proclinc
Descripción: 10 unidades. Las perforaciones mejoran el paso de la saliva y los desechos en comparación con las tiras totalmente recubiertas. Autoclavables.



		ANCHO		
UN LADO	GROSOR	3 mm.	4 mm.	6 mm.
	0,07 mm. ○	L11431	L11434	L11437
	0,10 mm. ●	L11432	L11435	L11438
	0,14 mm. ●	L11433	L11436	L11439
		44,85€	45,75€	54,89€
DOS LADOS	0,20 mm.	L11440	L11441	L11442
		72,85€	72,85€	87,85€



Stripping manual

TIRAS STRIPPING UNA CARA

- Marca:** Proclinc
Descripción: 12 unidades. Grosor 1 cara : 0,21 mm. x 15 cm. largo.

- Ref. L6971** 4 mm.
Ref. L6972 6 mm.
Ref. L6973 8 mm. **23,89€**



Desde
23,89€

12 uds.

TIRAS STRIPPING DOS CARAS

- Descripción:** 12 unidades. Grosor 2 caras : 0,3 mm. x 15 cm. largo.

- Ref. L6974** 4 mm.
Ref. L6975 6 mm.
Ref. L6976 8 mm. **27,79€**



Stripping manual

Desde
21,25€



TIRAS DE STRIPPING

Marca: Bestdent
Descripción: Tiras de acero. 12 unidades.

	GROSOR	ANCHO		
		2,5 mm.	4 mm.	6 mm.
UNA CARA	0,1 mm.	L8923	L8924	L8925
DOS CARAS	0,15 mm.	L8926	L8927	L8928

21,25€
24,85€

¿Aún no tienes
la APP de Proclinic?



¡Descárgala ahora!

Stripping manual

KIT DE INTRODUCCION FITSTRIP

Marca: Garrison
Descripción:
2 mangos
2 tiras serradas
4 tiras de una cara (1 de cada granulación)
4 tiras de doble cara (1 de cada granulación)



FitStrip™ es una línea completa de tiras interproximales de diamante abrasivas, de la compañía que inventó los puntos de contacto ajustados, Garrison Dental Solutions.
¡Las FitStrips™ facilitan sus procedimientos!

- Restauraciones de composite: modelado / acabado de todos los contactos interproximales
- Ortodoncia: reducción de esmalte interproximal (IPR) o stripping
- Coronas y puentes: limpieza de restos de cemento

El mango simple y extraíble de FitStrip™ marca la diferencia, tanto para los dentistas como para los pacientes por su comodidad. Su mano siempre permanecerá fuera de la cavidad oral, con un mejor campo visual.

El kit FitStrip™ contiene todo lo que necesita:

- Tiras de diamante de una cara
- Tiras de diamante de doble cara
- Variedad en el grado de abrasión del diamante
- También incluye FitStrips™ dentados.

Ref. L12345 235,99€

Stripping manual

KIT FITSTRIP ACABADO SUBGINGIVAL
Y TIRAS DE UNA CARA

Marca: Garrison

Características: Las tiras subgingivales Fitstrip™ se han diseñado perfectamente para eliminar de forma rápida y segura los excesos de composite y el exceso de cemento de las zonas subgingivales de difícil acceso. Estas tiras son un 33% más estrechas y solo miden 2,5 mm de altura, respecto a otras tiras Fitstrip™ y gracias a la zona de seguridad central “no abrasiva”, se deslizan fácilmente entre los dientes y debajo de la zona del punto de contacto. El recubrimiento de diamante es de grano medio, fino y superfino y hace que el acabado sea rápido y suave como la seda.

Ref. L3368

2 mangos
10 tiras:
2 subgingivales superfinas,
2 subgingivales finas,
1 subgingival media,
1 tira dentada,
1 tira de una cara para cada tamaño de grano
de 0,08 mm - 0,10 mm - 0,13 mm - 0,18 mm

235,99€





LIMAS FITSTRIP

Marca: Garrison



					
I Lado	L3363	L8090	L8091	L8092	L8093
					
I Lado Subgingival		L3360	L3361	L3362	
Tipo	Serrada	Super Fina	Fina	Media	Gruesa
Grosor	0,05mm	0,08mm	0,10mm	0,13mm	0,18mm
Micras		15	30	46	90
Utilizar con mango Sunset Strip L8089. Las limas versátiles de un lado Sunset Strip son perfectas para contornear y acabar restauraciones de composite en un solo diente.					
26,99€					

						
2 lados	L8094	L8095	L8096	L8097	L3364	L3365
Tipo	Super Fina	Fina	Media	Gruesa	Media/Blanca	Media/Negra
Grosor	0,11mm	0,15mm	0,21mm	0,30mm	0,40mm	0,50mm
Micras	15	30	46	90		
Utilizar con mango Sunset Strip L8089. Excelentes para contornear y acabar restauraciones de composite y especialmente buenas para reducciones interproximales.						
29,99€						

Ref. L5869 Kit Universal 4 limas de una cara (1 de cada granulación) (0,08-0,0-0,3-0,18 mm), 6 de doble cara (1 de cada granulación) (0,11-0,15-0,21-0,30-0,40-0,50 mm), 2 mangos y 1 medidor de espesor.

246,99€

Ref. L3367 Kit limas doble cara 10 tiras (2 de doble cara por cada granulación, 5 tamaños de grano), 2 mangos y 1 medidor de espesor.

246,99€

Ref. L8089 Mango. 2 unidades.



37,79€

Hasta
-15%
adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.

Stripping manual



APROX OPENER 8 MICRAS

Marca: Leone -Intensiv
Características: 1 caja de 3 sierras.

Ref. L9600

1 Lado


Ref. L9601

2 Lados

78,09€

Strip manual metálico dentado para la apertura de los contactos cerrados entre los dientes durante la terapia Ortodóntica. Diseñado para consentir la apertura manual de los puntos de contacto particularmente estrechos. También se puede usar para retirar el exceso de adhesivo en el área de la corona. Dentada y diamantada por un solo lado 8 micras

Stripping manual



ORTHO STRIP MANUAL GRANO GRUESO / MEDIANO


Marca: Leone -Intensiv

Ref. L9598 1 caja de 6 tiras.

70,45€

Protocolo I.P.R. Ortodoncia Stripping. Tira metálica manual con sujeción diamantada y perforada para la reducción y acabado del esmalte interproximal. Dos mangos para una mejor sujeción manual durante el tratamiento. Esterilizable y reutilizable. Grano Grueso 80 micras / Grano Medio 40 micras

Stripping manual



ORTHO STRIP MANUAL GRANO FINO / EXTRAFINO

Marca: Leone -Intensiv

Ref. L9599 1 caja de 6 tiras.

70,45€

Protocolo I.P.R. Ortodoncia Stripping. Tira metálica manual con sujeción diamantada y perforada para el pulido final del esmalte interproximal. Dos mangos para una mejor sujeción manual durante el tratamiento. Esterilizable y reutilizable. Grano fino 15 micras / Grano Extra fino 08 micras.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

LIMAS CONTACEZ

Marca: Contacez

Descripción: Permite reducir de forma segura y precisa el esmalte durante los tratamientos con alineadores sin riesgo de sobre reducción o corte de los labios.

Características:

- Diseño ergonómico: se coge con una sola mano, control táctil óptimo y reducción de fatiga de la mano.
 - Preciso: no quitará esmalte en exceso.
 - Seguro: previene de esquinas puntiagudas .
 - Limas flexibles.
- Ancho de las limas 4mm.
 - Diamantada.
 - Autoclavable y reutilizable (aproximadamente 5 usos por lima).
 - Diseño confortable para el paciente: previene cortes de los labios o encías.

Ref. 85270 Surtido de 8 limas (2 de cada medida)

90,00€

	Caras	Espesor	Color	Referencia
Extra-fina, para abrir el punto de contacto con seguridad y fácilmente	Una/Serrada	0,07mm		85271
Media, para abrir el contacto y reducir el esmalte ligeramente	Dos	0,12mm		85272
Gruesa, para ensanchar espacios interproximales y reducir lo suficientemente el esmalte	Dos	0,15mm		85273
Gruesa, para ensanchar todavía más los espacios interproximales con seguridad	Dos	0,20mm		85274

8 unidades 90,00€



FRESA BÁSICA ESSIX

Instrumental para planchas



Marca: Dentsply Sirona

Características: 1 ud. Fresa para recortar plásticos fácilmente y efectivamente. Para uso con pieza de mano recto. Velocidad máximo 10.000.

Ref. L1588

48,55€

TIJERAS MAYO

Instrumental para planchas



Marca: Dentsply Sirona

Características: 1 Tijera de tamaño (5 pulgadas y medio) Ideal para recortar líneas labiales en aparatos Essix dejando el mínimo número de bordes irregulares. La curva de las tijeras siguen la curva de la arcada. Esterilización con Aire Seco o esterilización química.

Ref. L1594


33,85€

Y además
-5%
en nuestra
web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

DISCO DENTADO PARA PLANCHAS

Instrumental para planchas



Marca: Dentsply Sirona


Características: Se puede recortar aparatos Essix con esta herramienta de alta calidad y de una sola pieza. Tamaño Cabeza: 10 m.; Grosor de 0,5 mm. Velocidad máxima 10.000 rpm.

Ref. L1762

39,85€

BROCHAS DE PULIR

Instrumental para planchas



Ref. L1651



Ref. L1650



Ref. L1649

Marca: Dentsply Sirona

Características: Ideal para pulir bordes de aparatos Essix.
Para uso con Dremel inalámbrico;
Velocidad máxima 5.000rpm.
12 uds. por envase.

Ref.

L1649	Brochas de Pulir Fuerte	52,85€
L1650	Brochas de Pulir Mediano	
L1651	Brochas de Pulir Fino	
L1652	Brochas de Pulir Combo Pack (4 de cada)	

Con las nuevas funciones, comprar en la web nunca había sido tan fácil.

Mis compras habituales

Carrito mágico

¡Pruébalas ya!

www.proclinic.es

¿Aún no tienes la APP de Proclinic?



¡Descárgala ahora!



Pulidores para cerámica



PULIDOR MULTIFUNCIÓN PROCLINIC

Marca: Proclinic

Características: Cepillo de pulido excepcional y alto brillo, con superficies suaves y lisas. Permite retocar material termoplástico, acrílicos, composite y material de rebase blando. Envase 25 unidades y 1 mandril.

30,00 €

25 uds.

Ref. H20705

Fino

Ref. H20706

Grueso



★
NOVEDAD

Consumible impresión 3D



V-PRINT MODEL BEIGE 2.0

Marca: Voco

Características: Resina fotopolimerizable para la fabricación generativa de modelos dentales SIN AGITACIÓN – ¡SE PUEDE EMPEZAR ENSEGUIDA!

Rápido y preciso – óptimo ajuste también con un grosor de capa de 100 µm. Tallable con precisión – sin cambios indeseados en la pieza de trabajo (p. ej. debido a la afluencia de calor). Superficie resistente a rasguños – la alta dureza permite el montaje de prueba sin deformaciones. Adecuado para la técnica de termoformación – modelos de trabajo, alineadores o retenedores precisos de un material y sin tener que cambiar la cubeta.

Ref. HI03349 Beige 1kg

220,00€

Consumible impresión 3D



FREEPRINT MODEL T

Marca: Detax

Características: 1000g. Resina fotopolimerizable resistente a la temperatura. Para la impresión 3D de modelos dentales para la técnica de termoformado. Reproducción precisa de detalles, máxima dureza superficial y estabilidad de los bordes de los modelos. La precisión en la construcción, al tacto y la estabilidad satisfacen las altas exigencias de la fabricación de modelos. La pronunciada estabilidad intrínseca también permite la fabricación de modelos maestros huecos. Baja viscosidad para una limpieza considerablemente más fácil y bajo consumo de material. Color: azul claro.

Ref. HI03439 385 nm

344,41€

Consumibles impresión 3D



DIMA PRINT STONE TEAL 1000G

Marca: Kulzer

Características: Resina de impresión 3D para fabricar modelos de ortodoncia y modelos para elaborar alineadores mediante la técnica de vacío.

Ref. HI03479

304,00€

Consumibles impresión 3D



OPTIPRINT MODEL

Marca: Dentona

Características: Resina para impresión 3D de 385 nm.

Ref. HI03541 Pardo dorado 500 gr./455 ml. 108,70€

Ref. HI03543 Marfil claro 500 gr./455 ml. 108,70€

Ref. HI03557 500gr/455ml 108,70€

Ref. HI03540 Pardo dorado 1 kg./910 ml. 197,50€

Ref. HI03542 Marfil2ro 1 kg./910 ml. 197,50€

Ref. HI03556 1 kg / 910ml 197,50€

Ref. HI03558 1 kg / 910ml 197,50€

★
NOVEDAD

Planchas



RESINA BLUE-BLOKKER

Marca: Scheu dental

Características: Resina fotopolimerizable azul transparente, para nivelar y modelar con excelentes propiedades de fluidez. Apta para la elaboración de espaciadores para férulas de blanqueamiento y portamedicamentos, así como para el sellado y bloqueo de modelos Set-Up y segueteados. Combustión sin residuos. Por eso se utiliza también en el campo de las prótesis para la fabricación de dentaduras postizas fijas y extraíbles. Las modelaciones telescópicas son muy estables y pueden retirarse fácilmente sin tensión. Polimerización en margen de longitud de onda de 380 -470 nm.

Ref. H04264 4x1,5g + 10 canulas 5276.1

62,83€

DESCUENTOS ADICIONALES en tus compras

-15%

pedidos
superiores
a 1.500€*

-10%

pedidos
superiores
a 1.000€*

-5%

pedidos
superiores
a 500€*

*Descuentos acumulables a los precios de oferta mensuales sobre PVP.

Y además
-5%
en nuestra
web*

*Todos nuestros descuentos son acumulables

ESSIX ACE PLASTIC

Planchas termoconformadoras



Marca: Dentsply Sirona

Características: Principal uso: Aligners y retenedores. Transparencia y Durabilidad excelente. Fácil de conformar y recortar. Resistencia a impactos excelente. Permite el uso de agentes acrílicos y de bonding. Dispone de un film en ambas caras. Fácil de conformar y recortar. Resistencia a impactos excelente. Permite el uso de agentes acrílicos y de bonding. Dispone de un film en ambas caras. Uso adicional: puentes anteriores temporales. Conservar a 20-24°C.

Ref. 100 planchas por envase

LI779	.040" (1mm) REDONDO 125mm	189,99€
LI780	.040" (1mm) CUADRADO 5"	189,99€
L9582	.030" (0,75mm) CUADRADO 5"	189,99€
95123	.030" (0,75mm) REDONDO 125mm	189,99€

ESSIX C+ PLASTIC

Planchas termoconformadoras



Marca: Dentsply Sirona

Características: Principal uso: Aligners y retenedores para bruxistas. La opción de retención para bruxistas. No para uso con agentes acrílicos y adhesivos. Sí para realizar aligners para bruxistas y planos de mordida.

Ref. 100 planchas por envase

LI781	.040" (1mm) REDONDO 120mm	124,99€
LI782	.040" (1mm) REDONDO 125mmS	124,99€

LI600	.040" (1mm) CUADRADO 5"	124,99€
--------------	-------------------------	----------------

ESSIX TRAY RITE

Planchas termoconformadoras



Marca: Dentsply Sirona

Características: Principal uso: Bandejas de blanqueamiento. Se sujeta a la superficie del diente. No se extiende como material EVA y ayuda a prevenir que caiga material de blanqueamiento dentro de la boca.

Ref. 1 Envase de 50 planchas

LI777	.020" (0,5mm) REDONDO 125mm	74,99€
LI778	.020" (0,5mm) CUADRADO 5"	74,99€

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

Planchas



BIOLON PLANCHAS TERMOFORMABLES

Marca: Dreve

Características: Las planchas de termoformado Biolon fabricadas de PETG (polietileno tereftalato glicol) se suministran con una película aislante con el fin de lograr una alta transparencia. Dado que es resistente y elástico, puede recubrirse con acrílico, es especialmente adecuado para Aliniadores, férulas de mordida y oclusión, así como para aparatos de ortodoncia.

Ref. H04211	Biolon 120 X 0,5mm Cx25	29,09€
Ref. H04212	Biolon 120 X 0,5mm Cx50	55,07€
Ref. H04198	Biolon 120 X 0,625mm Cx20	30,02€
Ref. H04213	Biolon 120 X 0,625mm Cx40	55,44€
Ref. H04214	Biolon 120 X 0,75mm Cx20	31,15€
Ref. H04215	Biolon 120 X 0,75mm Cx40	59,18€
Ref. H04197	Biolon 120 X 1,0mm Cx25	44,23€
Ref. H04210	Biolon 120 X 1,5mm Cx30	72,13€

Planchas




DISCOS Y PLANCHAS TERMOCONFORMABLES PARA ALINEADORES

Marca: Leone

Características: Alineador compatibles con todas las técnicas y máquinas de termoformado. Tolerancia movimientos de hasta 0,25, ideal para realizar pequeñas correcciones de las piezas dentales. Excelente característica de transparencia óptica. Caja 25 uds.

Ref. H12220	Disco redondo Ø120 x 0,5 mm.	25,62€
Ref. H12221	Disco redondo Ø120 x 0,8 mm.	27,85€
Ref. H12222	Disco redondo Ø125 x 0,5 mm.	25,62€
Ref. H12223	Disco redondo Ø125 x 0,8 mm.	27,85€
Ref. H12224	Plancha cuadrada 125 x 0,5 mm.	25,62€
Ref. H12225	Plancha cuadrada 125 x 0,8 mm.	27,85€

Planchas



DISCOS Y PLANCHAS TERMOCONFORMABLES PARA ALINEADORES Y RETENEDORES

Marca: Leone

Características: Alineador e ideal como retenedor de final de tratamiento, además tolera movimientos de hasta 0,20 mm. para estos pequeños detalles donde los alineadores de 0,80 resultan demasiado elásticos, y no se termina de definir el movimiento. Excelente característica de transparencia óptica. Caja 25 uds.

Ref. H12226	Disco redondo Ø120x1,0 mm.	30,08€
Ref. H12227	Disco redondo Ø125x1,0 mm.	30,08€
Ref. H12228	Plancha cuadrada 125x1,0 mm.	30,08€

Compatible con la resina LEOCRYL.

Planchas



DISCOS Y PLANCHAS TERMOCONFORMABLES PARA APRETADORES

Marca: Leone

Características: Ideal para apretadores como retenedor final de tratamiento. Reduce el riesgo de fractura del retenedor. Compatible con todas las máquinas termoformadoras del mercado. Excelente característica de transparencia óptica. Caja 15 uds.

Ref. H12229	Disco redondo Ø120 x 1,5 mm.	25,62€
Ref. H12230	Disco redondo Ø125 x 1,5 mm.	25,62€
Ref. H12231	Plancha cuadrada 125 x 1,5 mm.	25,62€

Planchas



DISCOS Y PLANCHAS TERMOCONFORMABLES PARA FÉRULAS DE DESCARGA-BRUXISMO

Marca: Leone

Características: Férula de descarga ideal para el paciente bruxista; evita el desgaste de las piezas dentales. Facilita la confección con resina auto de la guía cónica e incisiva en caso de ser necesario. Caja 10 uds.

Ref. H12232	Disco redondo Ø120 x 2,0 mm	25,62€
Ref. H12233	Disco redondo Ø125 x 2,0 mm	25,62€
Ref. H12234	Plancha cuadrada 125 x 2,0 mm	25,62€

Planchas



PLANCHAS "CA" PARA ALINEADORES

Marca: Scheu Dental

Características: Planchas de calidad, transparentes, duras y elásticas para la corrección suave y delicada de malos posicionamientos dentales con férulas estéticas según el sistema CA®. Todas las planchas llevan la identificación original CA® e indicación del grosor: extra soft (0,4 mm), soft (0,5 mm), medium (0,625 mm) y hard (0,75 mm).

Ref. H04239	Extra-soft 0,4x125mm 10u 3441.1	23,20€
Ref. H04240	Soft 0,5x125mm 10u 3405.1	25,40€
Ref. H04241	Soft 0,5x125mm 100u 3405.2	228,46€
Ref. H04242	Medium 0,625x125mm 10u 3406.1	28,25€
Ref. H04243	Medium 0,625x125mm 100u 3406.2	254,48€
Ref. H04244	Hard 0,75x125mm 10u 3407.1	30,45€
Ref. H04245	Hard 0,75x125mm 100u 3407.2	276,26€

Nano Híbrido Proclinic Expert Tu composite anterior/posterior ideal



El composite **Nano Híbrido Proclinic Expert** resulta perfecto tanto para restauraciones anteriores como posteriores. Contiene un agente fluorescente que asegura la apariencia natural del diente y es de muy fácil manipulación.

NANO HÍBRIDO PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert

Características: El composite Nano Híbrido Proclinic Expert combina nanopartículas y tecnología híbrida.

Gracias a su translucidez permite conseguir restauraciones muy naturales sin necesidad de estratificar.

No contiene resinas BisGMA. Su baja contracción volumétrica (2.05%) y su alto relleno por volumen (61%) permiten restauraciones duraderas.

Ref. 36587

Kit: 5x4 gr. jeringas (A1, A2, A3, A3.5, B2),
1x5 ml. adhesivo grabado total,
2x2 ml. jeringas de ácido gel grabador azul, 40 microaplicadores, guía vita.

275,99€

1 Kit

Características: Jeringa 4 gr.

49,79€

1 jeringa

Ref. 36588

Color A1

Ref. 36589

Color A2

Ref. 36590

Color A3

Ref. 36591

Color A3.5

Ref. 36592

Color A4

Ref. 36593

Color B2

Ref. 36620

Color B3

Ref. 36594

Color C2

Ref. 36621

Color C3

Ref. 36622

Color D3

Ref. 36595

Bleach

Ref. 36596

Incisal

Ref. 36597

OA3

Características: 20 compules x 0,25 gr.

55,43€

20 cápsulas

Ref. 36580

Color A1

Ref. 36581

Color A2

Ref. 36582

Color A3

Ref. 36583

Color A3.5

Ref. 36584

Color B2

Ref. 36585

Color C2

Ref. 36586

Incisal



TRANSLUCIDEZ

Opacidad*

Nano Híbrido


59,3%

Otras marcas

61%

63,1%

63,2%



Otros Composites nano híbridos

Proclinic Expert Nano Híbrido

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Compresión*

Nano Híbrido

400 MPa

Otras marcas

292

318

361 MPa

ESTABILIDAD DE COLORES

Nano Híbrido

0,4%

Otras marcas

1%

1,8%

2,5%

CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA

Nano Híbrido

2,05%

Otras marcas

2.6%

2,9%

4%

RELLENO POR VOLUMEN

Nano Híbrido

61%

Otras marcas

57%

57,7%

60%



Composite

Nano Flow Proclinic Expert

Tu composite
más versátil

Nano Flow Proclinic Expert está indicado para casi todo tipo de restauraciones. Es radiopaco y garantiza la apariencia natural del diente. Contiene nano rellenos que aumentan el pulido, la resistencia al desgaste y a la compresión. Contiene resinas UDMA que reducen su viscosidad y minimizan la sensibilidad postoperatoria.

Los composites **Proclinic Expert** han superado con éxito el test clínico realizado en la Universidad Complutense de Madrid por el equipo investigador que dirigen los profesores M^a Jesús Suárez García y José Carlos de la Macorra García.

PUNTUACIONES NANO FLOW

Facilidad de dispensado:

8,7

Ausencia de burbujas:


8,4

Manejabilidad:

8



LIBERACIÓN DE FLÚOR



NANO FLOW PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert

Características: El composite Nano Flow Proclinic Expert tiene una elevada resistencia a la compresión (345 MPa) característica que eleva sus posibilidades de aplicación. Su alta carga de relleno (64% por peso) ayuda a conseguir una excelente resistencia al desgaste. No contiene resinas BisGMA.

28,74€

2 jeringas de 1 gr.

Ref. 36602	Color A1
Ref. 36603	Color A2
Ref. 36604	Color A3
Ref. 36605	Color A3.5
Ref. 36623	Color B2
Ref. 36624	Color C2
Ref. 36625	Bleach
Ref. 36607	Color OA2



Siliconas Proclinic Expert



SILICONAS DE ADICIÓN PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert

Características: Las siliconas Proclinic Expert te garantizan la máxima precisión y calidad. La combinación de la nanotecnología y la alta hidrofília de su material te ofrecen impresiones detalladas, exactitud dimensional asegurada y total integridad de los márgenes.

Desde
49,87€

ALTA CONSISTENCIA

Silicona de adición masilla

Características: Las siliconas de adición masilla Proclinic Expert cuentan con una fórmula renovada. 250 ml base + 250 ml catalizador

Ref. 15150	Silicona Putty Soft Regular Set Proclinic Expert	79,95€
Ref. 15151	Silicona Putty Soft Fast Set Proclinic Expert	79,95€
Ref. 15163	Silicona Putty Hard Fast Set Proclinic Expert	79,95€

Silicona de adición 380 ml

Características: Las siliconas de adición 380 Proclinic Expert de mezcla automática te garantizan una mezcla homogénea y mayor comodidad. Compatible con las principales máquinas de mezclado automático del mercado.
2 x 380 ml + 15 puntas de mezcla + 2 roscas de bloqueo.

Ref. 15157	Silicona 380 Putty Soft Fast Set Proclinic Expert	195,92€
Ref. 15158	Silicona 380 Heavy Body Regular Set Proclinic Expert	195,92€
Ref. 15159	Silicona 380 Heavy Body Fast Set Proclinic Expert	195,92€
Ref. 15161	Rosca de bloqueo para puntas de mezcla para siliconas Proclinic Expert 380	8,50€

Las siliconas de adición fluidas Proclinic Expert cuentan con 3 viscosidades diferentes: regular, fluida y ultra fluida, adaptándose a cada necesidad clínica.

Silicona de adición regular (medium body)

Características: 2 cartuchos x 50 ml + 12 puntas.

Ref. 15152	Silicona Regular Body Regular Proclinic Expert	49,87€
-------------------	--	---------------

Silicona de adición fluida (light body y ultra light body)

Características: 2 cartuchos x 50 ml + 12 puntas + 12 tips intraorales

Ref. 15153	Silicona Light Body Regular Set Proclinic Expert	49,87€
Ref. 15154	Silicona Light Body Fast Set Proclinic Expert	49,87€
Ref. 15156	Silicona Ultra Light Body Fast Set Proclinic Expert	49,87€

Características: 4 cartuchos x 50 ml

Ref. 15155	Silicona Light Body Fast Set Proclinic Expert	87,98€
-------------------	---	---------------

Accesorios

Ref. 0113	Puntas de mezcla amarillas para mezcla 1:1. 48 uds.	36,50€
Ref. 0124	Puntas intraorales amarillas. 100 uds.	29,14€
Ref. 0156	Pistola dispensadora de silicona.	73,65€

BAJA CONSISTENCIA



Tratamiento **rápido y efectivo** que reduce el tiempo en clínica para el paciente y consigue un mayor provecho de los recursos de la consulta, obteniendo **resultados visibles en una sola sesión**.

TRATAMIENTO EN CLÍNICA

- Concentración al 35% de peróxido de hidrógeno.
- Con microcristales WPA fotoactivables.
- Fórmula con aloe vera y nitrato de potasio que disminuye la sensibilidad.
- pH neutro, no daña el esmalte.
- Producto autorizado por la AEMPS: 1319-DENT.

PARA 1 PACIENTE

• 1 jeringa doble de blanqueamiento Proclinic Expert con 2 ml por canal (4 ml). • 1 jeringa de resina protectora Proclinic Expert de 1,2 gr. • 1 monodosis con pasta de pulido inicial de 2 gr. • Puntas de aplicación.	Ref. 74273
---	------------

76,35€

PARA 3 PACIENTES

• 3 jeringas dobles de blanqueamiento Proclinic Expert con 2 ml por canal (4 ml). • 3 jeringas de resina protectora Proclinic Expert de 1,2 gr. • 3 monodosis con pasta de pulido inicial de 2 gr. • Puntas de aplicación.	Ref. 74272
--	------------

187,41€

PUNTAS AZULES BLANQUEAMIENTO

• Bolsa 5 unidades • Puntas de mezcla para el blanqueamiento Proclinic Expert	Ref. 15164
--	------------

9,95€

RESINA PROTECTORA COLOR BLANCO

• 4 jeringas de resina protectora Proclinic Expert de 1,2 gr.	Ref. 74310
--	------------

56,00€



Se recomienda el tratamiento combinado con el Blanqueamiento Proclinic Expert al 35% de peróxido de hidrógeno en clínica y el kit de mantenimiento para casa para obtener un resultado óptimo.

TRATAMIENTO EN CASA

- Concentración al 10% y 16% de peróxido de carbamida que permite personalizar el tratamiento.
- Jeringa con dosificación exacta para una semana.
- De 40 a 50 minutos por día.
- Fórmula con aloe vera y mentol que aumenta la comodidad del paciente durante la aplicación, facilitando así el cumplimiento de los tiempos por parte del paciente, obteniendo mejores resultados.

PARA CASA

• 10 jeringas Proclinic Expert de 3 ml de peróxido de carbamida al 16%.	Ref. 74274
• 10 jeringas Proclinic Expert de 3 ml de peróxido de carbamida al 10%.	Ref. 74275

99,78€

PEN BLANQUEAMIENTO

Mantenimiento en cualquier momento y lugar

Práctico y cómodo, el Pen Blanqueador puede usarse a diario aplicándose directamente sobre el diente durante 30 minutos, de 1 a 3 veces al día.

• 1 pen de blanqueamiento Proclinic Expert de peróxido de carbamida al 16%.	Ref. 15162
--	------------

9,47€



LÁMPARA BLANQUEAMIENTO PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert

Características: Lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert
 Soporte móvil con 5 ruedas
 Peso: +/- 800 gr.
 Fuente de alimentación (sin transformador): 17-24 Vac
 Consumo máximo de potencia: 30 VA
 Consumo actual: 1.5 A
 Patrón de luz: 80 x 20 mm
 Fuente iluminación: 4 LEDs (3.5 W cada uno)
 Espectro de emisión: 420-480 nm
 Máxima potencia de iluminación emitida: 2000 mW
 Máxima distancia del paciente: 10 cm

Ref. 19601

1.755,00€

1 ud.

La lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert es un dispositivo que se usa para iluminar los arcos dentales del paciente y proceder al tratamiento de blanqueamiento profesional de piezas vitales. La luz emitida actúa sobre un gel con base de peróxido de hidrógeno para aumentar la velocidad de la reacción blanqueadora y reducir de este modo la duración del tratamiento.

La lámpara de blanqueamiento está formada por cuatro leds (diodos emisores de luz) de gran potencia. Proclinic Expert Lámpara de Blanqueamiento se caracteriza por sus cuatro programas de blanqueamiento que hacen que la lámpara sea adecuada para todo tipo de necesidades, desde el blanqueamiento uniforme de los dos arcos dentales hasta el blanqueamiento de solo una parte de la dentadura.

La potencia luminosa emitida es de unos 2.000 mW. El espectro de emisión está libre de componentes ultravioleta o infrarrojos, por lo que se evita cualquier problema relacionado con la presencia de estas radiaciones en la luz.

De hecho, la radiación ultravioleta causa irritación de la membrana mucosa y la radiación de infrarrojos causa calentamiento de la zona que se está tratando.

Los precios indicados son por unidad de producto (a excepción de las referencias identificadas como kits).

UNIDAD DE BLANQUEAMIENTO BEYOND POLUS® ADVANCED ULTRA

Lámparas de blanqueamiento

Marca: Beyond
Beyond Polus Advance, el revolucionario e inigualable sistema de blanqueamiento.

Beyond Polus Advance ha sido desarrollado por los creadores de Beyond Polus®, el cinco veces galardonado con los premios Top (The Dental Advisor 2011-2015). El nuevo Beyond® Polus® Advance está diseñado para satisfacer las necesidades de un procedimiento de blanqueamiento dental profesional. No sólo tiene las mismas características de su antecesor, sino que ofrece una nueva tecnología de blanqueamiento ultrasónica que la hará asegurar una experiencia óptima de blanqueamiento. Dispone de un proceso de cavitación creado a través de ondas ultrasónicas dentro del cabezal, que son utilizados para generar más oxidaciones en el interior del esmalte para unos resultados óptimos. Nuestra tecnología innovadora LIGHT BRIDGE, es el sistema más avanzado del mundo, conjunto de dos potentes luces, LUZ HALÓGENA combinada con la última tecnología de LUZ LED. No genera ningún tipo de calor, pulpitis o irritaciones en el interior de la boca del paciente, junto con el sistema de filtración más avanzado del mundo, Beyond les garantiza la máxima seguridad y comodidad para el paciente.

- Resultados Garantizados.
- Avanzado sistema de filtración con más de 150.000 capas de fibra óptica para eliminar los rayos UV.
- Doble longitud de onda, 3 tipos de intensidad en función de la sensibilidad de cada paciente. (150.000 - 200.000 - 250.000 luxes).
- ¿Tetraciclina? No es problema para Polus Advanced.
- Control Remoto – Mando a distancia de Start/Stop.
- Control de Temperatura en pantalla.

Ref. 89932

4.929,00€



- Acelerador de blanqueamiento dental potenciado por luz halógena y lámpara LED de polimerización
- Poderosa luz Halógena, clínicamente probada para proporcionar resultados superiores a los sistemas LED y de arco plasma
- Única tecnología de luz LightBridge™
- Arco dual de blanqueamiento con características de ajustes de configuración de emisión de luz suave, normal e intensa, para un tratamiento

- perfecto con cada paciente
- Opción para blanquear dientes individualmente incluido para ofrecer tratamientos con precisión y tratamientos a medida.
- Avanzado filtro que elimina todo calor dañino e impide la salida de luz ultravioleta, lo que garantiza la seguridad y comodidad del paciente.
- Incluye la lámpara de polimerización de doble longitud de onda capaz de curar cualquier compuesto dental en el mercado.

Lámparas de blanqueamiento



LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS BEYOND II ACCELERATOR

- Marca:** Beyond
Características:
 - Doble longitud de onda, de 480 a 520 Nm
 - El único e incomparable Sistema de blanqueamiento dental que permite blanquear a 2 pacientes a la vez.
 - 3 Tipos de intensidad en función de la sensibilidad de cada paciente
 - 21.000 – 23.000 – 26.000 Luxes
 - Última generación Luz LED, No Genera Calor, no irrita las encías.

Ref. 89799 **1.385,00€**

El Sistema de blanqueamiento Beyond II es la segunda generación de nuestro sistema de blanqueamiento Beyond Whitening Accelerator, consiguiendo de esta manera que el blanqueamiento sea aún más simple y asequible. Está innovación, que contiene una salida de luz LED de alta intensidad, ayudará a proporcionar unos resultados superiores de blanqueamiento en un tiempo de tratamiento más corto. Con sus funciones simultáneas, ajustables y purificadoras, y junto con su diseño, el acelerador Beyond II Whitening Accelerator ayudará a proporcionar resultados de alta calidad con unos precios muy inferiores a los actuales.

Incluimos 3 años de garantía de fábrica

Elegante - Chic y moderno diseño para los blanqueamientos profesionales en clínica
 Simultaneo - Sistema preparado para realizar dos tratamientos de blanqueamiento en el mismo momento
 Único - Por su diseño y su poco peso, con lo que es totalmente portátil. 6 kg
 Ajustable - Automático Dispone de diferentes intensidades en función de la sensibilidad de cada paciente, a la hora de trabajar en intensidad alta, mientras está funcionando, si la luz detecta un calor excesivo, automáticamente baja la intensidad al mínimo para no generar un daño en la mucosa del paciente o producir sensibilidad.
 Digital - De muy fácil manejo, con display digital.

Lámparas de blanqueamiento



KIT BLANQUEAMIENTO DENTAL OSMO 5 PATIENT

- Marca:** Beyond
Características:
 - 5 Osmo gel jeringas 2,6g/2,2ml
 - 5 Canulas mezcladoras
 - 5 Protectores de labios
 - 1 Manual de instrucciones Osmo
 - 5 Guías de colores Vita
 - 5 Guías despues tratamiento.


Ref. I2361 **263,00€**

Fórmula de blanqueamiento Premium de H₂O₂ al 6% con JERINGA blanqueador para después del tratamiento
 Este kit de blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno al 6% (H₂O₂) está diseñado para ofrecer resultados profesionales en tan solo 36 minutos.
 El kit de blanqueamiento OSMO para cinco pacientes cuenta con un gel de fórmula avanzada

y segura que puede utilizarse en el consultorio sin necesidad de protección gingival.
 Un tratamiento típico consiste en tres ciclos consecutivos de 12 minutos cada uno, diseñados para trabajar conjuntamente con la aceleración de la luz.
 La jeringa doble del 6% de este kit incluye suficiente gel blanqueador de dientes para tres ciclos en el sillón.

Hasta
-15%
adicional*

*Descuentos acumulables a las ofertas mensuales sobre PVP. Consulta condiciones.



LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS QUICKWHITE
KIT OFERTA 1840

Marca: Quick White
Ref. 74181 Lámparas de blanqueamiento 1.990,00€

- Lámpara de blanqueamiento QuickWhite
 - Lámpara de doble arcada de última generación.
 - 85 Leds.
 - Garantiza de 4 a 12 tonos de mejora en luminosidad.
 - No necesita recambios ni mantenimiento.
 - Luz fría.
 - Minimiza el riesgo de sensibilidad y pulpitis.
 - Adaptable a su sillón dental.
 - Carrito disponible.
 - Temporizador automático.
 - Especificaciones técnicas: (REF: 001QWL).
 - Longitud de onda: 380-530 nm.
 - Potencia de entrada: 100-240 V.
 - Conector AC: IEC 320/I3.
 - Salida Voltaje DC: 24 V.
 - Conector DC: + 2.1x5.5 mm.
 - Modo de operación: Continuo con sesiones intermitentes.
 - Temporizador automático programable.
 - Peso: 2Kg.Sistema de blanqueamiento de arco completo.
 - Blanquea ambas arcadas a la vez
 - Blanqueamiento completo, con resultado visible, en 40 minutos.
- Luz LED, sin recambio de bombillas.
 - Luz fría.
 - Sin riesgo de pulpitis o sensibilidades serias.
 - Adaptable a su equipo o con soporte de ruedas (bajo pedido).
 - Kits Quick White: gel que combinado con la luz que consigue una aceleración del proceso de degradación del peróxido de hidrógeno consiguiendo de 4 a 12 tonos en una sola sesión.ENVASE - Lámpara QuickWhite.
 - Transformador
 - Pieza T
 - Soporte para sillón dental
 - 1 Gafas
 - 1 RetractorOferta 1840
 - 2 Kits QuickWhite 3 pacientes.
 - 1 Kit Casa Plus (10 jeringas al 6% peróxido de hidrogeno).
 - 1 Caja expositora 21 unidades Whitening Pen al 6% peróxido de hidrogeno.

SOPORTE A BARRA DE EQUIPO DENTAL PARA LÁMPARA
DE BLANQUEAMIENTO QUICK WHITE

Marca: Quick White
Ref. 93465 290,00€



LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS QUICK WHITE

Marca: Quick White
Ref. 18766 Lámparas de blanqueamiento 1.550,00€

- Lámpara de blanqueamiento QuickWhite
 - Lámpara de doble arcada de última generación.
 - 85 Leds.
 - Garantiza de 4 a 12 tonos de mejora en luminosidad.
 - No necesita recambios ni mantenimiento.
 - Luz fría.
 - Minimiza el riesgo de sensibilidad y pulpitis.
 - Adaptable a su sillón dental.
 - Carrito disponible.
 - Temporizador automático.
- Especificaciones técnicas: (REF: 001QWL).
 - Longitud de onda: 380-530 nm.
 - Potencia de entrada: 100-240 V.
 - Conector AC: IEC 320/I3.
 - Salida Voltaje DC: 24 V.
 - Conector DC: + 2.1x5.5 mm.
 - Modo de operación: Continuo con sesiones intermitentes.
 - Temporizador automático programable.
 - Peso: 2Kg.

GAFAS PROTECTORAS PARA LÁMPARA
DE BLANQUEAMIENTO QUICK WHITE GAF001

Marca: Quick White
Ref. 93460 46,73€



LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-69 (BASE MÓVIL)

- Marca: Sparkle Smile
- Modelo ergonómico.
 - Base móvil.
 - 3 Leds alta producción de energía con 2.327 W.
 - Longitud de onda 430 -490 nm. , luz roja 610 - 650 nm
 - Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
 - Energía adaptable según las necesidades del paciente.
 - Temporizador automático.

Ref. 45997 890,00€

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-66 (BASE MÓVIL)

- Marca: Sparkle Smile
- 4 Leds alta producción de energía con 2.000 W.
 - Longitud de onda 430 -490 nm.
 - Modelo ergonómico.
 - Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
 - Temporizador automático.
 - Base móvil.

Ref. 45996 590,00€

LÁMPARA PARA BLANQUEAMIENTOS M-60 (ADAPTABLE SILLON)

- Marca: Sparkle Smile
- 4 Leds alta producción de energía con 2.000 W.
 - Longitud de onda 430 -490 nm.
 - Modelo ergonómico.
 - Blanqueamiento completo de las dos arcadas.
 - Temporizador automático.
 - Adaptable al sillón dental.

Ref. 45995 490,00€

Ortodoncia Invisible. Ventajas visibles.

ESPECIALIZACIÓN

Todos los casos diseñados
por ortodoncistas

ALTA CALIDAD

Fabricado en POLIURETANO

SERVICIO

Atención inmediata 12 horas al día

SIN COSTE

Estudios y refinamientos ilimitados

GARANTÍA PROCLINIC

Con el apoyo de una gran empresa



Para más información contacta con nosotros:

900 670 207

www.secretaligner.com



secretaligner
Distribución exclusiva