

● **¿Consultas instantáneas?**

 Whatsapp 665 533 087
9 h. - 18 h.

● **Mereces disfrutar del verano**

En Julio y Agosto, estaremos a tu disposición de lunes a viernes de 9h a 19h y las 24h en nuestra web.

● **Ofertas válidas del 1 de julio al 31 de agosto del 2018**




→
**NUEVO
SERVICIO DE
WHATSAPP**
Pág. 4



→
**NUEVAS
RESINAS DE
REBASE**
Pág. 6



**MERECES
TODO**



→
**PRODUCTOS
ORTODONCIA**
Pág. 50

ÍNDICE

Oferta exclusiva	3
Mereces beneficios	4
Mereces las mejores opciones.....	5

2+3 Prótesis compatibles.....	59
2+2 Locator Nylon Proclinc.....	59
Agujas.....	27
Anestésias.....	9
Biomateriales.....	27
Blanqueamiento Proclinc Expert.....	10
Cementos.....	12
Composites	16
3M.....	18
Coltene.....	22
Dentsply.....	19
Ivoclar.....	20
Kulzer.....	21
Proclinc Expert.....	16
Tokuyama.....	17
Cuñas y Matrices.....	26
D-Devices.....	40
Desechables.....	37
Desinfección.....	41
Endodoncia.....	28
Euronda Monoart.....	31
Especialidad.....	32
Guantes.....	34
Hu-Friedy.....	58
Impresión.....	44
Instrumental.....	56
Laboratorio.....	54
Liquidación.....	39
Novedades.....	6
Ortodoncia.....	50
Postes.....	55
Pulidores.....	55
Prevención.....	52
Prótesis.....	55
Radiografía.....	49
Rebase Blando Proclinc Expert.....	6
Suturas.....	27

Mereces disfrutar del verano

En Julio y Agosto, estaremos a tu disposición de lunes a viernes de 9h a 19h y las 24h en nuestra web, para estar cerca cuando nos necesites.

Podrás seguir realizando tus pedidos y tus consultas en www.proclinc.es / www.fadente.es o llamando al 900 39 39 39 (Proclinc) / 900 22 24 26 (Fadente)

SUMARIO

Del 1 de julio al 31 de agosto del 2018




OFERTA EXCLUSIVA

¡Aprovecha nuestra oferta exclusiva GC!
Y llévate de regalo un calentador de composites.



¡NOVEDADES DE LA FAMILIA ACTIVA!

Ahora también a tu disposición una **gran variedad de cementos Activa**.



NUEVAS LIMAS MULTITAPER PROCLINIC EXPERT

Descubre nuestra **última novedad** y aprovecha nuestra **oferta de lanzamiento**.



¿POR DÓNDE ENTRA EL RATONCITO PÉREZ?

Te ofrecemos la **puerta del ratón más famoso**, hecha a medida de los más pequeños.




ANESTESIAS DENTALES

Contamos con un **almacén autorizado para su distribución**.



BLANQUEAMIENTO PROCLINIC EXPERT

Proporciona **sonrisas de selfie** a tus pacientes con nuestro nuevo blanqueamiento.



ESTE VERANO, HAZ LOS DEBERES Y PROTEGE SONRISAS

Los **mejores productos** para que tus pacientes disfruten del verano.



¡LIQUIDACIÓN!

Descubre nuestras **ofertas** en una gran selección de **productos**.



GAMA DE INSTRUMENTAL CLÍNICO PROCLINIC

Completa selección con **más de 200 instrumentos**, que te ofrece una selecta variedad de **gran calidad**.

Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a lodp@proclinc.es indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900393939. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a lodp@proclinc.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.proclinc.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.



'GC'

Por la compra de 600€
en composites **GAENIAL**

DE REGALO:
CALENTADOR DE COMPOSITES
Ref. 52870 (valorado en 355€)

AHORRE 505€



G-AENIAL ANTERIOR UNITIP

Marca: G.C.

Características: 20 u. x 0,16 ml. (0,28 gr.)

Ref. 93680	Color A1
Ref. 93681	Color A2
Ref. 93682	Color A3
Ref. 93683	Color A3.5
Ref. 93684	Color CV
Ref. 93687	Color AO3
Ref. 93692	Color AE
Ref. 93693	Color IE

76,41
€/ud.

95,51€

Características: 10 u. x 0,16 ml. (0,28 gr.)

Ref. 45615	Color A4
Ref. 93673	Color B1
Ref. 93674	Color B2
Ref. 93675	Color B3
Ref. 93676	Color BW
Ref. 93677	Color C3
Ref. 93678	Color CVD
Ref. 93679	Color XBW
Ref. 93685	Color AO2
Ref. 93686	Color AO4
Ref. 93688	Color JE
Ref. 93689	Color TE
Ref. 93690	Color SE
Ref. 93691	Color CVE

38,41
€/ud.

48,01€

G-AENIAL POSTERIOR UNITIP

Características: 20 u. x 0,16 ml. (0,33 gr.)

Ref. 93694	Color P-A1
Ref. 93695	Color P-A2
Ref. 93696	Color P-A3
Ref. 93697	Color P-A3.5
Ref. 93698	Color P-JE
Ref. 93699	Color P-IE

76,41
€/ud.

95,51€



G-AENIAL POSTERIOR JERINGA

Características: 1 Jeringa de 2,7 ml. (5,5 gr.)

Ref. 93666	Color P-A1
Ref. 93667	Color P-A2
Ref. 93668	Color P-A3
Ref. 93669	Color P-A3.5
Ref. 93670	Color P-JE
Ref. 93671	Color P-IE

53,67
€/ud.

67,09€

G-AENIAL ANTERIOR JERINGA

Características: 1 Jeringa de 2,7 ml. (4,7 gr.)

Ref. 93644	Color WBW
Ref. 93645	Color BW
Ref. 93646	Color A1
Ref. 93647	Color A2
Ref. 93648	Color A3
Ref. 93649	Color A3.5
Ref. 93650	Color A4
Ref. 93651	Color B1
Ref. 93652	Color B2
Ref. 93653	Color B3
Ref. 93654	Color C3
Ref. 93655	Color CV
Ref. 93656	Color CVD
Ref. 93657	Color AO2
Ref. 93658	Color AO3
Ref. 93659	Color AO4
Ref. 93660	Color JE
Ref. 93661	Color AE
Ref. 93662	Color TE
Ref. 93663	Color IE
Ref. 93664	Color SE
Ref. 93665	Color CVE

53,67
€/ud.

67,09€



G-AENIAL FLO X

Características: Jeringa de 2 ml. (3,6g).

Ref. 93719	Color A1
Ref. 93720	Color A2
Ref. 93721	Color A3
Ref. 29950	Color A3.5

54,49
€/ud.

68,11€



G-AENIAL UNIVERSAL FLO JERINGA

Características: Jeringa de 2 ml.

Ref. 93753	Color A1
Ref. 93703	Color A2
Ref. 93704	Color A3
Ref. 93705	Color A3.5
Ref. 93706	Color A4
Ref. 93707	Color C3
Ref. 93708	Color AO3
Ref. 45743	Color B3
Ref. 93804	Color AO2
Ref. 93805	Color JE
Ref. 93806	Color B1

55,82
€/ud.

69,78€

Mereces beneficios

Partnership



ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante un equipo especializado en producto a tu disposición ya sea al teléfono o en persona, además de asesoramiento técnico en equipamiento y software y un servicio técnico propio.



SOMOS MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, Novedades, Información sectorial...

Y además, te ofrecemos becas para recién licenciados, academia dental propia de formación continua, RSC y acompañamiento en el proceso de Digitalización.



ENCUENTRA SIEMPRE LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

Servicio



CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatología, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio... Y además contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.



15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.



PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.



TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%



TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Ahorro



CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€: -5% dto
Pedidos de 1.000€: -10% dto
Pedidos de 1.500€: -15% dto



AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío incluidos a partir de 110€ de compra.



¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Whatsapp 665 533 087 9 h. - 18 h.

Atención al cliente Proclinic / Laboratorio
T. 900 39 39 39 / 900 800 880

Atención al cliente Fadente
T. 900 22 24 26

pedidos@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39
Y en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197, Zaragoza



Mereces las mejores opciones en Blanqueadores

Del 1 de julio al 31 de agosto del 2018



Contiene 9,6 ml

OPALESCENCE PF PATIENT KIT

Marca: Ultradent

Características: 8 jeringas x 1,2 ml. + accesorios

Ref. 36993 PF 16% Menta Patient Kit.

Ref. 36994 PF 16% Regular Patient Kit.

Ref. 97547 PF 10% Regular Patient Kit.

Ref. 36998 PF 10% Menta Patient Kit



ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

Comprando 3 u.

51,90€
69,20€



Contiene 30 ml

BLANQUEAMIENTO CASA PC

Marca: Proclinc Expert

Características: 10 jeringas de 3 ml.

Ref. 74274 Peróxido de carbamida 16%.

Ref. 74275 Peróxido de carbamida 10%.



proclinc
expert

57,85€
89,00€

Jeringas para tratamiento blanqueador personalizado en casa. Diferentes concentraciones al 10% y 16% de peróxido de carbamida que permiten personalizar el tratamiento. Cada jeringa contiene la dosificación exacta para la aplicación durante una semana. Fórmula con aloe vera y mentol que aumenta la comodidad del paciente durante la aplicación, facilitando así el cumplimiento de los tiempos por parte del paciente, obteniendo mejores resultados. Se recomienda el tratamiento combinado con el Blanqueamiento Proclinc Expert al 35% de peróxido de hidrógeno para obtener un resultado óptimo.



Contiene 9 ml

BLANQUEAMIENTO HOME PC

Marca: Bestdent

Características: Incluye tres jeringas de 3 ml de peróxido de carbamida, con guía de color e instrucciones. Producto registrado por la CPNP. Tratamientos de 3 semanas en domicilio.

Ref. 74250 Peróxido de carbamida 10%.

Ref. 74251 Peróxido de carbamida 16%.



25,70€
35,45€

Resina Rebase Blando en Cartuchos Proclinic Expert



Ref. 41520 Kit Cartucho 50 ml, 5 ml. adhesivo, 7 ml. barniz base y catalizador, 7 puntas, 2 pipetas.

Ref. 41521 Cartucho reposición 50 ml.

Ref. 41524 Adhesivo para Rebase Blando en cartucho 5 ml.



HASTA
-35%
DESCUENTO

Resina Rebase Blando en Tubos Proclinic Expert



Ref. 41522 Kit 1 tubo x 50 ml base, 1 tubo x 50 ml catalizador, 5 ml adhesivo, 2 x 6 ml barniz, 2 pipetas.

Ref. 41523 Tubos reposición 50 ml.+50 ml.

Ref. 41525 Adhesivo para Rebase Blando en tubos 5 ml.

93,10€ ~~133,00€~~

51,07€ ~~72,95€~~

9,07€ ~~13,95€~~

72,80€ ~~104,00€~~

55,97€ ~~79,95€~~

7,12€ ~~10,95€~~

Material de rebase permanente, de silicona A blanda y de curado frío, para mejorar la comodidad y falta de retención de las prótesis de forma rápida y sencilla en una sola sesión. El Rebase Blando Proclinic Expert ha sido desarrollado para realizar rebases blandos directos y permanentes que sean cómodos por un período más largo gracias a su elasticidad permanente

que absorbe presiones. La consistencia tixotrópica de Rebase Blando Proclinic Expert facilita la aplicación y se mantiene en su posición una vez aplicado. Fragua rápidamente en boca sin producir calor. Se adhiere firmemente a todo tipo de acrílicos. Biocompatible, sin olor ni sabor y con alta estabilidad dimensional y de color.

Rebase Duro Proclinic Expert

Consiga una comodidad absoluta y duradera

-30%
DESCUENTO



Indicaciones:

- Rebases permanentes directos e indirectos, totales o parciales.
- Indicado para diferentes fines terapéuticos como en casos de ulceraciones.
- Indicado para soportar componentes de fijación debajo de prótesis naturales o retenidas por implantes.
- Reparaciones o adiciones a dentaduras acrílicas totales en casos de retención escasa o para mejorar la comodidad y el soporte.
- Reconstrucción de la prótesis en general, desde casos de atrofia a ampliación de la prótesis o de sus bordes.

MUY BAJA SOLUBILIDAD

FUERZA DE ADHESIÓN | 25 MPa

1%
Muy baja absorción de líquidos

Ref. 41526 Kit cartucho 50 ml + adhesivo 15 ml + accesorios

Ref. 41527 Reposición cartucho 50 ml + puntas

76,23€ ~~108,00€~~

65,10€ ~~93,00€~~

Rebase duro de rebase permanente para una reparación completa en tan solo una sesión. Autopolimerizable. Buena fuerza de adhesión de hasta 25 MPa que garantiza una reparación duradera. En doble cartucho automix para una aplicación sencilla,

fácil y rápida. Optimización del tiempo en consulta gracias a su rápida elaboración. Color rosado translúcido que facilita la mimetización con el color de la prótesis y que se mantiene estable de forma duradera, sin alteraciones en el color.

DESDE
118,44€



KIT INICIO ACTIVA BIOACTIVE RESTAURADOR

Marca: Pulpdent
Características: 1 dispensador + 1 jeringa de 5 ml + 20 puntas

Ref. 77969 Color A2 **229,67€**
Ref. 77970 Color A3

ACTIVA BIOACTIVE RESTAURADOR

Características: 1 jeringa de 5 ml + 20 puntas

Ref. 77960 Color A2
Ref. 77961 Color A3 **132,00€**
Ref. 77962 Color A3.5

PISTOLA PARA ACTIVA

Características: Pistola dispensadora para las jeringas ACTIVA de 5 ml.

Ref. 77963 **118,44€**

Activa BioACTIVE es el primer composite estético bioactivo con una matriz de resina iónica. Más bioactivo que los ionómeros de vidrio, contiene un componente que absorbe los choques, por lo que es resistente a las fracturas y al desgaste. Se adhiere químicamente al diente y libera y recarga calcio,

fosfato e iones de fluoruro, aportando beneficios a largo plazo. Es natural y estético gracias a su alta capacidad de pulido. No contiene BPA, Bis-GMA, ni derivados. Fraguado dual.

SOLO POR
132€



ACTIVA BIOACTIVE BASE/LINER

Marca: Pulpdent
Características: 1 jeringa de 5 ml + 20 puntas

Ref. 77964 **132,00€**

ACTIVA BioACTIVE BASE/LINER aporta todas las ventajas de los ionómeros de vidrio en una matriz de resina fuerte y elástica que no va a desmoronarse ni desprenderse. Se adhiere químicamente al diente, sella contra las micro filtraciones de bacterias, libera más fluoruro y es más bioactivo que los ionómeros de vidrio. ACTIVA es el primer composite bioactivo de fondo de cavidad con una matriz de resina iónica, que absorbe los choques, y con rellenos bioactivos que mimetizan las propiedades físicas y químicas del diente natural. Libera y recarga con calcio, fosfato e iones de fluoruro, dejando beneficios a largo plazo, y un mejor cuidado de la salud oral para sus pacientes. ACTIVA no contiene Bisfenol A, no contiene Bis-GMA, ni los derivados de BPA. El material es de fraguado dual, autograble y autoadhesivo.

SOLO POR
132€



ACTIVA BIOACTIVE CEMENTO

Marca: Pulpdent
Características: 1 jeringa de 5 ml + 20 puntas

Ref. 77965 A2 Opaco **132,00€**
Ref. 77966 Translúcido

Cemento bioactivo de última generación. Ideal para restauraciones indirectas, incluyendo coronas de zirconio, resina, metal-cerámica, coronas sobre implantes, y en odontopediatría para coronas preformadas de zirconio y/o acero inoxidable. No requiere grabado ni adhesión adicional, simula la remineralización en la interfase entre el diente y el material (formación de hidroxiapatita), sellando los márgenes contra las micro-infiltraciones. El cemento Activa BioACTIVE es más resistente a los desprendimientos y fracturas que otros cementos dentales. Responde a los ciclos de pH de la boca, liberando y cargando calcio, fosfato y fluoruro.

SOLO POR
53,35€



PASTA FORENDO CON YODOFORMO

Marca: Pulpdent
Características: 1 jeringa de 2,2 g + 20 puntas

Ref. 77967 **53,35€**

Hidróxido de calcio con yodoformo para la terapia de los canales. Material de acción reforzada (pH>12), no pegajoso y radiopaco. Recomendado para recubrimientos rutinarios de entre visitas, tratamientos extensivos de terapia pulpar, como abscesos, lesiones periapicales, lesiones traumáticas, reabsorción de raíz, fracturas, perforaciones, exudación, hemorragias y canales con fluidos.

SOLO POR
125,33€



ACTIVA KIDS


Marca: Pulpdent
Características: 1 jeringa de 5 ml + 20 puntas

Ref. 77968 **125,33€**

ACTIVA KIDS cuenta con todas las propiedades físicas y bioactivas de ACTIVA BioACTIVE-Restauración. Su tono blanco opaco es ideal para la odontopediatría. ACTIVA KIDS es seguro para los niños, no contiene BPA, ni Bis-GMA ni derivados de BPA, y se adhiere y enmascara las manchas de fluoruro diamino de plata. ACTIVA estimula el proceso de remineralización natural liberando y recargando el calcio, fosfato y fluoruro. Duradero y resistente a las fracturas. ACTIVA KIDS aporta todos los beneficios de los ionómeros de vidrio con la estética, la fuerza y la durabilidad de un composite. Fraguado dual.

Limas Multitaper Proclinic Expert

-40%
DESCUENTO



Próximo lanzamiento

LIMAS MULTITAPER

Marca: Proclinic Expert
Características: 5 unidades

Ref. 63980 Starter Kit 21mm.
Ref. 63981 Starter Kit 25mm.
Ref. 63982 Starter Kit 31mm.
Ref. 63983 SX 19mm.
Ref. 63984 SI 21mm.
Ref. 63985 SI 25mm.
Ref. 63986 SI 31mm.
Ref. 63987 S2 21mm.
Ref. 63988 S2 25mm.
Ref. 63989 S2 31mm.

Ref. 63990 FI 21mm.
Ref. 63991 FI 25mm.
Ref. 63992 FI 31mm.
Ref. 63993 F2 21mm.
Ref. 63994 F2 25mm.
Ref. 63995 F2 31mm.
Ref. 63996 F3 21mm.
Ref. 63997 F3 25mm.
Ref. 63998 F3 31mm.

29,95€ ~~49,95€~~

Las limas Multitaper Proclinic Expert están diseñadas para aportar la flexibilidad con la que siempre has trabajado, ofreciéndote la máxima seguridad en el tratamiento. Con una mejorada capacidad de corte, aseguran un alto rendimiento en todas las conformaciones radiculares. Gracias a su punta no cortante y cuidada geometría, respetan la anatomía del

conducto radicular. Su mango de menor tamaño, de tan solo 11 mm, mejora la accesibilidad a los molares. Conformaciones de canal seguras y precisas gracias a sus propiedades mecánicas. Blíster estéril.

★
NOVEDAD



CLARIANT ANGELUS 16% HOME MONODOSIS

Marca: Angelus
Características: 7 monodosis de 0,8 g al 16% peróxido de carbamida

Ref. 10215

13,00€

Monodosis para blanqueamiento dental en casa bajo supervisión del dentista. Peróxido de carbamida al 16% (5,8% peróxido de hidrógeno).

Características

- Exclusivo frasco con monodosis diaria
- Control de la cantidad dispensada en la cubeta
- Control efectivo por el odontólogo
- Bioseguridad garantizada

Beneficios

- Cada frasco contiene la dosis necesaria para blanquear la arcada superior e inferior al día
- La punta del aplicador permite la inserción de la cantidad necesaria, sin residuos del gel blanqueador
- Bajo contacto con oxígeno, al no tapar y destapar todo el tiempo la jeringa, manteniendo la efectividad del gel blanqueador
- Facilita el cambio de concentración del gel durante el tratamiento, para más alta o para baja, sin desperdicio del producto
- Dosis únicas, sin contaminación cruzada

★
NOVEDAD



-25%

PUERTA DEL RATONCITO PÉREZ

Características: 1 puerta, 1 escalera, 1 esterilla

Ref. 5000

14,95€ ~~19,90€~~

¿Por dónde entra el Ratoncito Pérez? Ésta es la pregunta que se hacen muchos niños cuando se les explica la historia del Ratoncito. La puerta está hecha a su medida, cómoda y bonita, por donde entrar y salir rápidamente sin ser visto. Entra con magia, se lleva el diente, y deja el regalito que quiere. Para facilitar el trabajo del Sr. Pérez viene también con una escalera para subir y bajar, ya que la puerta se coloca encima del rodapié con una cinta adhesiva mágica. Solo el ratoncito mágico puede abrir la puerta.

La puerta está hecha de madera, con unas dimensiones de 17x12cm y es perfecta para colocar encima de cualquier zócalo, pared o puerta. Viene con un adhesivo incorporado en la parte trasera para su fácil colocación. No se puede abrir la puerta.

★
NOVEDAD



-34%



Sin Optragate

POLA OFFICE+ KIT 3 PACIENTES SIN OPTRAGATE

Marca: SDI AUSTRALIA
Características: Pola Office + Kit 3 pacientes sin Optragate: 3 jeringas dobles, 3 jeringas protector de encías, accesorios.

Ref. 79996

119,00€ ~~180,75€~~

Blanqueamiento en clínica rápido, que requiere de un tiempo mínimo en la unidad dental. El tratamiento total tomará menos de 30 minutos. Un menor tiempo en la unidad dental aumentará la comodidad y satisfacción del paciente; asimismo, mejorará su productividad y rentabilidad.

VENTAJAS

- Fórmula única de peróxido de hidrógeno al 37,5% que garantiza la rápida liberación de iones de peróxido para dar inicio al blanqueamiento.
- No necesita lámpara de blanqueamiento ya que no requiere de activación.
- Máxima comodidad durante y después del tratamiento debido al pH neutro y al tiempo mínimo de tratamiento.
- Desensibilizante integrado que confiere propiedades desensibilizantes únicas integradas, las cuales inhiben la sensibilidad post-operatoria.
- Sin mezcla previa gracias a un sistema de jeringas con doble cilindro.
- Fácil y simple de usar: 3 aplicaciones de 8 minutos.

Anestésias

USO ODONTOLÓGICO



ANESTESIA MEGANEST

Características: 50 carpules.

Ref. 2025 1:100.000 Naranja
Ref. 2026 1:200.000 Amarilla



OCTOCAINA VERDE 1:50.000

Características: Lidocaína HCl 2%. Epinefrina 1:50.000
Caja verde. 50 carpules.

Ref. 2021



OCTOCAINA ROJA 1:100.000

Características: Lidocaína HCl 2%. Epinefrina 1:100.000
Caja roja. 50 carpules.

Ref. 2020

ISOCAINA 3% S.V.C.

Características: Mepivacaína ClH 3%. 50 carpules.

Ref. 2053



ARTINIBSA 4% 1:200.000

Características: Caja de 100 cartuchos de 1,8 ml.
Ref. 5816 Caja amarilla.

ARTINIBSA 4% 1:100.000

Características: Caja de 100 cartuchos de 1,8 ml.
Ref. 5815 Caja roja.



SCANDINIBSA 2% FORTE 1:100.000

Características: Caja de 100 cartuchos de 1,8 ml.
Ref. 5811 Caja morada.

SCANDINIBSA 3% SIN VASOCONSTRICTOR

Características: Caja de 100 cartuchos de 1,8 ml.
Ref. 5810 Caja azul.



HURICAINE

Ref. 2022 Hurricane Gel 30ml.

Ref. 20224 Hurricane Gel Eco 50ml.
con dispensador.



HURICAINE

Ref. 20223 Hurricane Spray 60ml.



ANESTESIA XILONIBSA 2% 1:80.000

Características: Caja de 100 cartuchos de 1,8 ml.
Ref. 5801 Caja verde.



ANESTESIA XILONIBSA AEROSOL 10%

Características: Aerosol de 50 ml.
Ref. 5814



NOVEDAD

BLANQUEAMIENTO PROCLINIC EXPERT

Innovación en una cómoda jeringa para un tratamiento completo




Gracias a la acción de los microcristales **WPA** (Whitening Process Accelerators) se produce un mejor aprovechamiento de la luz fotoactivadora que potencia el poder de blanqueamiento del tratamiento **Proclinic Expert**.



Mayor acción desensibilizante y refrescante

El gel de blanqueamiento **Proclinic Expert** es el primero del mercado que contiene **aloe vera**. Combinado con nitrato de potasio ofrece mayor acción desensibilizante presentando un balance óptimo entre protección y blanqueamiento. Además **contiene menta** para una acción refrescante.



TRATAMIENTO EN CLÍNICA

- Concentración al 35% de peróxido de hidrógeno.
- Con microcristales WPA fotoactivables.
- Fórmula con aloe vera y nitrato de potasio que disminuye la sensibilidad.
- pH neutro, no daña el esmalte.
- Producto autorizado por la AEMPS: 1319-DENT.

PARA 1 PACIENTE

- 1 jeringa doble de blanqueamiento **Proclinic Expert** con 2 ml por canal (4 ml).
- 1 jeringa de resina protectora **Proclinic Expert** de 1,2 g.
- 1 monodosis con pasta de pulido inicial de 2 g.
- Puntas de aplicación.

Ref. 74273

42€
~~70€~~

PARA 3 PACIENTES

- 3 jeringas dobles de blanqueamiento **Proclinic Expert** con 2 ml por canal (4 ml).
- 3 jeringas de resina protectora **Proclinic Expert** de 1,2 g.
- 3 monodosis con pasta de pulido inicial de 2 g.
- Puntas de aplicación.

Ref. 74272

105€
~~175€~~

RESINA PROTECTORA

- 4 jeringas de resina protectora **Proclinic Expert** de 1,2 g.

Ref. 74310

31,92€
~~45,60€~~



TRATAMIENTO EN CASA

- Concentración al 10% y 16% de peróxido de carbamida que permite personalizar el tratamiento.
- Jeringa con dosificación exacta para una semana.
- De 40 a 50 minutos por día.
- Fórmula con aloe vera y mentol que aumenta la comodidad del paciente durante la aplicación, facilitando así el cumplimiento de los tiempos por parte del paciente, obteniendo mejores resultados.

PARA CASA

- 10 jeringas **Proclinic Expert** de 3 ml de peróxido de carbamida al 16%.
- 10 jeringas **Proclinic Expert** de 3 ml de peróxido de carbamida al 10%.

Ref. 74274

57,85€ ~~89€~~

Ref. 74275

57,85€ ~~89€~~

PEN BLANQUEAMIENTO

- 1 pen de blanqueamiento **Proclinic Expert** de peróxido de carbamida al 16%.

Ref. 15162

5,17€ ~~7,95€~~

En una
sola sesión de
30'

 **proclinic**
expert

Proclinic Expert Cemento de resina dual



CEMENTO DE RESINA PROCLINIC EXPERT

Características: 1 jeringa de 8g, 10 puntas de mezcla, 10 puntas intraorales angulares finas, 10 puntas intraorales angulares XX-finas.

Ref. 78552 Color Dentina
Ref. 78553 Color Translúcido

62,30€ ~~89€~~

El Cemento de Resina Dual Proclinic Expert es un cemento definitivo de resina dual sin eugenol que no requiere grabado ácido ni adhesivo. Disponible en dos tonalidades (dentina y esmalte), permitiendo adaptar la tonalidad del cemento a la del diente y a la incrustación. Garantiza resultados estéticos y duraderos en cementaciones definitivas gracias a su alta fuerza adhesiva a esmalte y dentina y a su estabilidad de color probada.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Fuerza adhesiva de hasta 20 Mpa que garantiza resultados duraderos.
- Libera flúor, reduciendo el riesgo de caries recurrente y la sensibilidad postoperatoria.
- Puntas de mezcla optimizadas que permiten ahorrar material en cada uso.

INDICACIONES

Cementación de inlays, onlays y overlays, coronas y puentes, coronas parciales y postes de:

- Metal
- Metal-cerámica
- Composites
- Cerámica sin metal
- Alúmina y circonio
- Materiales CAD-CAM



-30%
DESCUENTO

Proclinic Expert Cemento Temporal Implantes



-35%
DESCUENTO

2 ETAPAS DE FRAGUADO

De 2' a 2,5' FASE GEL
RETIRAR MATERIAL SOBRANTE
De 4' a 5' FRAGUADO FINAL

PROCLINIC EXPERT CEMENTO TEMPORAL IMPLANTES

Características: 1 jeringa automix de 6g, 5 puntas de mezcla.

Ref. 78576

25,32€ ~~38,95€~~

El Cemento Temporal para Implantes Proclinic Expert está indicado para la cementación temporal o definitiva de coronas y puentes retenidos por implantes y cementación provisional de coronas y puentes en dientes naturales. Un mismo cemento para cementaciones temporales y definitivas en implantes. Sin eugenol.

- Retención segura con una fácil remoción de la

restauración gracias a su alta elasticidad y a su retención exclusivamente mecánica.

- Su fraguado controlado en dos pasos permite retirar con facilidad el cemento restante previniendo la pérdida de hueso cortical y la aparición de periimplantitis.
- Baja solubilidad que asegura una adhesión buena y estable.

- No contiene eugenol ni adhesivos químicos para facilitar la remoción de la corona.
- Color gingival que aporta un acabado natural y estético.
- Alta radiopacidad.
- Sin sabor ni olor para una mayor satisfacción y comodidad



HASTA UN
-34%
DESCUENTO



CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: Ionómero de vidrio reforzado con resina con liberación de flúor, indicado para la fijación de coronas, puentes y onlays confeccionados en metal, resina, metal-cerámica y cerámica.

Ref. 78556 15 g polvo + 10 ml líquido + 3 ml acondicionador

54,95€ ~~79€~~



CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: Cemento de ionómero de vidrio clásico radiopaco pensado para cementar una amplia variedad de materiales protésicos. Ofrece una buena adhesión química y una gran biocompatibilidad.

Ref. 78555 15 g polvo + 10 ml líquido

29,95€ ~~45,36€~~



HASTA UN
-40%
DESCUENTO



RECONSTRUCTOR DE MUÑONES

Marca: Proclinic Expert
Características: 1 jeringa x 10 g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales (tipo 4)

Ref. 78560

43,37€ ~~61,95€~~

PUNTAS INTRAORALES TIPO 4

Marca: Proclinic
Características: 50 unidades

Ref. 78561

19,95€ ~~33€~~

Composite de curado dual para la reconstrucción de muñones y la cementación de postes, altamente radiopaco y fluido con muy buenas propiedades mecánicas. Presentado en jeringa automix para una aplicación cómoda y fácil. Color dentina para resultados muy estéticos sin estructura metálica. Puntas de mezcla optimizadas para un ahorro de material.

- Alta resistencia a la compresión que permite realizar unas restauraciones muy duraderas.
- Alta carga de relleno del 70% en peso que garantiza una gran resistencia al desgaste.
- Alta fuerza de adhesión a la dentina de hasta 22 Mpa.

Proclinic Expert Obturador de canales

-30%
DESCUENTO

OBTURADOR DE CANALES PROCLINIC EXPERT

Características: 1 jeringa de 10g, 10 puntas de mezcla,
10 puntas intraorales,
1 block de mezcla

Ref. 78550

52,50€ 75€

Proclinic Expert Root Canal Sealer es un cemento sellador de conductos radiculares indicado para la obturación permanente de conductos radiculares. Compuesto por una doble pasta a base de resina epoxi y aminas que incorpora partículas antibacterianas patentadas Biosafe.

Compatible con cualquier técnica de obturación con guttapercha estándar y guttapercha caliente. Radiopaco. Proporciona un sellado hermético y estabilidad a largo plazo gracias a su buena solubilidad y excelente estabilidad dimensional. Su efecto

antibacteriano gracias a las partículas Biosafe, previene el crecimiento de bacterias y la formación de biofilms, por lo que previene problemas postoperatorios como la sensibilidad y la inflamación periapical.

proclinic
expert



-36%
DESCUENTO

PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO RADIOPACO

Marca: Proclinic Expert

Características: 1 unidad Jeringa 1,5 ml. + 5 agujas aplicadoras.

Ref. 7947

11,95€ 18,65€

Pasta de Hidróxido de Calcio puro indicado para:

1. Material de relleno temporal de la raíz, para tratamientos convencionales.
2. Protección pulpar.
3. Reparación de perforaciones.

4. Aislante en cavidades profundas.

Proclinic Expert Cemento MTA



CEMENTO MTA PROCLINIC EXPERT

Características: 1 gr. (1 gr. polvo + 3 ml. Agua destilada)

Ref. 78551 Blanco

54,60€ 78€

THE DENTAL ADVISOR
Improving Patient Care Through Research & Education

Proclinic Expert MTA
++++ ½

THE DENTAL ADVISOR
www.dentaladvisor.com

RATINGS:
Excellent +++++
Very Good ++++
Good +++

201
Testado
en aplicaciones
clínicas

91 %
de satisfacción

85 %
de los consultores
lo consideraron
**TAN BUENO
O MEJOR**

El nuevo cemento MTA Proclinic Expert es un cemento endodóntico reparador totalmente puro y biocompatible, bioactivo, radiopaco y con una muy baja solubilidad. Proclinic Expert MTA garantiza un sellado hermético de larga duración y reparación biológica. Gracias a su efecto bactericida minimiza el riesgo de efectos adversos en los tejidos vitales. De fácil manipulación, proporciona además un ahorro de tiempo en el tratamiento gracias a su corto tiempo de fraguado.

Indicado en tratamientos de pulpa vital y necrótica (protecciones pulpares directas, pulpotomías), reparación de perforaciones en el canal y tratamientos del ápice radicular (apexificaciones, apexogénesis, obturaciones retrógradas).



HASTA UN
-23%

VITREBOND PLUS CLICKER

Marca: 3M

Características: La fiabilidad del Vitrebond™, ahora en dispensador pasta-pasta, más rápida y sencillo de aplicar. Evita la sensibilidad post operatoria. Reduce la contracción de los composites.

Ref. 2590 2 Clickers x 10 g.

188,00 € 237,54€

Ref. 2588 1 Clicker x 10 g.

110,00 € 142,93€



HASTA UN
-30%

KETAC CEM EASY MIX

Marca: 3M

Características: Nueva fórmula granulada. Más fácil de mezclar.

Ref. 4583 30 g. polvo + 12 ml. líquido.

57,95 € 83,88€

KETAC CEM EASY MIX POLVO

Ref. 3865 30 g. polvo

56,95 € 70,51€

KETAC CEM EASY MIX TRIPLE PACK

Ref. 3864 3 x 30 g. polvo
+ 3 x 12 ml. líquido.

145,95 € 207,86€



-27%

FUJI CEM 2 SL REFILL

Marca: GC

Ref. 42916 2 Cartuchos Fujicem 2SL (13,3g / 7.2 ml),
bloc de mezcla.

169,00 € 232,84€



-24%

i

Ref. E194: Incluye 3
Jeringas Retractivas

MERON PLUS JERINGA QM

Marca: Voco

Características: Jeringa 8,5 gr + accesorios

Ref. E194 3 jeringas

130,00 € 170,00€



MAXCEM ELITE

Marca: Kerr

Ref. 96750 Kit Standard: 5 jeringas de 5 g. : 2 transparentes, blanca, blanco opaco, amarilla. 24 puntas de automezcla normales, 16 puntas de automezcla con abertura ancha, 8 puntas intraorales, 8 puntas del canal de la raíz, guía técnica.

Características: 2 jeringas + 16 puntas

Ref. 96752 Maxcem Elite Transparente.

Ref. 96753 Maxcem Elite Blanco Opaco.

Ref. 96754 Maxcem Elite Amarillo.

Ref. 96782 Maxcem Elite Blanco.



HASTA UN
-50%

135,00 € 271,25€

75,00 € 134,90€

-19%**MULTILINK AUTOMIX**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: 1 Jeringa 9 g. + 15 Puntas de mezcla

Ref. 6572 Multilink Automix Reposición Transparente

Ref. 6573 Multilink Automix Reposición Amarillo

Ref. 86210 Multilink Automix Reposición Opaco

128,50 € ~~159,00€~~★
NOVEDAD**-26%****CALIBRA UNIVERSAL AUTOMIX 2 JERINGAS**

Marca: Dentsply

Características: 2 Jeringas x 4,5 g.

Ref. 27602 Light

Ref. 27603 Medio

Ref. 27605 Opaque

Ref. 27604 Translúcido

Ref. 27606 Bleach

105,00 € ~~141,49€~~**-37%****AH PLUS**

Marca: Maillefer

Características: Mezcla de pasta-pasta. Mayor fluidez y más tiempo de trabajo. Radiopaco.

Ref. 2706 4 ml. Base + 4 ml. Activador

81,50 € ~~129,60€~~**HASTA UN
-32%****AH PLUS JET**

Marca: Maillefer

Características: Resina radiopaca para la obturación de conductos radiculares a base de epoxiamina biocompatible que presenta gracias a su nuevo sistema de dosificación.

Ref. 2768 Kit - 1 Jeringa+ 20 Tips

Ref. 0995 Reposición - 2 jeringas

84,95 € ~~122,36€~~
124,35 € ~~183,71€~~

Proclinic Expert Nano Híbrido

Tu composite anterior/posterior ideal

-44%
DESCUENTO



Proclinic Expert Nano Híbrido es un composite cuya translucidez permite conseguir restauraciones muy naturales sin necesidad de estratificar.

Características: Jeringa 4 g.

Ref. 36588	Color A1	Ref. 36594	Color C2
Ref. 36589	Color A2	Ref. 36621	Color C3
Ref. 36590	Color A3	Ref. 36622	Color D3
Ref. 36591	Color A3.5	Ref. 36595	Bleach
Ref. 36592	Color A4	Ref. 36596	Incisal
Ref. 36593	Color B2	Ref. 36597	Opaco universal
Ref. 36620	Color B3		

23,24€ ~~41,50€~~

Características: 20 compules de 0,25 gr.

Ref. 36580	Color A1	Ref. 36587	Kit 5 x 4g jeringas (A1, A2, A3, A3.5, B2), 1 x 5 ml adhesivo grabado total, 2 x 2 ml jeringa de ácido gel grabador azul, 40 microaplicadores.
Ref. 36581	Color A2		
Ref. 36582	Color A3		
Ref. 36583	Color A3.5		
Ref. 36584	Color B2		
Ref. 36585	Color C2		
Ref. 36686	Color Incisal		

26,85€ ~~47,95€~~

133,25€ ~~237,95€~~

Proclinic Expert Bulk Fill

La restauración posterior más rápida



Proclinic Expert Bulk Fill es un composite que permite realizar incrementos de 5mm en 20 segundos.

Ref. 36618 Jeringa x 4 g. Universal.

-37%
DESCUENTO

23,28€ ~~36,95€~~

Proclinic Expert Nano Flow

Tu composite más versátil

-40%
DESCUENTO



El composite Proclinic Expert Nano Flow contiene nano rellenos que aumentan el pulido, la resistencia al desgaste y a la compresión. Además, libera flúor.

Características: 2 jeringas x 1 g.

Ref. 36602	Color A1
Ref. 36603	Color A2
Ref. 36604	Color A3
Ref. 36605	Color A3.5
Ref. 36623	Color B2
Ref. 36624	Color C2
Ref. 36625	Bleach
Ref. 36607	Opaco universal

16,17€ ~~26,95€~~

Ref. 36601 Kit 4 x 1g jeringas (A2, A3, A3.5, B2), 20 puntas.

59,40€ ~~99€~~

Proclinic Expert Micro Híbrido



-45%
DESCUENTO

Las propiedades mecánicas del composite Proclinic Expert Micro Híbrido facilitan su aplicación y ayudan a obtener unos excelentes resultados clínicos.

Características: Jeringa 4 g.

Ref. 36609	Color A1
Ref. 36610	Color A2
Ref. 36611	Color A3
Ref. 36612	Color A3.5
Ref. 36613	Color B2
Ref. 36614	Color C2
Ref. 36616	Bleach
Ref. 36617	Incisal
Ref. 36615	Opaco universal

19,94€ ~~36,25€~~

Ref. 36608 Kit 5 x 4g jeringas (A1, A2, A3, A3.5, B2), 1x5ml adhesivo grabado total, 2x2ml jeringa de ácido gel grabador, 40 microaplicadores, guía vita.

118,77€ ~~215,95€~~



Proclinic Expert Adhesivo de Autograbado

-34%
DESCUENTO



Para las técnicas de grabado selectivo o de autograbado.

Ref. 36600 1 u. 5 ml. **41,00€** ~~61,70€~~

-50%
DESCUENTO

Proclinic Expert Adhesivo Grabado Total



Para la técnica del grabado total con ácido grabador.

Ref. 36598 2 u. 5 ml. **47,50€** ~~95,00€~~

OFERTA DE LANZAMIENTO

★
NOVEDAD**ESTELITE BULK FILL FLOW**

Marca: Tokuyama

Características: 1 jeringa de 1,8 ml. + 10 puntas

- Ref. 28950** Estelite Bulk Fill Flow Jeringa U
Ref. 28951 Estelite Bulk Fill Flow Jeringa B1
Ref. 28952 Estelite Bulk Fill Flow Jeringa A1
Ref. 28953 Estelite Bulk Fill Flow Jeringa A2
Ref. 28954 Estelite Bulk Fill Flow Jeringa A3

32,10€ ~~53,50€~~HASTA UN
-40%

Características: 20 cápsulas de 0,2 gr. (0,11 ml.)

- Ref. 28955** Estelite Bulk Fill Flow cápsulas U
Ref. 28956 Estelite Bulk Fill Flow cápsulas B1
Ref. 28957 Estelite Bulk Fill Flow cápsulas A1
Ref. 28958 Estelite Bulk Fill Flow cápsulas A2
Ref. 28959 Estelite Bulk Fill Flow cápsulas A3

42,09€ ~~64,75€~~

Estelite Bulk Fill Flow es un composite de baja viscosidad, fotopolimerizable y radiopaco. Es un composite que puede ser aplicado en incrementos de 4 mm y que incorpora la tecnología RAP (Radical-Amplified Photopolymerization initiator technology) que proporciona un tiempo de fotocurado reducido y un tiempo de trabajo ampliado.

- Restauraciones directas en anteriores y posteriores

- Base cavitaria

- Regularización de paredes cavitarias antes de la elaboración de restauraciones indirectas

- Pequeñas reparaciones de cerámica/composite.

3+1**ESTELITE SIGMA QUICK**

Marca: Tokuyama

Características: Reposición jeringa 3,8 g.

- | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Ref. 28903 | Color A1 | Ref. 28910 | Color BW |
| Ref. 28904 | Color A2 | Ref. 28836 | Color C1 |
| Ref. 28905 | Color A3 | Ref. 28837 | Color C2 |
| Ref. 28906 | Color A3,5 | Ref. 28838 | Color C3 |
| Ref. 28831 | Color A4 | Ref. 28841 | Color CE (Inc.) |
| Ref. 28832 | Color A5 | Ref. 28839 | Color OA1 |
| Ref. 28907 | Color B1 | Ref. 28908 | Color OA2 |
| Ref. 28833 | Color B2 | Ref. 28909 | Color OA3 |
| Ref. 28834 | Color B3 | Ref. 28840 | Color OPA2 |
| Ref. 28835 | Color B4 | Ref. 28842 | Color WE |

63,86€**-26%****ESTELITE POSTERIOR QUICK**

Marca: Tokuyama

Características: 1 Jeringa, 2,0ml (4,2 g.).

- Ref. 28912** PA1
Ref. 28913 PA2
Ref. 28914 PA3
Ref. 28915 PCE

49,95€ ~~67,14€~~**-30%****ESTELITE FLOW QUICK**

Marca: Tokuyama

Características: Jeringa 1,8 g.

- | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|--------------|
| Ref. 28868 | Color A1 | Ref. 28875 | Color C1 |
| Ref. 98422 | Color A2 | Ref. 28876 | Color C2 |
| Ref. 98423 | Color A3 | Ref. 28877 | Color C3 |
| Ref. 98430 | Color A3,5 | Ref. 28870 | Color CERV |
| Ref. 28871 | Color B1 | Ref. 28867 | Color (Inc.) |
| Ref. 28872 | Color B2 | Ref. 28878 | Color OA1 |
| Ref. 28873 | Color B3 | Ref. 28879 | Color OA2 |
| Ref. 28874 | Color B4 | Ref. 28901 | Color OA3 |
| Ref. 28880 | Color BW | | |

36,00€ ~~51,61€~~

3M Science.
Applied to Life.™

Productos para Reconstrucción

Aproveche ahora las Promociones 3M Oral Care

FILTEK SUPREME XTE JERINGAS	43,95€ 55,95€
FILTEK SUPREME XTE 20 CAPSULAS	58,25€ 74,60€
FILTEK ONE CAPSULAS	49,95€ 59,95€
FILTEK ONE JERINGA 4gr.	49,95€ 59,95€



SCOTCHBOND UNIVERSAL
ADHESIVE 5ml **77,90€** ~~104,07€~~



KIT Restauración

- Por la compra de 4 reposiciones de composite (Filtek One o Filtek Supreme XTE Universal) + 1 reposición de Scotchbond Universal

KIT Restauración y Protección

- Por la compra de 3 reposiciones de composite (Filtek One o Filtek Supreme XTE Universal) + 1 reposición de Scotchbond Universal

Promoción Cementos

- Por la compra de 2 reposiciones de Scotchbond Universal

GRATIS

**1 Kit de Introducción Sof-Lex
Diamond**



GRATIS

**1 reposición Clinpro
White Varnish de 50 ud.**



GRATIS

1 reposición RelyX Ultimate



3M™ Health Care Academy **¡Novedad!**

Acceda a la plataforma de formación on-line de forma exclusiva con el Kit de Restauración



Contáctenos y solicite el código de acceso al módulo de Odontología Restauradora Estética de Health Care Academy.*



Contáctenos y solicite el link para descargar la Guía de Casos Clínicos de Restauraciones Directas de 3M.

*Acceso: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018



o con el Kit de Restauración y Protección

Contáctenos y solicite el código de acceso al módulo de Odontología de Mínima Intervención de Health Care Academy.*



*Acceso: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018

proclinc
900 39 39 39
www.proclinc.es

Promociones válidas hasta el 30 de septiembre de 2018
Máximo 3 promociones de cada tipo por pedido
El regalo lo envía directamente 3M enviando la factura al fax 913 126 837,
al e-mail 3mespe.spain@mmm.com o llamando al teléfono 900 102 641

www.3m.com.es/dental



3MESPEIberia @3MESPEIB 3MESPEDental

R2C™
Root to Crown

Dentsply
Sirona

Calibra® Universal

607402-607407

Compre 2 reposiciones Calibra® Universal y reciba **sin cargo** 1 reposición Calibra®.



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

136,71
€/ud.

SDR® flow+ Collector Edition

606.03.034

Comprando 1 SDR® flow+ Collector Edition, reciba **sin cargo** un Estuche AH Umbrella (606.20.129) con:
2 jeringas AH Temp
1 AH Plus Jet
1 AH Plus Cleaner
1 Caja dorada con el AH Cleaner



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

310,96
€/ud.

Kit iniciación Palodent® V3

625.00.00

Comprando 1 kit de iniciación de Palodent® V3 (EU) (20 matrices, 15 cuñas, 5 cuñas protectoras, 2 anillos universales, 1 forceps, 1 pinza tweezer), reciba **sin cargo** 1 anillo Universal (659900V).



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

310,00
€/ud.

Ceram.X®

Ceram.X® Universal en compules

60701571-576

Comprando 4 reposiciones en compules de Ceram.X® Universal, reciba **sin cargo** un Estuche Completo AH (606.20.129) con:
2 jeringas AH Temp
1 AH Plus Jet
1 AH Plus Cleaner
1 Caja dorada con el AH Cleaner

Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

54,95
€/ud.

Ceram.X® Universal en jeringas

60701551-555

Comprando 4 reposiciones en formato jeringa de Ceram.X® Universal, reciba **sin cargo** Estuche AH Umbrella (606.20.129) con:
2 jeringas AH Temp
1 AH Plus Jet
1 AH Plus Cleaner
1 Caja dorada con el AH Cleaner

Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

41,95
€/ud.

Ceram.X® Risk free trial con Discovery kit sin cargo

Retractilado
60701570A

Comprando el Ceram.X® Risk free trial, compuesto por kit de composites de 24 compules de 0,25 g de Ceram.X® Universal, una pistola de compules, instrucciones de uso y un cupón para guía de color reciba sin cargo un Discovery kit FOC.

99,50
€/ud.

Ceram.X® Risk free trial con Syringe refill sin cargo

Retractilado
60701550A

Comprando un kit de Ceram.X® en jeringas Risk free trial (compuesto por 5 jeringas de 3 g cada una, 1 CliXdish, 50 puntas aplicadoras, instrucciones de uso y un cupón para guía de color), reciba **sin cargo** 1 reposición en jeringa de Ceram.X®.

199,00
€/ud.

Enviar prueba de compra a promociones@dentsplysirona.com o contactando al teléfono 900 87 87 65.

OFERTAS IVOCLAR VIVADENT

Variolink Esthetic // SpeedCEM Plus



Pack Cementación

- 2 ud. Variolink Esthetic LC Refill 2g
- 1 ud. SpeedCEM Plus Sample Pack transparent, 2,5g.*

Tetric EvoCeram // Adhese Universal



Pack Tetric EvoCeram + Adhese Universal

- 4 ud. Tetric EvoCeram Cavifil 20 x 0.20g
- 1 ud. Adhese Universal Bote 5g*

Pack Tetric EvoCeram + Adhese Universal

- 6 ud. Tetric EvoCeram Jeringa 1x3g
- 1 ud. Adhese Universal Bote 5g*

*Los productos marcados con un asterisco serán enviados directamente por Ivoclar Vivadent AG: Envíe prueba de compra al correo electrónico promociones.es@ivoclarvivadent.com. para recibir el producto. Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables. Salvo modificación o error.

Ivoclar Vivadent SLU
Ctra. Fuencarral nº24 - Edf. Europa I - Bloque 1 - Planta Baja 28108 - Alcobendas (MADRID)
Telf. +34 91 375 78 20 Fax: +34 91 375 78 38
www.ivoclarvivadent.es

Evoceram Jeringa	45,75€	32,85€
Evoceram Cavifill	67,05€	49,95€

Variolink Esthetic LC	39,65€	31,95€
-----------------------	--------	---------------

FLEXITIME



**-25%
Dto.**

Precisión,
exactitud y amplia versatilidad.
Propiedades hidrofílicas
excelentes, estabilidad dimensional,
alta resistencia a la deformación
permanente.
Tiempo de trabajo flexible:
1 - 2,30min.

Corto tiempo en boca:
2 - 3min.

- Ref. 24976 Light Flow (2x50ml.) **50,75€** 67,67€
 Ref. 24977 Medium Flow (2x50ml.) **50,75€** 67,67€
 Ref. 2450 Correct Flow (2x50ml.) **50,75€** 67,67€
 Ref. 2448 Easy Putty (2x300ml.) **87,75€** 114,74€
 Ref. 2495 Bite (2x50ml.) **48,50€** 64,67€
 Ref. 2482 Dynamix Putty (2x380ml.) **150€** 200€
 Ref. 2485 Dynamix Heavy Tray (2x380ml.) **150€** 200€
 Ref. 6262 Dynamix Monophase (2x380ml.) **150€** 200€
 Ref. 24851 Dynamix Monophase Pro Scan (2x380ml.) **150€** 200€

CHARISMA

- Jeringa 4g. Precio resultante **39,95€/un.** 68€
 PLT 2 x 0,25 g. Precio resultante **75€/un.** 109€

**Hasta
-41%
Dto.**



Composite microhíbrido,
fotopolimerizable y radiopaco.
Alto mimetismo e índice de abrasión
similar al diente natural.

VENUS FLOW

Tixotrópico, radiopaco. Excelentes propiedades de
manejo y fluorescencia mejorada.

- Jeringa 1,4g. Precio resultante **18,75€/un.** 26€



- Ref. 62627 color A1
 Ref. 2496 color A2,5
 Ref. 96027 color A2
 Ref. 96825 color A3,5
 Ref. 6231 color A3



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

VENUS PEARL

Nanohíbrido. Excelente mimetismo y fácil pulido.
Bajo estrés de contracción y gran fuerza de
flexión. Indicado para restauraciones anteriores
y posteriores. Sin Bis-GMA.

Características:

3+1

- Jeringa de 3g. Precio resultante **42,75€/un.** 57€
 PLT 2 x 0,20g. Precio resultante **57€/un.** 76€



VENUS

Composite híbrido. Resultados estéticos
sencillos, rápidos, fiables. Alto mimetismo.
Restauraciones anteriores y posteriores.

Características:

3+1

- Jeringa 4g. Precio resultante **54,75€/un.** 73€
 PLT 2 x 0,20g. Precio resultante **72,75€/un.** 97€



IBOND VALUE PACK

Universal: Cualquier material,
cualquier técnica, todas las
indicaciones, solo 10 seg. de
fotocurado. Ref. 24979



5ª Generación
Primer, bonding y
desensibilizante en
1 solo paso. Ref. 62633



Precio Oferta
190€
Cualquier
formato



7ª Generación
Graba, adhiere y desensibiliza
en 1 solo paso. Ref. 6226



Comprando 1 Value Pack

GRATIS

1 Venus Bulk Fill Kit A3*
a elegir entre Self Etch (Ref. 62230)
o Total Etch (Ref. 62233)

Valorados en 118€

GRATIS
Lámpara
Translux Wave*

Comprando:
21 jeringas composite Venus Pearl y
1 iBOND Value Pack

¿Quiere personalizar
la oferta?
¡Contáctenos!

Oferta no acumulable



OFERTAS COLTENE

Las soluciones de Irrigación CanalPro son la garantía de una limpieza ÓPTIMA de los conductos radiculares

Ref. 38502	Hipoclorito CanalPro NaOCl 3% 500 ml	PVP 28,25 €
Ref. 38503	Hipoclorito Canalpro NaOCl 6% 500 ml	PVP 28,25 €
Ref. 38504	CanalPro EDTA 17% 500 ml	PVP 65,60 €
Ref. 38526	CanalPro Clorhexidina 2% 100 ml	PVP 50,18 €



OFERTA

Comprando 3 soluciones irrigación CanalPro 500 ml,

GRATIS

> 3 Tapones dispensadores CanalPro Ref. 38507 y
> 50 Jeringas 5 ml de irrigación CanalPro Ref. 38510

Kit Synergy D6 13 Jeringas

Composite Universal Nano Híbrido para anteriores y posteriores.
Sistema de color Dúo Shade Relleno fluorescente para una óptima estética.
Resultado clínico probado.

Contenido:

- 5 Jeringas x A2/B2
- 5 Jeringas x A3/D3
- 1 Jeringa x A3.5/B3
- 1 Jeringa x A4/C4
- 1 Jeringa x Universal
- 1 Guía de Colores Synergy D6

ref. E093

OFERTA

**EDICIÓN
LIMITADA**

213,47 €



**BRILLIANT
EverGlow FLOW**

PVP 28,01 €

PRECIO
RESULTANTE **21,01 €**

**OFERTA
REPOSICIONES 3+1**



Ventajas clínicas:

- Composite fluido de alta y perfecta tixotropía
- Ideal como sellador de fisuras y obturar cavidades difíciles
- Fácil pulido
- Alto brillo permanente

Colores disponibles:

A1/B1	Ref. 18853
A2/B2	Ref. 18852
A3/D3	Ref. 18850
A3.5/B3	Ref. 18851
Translucent	Ref. 18854
Opaco A2	Ref. 18855

REPOSICIÓN Z 500 JERINGAS

Marca: 3M
Características: Jeringa x 3 g.

-37%

- Ref. 74762** Color A1
Ref. 74763 Color A2
Ref. 74764 Color A3
Ref. 74765 Color A3.5
Ref. 74766 Color A4
Ref. 74767 Color B2
Ref. 74768 Color C2
Ref. 74769 Color D2
Ref. 74770 Color OA3



Precio Oferta 39,74€ **25,00€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **23,75€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **22,50€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **21,25€**

*Condiciones descuentos pág. 4

**-27%****TETRIC EVOCERAM 3 JERINGAS**

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 3 Jeringas x 3 g.

- Ref. 9024** Color A1
Ref. 9025 Color A2
Ref. 9032 Color B2 Dentina
Ref. 9026 Color A3
Ref. 9027 Color A3.5
Ref. 9031 Color A3.5 Dentina
Ref. 9028 Color A4
Ref. 9029 Color B2
Ref. 9030 Color B3

95,50 € ~~130,00€~~

SPECTRUM TPH3 COMPULES

Marca: Dentsply
Características: 20 Compules de 0,25 g.

-38%

- Ref. 3056** Color A-I
Ref. 3042 Color A-2
Ref. 3043 Color A-3
Ref. 3044 Color A-3.5
Ref. 3046 Color B-I
Ref. 3047 Color B-2
Ref. 3048 Color B-3
Ref. 3049 Color C-2
Ref. 3050 Color C-3



Precio Oferta 91,68€ **56,65€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **53,82€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **50,99€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **48,15€**

*Condiciones descuentos pág. 4

**-28%****GRANDIO SO JERINGA**

Marca: Voco
Características: Jeringa de 4 g.

- Ref. 49066** Color A-1
Ref. 49051 Color A-2
Ref. 48858 Color A-3
Ref. 48856 Color A-3.5
Ref. 48859 Color A-4
Ref. 49045 Color A-5
Ref. 48857 Color VC A-3,25
Ref. 49058 Color BL
Ref. 49065 Color B2
Ref. 48849 Color OA2

58,95 € ~~81,68€~~

**ADMIRA FUSION JERINGA**

Marca: Voco
Características: 1 jeringa de 3 gr.

- Ref. 48751** Color A1
Ref. 48752 Color A2
Ref. 48753 Color A3
Ref. 48754 Color A3.5
Ref. 48755 Color A4
Ref. 48756 Color B1
Ref. 48757 Color B2
Ref. 48758 Color B3
Ref. 48759 Color BL
Ref. 48760 Color C2
Ref. 48761 Color D3
Ref. 48762 Color GA3.25
Ref. 48763 Color GA5
Ref. 48764 Color Incisal
Ref. 48765 Color OA1
Ref. 48766 Color OA2
Ref. 48767 Color OA3
Ref. 48768 Color OA3.5

52,30€ ~~71,79€~~

4+1**ADMIRA FUSION CÁPSULA**

Características: 15 cápsulas de 0,2 gr.

- Ref. 48770** Color A1
Ref. 48772 Color A2
Ref. 48773 Color A3
Ref. 48774 Color A3.5
Ref. 48775 Color A4
Ref. 48776 Color B1
Ref. 48777 Color B2
Ref. 48778 Color B3
Ref. 48779 Color BL
Ref. 48780 Color C2
Ref. 48781 Color D3
Ref. 48782 Color GA3.25
Ref. 48783 Color GA5
Ref. 48784 Color Incisal
Ref. 48785 Color mixed
Ref. 48786 Color OA1
Ref. 48787 Color OA2
Ref. 48788 Color OA3
Ref. 48789 Color OA3.5

52,30€ ~~71,79€~~

IMPORTANTE: el Regalo será enviado directamente por VOCO.



-34%

Z-100MP REPOSICIÓN JERINGAS

Marca: 3M

Características: Jeringa de 4 g.

Ref. 2611	Color A-1
Ref. 2612	Color A-2
Ref. 2613	Color A-3
Ref. 2614	Color A-3,5
Ref. 2615	Color A-4
Ref. 2616	Color B-2
Ref. 2617	Color B-3
Ref. 2618	Color C-2
Ref. 2623	Color CY - Amarillo cervical
Ref. 2621	Color P - Odontopediatría
Ref. 2625	Color Opaco Universal

46,75 € ~~71,19€~~

-35%

ENAMEL PLUS HRI

Marca: Micerium

Características: Jeringa de 5 g.

Ref. 97242	UD1
Ref. 97381	UD2
Ref. 97244	UD3,5
Ref. 97372	UD3
Ref. 97373	UD4

60,92€ ~~93,73€~~**ENAMEL PLUS HRI ESMALTE UE**

Características: Jeringa de 5 g.

Ref. 97370	UE1
Ref. 97371	UE2
Ref. 97244	UE3

75,90€ ~~116,77€~~

4+1

ADMIRA FUSION X-TRA

Marca: Voco

Ref. 48790 15 cápsulas x 0,2gr.**Ref. 48791** 1 jeringa 3 gr. universal.52,30€ ~~71,90~~**IMPORTANTE:** el regalo será enviado directamente por el fabricante.

-24%

FILTEK SUPREME XTE FLOW

Marca: 3M

Características: 2 jeringas de 2 gr.

Ref. 7185	Color A1
Ref. 7186	Color A2
Ref. 7187	Color A3
Ref. 7188	Color A3.5
Ref. 7189	Color A4

49,15 € ~~64,50€~~

SOLO POR

9,50€

**COMPOSITE FLUIDO BESTDENT**

Marca: Bestdent

Características: 1 jeringa de 2 grs.

Ref. 60073	A20
Ref. 60074	A30
Ref. 60075	A35
Ref. 60076	B20
Ref. 60166	A10

Comprando 5 unidades 9,50€ ~~19,95€~~

COMPRANDO 5 COMPOSITE FLUIDO TE REGALAMOS UNA
MATRIZ PREFORMADA FACIFORM Nº21 DIRECTA
(Valorado en 9,87 €) HASTA FIN DE EXISTENCIAS



4+1

EN REPOSICIONES
ADMIRA FUSION
FLOW**REPOSICIÓN ADMIRA FUSION FLOW**

Marca: Voco

Características: 2 Jeringas de 2 g.

Ref. 48794	A1	Ref. 48801	B2
Ref. 48795	A2	Ref. 48802	C2
Ref. 48796	A3	Ref. 48803	Incisal
Ref. 48797	A3.5	Ref. 48804	OA2
Ref. 48798	A4	Ref. 48805	BL
Ref. 48799	B1	Ref. 48806	WO

64,95€ ~~84,87€~~**KIT ADMIRA FUSION FLOW**

Marca: Voco

Características: Set 5 jeringas x 2g.

Ref. 48793158,30€ ~~293,40€~~**IMPORTANTE:** el Regalo será enviado directamente por VOCO.



Ref. 30625



Ref. 30626

HASTA UN
-32%**PRIME&BOND ACTIVE**

Marca: Dentsply

Ref. 30625 Reposición 1x4ml

70€ ~~99,36€~~

Ref. 30626 Eco Reposición 3x4ml

170€ ~~249,64€~~

-20%

i

Contiene 250 unidades

FUTURABOND U

Marca: Voco

Características: Futurabond U de curado dual en SingleDose es un adhesivo universal con una presentación monodosis. Autograbado, grabado selectivo o grabado dentinario: con Futurabond U, puede elegir libremente, en función de la situación clínica en cuestión, pero también según su forma de trabajo personal, cómo desea acondicionar la sustancia dental dura. Aplicado en una única capa, Adhesión fiable a diversos materiales como el metal, el óxido de circonio y el óxido de aluminio y la cerámica. Para restauraciones directas como indirectas. Sin necesidad de un activador adicional para el curado dual. El sistema SingleDose garantiza un trabajo sencillo y rápido.

Ref. E956 250 u. + accesorios

295,00€ ~~367,00€~~

-20%

ADPER SCOTCHBOND I XT REPOSICIÓN

Marca: 3M

Características: Botella reposición 6 g.

Ref. 2694

115,00€ ~~144,34€~~

-33%

ADHESIVO MONOCOMPONENTE

Marca: Proclinic

Ref. 7839 5 ml.

39,95€ ~~59,25€~~

Adhesivo monocomponente y fotopolimerizable para la técnica del grabado total tradicional con ácido gel grabador. Excelente adhesión a esmalte y dentina, indicado indistintamente para la aplicación en dentina seca y húmeda. Sin disolventes volátiles, no se evapora.

1+1
GRATIS
TE AHORRAS
23,25 €PRECIO
RESULTANTE
11,63
€/u.**ÁCIDO GEL AZUL**

Marca: Proclinic

Características: Ortofosfórico al 37%. 1 Jeringa de 12 g. + 12 puntas curvas.

Ref. 0110

23,25 €

**PUNTAS DISPENSADO JERINGA ÁCIDO**

Características: 12 unidades. Puntas azules dispensadoras de ácido. Compatibles con los ácidos Proclinic ref. 0110, 0179 y 01583.

Ref. 16321

5,00€ ~~7,00€~~



-15%

SILANO

Marca: Ultradent

Características: Silane es una solución monocomponente. Los estudios han demostrado que Silane, en combinación con Porcelain Etch y PQI o con PermaQuick Bonding Resin, ofrece la mayor fuerza adhesiva en comparación con otros productos de adhesión para porcelana.

Ref. 6399 Envase 2 jeringas x 1,2 ml.

Comprando 2 ud. **22,53€** ~~26,50€~~



1+1
GRATIS
TE AHORRAS
11,30 €

PRECIO
RESULTANTE
5,65
€/u.

MICROAPLICADORES

Marca: Proclinc

Características: Dispensador 100 uds.

Ref. 49978 Micro Aplicador Fino

Ref. 49979 Micro Aplicador Regular

11,30 €



-42%

CUÑAS DE MADERA REPOSICIÓN

Marca: Kerr

Características: Caja de 100 u.

Ref. 1638 Cuñas turquesas

Ref. 1611 Cuñas naranjas

Ref. 1612 Cuñas blancas

Ref. 1613 Cuñas amarillas

Ref. 1614 Cuñas verdes

Ref. 1686 Cuñas rojas

Ref. 16122 Cuñas azules

10,50€ ~~18,05€~~



-36%

AUTOMATRIX

Marca: Dentsply

Características: Caja con 72 unidades.

Ref. 3002 Medium-regular

Ref. 3003 Medium-thin

Ref. 3004 Narrow-regular

Ref. 3005 Wide-regular

37,95 € ~~59,41€~~



1+1
GRATIS
TE AHORRAS
14,65 €

PRECIO
RESULTANTE
7,33
€/u.

AGUJAS PROCLINIC

Marca: Proclinic

Características: Aguja siliconada. Cono de plástico. Las agujas pueden ser utilizadas con todas las jeringas y sistemas de jeringas más usados para la anestesia dental.

- Ref. 7923** Aguja 30G 0,3 x 21 mm.
Ref. 7924 Aguja 30G 0,3 x 25 mm.
Ref. 7925 Aguja 27G 0,4 x 35 mm.
Ref. 7926 Aguja 30XG-Short 0,3 x 12 mm.
Ref. 7928 Aguja 30XG-Short 0,3 x 16 mm.

14,65 €

AGUJAS BESTDENT

Marca: Bestdent

Características: Caja 100u. Aguja siliconada de triple bisel. Cono de plástico.

- Ref. 59602** Aguja 30G (0,3 x 21 mm.)
Ref. 59603 Aguja 30G (0,3 x 25 mm.)
Ref. 59604 Aguja 27G (0,4 x 35 mm.)
Ref. 59605 Aguja 30XG (0,3 x 12 mm.)
Ref. 59606 Aguja 30XG (0,3 x 16 mm.)



DESDE
4,68 €

Comprando 2 unidades

Precio Oferta ~~12,15€~~ **5,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **5,23€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **4,95€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **4,68€**

*Condiciones descuentos pág. 4



1+1
TE AHORRAS
24,40 €

PRECIO
RESULTANTE
12,20
€/u.

HIELO INSTANTÁNEO

Marca: Bestdent

Características: Bolsas de hielo de tejido no tejido. Al presionar en el punto medio de la bolsa se consigue un efecto frío instantáneo de hasta -4°C, permitiendo una crioterapia real que asegura un alivio de la zona tratada. Máximo tiempo de aplicación de 15 minutos.

Ref. 85970 24 unidades

24,40€

SUTURAS SUPRAMID

Marca: Proclinic

Características: Envase 12 Unidades. Sutura monofilamento sintética no absorbible. Poliamida recubierta de una vena de poliamida. Estéril. Longitud 75 cm.

- Ref. 50001** 3/0 (1/2-T.22mm)
Ref. 50002 4/0 (3/8-T.16mm)
Ref. 49945 4/0 (3/8-t.19mm)
Ref. 50004 4/0 (1/2-T.20mm)
Ref. 50000 4/0 (1/2-T.22mm)
Ref. 49944 5/0 (3/8-t.16mm)

26€ ~~38,95€~~

SUTURA PGA

Características: Envase 12 unidades. Sutura absorbible, de absorción media. Estéril. Longitud 45 cm.

- Ref. 49999** Reabsorbible 3/0 (3/8-t.19mm)
Ref. 50003 3/0 (1/2-T.22mm)
Ref. 50006 4/0 (3/8-T.16mm)
Ref. 50005 5/0 (3/8-T.16 mm)

37€ ~~58,95€~~



17€ ~~26,95€~~

HASTA UN
-37%

SUTURAS SEDA

Características: Sutura no absorbible de seda natural negra trenzada. Estéril. Caja de 12 unidades. Longitud 75 cm.

- Ref. 49939** 3/0 -(3/8-T.-19mm)
Ref. 49995 4/0 -(1/2-R.-22mm)
Ref. 49940 4/0 -(1/2-T.-20mm)
Ref. 49996 4/0 -(1/2-T.-22mm)
Ref. 49941 4/0 -(1/2-T.-26mm)
Ref. 49997 4/0 -(3/8-T.-16mm)
Ref. 49942 4/0 -(3/8-T.-19mm)
Ref. 49998 5/0 -(1/2-T.-22mm)
Ref. 49943 5/0 -(3/8-T.-19mm)
Ref. 49934 2/0 -(1/2-R.-22mm)
Ref. 49935 2/0 -(1/2-T.-22mm)
Ref. 49968 2/0 -(3/8-T.-19mm)
Ref. 49936 3/0 -(1/2-R.-20mm)
Ref. 49969 3/0 -(1/2-R.-22mm)
Ref. 49937 3/0 -(1/2-T.-20mm)
Ref. 49993 3/0 -(1/2-T.-22mm)
Ref. 49938 3/0 -(1/2-T.-26mm)
Ref. 49994 3/0 -(3/8-T.-16mm)



-40%

ESPONJA HEMOSTÁTICA

Marca: Proclinic

Características: Esponja de gelatina de origen porcino de alto poder hemostático y cicatrizante. • Gelatina liofilizada completamente absorbible en un periodo de 15 días. • Su estructura porosa proporciona una gran capacidad de absorción de fluidos: más de 35 veces su peso. • Presentado en cubos de 1 cm de lado. • Producto esterilizado por irradiación.

Ref. 3521 I

14,95 € ~~24,75€~~

R2C™
Root to Crown



Dentsply
Sirona

Blísters Protaper® Gold

A0409225G0103

Blísters de Protaper® Gold surtidos SX/F3 25 mm estériles.



47,95
€/ud.

Guttacore Pink

109,95
€/ud.

Caja Guttacore Pink con 30 puntas de obturación. Sistema de obturación termoplástica con bástago de gutapercha. Fácil retratamiento y colocación postes.




Protaper® Next y WaveOne® Gold

4 blísters WaveOne® Gold

A0756

Comprando 4 blísters de WaveOne® Gold de 6 limas estériles de 25 mm, reciba sin cargo:

1 blíster de WaveOne® Gold Glider (blíster de 6 limas de 25 mm) (BSTW1GG625015),
15 compulas de SDR® flow+ (60603040)



78,95
€/ud.

Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.



72,25
€/ud.

Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

4 blísters Protaper® Next

A08002259A003

Comprando 4 blísters de Protaper® Next surtidos X1/X3 25 mm estériles, reciba sin cargo:

1 blíster de ProGlider® (blíster de 6 limas) (A092622500103),
15 compulas de SDR® flow+ (60603040)

Enviar prueba de compra a promociones@dentsplysirona.com o contactando al teléfono 900 87 87 65.

LIMAS K COLORINOX

Marca: Maillefer
Características: Caja de 6 u.

N°	21mm. Ref.	25mm. Ref.	28mm. Ref.	31mm. Ref.
06	1510	1511		
08	1458	1459	15500	1549
10	1451	1460	15551	1526
15	1452	1461	15552	1527
20	1453	1462	15553	1528
25	1454	1463	15554	1529
30	1455	1464	15555	1530
35	1456	1465	15556	1531
40	1457	1466	15557	1532
45	1487	1437		1533
50	1488	1438		1534
55	1489	1439	15560	1535
60	1504	1501	15561	1536
70	1505	1502		1537
80	1506	1503		1538
90	15061	15031		15381
100	15062	15032		15382
Surtido 15-40	14579	14669	15558	15329
Surtido 45-80	15069	15039	15559	15389
Surtido 90-140	99228			

N° 15 al 40 **comprando 4 uds. 8,75 €** ~~+9,31€~~

N° 06 al 10 y 45 al 80 **comprando 4 uds. 10,25 €** ~~+6,41€~~

HASTA UN
-38%



LIMAS K

Marca: Proclinc
Características: Caja de 6 u.

N° 10 al 40: **comprando 2 uds. 6,15 €** ~~-9,95€~~

06, 08 y 45-80 **comprando 2 uds. 7,25 €** ~~-11,50€~~

N°	21mm. Ref.	25mm. Ref.	31mm. Ref.
06	49907	49909	
08	49908	49910	81030
10	8134	8121	81031
15	8135	8122	81032
20	8136	8123	81033
25	8137	8124	81034
30	8138	8125	81035
35	8139	8126	81036
40	8140	8127	81037
45	8141	8128	81038
50	8142	8129	81039
55	8143	8130	81040
60	8144	8131	81041
70	8145	8132	81042
80	8146	8133	81043
surtido 15 al 40	8162	8161	81044



HASTA UN
-38%



-17%

LIMAS PROGLIDER

Marca: Maillefer
Características: Envase estéril con 6 u.

Ref. 17999 Limas Proglider 21 mm. Estériles
Ref. 18000 Limas Proglider 25 mm. Estériles
Ref. 18001 Limas Proglider 31 mm. Estériles

85,95 € ~~+103,88€~~



LIMAS PROFILE

Marca: Maillefer
Características: Caja de 6u. 1 aro de color. Conicidad 4%

N°	21mm. Ref.	25mm. Ref.	31mm. Ref.
15	3105	3115	
20	3106	3116	
25	3107	3117	
30	3108	3118	
35	3109	3119	
40	3110	3120	
45		3131	
60	3112	3132	
90	3113	3133	
Surtido 15-40	99244	99354	31229
Surtido 45-90	99355	31230	

79,00 € ~~82,73€~~



COMPRANDO 10 UD LIMAS PROFILE TE REGALAMOS:
ORGANIZADOR PROFILE VACIO. HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

LIMAS RECIPROC BLUE

Marca: VDW-Zipperer
Características: Caja de 6 instrumentos.

Ref. 12598 R25-21 mm
Ref. 12599 R40-21 mm
Ref. 12600 R50-21 mm
Ref. 12601 R25-25 mm
Ref. 12602 R40-25 mm
Ref. 12603 R50-25 mm
Ref. 12604 R25-31 mm
Ref. 12605 R40-31 mm
Ref. 12606 R50-31 mm



-30%



92,95 € ~~+132,58€~~



-34%

REPOSICIÓN PUNTAS THERMAFIL

Marca: Maillefer
Características: Longitud: 25 mm.

Nº	Caja de 30u.	ref.
20		3185
25		3186
30		3187
35		3188
40		3189

93,95 € ~~142,29€~~



-35%

GUTTAPERCHA CONICIDAD VARIABLE MULTITAPER

Marca: Proclinc
Características: La caja de Guttapercha contiene 60 puntas.

Ref. 01589 F1
Ref. 01590 F2
Ref. 01591 F3
Ref. 01594 Surtido F1-F2-F3
Ref. 01595 Surtido F4-F5

6,90 € ~~10,60€~~



-34%

PUNTAS PAPEL CONICIDAD VARIABLE MULTITAPER

Marca: Proclinc
Características: La caja de puntas de papel contiene 100 puntas.

Ref. 01584 F1
Ref. 01585 F2
Ref. 01586 F3
Ref. 01587 Surtido F1-F2-F3
Ref. 01588 Surtido F4-F5

8,50 € ~~12,90€~~



-17%

JERINGA IRRIG.MONOJECT CON AGUJA

Marca: Covidien
Características: Jeringa de 3 ml. con aguja de punta ranurada y roma. 100 u.

Ref. 6468 Tamaño 27G

29,00 € ~~34,99€~~



-39%

ESPONJAS

Marca: Proclinc
Características: Recambio de esponjas redondas de 0,5 y 1 cm. de grosor, ambas de 5 cm de diámetro. Compatibles con los esponjeros para endodoncia marca Proclinc y esponjeros que admitan estos grosores.

Ref. 49954 Grosor 1 cm. (25u.)
Ref. 49955 Grosor 0.5 cm. (50u.)

7,50 € ~~12,35€~~



1+1
GRATIS

DIQUES PROCLINIC

Marca: Proclinc
Características: 36 unidades. Medidas 15x15cm.

Ref. 0125 Medios Verdes
Ref. 12500 Medios Azules
Ref. 12501 Finos Verdes
Ref. 12502 Gruesos Verdes

15,30€

Características: 52 unidades. Medidas 12,7 x 12,7 cm.

Ref. 12503 Medios Verdes

14,90€

COMPRANDO 1UD DE DIQUES PROCLINIC TE REGALAMOS:
DIQUES FINOS VERDES (Valorados en 15,30 €)



Euronda®



- 20836 ● 20837 ● 20834 ● 20838
- 20831 ● 20835 ● 20833 ● 20832
- 20839

Monoart® Kit 5 Productos

Práctica confección de productos desechables para 500 pacientes:
500 Monoart® Towel Up!
500 Monoart® Aspirador de saliva EM15
500 Monoart® Vaso de plástico
200 Monoart® Mascarilla protection 3
160 Monoart® Babero PG30

54,00 € ~~86,68€~~



- 9651 ● 9652

Monoart® Kit 8 Productos

Misma composición del kit 5 productos más:
250 Papel para bandejas Monoart
10 Cánulas de aspiración EM19Evo
2 Bolsas de rollo algodón nº2

75,00 € ~~121,32€~~

Kit Monoart® Infection Control

Una barrera segura contra las infecciones. Set funcional para profesionales que contiene:
50 x Monoart® Delantal
50 x Monoart® Mascarilla Protection 3
2 x Monoart® Gorro dental
2 x Monoart® Gafas Ultra Light
2 x Bata
1 x Par de guantes anticortes

- (S) Talla S - 76895
- (M) Talla M - 76896

82,00 € ~~136,44€~~



- 20828 ● 20829
- 20827 ● 20830

Monoart® Kit Floral

Kit Monoart® con tonos florales para auxiliares y pacientes, compuesto por:
100 Monoart® Vaso de plástico floral
50 Monoart® Mascarilla Protection 3 floral
1 Monoart® Gorro dental
1 Monoart® Gafas Ultra Light

30,00 € ~~53,23€~~



- 20178 ○ 20181 ● 20179 ⊕ 20174
 - 20175 ● 20176 ● 20180 ● 20177
- T= transparente

Monoart® Aspirador de saliva EM15

Aspirador de saliva flexible desechable en PVC transparente no tóxico, sin punta extraíble. Hilo de cobre englobado para que se mantenga perfectamente el ángulo. Bolsa de 100 unidades.

3,95 € ~~5,19€~~



- 98603 ● 98610 ● 98604 ● 98606
- 98601 ● 98602 ● 98607 ● 98608
- 98605 ● 98609

Monoart® Gorro Dental

Cómodo gorro dental de algodón, de uso placentero y confortable, dotado de lazos, adaptables a todas las medidas, esterilizable en autoclave a 121°C. Colores: lima, verde, verde quirúrgico, celeste, azul, lila, rosa, naranja, amarillo, blanco, negro.

12,00 € ~~18,33€~~

ESTE VERANO, HAZ LOS DEBERES Y PROTEGE SONRISAS



Productos anti-golpes



DOUBLE BRACES (PROTECTOR DOBLE) ADULTO

Marca: Shock Doctor
Características: Protector para brackets doble adulto (azul)

Ref. L2181

39,99€

29,99€



PROTECTOR SELF FIT GOLD ORTHO AZUL

Marca: Opro
Características: Opro Self Fit Gold Ortho Azul

Ref. L3035

27,99€

20,99€



Productos anti-caríes



PASTILLAS MIRA-2-TON 50U.

Marca: Hager & Werken
Características: Pastillas de masticar para visualizar el sarro dental y motivar el cuidado en el paciente.

Ref. 0866

12,42€

8,69€






FLÚOR FRESA PROCLINIC 1 LITRO

Marca: Proclenic
 Características: Gel de flúor 1,23% F con sabor para aplicaciones tópicas en cubeta. Realizar aplicaciones tópicas de un minuto.

Ref. 55326 24,50€ **12,00€**



Productos para Sonrisas Sanas



PROTECTOR LABIAL SILKSES 10ML

Marca: Sesderma
 Características: Protector labial con efecto hidratante y regenerador de labios secos, agrietados, envejecidos y/o sensibles.

Ref. 43214 3,44€ **2,75€**



MIRADENT XYLITOL

Marca: Hager & Werken
 Características: Endulzados 100% con xilitol. No contienen azúcar. Ayuda contra el mal aliento.

Ref. 87190 Chicles Surtido 200U x 2 23,35€ **16,35€**
 Ref. 87191 Drops Surtido 100U 12,82€ **8,97€**
 Ref. 87193 Hierbabuena 30U 2,85€ **2,00€**



CURETAS SHARP DIAMOND

Marca: LM
 Características: Revestimiento de Micromembrana Sharpen

Ref. 99187 Mini Syntette SD
 Ref. 99188 Microhoz SD
 Ref. 99189 Minihoz SD
 Ref. 99190 Mini Gracey 1/2 SD
 Ref. 99191 Mini Gracey 11/12 SD
 Ref. 99192 Mini Gracey 15/16 SD
 Ref. 99193 Mini Gracey 7/8 SD
 Ref. 99194 Mini Gracey 13/14 SD

56,84€ **39,79€**



Productos anti-sensibilidad



REMIN PRO SURTIDO

Marca: Voco
 Características: Cuidado dental protector con hidroxipatita, flúor y xilitol que proporciona un equilibrio de la flora bucal y protege así los dientes ante ataques ácidos dañinos.

Ref. 99922 12 tubos 162,53€ **113,77€**
 Ref. 99912 3 tubos 47,38€ **33,17€**



GLUMA DESENSITIZER

Marca: Kulzer
 Características: Inmediato alivio de la hipersensibilidad de la dentina expuesta y postoperatoria.

Ref. 2420 97,00€ **72,75€**

GUANTES DE LÁTEX CON POLVO

Marca: Proclenic
Características: Caja de 100u.
Ref. 0138 Grande
Ref. 0139 Mediano
Ref. 0140 Pequeño
Ref. 0170 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

Precio Oferta	10,25€	4,50€
Pedidos de 500€	-5% dto.	4,28€
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	4,05€
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	3,83€

*Condiciones descuentos pág. 4

GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO

Marca: Proclenic
Características: Caja de 100u.
Ref. 55010 Grande
Ref. 55020 Mediano
Ref. 55030 Pequeño
Ref. 55040 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

Precio Oferta	12,25€	5,99€
Pedidos de 500€	-5% dto.	5,69€
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	5,39€
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	5,09€

*Condiciones descuentos pág. 4

Panel de abeja

GUANTES LATEX SIN POLVO

Marca: Supermax
Características: Caja de 100u.
Ref. 75263 Grande Ref. 75261 Pequeño
Ref. 75262 Mediano Ref. 75260 X Pequeño

Comprando 10 unidades

Precio Oferta	12,55€	7,99€
Pedidos de 500€	-5% dto.	7,59€
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	7,19€
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	6,79€

*Condiciones descuentos pág. 4

GUANTES DE LÁTEX CON POLVO

Marca: Bestdent
Características: Caja de 100u.
Ref. 78380 Grande Ref. 78382 Pequeño
Ref. 78381 Mediano Ref. 78383 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

Precio Oferta	6,65€	3,20€
Pedidos de 500€	-5% dto.	3,04€
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	2,88€
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	2,72€

TU MEJOR OPCIÓN

*Condiciones descuentos pág. 4

GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO

Marca: Bestdent
Características: Caja de 100u.
Ref. 50060 Grande Ref. 50080 Pequeño
Ref. 50070 Mediano Ref. 50090 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

Precio Oferta	7,95€	3,80€
Pedidos de 500€	-5% dto.	3,61€
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	3,42€
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	3,23€

TU MEJOR OPCIÓN

*Condiciones descuentos pág. 4



Color Azul

GUANTES AZULES DE LÁTEX SIN POLVO

Marca: Proclonic
Características: Caja de 100u.
Ref. 76504 Grande
Ref. 76503 Mediano
Ref. 76502 Pequeño
Ref. 76501 X-Pequeño

Precio Oferta ~~12,95€~~ **6,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **6,18€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **5,85€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **5,53€**

*Condiciones descuentos pág. 4



GUANTES DE NITRILO SIN POLVO

Marca: Proclonic
Características: Caja de 100u.
Ref. 7837 Grande
Ref. 7835 Mediano
Ref. 7834 Pequeño
Ref. 7838 X-Pequeño

Precio Oferta ~~13,70€~~ **7,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **7,13€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **6,75€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **6,38€**

*Condiciones descuentos pág. 4



GUANTES DE LÁTEX SUPERGLOVE SIN POLVO

Marca: Supermax
Características: Caja de 100u.
Ref. 4356 Grande Ref. 4358 Pequeño
Ref. 4357 Mediano Ref. 4359 X Pequeño

Precio Oferta ~~12,45€~~ **6,99€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **6,64€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **6,29€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **5,94€**

*Condiciones descuentos pág. 4



GUANTES NITRILO PEHA-SOFT AZULES

Marca: Hartmann
Características: Caja de 150u.
Ref. 98619 Grande Ref. 98617 Pequeño
Ref. 98618 Mediano Ref. 98616 X Pequeño

Precio Oferta ~~20,95€~~ **15,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **14,73€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **13,95€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **13,18€**

*Condiciones descuentos pág. 4



GUANTES PEHA-TAFT CLASSIC ESTÉRIL SIN POLVO

Marca: Hartmann
Características: Caja de 50 pares.
Ref. 96501 N. 6 Ref. 96504 N. 71/2
Ref. 96502 N. 61/2 Ref. 96505 N. 8
Ref. 96503 N. 7

Precio Oferta ~~37,84€~~ **29,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **28,45€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **26,96€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **25,46€**

*Condiciones descuentos pág. 4



-38%



ASPIRADORES

Marca: Proclinic
Características: 15 cm. Bolsa de 100 u. Punta extraíble.

Ref. 0122 Transparentes
Ref. 0123 Blancos Opacos
Ref. 0122V Verde
Ref. 0122A Azul
Ref. 0122R Rojo-Fucsia
Ref. 0122M Amarillo
Ref. 0122N Naranja
Ref. 0122L Lila

2,95€ ~~4,79€~~



SÓLO POR

1,99€



MASCARILLAS RECTANGULARES

Marca: Proclinic
Características: Caja de 50u.
Con elásticos redondos.

Ref. 0150 Verdes
Ref. 01500 Azules
Ref. 01501 Rosas

comprando 1 uds. **2,85€** ~~+0,00€~~

comprando 10 uds. **1,99€** ~~+0,00€~~



-49%

SERVILLETAS BABERO

Marca: Bestdent
Características: Caja 500 u. Ancho: 45 cm. Largo: 33 cm.

Ref. 76902 Azules.
Ref. 76093 Verdes.
Ref. 76903 Naranjas.
Ref. 76904 Azul Capri.
Ref. 76914 Lilas.



Precio Oferta ~~20,15€~~ **10,25€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **9,74€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **9,23€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **8,71€**

*Condiciones descuentos pág. 4



-25%

GASAS HARTMAN

Marca: Hartmann

Ref. 16267 10x10cm (100u) **1,99€** ~~-2,65€~~

Ref. 4441 5x5cm. (100u) **1,70€** ~~-2,27€~~

Ref. 44419 10x10cm(40x5u.) **6,55€** ~~-8,73€~~

Ref. 44435 5x5cm.(40x5u.) **6,17€** ~~-8,23€~~

Ref. 55276 7,5X 7,5 (1000x5u) **84,58€** ~~-112,77€~~

Ref. 55277 10x10 (1000x5u) **124,95€** ~~-166,60€~~



HASTA UN

-44%



PAPEL SECAMANOS EN BOBINA

Marca: Bestdent
Características: 2 capas de celulosa.

Ref. 78516 9 u. x 70 m. 200 hojas de 35 cm. 19,4 cm x 35 cm

25,90€ ~~36,74€~~

Ref. 78517 6 u. x 135m. 450 hojas de 30 cm. 19,4 cm x 30 cm

18,90€ ~~30,76€~~

Ref. 78518 6 u. x 104 m. 450 hojas de 23 cm. 19,4 cm x 23 cm

15,90€ ~~28,43€~~



-50%

BANDEJAS DESECHABLES PLÁSTICO EXTRA BLANCAS

Marca: Bestdent

Ref. 93738 Caja con 400 u. Se adaptan a las bandejas metálicas estándar de 28,5 x 18,5 cm.

Precio Oferta ~~45,80€~~ **22,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **21,80€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **20,66€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **19,51€**

*Condiciones descuentos pág. 4



1+1
GRATIS
TE AHORRAS
6,40 €

PRECIO
RESULTANTE
3,20
€/u.

PAPEL DE BANDEJAS ABSORBENTE

Marca: Akzenta

Características: Caja con 250 unidades.

- Ref. 20841** Amarillo
Ref. 20842 Verde
Ref. 20843 Azul
Ref. 20844 Naranja
Ref. 2084 Blanco
Ref. 20845 Lila

6,40 €



1+1
GRATIS
TE AHORRAS
11,50 €

PRECIO
RESULTANTE
5,75
€/u.

ALGODÓN 100% PROCLINIC

Marca: Proclínica

Características: Bolsa de 300 g. 100% Algodón.

Bolsa con autocierre para mejor conservación.
Blanqueado sin cloro.

Ref. 7831 Rollos N° 1. Bolsa 750 u. aproximadamente

Ref. 7832 Rollos N° 2. Bolsa 600 u. aproximadamente

Ref. 7833 Rollos N° 3. Bolsa 456 u. aproximadamente

11,50 €



-30%

BATA EN MICROFIBRA SMS

Marca: Alle

Características: 12 unidades. Confeccionada en microfibra SMS: ligera, hidrórepelente y altamente transpirable. Producto estéril.

Material: microfibra SMS 35 gr/m2. Color: celeste

Ref. 18867 Talla M

Ref. 18868 Talla L

Ref. 18869 Talla XL

52,50 € ~~75,00€~~

COMPRANDO 2UDS BATA EN MICROFIBRA ESTÉRIL SMS TE REGALAMOS:
PULSIOXÍMETRO MEDEL OXYGEN PO01



-30%

BATA PROTECT STANDARD ESTÉRIL

Marca: Hartmann

Características: Bata estándar estéril quirúrgica fabricada en non-woven repelentes a fluidos.

Ref. 16268 Azul Estéril. Talla M

Ref. 16269 Azul Estéril. Talla L

Ref. 16270 Azul Estéril. Talla XL

3,71 € ~~5,30€~~



-25%

SUERO FISIOLÓGICO

Marca: Alle-Euronda

Ref. 18924 1/2 litro (15 ud.)

Ref. 18925 1 litro (10 ud.)

Ref. 18927 1/4 litro (20 ud.)

27,00 € ~~36,00€~~
22,43 € ~~29,90€~~
31,80 € ~~42,40€~~

Cloruro de Sodio 0,9%. No inyectable. Uso dental

-30%



PAÑOS HARTMANN

Marca: Hartmann

Ref. 44412 Tallas Esteriles Foliodrape 50x50 (100u)

Ref. 44413 Tallas Esteriles Foliodrape 45x75 (65u)

Ref. 44414 Tallas Esteriles Foliodrape 75x90 (35u)

Ref. 44415 Tallas Esteriles Foliodrape 90x150 (20u)

Ref. 44416 Tallas Esteriles Foliodrape Secamanos-25x2u

Ref. 65090 Paño Fenestrado Foliodrape 45x75 (65u)

Ref. 65091 Paño Fenestrado Foliodrape 75x90 (40u)

45,31 € ~~64,73€~~
30,01 € ~~42,87€~~
24,79 € ~~36,41€~~
27,26 € ~~38,94€~~
11,73 € ~~16,75€~~
28,67 € ~~40,95€~~
30,30 € ~~43,28€~~



BISTURÍ CIRCULAR OMNIA

Marca: Omnia


Características: 5 unidades en envases estériles individuales.

Ref. 6490 diámetro 4,1 mm.

Ref. 6491 diámetro 5,2 mm.

Ref. 6492 diámetro 6,2 mm.

42,00 € ~~52,50€~~




TALLA TRANSPARENTE CON ADHESIVO

Marca: Omnia

Características: Caja 20 unidades.

Ref. 6481 40 cm. x 50 cm.

33,20 € ~~41,50€~~



SET DE LÍNEAS DE IRRIGACIÓN

Marca: Omnia

Características: 10 u.

Ref. 6486

63,92 € ~~79,90€~~

-20%



-43%

BOLSAS DE ESTERILIZAR

Marca: Bestdent

Características: 200 u.

Ref. 79940 6x11 cm

4,25 € ~~7,45€~~

Ref. 79941 7x25,5 cm

7,10 € ~~15,80€~~

Ref. 79942 9x23 cm

7,50 € ~~16,15€~~

Ref. 79943 14x25 cm

10,90 € ~~24,85€~~



**HASTA UN
-49%**

BOLSAS DE ESTERILIZAR

Marca: Proclenic

Características: 200 u.

Ref. 79931 6 x 11 cm.

6,25 € ~~9,40€~~

Ref. 79930 7 x 26 cm.

9,90 € ~~19,05€~~

Ref. 79954 9 x 16 cm.

9,99 € ~~18,25€~~

Ref. 79932 9 x 23 cm.

10,50 € ~~21,50€~~

Ref. 79933 14 x 25 cm.

14,50 € ~~28,95€~~

Ref. 79947 33 x 44 cm.

44,95 € ~~64,95€~~



**HASTA UN
-50%**

ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN

Marca: Proclenic

Características: Papel de grado médico.
Con testigo de esterilización.
Rollos de 200m.

Ref. 79934 5cm x 200m.

12,99 € ~~23,95€~~

Ref. 79935 7,5cm x 200m.

16,99 € ~~33,50€~~

Ref. 79936 10cm x 200m.

22,99 € ~~45,95€~~

Ref. 79950 15cm x 200m.

34,99 € ~~51,95€~~

Ref. 79951 25cm x 200m.

51,29 € ~~84,95€~~

LIQUIDACIÓN

HASTA
50%
DE DESCUENTO

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



-50%

PULIDOR DIAPOL TWIST C.A.

Marca: EVE

Características: Pulidores para cerámica en sistema de 3 pasos con partículas de diamante impregnado. Correcciones rápidas sin necesidad de pasta de pulido o barniz adicional. Se consigue una superficie pulida final igual a superficies barnizadas.

Ref. 97544 DT-WI4DG 10 u. Azul grano grueso

Ref. 97546 DT-WI4DMF 10 u. Rosa grano medio

Ref. 98060 DT-WI4D 10 u. Gris grano fino

42,31€ ~~84,62€~~



-33%

MANGO ESPEJO REFLECT RHOD

Marca: Hager & Werken

Características: Mango azul de silicona de recambio para espejo Reflect-Rhod.

Ref. 22652

6,50€ ~~9,72€~~



-25%

FUNDAS HIGIÉNICAS CS 7600

Marca: Carestream

Características: 200 u.

Ref. 35462

36,75€ ~~49,00€~~



-40%

PUNTAS LAMINEER

Marca: Dentatus

Características: Las puntas Lamineer de Dentatus sirven para el acabado y el pulido de todas las áreas dentales, obteniendo unas superficies excelentes y bien definidas y pulidas, incluso en las áreas más difíciles. Puntas codificadas por colores de diferentes formas, granos y tamaños para todo tipo de situaciones clínicas. Previenen el daño de los tejidos adyacentes y del esmalte.

Ref. 28310 Amarilla

Ref. 28309 Blanca

Ref. 28311 Gold

Ref. 28313 Roja

Ref. 28307 Tungsteno Wolfram Negra

Ref. 28312 Verde

Ref. 28308 Violeta

30,72€ ~~51,20€~~



SOLO POR
40,99€

REPOSICIÓN PARALLEL POST

Marca: Parallel Post

Características: Caja de 10 u.

Ref. 68920 N° 4. Ø1,00 mm

Ref. 68921 N° 5,5. Ø1,37 mm

Ref. 0146 N° 6. Ø1,50 mm

40,99€

POR LA COMPRA DE 1 REPOSICIÓN PARALLEL POST,
LLÉVATE GRATIS 1 PARALLEL POST N.5,5 (10 unidades)
(Valorado en 52,93€)



-40%

LIMAS H SENSEUS N° 08 Y 45-80

Marca: Maillefer

Características: Caja de 6 u.

11,73€ ~~19,55€~~

LIMAS H SENSEUS N° 10-40

Marca: Maillefer

Características: Caja de 6 u.

9,37€ ~~15,62€~~



D_Device

Conoce la nueva línea de compresores compactos de operación silenciosa y con bajas vibraciones, distribuidos exclusivamente por Proclínic.



  1-2 equipos dentales

D_COMPRESSOR 1/M

Características:

- Libre de aceite
- Aporte de aire de 120l/min
- Tanque de 40 litros de capacidad
- Secador de aire de membrana
- Filtración de 0,01 micrones

Ref. 36818

~~2.200€~~ **1.400€***



   3 equipos dentales

D_COMPRESSOR 2/M

Características:

- Libre de aceite
- Aporte de aire de 152l/min
- Tanque de 40 litros de capacidad
- Tratamiento interno anticorrosión
- Secador de aire de membrana

Ref. 36819

~~2.600€~~ **1.900€***

* Instalación no incluida en la oferta.



BIOSEGURIDAD
Protegemos tu clínica

NUEVA GAMA
INSTRUNET
INIBSA

Instrunet Inibsa UNIVERSAL

Desinfectante y detergente trienzimático concentrado, para la desinfección manual y cuba de ultrasonidos. Eficacia bactericida, levuricida y virucida en solo 5 minutos.

Rendimiento: 100 litros



20%

Pvp: 35 €

Oferta: 28 €

Ref: 58124
1 litro

Instrunet Inibsa ESPECIAL FRESAS

Desinfectante y detergente para el tratamiento de fresas. Eficacia bactericida, levuricida, virucida y tuberculicida. **Eficacia en 5 minutos**. Listo para usar.



20%

Pvp: 37,52 €

Oferta: 30,02 €

Ref: 58125
2 litros

Instrunet Inibsa SPRAY

Desinfectante de superficies listo para usar sin aldehídos. Eficaz en 30 segundos. Es bactericida, micobactericida, levuricida, tuberculicida, fungicida y virucida.



20%

Pvp: 17,5 €

Oferta: 14 €

Ref: 58126
750 ml

Instrunet Inibsa ESPECIAL ASPIRACION

Desinfectante concentrado no espumante de triple acción: desinfectante, desincrustador y limpiador en 15 minutos. Eficacia bactericida, levuricida, tuberculicida y virucida.

Rendimiento: 50 litros



20%

Pvp: 25 €

Oferta: 20 €

Ref: 58128
1 litro

Instrunet Inibsa MANOS GAM

Gel antiséptico hidroalcohólico de amplio espectro para la desinfección rápida de manos en 30 segundos.



20%

Pvp: 15,5 €

Oferta: 12,40 €

Ref: 58120
500 ml

Instrunet Inibsa MANOS CLORHEXIDINA 4%

Jabón antiséptico para piel sana con clorhexidina al 4%. Amplio espectro de acción: bactericida, levaduricida y virucida.



20%

Pvp: 13,2 €

Oferta: 10,56 €

Ref: 58127
500 ml



HASTA UN
-44%

TOALLITAS DESINFECTANTES 30 SEGUNDOS

Marca: Proclinic

Ref. 49898 Bote 100 u.

Comprando 2 u. **5,75 €** ~~10,35€~~

Ref. 49899 Reposición 100 u.

Comprando 3 u. **4,75 €** ~~8,15€~~



-18%

STERILLIUM

Marca: Hartmann

Características: 1000ml

Ref. 5521

14,00 € ~~17,14€~~



COMPRANDO 2 UD DE STERILLIUM 1000ml TE REGALAMOS:
PETACA 50ML + LLAVERO REGALO (Hasta fin de existencias)



HASTA UN
-44%



DETERGENTE-DESINFECTANTE DE INSTRUMENTOS 2%

Marca: Proclinic

Ref. 49890 1 litro

13,95 € ~~24,75€~~

Ref. 49891 5 litros

69,95 € ~~105,95€~~

FORMULA MEJORADA



DESDE

8,95€

DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Marca: Proclinic

Características: Contiene alcohol

Ref. 49888 750 ml.

8,95 € ~~20,99€~~

Ref. 49897 5 litros

32,50 € ~~60,95€~~



-25%

OROTOL PLUS 2,5 L. - CONCENTRADO

Marca: Dürr
Características: Desinfectante de aspiración.
Concentrado: 2,5 l. para 125 litros.
No genera espuma. Sin aldehídos.

Ref. 0204

38,50 € ~~51,20 €~~



HASTA UN
-36%

UNISEPTA PLUS LÍQUIDO

Marca: Unident
Características: Desinfección de superficies en 30 segundos.
60% alcohol. Sin Glutaraldehído.

Ref. 55435 Frasco 750 ml.

Ref. 96569 Envase 5 litros.

9,50 € ~~14,95 €~~
39,00 € ~~49,95 €~~

COMPRANDO 1UD UNISEPTA PLUS LIQUIDO (5L) TE REGALAMOS:
VACUCID 2 (1L.)



HASTA UN
-50%

UNISEPTA FOAM 2

Marca: Unident

Ref. 56787 Frasco 750 ml.

Ref. 56788 Envase de 5 litros.

9,90 € ~~19,95 €~~

40,60 € ~~62,95 €~~

COMPRANDO 1UD UNISEPTA FOAM 2 (5L) TE REGALAMOS:
VACUCID 2 (1L.)



-48%

MICRO 10 EXCEL

Marca: Unident

Ref. 56774 1 litro

Ref. 56775 2,5 litros

20,00 € ~~38,25 €~~

41,90 € ~~79,90 €~~


COMPRANDO 1UD MICRO 10 EXCEL (2,5L) TE REGALAMOS:
UNISEPTA PLUS LIQUIDO (750ml.)

3M Science.
Applied to Life.™

Productos para Impresión

3M™ Impregum™ Penta Pasión por la precisión.

- Máxima reproducción de detalle, gracias a una hidrofiliía insuperable.
- Impresiones fiables y perfectas al primer intento.



3M™ Impregum™ Super Quick Impresiones fiables y perfectas.

- Material de Poliéter de fraguado súper rápido.
- Fraguado en 2 minutos. Tiempo de trabajo 45 seg.
- Experiencia del paciente mejorada.



3M™ Imprint™ 4 Excelente hidrofiliía.

- Reproducción de detalles excepcional.
- Impresiones perfectas y fiables a la primera.
- Permite retirar la cubeta fácilmente.



IMPREGUM PENTA	189,95€
IMPREGUM PENTA SOFT	189,95€
IMPREGUM PENTA SOFT QUICK	189,95€
IMPREGUM PENTA H DUOSOF	189,95€
IMPREGUM PENTA SUPER QUICK MEDIUM BODY	189,95€
IMPREGUM SUPER QUICK LIGHT BODY	99,95€
IMPRINT 4 PENTA	125,00€
IMPRINT 4 FLUIDA	85,00€

Aproveche ahora las Promociones 3M Oral Care

- Por la compra de 3 reposiciones de Impregum Penta:

¡Novedad!

GRATIS

1 Kit de Prueba Impregum Penta Super Quick

- Por la compra de 1 reposición Impregum Super Quick Light Body + 1 reposición Impregum Penta Super Quick Medium Body

GRATIS

reposición de 20 Jeringas Intraorales Poliéter Moradas

- Por la compra de 1 reposición Imprint 4 Penta + 1 reposición Imprint 4 Light

GRATIS

1 reposición de 20 Jeringas Intraorales Poliéter Verdes

 **proclinic**
900 39 39 39
www.proclinic.es

Promociones válidas hasta el 30 de septiembre de 2018
Máximo 3 promociones de cada tipo por pedido
El regalo lo envía directamente 3M enviando la factura al fax 913 126 837,
al e-mail 3mespe.spain@mmm.com o llamando al teléfono 900 102 641

www.3m.com.es/dental



3MESPEIberia @3MESPEIB 3MESPEDental

THE DENTAL
ADVISOR
+ + + + ½



HASTA
-30%
DESCUENTO

Las siliconas de adición 380 Proclonic Expert de mezcla automática te garantizan una mezcla homogénea y mayor comodidad. Compatible con las principales máquinas de mezclado automático del mercado.

SILICONAS DE ADICIÓN 380 PROCLINIC EXPERT

Características: 2x380ml + 15 puntas de mezcla
+ 2 rosas de bloqueo

Ref. 15157 Silicona 380 Putty Fast Set.

Ref. 15159 Silicona 380 Heavy Body Fast Set.

Ref. 15158 Silicona 380 Heavy Body Regular Set.

97,27€ ~~138,95€~~

Ref. 15161 Rosca de bloqueo para puntas de mezcla para siliconas Proclonic Expert 380

8,40€ ~~10,80€~~

HASTA
2 MICRAS
de exactitud para registrar
todos los detalles oclusales

Rapidez en el registro oclusal
60" DE TIEMPO
de permanencia en la cavidad oral



HASTA
-40%
DESCUENTO

Óptima fluidez para evitar presiones y deslizamientos en la aplicación

La silicona de registro de mordida Proclonic Expert tiene una dureza 95 Shore A que asegura una excelente reproducción de detalles.

REGISTRO DE MORDIDA PROCLINIC EXPERT

Características: 2 cartuchos x 50ml + 12 puntas

Ref. 15160 Silicona Registro de Mordida.

24,50€ ~~41€~~

★
NOVEDAD
AMPLIACIÓN DE GAMA

HASTA
-30%
DESCUENTO

THE DENTAL
ADVISOR
+ + + + ½



Las siliconas de adición masilla Proclonic Expert cuentan con una fórmula renovada.

SILICONAS DE ADICIÓN MASILLA PROCLINIC EXPERT

Características: 250ml base + 250ml catalizador

Ref. 15151 Putty Soft Fast Set.

Ref. 15150 Putty Soft Regular Set.

Ref. 15163 Putty Hard Fast Set. **39,95€** ~~56,95€~~

Las siliconas de adición fluidas Proclonic Expert cuentan con 3 viscosidades diferentes, adaptándose a cada necesidad clínica.

THE DENTAL
ADVISOR
+ + + + ½



SILICONAS DE ADICIÓN REGULAR (MEDIUM BODY)

Características: 2 cartuchos x 50ml+ 12 puntas.

Ref. 15152 Silicona Regular Body Regular Proclonic Expert

SILICONAS DE ADICIÓN FLUIDA (LIGHT BODY)

Características: 2 cartuchos x 50ml+ 12 puntas + 12 tips intraorales

Ref. 15154 Silicona Light Body Fast Set.

Ref. 15153 Silicona Light Body Regular Set.

Ref. 15156 Silicona Ultra Light Body Fast Set. **27,85€** ~~40,95€~~

HASTA
-32%
DESCUENTO

proclonic
expert



SILICONAS DE ADICIÓN REGULAR (MEDIUM BODY)

Características: 4 cartuchos x 50ml

Ref. 15155 Silicona Light Body Fast Set.

49,95€ ~~71,50€~~



SÓLO POR
6,40€

ORTHOPRINT BOLSA

Marca: Zhermack
Características: Bolsa 500 g. Rápido.

Ref. 6950

Comprando 2 unidades **6,40€/u.** 13,40 €/u.



-26%

CA 37 PAQUETE

Marca: Cavex
Características: Paquete de 500 g.

Ref. 2050 Superior Pink. Fraguado Normal.
Ref. 2085 Fast. Fraguado Rápido.

8,90 € 12,10€



bd

**1+1
GRATIS**

SILICONA

Marca: Bestdent
Características: 2 cartuchos x 50 ml.
+ 12 puntas mezcla.
Ref. 78334 Adición Light Quick
Ref. 78337 Light Extra Fast
Ref. 78338 Medium Body Regular

31,50€

COMPRANDO 1 UD. SILICONA TE REGALAMOS:
SILICONA LIGHT EXTRA FAST BESTDENT
(Valorado en 31,50 €)



HASTA UN
-27%

HYDRORISE

Marca: Zhermack
Ref. 49852 Putty Fast
Ref. 49853 Putty Normal

63,90 € 87,88€



-34%

EXPRESS™ 2 VPS MANUAL

Marca: 3M
Ref. 7485 EXPRESS 2 PUTTY SOFT REPOSICIÓN
1 tarro masilla de 300 ml
+ 1 tarro masilla pasta 300 ml
+ 2 cucharillas
+ ficha técnica

65,50 € 99,77€

Ref. 7487 EXPRESS 2 PUTTY QUICK REPOSICIÓN

1 tarro masilla de 300 ml
+ 1 tarro masilla pasta 300 ml
+ 2 cucharillas
+ ficha técnica

65,50 € 99,77€



HASTA UN
-23%

VIRTUAL PUTTY

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 2 x 300 ml.

Ref. 4687 Virtual Putty Fast
Ref. 4686 Virtual Putty Regular

55,40 € 70,95€

VIRTUAL LIGHT REGULAR

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 2 cartuchos x 50 ml. + 12 cánulas mezcla.
Ref. 4688 Virtual Light Regular
Ref. 4689 Virtual Light Fast
Ref. 7384 Virtual Extra Light Body Fast
Ref. 4690 Virtual Monofase fast
Ref. 4692 Virtual heavy body fast

31,50 € 40,86€



HASTA UN
-32%

V-POSIL KIT INTRO

Marca: Voco

Ref. E192 Kit Introduccion PLF

109,00 € ~~160,50€~~

Ref. E193 Kit Introduccion HLF

199,00 € ~~267,70€~~



-32%

PERMADYNE FLUIDO 2 BASE+2CATAL

Marca: 3M

Características: 2 Bases x 120 ml. + 2 Activador x 15 ml. + block de mezcla.

Ref. 4572

95,00 € ~~139,83€~~



HASTA UN
-40%

COLTOFLAX

Marca: Coltene

Características: Base + Catalizador en pasta: 950 ml.

Ref. 3801

49,50 € ~~82,50€~~

COLTEX FINO

Características: Base + Catalizador en pasta: 160 ml.

Ref. 3804 Coltex Extrafino

Ref. 3805 Coltex Fino

Ref. 3806 Coltex Medio

29,95 € ~~40,26€~~



DESDE
12,50€

PUNTAS DE MEZCLA AMARILLAS

Marca: Proclinc

Características: 48 unidades.

Ref. 0113

comprando 2 unidades 17,95 € ~~36,99€~~

PUNTAS INTRAORALES

Características: 100 unidades.

Ref. 0124

comprando 2 unidades 12,50 € ~~34,00€~~



YESO NATURAL DURO

Marca: Proclinc

Características: Yeso para esqueléticos de tipo IV. Para la realización de modelos en prótesis fija, esqueléticos y prótesis removible.

Ref. 0160

Bote 4 kg.

22,50 € ~~30,35€~~



YESO NATURAL DURÍSIMO

Marca: Proclinc

Características: Yeso extra duro rock tipo IV. Para muñones y otros trabajos de precisión. Lata de 6 Kg.

Ref. 01149 Color Dorado.

19,95 € ~~29,95€~~

i



Nueva presentación
de 5 kilos



HASTA UN
-50%

YESO ORTODONCIA

Marca: Proclinc

Características: Extrablanco.

Yeso duro tipo III para la realización de modelos de ortodoncia.

Ref. 01148

Bote 5 kg.

27,00 € ~~36,95€~~

Ref. 0199

Caja 25 kg.

47,00 € ~~93,95€~~

Zhermack
Dental

hydrorise

Hydrorise, una silicona de adición precisa y fiable que se adapta a la mayoría de técnicas de impresión y morfologías dentales, incluso aquellas en situación clínica complicada.

Mezcla máquina



€ 100,00

Hydrorise Maxi Putty,
2 x 380 ml
49864 Normal Set | 49865 Fast Set



€ 120,39

Hydrorise Maxi Heavy Body,
2 x 380 ml
49874 Normal Set | 49873 Fast Set



€ 120,39

Hydrorise Maxi Monophase,
2 x 380 ml
49862 Normal Set | 49861 Fast Set

Mezcla manual



€ 63,90

Hydrorise Putty, 300 ml + 300 ml
49853 Normal set | 49852 Fast set



€ 38,90

Hydrorise Light Body, 2 x 50 ml
+ 12 puntas mez. amarillas
49857 Normal set | 49856 Fast set



Oferta disponible también para las viscosidades Extra Light y Regular

hydrorise implant

Ideal para Implantología

Heavy Body



€ 157,40

2 x 380 ml (49877)


Medium Body



€ 157,40

2 x 380 ml (49878)

Light Body



€ 45,40

2 x 50 ml (49879)



CARTUCHO 5:1 compatible con los principales mezcladores automáticos del mercado



DESDE
61,62€

PLACAS T-MAT G

Marca: Carestream

Características: 15x30 cm. Caja de 50 u. Para ortopantomografía

Ref. 3538

Precio Oferta 82,00€ **72,49€**

Pedidos de 500€ -5% dto. **68,87€**

Pedidos de 1.000€ -10% dto. **65,24€**

Pedidos de 1.500€ -15% dto. **61,62€**

*Condiciones descuentos pág. 4



DESDE
41,23€

PLACAS ULTRA-SPEED

Marca: Carestream

Características: Tamaño 2. 3 x 4 cm. Caja de 150 u.

Ref. 3501

Precio Oferta 57,00€ **48,50€**

Pedidos de 500€ -5% dto. **46,08€**

Pedidos de 1.000€ -10% dto. **43,65€**

Pedidos de 1.500€ -15% dto. **41,23€**

*Condiciones descuentos pág. 4



DESDE
50,62€

PLACAS RX IP-21 INSIGHT

Marca: Carestream

Características: Tamaño 2. 3 x 4 cm. Caja de 150 u.

Ref. 3525

Precio Oferta 65,00€ **59,55€**

Pedidos de 500€ -5% dto. **56,57€**

Pedidos de 1.000€ -10% dto. **53,60€**

Pedidos de 1.500€ -15% dto. **50,62€**

*Condiciones descuentos pág. 4



-42%



BOLSAS PORTARADIOGRAFIAS

Marca: Proclinic

Características: Portarradiografías. 1008 u.

Ref. 49990

24,95€ ~~42,89€~~



HASTA UN
-25%



FUNDAS PLACAS DE FÓSFORO

Marca: Bestdent

Ref. 20493 N° 2. Caja de 300 u. 3 x 4 cm

Ref. 20495 N° 0. Caja de 100 u. 2 x 3 cm

Ref. 20496 N° 1. Caja de 100 u. 2 x 4 cm

20,95€ ~~28,00€~~
12,95€ ~~16,00€~~
13,95€ ~~18,00€~~

HASTA UN

-32%



PROTECTOR PARA SENSOR RVG

Marca: MGK

Características: Fundas de uso único muy cómodas para el paciente. Con reborde de agarre en el lado de presentación. Ancho de 4 cm. Longitud de 21 cm.

Ref. 63453 Protector para Sensor RVG (500u.)

15,00 € ~~21,90€~~



SOLO POR
38,99€



RETENEDORES LINGUALES BOND-A-BRAID (BAB)

Marca: Reliance Orthodontics
Características: 10 varillas de 15cm.

Ref. L1236

38,99€ 44,15€



SOLO POR
86,99€



RETENEDORES LINGUALES ORTHO FLEXTECH ACERO INOXIDABLE

Marca: Reliance Orthodontics
Características: Alambre: Varillas y bobinas. Bobina de 75cm. La última generación en retención lingual utilizando retenedor de acero inoxidable.

Ref. L1238


86,99€ 98,99€

ARCO NI-TI SUPERELÁSTICO FORMA EUROPA II O TRUEFORM

Marca: Proclinc
Características: Bolsa de 10 unidades.
Aleación de Níquel y Titanio.



-20%




RECTANGULARES

TRUEFORM		EUROPA II	
Superiores	Inferiores	Superiores	Inferiores
.014x.025		L3050	L3051
.016x.016	L0511	L3052	L3053
.016x.022	L0513	L3054	L3055
.016x.025		L3056	L3057
.017x.025	L0515	L3058	L3059
.018x.018	L0517	L3060	L3061
.018x.025	L0519	L3062	L3063
.019x.025	L0521	L3064	L3065
.021x.025	L0523	L3066	L3067

20,39 € 25,49€

FORMA OVOIDE TRUEFORM



Superior



Inferior


FORMA OVOIDE EUROPA II



Superior




Inferior



REDONDOS

TRUEFORM		EUROPA II	
Superiores	Inferiores	Superiores	Inferiores
.012	L0501	L0502	L3040
.014	L0503	L0504	L3042
.016	L0505	L0506	L3044
.018	L0507	L0508	L3046
.020	L0509	L0510	L3048
		L3041	L3043
		L3045	L3047
		L3049	

14,29 € 17,89€



MÁSCARA AJUSTABLE

Marca: Proclinc
Características: Máscara ajustable en varias direcciones para garantizar la mejor tracción posible. 1 Máscara, 1 llave Allen para cambiar la altura de los elementos de la máscara, Repuesto de almohadilla del mentón, repuestos de almohadilla de la frente.

Ref. L0210 Color Azul

Ref. L0211 Color Rojo

34,99€ 41,15€



-15%

Ref. L8100 Máscara Facial Estampada Araña

Ref. L8101 Máscara Facial Estampada Flores

Ref. L8102 Máscara Facial Estampada Graffiti

Ref. L0229 Máscara color azul Pequeña (21,5x8,5x6,5)

35,89€ 42,25€



-25%



ADHESIVO GOTO

Marca: Reliance Orthodontics

Características: GoTo es un adhesivo fotopolimerizable con propiedades de manejo superiores. No permite la flotación del bracket una vez colocado en el diente o durante la retirada de exceso. Puede usarse con cualquier primer fotopolimerizable. Una fracción del coste de otros adhesivos fotopolimerizables de la competencia.

Ref. L8145 1 jeringa x 4 gr.

29,99 € ~~33,99 €~~

Ref. L8144 Cápsulas 4 gr.

59,99 € ~~79,99 €~~

3M Science. Applied to Life.™

-40%



TRANSBOND XT

Marca: 3M Unitek

Características: 2 Jeringas x 4 g. + 6 ml. Primer + mango de pincel y 60 pinceles.

Ref. 2501

104,79 € ~~174,25 €~~

3M Science. Applied to Life.™

-28%



TRANSBOND XT™ REPOSICIÓN 4 JERINGAS

Marca: 3M Unitek

Características: 4 jeringas x 4 g. Pasta Transbond XT

Ref. 2596


167,99 € ~~234,14 €~~

BRACKETS METÁLICOS

Marca: Proclinc



-35%



TÉCNICA ROTH

(5-5 sup. e inf.)

KIT DE 1 CASO 20 brackets
KIT DE 5 CASOS 100 brackets

	.018"	.022"	.018"	.022"
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Ganchos sólo caninos	L2812	L2813	L6001	L2990
Ganchos en caninos y premolares	L2814	L2815	L6002	L2991

34,29 € ~~52,75 €~~ **162,49 €** ~~249,99 €~~

TÉCNICA STANDARD EDGEWISE

KIT DE 1 CASO (5-5 sup. e inf.)	.018"	.022"
20 brackets	Ref.	Ref.
Sin Ganchos	L2860	L2861

34,29 € ~~52,75 €~~



HASTA UN -30%

BRACKET CERÁMICO

Marca: Proclinc

Características: 1 caso de 20 brackets.

KIT DE 1 CASO (5-5 sup. e inf.) 20 brackets
KIT DE 5 CASOS (5-5 sup. e inf.) 100 brackets

	.018"	.022"	.018"	.022"
	Ref.	Ref.	Ref.	Ref.
Ganchos sólo caninos		L2661		
Ganchos en caninos y premolares	L2662	L2663	L6004	L6005

124,99 € ~~173,99 €~~

547,99 € ~~781,99 €~~



-20%



LIGADURAS METÁLICAS PREFORMADAS CORTAS

Marca: G&H Wire

Ref. L2105 500 unidades .008"

Ref. L0907 500 unidades .010"

19,15 € ~~23,95 €~~



CEPILLOS PROFILAXIS

Marca: Bestdent
Características: 100 u.

Ref. 26800 Cepillos de Nylon

Precio Oferta 53,95€ **24,90€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **23,66€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **22,41€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **21,17€**

*Condiciones descuentos pág. 4



GEL DE FLÚOR PROCLINIC

Marca: Proclinc
Características: 1 litro

Ref. 55326 Sabor fresa

12,00 € ~~24,50€~~

Gel de flúor: 1,23% F con sabor para aplicaciones tópicas en cubeta. Realizar aplicaciones tópicas de un minuto. Indicado para tratamientos con flúor en clínica y para la prevención de caries y tratamiento de hipersensibilidades. Tixotrópico.

3+1
GRATIS
TE AHORRAS
HASTA 19,80 €



HILO ULTRAPAK

Marca: Ultradent
Características: Envase con 244 cm.

Ref. 96560

N. 000 Negro

19,80 €

Ref. 96561

N. 00 Amarillo

17,40 €

Ref. 4296

N. 2 Verde

16,30 €

Ref. 98729

N. 3 Rojo

16,30 €

-25%



OPAESCENCE PF DOCTOR KIT

Marca: Ultradent
Características: 8 jeringas x 1,2 ml + accesorios y planchas

Ref. 96552 PF 10% Regular.

Ref. 36991 PF 16% Menta.

Ref. 36992 PF 16% Regular.

comprando 3 unidades **56,70 €** ~~75,60€~~

-25%



OPAESCENCE PF PATIENT KIT

Marca: Ultradent
Características: 8 jeringas x 1,2 ml + accesorios y planchas

Ref. 36993 PF 16% Menta Patient Kit.

Ref. 36994 PF 16% Regular Patient Kit.

Ref. 97547 PF 10% Regular Patient Kit.

Ref. 36998 PF 10% Menta Patient Kit.

comprando 3 unidades **51,90 €** ~~69,20€~~

1+1

TE AHORRAS
62,28 €



PRECIO
RESULTANTE
31,14
€/u.

SNOW SMILE

Marca: Laboratorios Clarben
Ref. 21227 5 jeringas con 3 ml de GEL SNOW SMILE
2 planchas para férulas
1 caja porta-férulas
1 guía de color.

62,28€



Ref. 43212



Ref. 43213

GEL ÁCIDO HIALURÓNICO FILLDERMA

Marca: Sesderma
Características: Relleno inyectable de Ácido Hialurónico.

Ref. 43212 Fillderma Lips. 2 jeringas de 1 ml

120,00€ ~~150,00€~~

Ref. 43213 Fillderma Ultra. 2 jeringas de 1 ml

124,00€ ~~155,00€~~

Fillderma Lips es un gel estéril y viscoelástico de ácido hialurónico reticulado de baja viscosidad diseñado específicamente para la zona bucal. Indicado para aumentar el volumen de los labios y marcar su perfilado, rellenar las finas arrugas peribucales e hidratar los labios. Con una concentración de ácido hialurónico de 25 mg/ml y una duración media de 6 a 9 meses.

**FILLDERMA LIPS VOLUMINIZADOR**

Marca: Sesderma
Características: 10 ml

Ref. 43215

9,28€ ~~11,60€~~

Efecto rellenador que aumenta el volumen, rellena las arrugas del contorno, hidrata y perfila los labios. Bálsamo antiarrugas voluminizador para el contorno de labios en dos pasos. Con burbujas lipídicas de ácido hialurónico y colágeno, ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, péptidos miméticos, DMAE, té negro dulce fermentado, ácido láctico, niacinamida, urea y proteínas de almendras dulces.

**SILKSES PROTECTOR HIDRATANTE LABIAL**

Marca: Sesderma
Características: 10 ml.

Ref. 43214

2,75€ ~~3,44€~~

Protector labial con efecto hidratante y regenerador de labios secos, agrietados, envejecidos y/o sensibles. Con vitaminas A+E+C, polímeros de silicona, extractos de aloe y mimosa.

-20%

2+1
GRATIS
TE AHORRAS
104,20 €

PRECIO
RESULTANTE
69,47
€/u.

**OPALESCENCE BOOST PATIENT KIT**

Marca: Ultradent
Características: 1 Jeringa 1,2 ml. de producto + activador 1,2 ml.
+ Ultra Eze. + 1 Jeringa 1,2 ml. Opal Dam + boquillas.

Ref. 96556

104,20 €

HASTA UN

-34%

**POLA OFFICE
+ ABREBOCAS CON OPTRAGATE**

Marca: SDI Australia

Ref. 98503 Pola Office + Kit 3 pacientes: 3 Jeringas dobles
+ 3 Jeringas Protector de encías
+ Abrebocas Optragate y accesorios

125,00 € ~~186,79€~~

**POLA OFFICE
+ KIT 3 PACIENTES SIN OPTRAGATE**

Características: Pola Office + Kit 3 pacientes sin Optragate:
3 jeringas dobles,
3 jeringas protector de encías, accesorios.

Ref. 79996

119,00€ ~~180,75€~~

Blanqueamiento en clínica rápido, que requiere de un tiempo mínimo en la unidad dental. El tratamiento total tomará menos de 30 minutos. Un menor tiempo en la unidad dental aumentará la comodidad y satisfacción del paciente; asimismo, mejorará su productividad y rentabilidad.

VENTAJAS

- Fórmula única de peróxido de hidrógeno al 37,5% que garantiza la rápida liberación de iones de peróxido para dar inicio al blanqueamiento.
- No necesita lámpara de blanqueamiento ya que no requiere de activación.
- Máxima comodidad durante y después del tratamiento debido al pH neutro y al tiempo mínimo de tratamiento.
- Desensibilizante integrado que confiere propiedades desensibilizantes únicas integradas, las cuales inhiben la sensibilidad post-operatoria.
- Sin mezcla previa gracias a un sistema de jeringas con doble cilindro.
- Fácil y simple de usar: 3 aplicaciones de 8 minutos.



-42%

**BLEACH MATERIAL BLANQUEAMIENTO**

Marca: Laboratorios Clarben

Ref. 9671

95,00 € ~~164,13€~~

LABORATORIO

i

Válido para yeso y alginato.

-43%



TAZA DE SILICONA

Ref. H11039	100 mm. Ø	2,08 €	3,65€
Ref. H11041	120 mm. Ø	2,67 €	4,70€
Ref. H11043	140 mm. Ø	2,96 €	5,20€



-50%



REDUCTOR DE TENSIÓN

Marca: Proclinc

Características: Reduce la tensión superficial de modelos de cera o productos similares a la cera. Válido para todos los materiales de impresión (silicona y alginatos).

Ref. H20698	100 ml.	4,99€	9,90€
Ref. H20699	1000 ml.	11,05€	22,10€



-25%



ARTICULADOR DE FIJACIÓN RÁPIDA

Marca: Mestra

Características: Articulaciones de tipo "rótula", por lo que admiten múltiples regulaciones. Para trabajos que se deseen articular de manera inmediata eliminando la necesidad de emplear escayola.

Ref. H100424	Parciales	40,00 €	53,32€
Ref. H100375	Completas		

i

Pieza de mano.

-35%

FRESA DE DIAMANTE SINTERIZADO MEDIO DFS DIAMON

Marca: Diaswiss

Características: Caja de 1 unidad.

Ref.H15980	59202 - 104	
------------	-------------	--

FRESA DE DIAMANTE SINTERIZADO FINO DFS DIAMON

Características: Caja de 1 unidad.

Ref.H16002	50214 - 104	
Ref.H16008	50202 - 104	
Ref.H16020	50112 - 104	
Ref.H16000	50092 - 104	

26,33 €



-18%



PULIDORES MULTIFUNCION

Marca: Proclinc

Características: Cepillo de pulido excepcional y alto brillo, con superficies suaves y lisas. Permite retocar material termoplástico, acrílicos, composite y material de rebase blando. Envase 25 unidades y 1 mandril.

Ref. H20705	Fino	20,00€	24,25€
Ref. H20706	Grueso	20,00€	24,25€

-20%



PASTA DIAMANTA DE PULIR

Marca: Renfert

Características: 10 gr.

Ref. H14138	Disilicatos LISI2
Ref. H14136	Universal
Ref. H14137	Circonio ZRO2

54,00 €



-42%

POSTES DE FIBRA TRANSLÚCIDOS

Marca: Proclinc
Características: 8 unidades.

- Ref. 7746** 1,0 mm. (8u.)
Ref. 7747 1,2 mm. (8u.)
Ref. 7748 1,4 mm. (8u.)
Ref. 7749 1,6 mm. (8u.)

19,95 € ~~34,60€~~



-21%

PROTEMP 4

Marca: 3M
Características: 50 ml.+16 puntas.

- Ref. 3946** A1
Ref. 3947 A2
Ref. 7499 A3
Ref. 3948 B3
Ref. 3949 X Blanco

74,95 € ~~95,47€~~



SÓLO POR
69,69€

RESINA PARA CORONAS Y PUENTES C&B

Marca: Proclinc
Características: Cartucho de 75 g.

- Ref. 69400** Resina C&B color A2 (75 g.)
Ref. 69401 Resina C&B color A3 (75 g.)

69,95 € ~~75,10€~~

COMPRANDO 1 UD. RESINA TE REGALAMOS:
RESINA REBASE DURO PROCLINIC EXPERT REPOSICIÓN
(Valorado en 93 €)



HASTA UN
-32%

UFI GEL SOFT SC SET

Marca: Voco
Características: Cartucho 50 ml.
+10 ml. Adhesivo 10 ml. x Glazing Base y
Catalizador + 8 Puntas

- Ref. 48594** Set

UFI GEL SOFT SC

- Ref. 48595** Cartucho 50 ml.

123,00 € ~~181,07€~~

79,95 € ~~94,04€~~



REPOSICIÓN POP-ON 1981

Marca: 3M
Características: Caja con 85 u. de papel.
Ø 9,5 mm.

- Ref. 2521** Grueso 1981-C
Ref. 2522 Medio 1981-M
Ref. 2523 Fino 1981-F
Ref. 2524 Extrafino 1981-XF

REPOSICIÓN POP-ON 1982

Características: Caja con 85 u. de papel.
Ø 12,7 mm.

- Ref. 2525** Grueso 1982-C
Ref. 2526 Medio 1982-M
Ref. 2527 Fino 1982-F
Ref. 2528 Extrafino 1982-XF



REPOSICIÓN POP-ON XT 2381

Marca: 3M
Características: Caja con 85 u. de plástico.
Ø 9,5 mm.

- Ref. 3981** Grueso 2381-C
Ref. 3982 Medio 2381-M
Ref. 3983 Fino 2381-F
Ref. 3984 Extrafino 2381-XF

REPOSICIÓN POP-ON 2382

Características: Caja con 85 u. de plástico.
Ø 12,7 mm.

- Ref. 3985** Grueso 2382-C
Ref. 3986 Medio 2382-M
Ref. 3987 Fino 2382-F
Ref. 3988 Extrafino 2382-XF

-16%

39,95 € ~~47,31€~~



DISCOS DE PULIDO PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: 100 u. (25 u. x 4 granos) + 1 mandril

Ref. 98080 Set discos Ø 10mm

Ref. 98074 Set discos Ø 14 mm **29,95 €** ~~48,95€~~



REPOSICIÓN DISCOS Ø 10 MM

Marca: Proclinc

Características: 100 u.

Ref. 98070 Grueso

Ref. 98071 Medio

Ref. 98072 Fino

Ref. 98073 Extrafino **24,95 €** ~~43,85€~~



HASTA UN
-43%

REPOSICIÓN DISCOS Ø 14 MM

Marca: Proclinc

Características: 100 u.

Ref. 98075 Grueso

Ref. 98076 Medio

Ref. 98077 Fino

Ref. 98078 Extrafino

24,95 € ~~43,85€~~

Ref. 98079 Mandril 3 unidades

11,95 € ~~17,95€~~

Discos de plástico para un excelente acabado y pulido. Especialmente diseñados para el pulido interdental, el sistema de Discos de Pulido Proclinc ofrece una solución completa para obtener un brillo superior en cada restauración. Muy flexibles, recubiertos con óxido de aluminio. Disponibles en cuatro granos de abrasividad y dos diámetros (10 mm y 14 mm) para cubrir todas las necesidades clínicas.



-17%



OPTRAGATE

Marca: Ivoclar Vivadent

Ref. 6561 40u. Regular + 40u. Small

Ref. 6562 Regular 80u.

Ref. 6563 Small 80u.

92,65 € ~~111,00€~~



1+1
GRATIS
TE AHORRAS
27,26 €

PRECIO
RESULTANTE
13,64
€/u.

HOJAS DE BISTURÍ SURPODO

Marca: Razormed

Características: Caja de 100 u. Envase individual estéril.

Ref. 6343 Hojas de bisturí Nº 10

Ref. 2217 Hojas de bisturí Nº 11

Ref. 2218 Hojas de bisturí Nº 12

Ref. 6342 Hojas de bisturí Nº 15 S

Ref. 63421 Hojas de bisturí Nº 15 C

27,26 €

-36%



SPRAY UNIVERSAL

Marca: KaVo

Características: 500 ml.

Ref. 0401 Spray

Precio Oferta ~~39,17€~~ **25,00€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **23,75€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **22,50€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **21,25€**

*Condiciones descuentos pág. 4

GAMA RENOVADA DE INSTRUMENTAL CLÍNICO

CALIDAD DE SERIE

Avanzada
tecnología



Selecta
aleación de
materiales

Con
distintivo
CE

Fabricado
en Europa

Durabilidad

Te presentamos la gama renovada de instrumental clínico de Proclínica. Fabricada en Europa con la más avanzada tecnología a partir de una estudiada aleación de materiales. Una completa selección premium, con más de 200 instrumentos, que ofrece al profesional una selecta variedad de la más alta calidad.

MANGO DE ESPEJO



Ref. 0692 Hu-Friedy Mango Cone Socket. Acero inoxidable. Octogonal.



Ref. 9138 Hu-Friedy Mango Cone Socket. Acero inoxidable. Mango Satin Steel.



Ref. 9258 Hu-Friedy Mango de Espejo C.S. Utilizado con espejos individuales y espejos de doble cara.



Ref. 9259 Hu-Friedy Mango de Espejo S.S. Standard con rosca europea.






13,52€
~~19,32€~~

14,74€
~~21,06€~~

13,52€
~~19,32€~~

13,52€
~~19,32€~~

CLAMP SATIN STEEL



Características: 1 unidad.
Nº satin steel

Ref. 0550 00
Ref. 0551 212
Ref. 0552 1
Ref. 0553 2
Ref. 9220 2A
Ref. 0554 8A
Ref. 99741 12
Ref. 99740 13
Ref. 0555 14
Ref. 0556 14A
Ref. 99772 24
Ref. 99773 25
Ref. 0557 26N
Ref. 9219 27N
Ref. 0558 8
Ref. 0559 7

8,95€
~~16,15€~~

ESPEJOS PLANOS RODIO FRONT SURFACE



Características: Para mangos standard. Rosca Cone Socket.

Ref. 9137 Nº.5 - 12 u. Rosca S.S.

Ref. 9247 Nº.4 - 12 u. Rosca S.S.

Ref. 9140 Nº.5 - 12 u. Rosca C.S.

39,77€
~~56,81€~~

47,72€
~~68,17€~~

ESPEJOS FRONT SURFACE



Características: Para visión directa, retracción de los labios, mejillas y lengua e iluminación de zonas poco iluminadas. Espejo intraoral. Ángulo de 30°. 22 mm de diámetro.

Ref. 93395 Nº.4 - 3 u.

Ref. 90600 Nº.5 - 3 u.

22,04€
~~31,49€~~

ESPEJO DOBLE CARA



Ref. 56821 12 u.

37,21€
~~53,15€~~

CURETA QUIRÚRGICA MILLER



Ref. 9112 Cureta Miller 10



Ref. 9113 Cureta Miller 11

58,34€
~~77,79€~~

¡Aprovecha estas oportunidades!

2+3

Prótesis compatibles marca Proclinic*:
Paga 2 unidades y llévate 5

*Cualquier referencia.
Catálogo **PROCONSUMO** (págs. 412 - 434)



2+2

Pilar Locator Nylon marca Proclinic*:
Paga 2 unidades y llévate 4

*Cualquier referencia.
Catálogo **PROCONSUMO** (págs. 442 - 447)




*Ofertas válidas hasta el 31 de agosto de 2018.
Ofertas no acumulables a otros descuentos ni a las condiciones específicas del cliente.*

PRÓXIMO LANZAMIENTO

Limas Multitaper Proclinic Expert

La flexibilidad
y seguridad de siempre



Mereces excelencia.

Para más información contactanos en el 900 39 39 39 o en www.proclinic.es