

# PROSEPTIEMBRE



LAS MEJORES OFERTAS DEL MES EN CLÍNICA

- **Asesoramiento en tiempo real**

Descubre nuestro nuevo chat online

- **Lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert**

Tratamiento profesional de iluminación y blanqueamiento dental

- **Ofertas válidas del 1 al 30 de septiembre del 2018**



CHAT DE ASESORAMIENTO ONLINE  
Pág. 29



NOVEDAD PROCLINIC EXPERT  
Pág. 60-61



**MERECES TODO**



MULTIAPER PROCLINIC EXPERT  
Pág. 6

Descubre todo en [www.proclinic.es](http://www.proclinic.es) o en el 900 39 39 39

# ÍNDICE

Oferta exclusiva .....3  
 Mereces beneficios .....4  
 Mereces las mejores opciones .....5

Agujas.....	24
Anestésias.....	10
Biomateriales.....	29
Blanqueamiento Proclinic Expert....	49
Cementos.....	25
Composites.....	11
3M.....	13
Coltene.....	18
Dentsply.....	14
GC.....	16
Ivoclar.....	15
Kerr.....	19
Kulzer.....	17
Proclinic Expert.....	11
Tokuyama.....	12
Cuñas y Matrices.....	23
Deac.....	62
D-Devices.....	59
Desechables.....	34
Desinfección.....	40
Endodoncia.....	30
Euronda Monoart.....	33
Fresas.....	56
Guantes.....	34
Hu-Friedy.....	58
Irrigación.....	56
Impresión.....	43
Instrumental.....	55
Lámpara LED Proclinic Expert.....	60
Lámpara Blanqueamiento Proclinic Expert.....	61
Laboratorio.....	52
Liquidación.....	39
Novedades.....	6
Oxtein.....	63
Postes.....	54
Pulidores.....	56
Prevención.....	50
Prótesis.....	54
Radiografía.....	53
Rebase Proclinic Expert.....	7
Suturas.....	28

# SUMARIO

Del 1 al 30 de septiembre del 2018



## SOLUCIONES DE RESTAURACIÓN 3M

Resultados y versatilidad en un solo bote.



## ANESTESIAS DENTALES

Nuestro **almacén autorizado** para su distribución cuenta con un **estricto control térmico**.



## OPTRAGATE & OPTRAGATE JUNIOR

Sistemas **personalizados** para cada paciente.




## REBASES PROCLINIC EXPERT

Descubre nuestras nuevas resinas de rebase y consigue rebases cómodos y duraderos en una sola sesión.



## GUANTES AZULES MARCA PROCLINIC

Aprovecha nuestra oferta en **nuestros guantes azules**, 100% látex y libres de polvo.



## INSTRUMENTAL CLÍNICO PROCLINIC

Fabricado en **Europa** con la más **avanzada tecnología**, a partir de una estudiada selección de materiales.




## NOVEDADES EN BIOMATERIALES

No te pierdas nuestras **últimas novedades** y aprovecha las **ofertas de lanzamiento**.



## ¡LIQUIDACIÓN!

No te pierdas una **gran selección de productos** con los mejores descuentos.



## NUEVA LÍNEA DE COMPRESORES D\_DEVICES

Operaciones **silenciosas** y con **bajas vibraciones**.

Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a [lpd@proclinic.es](mailto:lpd@proclinic.es) indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900393939. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a [lpd@proclinic.es](mailto:lpd@proclinic.es) o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.proclinic.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.



**3M** Science.  
Applied to Life.™

## Soluciones de Restauración



### Promoción Exclusiva 3M Oral Care



#### 3M™ Scotchbond™ Universal

**77,90€** +04,07€

- La solución adhesiva universal.
- Resultados y versatilidad en un solo bote.
- Un solo paso, una sola capa.

► Por la compra de 2 reposiciones de Scotchbond Universal, **GRATIS** 1 reposición de 3M™ Filtek™ Supreme XTE y 1 Kit de Introducción de Discos de Pulido 3M™ Sof-Lex™ Spiral Diamond

#### 1 reposición de Filtek Supreme XTE



**GRATIS**

- Restaurador Estético Universal basado en la nanotecnología.
- Aún más sencillo y natural.
- Excelente pulido.
- Fluorescencia similar al diente natural.

#### 1 Kit de Introducción Sof-Lex Diamond



**GRATIS**

- Excelente brillo y estética.
- Forma flexible única, se adapta a cualquier superficie.
- Válido para pulido de composites y provisionales.

#### 3M™ Scotchbond™ Universal Adhesive

Versátil. Altos valores de adhesión. Para uso en cualquier superficie dental, con cualquier técnica adhesiva y sin sensibilidad postoperatoria.



#### 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universal Restorative

Perfecto para restauraciones anteriores y resistente para posteriores. Estética inigualable, retención de pulido excelente y manejo excepcional.



#### 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED Curing Light

Fotopolimerización predecible en la que se puede confiar. Profundidad de curado excelente aun en casos de difícil posicionamiento de la luz. La guía de luz mejorada es más cómoda para los pacientes.



#### 3M™ Sof-Lex™ Diamond Polishing System

Permite obtener un brillo similar al de las pastas de pulido con la comodidad de los instrumentos de goma. Rápido y fácil de usar. Varios usos, puede esterilizarse y reutilizarse.



**proclinic**  
900 39 39 39  
www.proclinic.es

Promoción válida del 1 al 30 de septiembre de 2018  
Máximo 3 promociones de cada tipo por pedido  
El regalo lo envía directamente 3M enviando la factura al fax 913 126 837,  
al e-mail 3mespe.spain@mmm.com o llamando al teléfono 900 102 641

[www.3m.com.es/dental](http://www.3m.com.es/dental)



3MESPEIberia



@3MESPEIB



3MESPEdental

# Mereces beneficios

## Partnership



### ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante un equipo especializado en producto a tu disposición ya sea al teléfono o en persona, además de asesoramiento técnico en equipamiento y software y un servicio técnico propio.



### SOMOS MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, Novedades, Información sectorial...

Y además, te ofrecemos becas para recién licenciados, academia dental propia de formación continua, RSC y acompañamiento en el proceso de Digitalización.



### ENCUENTRA SIEMPRE LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

## Servicio



### CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatología, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio... Y además contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.



### 15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.



### PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.



### TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%



### TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

## Ahorro



### CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€: -5% dto  
Pedidos de 1.000€: -10% dto  
Pedidos de 1.500€: -15% dto



### AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío incluidos a partir de 110€ de compra.



### ¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?\*

Whatsapp **665 533 087** 9 h. - 18 h.

**Atención al cliente Proclinc / Laboratorio**  
**T. 900 39 39 39 / 900 800 880**

**Atención al cliente Fadente**  
**T. 900 22 24 26**

pedidos@proclinc.es | Fax. 900 40 39 39  
Y en nuestra tienda online [www.proclinc.es](http://www.proclinc.es)

### OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA  
50197, Zaragoza



# Mereces las mejores opciones en rebases blandos

Del 1 al 30 de septiembre del 2018



**VOCO**

**137,00€**  
181,07€

## UFI GEL SOFT SC SET

Marca: Voco

Características: Cartucho 50 ml. + 10 ml. Adhesivo + 10 ml. Glazing base y catalizador + 8 Puntas

Ref. 48594



**proclonic**  
EXPERT

**93,10€**  
133,00€

## RESINA REBASE BLANDO EN CARTUCHOS PROCLINIC EXPERT


Marca: Proclonic Expert

Características: Cartucho 50 ml. + 5 ml. adhesivo, 7 ml. barniz base y catalizador + 7 puntas + 2 pipetas

Ref. 41520

Material de rebase permanente, de silicona A blanda y de curado frío, para mejorar la comodidad y falta de retención de las prótesis de forma rápida y sencilla en una sola sesión. El Rebase Blando Proclonic Expert ha sido desarrollado para realizar rebases blandos directos y permanentes que sean cómodos por un período más largo gracias a su elasticidad permanente que absorbe presiones. La consistencia tixotrópica de Rebase Blando Proclonic Expert facilita la aplicación y se mantiene en su posición una vez aplicado. Fragua rápidamente en boca sin producir calor. Se adhiere firmemente a todo tipo de acrílicos. Biocompatible, sin olor ni sabor y con alta estabilidad dimensional y de color.

# Limas Multitaper Proclinic Expert



**-40%**  
DESCUENTO



## LIMAS MULTITAPER

Marca: Proclinic Expert  
Características: 5 unidades estériles en blíster.

- |                   |                   |                   |          |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>Ref. 63980</b> | Starter Kit 21mm. | <b>Ref. 63990</b> | F1 21mm. |
| <b>Ref. 63981</b> | Starter Kit 25mm. | <b>Ref. 63991</b> | F1 25mm. |
| <b>Ref. 63982</b> | Starter Kit 31mm. | <b>Ref. 63992</b> | F1 31mm. |
| <b>Ref. 63983</b> | SX 19mm.          | <b>Ref. 63993</b> | F2 21mm. |
| <b>Ref. 63984</b> | S1 21mm.          | <b>Ref. 63994</b> | F2 25mm. |
| <b>Ref. 63985</b> | S1 25mm.          | <b>Ref. 63995</b> | F2 31mm. |
| <b>Ref. 63986</b> | S1 31mm.          | <b>Ref. 63996</b> | F3 21mm. |
| <b>Ref. 63987</b> | S2 21mm.          | <b>Ref. 63997</b> | F3 25mm. |
| <b>Ref. 63988</b> | S2 25mm.          | <b>Ref. 63998</b> | F3 31mm. |
| <b>Ref. 63989</b> | S2 31mm.          |                   |          |

**29,95€** ~~49,95€~~

Las limas Multitaper Proclinic Expert están diseñadas para aportar la flexibilidad con la que siempre has trabajado, ofreciéndote la máxima seguridad en el tratamiento. Con una mejorada capacidad de corte, aseguran un alto rendimiento en todas las conformaciones radiculares. Gracias a su punta no cortante y cuidada geometría, respetan la anatomía del conducto

radicular. Su mango de menor tamaño, de tan solo 11 mm, mejora la accesibilidad a los molares. Conformaciones de canal seguras y precisas gracias a sus propiedades mecánicas. Blíster estéril.

OFERTA DE LANZAMIENTO



HASTA UN  
**-32%**



## TOALLAS SECAMANOS

Marca: Bestdent  
Características: Toalla secamanos plegada que gracias a su tamaño permite un buen secado de manos.

- Ref. 78513** Toallas plegadas en Z 23x23cm. 2250 u. **18,90€** ~~27,95€~~
- Ref. 78514** Toallas plegadas en W 21,6x34cm. 2700 u. **41,90€** ~~59,90€~~

OFERTA DE LANZAMIENTO

**-25%**



## PUERTA DEL RATONCITO PÉREZ

Características: 1 puerta, 1 escalera, 1 esterilla

**Ref. 5000** **14,95€** ~~19,90€~~

¿Por dónde entra el Ratoncito Pérez? Ésta es la pregunta que se hacen muchos niños cuando se les explica la historia del Ratoncito. La puerta está hecha a su medida, cómoda y bonita, por donde entrar y salir rápidamente sin ser visto. Entra con magia, se lleva el diente, y deja el regalito que quiere. Para facilitar el trabajo del Sr. Pérez viene también con una escalera para subir y bajar, ya que la puerta se coloca encima del rodapié con una cinta adhesiva mágica. Solo el ratoncito mágico puede abrir la puerta.

La puerta está hecha de madera, con unas dimensiones de 17x12cm y es perfecta para colocar encima de cualquier zócalo, pared o puerta. Viene con un adhesivo incorporado en la parte trasera para su fácil colocación. No se puede abrir la puerta.

OFERTA DE LANZAMIENTO

SOLO POR  
**10,83€**



## PAGAVIT

Marca: Hartmann  
Características: Pagavit es un bastoncillo con una torunda de algodón impregnada para la higiene bucal. Está compuesto por un palo blanco de polipropileno y una cabeza de algodón impregnada con una solución de glicerina con aroma de limón. La glicerina es una sustancia nutritiva, mantiene la piel y los labios flexibles; la esencia de limón, de larga duración, es refrescante y ayuda en la producción de saliva.

**Ref. 90214** Caja 75 uds. **10,83€** ~~14,44€~~

# REBASES PROCLINIC EXPERT

RESINAS DE REBASE



## Rebase Blando Proclinic Expert

- Rebase rápido en solo 1 sesión
- Material permanentemente elástico
- Sin olores ni sabores



### En Tubos

KIT. 1 tubo base 50 ml, 1 tubo catalizador 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 2 pipetas

Ref. 41522 **72,80€** ~~104,00€~~

Reposición tubos: base 50 ml, catalizador 50 ml

Ref. 41523 **55,97€** ~~79,95€~~

Adhesivo 5 ml para tubos

Ref. 41525 **7,12€** ~~10,95€~~



### En Cartuchos

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 7 puntas, 2 pipetas

Ref. 41520 **93,10€** ~~133,00€~~

Reposición cartucho 50 ml

Ref. 41521 **51,07€** ~~72,95€~~

Adhesivo 5 ml para cartuchos

Ref. 41524 **9,07€** ~~13,95€~~

## Rebase Duro Proclinic Expert


- Buena fuerza de adhesión
- Reparación duradera
- Color estable en el tiempo

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 15 ml, 6 puntas de mezcla, 6 cepillos aplicadores, 6 pipetas dispensadoras

Ref. 41526 **76,23€** ~~108,90€~~

Reposición cartucho 50 ml

Ref. 41527 **65,10€** ~~93,00€~~



Rebases

# CÓMODOS Y DURADEROS

en una sola sesión



 **proclinic**  
EXPERT

OFERTA DE LANZAMIENTO



-20%

**MOLINILLO DE HUESO**

Marca: ASA Dental  
Características: Tritrador de hueso para cirugía e implantología oral. 17 cm.

Ref. 70302

**295,39€** ~~369,24€~~

OFERTA DE LANZAMIENTO



-20%

**PINZAS PARA MEMBRANA**

Marca: ASA Dental  
Características: Pinza para sujetar y posicionar membranas. 10,5 cm.

Ref. 70303

**11,52€** ~~14,40€~~

OFERTA DE LANZAMIENTO



-20%

**CHINCHETAS METAPIN FIJACIÓN MEMBRANAS**

Marca: Meta  
Características: 3 unidades

Ref. 47804 Chinchetas fijación 3mm  
Ref. 47805 Chinchetas fijación 5mm

**40,80€** ~~51,00€~~

Ref. 47803 Mango para fijación de chinchetas. 1 u.

**192,00€** ~~240,00€~~

Sistema manual de fijación de membranas con chinchetas METAPIN. Se usan con el mango referencia 47803 METAPIN Holder. Las chinchetas METAPIN están fabricadas en titanio para garantizar una alta resistencia y máxima biocompatibilidad. Están específicamente recomendadas para la colocación de membranas reabsorbibles y no reabsorbibles incluso en áreas de la mandíbula donde la densidad ósea es más alta. Se presentan dos medidas distintas: 3 y 5 mm, empaquetadas de forma individual, y ya estériles y listas para su uso.

OFERTA DE LANZAMIENTO



HASTA UN  
-25%

**OSSIX PLUS**

Marca: Ossix  
Características: 1 unidad

Ref. 481601 15 x 25 mm

**94,03€** ~~117,54€~~

Ref. 481602 25 x 30 mm

**125,38€** ~~156,72€~~

Membrana reabsorbible de colágeno porcino reticulado o cross-link, para regeneración ósea guiada y regeneración tisular guiada. La reabsorción-osteointegración de Ossix® Plus es muy lenta, iniciándose a partir del sexto mes después de su colocación y asegurando un efecto barrera total durante todo el proceso de remodelación del hueso, incluso en casos de exposición. Debido a esta lenta reabsorción y excelente rendimiento ante exposiciones, Ossix® Plus es la membrana de elección en aquellos casos en que se anticipa una exposición de membrana. OSSIX® PLUS ha sido utilizada durante más de una década, con experiencia clínica adquirida en más de 350.000 casos. Más de 100 publicaciones revisadas por la comunidad científica, han sido publicadas durante los últimos 15 años, desde su lanzamiento original en 2001.

OFERTA DE LANZAMIENTO



HASTA UN  
-25%

**OSSIX VOLUMAX**

Marca: Ossix  
Características: 1 unidad

Ref. 481603 10 x 12,5 mm

**87,76€** ~~109,70€~~

Ref. 481604 15 x 25 mm

**117,02€** ~~146,27€~~

Matriz osificadora de colágeno porcino reticulado que mantiene el volumen para procedimientos de ROG y RTG, sin necesidad de poner injerto óseo. Ossix Volumax se osifica muy rápidamente y se adapta y adhiere al defecto fácilmente. Tiene un grosor de 1-2mm y se expande al hidratarse. Se trata de una matriz muy resistente a la degradación, incluso en casos de exposición. Ossix Volumax está indicada para corrección de dehiscencias en implantes (2ª cirugía), rehabilitaciones en zona estética, aumento de tejido blando en implantes, pónticos y casos en los que la tabla vestibular sea muy fina. También para engrosar el volumen en aumentos verticales y horizontales en aumento de reborde alveolar.

OFERTA DE LANZAMIENTO



-20%

**MEMBRANAS NO REABSORBIBLES CYTOPLAST**

Marca: Cytoplast  
Características: Con y sin refuerzo de titanio. 1 u.

Ref. 481605 TXT-200 SINGLES 12mm x 24mm

**101,50€** ~~126,87€~~

Ref. 481606 Ti-250 ANTERIOR SINGLES 14mm x 24mm

**226,86€** ~~289,56€~~

Ref. 481607 Ti-250 POSTERIOR SINGLES 20mm x 25 mm

**292,54€** ~~365,67€~~

Membranas no reabsorbibles CYTOPLAST de PTFE-d (politetrafluoroetileno denso), ideales para procedimientos de aumento de cresta con deficiente apoyo estructural horizontal y/o vertical.  
- Membranas totalmente oclusivas a las bacterias.  
- Diseñadas para incrementar la estabilización del injerto, mediante el entramado hexagonal (Regentex™) que aumenta la superficie real para adhesión celular.  
- Pueden ser recordadas, tanto el PTFE como el propio titanio.  
- Se adaptan fácilmente a los contornos del tejido gracias a su flexibilidad  
- Únicas membranas no reabsorbibles en el mercado con evidencia clínica y científica

### G-AENIAL UNIVERSAL INJECTABLE

Marca: GC  
 Características: 1 jeringa de 1ml. (1,7 gr.)

- Ref. 93759 A1
- Ref. 93760 A2
- Ref. 93761 A3
- Ref. 93762 A3,5
- Ref. 93763 A4
- Ref. 93764 B1
- Ref. 93765 AO2
- Ref. 93766 AO3
- Ref. 93767 JE



**38,60€**

G-aenial Universal Injectable es un composite restaurador universal que muestra una resistencia excepcional para las restauraciones estéticas duraderas. Con una elevada carga de partículas de bario ultrafinas y la tecnología de recubrimiento de tipo silano de cobertura total (FSC) de GC, es increíblemente resistente, más incluso que los composites en pasta líderes del mercado. Gracias a estas asombrosas propiedades, G-aenial Universal Injectable está indicado para todo tipo de cavidades sin capa de recubrimiento.

También cuenta con una elevada radiopacidad del 252 %, ideal para hacer un seguimiento de las restauraciones y detectar de un modo sencillo las caries secundarias. Su exclusiva y elevada viscosidad tixotrópica se adapta a cualquier situación clínica; el material no se despegue durante la colocación pero puede fluir cuando se utiliza con un instrumento. Asimismo, no se pega a la punta, lo que facilita su aplicación.

G-aenial Universal Injectable cuenta con puntas de dosificación con una aguja larga que puede doblarse presionando levemente con los dedos, lo que le ofrecerá acceso a cualquier cavidad posterior complicada. Además de todo ello, G-aenial Universal Injectable ofrece una capacidad de pulido y una retención del brillo inigualables disponibles en 16 colores con tres niveles de translucidez, lo que lo convierte en una opción excelente para la estética a largo plazo.



### PUNTAS DE ARKANSAS PARA TURBINA

Marca: Bestdent  
 Características: 10 unidades

Ref. 98081

**20,75€**

Puntas de arkansas abrasivas, fabricadas en óxido de aluminio de alta calidad y grano fino, con aglutinante cerámico para un acabado ultrafino. Para el acabado rápido y preciso de composites y cerámicas. Para turbina.



**-25%**



### LEVANTAPUENTES CROWN CLICK


Marca: Proclinc  
 Características: Removedor de coronas y puentes mecánico, sin martillo. Incluye 7 puntas desmontables.

Ref. 59856

**98,44€** ~~131,25€~~



**-25%**



Ref. 59817

Ref. 59818

Ref. 59819

### PUNTAS PARA LEVANTAPUENTES

Marca: Proclinc  
 Características: Reposición de puntas para martillo levantapuentes. Punta corta, punta larga y punta en forma de garfio.

- Ref. 59817 Corta
- Ref. 59818 Larga
- Ref. 59819 Garfio

**7,13€** ~~9,50€~~



Ref. 80533

Ref. 80532

Ref. 80531

### PUNTAS LEVANTAPUENTES

Marca: Bestdent  
 Características: Puntas de reposición para el martillo levantapuentes. 1 unidad

- Ref. 80531 Punta Corta N°1
- Ref. 80532 Punta Plana N°2
- Ref. 80533 Punta Larga N°3

**7,10€**

**-20%**



### ISO TAPE TEFLÓN

Marca: TDV  
 Características: 0,07 mm x 5 metros.

Ref. 31450

**9,60€** ~~12,00€~~

IsoTape es una cinta de teflón aislante ultrafina altamente maleable de material inerte que se adapta fácilmente al diente protegiéndolo contra agresiones indeseables. Indicada para el aislamiento de dientes adyacentes durante la aplicación de ácidos, otros reactivos, adhesivos y resinas. También indicado como alternativa al algodón para proteger los tornillos y en las chimeneas de los implantes, ya que no se deteriora como el algodón

# Anestésias

## USO ODONTOLÓGICO



### ANESTESIA MEGANEST

Características: 50 carpules.

**Ref. 2025** 1:100.000 Naranja  
**Ref. 2026** 1:200.000 Amarilla



### OCTOCAINA VERDE 1:50.000

Características: Lidocaína HCl 2%. Epinefrina 1:50.000  
 Caja verde. 50 carpules.

**Ref. 2021**

### OCTOCAINA ROJA 1:100.000

Características: Lidocaína HCl 2%. Epinefrina 1:100.000  
 Caja roja. 50 carpules.

**Ref. 2020**

### ISOGAINA 3% S.V.C.

Características: Mepivacaína ClH 3%. 50 carpules.

**Ref. 2053**



### SEPTANEST

Características: 5 blíster de 10 cartuchos de 1,7 ml.

**Ref. 19265** Septanest 1:100.000 (Azul)  
**Ref. 19275** Septanest 1:200.000 (Verde)



### XYLONOR 2% 1:80.000 (AZUL)

Características: 50 cartuchos de 1,8 ml.  
 Solución inyectable al 2% de lidocaína con  
 1:80.000 de adrenalina.

**Ref. 1905**



### XYLONOR SPRAY

Características: Lidocaína. 36 g. Aroma menta.

**Ref. 1912**



### SCANDONEST 3% S.V.C. (VERDE)

Características: 50 cartuchos de 1,8 ml.

**Ref. 19276**



### ORAVERVE

Características: Envase 10 unidades.  
 10 cartuchos de 1,7 ml.

**Ref. 155501**



### HURRICAINÉ

**Ref. 2022** HurrICAINE Gel 30ml.

**Ref. 20224** HurrICAINE Gel Eco 50ml.  
 con dispensador.



### HURRICAINÉ

**Ref. 20223** HurrICAINE Spray 60ml.



Entrega  
24h



Devolución



Compra  
solo cuando lo  
necesites



900 39 39 39



www.  
proclínic.es

### Proclinic Expert Nano Híbrido

Tu composite anterior/posterior ideal

**-44%**  
DESCUENTO



Proclinic Expert Nano Híbrido es un composite cuya translucidez permite conseguir restauraciones muy naturales sin necesidad de estratificar.

Características: Jeringa 4 g.

- |                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ref. 36588</b> Color A1   | <b>Ref. 36594</b> Color C2        |
| <b>Ref. 36589</b> Color A2   | <b>Ref. 36621</b> Color C3        |
| <b>Ref. 36590</b> Color A3   | <b>Ref. 36622</b> Color D3        |
| <b>Ref. 36591</b> Color A3.5 | <b>Ref. 36595</b> Bleach          |
| <b>Ref. 36592</b> Color A4   | <b>Ref. 36596</b> Incisal         |
| <b>Ref. 36593</b> Color B2   | <b>Ref. 36597</b> Opaco universal |
| <b>Ref. 36620</b> Color B3   |                                   |

**23,24€** ~~41,50€~~

Características: 20 compules de 0,25 gr.

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ref. 36580</b> Color A1      | <b>26,85€</b> <del>47,95€</del> |
| <b>Ref. 36581</b> Color A2      |                                 |
| <b>Ref. 36582</b> Color A3      |                                 |
| <b>Ref. 36583</b> Color A3.5    |                                 |
| <b>Ref. 36584</b> Color B2      |                                 |
| <b>Ref. 36585</b> Color C2      |                                 |
| <b>Ref. 36686</b> Color Incisal |                                 |

**Ref. 36587** Kit 5 x 4g jeringas (A1, A2, A3, A3.5, B2), 1 x 5 ml adhesivo grabado total, 2 x 2 ml jeringa de ácido gel grabador azul, 40 microaplicadores.

**133,25€** ~~237,95€~~

### Proclinic Expert Nano Flow

Tu composite más versátil

**-40%**  
DESCUENTO



El composite Proclinic Expert Nano Flow contiene nano rellenos que aumentan el pulido, la resistencia al desgaste y a la compresión. Además, libera flúor.

Características: 2 jeringas x 1 g.

- |                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Ref. 36602</b> Color A1        |
| <b>Ref. 36603</b> Color A2        |
| <b>Ref. 36604</b> Color A3        |
| <b>Ref. 36605</b> Color A3.5      |
| <b>Ref. 36623</b> Color B2        |
| <b>Ref. 36624</b> Color C2        |
| <b>Ref. 36625</b> Bleach          |
| <b>Ref. 36607</b> Opaco universal |

**16,17€** ~~26,95€~~

### Proclinic Expert Micro Híbrido



**-45%**  
DESCUENTO

Las propiedades mecánicas del composite Proclinic Expert Micro Híbrido facilitan su aplicación y ayudan a obtener unos excelentes resultados clínicos.

Características: Jeringa 4 g.

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ref. 36609</b> Color A1        | <b>19,94€</b> <del>36,25€</del> |
| <b>Ref. 36610</b> Color A2        |                                 |
| <b>Ref. 36611</b> Color A3        |                                 |
| <b>Ref. 36612</b> Color A3.5      |                                 |
| <b>Ref. 36613</b> Color B2        |                                 |
| <b>Ref. 36614</b> Color C2        |                                 |
| <b>Ref. 36616</b> Bleach          |                                 |
| <b>Ref. 36617</b> Incisal         |                                 |
| <b>Ref. 36615</b> Opaco universal |                                 |

**Ref. 36608** Kit 5 x 4g jeringas (A1, A2, A3, A3.5, B2), 1x5ml adhesivo grabado total, 2x2ml jeringa de ácido gel grabador, 40 microaplicadores, guía vita.

**118,77€** ~~215,95€~~

### Proclinic Expert Bulk Fill

La restauración posterior más rápida

**-37%**  
DESCUENTO



Proclinic Expert Bulk Fill es un composite que permite realizar incrementos de 5mm en 20 segundos.

**Ref. 36618** Jeringa x 4 g. Universal.

**23,28€** ~~36,95€~~

### Proclinic Expert Adhesivo de Autograbado

**-34%**  
DESCUENTO



Para las técnicas de grabado selectivo o de autograbado.

**Ref. 36600** 1 u. 5 ml. **41,00€** ~~61,70€~~

**-50%**  
DESCUENTO

### Proclinic Expert Adhesivo Grabado Total



Para la técnica del grabado total con ácido grabador.

**Ref. 36598** 2 u. 5 ml. **47,50€** ~~95,00€~~



★ NOVEDAD



HASTA UN  
**-31%**

OFERTA DE LANZAMIENTO  
COMPRANDO  
1 KIT UNIVERSAL BOND  
TE REGALAMOS:  
  
ESTELITE SIGMA QUICK  
Jeringa A3  
Valorado en 63,86 €

**UNIVERSAL BOND**

Marca: Tokuyama  
Características: Kit 1 x Bond A (5ml) y 1x Bond B (5ml) + accesorios.

<b>Ref. 28960</b>	Universal Bond kit	<del>197€</del>	<b>95,00€</b>
<b>Ref. 28961</b>	Universal Bond A 5ml.	<del>57€</del>	<b>45,60€</b>
<b>Ref. 28962</b>	Universal Bond B 5ml.	<del>57€</del>	<b>45,60€</b>
<b>Ref. 28963</b>	Multidappen 50 u.		<b>47,00€</b>

**-20%**



**ESTELITE SIGMA QUICK**

Marca: Tokuyama  
Características: Reposición jeringa 3,8 g.

<b>Ref. 28903</b>	Color A1	<b>Ref. 28910</b>	Color BW
<b>Ref. 28904</b>	Color A2	<b>Ref. 28836</b>	Color C1
<b>Ref. 28905</b>	Color A3	<b>Ref. 28837</b>	Color C2
<b>Ref. 28906</b>	Color A3,5	<b>Ref. 28838</b>	Color C3
<b>Ref. 28831</b>	Color A4	<b>Ref. 28841</b>	Color CE (Inc.)
<b>Ref. 28832</b>	Color A5	<b>Ref. 28839</b>	Color OA1
<b>Ref. 28907</b>	Color B1	<b>Ref. 28908</b>	Color OA2
<b>Ref. 28833</b>	Color B2	<b>Ref. 28909</b>	Color OA3
<b>Ref. 28834</b>	Color B3	<b>Ref. 28840</b>	Color OPA2
<b>Ref. 28835</b>	Color B4	<b>Ref. 28842</b>	Color WE

**51,00€** ~~63,86€~~



**-24%**

**ESTELITE SIGMA QUICK PLT/COMPULES**

Marca: Tokuyama  
Características: 20 PLT Compules x 0,2 g.

<b>Ref. 28847</b>	Color A1	<b>Ref. 28865</b>	Color BW
<b>Ref. 28848</b>	Color A2	<b>Ref. 28857</b>	Color C1
<b>Ref. 28849</b>	Color A3	<b>Ref. 28858</b>	Color C2
<b>Ref. 28850</b>	Color A3,5	<b>Ref. 28859</b>	Color C3
<b>Ref. 28851</b>	Color A4	<b>Ref. 28864</b>	Color CE (Inc.)
<b>Ref. 28852</b>	Color A5	<b>Ref. 28860</b>	Color OA1
<b>Ref. 28853</b>	Color B1	<b>Ref. 28861</b>	Color OA2
<b>Ref. 28854</b>	Color B2	<b>Ref. 28862</b>	Color OA3
<b>Ref. 28855</b>	Color B3	<b>Ref. 28863</b>	Color OPA2
<b>Ref. 28856</b>	Color B4	<b>Ref. 28866</b>	Color WE

**66,95€** ~~87,64€~~

**-15%**



**ESTELITE ASTERIA JERINGA**

Marca: Tokuyama  
Características: 1 jeringa, 2.1ml (4.0g)

<b>Ref. 28920</b>	A1B	<b>Ref. 28926</b>	BL
<b>Ref. 28921</b>	A2B	<b>Ref. 28927</b>	NE
<b>Ref. 28922</b>	A3B	<b>Ref. 28928</b>	WE
<b>Ref. 28923</b>	A3.5B	<b>Ref. 28929</b>	YE
<b>Ref. 28924</b>	A4B	<b>Ref. 28930</b>	TE
<b>Ref. 28925</b>	B3B	<b>Ref. 28931</b>	OcE

**56,95€** ~~67,00€~~

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Productos para Reconstrucción

## Aproveche ahora las Promociones 3M Oral Care

FILTEK SUPREME XTE JERINGAS	<b>43,95€</b> <del>55,92€</del>
FILTEK SUPREME XTE 20 CAPSULAS	<b>58,25€</b> <del>74,60€</del>
FILTEK ONE CAPSULAS	<b>49,95€</b> <del>69,95€</del>
FILTEK ONE JERINGA 4gr.	<b>49,95€</b> <del>69,95€</del>



SCOTCHBOND UNIVERSAL  
ADHESIVE 5ml **77,90€** ~~104,67€~~



### KIT Restauración

► Por la compra de 4 reposiciones de composite (Filtek One o Filtek Supreme XTE Universal) + 1 reposición de Scotchbond Universal

### KIT Restauración y Protección

► Por la compra de 3 reposiciones de composite (Filtek One o Filtek Supreme XTE Universal) + 1 reposición de Scotchbond Universal

### Promoción Cementos

► Por la compra de 2 reposiciones de Scotchbond Universal

**GRATIS**



**1 Kit de Introducción Sof-Lex Diamond**

**GRATIS**



**1 reposición Clinpro White Varnish de 50 ud.**

**GRATIS**



**1 reposición RelyX Ultimate**

3M™ Health Care Academy **¡Novedad!**

Acceda a la plataforma de formación on-line de forma exclusiva con el Kit de Restauración



Contáctenos y solicite el código de acceso al módulo de Odontología Restauradora Estética de Health Care Academy.\*



Contáctenos y solicite el link para descargar la Guía de Casos Clínicos de Restauraciones Directas de 3M.



\*Acceso: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018



o con el Kit de Restauración y Protección

Contáctenos y solicite el código de acceso al módulo de Odontología de Mínima Intervención de Health Care Academy.\*



\*Acceso: del 1 de julio al 30 de septiembre de 2018



900 39 39 39  
www.proclinic.es

Promociones válidas hasta el 30 de septiembre de 2018  
Máximo 3 promociones de cada tipo por pedido  
El regalo lo envía directamente 3M enviando la factura al fax 913 126 837,  
al e-mail 3mespe.spain@mmm.com o llamando al teléfono 900 102 641

www.3m.com.es/dental



3MESPEIberia @3MESPEIB 3MESPEDental

R2C™  
Root to Crown



Dentsply  
Sirona

### Calibra® Universal

607402-607407

Comprando 2 reposiciones Calibra® Universal, recibe **sin cargo** 1 reposición extra de Calibra® Universal.



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

**113,19€** ~~141,49€~~

20%  
AHORRO

### Palodent® V3 intro kit (US)

659700V

Comprando 1 Palodent® V3 intro kit (US) (100 matrices, 75 cuñas, 30 cuñas protectoras, 1 anillo universal, 1 forceps, 1 pinza tweezer), recibe **sin cargo** 1 anillo Universal (659900V) y 1 refill SDR® Universal en compules (60603040).



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

**390,00€** ~~492,94€~~

21%  
AHORRO

### Prime&Bond active™

60667342

Comprando 6,5 mL de Prime&Bond active™ (1 reposición de 4 mL (60667341) + 1 de 2,5 mL (60667340)), recibe **sin cargo** 1 jeringa de Calibra® Ceram Light de 4,5g (607191K).

Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

Prime&Bond Active (1x4mL)

Prime&Bond Active Mini (1x2,5mL)

**70,00€** ~~99,36€~~  
**50,00€** ~~65,42€~~

HASTA  
30%  
AHORRO



### Ceram.X®

con tecnología  
SphereTEC™



### Ceram.X® Universal en compules

60701571-576

Comprando 4 reposiciones en compules de Ceram.X® Universal, recibe **sin cargo** 1 reposición Ceram.X® (60701571-576) y 1 Enhance mini sample (624375) 2 cups-2 disc-2 point.

Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

**54,95€** ~~80,26€~~

39%  
AHORRO

### Ceram.X® Universal en jeringas

60701551-555

Comprando 5 reposiciones en formato jeringa de Ceram.X® Universal, recibe **sin cargo** 1 reposición Ceram.X® Universal jeringa (60701551-556) y 1 Enhance mini sample (624375) 2 cups-2 disc-2 point.

Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

**41,95€** ~~60,20€~~

30%  
AHORRO



Enviar prueba de compra a [promociones@dentsplysirona.com](mailto:promociones@dentsplysirona.com) o contactando al teléfono 900 87 87 65.

# Estética natural- creada eficientemente

Por la compra de 1 Tetric Evoline Cavifil

**Gratis\***

1 reposición de Tetric Evoceram Cavifil A2  
+1 Tetric EvoCeram Cavifil A3

**1+2\***  
**GRATIS**  
ENVÍO DIRECTO



**Evoline Cavifil**    ~~180,00€~~ **160,00€**

<b>Evoceram Jeringa</b>	45,75€	<b>32,85€</b>
<b>Evoceram Cavifil</b>	67,05€	<b>49,95€</b>
<b>Evoceram Bulkfill Jeringa</b>	45,75€	<b>35,25€</b>
<b>Evoceram Bulkfill Cavifil</b>	67,05€	<b>57,95€</b>



**4+1\***  
**GRATIS**  
ENVÍO DIRECTO

Por la compra de 4 Tetric Evoceram, o Tetric Evoceram Bulkfill,  
Jeringa 1x3g o Cavifil

**Gratis\***

1 reposición del mismo producto

Por la compra de 4 Tetric Evoflow, o Tetric Evoflow Bulkfill,  
Jeringa 1x3g o Cavifil

**Gratis\***

1 reposición del mismo producto

<b>Evoflow Jeringa</b>	30,50€	<b>24,95€</b>
<b>Evoflow Cavifil</b>	67,05€	<b>50,25€</b>
<b>Evoflow Bulkfill Jeringa</b>	30,50€	<b>25,95€</b>
<b>Evoflow Bulkfill Cavifil</b>	67,05€	<b>55,95€</b>

Por la compra de 1 Tetric Evoline Jeringa

**Gratis\***

1 reposición de Tetric Evoceram Jeringa A2 3g  
+1 Tetric EvoCeram Jeringa A3 3g  
+ 1 Tetric Evoflow jeringa A3 3g

**1+3\***  
**GRATIS**  
ENVÍO DIRECTO



**Evoline Jeringa**    ~~222,00€~~ **200,00€**



**\*Productos enviados mediante envío directo:** Acceda a la plataforma a través de la URL [www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto](http://www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto) o escanee el código Qr con su smartphone y envíe su prueba de compra para recibir los productos marcados con asterisco (\*).  
Ofertas exclusivas para Clínica Dental, no acumulables, salvo modificación o error.  
Ivoclar Vivadent SLU  
Ctra. Fuencarral nº24 - Edf. Europa I - Bloque 1 - Planta Baja 28108 - Alcobendas (MADRID)  
Telf. +34 91 375 78 20 Fax: +34 91 375 78 38  
[www.ivoclarvivadent.es](http://www.ivoclarvivadent.es)

**ivoclar**  
**vivadent**  
passion vision innovation



Por la compra de 600€  
en composites GAENIAL

**DE REGALO:**  
**CALENTADOR DE COMPOSITES**  
Ref. 52870 (valorado en 355€)

**AHORRE 505€**



**G-AENIAL ANTERIOR UNITIP**

- Marca: G.C.  
Características: 20 u. x 0,16 ml. (0,28 gr.)
- Ref. 93680** Color A1
  - Ref. 93681** Color A2
  - Ref. 93682** Color A3
  - Ref. 93683** Color A3.5
  - Ref. 93684** Color CV
  - Ref. 93687** Color AO3
  - Ref. 93692** Color AE
  - Ref. 93693** Color IE

**76,41**  
€/ud.  
**95,51€**

- Características: 10 u. x 0,16 ml. (0,28 gr.)
- Ref. 45615** Color A4
  - Ref. 93673** Color B1
  - Ref. 93674** Color B2
  - Ref. 93675** Color B3
  - Ref. 93676** Color BW
  - Ref. 93677** Color C3
  - Ref. 93678** Color CVD
  - Ref. 93679** Color XBW
  - Ref. 93685** Color AO2
  - Ref. 93686** Color AO4
  - Ref. 93688** Color JE
  - Ref. 93689** Color TE
  - Ref. 93690** Color SE
  - Ref. 93691** Color CVE

**38,41**  
€/ud.  
**48,01€**

**G-AENIAL POSTERIOR UNITIP**

- Características: 20 u. x 0,16 ml. (0,33 gr.)
- Ref. 93694** Color P-A1
  - Ref. 93695** Color P-A2
  - Ref. 93696** Color P-A3
  - Ref. 93697** Color P-A3.5
  - Ref. 93698** Color P-JE
  - Ref. 93699** Color P-IE

**76,41**  
€/ud.  
**95,51€**



**G-AENIAL POSTERIOR JERINGA**

- Características: 1 Jeringa de 2,7 ml. (5,5 gr.)
- Ref. 93666** Color P-A1
  - Ref. 93667** Color P-A2
  - Ref. 93668** Color P-A3
  - Ref. 93669** Color P-A3.5
  - Ref. 93670** Color P-JE
  - Ref. 93671** Color P-IE

**52,90**  
€/ud.  
**67,09€**

**G-AENIAL ANTERIOR JERINGA**

- Características: 1 Jeringa de 2,7 ml. (4,7 gr.)
- Ref. 93644** Color WBW
  - Ref. 93645** Color BW
  - Ref. 93646** Color A1
  - Ref. 93647** Color A2
  - Ref. 93648** Color A3
  - Ref. 93649** Color A3.5
  - Ref. 93650** Color A4
  - Ref. 93651** Color B1
  - Ref. 93652** Color B2
  - Ref. 93653** Color B3
  - Ref. 93654** Color C3
  - Ref. 93655** Color CV
  - Ref. 93656** Color CVD
  - Ref. 93657** Color AO2
  - Ref. 93658** Color AO3
  - Ref. 93659** Color AO4
  - Ref. 93660** Color JE
  - Ref. 93661** Color AE
  - Ref. 93662** Color TE
  - Ref. 93663** Color IE
  - Ref. 93664** Color SE
  - Ref. 93665** Color CVE

**52,90**  
€/ud.  
**67,09€**



**G-AENIAL FLO X**

- Características: Jeringa de 2 ml. (3,6g.)
- Ref. 93719** Color A1
  - Ref. 93720** Color A2
  - Ref. 93721** Color A3
  - Ref. 29950** Color A3.5

**54,49**  
€/ud.  
**68,11€**



**G-AENIAL UNIVERSAL FLO JERINGA**

- Características: Jeringa de 2 ml.
- Ref. 93753** Color A1
  - Ref. 93703** Color A2
  - Ref. 93704** Color A3
  - Ref. 93705** Color A3.5
  - Ref. 93706** Color A4
  - Ref. 93707** Color C3
  - Ref. 93708** Color AO3
  - Ref. 45743** Color B3
  - Ref. 93804** Color AO2
  - Ref. 93805** Color JE
  - Ref. 93806** Color B1

**55,82**  
€/ud.  
**69,78€**

**ADHESIVO IBOND TOTAL ETCH / SELF ETCH / UNIVERSAL**  
**Value Pack 3 x 4ml**



**KULZER**  
 MITSUI CHEMICALS GROUP



Self Etch  
 Ref. 6228 246€

**190€**  
 cualquier formato

Universal  
 Ref. 24979 226€



**GRATIS**

Por la compra de 1 Value Pack ¡GRATIS!  
 1 Venus Bulk Fill Intro Kit A3\*  
 a elegir entre Self Etch (Ref. 62230) o  
 Total Etch (Ref. 62233)  
 Valorados en 118€



Total Etch  
 Ref. 62633 224€



**FLEXITIME**



**-25%  
 Dto.**

Ref. 24976 Light Flow (2 x 50ml)  
 Ref. 24977 Medium Flow (2 x 50ml)  
 Ref. 2450 Correct Flow (2 x 50ml)

**50,75€ 67,67€**

Ref. 2448 Easy Putty (2 x 300ml) **87,75€ 117€**

Ref. 2482 Dynamix Putty (2 x 380ml)  
 Ref. 2485 Dynamix Heavy Tray (2 x 380ml)  
 Ref. 6262 Dynamix Monophase (2 x 380ml)

**150€ 200€**

**VENUS PEARL**

Nanohibrido. Alta estética para restauraciones  
 anteriores y posteriores



Jeringa 3g **45,60€/un 57€**  
 PLT 2 X 0.20g **60,80€/un 76€**

Por 4 jeringas / PLT  
**GRATIS\***  
 2 Venus Flow A3  
 (valorados en 25€/un.)

**CHARISMA**

Composite microhibrido. Resultados convincentes a largo plazo.  
 Restauraciones anteriores y posteriores



Por 4 jeringas / PLT  
**GRATIS\***  
 1 Venus Pearl jer / PLT A3  
 (valor jeringa 57€ y PLT 76€)

Jeringa 4g **54,40€/un 68€**  
 PLT 2 x 0.25g **80€/un 100€**

**CHARISMA FLOW**

Composite microhibrido. Excelentes propiedades  
 de manejo, buena tixotropía



Jeringa 1,8 g **20€ 26€**

Por 4 jeringas  
**GRATIS\***  
 1 Venus Flow A3  
 (valorado en 25€)

**VENUS**

Composite hibrido. Resultados estéticos sencillos, rápidos y fiables.  
 Restauraciones anteriores y posteriores



Por 4 jeringas  
**GRATIS\***  
 1 iBOND refill 4ml (a elegir entre  
 Total Etch,  
 Self Etch o Universal  
 valorados en 92€)

Jeringa 4g **58,40€ 73€**  
 PLT 2 x 0.20g **77,60€ 97€**

\* El producto sin cargo lo envía directamente Kulzer, enviando la factura de compra a [infodental-es@kulzer-dental.com](mailto:infodental-es@kulzer-dental.com)

# OFERTAS COLTENE

Las soluciones de Irrigación CanalPro son la garantía de una limpieza **ÓPTIMA** de los conductos radiculares



Ref. 38502	Hipoclorito CanalPro NaOCl 3% 500 ml	<b>PVP 28,25 €</b>
Ref. 38503	Hipoclorito Canalpro NaOCl 6% 500 ml	<b>PVP 28,25 €</b>
Ref. 38504	CanalPro EDTA 17% 500 ml	<b>PVP 65,60 €</b>
Ref. 38526	CanalPro Clorhexidina 2% 100 ml	<b>PVP 50,18 €</b>

Comprando 3 soluciones irrigación CanalPro 500 ml,  
**GRATIS**

**OFERTA**

> 3 Tapones dispensadores CanalPro Ref. 38507 y  
> 50 Jeringas 5 ml de irrigación CanalPro Ref. 38510

## Kit Synergy D6 13 Jeringas

**Composite Universal Nano Híbrido para anteriores y posteriores.**  
**Sistema de color Dúo Shade Relleno fluorescente para una óptima estética.**  
**Resultado clínico probado.**

- Contenido:
- 5 Jeringas x A2/B2
  - 5 Jeringas x A3/D3
  - 1 Jeringa x A3.5/B3
  - 1 Jeringa x A4/C4
  - 1 Jeringa x Universal
  - 1 Guía de Colores Synergy D6

ref. E093

**OFERTA**

**EDICIÓN LIMITADA**

**213,47 €**



**BRILLIANT EverGlow FLOW**

**PVP 28,01 €**

**PRECIO RESULTANTE 21,01 €**

**OFERTA REPOSICIONES 3+1**



**Ventajas clínicas:**

- Composite fluido de alta y perfecta tixotropía
- Ideal como sellador de fisuras y obturar cavidades difíciles
- Fácil pulido
- Alto brillo permanente

**Colores disponibles:**

A1/B1	Ref. 18853
A2/B2	Ref. 18852
A3/D3	Ref. 18850
A3,5/B3	Ref. 18851
Translucent	Ref. 18854
Opaco A2	Ref. 18855



HASTA UN  
**-50%**



**MAXCEM ELITE**

Marca: Kerr  
Características: 5 jeringas de 5 g : 2 transparentes, blanca, blanco opaco, amarilla. 24 puntas de automezcla normales, 16 puntas de automezcla con abertura ancha, 8 puntas intraorales, 8 puntas del canal de la raíz, guía técnica.

**Ref. 96750** Kit Standard:

**135,00 €** ~~271,25 €~~

Características: 2 jeringas + 16 puntas

- Ref. 96752** Maxcem Elite Transparente.
- Ref. 96753** Maxcem Elite Blanco Opaco.
- Ref. 96754** Maxcem Elite Amarillo.
- Ref. 96782** Maxcem Elite Blanco.

**75,00 €** ~~134,90 €~~



HASTA UN  
**-32%**

**MAXCEM ELITE CHROMA**

Marca: Kerr  
Características: 4 jeringas dual de 5 g (2 transparentes, 1 blanco, 1 amarillo); 16 puntas automix (normales), 8 puntas automix (anchas), 8 puntas intraorales, 8 puntas canal radicular.

**Ref. 96740** Kit estándar

**190,00 €** ~~271,20 €~~

Características: 2 jeringas de 5g, 8 puntas automix (normales), 8 puntas automix (anchas), 8 puntas intraorales.

- Ref. 96741** Transparente
- Ref. 96742** Blanco
- Ref. 96743** Amarillo

**100,00 €** ~~146,35 €~~



**1+1**  
GRATIS  
TE AHORRAS  
16,05 €

PRECIO RESULTANTE  
**8,03**  
€/u.

**MATRIZ EN ROLLO**

Marca: Kerr  
Características: Grosor 0,03 mm. Long.: 3 m.

- Ref. 1601** Ancho 5 mm. (399A).
- Ref. 1602** Ancho 6 mm. (399B).
- Ref. 1603** Ancho 7 mm. (399C).

**16,05 €**



HASTA UN  
**-42%**

**CUÑAS DE MADERA REPOSICIÓN**

Marca: Kerr  
Características: Caja de 100 u.

- Ref. 1638** Cuñas turquesas
- Ref. 1611** Cuñas naranjas
- Ref. 1612** Cuñas blancas
- Ref. 1613** Cuñas amarillas
- Ref. 1614** Cuñas verdes
- Ref. 1686** Cuñas rojas
- Ref. 16122** Cuñas azules

**10,50 €** ~~18,05 €~~



HASTA UN  
**-30%**

**HARMONIZE**

Marca: Kerr  
Características: 4 jeringas de 4gr (Dentina A3-A3.5, Esmalte A2-A3), instrucciones

**Ref. 96030**

**150,00 €** ~~215,00 €~~

Características: 1 jeringa de 4gr.

- Ref. 96031** A2 Dentina
- Ref. 96032** A3 Dentina
- Ref. 96033** A3,5 Dentina
- Ref. 96034** A1 Esmalte
- Ref. 96035** A2 Esmalte
- Ref. 96036** A3 Esmalte
- Ref. 96037** A3,5 Esmalte

**52,00 €** ~~72,00 €~~



SÓLO POR  
**56,95 €**

**HERCULITE ULTRA MINI KIT JERINGA**

Marca: Kerr  
Características: 3 Jeringas (4 g.) de los colores: Esmalte: A2, A3 - Dentina: A2, 1 OPTIBOND Solo Plus (5 ml.), 1 Jeringa Gel grabador (3 g.), 25 pocillos mezcla, 50 puntas aplicación y 10 puntas para Gel.

**Ref. 96702**

**56,95 €** ~~113,90 €~~



HASTA UN  
**-23%**



**FILTEK Z250 REPOSICIÓN JERINGAS**

Marca: 3M  
Características: Jeringa de 4 g.

- Ref. 5855 Color A-1
- Ref. 5856 Color A-2
- Ref. 58575 Color A-3
- Ref. 5858 Color A-3,5
- Ref. 5859 Color A-4
- Ref. 5861 Color B-1
- Ref. 5862 Color B-2
- Ref. 5863 Color B-3
- Ref. 5864 Color C-2
- Ref. 5867 Color D-3
- Ref. 5868 Color I
- Ref. 5869 Color UD

**56,50 €** ~~73,33€~~

**FILTEK Z250 REPOSICIÓN CÁPSULAS**

Características: 20 Cápsulas de 0,20 g.

- Ref. 58715 Color A-1
- Ref. 58725 Color A-2
- Ref. 5873 Color A-3
- Ref. 5874 Color A-3,5
- Ref. 58755 Color A-4
- Ref. 5877 Color B-1
- Ref. 5878 Color B-2
- Ref. 58795 Color B-3
- Ref. 5880 Color C-2
- Ref. 5883 Color D-3
- Ref. 5884 Color I
- Ref. 5885 Color UD

**57,50 €** ~~73,33€~~



**-42%**

**HERCULITE XRV VITA REPOSICIÓN**

Marca: Kerr  
Características: Jeringa de 5 g.

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Ref. 0375 Esmalte A-1   | Ref. 0370 Esmalte B-2   |
| Ref. 0366 Esmalte A-2   | Ref. 0372 Esmalte B-3   |
| Ref. 0368 Dentina A-2   | Ref. 0377 Esmalte C-1   |
| Ref. 0361 Esmalte A-3   | Ref. 0373 Esmalte C-2   |
| Ref. 0362 Dentina A-3   | Ref. 03772 Esmalte C-3  |
| Ref. 0363 Esmalte A-3,5 | Ref. 0369 Esmalte C-4   |
| Ref. 0364 Dentina A-3,5 | Ref. 0374 Esmalte D-2   |
| Ref. 0376 Esmalte B-1   | Ref. 0365 Esmalte D-3   |
| Ref. 0367 Esmalte A-4   | Ref. 0371 Incisal Light |

Comprando 2 unidades **39,95€** ~~68,33€~~

COMPRANDO 2UDS DE HERCULITE XRV VITA REPOSICIÓN TE REGALAMOS:  
OPTIBOND UNIVERSAL 2 UNIDOSE x 0,18ml



**4+1**

**ADMIRA FUSION JERINGA**

Marca: Voco  
Características: 1 jeringa de 3 gr.

- Ref. 48751 Color A1
- Ref. 48752 Color A2
- Ref. 48753 Color A3
- Ref. 48754 Color A3,5
- Ref. 48755 Color A4
- Ref. 48756 Color B1
- Ref. 48757 Color B2
- Ref. 48758 Color B3
- Ref. 48759 Color BL
- Ref. 48760 Color C2
- Ref. 48761 Color D3
- Ref. 48762 Color GA3.25
- Ref. 48763 Color GA5
- Ref. 48764 Color Incisal
- Ref. 48765 Color OA1
- Ref. 48766 Color OA2
- Ref. 48767 Color OA3
- Ref. 48768 Color OA3.5

**52,30€** ~~74,79€~~

**ADMIRA FUSION CÁPSULA**

Características: 15 cápsulas de 0,2 gr.

- Ref. 48770 Color A1
- Ref. 48772 Color A2
- Ref. 48773 Color A3
- Ref. 48774 Color A3,5
- Ref. 48775 Color A4
- Ref. 48776 Color B1
- Ref. 48777 Color B2
- Ref. 48778 Color B3
- Ref. 48779 Color BL
- Ref. 48780 Color C2
- Ref. 48781 Color D3
- Ref. 48782 Color GA3.25
- Ref. 48783 Color GA5
- Ref. 48784 Color Incisal
- Ref. 48785 Color mixed
- Ref. 48786 Color OA1
- Ref. 48787 Color OA2
- Ref. 48788 Color OA3
- Ref. 48789 Color OA3.5

**52,30€** ~~74,79€~~

IMPORTANTE: Regalo enviado por VOOCO justificando factura a s.iniguez@voco.com



**SÓLO POR**  
**44,95€**

**IPS EMPRESS JERINGA**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: 1 jeringa 3 g.

- Ref. 59284 Dentina A1.
- Ref. 59281 Dentina A2.
- Ref. 59282 Dentina A3.
- Ref. 99934 Dentina A4.
- Ref. 59283 Dentina A3.5.
- Ref. 59289 Dentina IVA5.
- Ref. 59290 Dentina IVA6.
- Ref. 59292 Dentina B2.
- Ref. 99852 Dentina C3.
- Ref. 99853 Dentina D2.
- Ref. 59285 Enamel A1.
- Ref. 59297 Enamel A2.
- Ref. 59298 Enamel A3.

**IPS EMPRESS JERINGA**

Características: 1 jeringa 3 g.

- Ref. 59299 Enamel A3.5.
- Ref. 59300 Enamel A4.
- Ref. 59286 Enamel B1.
- Ref. 59302 Enamel B2.
- Ref. 59303 Enamel B3.
- Ref. 59310 Enamel BL.
- Ref. 99935 Enamel BL-XL
- Ref. 59316 Opaque 1.8g.

**IPS EMPRESS JERINGA**

Características: 1 jeringa 3 g.

- Ref. 59305 Enamel C1.
- Ref. 59306 Enamel C2.
- Ref. 22631 Enamel C3.
- Ref. 59308 Enamel D2.
- Ref. 59309 Enamel D3.
- Ref. 99854 Trans 20.
- Ref. 59280 Trans 30.
- Ref. 59279 Trans OPAL.
- Ref. 83033 Bleach L Dentina
- Ref. 18711 Bleach XL Dentina

**44,95 €** ~~54,50€~~



-15%

**SDR FLOW+ REPOSICIÓN ECO COMPULES**

Marca: Dentsply  
Características: 50 compules

Ref. 73006 Eco Universal

**195,54€** ~~230,05€~~



4+1

**ADMIRA FUSION X-TRA**

Marca: Voco  
Ref. 48790 15 cápsulas x 0,2gr.  
Ref. 48791 1 jeringa 3 gr. universal.

**52,30€** ~~71,90€~~

**IMPORTANTE:** Regalo enviado por VOCO justificando factura a s.iniguez@voco.com

**TETRIC EVOFLOW JERINGAS REPOSICIÓN**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: 1 jeringa x 2 g.

- Ref. 9066 Tetric EvoFlow Jeringa A1
- Ref. 9067 Tetric EvoFlow Jeringa A2
- Ref. 9068 Tetric EvoFlow Jeringa A3
- Ref. 9069 Tetric EvoFlow Jeringa A3,5
- Ref. 9070 Tetric EvoFlow Jeringa A4
- Ref. 9071 Tetric EvoFlow Jeringa B3
- Ref. 9072 Tetric EvoFlow Jeringa T
- Ref. 90675 Tetric EvoFlow Jeringa A2 Dentina
- Ref. 9073 Tetric EvoFlow Jeringa A3.5 Dentina
- Ref. 9074 Tetric EvoFlow Jeringa Bleach XL
- Ref. 9075 Tetric EvoFlow Jeringa Bleach L
- Ref. 9077 Tetric EvoFlow Jeringa Bleach M

-18%



**24,95 €** ~~30,50€~~



SOLO POR  
**9,50€**



**COMPOSITE FLUIDO BESTDENT**

Marca: Bestdent  
Características: 1 jeringa de 2 grs.

- Ref. 60073 A20
- Ref. 60074 A30
- Ref. 60075 A35
- Ref. 60076 B20
- Ref. 60166 A10

Comprando 3 unidades **9,50€** ~~19,95€~~



4+1  
EN REPOSICIONES  
ADMIRA FUSION  
FLOW

**REPOSICIÓN ADMIRA FUSION FLOW**

Marca: Voco  
Características: 2 Jeringas de 2 g.

Ref. 48794	A1	Ref. 48801	B2
Ref. 48795	A2	Ref. 48802	C2
Ref. 48796	A3	Ref. 48803	Incisal
Ref. 48797	A3,5	Ref. 48804	OA2
Ref. 48798	A4	Ref. 48805	BL
Ref. 48799	B1	Ref. 48806	WO

**64,95€** ~~84,87€~~

**KIT ADMIRA FUSION FLOW**

Marca: Voco  
Características: Set 5 jeringas x 2g.

Ref. 48793

**158,30€** ~~233,40€~~

**IMPORTANTE:** Regalo enviado por VOCO justificando factura a s.iniguez@voco.com

★  
NOVEDAD



-20%

**OPTIBOND UNIVERSAL REFILL**

Marca: Kerr  
Características: Bote 5 ml.

Ref. 03957

**74,00€** ~~92,60€~~

COMPRANDO OPTIBOND UNIVERSAL REFILL  
TE REGALAMOS:  
OPTIBOND SOLO PLUS UNIDOSE 100u.  
(Valorado en 227,50 €)





**-32%**

**PRIME & BOND NT  
REPOSICIÓN**

Marca: Dentsply  
Características: Adhesivo Monocomponente a Dentina y Esmalte.  
2 Frascos x 4,5 ml.

<b>Ref. 3062</b>	<b>Precio Oferta</b>	<del>201,15€</del>	<b>135,95€</b>
	Pedidos de 500€	<b>-5% dto.</b>	<b>129,15€</b>
	Pedidos de 1.000€	<b>-10% dto.</b>	<b>122,36€</b>
	Pedidos de 1.500€	<b>-15% dto.</b>	<b>115,56€</b>

\*Condiciones descuentos pág. 4



**-27%**

**EXCITE F**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Excite F Doble (2 x 5 g.)

<b>Ref. 73960</b>	<b>Precio Oferta</b>	<del>164,00€</del>	<b>119,00€</b>
	Pedidos de 500€	<b>-5% dto.</b>	<b>113,05€</b>
	Pedidos de 1.000€	<b>-10% dto.</b>	<b>107,10€</b>
	Pedidos de 1.500€	<b>-15% dto.</b>	<b>101,15€</b>

\*Condiciones descuentos pág. 4



**i**

Contiene 250 unidades

**-20%**

**FUTURABOND U**

Marca: Voco  
Características: 250 u. + accesorios

**Ref. E956** **295,00€** ~~367,00€~~

Futurabond U de curado dual en SingleDose es un adhesivo universal con una presentación monodosis. Autograbado, grabado selectivo o grabado dentinario; con Futurabond U, puede elegir libremente, en función de la situación clínica en cuestión, pero también según su forma de trabajo personal, cómo desea acondicionar la substancia dental dura. Aplicado en una única capa. Adhesión fiable a diversos materiales como el metal, el óxido de circonio y el óxido de aluminio y la cerámica. Para restauraciones directas como indirectas. Sin necesidad de un activador adicional para el curado dual. El sistema SingleDose garantiza un trabajo sencillo y rápido.



**1+1  
GRATIS  
TE AHORRAS  
20,95 €**

**PRECIO  
RESULTANTE  
10,48  
€/u.**

**ÁCIDO GEL VERDE**

Marca: Proclinc  
Características: 3 Jeringas x 3 ml. + 12 puntas  
Ortofosfórico al 37%.

**Ref. 0179** **20,95 €**

**NOVEDAD**

**PUNTAS DISPENSADO  
JERINGA ÁCIDO**

Características: 12 unidades. Puntas azules dispensadoras de ácido. Compatibles con los ácidos Proclinc ref. 0110, 0179 y 01583.

**Ref. 16321** **5,00€** ~~7,00€~~



**-22%**

**ULTRA-ETCH INDISPENSE**

Marca: Ultradent  
Características: Envase 1x30ml.

**Ref. 98624** **59,90€** ~~76,00€~~



**-15%**

**PORCELAIN ETCH KIT**

Marca: Ultradent  
Características: Agente grabador para cerámica y solución de silano. Gel de ácido fluorhídrico aprobado para uso intraoral. Fácil de controlar y de aplicar. No mancha el composite ni la resina de fijación. Silano monocomponente.

**Ref. 59272** Kit 2 x 1,2 ml. Porcelain Etgh. 2 x 1,2 ml.  
Silano. 40 Tips.

**Comprando 2 ud. 74,46€** ~~87,00€~~

-34%



**PAPEL DE MEZCLA**

Características: 9 cm x 7 cm. 50 hojas gramaje: 240 g. m2

Ref. 2222

**2,95€** ~~4,50€~~



SOLO POR  
**3,50€**



**MICRO APLICADORES**

Marca: Bestdent  
Características: 100 uds.

Ref. 25650

Finos

Ref. 25651

Regulares

Comprando 2 ud. **3,50€** ~~9,95€~~

-20%



**PALODENT V3**

Marca: Dentsply  
Características: 50 pcs.

Ref. 23558 Matrices 3.5mm (50 pcs.)

Ref. 23559 Matrices 4.5mm (50 pcs.)

Ref. 23560 Matrices 5.5mm (50 pcs.)

Ref. 23562 Matrices 6.5mm (50 pcs.)

Ref. 23563 Matrices 7.5mm (50 pcs.)

**43,00€** ~~53,85€~~

-36%



**AUTOMATRIX**

Marca: Dentsply  
Características: Caja con 72 unidades.

Ref. 3002 Medium-regular

Ref. 3003 Medium-thin

Ref. 3004 Narrow-regular

Ref. 3005 Wide-regular

**37,95 €** ~~59,41€~~



**BECAS PROCLINIC**

Las Becas Proclinic conceden hasta 20.000€ para formarse en las mejores universidades del mundo.

Los alumnos de grado o de postgrado en Odontología ya pueden inscribirse en la 10ª edición de las Becas Proclinic, que cuentan con dos de las dotaciones económicas más importantes para la formación en Odontología de este país.

18 jóvenes odontólogos ya se han beneficiado de las Becas Proclinic.

Descubre más en: [beca.proclinic.es](http://beca.proclinic.es)



Finalización del plazo de presentación de Candidaturas: 30 de diciembre de 2018

# Cuando el diseño y la funcionalidad se unen, se obtiene **FUSION!**

## NUEVO Composi-Tight® 3D Fusion™ Sectional Matrix System



Exclusivo! Anillo para preparaciones anchas!

**Garrison**  
Dental Solutions

El nuevo sistema de matrices seccionales Composi-Tight® 3D Fusion™ ofrece la solución para todas cavidades de clase II.

THE LEADER IN MATRIX SYSTEMS

El mejor sistema de matrices seccionales ahora con el nuevo diseño Composi-Tight® 3D Fusion™ ultra-adaptable.

Ref.	Contenido	Precio
74072	El popular anillo azul 3D XR ahora más fácil de abrir (2 ud. / paquete)	165,00€*
74073	El anillo naranja Composi-Tight® 3D Fusion™ ahora con extensiones retentivas. (2 ud. / paquete)	165,00€*
74074	El nuevo anillo verde Composi-Tight® 3D Fusion™ para preparaciones anchas. (2 ud. / paquete)	165,00€*
97867	Paquete de tres anillos (1 de cada tamaño)	250,00€*



97868 Forceps para los anillos mejorado de acero forjado 60,00€\*



© 2018 Garrison Dental Solutions, LLC



**1+1  
GRATIS  
TE AHORRAS  
14,65 €**

**PRECIO  
RESULTANTE  
7,33  
€/u.**

### AGUJAS PROCLINIC

Marca: Proclinc  
Características: Aguja siliconada. Cono de plástico. Las agujas pueden ser utilizadas con todas las jeringas y sistemas de jeringas más usados para la anestesia dental.

- Ref. 7923 Aguja 30G 0,3 x 21 mm.
- Ref. 7924 Aguja 30G 0,3 x 25 mm.
- Ref. 7925 Aguja 27G 0,4 x 35 mm.
- Ref. 7926 Aguja 30XG-Short 0,3 x 12 mm.
- Ref. 7928 Aguja 30XG-Short 0,3 x 16 mm.

**14,65 €**



### AGUJAS BESTDENT

Marca: Bestdent  
Características: Caja 100u. Aguja siliconada de triple bisel. Cono de plástico.

- Ref. 59602 Aguja 30G (0,3 x 21 mm.)
- Ref. 59603 Aguja 30G (0,3 x 25 mm.)
- Ref. 59604 Aguja 27G (0,4 x 35 mm.)
- Ref. 59605 Aguja 30XG (0,3 x 12 mm.)
- Ref. 59606 Aguja 30XG (0,3 x 16 mm.)



**DESDE  
4,68 €**

Comprando 2 unidades

**Precio Oferta 5,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto. 5,23€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto. 4,95€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto. 4,68€**

\*Condiciones descuentos pág. 4

**DESDE**

**6,45 €**



### OCTOPLUS

Marca: Laboratorios Clarben  
Características: Aguja con triple bisel. Esterilizada por rayos Gamma. Siliconada, apirógena.  
Cono de plástico con triángulo que indica la posición del bisel.

- Ref. 4313 30G - Infiltrativa. 0,3 x 21 mm.
- Ref. 4377 30G - Infiltrativa. 0,3 x 25 mm.
- Ref. 4378 27L - Troncular. 0,4 x 38 mm.
- Ref. 4379 30XG - Intraligamentosa. 0,3 x 16 mm.

**Comprando 5 unidades 6,45 € 14,95€**

COMPRANDO SUDS DE AGUJAS OCTOPLUS TE REGALAMOS:  
JERINGA CON ARPON ULTRACALM



SÓLO POR  
**17,95€**

**TEMP-BOND**

Marca: Kerr  
Características: Sin modificador 65 g.

Ref. 0307 Óxido de zinc y eugenol.

Precio Oferta ~~44,45€~~ **17,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **17,05€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **16,16€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **15,26€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**-27%**

**FUJI CEM 2 SL REFILL**

Marca: GC

Ref. 42916 2 Cartuchos Fujicem 2SL (13,3g / 7.2 ml),  
blocc de mezcla.

**169,00 €** ~~232,84 €~~



**-24%**

i

Ref. E194: Incluye 3  
Jeringas Retractiladas

**MERON PLUS JERINGA QM**

Marca: Voco  
Características: Jeringa 8,5 gr + accesorios

Ref. E194 3 jeringas **130,00 €** ~~170,00€~~



HASTA UN  
**-21%**

**VARIOLINK ESTHETIC DC**

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: jeringa de 5g. 10 puntas de aplicación

Ref. 73911 Light+

Ref. 73912 Light

Ref. 73913 Neutral

Ref. 73914 Warm

Ref. 73915 Warm+

**74,50 €** ~~91,10€~~

Características: jeringa de 9g. 15 puntas de aplicación

Ref. 73916 Light

Ref. 73917 Neutral

Ref. 73918 Warm

**124,95 €** ~~159,00€~~



**-22%**

**REPOSICIÓN RELYX UNICEM 2 AUTOMIX**

Marca: 3M

Características: 1 jeringa de 8,5 gr., 15 puntas de mezcla estándar,  
5 puntas de mezcla anchas y 5 cánulas de elongación.

Ref. 99180 Translúcido

Ref. 99181 A2 Universal

Ref. 99179 A3 Opaco

**95,50 €** ~~122,50€~~



**-25%**

**RELYX UNICEM 2 AUTOMIX**

Marca: 3M

Características: 3 jeringas x 8,5 gr, 30 puntas de mezcla estándar,  
20 puntas de mezcla anchas, 15 cánulas de elongación, 5 tips  
intraorales,

Ref. 71711 Translúcido

Ref. 71712 A2 Universal

Ref. 71718 A3 Opaco

**210,95 €** ~~282,38€~~

**Proclinic Expert  
Cemento de  
resina dual**



**-30%**  
DESCUENTO

**CEMENTO DE RESINA PROCLINIC EXPERT**

Características: 1 jeringa de 8g, 10 puntas de mezcla, 10 puntas intraorales angulares finas, 10 puntas intraorales angulares XX-finas.

Ref. 78552 Color Dentina  
Ref. 78553 Color Translúcido

**62,30€** ~~89€~~

El Cemento de Resina Dual Proclinic Expert es un cemento definitivo de resina dual sin eugenol que no requiere grabado ácido ni adhesivo. Disponible en dos tonalidades (dentina y esmalte), permitiendo adaptar la tonalidad del cemento a la del diente y a la incrustación. Garantiza resultados estéticos y duraderos en cementaciones definitivas gracias a su alta fuerza adhesiva a esmalte y dentina y a su estabilidad de color probada.

**CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Fuerza adhesiva de hasta 20 Mpa que garantiza resultados duraderos.
- Libera flúor, reduciendo el riesgo de caries recurrente y la sensibilidad postoperatoria.
- Puntas de mezcla optimizadas que permiten ahorrar material en cada uso.

**INDICACIONES**

Cementación de inlays, onlays y overlays, coronas y puentes, coronas parciales y postes de:

- Metal
- Metal-cerámica
- Composites
- Cerámica sin metal
- Alúmina y circonio
- Materiales CAD-CAM



HASTA UN  
**-34%**  
DESCUENTO



**CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO REFORZADO PROCLINIC EXPERT**

Marca: Proclinic Expert  
Características: Ionómero de vidrio reforzado con resina con liberación de flúor, indicado para la fijación de coronas, puentes y onlays confeccionados en metal, resina, metal-cerámica y cerámica.

Ref. 78556 15 g polvo + 10 ml líquido + 3 ml acondicionador

**54,95€** ~~79€~~



**CEMENTO IONOMERO DE VIDRIO PROCLINIC EXPERT**

Marca: Proclinic Expert  
Características: Cemento de ionómero de vidrio clásico radiopaco pensado para cementar una amplia variedad de materiales protésicos. Ofrece una buena adhesión química y una gran biocompatibilidad.

Ref. 78555 15 g polvo + 10 ml líquido

**29,95€** ~~45,36€~~

**Proclinic Expert  
Cemento  
Temporal  
Implantes**



**-35%**  
DESCUENTO



**2 ETAPAS DE FRAGUADO**

De 2' a 2,5' FASE GEL      RETIRAR MATERIAL SOBRANTE      De 4' a 5' FRAGUADO FINAL

**PROCLINIC EXPERT CEMENTO TEMPORAL IMPLANTES**

Características: 1 jeringa automix de 6g, 5 puntas de mezcla.

Ref. 78576

**25,32€** ~~38,95€~~

El Cemento Temporal para Implantes Proclinic Expert está indicado para la cementación temporal o definitiva de coronas y puentes retenidos por implantes y cementación provisional de coronas y puentes en dientes naturales. Un mismo cemento para cementaciones temporales y definitivas en implantes. Sin eugenol.

restauración gracias a su alta elasticidad y a su retención exclusivamente mecánica. Su fraguado controlado en dos pasos permite retirar con facilidad el cemento restante previniendo la pérdida de hueso cortical y la aparición de periimplantitis. Baja solubilidad que asegura una adhesión buena y estable.

- No contiene eugenol ni adhesivos químicos para facilitar la remoción de la corona.
- Color gingival que aporta un acabado natural y estético.
- Alta radiopacidad.
- Sin sabor ni olor para una mayor satisfacción y comodidad



HASTA UN  
**-40%**  
DESCUENTO



**RECONSTRUCTOR DE MUÑONES**

Marca: Proclinic Expert  
Características: 1 jeringa x 10 g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales (tipo 4)

Ref. 78560

**43,37€** ~~61,95€~~

**PUNTAS INTRAORALES TIPO 4**

Marca: Proclinic  
Características: 50 unidades

Ref. 78561

**19,95€** ~~33€~~

Composite de curado dual para la reconstrucción de muñones y la cementación de postes, altamente radiopaco y fluido con muy buenas propiedades mecánicas. Presentado en jeringa automix para una aplicación cómoda y fácil. Color dentina para resultados muy estéticos sin estructura metálica. Puntas de mezcla optimizadas para un ahorro de material.

- Alta resistencia a la compresión que permite realizar unas restauraciones muy duraderas.
- Alta carga de relleno del 70% en peso que garantiza una gran resistencia al desgaste.
- Alta fuerza de adhesión a la dentina de hasta 22 Mpa.

**Proclinic Expert  
Obturador de  
canales**

**-30%**  
DESCUENTO



**OBTURADOR DE CANALES PROCLINIC EXPERT**

Características: 1 jeringa de 10g, 10 puntas de mezcla,  
10 puntas intraorales,  
1 block de mezcla

Ref. 78550

**52,50€** ~~75€~~

Proclinic Expert Root Canal Sealer es un cemento sellador de conductos radiculares indicado para la obturación permanente de conductos radiculares. Compuesto por una doble pasta a base de resina epoxi y aminas que incorpora partículas antibacterianas patentadas Biosafe.

Compatible con cualquier técnica de obturación con guttapercha estándar y guttapercha caliente. Radiopaco. Proporciona un sellado hermético y estabilidad a largo plazo gracias a su buena solubilidad y excelente estabilidad dimensional. Su efecto

antibacteriano gracias a las partículas Biosafe, previene el crecimiento de bacterias y la formación de biofilms, por lo que previene problemas postoperatorios como la sensibilidad y la inflamación periapical.



**-36%**  
DESCUENTO



**PASTA DE HIDRÓXIDO DE CALCIO RADIOPACO**

Marca: Proclinic Expert

Características: 1 unidad Jeringa 1,5 ml. + 5 agujas aplicadoras.

Ref. 7947

**11,95€** ~~18,65€~~

Pasta de Hidróxido de Calcio puro indicado para:  
1. Material de relleno temporal de la raíz, para tratamientos convencionales.  
2. Protección pulpar.  
3. Reparación de perforaciones.

4. Aislante en cavidades profundas.

**Proclinic Expert  
Cemento MTA**



**CEMENTO MTA PROCLINIC EXPERT**

Características: 1 gr. (1 gr. polvo + 3 ml. Agua destilada)

Ref. 78551 Blanco

**54,60€** ~~78€~~

**-30%**  
DESCUENTO



Proclinic Expert MTA  
+ + + + ½

THE DENTAL ADVISOR  
www.dentaladvisor.com

RATINGS:  
Excellent + + + + +  
Very Good + + + +  
Good + + +

**201**  
Testado  
en aplicaciones  
clínicas

**91%**  
de satisfacción

**85%**  
de los consultores  
lo consideraron  
**TAN BUENO  
O MEJOR**

El nuevo cemento MTA Proclinic Expert es un cemento endodóntico reparador totalmente puro y biocompatible, bioactivo, radiopaco y con una muy baja solubilidad. Proclinic Expert MTA garantiza un sellado hermético de larga duración y reparación biológica. Gracias a su efecto bactericida minimiza el riesgo de afectos adversos en los tejidos vitales. De fácil manipulación, proporciona además un ahorro de tiempo en el tratamiento gracias a su corto tiempo de fraguado.

Indicado en tratamientos de pulpa vital y necrótica (protecciones pulpares directas, pulpotomías), reparación de perforaciones en el canal y tratamientos del ápice radicular (apexificaciones, apexogénesis, obturaciones retrógradas).



HASTA UN  
**-17%**

**BIFIX SE**

Marca: Voco  
Características: Cemento Autoadhesivo para coronas, puentes, inlays, onlays.  
• No es necesario grabar ni el uso de un bonding.  
• Corto tiempo de fraguado intraoral.  
• Duradero y seguro.

Ref. 96820 Bifix SE. 3 Jeringas x 5 g.:  
Universal, Translúcido y Blanco Opaco

**160,00 €** ~~191,89€~~

Ref. 97168 1 Jeringas x 5 g. Universal.

Ref. 48910 1 Jeringa x 5 g. Transparente.

**60,00 €** ~~70,25€~~



**-37%**

**AH PLUS**

Marca: Maillefer  
Características: Mezcla de pasta-pasta. Mayor fluidez y más tiempo de trabajo. Radiopaco.

Ref. 2706 4 ml. Base + 4 ml. Activador

**81,50 €** ~~129,60€~~



HASTA UN  
**-32%**

**AH PLUS JET**

Marca: Maillefer  
Características: Resina radiopaca para la obturación de conductos radiculares a base de epoxiamina biocompatible que presenta gracias a su nuevo sistema de dosificación.

Ref. 2768 Kit - 1 Jeringa+ 20 Tips

**84,95 €** ~~122,36€~~

Ref. 0995 Reposición - 2 jeringas

**124,35 €** ~~183,71€~~

**VICRYL**

Marca: Ethicon  
Características: Sutura trenzada compuesta de copolímero de poliglactina 910 de bajo peso molecular y recubierta de poliglactina 370 (50%) y estearato cálcico (50%). Sutura absorbible (56-72 días) y con una fuerza tensil de 35 días. El color de la sutura puede ser violeta o incoloro. Esterilizada con óxido de etileno.



Agujas	Tamaño	Unidades	Color	3/0	4/0	5/0	8/0	
Aguja de 1/2C de 22MM JB-1 VB	70 cm	36 u.	Violeta	<b>42721</b>				<b>163,01 €</b> <del>217,35€</del>
Aguja de 3/8T de 24MM FS-1	70 cm	36 u.	Incoloro	<b>42722</b>				<b>161,29 €</b> <del>215,95€</del>
Aguja de 3/8T de 24MM FS-1	70 cm	36 u.	Violeta		<b>42730</b>			<b>183,53 €</b> <del>244,70€</del>
Aguja de 1/2C de 22MM XS-1	70 cm	36 u.	Violeta	<b>42723</b>				<b>161,29 €</b> <del>215,95€</del>
Aguja de 3/8T de 13MM P-3	45 cm	36 u.	Incoloro			<b>42724</b>		<b>188,68 €</b> <del>251,57€</del>
Aguja de 1/2C de 26MM V-7	70 cm	36 u.	Violeta	<b>42725</b>				<b>128,52 €</b> <del>171,36€</del>
Aguja de 3/8T de 19MM FS-2	45 cm	36 u.	Violeta	<b>42729</b>	<b>42728</b>			<b>149,96 €</b> <del>199,95€</del>
Aguja de 3/8T de 19MM PS-2	45 cm	36 u.	Incoloro	<b>42732</b>	<b>42731</b>			<b>235,24 €</b> <del>313,65€</del>
Aguja de 3/8C de 16MM FS-3	75 cm	12 u.	Violeta		<b>42734</b>	<b>42733</b>		<b>56,96 €</b> <del>75,95€</del>
Aguja 1/2C de 17MM RB-1 PLUS	70 cm	36 u.	Violeta	<b>42720</b>	<b>42726</b>			<b>172,46 €</b> <del>229,95€</del>
Aguja de 1/2C de 22MM SH-1 PLUS	70 cm	36 u.	Violeta	<b>42727</b>				<b>157,61 €</b> <del>210,15€</del>
Aguja de 1/2C de 7MM	30 cm	12 u.	Violeta				<b>42735</b>	<b>255,06 €</b> <del>340,08€</del>

**-25% EN TODOS LAS SUTURAS VICRYL Y VICRYL RAPID DESCUENTO**

**VICRYL RAPID**

Marca: Ethicon  
Características: Sutura trenzada compuesta de copolímero de poliglactina 910 de bajo peso molecular y recubierta de poliglactina 370 (50%) y estearato cálcico (50%). Sutura absorbible (42 días) y con una fuerza tensil de 12 días. El color de la sutura puede ser violeta o incoloro. Esterilizada por irradiación.



Agujas	Tamaño	Unidades	Color	3/0	4/0	5/0	
Aguja de 3/8T de 19MM PS-2	70 cm	36 u.	Incoloro	<b>42738</b>			<b>209,52 €</b> <del>279,36€</del>
Aguja de 3/8T de 13MM P-3	45 cm	36 u.	Incoloro			<b>42739</b>	<b>218,70 €</b> <del>291,60€</del>
Aguja de 1/2T de 17MM J-1	45 cm	36 u.	Incoloro	<b>42740</b>			<b>162,00 €</b> <del>216,00€</del>
Aguja de 3/8T de 16MM FS-3	75 cm	36 u.	Incoloro		<b>42741</b>		<b>152,82 €</b> <del>203,76€</del>



**SUTURAS SUPRAMID**

Marca: Proclinc  
 Características: Envase 12 Unidades.  
 Sutura monofilamento sintética no absorbible. Poliamida recubierta de una vena de poliamida. Estéril. Longitud 75 cm.

- Ref. 50001 3/0 (1/2-T.22mm)
- Ref. 50002 4/0 (3/8-T.16mm)
- Ref. 49945 4/0 (3/8-t.19mm)
- Ref. 50004 4/0 (1/2-T.20mm)
- Ref. 50000 4/0 (1/2-T.22mm)
- Ref. 49944 5/0 (3/8-T.16mm)

**26€** ~~38,95€~~

**SUTURA PGA**

Características: Envase 12 unidades.  
 Sutura absorbible, de absorción media. Estéril. Longitud 45 cm.

- Ref. 49999 Reabsorbible 3/0 (3/8-t.-19mm)
- Ref. 50003 3/0 (1/2-T.22mm)
- Ref. 50006 4/0 (3/8-T.16mm)
- Ref. 50005 5/0 (3/8-T.16 mm)

**37€** ~~58,95€~~



**17€** ~~26,95€~~

**SUTURAS SEDA**

Características: Sutura no absorbible de seda natural negra trenzada. Estéril. Caja de 12 unidades. Longitud 75 cm.

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Ref. 49939 3/0 -(3/8-T.-19mm) | Ref. 49934 2/0 -(1/2-R.-22mm) |
| Ref. 49995 4/0 -(1/2-R.-22mm) | Ref. 49935 2/0 -(1/2-T.-22mm) |
| Ref. 49940 4/0 -(1/2-T.-20mm) | Ref. 49968 2/0 -(3/8-T.-19mm) |
| Ref. 49996 4/0 -(1/2-T.-22mm) | Ref. 49936 3/0 -(1/2-R.-20mm) |
| Ref. 49941 4/0 -(1/2-T.-26mm) | Ref. 49969 3/0 -(1/2-R.-22mm) |
| Ref. 49997 4/0 -(3/8-T.-16mm) | Ref. 49937 3/0 -(1/2-T.-20mm) |
| Ref. 49942 4/0 -(3/8-T.-19mm) | Ref. 49993 3/0 -(1/2-T.-22mm) |
| Ref. 49998 5/0 -(1/2-T.-22mm) | Ref. 49938 3/0 -(1/2-T.-26mm) |
| Ref. 49943 5/0 -(3/8-T.-19mm) | Ref. 49994 3/0 -(3/8-T.-16mm) |

HASTA UN  
**-37%**



**HIELO INSTANTÁNEO**

Marca: Bestdent  
 Características: Bolsas de hielo de tejido no tejido. Al presionar en el punto medio de la bolsa se consigue un efecto frío instantáneo de hasta -4°C, permitiendo una crioterapia real que asegura un alivio de la zona tratada. Máximo tiempo de aplicación de 15 minutos.

- Ref. 85970 24 unidades

**24,40€**

**1+1**  
TE AHORRAS 24,40 €

PRECIO RESULTANTE  
**12,20 €**/u.



**MERECES ASESORAMIENTO EN TIEMPO REAL**

¿Quieres realizar una compra online pero tienes dudas sobre algún producto, sobre tus descuentos o sobre las condiciones de envío de tu pedido? Entra en [www.proclinc.es](http://www.proclinc.es) y descubre nuestro nuevo chat online.

1. Asesoramiento personalizado y eficiente: ¡**¡dinos qué necesitas y te ofreceremos las soluciones que mejor se adapten a ti!**
2. Podrás compartir **archivos e imágenes en tiempo real**. Nuestros asesores ¡**más cerca que nunca!**
3. **¡y sin la instalación** de ningún software!



R2C™  
Root to Crown



Dentsply  
Sirona

### Guttacore Pink

HASTA  
**34%**  
AHORRO

A1703

Comprando 10 blíster de Guttacore Pink (6 obturadores) (A1703B), recibe **sin cargo** 2 blísters extra.

Comprando 5 cajas de Guttacore Pink (30 obturadores) (A1703P), recibe **sin cargo** 1 caja de Guttacore Pink extra.

Guttacore Pink (30u) **109,95€** ~~165,49€~~

Guttacore Pink (6u) **26,00€** ~~36,73€~~



## Limas Protaper® y Wave® One

### 4 blísters Protaper® Next

**32%**  
AHORRO

A08002259A003

Comprando 4 blísters de Protaper® Next surtidos X1/X3 25 mm estériles, recibe **sin cargo**: 6 blísters de limas manuales C+ (A012X).



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

**72,25€** ~~106,20€~~

### 4 blísters WaveOne® Gold

**28%**  
AHORRO

A0756

Comprando 4 blísters de WaveOne® Gold de 6 limas estériles de 25 mm, recibe **sin cargo**: 1 blíster de WaveOne® Gold Glider (blíster de 6 limas de 25 mm) (BSTW1GG625015), 15 compulas de SDR® flow+ (60603040)



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

**78,95€** ~~110,36€~~

### 6 blísters Protaper® Gold

**30%**  
AHORRO

A0409225G0103

Comprando 6 blísters de Protaper® Gold de limas surtidas de 25 mm estériles, recibe **sin cargo** 1 blíster ProGlider® (blíster de 3 limas) (BSTW1GG625015), 1 Kit Ceram.X® Discovery (5xA2, 5xA3) (60601560) y 5 compulas de SDR® flow+ (60603039)



Envío directo sin cargo.

Envío directo por Dentsply Sirona tras justificación de la clínica.

**47,95€** ~~68,42€~~

Enviar prueba de compra a [promociones@dentsplysirona.com](mailto:promociones@dentsplysirona.com) o contactando al teléfono 900 87 87 65.

**LIMAS K COLORINOX**

Marca: Maillefer  
Características: Caja de 6 u.

HASTA UN  
**-38%**

Nº	21mm. Ref.	25mm. Ref.	28mm. Ref.	31mm. Ref.
06	1510	1511		
08	1458	1459	15500	1549
10	1451	1460	15551	1526
15	1452	1461	15552	1527
20	1453	1462	15553	1528
25	1454	1463	15554	1529
30	1455	1464	15555	1530
35	1456	1465	15556	1531
40	1457	1466	15557	1532
45	1487	1437		1533
50	1488	1438		1534
55	1489	1439	15560	1535
60	1504	1501	15561	1536
70	1505	1502		1537
80	1506	1503		1538
90	15061	15031		15381
100	15062	15032		15382
Surtido 15-40	14579	14669	15558	15329
Surtido 45-80	15069	15039	15559	15389
Surtido 90-140	99228			



Nº 15 al 40 **comprando 4 uds. 8,75 €** ~~13,31€~~  
Nº 06 al 10 y 45 al 80 **comprando 4 uds. 10,25 €** ~~16,41€~~



**-30%**

**LIMAS RECIPROC BLUE**

Marca: VDW-Zipperer  
Características: Caja de 6 instrumentos.

- Ref. 12598 R25-21 mm
- Ref. 12599 R40-21 mm
- Ref. 12600 R50-21 mm
- Ref. 12601 R25-25 mm
- Ref. 12602 R40-25 mm
- Ref. 12603 R50-25 mm
- Ref. 12604 R25-31 mm
- Ref. 12605 R40-31 mm
- Ref. 12606 R50-31 mm



**92,95 €** ~~132,58€~~



SÓLO POR  
**3,50€**

**ENSANCHADOR**

Marca: Bestdent  
Características: Caja de 6 u.  
Nº 15 al 40:

Nº	21mm. Ref.	25mm. Ref.
15	77890	77899
20	77891	77900
25	77892	77901
30	77893	77902
35	77894	77903
40	77895	77904
surtido 15 al 40	77896	77905

**3,50 €** ~~9,40€~~

**LIMAS MTWO. REPOSICIÓN**

Marca: VDW-Zipperer  
Características: Blister 6 uds.

**2+1**  
GRATIS  
TE AHORRAS  
77,20 €

Parte Activa de 16 mm.

Nº	21 mm. Ref.	25 mm. Ref.
10/.04	1315	1325
15/.05	1316	1326
20/.06	1317	1327
25/.06	1318	1328
25/.07	1322	1332
30/.05	1319	1329
30/.06	-	74171
35/.04	1320	1330
35/.06	-	74175
40/.04	1321	1331
40/.06	-	74174
50/.04	-	74169
60/.04	-	74170

PRECIO RESULTANTE  
**51,47 €**/u.



Surtido: 1313 1323  
2x10/.04; 2x15/.05; 2x20/.06  
Surtido: 1314 1324  
2x25/.06; 1x30/.05-35/.04-40/.04-25/.07

**77,20 €**



**-34%**

**REPOSICIÓN PUNTAS THERMAFIL**

Marca: Maillefer  
Características: Longitud: 25 mm.

Nº	ref.
20	3185
25	3186
30	3187
35	3188
40	3189

**93,95 €** ~~142,29€~~



**1+1**  
GRATIS  
TE AHORRAS  
12,70 €

**PUNTAS GUTTAPERCHA ISO**

Marca: Proclinc  
Características: Caja de 120 puntas (6 tubos x 20 uds.); colores Iso en su extremo para identificación fácil y precisa.

Nº	Ref.
15	8101
20	8102
25	8103
30	8104
35	8105
40	8106
45	8107
50	8108
55	8109
60	8110
70	8111
80	8112

PRECIO RESULTANTE  
**6,35 €**/u.

**12,70 €**



**LIMAS K / LIMAS H**

Marca: Bestdent  
Características: Caja de 6 u.



SÓLO POR

3,50€

**LIMAS K**

	Nº	21mm. Ref.	25mm. Ref.	31mm. Ref.
■	8	77801	77817	77833
■	10	77802	77818	77834
□	15	77803	77819	77835
■	20	77804	77820	77836
■	25	77805	77821	77837
■	30	77806	77822	77838
■	35	77807	77823	77839
■	40	77808	77824	77840
□	45	77809	77825	77841
■	50	77810	77826	77842
■	55	77811	77827	77843
■	60	77812	77828	77844
■	70	77813	77829	77845
■	80	77814	77830	77846
surtido 15 al 40				
surtido 45 al 80				
		77815	77831	77847
		77816	77832	77848

3,50 € ~~9,40€~~

**LIMAS H**

	Nº	21mm. Ref.	25mm. Ref.	31mm. Ref.
■	8	77849	77865	
■	10	77850	77866	
□	15	77851	77867	77881
■	20	77852	77868	77882
■	25	77853	77869	77883
■	30	77854	77870	77884
■	35	77855	77871	77885
■	40	77856	77872	77886
□	45	77857	77873	
■	50	77858	77874	
■	55	77859	77875	
■	60	77860	77876	
■	70	77861	77877	
■	80	77862	77878	
surtido 15 al 40				
surtido 45 al 80				
		77863	77879	77887
		77864	77880	

3,50 € ~~9,40€~~



-30%

**PUNTAS ACRILICAS ISO P.D.**

Marca: P.D.  
Características: Longitud 29 mm.

De Resina Acrilica  
Caja de 60u.  
(6 tubos x 10u).

Nº	Ref.	
■	10	1855
□	15	1856
■	20	1857
■	25	1858
■	30	1859

25,76 € ~~36,80€~~

**PUNTAS DE GUTTAPERCHA NO STANDARDIZADAS - PIRATAS DE TREY**

Marca: Maillefer  
Características: Caja de 100 u.

- Ref. 2719 XXXFINA
- Ref. 2720 XFINA (A)
- Ref. 2721 FINA (B)
- Ref. 2722 MEDIA (C)
- Ref. 96952 LARGA



-34%

Precio Oferta ~~25,47€~~ 16,75€

Pedidos de 500€ -5% dto. 15,91€

Pedidos de 1.000€ -10% dto. 15,08€

Pedidos de 1.500€ -15% dto. 14,24€

\*Condiciones descuentos pág. 4



-34%

**PUNTAS PAPEL CONICIDAD VARIABLE MULTITAPER**

Marca: Proclonic  
Características: La caja de puntas de papel contiene 100 puntas.

- Ref. 01584 ■ F1
- Ref. 01585 ■ F2
- Ref. 01586 ■ F3
- Ref. 01587 ■ Surtido F1-F2-F3
- Ref. 01588 ■ Surtido F4-F5

8,50 € ~~12,90€~~



1+1 GRATIS

**DIQUES PROCLINIC**

Marca: Proclonic  
Características: 36 unidades. Medidas 15x15cm.

- Ref. 0125 Medios Verdes
- Ref. I2500 Medios Azules
- Ref. I2501 Finos Verdes
- Ref. I2502 Gruesos Verdes

15,30€

Características: 52 unidades. Medidas 12,7 x 12,7 cm.

- Ref. I2503 Medios Verdes

14,90€

COMPRANDO 1UD DE DIQUES PROCLINIC TE REGALAMOS:  
DIQUES FINOS VERDES (Valorados en 15,30 €)





- 20836 ● 20837 ● 20834 ● 20838
- 20831 ● 20835 ● 20833 ● 20832
- 20839

## Monoart® Kit 5 Productos

Práctica confección de productos desechables para 500 pacientes:  
500 Monoart® Towel Up!  
500 Monoart® Aspirador de saliva EM15  
500 Monoart® Vaso de plástico  
200 Monoart® Mascarilla protection 3  
160 Monoart® Babero PG30

**54,00 €** ~~66,66€~~



- 20828 ● 20829
- 20827 ● 20830

## Monoart® Kit Floral

Kit Monoart® con tonos florales para auxiliares y pacientes, compuesto por:  
100 Monoart® Vaso de plástico floral  
50 Monoart® Mascarilla Protection 3 floral  
1 Monoart® Gorro dental  
1 Monoart® Gafas Ultra Light

**30,00 €** ~~53,23€~~



- 9651 ● 9652

## Monoart® Kit 8 Productos

Misma composición del kit 5 productos más:  
250 Papel para bandejas Monoart  
10 Cánulas de aspiración EM19Evo  
2 Bolsas de rollo algodón n°2

**75,00 €** ~~121,32€~~



- 20178 ○ 20181 ● 20179 ⊕ 20174
  - 20175 ● 20176 ● 20180 ● 20177
- T= transparente

## Monoart® Aspirador de saliva EM15

Aspirador de saliva flexible desechable en PVC transparente no tóxico, sin punta extraíble. Hilos de cobre englobado para que se mantenga perfectamente el ángulo. Bolsa de 100 unidades.

**3,95 €** ~~5,19€~~



- Ⓢ Talla S - 76895
- Ⓜ Talla M - 76896

## Kit Monoart® Infection Control

Una barrera segura contra las infecciones. Set funcional para profesionales que contiene:  
50 x Monoart® Delantal  
50 x Monoart® Mascarilla Protection 3  
2 x Monoart® Gorro dental  
2 x Monoart® Gafas Ultra Light  
2 x Bata  
1 x Par de guantes anticortes

**82,00 €** ~~136,44€~~



- 98603 ● 98610 ● 98604 ● 98606
- 98601 ● 98602 ● 98607 ● 98608
- 98605 ● 98609

## Monoart® Gorro Dental

Cómodo gorro dental de algodón, de uso placentero y confortable, dotado de lazos, adaptables a todas las medidas, esterilizable en autoclave a 121°C. Colores: lima, verde, verde quirúrgico, celeste, azul, lila, rosa, naranja, amarillo, blanco, negro.

**12,00 €** ~~18,33€~~



**GUANTES DE LÁTEX CON POLVO**

Marca: Proclinic  
 Características: Caja de 100u.  
 Ref. 0138 Grande  
 Ref. 0139 Mediano  
 Ref. 0140 Pequeño  
 Ref. 0170 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

**Precio Oferta** ~~10,25€~~ **4,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **4,28€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **4,05€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **3,83€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO**

Marca: Proclinic  
 Características: Caja de 100u.  
 Ref. 55010 Grande  
 Ref. 55020 Mediano  
 Ref. 55030 Pequeño  
 Ref. 55040 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

**Precio Oferta** ~~12,25€~~ **5,99€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **5,69€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **5,39€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **5,09€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



Panel de abeja

**GUANTES LÁTEX SIN POLVO**

Marca: Supermax  
 Características: Caja de 100u.  
 Ref. 75263 Grande Ref. 75261 Pequeño  
 Ref. 75262 Mediano Ref. 75260 X Pequeño

**Precio Oferta** ~~12,55€~~ **7,99€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **7,59€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **7,19€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **6,79€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**GUANTES DE LÁTEX CON POLVO**

Marca: Bestdent  
 Características: Caja de 100u.  
 Ref. 78380 Grande Ref. 78382 Pequeño  
 Ref. 78381 Mediano Ref. 78383 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

**Precio Oferta** ~~6,65€~~ **3,25€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **3,09€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **2,93€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **2,76€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**GUANTES DE LÁTEX SIN POLVO**

Marca: Bestdent  
 Características: Caja de 100u.  
 Ref. 50060 Grande Ref. 50080 Pequeño  
 Ref. 50070 Mediano Ref. 50090 X-Pequeño

Comprando 10 unidades

**Precio Oferta** ~~7,95€~~ **3,65€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **3,47€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **3,29€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **3,10€**

\*Condiciones descuentos pág. 4





i

Color Azul

**GUANTES AZULES DE LÁTEX SIN POLVO**

Marca: Proclenic  
 Características: Caja de 100u.  
 Ref. 76504 Grande  
 Ref. 76503 Mediano  
 Ref. 76502 Pequeño  
 Ref. 76501 X-Pequeño

**Precio Oferta** ~~12,95€~~ **6,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **6,18€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **5,85€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **5,53€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**GUANTES NITRILO SIN POLVO**

Marca: Bestdent  
 Características: Caja de 100u.  
 Ref. 78393 X-Pequeños Ref. 78391 Medianos  
 Ref. 78390 Pequeños Ref. 78392 Grandes

**Comprando 10 unidades**

**Precio Oferta** ~~10,90€~~ **4,70€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **4,47€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **4,23€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **4,00€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**GUANTES AROMA MENTA SIN POLVO**

Características: Guantes de látex libres de polvo, con una capa interior de polímero que protege al usuario del contacto con el látex a la vez que facilita la colocación.

Ref. 96650 Grande Ref. 96652 Pequeño  
 Ref. 96651 Mediano Ref. 96653 X Pequeño

**Precio Oferta** ~~13,450z€~~ **6,99€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **6,64€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **6,29€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **5,94€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**GUANTES NITRILO PEHA-SOFT AZULES**

Marca: Hartmann  
 Características: Caja de 150u.  
 Ref. 98619 Grande Ref. 98617 Pequeño  
 Ref. 98618 Mediano Ref. 98616 X Pequeño

**Precio Oferta** ~~20,95€~~ **15,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **14,73€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **13,95€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **13,18€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**GUANTES PEHA-TAFT CLASSIC ESTÉRIL SIN POLVO**

Marca: Hartmann  
 Características: Caja de 50 pares.  
 Ref. 96501 N. 6 Ref. 96504 N. 71/2  
 Ref. 96502 N. 61/2 Ref. 96505 N. 8  
 Ref. 96503 N. 7

**Precio Oferta** ~~37,94€~~ **29,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **28,45€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **26,96€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **25,46€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



-38%



**ASPIRADORES**

Marca: Proclinc  
 Características: 15 cm. Bolsa de 100 u. Punta extraíble.  
**Ref. 0122** Transparentes  
**Ref. 0123** Blancos Opacos  
**Ref. 0122V** Verde  
**Ref. 0122A** Azul  
**Ref. 0122R** Rojo-Fucsia  
**Ref. 0122M** Amarillo  
**Ref. 0122N** Naranja  
**Ref. 0122L** Lila

**2,95€** ~~4,79€~~



SÓLO POR  
1,50€



**ASPIRADORES TRANSPARENTES**

Marca: Bestdent  
 Características: 14 cm. Bolsa de 100 u.  
 Un sello de seguridad recoge cada bolsa protegiéndolo de los daños. Ejector no tóxico debido a la eliminación de la cola en el proceso de producción.

**Ref. 35405** Transparentes

**Precio Oferta** ~~2,95€~~ **1,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **1,43€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **1,35€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **1,28€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



-40%



**CÁNULA QUIRÚRGICA ESTÉRIL**

Marca: Bestdent  
 Características: Estériles, envase individual. Ø 48 mm. Con boquilla extraíble de 2,5 mm. y adaptador a 11 y 16 mm. 20 unidades.

**Ref. 43632**

**comprando 2 uds. 16,90€** ~~27,95€~~



SÓLO POR  
1,99€



**MASCARILLAS RECTANGULARES**

Marca: Proclinc  
 Características: Caja de 50u. Con elásticos redondos.

**Ref. 0150** Verdes  
**Ref. 01500** Azules  
**Ref. 01501** Rosas

**comprando 1 uds. 3,50€** ~~4,00€~~  
**comprando 10 uds. 1,99€** ~~4,00€~~



-38%



**VISERA PROTECCIÓN + SOPORTE**

Marca: Proclinc  
 Características: Visera de protección con montura autoclavable. Excelente transparencia. Cubre la nariz, ojos y boca.

**Ref. 49958** Visera Protección (12u.) + Soporte. **24,00€** ~~38,00€~~  
**Ref. 49959** Visera Protección (12u.) **18,00€** ~~29,00€~~



-49%

**SERVILLETAS BABERO**

Marca: Bestdent  
 Características: Caja 500 u. Ancho: 45 cm. Largo: 33 cm.

**Ref. 76902** Azules.  
**Ref. 76903** Verdes.  
**Ref. 76903** Naranjas.  
**Ref. 76904** Azul Capri.  
**Ref. 76914** Lilas.



**Precio Oferta** ~~20,15€~~ **10,25€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **9,74€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **9,23€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **8,71€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**-46%**

**VASOS DE PLÁSTICO 160 C.C.**

Características: Blancos. Diámetro 7 cm. Altura 7 cm. Gramaje: 2,8 g. Polietileno

**Ref. 6906** 3000 u.

**Precio Oferta** ~~47,99€~~ **25,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **24,65€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **23,36€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **22,06€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**SÓLO POR**  
**21,95€**

**PAPEL SECAMANOS EN BOBINA**

Marca: Qualque  
Características: 2 capas de celulosa. Envase de 6 rollos de 140 m. Gofrado, suave y resistente. Diámetro 19 cm y alto 20 cm.

**Ref. 4312**

**21,95€** ~~43,81€~~



**SÓLO POR**  
**60,00€**

**TOALLAS TORK PREMIUM**

Marca: Tork  
Características: Entredobladas. Blancas

**Ref. 93500** X- Suave. (2.100 u.)

**60,00€** ~~68,03€~~

**Ref. 93501** Suave Plegadas W 34 x 21,2 cm (2.310 u.)

**61,00€** ~~68,00€~~

**COMPRANDO 3 UDS DE TOALLAS TORK PREMIUM TE REGALAMOS: DISPENSADOR SERVILLETAS SOBREMESA TORK (Hasta fin de existencias)**



**SÓLO POR**  
**22,95€**

**BANDEJAS DESECHABLES DE PLÁSTICO GRANDES**

Características: 400 unidades.

**Ref. 2247** Se adaptan a las bandejas metálicas standar de 28,5 x 18,5 cm. Bandejas de plástico, desechables, compartimentadas para sostener instrumentos, pastas, etc. Utilización por separado o colocadas sobre las bandejas standard y Mini de Aluminio o Acero.

**Precio Oferta** ~~45,90€~~ **22,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **21,80€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **20,66€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **19,51€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



**1+1**  
**TE AHORRAS**  
**10,90 €**

**PRECIO RESULTANTE**  
**5,45**  
**€/u.**

**ALGODÓN PROCLINIC**

Marca: Proclinic  
Características: Mezcla de Algodón con celulosa. Bolsa 300 g.

**Ref. 0101** Rollos Nº 1. Bolsa 825 u. aprox.

**Ref. 0102** Rollos Nº 2. Bolsa 675 u. aprox.

**Ref. 0103** Rollos Nº 3. Bolsa 450 u. aprox.

**10,90€**



**SÓLO POR**  
**4,99€**

**SET IMPLANTE**

Marca: Cardiva  
Características: Set estéril (esterilizado por O.E.) de un sólo uso, pensado para la cirugía de Implantes Dentales:  
- 6 guantes de látex de 1ª calidad en carpentilla (4 tallas mediana y 2 tallas grandes).  
- 3 mascarillas de alto riesgo, 3 capas, con cintas.  
- 3 batas de polipropileno, azul, 40 gr/m2, con puños elásticos.  
- 1 paño fenestrado, verde de 50 x 50 cm. Impermeable.  
- 1 gorro de cirujano con cintas.  
- 1 paño de 75 x 100 cm. De rayón.  
- 2 gorros ajustables.

**Ref. 2191**


**comprando 5 uds. 4,99€** ~~16,06€~~



**PROTECTOR MORDEDOR**

Marca: Omnia  
 Características: Protector Mordedor Ortopanto. Rectangular 4x6 cm. De PVC. Fundas para la cobertura del mordedor en radiología ortopantomógrafa. No estériles.

Ref. 6448 500 unidades **21,00€** ~~26,50€~~



**PROTECTOR MORDEDOR**

Marca: Omnia  
 Características: Protector Mordedor Ortopanto. Redondo. 7 mm x 9 mm. De Poliuretano. Fundas para la cobertura del mordedor en radiología ortopantomógrafa. No estériles. Color blanco. Libres de látex.

Ref. 6449 200 unidades **29,00€** ~~41,90€~~



**PROTECTOR MANGUERA ESTÉRIL**

Marca: Omnia  
 Características: Protectores de mangueras tubulares monouso en polietileno transparente antirreflectante con extremo abierto para su colocación. Protegen y cubren las mangueras, ya que no pueden ser esterilizadas. 120X7 cms.

Ref. 97850 10 unidades **18,00€** ~~27,45€~~

HASTA UN  
**-34%**



HASTA UN  
**-49%**

**BOLSAS DE ESTERILIZAR**

Marca: Proclinic  
 Características: 200 u.

- Ref. 79931 6 x 11 cm. **6,25€** ~~9,40€~~
- Ref. 79930 7 x 26 cm. **9,90€** ~~19,05€~~
- Ref. 79954 9 x 16 cm. **9,99€** ~~18,25€~~
- Ref. 79932 9 x 23 cm. **10,50€** ~~21,50€~~
- Ref. 79933 14 x 25 cm. **14,50€** ~~28,95€~~
- Ref. 79947 33 x 44 cm. **44,95€** ~~64,95€~~



HASTA UN  
**-50%**

**i**  
 Ampliación de gama  
 Tamaño 20x200m

**ROLLOS DE ESTERILIZACIÓN**

Marca: Proclinic  
 Características: Papel de grado médico. Con testigo de esterilización. Rollos de 200m.

- Ref. 79934 5cm x 200m. **12,99€** ~~23,95€~~
- Ref. 79935 7,5cm x 200m. **16,99€** ~~33,50€~~
- Ref. 79936 10cm x 200m. **22,99€** ~~45,95€~~
- Ref. 79950 15cm x 200m. **34,99€** ~~51,95€~~
- Ref. 79956 20cm x 200m. **42,99€** ~~69,00€~~
- Ref. 79951 25cm x 200m. **51,29€** ~~84,95€~~



**bd**  
**-48%**

**ROLLOS DE ESTERILIZAR**

Marca: Bestdent

- Ref. 79944 5cm x 200m **7,95€** ~~15,25€~~
- Ref. 79945 7,5cm x 200m **8,90€** ~~20,35€~~
- Ref. 79946 10cm x 200m **13,95€** ~~29,95€~~

# LIQUIDACIÓN

HASTA  
**50%**  
DE DESCUENTO

HASTA FIN DE EXISTENCIAS



**-50%**

## PINZA GUBIA FRIEDMAN

Marca: Martin  
Características: Pinza gubia Friedman.  
- Instrumento para cirugía de hueso.  
- Material acero inoxidable de alta calidad.

Ref. 99845 Pinza Gubia Friedman 14,5cm 1830/1  
Ref. 99846 Pinza Gubia Friedman 14,5cm 1830/3

**103,16€** ~~206,31€~~



**-50%**

## FRESAS SINTERIZADAS ROJO

Marca: Mestra  
Características: 10 u. Set de Fresas sinterizadas para metal grano fino. Son de diamante sinterizado en masa, con las formas más habituales empleadas en el laboratorio dental.

Ref. 96913

**76,19€** ~~152,38€~~



**-50%**

## CURETA ÓSEA 1845

Marca: Martin  
Características: Largo: 14,5cm. Para rascar y limpiar el hueso.

Ref. 0988

**27,83€** ~~55,66€~~



**1+1**

TE AHORRAS  
41,95 €

PRECIO  
RESULTANTE  
**20,97**  
€/u.

## SELLADOR DE PUNTOS Y FISURAS

Marca: Proclinic  
Características: 1,2ml. X 2 jeringas Sellador + Puntas.  
1,2ml. X 2 jeringas Acido + Puntas.

Ref. 49932

**41,95€**



**-50%**

## PULIDOR DIAPOL TWIST C.A.

Marca: Eve  
Características: Pulidores para cerámica en sistema de 3 pasos con partículas de diamante impregnado. Correcciones rápidas sin necesidad de pasta de pulido o barniz adicional. Se consigue una superficie pulida final igual a superficies barnizadas.

Ref. 97544 DT-WI4DG 10 u. Azul grano grueso  
Ref. 97546 DT-WI4DMF 10 u. Rosa grano medio  
Ref. 98060 DT-WI4D 10 u. Gris grano fino

**42,31€** ~~84,62€~~



**-40%**

## LIMAS H SENSEUS N° 08 Y 45-80

Marca: Maillefer  
Características: Caja de 6 u.

**11,73€** ~~19,55€~~

## LIMAS H SENSEUS N° 10-40

Marca: Maillefer  
Características: Caja de 6 u.

**9,37€** ~~15,62€~~



HASTA UN  
**-43%**

**DETERGENTE DESINFECTANTE DE ASPIRACIÓN**

Marca: Proclinic

- Ref. 49900** 1 litro **9,85 €** ~~17,35€~~
- Ref. 49901** 5 litros **29,70 €** ~~63,50€~~



HASTA UN  
**-44%**

**DETERGENTE-DESINFECTANTE DE INSTRUMENTOS 2%**

Marca: Proclinic

- Ref. 49890** 1 litro **13,95 €** ~~24,75€~~
- Ref. 49891** 5 litros **69,95 €** ~~105,95€~~



DESDE  
**8,95€**

**DESINFECTANTE DE DISPOSITIVOS MEDICOS**

Marca: Proclinic  
Características: Contiene alcohol

- Ref. 49888** 750 ml. **8,95 €** ~~20,99€~~
- Ref. 49897** 5 litros **32,50 €** ~~68,95€~~

SOLO POR  
**49,95€**



**OROTOL PLUS 2,5 L. - CONCENTRADO**

Marca: Dürr  
Características: Desinfectante de la aspiración. Concentrado: 2,5 l. para 125 litros. No genera espuma. Sin aldehídos.

- Ref. 0204** **49,95 €** ~~51,20€~~

POR LA COMPRA DE 2 OROTOL PLUS 2,5 L. - CONCENTRADO, OROTOL PLUS 1 LITRO



HASTA UN  
**-44%**

**TOALLITAS DESINFECTANTES 30 SEGUNDOS**

Marca: Proclinic

- Ref. 49898** Bote 100 u. **5,75€/u.** ~~10,95€/u.~~  
Comprando 2 u.
- Ref. 49899** Reposición 100 u. **4,75€/u.** ~~8,15€/u.~~  
Comprando 3 u.

**-30%**



**CUBETA DE DESINFECCIÓN**

Marca: Larident  
Características: Cubeta con capacidad de 3 litros. Cubeta para desinfección por inmersión, de plástico duro y compatible con cualquier tipo de soluciones. Incluye cesta interior y es esterilizable en autoclave. Medidas: largo 35 cm, ancho 26 cm, alto 14 cm.

- Ref. 4194** **33,50€** ~~47,85€~~



HARTMANN

Going further  
for health

## Manos seguras —

La gama Sterillium® cubre tus necesidades en la lucha contra las infecciones nosocomiales.

### Sterillium®

Excelente en la desinfección quirúrgica de manos, proporciona un excelente efecto inmediato y una actividad antimicrobiana duradera y sostenida hasta las 6 horas. Deja una agradable sensación en la piel y aumenta su hidratación en un 30% cuando se usa con regularidad<sup>1</sup>.

### Sterillium® Gel

Ideal para la desinfección higiénica de las manos como alternativa a los desinfectantes líquidos para manos ofrece una eficacia completa gracias a su fórmula altamente eficiente de etanol al 85% (p/p), cumpliendo con las recomendaciones de la OMS, para protección completa.



Ref. 5521	Sterillium 1000ml.	<b>14,00€</b> <del>17,14€</del>
Ref. 5520	Sterillium 500ml.	<b>8,00€</b> <del>9,95€</del>
Ref. 70159	Sterillium gel 475 ml. con válvula	<b>10,00€</b> <del>12,62€</del>
Ref. 70160	Sterillium gel 975 ml. con válvula	<b>13,00€</b> <del>16,12€</del>



Research for  
infection protection  
bode-science-center.com

1. Barry, RCT (2014): Evaluating the effect of a Hand Sanitizer Using an Exaggerated Handwas Method.



HASTA UN  
**-36%**

**UNISEPTA LIGHT 2**

Marca: Unident

Ref. 55515 Frasco 750 ml. **9,50€** ~~14,95€~~

Ref. 55514 Envase 5 litros. **39,00€** ~~49,95€~~



POR LA COMPRA DE 1 UNISEPTA LIGHT 2 (5 l),  
DERMOCOL GEL NEW CON DOSIFICADOR (500ml)



HASTA UN  
**-36%**

**UNISEPTA PLUS LÍQUIDO**

Marca: Unident

Características: Desinfección de superficies en 30 segundos.  
60% alcohol. Sin Glutaraldehído.

Ref. 55435 Frasco 750 ml. **9,50€** ~~14,95€~~

Ref. 96569 Envase 5 litros. **39,00€** ~~49,95€~~



POR LA COMPRA DE 1 UNISEPTA PLUS LIQUIDO (5l),  
DERMOCOL GEL NEW CON DOSIFICADOR (500ml)



HASTA UN  
**-44%**

**MICRO 10 ENZIMÁTICO**

Marca: Unident

Ref. 56770 1 litro **21,60€** ~~38,25€~~

Ref. 56771 2,5 litros **45,80€** ~~79,90€~~



POR LA COMPRA DE 1 MICRO 10 ENZIMÁTICO (2,5l),  
UNISEPTA PLUS LIQUIDO 750 ml.



HASTA UN  
**-48%**

**MICRO 10 EXCEL**

Marca: Unident

Ref. 56774 1 litro **20,00€** ~~38,25€~~

Ref. 56775 2,5 litros **42,00€** ~~79,90€~~



POR LA COMPRA DE 1 MICRO 10 EXCEL (2,5l),  
UNISEPTA PLUS LIQUIDO 750 ml.



HASTA UN  
**-46%**

**VACUCID 2**

Marca: Unident

Ref. 68343 1 l. **10,40€** ~~15,90€~~

Ref. 68344 5 litros. **40,90€** ~~57,50€~~



POR LA COMPRA DE 1 VACUCID 2 (5l),  
UNISEPTA PLUS LIQUIDO 750 ml.



HASTA UN  
**-46%**

**UNISEPTA FOAM 2**

Marca: Unident

Ref. 56787 Frasco 750 ml. **10,70€** ~~19,95€~~

Ref. 56788 Garrafa de 5 litros. **40,60€** ~~62,95€~~



POR LA COMPRA DE 1 UNISEPTA FOAM 2 (5l),  
DERMOCOL GEL NEW CON DOSIFICADOR (500ml)



HASTA  
**-30%**  
DESCUENTO

Las siliconas de adición 380 Proclinic Expert de mezcla automática te garantizan una mezcla homogénea y mayor comodidad. Compatible con las principales máquinas de mezclado automático del mercado.

**SILICONAS DE ADICIÓN 380 PROCLINIC EXPERT**

Características: 2x380ml + 15 puntas de mezcla + 2 roscas de bloqueo

**Ref. 15157** Silicona 380 Putty Fast Set.

**Ref. 15159** Silicona 380 Heavy Body Fast Set.

**Ref. 15158** Silicona 380 Heavy Body Regular Set.

**97,27€** ~~138,95€~~

**Ref. 15161** Rosca de bloqueo para puntas de mezcla para siliconas Proclinic Expert 380

**8,40€** ~~10,80€~~

HASTA  
**2 MICRAS**  
de exactitud para registrar todos los detalles oclusales

Rapidez en el registro oclusal  
**60"** DE TIEMPO  
de permanencia en la cavidad oral



HASTA  
**-40%**  
DESCUENTO

**Óptima fluidez para evitar presiones y deslizamientos en la aplicación**

La silicona de registro de mordida Proclinic Expert tiene una dureza 95 Shore A que asegure una excelente reproducción de detalles.

**REGISTRO DE MORDIDA PROCLINIC EXPERT**

Características: 2 cartuchos x 50ml + 12 puntas

**Ref. 15160** Silicona Registro de Mordida.

**24,50€** ~~41€~~

NOVEDAD  
AMPLIACIÓN DE GAMA

HASTA  
**-30%**  
DESCUENTO



Las siliconas de adición masilla Proclinic Expert cuentan con una fórmula renovada.

**SILICONAS DE ADICIÓN MASILLA PROCLINIC EXPERT**

Características: 250ml base + 250ml catalizador

**Ref. 15151** Putty Soft Fast Set.

**Ref. 15150** Putty Soft Regular Set.

**Ref. 15163** Putty Hard Fast Set.

**39,95€** ~~56,95€~~

Las siliconas de adición fluidas Proclinic Expert cuentan con 3 viscosidades diferentes, adaptándose a cada necesidad clínica.



HASTA  
**-32%**  
DESCUENTO



**SILICONAS DE ADICIÓN REGULAR (MEDIUM BODY)**

Características: 2 cartuchos x 50ml+ 12 puntas.

**Ref. 15152** Silicona Regular Body Regular Proclinic Expert

**SILICONAS DE ADICIÓN FLUIDA (LIGHT BODY)**

Características: 2 cartuchos x 50ml+ 12 puntas + 12 tips intraorales

**Ref. 15154** Silicona Light Body Fast Set.

**Ref. 15153** Silicona Light Body Regular Set.

**Ref. 15156** Silicona Ultra Light Body Fast Set.

**27,85€** ~~40,95€~~



**SILICONAS DE ADICIÓN REGULAR (MEDIUM BODY)**

Características: 4 cartuchos x 50ml

**Ref. 15155** Silicona Light Body Fast Set.

**49,95€** ~~71,50€~~

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# Productos para Impresión

## 3M™ Impregum™ Penta Pasión por la precisión.

- Máxima reproducción de detalle, gracias a una hidrofilia insuperable.
- Impresiones fiables y perfectas al primer intento.



## 3M™ Impregum™ Super Quick Impresiones fiables y perfectas.

- Material de Poliéter de fraguado súper rápido.
- Fraguado en 2 minutos. Tiempo de trabajo 45 seg.
- Experiencia del paciente mejorada.



## 3M™ Imprint™ 4 Excelente hidrofilia.

- Reproducción de detalles excepcional.
- Impresiones perfectas y fiables a la primera.
- Permite retirar la cubeta fácilmente.



IMPREGUM PENTA	<b>189,95€</b>
IMPREGUM PENTA SOFT	<b>189,95€</b>
IMPREGUM PENTA SOFT QUICK	<b>189,95€</b>
IMPREGUM PENTA H DUOSOFT	<b>189,95€</b>
IMPREGUM PENTA SUPER QUICK MEDIUM BODY	<b>189,95€</b>
IMPREGUM SUPER QUICK LIGHT BODY	<b>99,95€</b>
IMPRINT 4 PENTA	<b>125,00€</b>
IMPRINT 4 FLUIDA	<b>85,00€</b>

## Aproveche ahora las Promociones 3M Oral Care

- Por la compra de 3 reposiciones de Impregum Penta:

**¡Novedad!**

**GRATIS**

**1 Kit de Prueba Impregum Penta Super Quick**

- Por la compra de 1 reposición Impregum Super Quick Light Body + 1 reposición Impregum Penta Super Quick Medium Body

**GRATIS**

**reposición de 20 Jeringas Intraorales Poliéter Moradas**

- Por la compra de 1 reposición Imprint 4 Penta + 1 reposición Imprint 4 Light

**GRATIS**

**1 reposición de 20 Jeringas Intraorales Poliéter Verdes**

 **proclinic**  
900 39 39 39  
www.proclinic.es

Promociones válidas hasta el 30 de septiembre de 2018  
Máximo 3 promociones de cada tipo por pedido  
El regalo lo envía directamente 3M enviando la factura al fax 913 126 837,  
al e-mail 3mespe.spain@mmm.com o llamando al teléfono 900 102 641

[www.3m.com.es/dental](http://www.3m.com.es/dental)



3MESPEIberia @3MESPEIB 3MESPEdental

**Zhermack**

Dental

# hydrorise

Hydrorise, una silicona de adición precisa y fiable que se adapta a la mayoría de técnicas de impresión y morfologías dentales, incluso aquellas en situación clínica complicada.

## Mezcla máquina



**€ 100,00**

**Hydrorise Maxi Putty,**  
2 x 380 ml  
49864 Normal Set | 49865 Fast Set



**€ 120,39**

**Hydrorise Maxi Heavy Body,**  
2 x 380 ml  
49874 Normal Set | 49873 Fast Set



**€ 120,39**

**Hydrorise Maxi Monophase,**  
2 x 380 ml  
49862 Normal Set | 49861 Fast Set

## Mezcla manual



**€ 63,90**

**Hydrorise Putty,** 300 ml + 300 ml  
49853 Normal set | 49852 Fast set



**€ 38,90**

**Hydrorise Light Body,** 2 x 50 ml  
+ 12 puntas mez. amarillas  
49857 Normal set | 49856 Fast set



Oferta disponible también para las viscosidades Extra Light y Regular

# hydrorise implant

**Ideal para Implantología**

## Heavy Body



**€ 157,40**

2 x 380 ml (49877)

## Medium Body



**€ 157,40**

2 x 380 ml (49878)

## Light Body



**€ 45,40**

2 x 50 ml (49879)



CARTUCHO 5:1 compatible con los principales mezcladores automáticos del mercado



-24%

**CA 37 PAQUETE**

Marca: Cavex  
Características: Paquete de 500 g.

Ref. 2050 Superior Pink. Fraguado Normal.  
Ref. 2085 Fast. Fraguado Rápido.

9,20 € ~~12,10€~~



2+1  
TE AHORRAS  
HASTA 10,90 €

PRECIO  
RESULTANTE  
7,27  
€/u.

**ALGINATO NEW**

Marca: Proclinic  
Características: Bolsa de 453 g.  
Ref. 01592 Aroma Menta.

10,90 €

**ALGINATO**

Ref. 0162 Aroma Menta.

10,90 €

**ALGINATO CROMÁTICO**

Ref. 0178 Aroma a vainilla

10,90 €

**ALGINATO ORTODONCIA**

Ref. 01593 Aroma cítrico.

9,95 €



1+1  
GRATIS  
TE AHORRAS  
52,90 €

**SILICONA PUTTY BESTDENT**

Marca: Bestdent  
Características: Base + catalizador 600 ml. gama de siliconas putty de bestdent. la silicona de adición extra fast se caracteriza por su tiempo de fraguado total menor a 3 minutos. en diferentes colores para un resultado con mejor contraste.

Ref. 78333 Putty Fast  
Ref. 78339 Putty Extra Fast

52,90 €

COMPRANDO 1 U. TE REGALAMOS:  
SILICONA LIGHT EXTRA FAST BESTDENT  
(Valorado en 31,50 €)



-37%

**AQUASIL PUTTY SOFT AZUL**

Marca: Dentsply  
Características: 450 ml. Base + 450 ml. Activador

Ref. 2746

94,95 € ~~151,42€~~



-36%

**ELITE HD+ PUTTY**

Marca: Zhermack  
Ref. 69515 Putty Soft Normal Base + Catalizador: 500 ml.  
Ref. 4375 Putty Soft Rápida Base + Catalizador: 500 ml.

45,00 € ~~70,50€~~



DESDE  
89,00€

**AFFINIS PUTTY SOFT**

Marca: Coltene  
Características: 300 ml. Base + 300 ml. Catalizador.  
Ref. 3827

**AFFINIS PUTTY SUPER SOFT**

Características: 300 ml. Base + 300 ml. Catalizador.  
Ref. 3809

89,00 € ~~92,95€~~

POR LA COMPRA DE 1 AFFINIS PUTTY,  
LLÉVATE GRATIS 1 AFFINIS MONOBODY 2x75ML  
(Valorado en 52,93)

# Professional Care

Tratamiento de la salud bucodental

## Sistemas

personalizados  
para cada paciente

### i-Kids

Soluciones dentales pediátricas: Gestión de la salud bucal para niños y adolescentes



20%

i-Kids Kit Clean & Fluoridate

### OrthoCare

Gestión de la salud bucal durante y después de un tratamiento con ortodoncia

20%

Proxyt



20%

Optragate & Optragate Junior



### Senior Care

Soluciones dentales específicas para la tercera edad

20%

Familia Cervitec



20%

VivaStyle Paint On Plus



20%

Plaque Test





HASTA UN  
**-32%**

**V-POSIL KIT INTRO**

Marca: Voco

**Ref. E192** Kit Introduccion PLF **109,00 €** ~~160,50€~~

**Ref. E193** Kit Introduccion HLF **199,00 €** ~~267,70€~~



**-17%**

**EXPRESS 2 PENTA H REPOSICIÓN**

Marca: 3M

Características: 2 Base de 300 ml.+ 2 Catalizador de 60 ml.

**Ref. 7467**

**EXPRESS 2 PENTA H REPOSICIÓN**

**Ref. 7469**

**EXPRESS 2 PENTA PUTTY REPOSICIÓN**

**Ref. 7465**

**EXPRESS 2 PENTA H UNIVERSAL QUICK REPO.**

**Ref. 7471** **155,00 €** ~~187,44€~~



**1+1**  
GRATIS  
TE AHORRAS  
60,90 €

PRECIO  
RESULTANTE  
**30,45**  
€/u.

**PERMLASTIC REGULAR**

Marca: Kerr

Características: Base + Activador: 140 ml. + block de mezcla.

**Ref. 0304**

**PERMLASTIC LIGHT**

Características: Base + Activador: 140 ml. + block de mezcla.

**Ref. 0305** **60,90 €**



**PUNTAS BESTDENT**

Marca: Bestdent

**Ref. 21670** Puntas mezcladoras.  
50uds.

**-37%**



**Precio Oferta** ~~25,325€~~ **15,90€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **15,11€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **14,31€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **13,52€**

\*Condiciones descuentos pág. 4

**Ref. 21671** Puntas intraorales. 100uds.



**Precio Oferta** ~~18,35€~~ **8,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **8,50€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **8,06€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **7,61€**

\*Condiciones descuentos pág. 4



HASTA UN  
**-45%**

**VEL-MIX STONE**

Marca: Kerr

Características: Yeso tipo IV

**Ref. 0333** 6 Kg. Rosa. **34,75 €** ~~59,00€~~

**Ref. 0335** 25 Kg. Rosa. **72,50 €** ~~132,85€~~



**-30%**

**PLANCHAS MOUTHGUARD FLEXIBLES**

Marca: Dentaflux

Características: 12 u. Transparentes flexibles. Blanqueamiento, férulas de descarga y protectores bucales según grosor.

**Ref. 8786** 1'0 mm. (.040) **14,77 €** ~~21,10€~~

**Ref. 8785** 1'5 mm. (.060) **16,20 €** ~~23,14€~~

**Ref. 8784** 2 mm. (.080) **17,75 €** ~~25,35€~~

**Ref. 8780** 3 mm. (.120) **17,35 €** ~~24,70€~~

**PLANCHAS CLEAR RÍGIDAS**

Características: 25 u. Transparentes rígidas. Retenedores de ortodoncia, férulas de descarga rígidas y planchas de cirugía según grosor.

**Ref. 8788** 1'0 mm. (.040) **17,55 €** ~~25,07€~~

**Ref. 8789** 1'5 mm. (.060) **24,92 €** ~~35,60€~~

**Ref. 0938** 2 mm. (.080) **29,32 €** ~~41,89€~~

# BLANQUEAMIENTO PROCLINIC EXPERT

Innovación en una cómoda jeringa para un tratamiento completo

PERÓXIDO DE  
HIDRÓGENO  
**35%**



En una  
sola sesión  
de  
**30'**

## TRATAMIENTO EN CLÍNICA

- Concentración al 35% de peróxido de hidrógeno.
- Con microcristales WPA fotoactivables.
- Fórmula con aloe vera y nitrato de potasio que disminuye la sensibilidad.
- pH neutro, no daña el esmalte.
- Producto autorizado por la AEMPS: 1319-DENT.

### PARA 1 PACIENTE

- 1 jeringa doble de blanqueamiento **Proclinic Expert** con 2 ml por canal (4 ml).
- 1 jeringa de resina protectora **Proclinic Expert** de 1,2 g.
- 1 monodosis con pasta de pulido inicial de 2 g.
- Puntas de aplicación.

Ref. 74273

**42€**  
~~70€~~

### PARA 3 PACIENTES

- 3 jeringas dobles de blanqueamiento **Proclinic Expert** con 2 ml por canal (4 ml).
- 3 jeringas de resina protectora **Proclinic Expert** de 1,2 g.
- 3 monodosis con pasta de pulido inicial de 2 g.
- Puntas de aplicación.

Ref. 74272

**105€**  
~~175€~~

### RESINA PROTECTORA

- 4 jeringas de resina protectora **Proclinic Expert** de 1,2 g.

Ref. 74310

**31,92€**  
~~45,60€~~



PERÓXIDO DE  
CARBAMIDA  
**16%**

PERÓXIDO DE  
CARBAMIDA  
**10%**

## TRATAMIENTO EN CASA

- Concentración al 10% y 16% de peróxido de carbamida que permite personalizar el tratamiento.
- Jeringa con dosificación exacta para una semana.
- De 40 a 50 minutos por día.
- Fórmula con aloe vera y mentol que aumenta la comodidad del paciente durante la aplicación, facilitando así el cumplimiento de los tiempos por parte del paciente, obteniendo mejores resultados.

### PARA CASA

- 10 jeringas **Proclinic Expert** de 3 ml de peróxido de carbamida al 16%.
- 10 jeringas **Proclinic Expert** de 3 ml de peróxido de carbamida al 10%.

Ref. 74274

**57,85€**  
~~89€~~

Ref. 74275

### PEN BLANQUEAMIENTO

- 1 pen de blanqueamiento **Proclinic Expert** de peróxido de carbamida al 16%.

Ref. 15162

**5,17€**  
~~7,95€~~

 **proclinic**  
EXPERT

*¡Sonrisa  
nueva en una  
sola sesión!*



HASTA UN  
**-42%**

**CEPILLOS DE NYLON PROCLINIC**

Marca: Proclinc  
Características: Para C.A

**Ref. 0120** 10 unidades.

**5**,50 € ~~8,72 €~~  
**37**,95 € ~~79,95 €~~

**Ref. 0121** 100 unidades.

Características: 100 u.

**Ref. 01201** Cepillos Nylon Duros/Azules para eliminar manchas difíciles y decoloraciones.

**Ref. 01202** Cepillos Nylon Medios/ Lilas son útiles e ideales para la mayoría de casos clínicos.

**Ref. 01203** Cepillos Nylon Suaves/Rosas usar en zonas sensibles o zonas cercanas al margen gingival.

**49**,95 € ~~85,95 €~~



**-47%**

**CUBETAS FLÚOR**

Marca: Bestdent  
Características: 50 u.

**Ref. 54534** X-Pequeñas Verdes  
**Ref. 54535** Pequeñas Amarillas.  
**Ref. 54536** Medias Azules.

**Precio Oferta** ~~28,90€~~ **14,95€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **14,20€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **13,46€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **12,71€**

\*Condiciones descuentos pág. 4

DESDE

**71**,25€



**WATERPIK**

Marca: Waterpik  
Características: El Irrigador Waterpik® Plus Inalámbrico WP-450 es un irrigador con autonomía que consigue reducir el nivel de patógenos subgingivales causantes de infecciones e inflamaciones bucales responsables de una pérdida de inserción y de hueso. Especialmente indicado en portadores de ortodondia, implantes o coronas, así como en personas con necesidades específicas como diabéticos o personas con enfermedad periodontal. Accesorios: Boquilla estándar, boquilla ortodóntica, boquilla Seeker para placa inaccesible y limpiador lingual.

**Ref. 69853** Plus Inalámbrico WP450

**71**,25 € ~~99,95 €~~

**Ref. 69852** Ultra Irrigador WPI100

**81**,95 € ~~125,00 €~~

**-30%**



**HAPPY MORNING XYLYTOL CEPILLOS**

Marca: Hager & Werken  
Características: Cepillos de dientes desechables con xylitol.  
- Sabor fresco.  
- Diseño de cabezal corto (2,5 cm).  
- Empaquetado higiénicamente y por separado.  
- Ideal cuando viaja, entre comidas.  
- El xilitol tiene un efecto anti-cariógeno, disminuyendo las bacterias que forman la placa y el ácido.

**Ref. 96697** 50 u.

**10**,95 € ~~15,64 €~~

-39%



**OPALESCE BOOST PATIENT KIT**

Marca: Ultradent

Características: 1 Jeringa 1,2 ml. de producto + activador 1,2 ml.  
+ Ultra Eze. + 1 Jeringa 1,2 ml. Opal Dam + boquillas.

Ref. 96556

64,00 € ~~104,20€~~

HASTA UN  
-34%



**POLA OFFICE  
+ ABREBOCAS CON OPTRAGATE**

Marca: SDI Australia

Ref. 98503 Pola Office + Kit 3 pacientes: 3 Jeringas dobles  
+ 3 Jeringas Protector de encías  
+ Abre bocas Optragate y accesorios

125,00 € ~~186,79€~~

NOVEDAD

**POLA OFFICE  
+ KIT 3 PACIENTES SIN OPTRAGATE**

Características: Pola Office + Kit 3 pacientes sin Optragate:  
3 jeringas dobles,  
3 jeringas protector de encías, accesorios.

Ref. 79996

119,00€ ~~180,75€~~

Blanqueamiento en clínica rápido, que requiere de un tiempo mínimo en la unidad dental. El tratamiento total tomará menos de 30 minutos. Un menor tiempo en la unidad dental aumentará la comodidad y satisfacción del paciente; asimismo, mejorará su productividad y rentabilidad.

VENTAJAS

- Fórmula única de peróxido de hidrógeno al 37,5% que garantiza la rápida liberación de iones de peróxido para dar inicio al blanqueamiento.
- No necesita lámpara de blanqueamiento ya que no requiere de activación.
- Máxima comodidad durante y después del tratamiento debido al pH neutro y al tiempo mínimo de tratamiento.
- Desensibilizante integrado que confiere propiedades desensibilizantes únicas integradas, las cuales inhiben la sensibilidad post-operatoria.
- Sin mezcla previa gracias a un sistema de jeringas con doble cilindro.
- Fácil y simple de usar: 3 aplicaciones de 8 minutos.

-24%



**QUICK WHITE CARBAMIDA**

Marca: Quick White

Características: KIT 10 jeringas de 3c.c de gel blanqueador,  
Instrucciones

Ref. 18788

16%

Ref. 99605

30%

75,00 € ~~98,13€~~

-42%



**BLEACH MATERIAL BLANQUEAMIENTO**

Marca: Laboratorios Clarben

Características: ENVASE 2 Jeringas x 2,5ml de Gel blanqueador.  
1 Jeringa x 3g de protector de encías. 4 puntas aplicación del gel. 4 puntas aplicación del protector de encías.

Ref. 9617

95,00 € ~~164,13€~~

Sistema de blanqueamiento profesional para dientes vitales y no vitales, contiene peróxido de hidrógeno al 38% (Concentración resultante post-mezcla 30%).  
Idóneo para un blanqueamiento dental en clínica especialmente rápido y eficaz. En condiciones normales requiere una única aplicación.  
Su consistencia impide un goteo o desplazamiento involuntario.  
Válido para 2-3 tratamientos.

-20%



**VIVASTYLE KIT PACIENTE**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Estuche 4 Jeringas x 3ml.+ 12 cánulas + caja Portaférulas.


Ref. 3235 10%

70,24 € ~~87,80€~~

Ref. 3267 16%

Gel de blanqueamiento dental para uso doméstico. VivaStyle 10% y VivaStyle 16% contiene el reconocido peróxido de carbamida para un blanqueamiento suave y efectivo. Los componentes adicionales de nitrato de potasio, el sabor a menta suave, la suavidad del material de la férula y el corto periodo de aplicación permiten un blanqueamiento dental suave y efectivo.  
VivaStyle 16% se recomienda para una decoloración severa de los dientes con el objetivo de conseguir resultados visibles de manera rápida. VivaStyle 10% se usa para dientes ligeramente decolorados.

-20%



**SKYCE TRANSPARENTE**

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Estuche 5 unidades de 1,9 mm ø.

Ref. 3252

49,56 € ~~61,95€~~

# LABORATORIO

★ NOVEDAD

i

Provisionales de larga duración.

SÓLO POR  
57,15€

## NEW OUTLINE DENTIN 100 GR.

Marca: Anaxdent  
Características: Envase 100 gr.

- Ref. H5511 Dentin A1
- Ref. H5513 Dentin A2
- Ref. H5515 Dentin A3
- Ref. H5517 Dentin A3,5
- Ref. H5519 Dentin A4
- Ref. H5521 Dentin B1
- Ref. H5523 Dentin B2
- Ref. H5525 Dentin B3
- Ref. H5527 Dentin B4
- Ref. H5529 Dentin C2
- Ref. H5531 Dentin C3
- Ref. H5533 Dentin D3



57,15€ ~~63,50€~~

Ref. H5535 Starter Liquido 250ml. 102,60€ ~~114,00€~~

★ NOVEDAD



-20%



## TAZA DE SILICONA PARA MEZCLA

Marca: Proclinic  
Características: Envase 1 unidad.

Ref. H21049 95 ml. 6,76€ ~~8,45€~~

Ref. H21048 50 ml. 5,84€ ~~7,30€~~

Ref. H21047 30 ml. 4,92€ ~~6,15€~~

★ NOVEDAD

-15%



## KIERO PATTERN EXPRESS KIT

Marca: Kuss Dental  
Características: 1 x 100g. de Polvo  
1 x 100ml de liquido  
2 x Dappen de plástico  
1 x Pincel  
1 x Pipeta

Ref. H0020 Kit Rojo

Ref. H0022 Kit Dentin 66,64€ ~~78,40€~~

★ NOVEDAD

i

¡Resultado directo en boca!

SÓLO POR  
26,51€



## MOCK-UP DIRECT DENTIN PASTA

Marca: Anaxdent  
Características: Envase 4 gr.

- Ref. H5790 Dentin A1
- Ref. H5792 Dentin A2
- Ref. H5794 Dentin A3

26,51€ ~~27,90€~~

## MOCK-UP DIRECT DENTIN FLOW

Características: Envase 2 gr.


- Ref. H5796 Dentin Flow A1
- Ref. H5798 Dentin Flow A2
- Ref. H5800 Dentin Flow A3

26,51€ ~~27,90€~~

★ NOVEDAD



-20%



## INSTRUMENTO DE MODELAR COMPOSITE

Marca: Proclinic  
Características: Espátulas de acero inox. para modelar y adaptar composite, con mango de color identificativo.

Ref. H21067 Azul.

Ref. H21066 Rojo

Ref. H21065 Oro

10,56€ ~~13,20€~~

HASTA UN  
-35%



## FUJIROCK EP

Marca: G.C.  
Características: Tipo IV.

Ref. H00486 Bidón 12kg. Golden Brown 61,50€ ~~92,90€~~

Ref. H00517: Bidón 11 kg. Pastel Yellow 61,50€ ~~95,05€~~

Por la compra de 1 bidón grande  
**GRATIS 1 bidón pequeño del mismo color.**



DESDE  
**61,62€**

**PLACAS T-MAT G**

Marca: Carestream  
Características: 15x30 cm. Caja de 50 u. Para ortopantomografía

Ref. 3538

Precio Oferta	82,00€	<b>72,49€</b>
Pedidos de 500€	-5% dto.	<b>68,87€</b>
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	<b>65,24€</b>
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	<b>61,62€</b>

\*Condiciones descuentos pág. 4



DESDE  
**41,23€**

**PLACAS ULTRA-SPEED**

Marca: Carestream  
Características: Tamaño 2. 3 x 4 cm. Caja de 150 u.

Ref. 3501

Precio Oferta	57,00€	<b>48,50€</b>
Pedidos de 500€	-5% dto.	<b>46,08€</b>
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	<b>43,65€</b>
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	<b>41,23€</b>

\*Condiciones descuentos pág. 4



DESDE  
**50,62€**

**PLACAS RX IP-21 INSIGHT**

Marca: Carestream  
Características: Tamaño 2. 3 x 4 cm. Caja de 150 u.

Ref. 3525

Precio Oferta	65,00€	<b>59,55€</b>
Pedidos de 500€	-5% dto.	<b>56,57€</b>
Pedidos de 1.000€	-10% dto.	<b>53,60€</b>
Pedidos de 1.500€	-15% dto.	<b>50,62€</b>

\*Condiciones descuentos pág. 4



SÓLO POR  
**8,99€**

**REVELADOR / FIJADOR**

Marca: Carestream  
Características: Botella de 500 ml. para hacer 2,25 l.

Ref. 3506 Revelador  
Ref. 3505 Fijador

**8,99 €** ~~+9,40€~~



HASTA UN  
**-37%**

**FUNDAS PROTECTORAS PARA PLACAS FÓSFORO**

Marca: Proclinic  
Características: Fundas para Placas de Fósforo.

Ref. 49991	Nº 2 - 3x4cm. (300u.)	<b>25,00 €</b> <del>58,95€</del>
Ref. 20497	Nº 1 - 2x4cm. (100u.)	<b>15,00 €</b> <del>24,90€</del>
Ref. 49992	Nº 0 - 2x3cm. (100u.)	<b>16,00 €</b> <del>29,95€</del>



HASTA UN  
**-18%**

**FUNDAS PROTECTORAS PLACAS FÓSFORO**

Marca: Dürr

Ref. 0236	N.0 - 2 x 3 cm. 100 uds.	<b>22,95€</b> <del>27,00€</del>
Ref. 0238	N.1 - 2 x 4 cm. 100 uds.	<b>25,16€</b> <del>29,00€</del>
Ref. 0237	N.2 - 3 x 4 cm. 300 uds.	<b>55,00€</b> <del>65,00€</del>
Ref. 02370	N.2 - 3 x 4 cm. 1000 uds.	<b>159,80€</b> <del>192,00€</del>
Ref. 96875	N.3 - 2,7 x 5,4 cm. 100 uds.	<b>32,47€</b> <del>38,00€</del>
Ref. 99662	N.4 - 5,7 x 7,5 cm. 100 uds.	<b>40,21€</b> <del>49,30€</del>



SÓLO POR  
**150,00€**

**REPOSICIÓN RADIX ANKER TITANIO**

Marca: Maillefer  
Características: Estuche 12 u.

- Ref. 1413 N°1
- Ref. 1414 N°2
- Ref. 1415 N°3

**150,00 €** ~~159,61€~~

COMPRANDO 2 UDS. REPOSICIÓN RADIX ANKER TITANIO TE REGALAMOS:  
**RADIX FIBER POST REPOSICION N° 3**  
(Valorado en 159,45 €)



**-27%**

**PAPEL DE ARTICULAR BK**

Marca: Bausch  
Características: Papel de 200 micras de espesor (0,2 mm). Coloración progresiva. Control de la distribución de las fuerzas masticatorias. Caja con 300 hojas.

- Ref. 2001 BK 01 Azul
- Ref. 2002 BK 02 Rojo

**14,50 €** ~~19,84€~~



**-17%**

**PROTEMP 4**

Marca: 3M

- Ref. 3946 A1 (50 ml.+16 puntas)
- Ref. 3947 A2 (50 ml.+16 puntas)
- Ref. 7499 A3 (50 ml.+16 puntas)
- Ref. 3948 B3 (50 ml.+16 puntas)
- Ref. 3949 X Blanco (50 ml.+16 puntas)

**79,00 €** ~~95,47€~~

**-19%**

**REPOSICIÓN ND-96 MOLARES DE LECHE**

Marca: 3M  
Características: Caja de 5u.

**25,90€** ~~31,84€~~

Primer Molar Superior Izquierdo (D-UL)						Primer Molar Superior Derecho (D-UR)						
N°	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2
Ref.	4030	4031	4032	4033	4034	4035	4047	4046	4045	4044	4043	4042
Segundo Molar Superior Izquierdo (E-UL)						Segundo Molar Superior Derecho (E-UR)						
N°	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2
Ref.	4036	4037	4038	4039	4040	4041	4053	4052	4051	4050	4049	4048
Primer Molar Inferior Izquierdo (D-LL)						Primer Molar Inferior Derecho (D-LR)						
N°	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2
Ref.	4054	4055	4056	4057	4058	4059	4071	4070	4069	4068	4067	4066
Segundo Molar Inferior Izquierdo (E-LL)						Segundo Molar Inferior Derecho (E-LR)						
N°	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2
Ref.	4060	4061	4062	4063	4064	4065	4077	4076	4075	4074	4073	4072

HASTA UN  
**-24%**



**UFI GEL SOFT SC SET**

Marca: Voco  
Características: Cartucho 50 ml. +10 ml. Adhesivo 10 ml. x Glazing Base y Catalizador + 8 Puntas

- Ref. 48594 Set

**137,00€** ~~181,07€~~

**UFI GEL SOFT SC**

- Ref. 48595 Cartucho 50 ml.

**79,95€** ~~94,04€~~

GAMA RENOVADA DE INSTRUMENTAL CLÍNICO

# CALIDAD DE SERIE

Avanzada  
tecnología



Selecta  
aleación de  
materiales

Fabricado  
en Europa

Durabilidad

Te presentamos la gama renovada de instrumental clínico de Proclínic. Fabricada en Europa con la más avanzada tecnología a partir de una estudiada aleación de materiales. Una completa selección premium, con más de 200 instrumentos, que ofrece al profesional una selecta variedad de la más alta calidad.






**30%**  
DESCUENTO

En todas  
las fresas  
diamante  
marca Proclinic



**-21%**



**KIT 6 LÍNEAS IRRIGACIÓN**

Marca: W&H  
Características: Kit de 6 líneas.

Ref. 9626 **44,95 €** ~~57,00 €~~



**DISCOS DE PULIDO PROCLINIC**

Marca: Proclinic  
Características: 100 u. (25 u. x 4 granos) + 1 mandril

Ref. 98080 Set discos Ø 10mm **29,95 €** ~~48,95€~~  
Ref. 98074 Set discos Ø 14 mm **29,95 €** ~~48,95€~~



**REPOSICIÓN DISCOS Ø 10 MM**

Marca: Proclinic  
Características: 100 u.

Ref. 98070 Grueso **24,95 €** ~~43,85€~~  
Ref. 98071 Medio **24,95 €** ~~43,85€~~  
Ref. 98072 Fino **24,95 €** ~~43,85€~~  
Ref. 98073 Extrafino **24,95 €** ~~43,85€~~



HASTA UN  
**-43%**

**REPOSICIÓN DISCOS Ø 14 MM**

Marca: Proclinic  
Características: 100 u.

Ref. 98075 Grueso **24,95 €** ~~43,85€~~  
Ref. 98076 Medio **24,95 €** ~~43,85€~~  
Ref. 98077 Fino **24,95 €** ~~43,85€~~  
Ref. 98078 Extrafino **24,95 €** ~~43,85€~~  
Ref. 98079 Mandril 3 unidades **11,95 €** ~~17,95€~~

Discos de plástico para un excelente acabado y pulido. Especialmente diseñados para el pulido interdental, el sistema de Discos de Pulido Proclinic ofrece una solución completa para obtener un brillo superior en cada restauración. Muy flexibles, recubiertos con óxido de aluminio. Disponibles en cuatro granos de abrasividad y dos diámetros (10 mm y 14 mm) para cubrir todas las necesidades clínicas.



**LÍNEA DE IRRIGACIÓN MECÁNICA 090314/T**

Marca: Bestdent

Ref. 78401 6 u. Estériles

**27,63€** ~~42,50€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: Elcom SA-310



**LÍNEA IRRIGACIÓN MECÁNICA 090355/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78402 10 u. Estériles

**47,13€** ~~72,50€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: Nouvag TCM 3000, MD 7000, MD10, MD20 sin grifo/SM12, SEM2, SU100, CBM/ Novaxa Assistant 2



**LÍNEA IRRIGACIÓN MECÁNICA 090358/5/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78403 5 u. Estériles

**40,63€** ~~62,50€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: Surgic NSK



**LÍNEA IRRIGACIÓN MECÁNICA 090312/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78404 15 u. Estériles

**70,53€** ~~108,50€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: W&H Implantmed / Astratech Implant Med Si 923/ Dentium iCTmotor/ Nobel Biocare OsseoSet.™ 100, 200 SI-923 y SI-915, Osseocare/ Implantmed SI 923, Elcomed SA-310, DU 900, Piezomed, Implantmed New Desing, Surgical Motor System for Zimmer, Frios Unit S for Dentsplay, S/i for Dentsplay, Drilltech for BTI



**-35%**

**LÍNEA IRRIGACIÓN MECÁNICA 090321/5/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78405 5 u. Estériles

**43,88€** ~~67,50€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: Suni



**LÍNEA DE IRRIGACIÓN MECÁNICA 090354/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78394 10 u. Estériles

**41,57€** ~~69,95€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía. Motores : Acteon Suni Satelec 2000/3000, Suni Max/ Bredent Sky unit/ Friatec Implantology Surgical Unit/ HKM Dental Surgery Unit, Dental Unit DSC Electronic, Surgi set basic, Surgi Set Pro 500/ Sweden&Martina XO Osseo



**LÍNEA DE IRRIGACIÓN MECÁNICA 090271/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78395 10 u. Estériles

**42,77€** ~~65,50€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: KaVo Intrasurg 300/500, Intrasurg 300 PLUS, Intrasurg 1000, Intrasurg 1000 Air



**LÍNEA DE IRRIGACIÓN MECÁNICA 090358/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78396 10 u. Estériles

**48,43€** ~~74,50€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: NSK Surgic XT, Surgic XT Plus, Osseocision®, VarioSurg / Aseptico Aeu 6000-70V, 7000E-70V, 7000L-70V, 17Bv2, 26OS, 707Av2/ Bonart Piezo Surgical System/ Kyocera Implanter Neo



**LÍNEA DE IRRIGACIÓN MECÁNICA 090357/E**

Marca: Bestdent

Ref. 78397 10 u. Estériles

**42,84€** ~~65,90€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: De Giorgi Steril Implant, Intramatic 2/ Tissi Dental Oral Max System



**LÍNEA DE IRRIGACIÓN MECÁNICA 090314/T**

Marca: Bestdent

Ref. 78398 10 u. Estériles

**18,27€** ~~28,10€~~

Línea de irrigación mecánica. 1 Vía.Motores: W&H

# OFERTAS HU-FRIEDY



## SUTURA PERMA-SHARP

Características: Seda trenzada. 12 u. de 45 cm. Sección triangular.

- Ref. 0570** 3/0 (7762S). Aguja 1/2. Círculo de 16 mm.
- Ref. 0571** 3/0 (625) Aguja 1/2. Círculo de 23 mm.
- Ref. 0572** 3/0 (7772S) Aguja 3/8. Círculo de 19 mm.
- Ref. 0573** 4/0 (683S) Aguja 3/8. Círculo de 19 mm.
- Ref. 9163** 4/0 (734S) Aguja 1/2. Círculo de 18 mm.
- Ref. 9162** 5/0 (1628S) Aguja. 3/8. Círculo de 16 mm.



**36,76€**  
~~50,73€~~

-28%

## SUTURA POLIPROPILENO

- Ref. 9164** 5/0. Aguja 3/8. Círculo de 12mm.
- Ref. 9279** 6/0. Aguja 3/8. Círculo de 12mm.
- Ref. 75416** 6/0. NA/C. 22HF.




**49,51€**  
~~68,33€~~

## SUTURA PGA-REABSORBIBLE

Características: 45 cm.

- Ref. 9275** PGA (389V) 4/0 Aguja 3/8. Círculo de 16 cm.
- Ref. 9276** PGA (388V) 5/0 Aguja 3/8. Círculo de 16 cm.
- Ref. 9277** PGA (387V) 6/0 Aguja 3/8. Círculo de 16 cm.

**44,96€**  
~~61,97€~~



## CLAMP SATIN STEEL

Características: 1 unidad.  
Nº satin steel

- Ref. 0550** 00
- Ref. 0551** 212
- Ref. 0552** 1
- Ref. 0553** 2
- Ref. 9220** 2A
- Ref. 0554** 8A
- Ref. 99741** 12
- Ref. 99740** 13
- Ref. 0555** 14
- Ref. 0556** 14A
- Ref. 99772** 24
- Ref. 99773** 25
- Ref. 0557** 26N
- Ref. 9219** 27N
- Ref. 0558** 8
- Ref. 0559** 7

**8,95€**  
~~16,15€~~

-45%



## HOJAS DE BISTURÍ

-25%

- Ref. 9101** Hojas de bisturí N°12 D. 100 u.
- Ref. 9102** Hojas de bisturí N°15 C. 100 u.

**54,59€**  
~~72,79€~~

- Ref. 9255** Hojas de bisturí N°15 100 u.

**45,08€**  
~~60,11€~~

## HOJAS DE BISTURÍ MICROCIURUGÍA

Características: 12 unidades

- Ref. 9200** Hojas Microcirugía M867
- Ref. 9201** Hojas Microcirugía M869

**56,71€**  
~~75,61€~~

## PIEDRA DE AFILADO INDIAS

-30%

- Características: 1 Unidad
- Ref. 9192** S22 Grano Medio
  - Ref. 0665** SS6



## PIEDRA DE AFILADO ARKANSAS

**28,43€**  
~~40,62€~~

- Características: 1 Unidad
- Ref. 0636** Cónica SS299
  - Ref. 0635** Plana SS4




## ACEITE PARA AFILADO

-38%



Características: 1 Unidad  
Ref. 0637

**11,95€**  
~~19,20€~~



**D\_**Devices

Conoce la nueva línea de compresores compactos de operación silenciosa y con bajas vibraciones, distribuidos exclusivamente por Proclinic.



 1-2 equipos dentales

### D\_COMPRESSOR 1/M

**Características:**

- Libre de aceite
- Aporte de aire de 120l/min
- Tanque de 40 litros de capacidad
- Secador de aire de membrana
- Filtración de 0,01 micrones

Ref. 36818      2.200€ **1.400€\***



 3 equipos dentales

### D\_COMPRESSOR 2/M

**Características:**

- Libre de aceite
- Aporte de aire de 152l/min
- Tanque de 40 litros de capacidad
- Tratamiento interno anticorrosión
- Secador de aire de membrana

Ref. 36819      2.600€ **1.900€\***



Servicio técnico propio

\* Instalación no incluida en la oferta.

# Lámpara LED Proclinic Expert

Tiempos más rápidos de polimerizado  
gracias a su fuente directa de luz



## CONTENIDO

- Pieza de mano de la lámpara de fotopolimerización
- Cabezal de fotopolimerización directa
- Fundas desechables para la lámpara de fotopolimerización (100 u.)
- Cubiertas del cabezal de fotopolimerización (5u.)
- Anillos termoprotectores (6 u.)
- Base de carga de la pieza de mano
- Pantalla fotoprotectora
- Transformador 100-240 V

Color blanco	37000
Color negro	37001
Color rosa	37002



Intensidad radiante:	750-1600 mW/cm <sup>2</sup>
Rango de longitudes de onda:	440-480 nm
Pico de longitud de onda:	460 nm
Alimentación:	100-240 Vca a 50/60Hz en la entrada; 5 Vcc/1 A en la salida
Batería:	Iones de litio de 3,7 V y 1100 mAh
Tamaño de la pieza de mano:	2,7 cm (Ø) x 24 cm
Peso:	160 g



Garantía de dos años



Servicio posventa propio: 900 39 39 39



# Lámpara de blanqueamiento Proclinic Expert

Tratamiento profesional de iluminación y blanqueamiento dental

4 PROGRAMAS de blanqueamiento

Potencia luminosa: 2000 MW

4 LEDs programables de gran potencia

Compatibilidad con Polaris® de G.Comm

## Especificaciones:

Peso:	+/- 800g
Fuente de alimentación (sin transformador):	17-24 Vac
Consumo máximo de Potencia:	30 VA
Consumo actual:	1.5 A
Patrón de luz:	80 x 20 mm
Fuente iluminación:	4 LEDs (3.5 W cada uno)
Espectro de emisión:	420-480 nm
Máxima potencia de iluminación emitida:	2000 mW
Máxima distancia del paciente:	10 cm

Lámpara de Blanqueamiento Proclinic Expert

19601



Fabricado en Italia



Servicio posventa propio: 900 39 39 39

 **proclinic**  
EXPERT

## CALENDARIO ACADÉMICO CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 2018

SEPTIEMBRE 2018

### TÍTULO INTERNACIONAL DE EXPERTO EN IMPLANTOLOGÍA DENTAL

Dr. Joan Pi Urgell y Dr. Joan Pi Anfruns

-  MÓDULO I: 13, 14 y 15 de septiembre
-  MÓDULO II: 4, 5 y 6 de octubre
-  MÓDULO III: 8, 9 y 10 de noviembre

### ENDOTOUR GRANADA

Dr. David Uroz

-  GRANADA: 14 de septiembre

### CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE CON ÓXIDO NITROSO Y RCP EN ODONTOLOGÍA

Dr. María Fernández, Dra. Ana Lorente, Dra. Patricia Iglesias y Sr. Ramón Campos

-  PALMA DE MALLORCA: 28 de septiembre

OCTUBRE 2018

### ENDOTOUR VALENCIA

Dra. Amelia García

-  VALENCIA: 5 de octubre

### ENFERMEDAD PERIODONTAL Y PERIIMPLANTARIA

Dra. Laurence Adriaens

-  BARCELONA: 5 y 6 de octubre

### ENDOTOUR A CORUÑA

Dr. Gaizca Loroño

-  A CORUÑA: 19 de octubre

### DIAGNÓSTICO Y PLANIFICACIÓN PERIODONTAL DEL TRATAMIENTO EN EL SECTOR

Dr. Fernando Franch

-  BARCELONA: 19 y 20 de octubre

OCTUBRE 2018

### CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE CON ÓXIDO NITROSO Y RCP EN ODONTOLOGÍA

Dra. María Fernández, Dra. Ana Lorente, Dra. Patricia Iglesias y Sr. Ramón Campos

-  BARCELONA: 26 de octubre

### CURSO DE FOTOGRAFÍA DENTAL

Dr. Fernando Rey

-  BARCELONA: 26 y 27 de octubre

### EQUIPO ODONTOBEBÉS. CAMBIANDO EL CHIP EN ODONTOPIEDIATRÍA

Dra. Camila Palma, Dra. Ruth Mayné y Dra. Indira González

-  BARCELONA: 27 de octubre

NOVIEMBRE 2018

### CURSO DE SEDACIÓN CONSCIENTE CON ÓXIDO NITROSO Y RCP EN ODONTOLOGÍA

Dra. María Fernández, Dra. Ana Lorente, Dra. Patricia Iglesias y Sr. Ramón Campos

-  MENORCA: 9 de noviembre

### ENDOTOUR ZARAGOZA

Dr. Paco de la Torre

-  ZARAGOZA: 9 de noviembre

### ACTUALIZACIÓN EN TRAUMATOLOGÍA Y AUTOTRASPLANTE DENTAL

Dra. Montse Mercadé y Dr. Manuel Ruiz

-  BARCELONA: 9 y 10 de noviembre

### TÍTULO DE EXPERTO EN ODONTOPIEDIATRÍA

Dr. Sergi Navarro, Dra. Cristina Marès, Dra. Montse Mercadé y Dra. Cristina Cuadros

-  MADRID: 12, 13, 14 y 15 de noviembre

### CURSO DE ORTODONCIA Y ODONTOLOGÍA RESTAURADORA

Dr. Álvaro Ferrando y Dr. Raúl Ferrando

-  BARCELONA: 16 y 17 de noviembre

NOVIEMBRE 2018

### MANEJO DE TEJIDO BLANDO EN IMPLANTOLOGÍA

Dr. Herminio García

-  BARCELONA: 16 y 17 de noviembre

### CURSO INTENSIVO EN ENDODONCIA

Dra. Montse Mercadé, Dra. Ruth Pérez, Dr. Javier Pascual, Dr. David Uroz y Dra. Laura Ceballos

-  MADRID: 19, 20, 21, 22 y 23 de noviembre

### MICROCIRUGÍA ENDODÓNTICA, TÉCNICA Y APLICACIONES CLÍNICAS

Dr. Carlos Aznar

-  BARCELONA: 23 y 24 de noviembre

### SIMPLIFICANDO LA ODONTOLOGÍA DIARIA CON LOS COMPOSITES

Dr. Walter Devoto, Dr. Jordi Manauta y Dra. Anna Salat

-  MADRID: 24 de noviembre

DICIEMBRE 2018

### ENDOTOUR TENERIFE

Dr. Willy Topham

-  TENERIFE: 14 de diciembre

### REGENERACIÓN ÓSEA EN IMPLANTOLOGÍA

Dr. David González

-  BARCELONA: 14 y 15 de diciembre

### CURSOS PARA HIGIENISTAS / AUXILIARES DENTALES

#### CURSO DE GESTIÓN Y FIDELIZACIÓN DE LOS PACIENTES EN LA CLÍNICA DENTAL

Sr. Victor Küppers, Sra. Susana Pujol y Sra. Cristina Hervás

-  MADRID: 20 de octubre

#### EQUIPO ODONTOBEBÉS. CAMBIANDO EL CHIP EN ODONTOPIEDIATRÍA

Dra. Camila Palma, Dra. Ruth Mayné y Dra. Indira González

-  BARCELONA: 27 de octubre



oxtein

# THE PERFECT MATCH

**Diseñados y desarrollados para ti, por expertos y personas como tú.**

Somos Oxtein. Hemos nacido de la fusión entre el prestigioso fabricante italiano Stein, con más de 20 años dedicados a la implantología dental, biomedicina e ingeniería mecánica, y de un gran equipo especializado para su distribución. La experiencia, el espíritu vanguardista y los estrictos controles de calidad a los que sometemos nuestros implantes, garantizan la excelencia en todas nuestras soluciones.

## **Tratamiento Superficial Oxigena®.**

Nuestra superficie es tratada con un proceso de arenado y doble ataque de ácido con el que se consigue una macro y micro rugosidad en la superficie, lo que trae como resultado el crecimiento de las células osteogénicas. Gracias a un proceso de descontaminación con plasma de Argón, se consigue una composición superficial pura que promueve la adhesión celular y garantiza la ausencia de posibles endotoxinas adheridas, asegurando así una osteointegración rápida, segura y robusta.

Empresa especializada en implantes del grupo  **proclinic**



## Resultados contrastados



**Dr. Torres Lagares,**  
Sevilla

El concepto de Platform Switching presente en el implante Oxtein N35 está plenamente validado para disminuir el remodelado óseo tras la inserción del implante, respetando el ancho biológico y facilitando una estabilidad adecuada a largo plazo del hueso periimplantario coronal.



**Dr. Puche Lázaro,**  
Madrid

Es un sistema de implantes bien documentado con investigación previa, y luego además el diseño me facilita muchísimo lo que yo quiero lograr en la estética de los dientes anteriores. El M12 cumple las expectativas que yo deseaba de un implante con base científica, con una conexión interna, y que con su diseño me aporta lo que yo quiero lograr.



**Dr. Dueñas Carrillo,**  
Barcelona

El implante cónico Oxtein N6 es sumamente autorroscante por lo que gana estabilidad primaria con mucha facilidad aún en casos "post-extracción". Respecto a la caja quirúrgica, sólo decir que llena todas mis expectativas permitiéndome colocar cinco de los seis sistemas de implantes que ofrece la marca por lo que me facilita poder escoger libremente qué implante es el ideal para cada caso.

# Planmeca ProMax® 3D Classic



Una sola unidad para todas sus necesidades  
de procesamiento de imágenes maxilofaciales

---



**FADENTE**  
DIGITAL CONCEPT BY PROCLINIC

**Mereces una solución integral.**