

LAS MEJORES OFERTAS EN LABORATORIO



- **¡Nos preocupamos por el medio ambiente!**

Las cajas y bolsas que usamos para hacerte llegar los productos son fabricadas con materiales reciclados.

- **¿Quieres financiar tu equipamiento?**

A partir de ahora podrás financiar el equipamiento de más de 500€ hasta en 60 meses.

- **Ofertas válidas del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019**

→
MERECES COMPROMISO
Pág. 13



←
NUEVOS PINCELES PROCLINIC
Pág. 35




MERECES TODO



→
DISCOS MULTICAPA 4DISKS
Pág. 6



→
IMPRESORA 3D 4PRINT
Pág. 12



Mereces beneficios.....4
 Mereces las mejores opciones5
 Mereces la mejor asistencia..... 48

Acrílicos Resinas28
 Aleaciones prótesis fija32-33
 Arenas y material
 de chorreado..... 30
 Cad Cam6-13
 Escáners, Fresadoras..... 12
 Exocad..... 13
 Ivoclar Vivadent..... 10
 4Design.....6
 Cerámicas..... 36-40
 Ivoclar Vivadent.....37-39
 G.C.....40
 Composites laboratorio..... 41
 Dientes26-27
 Elaboración de modelos 14-19
 Esqueléticos.....29
 Fresas, pulidores y discos..... 34-35
 Implantes24-25
 Impresión 3D 21
 Instrumental20
 Maquinaria.....42-47
 Ortodoncia.....22-23
 Revestimiento prótesis fija 31

13



¡DESCUBRE LOS PAQUETES DE EXOCAD!

Nuevos paquetes de software diseñados exclusivamente para ti.

27



EN TODA LA GAMA DE DIENTES IVOCCLAR

¡Llévate 30 tablas de regalo por la compra de 100 unidades!

43



MICROMOTOR K-POWERGRIP

¡Consíguelo por tan solo 22,99€ al mes!

18



-15% EN SILICONA ORMALAB DE MAJOR

¡Aprovecha la oferta en esta silicona pesada 85 shore!

35



-35% EN LOS NUEVOS PINCELES PROCLINIC

Disponibles en pelo natural Kolinsky y sintético.

47



HASTA -40% EN LÁMPARAS LED REGULABLES

¡Elige la que más te guste!

21



DESCUBRE OPTIPRINT

Lo último en resinas para impresión 3D.

37



DESCUBRE LOS FORMATOS DE OPAQUER IPS STYLE

¡Y llévate de regalo 1 IPS Style Ceram Power Opaquer de 18g!



¡CONSIGUE UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA!

Por compras superiores a 199€ en productos en oferta.

Los precios indicados no incluyen IVA. Datos válidos salvo error tipográfico. Ofertas no acumulables. Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a lopd@proclinc.es indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900 800 880. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a lopd@proclinc.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.proclinc.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.



¿Quieres equipar tu laboratorio? ¡Financia tus compras!

En Proclínic nos adaptamos a tus necesidades. Por eso, a partir de ahora podrás **financiar hasta en 60 meses** todo el equipamiento para tu laboratorio siempre y cuando su importe sea superior a 500€.

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!



Busca el siguiente icono en nuestro folleto de ofertas para encontrar algunos ejemplos de financiación.

Más información en el 900 800 880

Mereces beneficios

Partnership



ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante un equipo especializado en producto a tu disposición ya sea al teléfono o en persona, además de asesoramiento técnico en equipamiento y software y un servicio técnico propio.



SOMOS MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, Novedades, Información sectorial...

Y además, te ofrecemos becas para recién licenciados, academia dental propia de formación continua, RSC y acompañamiento en el proceso de Digitalización.



ENCUENTRA SIEMPRE LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

Servicio



CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatología, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio... Y además contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.



15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.



PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.



TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%



TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en nuestra web a través de nuestro chat online.

Ahorro



CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€: -5% dto
Pedidos de 1.000€: -10% dto
Pedidos de 1.500€: -15% dto



AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío incluidos a partir de 110€ de compra.



¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Whatsapp 665 533 087 9 h. - 19 h.

Atención al cliente Laboratorio

T. 900 800 880

De Lunes a Viernes

9 - 19 h.

pedidoslab@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39

Y 24 h. en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197, Zaragoza



Mereces las mejores opciones en productos de articulación

Del 1 de noviembre al 31 de diciembre del 2019



CONTACT-LAC

Marca: Protechno

Características: Pintura fluida (3 µ) para la visualización de puntos de contacto en coronas, inlays y ataches.

Ref. H00655 Pintura fluida 20 ml. Azul

Ref. H00657 Pintura fluida 20 ml. Rojo.

Ref. H00659 Diluyente 20 ml.



Ref. H00655-H00657

20,90€

17,35€*

Ref. H00659

17,80€

13,30€*

*Oferta válida hasta el 15-11-2019



SPRAY DE OCLUSIÓN

Marca: Proclinc

Características: Spray de oclusión en color, para un marcado claro de zonas irregulares en la confección de coronas, puentes o elementos que intervienen en la articulación. 75ml.

Ref. H20663 Verde

Ref. H20664 Rojo

Ref. H20665 Azul

Ref. H20666 Blanco



10,55€

8,44€



SPRAY DE OCLUSIÓN

Marca: Renfert

Características: 75ml.

Ref. H99041 Verde

Ref. H99045 Rojo



12,00€

10,20€



-20%

K2 DISCOS DE ZIRCONIO

Marca: YETI
 Características: Discos de circonio presinterizados y estabilizados para la técnica de coronas y puentes. Ø98,5mm. Envase 1 unidad.

CLASSIC					
Ref. HI1710	10mm	120,62€	96,50€	Ref. HI1713	16mm 157,46€ 125,97€
Ref. HI1711	12mm	130,73€	104,60€	Ref. HI1714	18mm 174,42€ 139,54€
Ref. HI1712	14mm	137,41€	109,93€	Ref. HI1715	20mm 187,78€ 150,23€
				Ref. HI1717	25mm 231,30€ 185,04€
TRANSLUCENT					
Ref. HI1718	10mm	147,35€	117,88€	Ref. HI1721	16mm 194,46€ 155,57€
Ref. HI1719	12mm	160,88€	128,70€	Ref. HI1722	18mm 217,94€ 174,35€
Ref. HI1720	14mm	170,99€	136,80€	Ref. HI1723	20mm 237,98€ 190,38€
				Ref. HI1725	25mm 271,39€ 217,11€
EXTREME					
Ref. HI1726	10mm	194,98€	155,98€	Ref. HI1729	16mm 246,21€ 196,97€
Ref. HI1727	12mm	204,06€	163,25€	Ref. HI1730	18mm 279,10€ 223,28€
Ref. HI1728	14mm	210,05€	168,04€	Ref. HI1731	20mm 321,08€ 256,86€
				Ref. HI1732	25mm 369,05€ 295,24€

Noritake

¡Amplio stock disponible!

DISCOS KATANA
 Marca: Noritake
 Características: Discos de circonio. Discos de alta translucidez ideado para su uso en restauraciones altamente individualizadas como carillas, onlays, inlays y coronas de contorno completo.

NOVEDAD

5+1*
 TE AHORRAS HASTA 241,35€

	ST	HT	UHT
Resistencia a la flexión (MPa)	1200	1200	600
Dureza (HV)	1250	1250	1250
CTE (50-500°C)	10.3	10.3	9.8
Densidad sinterizada (6.05 g/cm3)	6.05	6.09	6.05

INITIAL DISCO ZIRCONIO UHT
 Marca: G.C
 Características: Discos de circonio de ultra alta translucidez (UHT). La alta resistencia del material permite la fabricación de restauraciones ultra finas y mínimamente invasivas que contribuyen aún más a la translucidez del sector anterior. De excelente manipulación de fresado presenta márgenes finos y un acabado preciso. Indicado para inlays, onlays, carillas coronas anteriores y posteriores y para puentes de hasta 3 unidades (incluyendo molares).

Ref. HI1992	12mm	187,65€	156,35€
Ref. HI1993	14mm	199,90€	166,55€
Ref. HI1994	18mm	232,45€	193,70€
Ref. HI1995	25mm	289,60€	241,35€

***Unidad de regalo de igual o inferior valor**

DESIGN
 DIGITAL PRECISION SOLUTIONS

-20%

W Disco de cera **WAX**

ESPESOR	DIÁMETRO
20 mm	98 mm

Ref. H44486	Blanco		20,00€ 25,00€
Ref. H44487	Gris		20,00€ 25,00€

2+1

TT Top Translucent **MULTICAPA**

Adecuado para restauraciones anteriores y pónicos de una pieza con una estructura multicapa gradual.

Dureza **600**

Translucidez **40-49%**

Tª recomendada **1450°C**

Color	14 mm	18 mm	22 mm
A1	H44436	H44441	H44446
A2	H44437	H44442	H44447
A3	H44438	H44443	H44448
A3,5	H44439	H44444	H44449
B1	H44440	H44445	H44450
	232€	272€	324€
	208,80 €	244,80 €	291,60 €

Discos de cera especial para elaboración de estructuras calcinables, no deja residuos. Fresado rápido y preciso para coronas y puentes. Alta estabilidad dimensional. 20 mm. Temperatura de calcinación 950°C.

POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES, LLÉVATE DE REGALO 1 UNIDAD DE IGUAL O INFERIOR VALOR.

HASTA
-20%



DISCO HUGO PMMA UNIVERSAL

Marca: Hugo
Características: 1 unidad. Disco monocolor, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

14mm	32,80€	27,80€
18mm	32,80€	27,80€
20mm	32,80€	27,80€
25mm	34,75€	27,80€

HASTA
-20%



DISCO HUGO PMMA MULTICAPA

Marca: Hugo
Características: 1 unidad. multicapa, con degradado de color para fresadoras con Ø 98,5mm. Disco de 4 capas, con degradación de color natural, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

14mm	81,35€	65,00€
18mm	81,35€	65,00€
20mm	81,35€	65,00€

3+1*
TE AHORRAS
HASTA 31,87€



DISCO DE CERA

Marca: Yeti
Características: 1 unidad. Disco de cera ideal por calidad y precio. La cera y la materia prima se queman sin dejar residuos. La cera se fresa limpiamente. Diámetro 98,5mm.

Ref. H98151	Azul	14mm.	25,01€
Ref. H98150	Azul	20mm.	
Ref. H98155	Gris	14mm.	31,87€
Ref. H98154	Gris	20mm.	

★
NOVEDAD

HASTA
-15%



DISCOS BRILLIANT CRIOS

Marca: Coltene-Whaledent
Características: Disco de misma composición que sus homólogos en bloques de fresado CAD/CAM. De alta calidad tienen un amplio abanico de aplicaciones como restauraciones definitivas, inlays, onlays, coronas y carillas.

Disco LT 14mm	Disco LT 18mm
Ref. H61612 A1	Ref. H61616 A1
Ref. H61613 A2	Ref. H61617 A2
Ref. H61614 A3	Ref. H61618 A3
Ref. H61615 A3,5	Ref. H61619 A3,5
Disco HT 14mm	Disco HT 18mm
Ref. H61620 A1	Ref. H61623 A1
Ref. H61621 A2	Ref. H61624 A2
Ref. H61622 A3 382,18€	Ref. H61625 A3 442,68€

324,85€ **376,28€**

HASTA
-20%



DISCOS TRILOR DE FIBRA DE VIDRIO

Marca: Bioloren
Características: 1 unidad. Discos biocompatibles formados por una matriz de fibras multidireccionales de resina y composite. Es ajustable y reparable, compatible con resinas acrílicas y composite. Diámetro de 98,5mm.

Ref. H00696	10 mm	120,00€	96,00€
Ref. H00697	12 mm	120,00€	96,00€
Ref. H00698	14 mm	150,00€	120,00€
Ref. H00700	16 mm	160,00€	128,00€
Ref. H00699	18 mm	170,00€	136,00€
Ref. H00702	20 mm	200,00€	160,00€

Datos técnicos:
Resistencia a la tensión: 380Mpa
Resistencia a la flexión: 540Mpa
Modelo elástico: 26GPa

Resistencia a la compresión: 530Mpa
Gravedad específica: 1,8g/cm3
Resiliencia: 300KJ/cm3



-18%
antes 106,45€
87,30€

BRILLIANT CRIOS

Marca: Coltene

Características: Bloques de composite reforzados para restauraciones estéticas permanentes. Alta resistencia a la flexión, alta elasticidad y resistencia a los impactos a las restauraciones. Se mezcla extremadamente bien con el diente natural para dar un acabado natural y estético. Tiene una alta resistencia a la abrasión y bajo desgaste antagonista.

BRILLIANT CRIOS HT

Características: Envase 5 unidades.

- | | | | |
|--------------------|------------|--------------------|------------|
| Ref. H61603 | HT A1 14mm | Ref. H61608 | HT A1 12mm |
| Ref. H61604 | HT A2 14mm | Ref. H61609 | HT A2 12mm |
| Ref. H61605 | HT A3 14mm | Ref. H61610 | HT A3 12mm |
| Ref. H61606 | HT B1 14mm | Ref. H61611 | HT B1 12mm |

BRILLIANT CRIOS LT

Características: Envase 5 unidades.

- | | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| Ref. H61583 | LT Bleach 14mm | Ref. H61593 | LT Bleach 12mm |
| Ref. H61584 | LT A1 14mm | Ref. H61594 | LT A1 12mm |
| Ref. H61585 | LT A2 14mm | Ref. H61595 | LT A2 12mm |
| Ref. H61586 | LT A3 14mm | Ref. H61596 | LT A3 12mm |
| Ref. H61587 | LT A3,5 14mm | Ref. H61597 | LT A3,5 12mm |
| Ref. H61588 | LT B1 14mm | Ref. H61598 | LT B1 12mm |
| Ref. H61589 | LT B2 14mm | Ref. H61599 | LT B2 12mm |
| Ref. H61590 | LT B3 14mm | Ref. H61600 | LT B3 12mm |
| Ref. H61591 | LT C2 14mm | Ref. H61601 | LT C2 12mm |

POR LA COMPRA DE 1 BRILLIANT CRIOS, LLÉVATE DE REGALO UN ADHESIVO ONE COAT UNIVERSAL



antes 125,83€
DESDE 110,75€

VITA ENAMIC CEREC

Marca: Vita
Características: 5 u.

T EM-14 144,69€ **127,30€**

HT EM-10 125,83€ **110,75€**

HT EM-14 144,69€ **127,30€**

VITA ENAMIC MULTIC CEREC

Características: 5 u.

EMC-14 175,90€ **154,75€**



antes 119,00€
SOLO POR 101,15€

TETRIC CAD CEREC/INLAB

Marca: Ivoclar Digital
Características: 5 u. Colores: BL, A1, A2, A3, A3,5

MT I12
MT C14

HT I12
HT C14

POR LA COMPRA DE 3 TETRIC CAD FOR CEREC/INLAB 5U (HT, MT) I12/C14, LLÉVATE DE REGALO UN OPTRAGLOSS COMPOSITE KIT

IMPORTANTE: Hasta el 30/11/2019. Obsequio mediante envío directo de proveedor. Solicitalo a través de www.ivoclarvivadent.es/envidirecto



antes 106,90€
DESDE 79,95€

LAVA ULTIMATE CEREC

Marca: 3M
Características: 5 u. Colores: A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, D2

LT - 12
LT - 14L
HT - 12
HT - 14L

106,90€ **90,85€**
comprando 4 uds. **79,95€**

POR LA COMPRA DE 4 TETRIC CAD FOR CEREC/INLAB 5U (HT, MT) I12/C14, LLÉVATE DE REGALO UN KIT DE PRUEBA DE CEMENTO RELYX ULTIMATE

IMPORTANTE: Obsequio mediante envío directo de proveedor enviando tu factura a 3mespe.spain@mmm.com



-18%

CERASMART-270

Marca: G.C.
Características: 5 u. Colores: A1, A2, A3, A3.5, B1, BL

Cerec / Universal LT/HT 12 121,60€ **99,70€**

Cerec / Universal LT/HT 14 132,75€ **108,85€**

Cerec / Universal LT/HT 14L 144,90€ **118,00€**



-30%
antes 15,00€
10,50€

CERA CAD/CAM BEIGE OPACO

Marca: Proclinc
Características: Envase de 65g. Cera de modelar beige opaca para lectura de escáner y bloqueo de alta precisión. No indicada para trabajos calcinables.

Ref. H44485 15,00€ **10,50€**

antes 66,15€
DESDE
58,21€



IPS EMPRESS CAD

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 5 u.

**Cerec Inlab / Programill
LT/HT - I10/I12/C14**

66,15€ **58,21€**

**Cerec Inlab Multi / Programill
LT/HT - I10/I12/C14**

85,55€ **75,25€**

HASTA
-20%
antes 76,38€
61,10€



INITIAL LRF

Marca: G.C.
Características: Bloque de cerámica CAD/CAM feldespática reforzada en cinco colores Vita de alta y baja translucidez para restauraciones indirectas de cerámica completamente cerámicas. Tanto si acaba de pulir o glasear, GC Initial™ LRF proporciona mayor estabilidad a la fractura y resistencia a la flexión. Caja de 5 unidades.

LT / HT Cerec

75,30€ **61,10€**

LT / HT Universal

76,38€ **61,10€**

antes 86,02€
SOLO POR
77,40€



VITABLOC MARK II CEREC

Marca: Vita
Características: 5 u.

Tamaño I-14

antes 119,00€
SOLO POR
104,72€



IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Bloques de disilicato de litio pre-cristalizados para sistemas Cerec e Inlab. Caja 5 unidades

LT I12/ C14

MT C14

HT I12/ C14

MO0 C14

-18%
antes 115,11€
94,39€



CELTRA DUO

Marca: Dentsply
Características: Envase 4 unidades. Bloques para el sistema CEREC INLAB y SIRONA formado por cristal cerámico de alta calidad de silicato de litio (ZLS) reforzado con zirconio.

LT C14

HT C14

antes 129,35€
SOLO POR
113,83€



VITA SUPRINITY PC CEREC

Marca: Vita
Características: 5 u.

T C14

HT C14

-25%

DISCO E.MAX ZIRCAD

Marca: Ivoclar Digital

Características: IPS e.max ZirCAD es el versátil sistema de óxido de circonio para aplicaciones CAD/CAM en el laboratorio dental. Se utiliza para la fabricación de casquetes y estructuras, así como de coronas y puentes de contorno completo. IPS e.max ZirCAD se caracteriza por su alta resistencia, su bajo grosor de pared y su estética realista. Además de los discos en los niveles de translucidez de MO, LT y MT, existen discos policromáticos MT Multi con progresión de tono y translucidez. Después del fresado en seco en una máquina PrograMill CAD/CAM, pueden infiltrarse opcionalmente las restauraciones no pigmentadas con líquidos colorantes. IPS e.Max ZirCAD se sinteriza en el Programat S1 I600 y posteriormente se caracteriza utilizando IPS Ivocolor y/o IPS e.max Ceram. Diámetro 98,5mm



	MO					LT						
	10 mm	14 mm	18 mm	20 mm	25 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm
0	HD0351	-	-	-	-	HD0376	HD0383	HD0390	HD0397	HD0404	HD0411	HD0418
1	HD0352	HD0356	HD0361	HD0366	HD0371	HD0377	HD0384	HD0391	HD0398	HD0405	HD0412	HD0419
2	HD0353	HD0357	HD0362	HD0367	HD0372	HD0378	HD0385	HD0392	HD0399	HD0406	HD0413	HD0420
3	HD0354	HD0358	HD0363	HD0368	HD0373	HD0379	HD0386	HD0393	HD0400	HD0407	HD0414	HD0421
4	HD0355	HD0359	HD0364	HD0369	HD0374	HD0380	HD0387	HD0394	HD0401	HD0408	HD0415	HD0422
5	-	HD0360	HD0365	HD0370	HD0375	-	-	-	-	-	-	-
Sun	-	-	-	-	-	HD0381	HD0388	HD0395	HD0402	HD0409	HD0416	HD0423
Chroma	-	-	-	-	-	HD0382	HD0389	HD0396	HD0403	HD0410	HD0417	HD0424
Precio	122,50€ 91,88€	143,00€ 107,25€	163,00€ 122,25€	183,50€ 137,63€	214,00€ 160,50€	132,50€ 99,38€	143,00€ 107,25€	153,00€ 114,75€	163,00€ 122,25€	173,50€ 130,13€	183,50€ 137,63€	224,50€ 168,38€

	LT							MT		MT MULTI	
	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	18 mm	20 mm	25 mm	14 mm	18 mm	16 mm	20 mm
BL	HD2595	HD2603	HD2611	HD2619	HD2627	HD2635	HD2643	HD0425	HD0433	HD0441	HD0445
A1	HD2596	HD2604	HD2612	HD2620	HD2628	HD2636	HD2644	HD0426	HD0434	HD0442	HD0446
A2	HD2597	HD2605	HD2613	HD2621	HD2629	HD2637	HD2645	HD0427	HD0435	HD0443	HD0447
A3	HD2598	HD2606	HD2614	HD2622	HD2630	HD2638	HD2646	HD0428	HD0436	HD0444	HD0448
B1	HD2599	HD2607	HD2615	HD2623	HD2631	HD2639	HD2647	HD0429	HD0437	HD2651	HD2655
B2	HD2600	HD2608	HD2616	HD2624	HD2632	HD2640	HD2648	HD0430	HD0438	HD2652	HD2656
C2	HD2601	HD2609	HD2617	HD2625	HD2633	HD2641	HD2649	HD0431	HD0439	HD2653	HD2657
D2	HD2602	HD2610	HD2618	HD2626	HD2634	HD2642	HD2650	HD0432	HD0440	HD2654	HD2658
Precio	132,50€ 99,38€	143,00€ 107,25€	153,00€ 114,75€	163,00€ 122,25€	173,50€ 130,13€	183,50€ 137,63€	224,50€ 168,38€	163,00€ 122,25€	183,50€ 137,63€	204,00€ 153,00€	224,50€ 168,38€

★ NOVEDAD

DISCO IPS E.MAX ZIRCAD PRIME

Marca: Ivoclar Digital

Características: La Gradient Technology (GT) es la base de este material. Combina tres tecnologías de vanguardia en un único producto. Un ingenioso acondicionamiento del polvo de las materias primas 5Y-TZP y 3Y-TZP, una tecnología de relleno y una fabricación de calidad permiten obtener unos resultados muy precisos y estéticos. Los resultados son, entre otros, ciclos de sinterización más breves, por ejemplo, de 2 h y 26 min para las coronas individuales en el Programat SI 1600. Prime no está diseñado en capas. Su continuada progresión de tonalidad y translucidez y optimizadas propiedades translúcidas aseguran una estética superior. Este disco se sitúa como referente en cuanto a la estética del óxido de zirconio, independientemente de si se trabaja con estructuras monolíticas, con la técnica de cut-back o con la de estratificación. Pueden realizarse desde coronas individuales a puentes de hasta 14 piezas. Tiene una resistencia a la flexión de 1200 MPa y está disponible en 16 colores A-D, 4 tonos BL y es compatible con el sistema IPS e.max.



	10 mm	12 mm
BL1	HD2660	HD2680
BL2	HD2661	HD2681
BL3	HD2662	HD2682
BL4	HD2663	HD2683
A1	HD2664	HD2684
A2	HD2665	HD2685
A3	HD2666	HD2686
A3,5	HD2667	HD2687
A4	HD2668	HD2688
B1	HD2669	HD2689
B2	HD2670	HD2690
B3	HD2671	HD2691
B4	HD2672	HD2692
C1	HD2673	HD2693
C2	HD2674	HD2694
C3	HD2675	HD2695
C4	HD2676	HD2696
D2	HD2677	HD2697
D3	HD2678	HD2698
D4	HD2679	HD2699
Precio	224,50€	247,00€

Consulta la oferta llamando al 900 800 880 o en www.proclinic.es



FREEPRINT TEMP UV

Características: UV 378-388 nm

Ref. H103420 A1 500g

Ref. H103422 A2 500g

Ref. H103424 A3 500g

Ref. H103421 A1 1000g

Ref. H103423 A2 1000g

Ref. H103425 A3 1000g

-15%

~~282,83€~~ **240,41€**

~~512,83€~~ **435,91€**

FREEPRINT ORTHO

Características: 1000g.

Ref. H103426 405 nm.

Ref. H103427 UV 378-388nm

~~484,17€~~ **411,54€**



-25%

antes 43,65€

32,74€

PROSCAN ESPRAY ANTIREFLECTANTE PROCLINIC

Marca: Proclinic

Características: Spray anti reflectante para el escaneo con láser, que cumple con exactitud la tecnología láser. Para todos los materiales (Metal, PMMA, Ti) crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar

Ref. H20818 Spray 400ml.

★
NOVEDAD



ESCÁNER NEO CAD STAR

Marca: CADstar Technology
 Características: Construido para redefinir la productividad, el escáner Neo Cad Star presenta la tecnología Integrated Pattern Generation que genera y procesa los patrones proyectados directamente en el escáner. Se consigue así una velocidad de escaneado que acorta en un 60% el proceso de trabajo.

Ref. HI6720

Precio a consultar

Ventajas

- Escaneo de mandíbula completa en 12 segundos
- 9 muñones
- El Optical Status Indicator (OSI) informa al usuario de forma visual sobre el estado operativo del escáner. Navegación soportada por ratón 3D y pantalla táctil.
- Datos escaneados de alta resolución con bordes más claros y detalles más precisos.
- El cuerpo de calibración de cristal de alta precisión y el sistema de control de calibración garantiza seguridad y resultados exactos.

- Sensores ambientales notifican al usuario en cuanto sea necesario recalibrar el sistema.
- En solo dos escaneados se registran la oclusión y a continuación la dentadura contigua y los muñones.
- Marcas de color pintadas a mano sobre el modelo se registran con gran nitidez y se preparan para el proceso de diseño en Exocad. Especial para la creación digital de esqueléticos.
- Función de reescaneado manual o automática para obtener aún más información en zonas de difícil acceso.

★
NOVEDAD



FRESADORA CAM R5

Marca: VHF
 Características: Vhf ha desarrollado una fresadora altamente automatizada con un portabloques de alta capacidad tanto para fresado húmedo como en seco. Con una combinación de alta precisión y máxima estabilidad independientes del material fresado se consiguen resultados sin huellas de calidad Ultra HD. De uso sencillo, el sistema de fresado es increíblemente simple. Consta además de la tecnología Direct Disc de manera que la manipulación de carga de discos se reduce a mínimos. El sistema Direct Cleat Technology permite el cambio de forma eficiente entre fresado húmedo y en seco. Adicionalmente, la fresadora Cam R5 presenta ventilación iónica integrada en el área de trabajo y una herramienta de secado inteligente. Se presenta de forma integrada el sistema de enfriamiento del agua, que minimiza la expansión térmica del husillo y el eje Z. Esto proporciona fresados más rápidos con resultados más consistentes y alarga la vida del husillo. 2 webcams para control remoto. Garantía de 2 años.

Ref. HI02875

Precio a consultar



Consulta tu oferta de financiación personalizada

IMPRESORA 3D 4PRINT

Marca: 4Design
 Características: Diseñada para satisfacer las demandas más exigentes, la impresora 3D 4PRINT minimiza el tiempo de producción y mejora la calidad y la precisión. Crea en tu laboratorio, de forma rápida, múltiples modelos y consigue un mayor beneficio maximizando el rendimiento.

Ref. HI04444

Precio a consultar



Ventajas

- A diferencia del modelado manual, realiza todos los retoques y modificaciones que precisas y evita externalizar o asumir más costes.
- Fácil de usar y fiable, las aplicaciones de la tecnología 4PRINT son infinitas.
- En contraposición a otras impresoras 3D, el proyector DLP Full HD con módulo LED suministra exactamente la misma dosis de energía UV en cada capa, evitando irregularidades e imperfecciones en la superficie.
- Gracias a su radiómetro interno calcula esa energía incluso antes de cada previendo posibles pérdidas y garantizando la precisión que se busca.

Detalles

-Con una resolución de 1920 x 1080 píxeles se puede imprimir a 65 micras en plano horizontal y hasta 1 micra en el eje Z o vertical, dependiendo de la resina utilizada.

- Con tal alta precisión 4Print tiene en cuenta, impresión tras impresión, todas las variables que pueden afectar a la precisión que necesitas: la orientación, la ubicación en la bandeja, la correcta generación de los soportes, la temperatura ambiente y, sobre todo, las pequeñas alteraciones ocasionadas por una óptica inadecuada.
- Esta impresora de pantalla táctil de 7", dispone de conectividad wifi y puerto USB, así se puede ganar tiempo al imprimir de forma remota desde el mismo ordenador donde se haya realizado el diseño CAD-CAM.
- Se pueden gestionar las funciones de uso diario con una interfaz clara e intuitiva en el display digital táctil.
- De acabado en aluminio anodizado dispone de un control de temperatura de manera que se puede controlar el entorno del material a imprimir, reduciendo la viscosidad de las resinas con aire caliente mediante convección. Así, además, se reduce al mínimo el desgaste.
- Se puede controlar el proceso de impresión con la cámara situada debajo del tanque de resina.

ASIGA MAX UV

Marca: Asiga
 Características: Impresora 3D avanzada, con una precisión de impresión HD de 62 µm, para la fabricación de ortodoncia, coronas y puentes, guías quirúrgicas, modelos dentales, cubetas y esqueléticos para colar. Ofrece una productividad excepcional en un espacio reducido.

Ref. HI03415

Precio a consultar

Datos técnicos:

- Tamaño de compilación X, Y, Z: 119 x 67 x 75 mm
- Tamaño de píxel X, Y: 62 µm
- Z Control: 1 µm
- Fuente de luz: LED UV de 385 nm
- Sistema de materiales : Abierto
- Entradas de archivo: STL, SLC y Stomp
- Software: Incluye Asiga Composer
- Compatibilidad de red: Wifi y Ethernet
- Tamaño: 26 x 38 x 37 cm
- Peso: 16.5 kg
- Tamaño empacado: 41 x 50 x 48 cm

Ventajas

- Tecnología de sistema de posicionamiento inteligente SPS. El exclusivo proceso SPS garantiza que cada capa de modelo se forme con precisión en un tiempo mínimo.
- Sistema de material abierto: compatible con cualquier material



- adecuado de cualquier fabricante de materiales.
- Cambio de material en menos de 30 segundos.
- Calibración de punto único: Calibración de plataforma simple y radiómetro interno para la calibración automática de LED.
- Precisión de impresión HD de 62 µm.

exocad

AMPLÍA TUS POSIBILIDADES CON LOS NUEVOS PAQUETES DE EXOCAD

Los nuevos paquetes de software se han diseñado especialmente para las necesidades particulares de los laboratorios. Le permiten beneficiarse de precios más atractivos que si adquiere los módulos por separado.

Paquete Advanced: para laboratorios especializados en restauraciones fijas clásicas.

Paquete Implant: para laboratorios especializados en restauraciones fijas y sobre implantes.

Paquete Ultimate Lab: para proveedores de soluciones completas que ofrecen restauraciones fijas, sobre implantes y removibles.

Ventajosos para todos los usuarios:

- Modelo de precios atractivo y transparente
- Ahorro significativo en comparación con los precios por separado
- Con todos los paquetes, los usuarios pueden añadir módulos según sus necesidades particulares



Precio más económico que al comprar por separado

Precio más económico al actualizar

No es posible modificar módulos

Producto	Paquete Advanced Lab	Versión Core Lab		Paquete Implant Lab	Paquete Ultimate Lab
DentalCAD		✓	✓	✓	✓
Virtual Articulator		Complemento	✓	✓	✓
Provisional Module		Complemento	✓	✓	✓
TruSmile		Complemento	✓	✓	✓
Tooth Library		Complemento	✓	✓	✓
Implant Module		Complemento	Complemento	✓	✓
Bar Module		Complemento	Complemento	✓	✓
DICOM Viewer		Complemento	Complemento	✓	✓
Model Creator		Complemento	Complemento	Complemento	✓
Smile Creator		Complemento	Complemento	Complemento	✓
FullDenture Module		Complemento	Complemento	Complemento	✓
PartialCAD Module		Complemento	Complemento	Complemento	✓
Bite Splint Module		Complemento	Complemento	Complemento	✓
Jaw Motion Import		Complemento	Complemento	Complemento	✓
In-CAD Nesting		Complemento	Complemento	Complemento	Complemento
Nesting (incluye In-CAD Nesting)		Complemento	Complemento	Complemento	Complemento

¡Nos preocupamos por el medio ambiente!

En Proclinic somos muy conscientes de la importancia de la **preservación del medio ambiente**.

Por este motivo, los **tres modelos de cajas** que usamos en nuestro centro logístico para hacerte llegar el material a tu clínica, así como las **bolsas de relleno** que figuran en su interior, son fabricadas íntegramente con **materiales reciclados**.

De este modo, optamos por un **uso responsable** de los recursos naturales.

Mereces compromiso





-29%

antes 51,55€
36,60€



YESO NATURAL DURO TIPO III PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Tipo III

- Ref. H62011** Caja 25 kg. Amarillo
- Ref. H62012** Caja 25 kg. Azul
- Ref. H62013** Caja 25 kg. Rosa



-22%

antes 66,10€
51,85€

RESIN-GIPS ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Yeso natural con acrílico.
Color Albaricoque. Tipo IV.

Ref. H00097 12 Kg. (6 x 2 kg.)

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 15/11/2019.



-21%

antes 56,30€
44,20€

RUBINIT ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Color Rosa. Tipo IV.

Ref. H00099 Bidón 18 Kg.



-30%

antes 83,10€
58,00€

YESO SNOW PLASTER TIPO I

Marca: Proclinic
Características: Color blanco. Tipo I

Ref. H62039 Caja 20 Kg.

-20%

antes 195,00€
156,00€



BI-V-PIN CON PERFIL EN V

Marca: Renfert
Características: Bi-v-pin con manguito

Ref. H00757 1000 unidades

-20%

antes 172,50€
138,00€



BI-V-PIN CON MANGUITO PLÁSTICO

Marca: Renfert
Características: Envase de 1.000 uds.

Ref. H100165

-27%

antes 24,50€
18,00€



PEGAMENTO UNIVERSAL INSTANTÁNEO

Marca: Renfert
Características: Adhesivo dental para pegar yeso, resina acrílica, metal y cerámica.

Ref. H99047 Envase 6 x 5 g.



-21%
antes 50,60€
40,00€

DURGUIX ESCAYOLA
Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo III. Yeso piedra duro natural para la fabricación de modelos en la técnica acrílica y esquelética, modelos antagonistas.

Ref. H00067 Envase de 25Kg. Rosa
Ref. H00069 Envase de 25Kg. Amarillo
Ref. H00071 Envase de 25Kg. Azul
Ref. H00064 Caja 25 Kg. Terracota



i
Compatible
Cad Cam

-18%
antes 91,00€
74,60€

KIMBERLIT ESCAYOLA
Marca: Protechno
Características: Color dorado. Tipo IV

Ref. H00095 Bidón de 18 Kg.



HASTA -31%

FUJIROCK EP / FUJIROCK EP PREMIUM
Marca: G.C.
Características: Color Amarillo. Tipo III.

Ref. H00486 Bidón 12kg. Golden Brown **94,29€ 65,90€**
Ref. H00517 Bidón 11 kg. Pastel Yellow **96,17€ 65,90€**



-46%
antes 119,70€
64,99€

WIROGEL M
Marca: Bego
Características: Gelatina especial para revestimientos, yesos y para utilizar en la técnica de vertido de resinas.

Ref. H00374 Bidón 6 kg.

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



-47%
antes 121,95€
64,99€

CASTOGEL
Marca: Bego
Características: Gelatina de duplicado especial, reutilizable. Alta precisión de reproducción incluso de los detalles más pequeños y resistente al desgarro gracias a su excelente elasticidad.

Ref. H00257 Bidón 6 kg.

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



antes 7,84€
DESDE 3,74€

ALGINATO FAST ORTODONCIA
Marca: Bestdent
Características: Alginato ortodoncia con aroma a naranja, libre de polvo y sin plomo, para impresiones dentales exactas. De fácil mezclado y alta resistencia al desgarro. Biocompatible. Caducidad de 6 años. Fast Ortodoncia: fraguado en 1 minuto y 50 segundos.

Ref. 25663 Bolsa 453 gr. **comprando 6 uds. 7,84€ 3,74€**

ALGINATO CROMÁTICO BOLSA
Marca: Bestdent
Características: Alginato con efecto cromático que permite trabajar de forma eficiente reduciendo el tiempo de toma de impresión. No produce polvo. Consistencia homogénea. Gran confort para el paciente. Buena fluidez y estabilidad. Rápido.

Ref. 25666 Bolsa 453 gr. **comprando 6 uds. 8,52€ 3,90€**



-25%
antes 54,00€
40,50€

MEGATRAY PLANCHAS BASE

Marca: Megadenta
Características: Caja de 50 planchas fotopolimerizables

- Ref. H00737 Azul grosor 2,2 mm.
- Ref. H00738 Rosa grosor 2,2 mm.
- Ref. H00739 Semitransparente grosor 2,2 mm.
- Ref. H00735 Rosa grosor 1,4 mm.



-20%
antes 48,60€
38,88€

PLANCHA BASE FOTOPOLIMERIZABLE

Marca: Proclinic
Características: Planchas base fotopolimerizables con un espesor de 2,2 mm. Muy fáciles de modelar y se adaptan fácilmente al modelo, muy resistentes.
Color Rosa. Caja x 50 u.

Ref. H20822



antes 53,75€
SOLO POR
46,15€



REVOR LIGHT PLANCHAS

Marca: Technim Group
Características: Indicado gracias a su forma universal y el espesor constante del patrón de 2,2 mm. para la confección de cubetas para maxilares superiores e inferiores. Caja de 50 unidades.

- Ref. H00727 Planchas Rosas
- Ref. H00729 PlanchasAzules
- Ref. H00731 Planchas Transparentes



-26%
antes 40,70€
DESDE
30,05€

LABOSIL

Marca: Protechno
Características: Masilla de silicona para laboratorio. Policondensación.

- Ref. H00161 2 Kg. Dureza 80.
- Ref. H00163 2 Kg. Dureza 90. **40,70€ 30,05€**
- Ref. H00165 5 Kg. Dureza 80.
- Ref. H00167 5 Kg. Dureza 90. **85,90€ 63,45€**

POR LA COMPRA DE LABOSIL 2 Kg. LLÉVATE DE REGALO UN CATALIZADOR
POR LA COMPRA DE LABOSIL 5 Kg. LLÉVATE DE REGALO TRES CATALIZADORES

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 15/11/2019.



-21%
antes 11,37€
8,95€

SEPARADOR DE CERA PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Unidad. Agente aislante, no crea espesor.

Ref. H20667 Frasco de 25 ml.



-15%
antes 62,20€
53,00€

PLANCHAS BASE

Marca: Cavex
Características: Caja 100 unidades.
Ref. H00711 Rosas Superiores

ventura gingival

Silicona de Encías



Polisiloxano de vinilo de viscosidad media. El tipo de dureza de **ventura gingival rigid** facilita el recorte de los bordes y el fresado cuando se termina el tejido gingival en el modelo. Gracias a la translucidez de **ventura gingival elastic** se obtienen excelentes resultados estéticos. Es adecuada, en presencia de rebajes y espesores delgados.

**2 x 50 ml +
separador 10 ml
25,80 € ud.**

Madespa

ventura crystalsil

Silicona transparente para máscaras

fast set



Pensado para realizar máscaras de silicona transparentes en el laboratorio para composites y resinas fotopolimerizables. Tiempo de trabajo : 1'. Tiempo de fraguado: 3'. Dureza Shore A: 70. Color: Transparente.

**2 x 50 ml
34,90 €**

Madespa

ventura top 85

Silicona frentes y llaves

lab



Por la compra de 2 Ventura Top 85 Lab **GRATIS*** 1 Ventura Stone bidón de 5 kg valorado en 18,30€



**5 Kg + 2 cat 60 ml
49,90 €**

Indicada para llaves o frentes en los siguientes trabajos:

- Carga de resina en prótesis metálicas.
- Provisionales de resina.
- Reproducción de encías.
- Aislamiento de las prótesis dentales removibles para un desenmoldado más limpio.

*El producto sin cargo lo envía directamente por Madespa, S.A. enviando la factura de compra a marketing@madespa.com. Ofertas no acumulables

Madespa

ventura superdie rock

Yeso tipo IV Extraduro



Por la compra de 2 bidones superdie rock de 18 Kg **GRATIS*** A elegir 1 kit de resina TRILUX BASE AUTO o TRILUX BASE TERMO valorado en 55,90 €



**Bidón 18 Kg
60,90 €**

**Bidón 6 Kg
22,90 €**

Yeso natural extra duro para muñones. Proporción agua / polvo : 20 ml / 100 g. Fraguado final (Vicat) : 11'. Expansión de fraguado (2 h) : 0,07 %. Resistencia a la compresión (1 h) : 49 MPa. Color: Marrón dorado / Gris / Blanco.

*El producto sin cargo lo envía directamente por Madespa, S.A. enviando la factura de compra a marketing@madespa.com. Ofertas no acumulables

Madespa



Por la compra de 1kit polvo+ líquido de VIPI FLASH **GRATIS*** 1 Ventura Pinkmod de 2 Kg valorada en 9,90€

**Resina
Autopolimerizable
Polvo 450 g Líquido 250 ml
21,20 € 10,20 €**

Resina acrílica autopolimerizable. Indicada para prótesis parcial removible, todo tipo de arreglos y rebases en prótesis acrílicas. Óptima fluidez. Alta estabilidad del color. Excelente adherencia. Utiliza pigmentos biocompatibles.

*El producto sin cargo lo envía directamente por Madespa, S.A. enviando la factura de compra a marketing@madespa.com. Ofertas no acumulables

Madespa

ventura cromabond CCB

Aleación de base Cr-Co para cerámicas

plus



GRATIS* Por la compra de 250 g de ventura cromabond CCB 1 bolsa de ventura superdie rock grey de 2 Kg y por la compra de 1000 g de ventura cromabond CCB 1 bidón de ventura superdie rock grey de 6 Kg

**Envase 250 g
49,90 €**

**Envase 1000 g
174,90 €**

Aleación base cobalto-cromo para todo tipo de cerámicas. Soldable con laser. Contenido : Co.59,0 % - Cr. 25,00 % - W. 9,5% - Mo. 3,5% C.E.T. : 14,0 x 10-6 k-1 (20 - 600°C). Intervalo de fusión : 1305 - 1400 °C. Dureza Vickers (HV 10): 280. Tipo V

*El producto sin cargo lo envía directamente por Madespa, S.A. enviando la factura de compra a marketing@madespa.com. Ofertas no acumulables

Madespa

-15%

antes 61,03€

DESDE
45,00€



ORMALAB

Marca: Major
Características: Bidón 5 Kg. + 2 catalizadores 60 ml.

Ref. H00298 85 Shore

Ref. H00329 95 Shore

61,03€ **51,85€**

comprando 3 uds. de Ormalab 85 Shore **45,00€/u.**



-20%

antes 94,90€

75,90€



SILICONA ADICIÓN PROCLINIC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: Silicona de adición biocompatible, específica para laboratorio de elevada dureza final (Shore-A 85) y de resistencia elástica ideal. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (+200°C). Color verde.

Ref. H00194 2,5 Kg + 2,5 Kg.



HASTA
-22%

ZETALABOR

Marca: Zhermack
Características: Silicona mezclable con el catalizador (induret gel). Dureza final 85 Shore A.

Ref. H00179 5 Kg con 2 catalizadores. ~~76,22€~~ **59,20€**

Ref. H00186 10 Kg con 4 catalizadores ~~119,00€~~ **105,00€**

Ref. H00646 25 Kg con 10 catalizadores ~~281,00€~~ **247,30€**

LLÉVATE DE REGALO HASTA 10 CATALIZADORES.



-28%

antes 72,30€

52,30€



SILICONA DE DUPLICAR A+B

Marca: Proclinic
Características: Silicona de adición elástica de alta precisión para el duplicado de modelos de laboratorio. Envase 1 kg + 1 kg.

Ref. H00192 Shore 30

Ref. H00191 Shore 22

Ref. H00190 Shore 16



-31%

antes 69,95€

48,00€



SILICONA PUTTY LAB 5KG PROC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: Silicona de condensación específica para laboratorio de elevada dureza (Shore-A 85) y resistencia elástica. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (140°C).

Ref. H00195 Silicona 5 kg.

POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD, LLÉVATE DE REGALO 2 CATALIZADORES.



-25%



GINGIFAST MÁSCARA GINGIVAL

Marca: Zhermack
Características: Silicona de Adición para la reproducción de la encía para modelos en prostodoncia o prótesis fijas. Suministro: 2 cartuchos 50ml, 10ml de separador, 12 puntas de mezcladoras, 12 puntas intraorales y un nebulizador.

Ref. H00215 Gingifast Elastic ~~43,26€~~ **32,40€**

Ref. H00217 Gingifast Rigid ~~43,26€~~ **32,40€**

GINGIFAST CAD MÁSCARA GINGIVAL

Características: Silicona de Adición reflectante escaneable de lectura óptica, láser o táctiles, para reproducir encías artificiales. Suministro: 2 cartuchos 50ml, 10ml de separador y 6 puntas de mezcladoras azules.

Ref. H02168 Gingifast CAD Elastic ~~45,32€~~ **33,95€**

Ref. H02169 Gingifast CAD Rigid ~~45,32€~~ **33,95€**

ELITE DOUBLE

La línea Elite Double incluye una amplia gama de siliconas para duplicado. Diseñada para cumplir con las diferentes necesidades de los protésicos dentales en aplicaciones para prótesis fija y removible.

Elite Double

1 + 1 kg (base + catalyst)

€ 72,00

- C400830 **Elite Double 8** Normal
- C400831 **Elite Double 16** Fast
- C400832 **Elite Double 22** Normal
- C400834 **Elite Double 22** Fast
- C400838 **Elite Double 22** Extra Fast
- C400833 **Elite Double 32** Normal
- C400836 **Elite Double 32** Fast



Disponible también en bidón de 5 Kg

ELITE ROCK/ROCK FAST

Yeso extraduro de tipo 4 con elevada resistencia a la compresión, recomendado para realizar modelos máster en prótesis fija.

€ 14,00

- C410030
- Sandy Brown bolsa de 3 Kg

€ 95,00

- C410200
- Sandy Brown cartón de 25 Kg

€ 104,00

- C410334
- Sandy Brown bidón de 25 Kg



ELITE MODEL

Yeso de tipo 3 de alta calidad indicado para realizar antagonistas.

€ 9,00

- C410080
- Ivory bolsa de 3 Kg

€ 53,00

- C410220
- Ivory cartón de 25 Kg

€ 62,00

- C410304
- Ivory bidón de 25 Kg



-15%
antes 33,30€
28,31€



ZEISER PINS C X 1000

Marca: Zeiser
Características: Sistema para confeccionar modelos desmontables.
Ref. H16684 14mm

-20%
antes 89,90€
71,72€



ZEISER PLACAS BASE BLANCAS

Marca: Zeiser
Características: Placas base blancas Caja x 100 para Imán.
Ref. H16681

-15%
antes 9,90€
8,40€



REDUCTOR DE TENSIÓN

Marca: Proclinic
Características: Reduce la tensión superficial de modelos decera o productos similares a la cera. Válido para todos los materiales de impresión (silicona y alginatos).
Ref. H20698 100ml

-17%
antes 29,90€
24,85€



TENSIO-SIL REDUCTOR DE TENSIONES

Marca: Protechno
Características: Reductor de tensiones para siliconas y alginatos.
Ref. H00689 Envase recarga 1 litro

-25%
antes 73,21€
54,91€



BANDEJA PORTA-TRABAJOS

Marca: Mestra
Características: Caja x 10 u. Bandeja práctica en la organización de la producción de laboratorios dentales. Con soporte frontal para etiquetas y muelle de sujeción para hojas de especificaciones. Se pueden colgar de la pared mediante una barra de sujeción. Largo 190 mm. Ancho 140 mm. Altura 40 mm.

- Ref. H80009 Color Amarillo
- Ref. H80011 Color Azul
- Ref. H80013 Color Rojo
- Ref. H80015 Color Verde
- Ref. H80017 Color Blanco

-15%
antes 28,13€
23,91€



ARTICULADOR FUNCIONAL DOS PUNTOS

Marca: Mestra

Ref. H11113

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 15/11/2019.

★ NOVEDAD



DESDE **164**,00€

OPTIPRINT TEMP

Marca: Dentona
Características: Resina para impresión 3D de 385 nm.

- Ref. HI03531** A2 500g/455 ml
- Ref. HI03533** A3 500g/455 ml
- Ref. HI03535** B2 500g/455 ml
- Ref. HI03530** A2 1Kg/910 ml
- Ref. HI03532** A3 1Kg/910 ml
- Ref. HI03534** B2 1Kg/910 ml

164,00€

299,00€

★ NOVEDAD



DESDE **143**,00€

OPTIPRINT DENTURE

Marca: Dentona
Características: Resina para impresión 3D de 385 nm.

- Ref. HI03537** Rosa Claro 500g/455 ml
- Ref. HI03539** Rosa Oscuro 500g/455 ml

143,00€

Ref. HI03536 Rosa Claro 1Kg/910 ml

Ref. HI03538 Rosa Oscuro 1Kg/910 ml

259,00€

★ NOVEDAD



DESDE **88**,00€

OPTIPRINT MODEL

Marca: Dentona
Características: Resina para impresión 3D de 385 nm.

- Ref. HI03541** 385nm. Pardo Dorado 500g/455 ml
- Ref. HI03543** 385nm. Marfil Claro 500g/455 ml

104,00€

Ref. HI03540 385nm. Pardo Dorado 1Kg/910 ml

Ref. HI03542 385nm. Marfil Claro 1Kg/910 ml

189,00€

Ref. HI03551 SLA Pardo Dorado 500g/455 ml

88,00€

Ref. HI03550 SLA Pardo Dorado 1Kg/910 ml

159,00€

★ NOVEDAD



DESDE **158**,00€

OPTIPRINT CAST

Marca: Dentona
Características: Resina para impresión 3D de 385 nm.

Ref. HI03545 Violeta 500g/455 ml

158,00€

Ref. HI03544 Violeta 1Kg/910

289,00€

★ NOVEDAD



DESDE **164**,00€

OPTIPRINT GINGIVA

Marca: Dentona
Características: Resina para impresión 3D de 385 nm.

Ref. HI03547 500g/455 ml

164,00€

Ref. HI03546 1Kg/910 ml

299,00€

★ NOVEDAD



DESDE **137**,00€

OPTIPRINT SPLINT

Marca: Dentona
Características: Resina para impresión 3D de 385 nm.

Ref. HI03549 Transparente 500g/455 ml

137,00€

Ref. HI03548 Transparente 1Kg/910 ml

249,00€

★ NOVEDAD



DESDE **126**,00€

OPTIPRINT GUIDE

Marca: Dentona
Características: Resina para impresión 3D para impresoras con tecnología SLA.

Ref. HI03553 SLA 405nm. Transparente 500g/455 ml

126,00€

Ref. HI03552 SLA 405nm. Transparente 1Kg/910 ml

229,00€



-20%

antes 17,70€

14,20€

ROLLO DE ALAMBRE LEOWIRE

Marca:	Leone
Características:	Alambre redondo elástico duro.
Ref. H03591	Ø 0,5 mm. 50m.
Ref. H03593	Ø 0,6 mm. 40m.
Ref. H03595	Ø 0,7 mm. 25m.
Ref. H03597	Ø 0,8 mm. 20 m.
Ref. H03599	Ø 0,9 mm. 10 m.
Ref. H03601	Ø 1,0 mm. 10 m.
Ref. H03603	Ø 1,1 mm. 10 m.
Ref. H03605	Ø 1,2 mm. 10 m.
Ref. H03607	Ø 1,3 mm. 10 m.
Ref. H03609	Ø 1,4 mm. 8 m.



-15%

antes 21,40€

18,10€

VECTOR 600/620

Marca: Scheu Dental
 Características: Tornillo especial para la expansión del paladar con brazos doblados anatómicamente para ser soldados con facilidad a bandas molares. Encaje en bóveda palatina. El encaje integrado evita la vuelta atrás del tornillo.

Ref. H04145	Vector 600, 1u.
Ref. H04164	Vector 620, 1u.



-15%

antes 14,85€

DESDE
12,65€

DURAN - 10 PLANCHAS

Marca: Scheu Dental
 Características: Planchas duro elásticas, transparentes, se combinan con autopolimerizables. No necesita presecado.

Ref. L5314	0,5 x 125 mm Redondo	14,85€	12,65€
Ref. L5315	0,625 x 125 mm Redondo	14,85€	12,65€
Ref. L5316	0,75 x 125mm Cuadrado	16,50€	14,05€
Ref. L5317	0,75 x 125 mm Redondo	16,50€	14,05€
Ref. L5318	1,0 x 125 mm Redondo	18,05€	15,35€
Ref. L5319	1,5 x 125 mm Redondo	20,10€	17,10€
Ref. L5320	2,0. x 125 mm Redondo	24,75€	21,05€



-15%

antes 42,24€

35,70€

GANCHOS DE BOLA

Marca: Leone
 Características: Envase de 100 unidades. Accesorios excelentes para aparatos removibles y fijos. El alambre temperable duro mantiene su forma para un posicionamiento ajustado. Longitud: 3,8 cm. De acero inoxidable.

Ref. H03785	Ø 07 mm .028
Ref. H03787	Ø 08 mm .032
Ref. H03789	Ø 09 mm .036



DESDE
48,41€

ORTHORESIN

Marca: Dentsply
 Características: Resina autopolimerizable para la elaboración de aparatos ortodónticos. Apta para la técnica de dispersión, tiene alta estabilidad y no decolora.

Ref. H02226	Líquido Clear 1 litro	60,13€	54,12€
Ref. H02227	Rosa 1 litro	53,79€	48,41€
Ref. H02225	Polvo 2 x 500 gr.	65,63€	59,07€
Ref. H02224	Polvo 3 kg	186,03€	167,00€



-30%

antes 18,50€

13,00€



FRESA TUNGSTENO

Marca: Proclinic
 Características: Ideal para cortes de material plástico termoconformado Vástago 2,35mm.

Ref. H20778	Tamaño 023
--------------------	------------



Ref.H21076 Ref.H21082 Ref.H21080

ALICATES

Marca: Proclinic

Ref. H21075 Aderer 12cm

Ref. H21076 Aderer 13cm.

Ref. H21083 Puntas serradas

Ref. H21081 Universal

Ref. H21082 Waldsachs

Ref. H21077 Adams 13,5cm

Ref. H21078 Angle 13cm

Ref. H21079 Media caña 13cm

Ref. H21080 Redondo

-35%

antes 24,91€

DESDE
16,20€

24,91€ **16,20€**

38,08€ **24,75€**

41,00€ **26,65€**



PULIDORES MULTIFUNCIÓN

Marca: Proclinic

Características: Cepillo de pulido excepcional y alto brillo, con superficies suaves y lisas. Permite retocar material termoplástico, acrílicos, composite y material de rebase blando. Envase 25 unidades y 1 mandril.

Ref. H20705 Fino

Ref. H20706 Grueso

-26%

antes 24,25€

18,00€



Ref. H20830 Ref. H20834 Ref. H20838 Ref. H20842
Ref. H20832 Ref. H20836 Ref. H20840

PULIDOR DE SILICONA PARA ACRÍLICO

Marca: Proclinic

Características: Caja de 12 unidades

Ref.H20824 Grano grueso
10 x 20 mm (max: 12.000 rpm)

Ref.H20836 Grano grueso
6 x 16 mm (max: 20.000 rpm)

Ref.H20830 Grano grueso
10 x 24 mm (max: 12.000 rpm)

Ref.H20842 Grano grueso
13 x 20 mm (max: 10.000 rpm)

Ref.H20826 Grano medio
10 x 20 mm (max: 12.000 rpm)

Ref.H20832 Grano medio
10 x 24 mm (max: 12.000 rpm)

Ref.H20838 Grano medio
6 x 16 mm (max: 20.000 rpm)

Ref.H20828 Grano fino
10 x 20 mm (max: 12.000 rpm)

Ref.H20840 Grano fino
6 x 16 mm (max: 20.000 rpm)

Ref.H20834 Grano fino
10 x 24 mm (max: 12.000 rpm)

-20%

antes 22,00€

17,60€

-15%

antes 32,90€

27,90€

SOLDADURA LV (UNIVERSAL AG)

Marca: Nobil-Metal

Características: Indicada para soldar todo tipo de metales preciosos y no preciosos. Sobre de 12gr. en barra de 15cm. Color blanco. Composición: Ag 59%. Cu 16%. Zn 25%. Intervalo de fusión: 655-680. 700 °C Utilizables con las siguientes aleaciones: Au, Pd, Ni-Cr, Cr-Co.

Ref. H04427 Sobre 12 gr.



-20%

antes 20,20€

16,20€



MEGASEAL UNIVERSAL

Marca: Megadenta

Características: Barniz sellador de fotocurado para prótesis y provisionales.

Ref. H00748 30 ml.



VERTEX ORTHOPLAST

Marca: Vertex

Ref. H101785 Polvo 1kg.

Ref. H101786 Liquido 500ml.

-15%

67,00€ **56,90€**

28,80€ **24,45€**

PILAR TIPO LOCATOR® MARCA PROCLINIC

-40%
antes 99,86€
DESDE
59,40€

Para	Plataforma/ Descripción	Rectos	Alturas	Angulado	Alturas
3i®					
Osseotite	Plataforma Ø4.1 Hexágono Externo	Si	De 1 mm. hasta 6 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
*Certain	Plataforma Ø3.4 y Ø4.1	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	-
Branemark®	Plataforma Ø4.1	Si	De 1 mm. hasta 6 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
Zimmer®	Plataforma Ø3.5 y Ø4.5	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
Straumann®	Plataforma Ø4.8	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	Si	De 1.5 mm. y 3 mm.
*Replace®	Plataforma Ø3.5 y Ø4.3	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	-
Klockner®	Hexágono Alto	Si	De 2.5 mm. hasta 5.5 mm.	No	-
Astra®					
Aqua	Ø3.5 / Ø4.0	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	-
Lilac	Ø4.5 / Ø5.0	Si	De 1 mm. hasta 5 mm.	No	-

(*) Oferta valida hasta finalizar Stock en pilares Peek y Nylon.

Pilar Recto



99,90€ **59,40€**

Pilar Angulado 15°



129,90€ **77,94€**

Incluye: Pilar + Posicionador / Toma de impresión + Set de Procesado Nylon o Peek

Para más información consulta en: www.proclinic.es / Atención al Cliente Clínica: 900 39 39 39 - Atención al Cliente Laboratorio: 900 800 880

-40%
antes 9,90€
DESDE
5,94€

ADITAMENTOS PROTÉSICOS MARCA PROCLINIC

Análogos

Disponibles en:

Pack de 1 u.

DESDE
5,94€

Pack de 5 uds.

DESDE
23,94€



Calcinables rotantes y antirotantes

Disponibles en:

Pack de 1 u.

DESDE
5,94€

Pack de 5 uds.

DESDE
23,94€



Transfers de impresión cubeta abierta

Disponibles en:

Pack de 1 u.

DESDE
10,77€



Tornillos

Disponibles en:

Pack de 1 u.

DESDE
5,94€

Pack de 5 uds.

DESDE
23,94€



Compatibles con las siguientes marcas:

***Replace®**

3i® (*Osseotite y *Certain)

Astra Tech® (*Cónico de 20° y 45°)

(*) Oferta valida hasta finalizar Stock.

Branemark System®

Zimmer®

Klockner® (Hexágono alto)

Astra Tech® (Aqua y Lilac)

Straumann® (SP Plataforma Ø4.8)



-25%

antes 19,50€

14,60€



CERA MONTAJE DIENTES

Marca: Proclinic
 Características: Cera roja de montaje de dientes para posicionar de forma rápida y segura los dientes acrílicos.
 Envase 220g.

Ref. H20010 5 x 5 mm



Disponibles dientes posteriores en composite



DIENTES TRIBOS 501

Marca: Gebdi
 Características: Tribos 501 son dientes de calidad desarrollados con estructura de PMMA, con un nuevo sistema de compresión "Mega-Press-Inject" para optimizar la densidad y dureza de la superficie.
 El diente de 3 capas, obtiene así, casi los mismos valores de calidad en la totalidad de la pieza. Esto repercute en la duración de la prótesis y en su susceptibilidad a la placa dental.

Consulta oferta por cantidad



-20%

antes 30,00€

23,95€



CERA ARTICULAR EN ARCADEA

Marca: Proclinic
 Características: 100 unidades. Cera preformada en forma de arcada, acorta el tiempo para realizar los registros de mordida. Cuentan con un canal anatómico para un encerado fácil. Disponible en 2 durezas.

Ref. H20012 Amarilla - Suave
 Ref. H20014 Roja - Media



-25%

antes 36,20€

27,15€



CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC

Marca: Proclinic
 Características: Planchas: 2.500 g.

Ref. H20802 Climas cálidos
 Ref. H20812 Normal



-26%

antes 13,45€


10,00€



CERA ARTICULAR BARRAS

Marca: Proclinic
 Características: Cera en barras para registro de mordida.
 Caja x 500 g.

Ref. H20810 Verde
 Ref. H20814 Amarilla



-15%
antes 14,10€
12,00€

TECHNOSIL BARNÍZ SEPARADOR

Marca: Protechno
Características: Envase de 1.000 ml.
Barníz separador para resinas acrílicas.

Ref. H0053I



100+30
-15%
antes 6,05€
5,14€

DIENTES Y MOLARES IVOSTAR/GNATHOSTAR

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: La nueva línea de dientes Ivostar / Gnathostar reúne diferentes propiedades y ofrece una calidad de producto perfectamente adecuada a las expectativas, que son la señal de calidad habitual en Ivoclar Vivadent. Sus nuevos moldes modernos y funcionales, hacen de estos dientes, realizados en base al conocido material PMMA, la primera opción para la fabricación de una prótesis de alta calidad.

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2019.
Obsequio enviado directamente por Ivoclar.
Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



100+30
-16%
antes 10,30€
DESDE **8,64€**

DIENTES Y MOLARES SR VIVODENT/ ORTOTHYP CHROMASCOP

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Estratificación en tres capas con diferentes materiales y diversos grados de reticulación. Gran espectro cromático, suministrado en los 20 colores de la guía Chromascop.

ANTERIORES

antes 10,30€ **8,64€**

POSTERIORES

antes 13,40€ **11,25€**

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2019.
Obsequio enviado directamente por Ivoclar.
Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



100+30
-16%
antes 16,80€
DESDE **14,48€**

DIENTES VIVODENT SR PE ANTERIORES

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Fabricado con un PMMA de vanguardia, de doble reticulación (DCL), que otorga unas propiedades de resistencia al desgaste muy por encima de otros polimetilmetacrilatos, sin comprometer su estabilidad cromática y su alta resistencia al impacto.

ANTERIORES 22,60€ **19,34€**

POSTERIORES 16,80€ **14,48€**

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2019.
Obsequio enviado directamente por Ivoclar.
Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



100+30
-15%
antes 27,75€
DESDE **23,55€**

DIENTES Y MOLARES SR PHONARES II

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Con el exclusivo diseño de configuración y ajuste, las líneas de dientes SR Phonares II marca nuevos estándares de funcionalidad y estética. Los últimos avances científicos han sido implementados en el desarrollo de SR Phonares II para satisfacer los requisitos más específicos de los clientes.

ANTERIORES 35,25€ **29,96€**

POSTERIORES 27,75€ **23,55€**

POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES, LLÉVATE 30 DE REGALO.

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2019.
Obsequio enviado directamente por Ivoclar.
Solicitar a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto.



-15%
antes 11,18€
9,50€

PROTHO-CLEAN

Marca: Hager & Werken
Características: Envase 75 ml.

Ref. H00493



-15%

antes 62,30€
DESDE
10,50€

ECO-CRYL COLD POLVO

Marca: Protechno
Características: Autopolimerizable, para composturas y rebases.

Ref. H02283 1.000 g. (2x500g.) **54,10€**

ECO-CRYL COLD LÍQUIDO

Ref. H02289 Botella 500 ml. **22,50€**

COMPRANDO 1 UNIDAD POLVO 1.000 GR + BOTELLA 500 ML.
PRECIO OFERTA 62,30 €
Oferta válida hasta el 15 de noviembre de 2019



antes 50,55€

DESDE
44,48€

4+1*

PROBASE COLD

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: 2 x 500 g.

Ref. H02513 Monómero 500 ml. **54,95€ 46,71€**

Ref. H02515 Monómero 1000 ml. **92,25€ 78,41€**

Ref. H99652 Polímero 500 g. Clear

Ref. H02427 Polímero 500 g. Pink

Ref. H02429 Polímero 500 g. Pink-V

Ref. H02441 Polímero 500 g. 36P-V **50,55€ 44,48€***

*POR LA COMPRA DE 4 UNIDADES DE PROBASE COLD POLÍMERO DE 500GR (CUALQUIER COLOR) LA UNIDAD A 35,58€ CADA UNA.



-20%

antes 12,75€
DESDE
10,20€

RESINAS PARA PROVISIONALES VIPICOR

Marca: Vipi
Características: Resina acrílica autopolimerizable para la confección de coronas, puentes, provisionales, fijación de carillas. Facilidad en el acabado, pulido y brillo.

Ref. H04388 Color A2/B2, 80 g.

Ref. H04389 Color A3, 80 g.

Ref. H04390 Color C3/A4, 80 g.

Ref. H04392 INCISAL, 80 g. **16,10€ 12,95€**

Ref. H04394 Líquido 250 ml. **12,75€ 10,20€**

POR LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE VIPICOR 80 g.
DE REGALO UN LÍQUIDO VIPIFLASH 250 ml

IMPORTANTE: Obsequio mediante envío directo de proveedor. Solicitalo a través de marketing@malespa.com



-25%

2+1*

PALADON 65

Marca: Kulzer

Ref. H02107 Polvo 1.000 g. Clear

Ref. H02108 Polvo 1.000 g. Pink V

Ref. H02109 Polvo 1.000 g. Pink **66,00€ 49,50€**

Ref. H02111 Líquido 500 ml. **26,00€ 19,50€**

***IMPORTANTE:** El producto de regalo será el de menor importe. No acumulable con otros descuentos.



-25%

2+1*

PALAPRESS VARIO

Marca: Kulzer
Características: Resina autopolimerizable.

Ref. H02533 Polvo 1000 gr. Clear.

Ref. H02535 Polvo 1 Kg. Rosa.

Ref. H02536 Polvo 1 Kg. Rosa Veteada **152,00€ 114,00€**

Ref. H02537 Monómero 500 ml. **83,00€ 62,25€**

***IMPORTANTE:** El producto de regalo será el de menor importe. No acumulable con otros descuentos.



-25%

2+1*

PALAXPRESS ULTRA

Marca: Kulzer
Características: Acrílico de elevada resistencia y plasticidad.

Ref. H02120 Polvo 1 kg. Color Rosa

Ref. H02112 Polvo 1 kg. Color Rosa Live-L

Ref. H02114 Polvo 1kg. Color Rosa veteado

Ref. H02121 Polvo 1kg. Color R50 **168,00€ 126,00€**

Ref. H02113 Líquido 500 ml. **104,00€ 78,00€**

***IMPORTANTE:** El producto de regalo será el de menor importe. No acumulable con otros descuentos.



ESQUELÉTICOS



HASTA
-18%

WIRONIT EXTRA HARD Cr-Co

Marca: Bego
Características: La aleación ideal para el colado de prótesis.

Ref. H03561 Caja de 1Kg.

~~173,79€~~ **145,99€**



WIRONIT HARD

Marca: Bego
Características: 1000 g. La aleación ideal para el colado de prótesis parcial y trabajos combinados.

Ref. H03567

~~178,48€~~ **145,99€**

★
NOVEDAD



HASTA
-20%

antes 164,85€
132,00€

WIRONIT ECO

Marca: Bego
Características: Aleación de cromo cobalto tipo 5, apropiada para la técnica de colado sobre modelo y trabajos combinados. No compatible con revestimientos cerámicos. No contiene Níquel, cadmio, berilio ni plomo. Composición: Co 33.0%, Fe 30.0%, Cr 28.5%, Mo 5.0%, Mn 1.0%, Si 1.0%.

Ref. H03568

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



HASTA
-32%

antes 35,08€
24,00€

SOLDADURA DE CROMO COBALTO

Marca: Bego
Características: Varillas para soldar utilizables con todas las aleaciones de cromo-cobalto para la técnica de esqueléticos. Sobre con 5 varillas semiredondas.

Ref. H04413

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.

HASTA
-15%

antes 61,01€
52,00€



SOLDADURA LÁSER VITALLIUM CO-CR

Marca: Austenal
Características: Indicado para todas las aleaciones de metales no preciosos. 7 barras.

Ref. H99122 Ø 0,50 mm.

Ref. H04398 Ø 0,35 mm.



HASTA
-22%



REVESTIMIENTO PARA COLADO SOBRE MODELOS

Marca: Proclinic

Ref. H21034 Caja de 45 bolsas x 500g. (18Kg.)

~~80,95€~~ **63,45€**

Ref. H21035 Líquido 1 Litro

~~14,15€~~ **11,32€**

HASTA
-26%

antes 91,99€
67,85€



WIROVEST POLVO REVESTIMIENTO

Marca: Bego

Ref. H00285 18 Kg (45 B x 400 g.)



HASTA
-26%

ÓXIDO DE ALUMINIO

Marca: Protechno
Características: Corindon puro. Blanco.

- Ref. HI4015** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4019** 4,5 kg. 80 micras
- Ref. HI4023** 4,5 kg. 110 micras
- Ref. HI4027** 4,5 kg. 150 micras
- Ref. HI4031** 4,5 kg. 180 micras
- Ref. HI4035** 4,5 kg. 250 micras

~~24,52€~~ **18,80€**

- Ref. HI4017** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4021** 25 kg. 80 micras
- Ref. HI4025** 25 kg. 110 micras
- Ref. HI4029** 25 kg. 150 micras
- Ref. HI4033** 25 kg. 180 micras
- Ref. HI4037** 25 kg. 250 micras

~~119,90€~~ **88,55€**



HASTA
-28%

ÓXIDO DE ALUMINIO PROCLINIC

Marca: Proclonic
Características: Óxido de aluminio de alta pureza 99,60% Al₂O₃. Color Blanco, Cristalización controlada. No causa silicosis (Si O₂ : 0,01%). Para uso exclusivo en laboratorio dental.

- Ref. H62000** 50 micras. 5 kilos
- Ref. H62001** 100 micras. 5 kilos
- Ref. H62002** 150 micras. 5 kilos
- Ref. H62003** 250 micras. 5 kilos

~~22,70€~~ **16,30€**

- Ref. H62004** 50 micras. 25 kilos
- Ref. H62005** 100 micras. 25 kilos
- Ref. H62006** 150 micras. 25 kilos
- Ref. H62007** 250 micras. 25 kilos

~~97,55€~~ **87,80€**



-15%

ÓXIDO DE ALUMINIO COBRA

Marca: Renfert

- Ref. HI00182** 50 micras, 5 kg.
- Ref. HI00166** 110 micras, 5 kg.
- Ref. HI00276** 125 micras, 5 kg.
- Ref. HI00162** 250 micras, 5 kg.

~~27,50€~~ **23,38€**

- Ref. HI001822** 50 micras, 12,5 kg.
- Ref. HI001662** 110 micras, 12,5 kg.
- Ref. HI002762** 125 micras, 12,5 kg.
- Ref. HI001622** 250 micras, 12,5 kg.

~~60,50€~~ **51,40€**



-31%
antes 21,45€
14,90€

PERLA DE VIDRIO PROCLINIC

Marca: Proclonic
Características: Microesferas de sodio sin plomo. No deforman ni rayan el metal. 100% de partículas no abrasivas. No es tóxico.

- Ref. H62008** 50 micras. 4,5 Kg.

-15%



PERLAS BRILLO

Marca: Renfert
Características: Bidón 5 kg.

- Ref. HI00161** 50 micras
- Ref. HI00164** 100 micras

~~27,50€~~ **23,38€**

- Ref. HI001612** 50 micras. Bidón 12,5 kg.

~~69,00€~~ **58,65€**

-22%



PERLAS DE BRILLO

Marca: Protechno
Características: Perlas de cristal sin plomo.

- Ref. HI4063** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4067** 4,5 kg. 125 micras
- Ref. HI4065** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4069** 25 kg. 125 micras

~~21,10€~~ **16,55€**

~~105,00€~~ **82,40€**

-15%



FUJIVEST PREMIUM

Marca: GC
 Características: Revestimiento fosfatado sin carbono, para coronas y puentes adecuado para aleaciones no preciosas. Calentamiento rápido ó convencional.

Ref. H00480 Polvo 6 kg.
 (40 bolsas x 150 g.) ~~133,17€~~ **113,20€**

FUJIVEST PREMIUM LÍQUIDO EXPANSOR

Características: Para revestimiento Fujivest Premium.

Ref. H00484 Líquido 900 ml. ~~32,33€~~ **27,48€**

LLÉVATE DE REGALO EL LÍQUIDO DE 900ML POR LA COMPRA DE FUJIVEST PREMIUM

-15%



PLATINUM II POLVO

Marca: GC
 Ref. H00455 (40 bolsas x 150 g.) ~~160,47€~~ **136,40€**

PLATINUM II LÍQUIDO

Características: Líquido especial para revestimiento Platinum II.

Ref. H00465 Líquido 900 ml. ~~32,33€~~ **27,48€**

LLÉVATE DE REGALO EL LÍQUIDO DE 900ML POR LA COMPRA DE PLATINUM II

-25%

antes 60,10€
44,90€



VENTURA HIGH VEST -HIGH SPEED

Marca: Ventura
 Ref. H00357 Bolsas predosificadas 4 Kg. (cajas de 25x160 g.) + 1000 ml. líquido expansor



HASTA
 -20%



REVESTIMIENTO PARA FIJO

Marca: Proclonic
 Ref. H21030 30 bolsas x 160 g (4,8 kilos) ~~48,45€~~ **39,73€**

Ref. H21031 Botella 1 Litro. ~~14,15€~~ **11,32€**

LLÉVATE DE REGALO 1 LÍQUIDO PROCLINIC (VALORADO EN 14,15€) POR LA COMPRA DE 1 CAJA DE POLVO.



-23%

antes 25,88€
20,00€



THERMOSTOP HEAT

Marca: Bego
 Características: Sin amianto, para cubrir la base de resina cuando hay que soldar en un punto muy cercano. Ni siquiera para trabajos de soldadura difíciles es necesario quitar las secciones de resina.

Ref. H14108 Bote 140 g.

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.

-25%

antes 63,74€
47,80€



REVESTIMIENTO EXPANSIÓN PLUS

Marca: Yeti
 Características: Revestimiento universal para metales preciosos, no preciosos y cerámica prensada. Excelente relación calidad –precio. Superficies muy lisas gracias a sus partículas muy finas y excelente consistencia.

Ref. H98180 Caja de 50 bolsas de 100 gr + 1 litro líquido expansor.

-47%

antes 542,41€
290,00€



WIROKER PLUS CROMO NÍQUEL

Marca: Bego

Características: Aleación de níquel cromo para la técnica de metal cerámica libre de berilio. Desbastado sencillo. No precisa enfriamiento lento.

Ref. H03502 Caja 1 kg.

-36%

antes 562,02€
360,00€



WIRON 99

Marca: Bego

Características: Aleación de cromo níquel para la técnica metal-cerámica y resina -libre de berilio-. Muy resistente a la corrosión. Biocompatible. Elevado módulo de elasticidad. Facilidad de acabado gracias a la escasa dureza de 180 HV10.

Ref. H03501 Caja de 1Kg.

-25%

antes 180,93€
135,70€



SOLIBOND N, ALEACIÓN DE CROMO NÍQUEL

Marca: Yeti

Características: Excelente fluidez en el colado. La más alta precisión con una baja dureza. Capa de óxido muy fina y adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98170 Caja de 1.000 g.

-18%

antes 390,00€
320,00€



HERAENIUM NA

Marca: Kulzer

Características: Aleación de Cr-Ni-Mo, exenta de Berilio. Es una aleación de metales no preciosos para el recubrimiento de coronas y puentes con cerámica o resina.

Ref. H03535 Caja de 1.000 g.

-34%

antes 70,80€
46,90€



VERA BOND II SIN BERILIO

Marca: Aalbadent

Características: Aleación de cromo níquel para coronas y puentes metal-cerámicas, consiguiendo colados precisos en los márgenes y una buena unión metal-porcelana. Aleación idónea para cerámicas tradicionales de grano medio tipo Ceramco, Excelco, Spectrum, Noritake, Synspar, Shofu-Crystar y otras cerámicas de grano medio del mercado. Caja de 208 gr.

Ref. H03550 2V (SIN BERILIO)

Ref. H03552 II (SIN BERILIO)

-37%

antes 39,44€
25,00€



MINOXYD FUNDENTE

Marca: Bego

Características: Para soldar aleaciones preciosas entre sí y aleaciones preciosas con cromo- cobalto o cromo- níquel. Ahorra las soldaduras intermedias y crea uniones fuertes y resistentes. Minoxid también se utiliza para soldar aleaciones para metal-cerámica en el horno después de la cocción cerámica.

Ref. H04386 Envase 80 g.

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



HASTA
-49%

WIROBOND SG CROMO COBALTO

Marca: Bego
Características: Aleación cromo cobalto para la técnica de metal cerámica, sin níquel ni berilio. Biocompatible. Dureza Vickers 310 HV10.

Ref. H03503 Caja 250g. ~~175,09€~~ **95,00€**
Ref. H03504 Caja 1 kg. ~~549,95€~~ **280,00€**



-22%

HERAENIUM PW

Marca: Kulzer
Características: Aleación cerámica de CrCo para prótesis fija. Es una aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno para la elaboración de coronas y puentes con revestimiento cerámico o acrílico.

Ref. H03543 Envase 1.000 g. ~~768,00€~~ **599,00€**
Ref. H03544 Envase 250 g. ~~213,00€~~ **166,00€**

HERAENIUM P (CR-CO CERÁMICA)

Ref. H03539 Envase 1.000 g. ~~768,00€~~ **599,00€**
Ref. H03541 Envase 250 g. ~~213,00€~~ **166,00€**




-26%
antes 241,07€
179,00€

SOLIBOND C PLUS ALEACIÓN DE CROMO COBALTO

Marca: Yeti
Características: Aleación de cromo cobalto sin níquel ni berilio. Capa de óxido muy fina. Su excelente fluidez garantiza colados seguros. Se consigue un pulido y brillo con rapidez. Adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98171 Caja de 1.000 g.




-15%

SOLDADURA VERA SOLDER

Marca: Aalbadent
Características: Cr. Ni. Sobre de 5g.

Ref. H04431 Soldadura Vera Solder. ~~33,18€~~ **28,20€**
Ref. H04433 Soldadura Vera PD Solder. ~~30,16€~~ **25,60€**



-20%
antes 47,36€
DESDE
37,89€

SOLDADURA WIRON

Marca: Bego
Características: Varillas para soldar utilizables con todas las aleaciones de cromo-níquel de Bego. Sobre con 6 varillas redondas.

Ref. H04407 ~~47,36€~~ **37,89€**

SOLDADURA WIROBOND

Características: Varillas para soldar utilizables con todas las aleaciones de cromo-cobalto Wirobond. Sobre con 8 varillas triangulares.

Ref. H04409 ~~48,49€~~ **38,79€**



-34%
antes 431,48€
285,00€

GC INITIAL CAST NP METAL CRCO

Marca: G.C.
Características: Aleación de colado CoCr tipo 4 para técnicas de recubrimiento metal cerámico en coronas y puentes. La expansión térmica de 14,1 x 10-6 K-1 es compatible con la mayoría de las cerámicas de metal más comunes en el mercado.

Ref. H03518 1.000 g.

-20%

antes 40,00€
32,00€



DISCO BISON MONTADO 18 MM

Marca: Renfert

Características: Pulido sobre aleaciones cerámicas y recubrimientos acrílicos. Apropriado para superficies oclusales y espacios interdetales. 25 unidades.

Ref. HI433I

-18%

antes 22,00€
18,00€



DISCO DYNEX BRILLANT

Marca: Renfert

Características: Disco impregnado con partículas de diamante para aplicar sobre cerámica y circonio. Extremadamente fino (0,20mm) para la separación precisa de los espacios interdetales.

Ref. HI00083 Ø 20 x 0,08mm

-30%

antes 78,50€
54,95€



DISCO SILICONA GRIS PARA CERÁMICA

Marca: Renfert

Características: Pulidor de silicona universal para cerámica, metal y acrílicos. Velocidad recomendada 15.000 rpm.

Ref. HI00179 Caja 100 unidades. 22 x 3,2mm.

-22%

antes 69,50€
54,00€



PASTA DIAMANTA DE PULIR

Marca: Renfert

Características: 10 gr.

Ref. HI4136 Universal

Ref. HI4137 Circonio ZRO2

Ref. HI4138 Disilicatos LISI2

-18%

antes 64,70€
53,00€



KIT EVE DIASYNT PLUS / DIACERA CIRCONIO

Marca: Eve

Características: Especialmente diseñado para el pulido de circonio. Alta concentración de partículas de diamante para una eficiencia superior. Acabado pulido que evita el uso de la capa de glaseado.

Ref. HI4269

-18%

antes 64,70€
53,00€



KIT EVE DIASYNT PLUS / DIAPRO DISILICATO


Marca: Eve

Características: Especialmente diseñado para el pulido de porcelana de disilicato. Grano diamantado para una eficiencia superior. Acabado pulido con acabado igual a una capa de glaseado.

Ref. HI4271


FRESA DE TUNGSTENO KOMET

Marca: Komet



-15%
antes 21,68€
DESDE
18,43€

- Ref.HI5227** Fresa Tungsteno Pm HI38ef-023 CXI Komet ~~21,68€~~ **18,43€**
- Ref.HI5165** Fresa Tungsteno Pm H351e-040 CXI Komet ~~33,06€~~ **28,10€**
- Ref.HI5173** Fresa Tungsteno Pm H251e-060 CXI Komet ~~33,06€~~ **28,10€**
- Ref.HI5038** SCI-104-055 cortador suave acrílicos ~~26,82€~~ **22,80€**
- Ref.HI5141** Fresa Tungsteno Pm H79e-060 CXI Komet ~~33,06€~~ **28,10€**
- Ref.HI5187** Fresa Tungsteno Pm H250e-040 CXI Komet ~~33,06€~~ **28,10€**
- Ref.HI5223** Fresa Tungsteno Pm H261ef-023 CXI Komet ~~25,98€~~ **22,08€**
- Ref.HI5239** Fresa Tungsteno Pm H77ef-023 CXI Komet ~~21,68€~~ **18,43€**
- Ref.HI5243** Fresa Tungsteno Pm H79ef-031 CXI Komet ~~36,43€~~ **30,97€**
- Ref.HI5255** Fresa Tungsteno Pm H251ef-060 CXI Komet ~~36,43€~~ **30,97€**
- Ref.HI5271** Fresa Tungsteno Pm H295ef-023 CXI Komet ~~25,98€~~ **22,08€**



-25%
antes 16,30€
DESDE
10,50€



PULIDOR CERAGLOSS

Marca: Edenta
Características: Pulidor con partículas de diamante natural.
Envase de 1 unidad.

- Ref. HI6195** E30001 ~~37,00€~~ **27,75€**
- Ref. HI6196** E30010 ~~37,00€~~ **27,75€**
- Ref. HI4390** ES30044 ~~29,60€~~ **22,20€**

OFERTA DE LANZAMIENTO



PINCELES DE PELO NATURAL-KOLINSKY

Marca: Proclonic

El pelo natural de alta calidad ofrece un mayor control en la aplicación de las masas cerámicas en pequeñas y en grandes cantidades. Además, mantienen la humedad y la forma durante la aplicación.

- Ref.H21100** Pincel Natural Kolinsky Line Opaque ~~12,11€~~ **7,87€**
- Ref.H21101** Pincel Natural Kolinsky Line N° 00 ~~6,32€~~ **4,11€**
- Ref.H21102** Pincel Natural Kolinsky Line N° 1 ~~7,04€~~ **4,58€**
- Ref.H21103** Pincel Natural Kolinsky Line N° 4 ~~12,78€~~ **8,31€**
- Ref.H21104** Pincel Natural Kolinsky Line N° 6 ~~20,12€~~ **13,08€**
- Ref.H21105** Pincel Natural Kolinsky Line N° 8 ~~37,47€~~ **24,36€**



PINCELES DE PELO SINTÉTICO

El pelo sintético asegura una gran durabilidad. Facilidad de limpieza con solo agitarlos.

- Ref.H21106** Pincel Synthetic Line Opaque ~~5,70€~~ **3,71€**
- Ref.H21107** Pincel Synthetic Line N° 00 ~~5,08€~~ **3,30€**
- Ref.H21108** Pincel Synthetic Line N° 1 ~~5,21€~~ **3,39€**
- Ref.H21109** Pincel Synthetic Line N° 4 ~~5,88€~~ **3,82€**
- Ref.H21110** Pincel Synthetic Line N° 6 ~~6,59€~~ **4,28€**
- Ref.H21111** Pincel Synthetic Line N° 8 ~~6,86€~~ **4,46€**
- Ref.H21112** Pincel Synthetic Line Opaque Mini ~~5,21€~~ **3,39€**

-35%
antes 5,08€
DESDE
3,30€

NOVEDAD

HERACERAM Y HERACERAM ZIRCONIA 750

Marca: Kulzer

Heraceram Incisal, Dentina 20g	41,00€	27 ,88€
Heraceram Opaquer 20g	41,00€	27 ,88€
Heraceram Opaquer pasta 2ml	41,00€	27 ,88€
Heraceram Margin 20g	52,00€	35 ,36€
Heraceram Incisal, Dentina 100g	156,00€	106 ,08€
Heraceram Zirconia 750 Incisal, Dentina 20g	59,00€	40 ,12€
Heraceram Zirconia 750 Enhancer, Gingiva,	59,00€	40 ,12€
Increaseer, Mamelon, Dentina 20Gr	59,00€	40 ,12€



-32%



-15%

EX3 DENTINA BODY

Marca: Noritake

EX3 Dentina, Esmalte 10g	13,50€	11 ,48€
EX3 Opaquer Pasta 6g	34,72€	29 ,51€
EX3 Dentina, Esmalte 50g	53,99€	45 ,89€

INITIAL MC Y INITIAL ZR-FS

Marca: G.C.

Initial Mc Paste Opaque 3G	32,18€	27 ,00€
Initial Mc Paste Opaquer Tarro 4G	34,87€	29 ,64€
Initial Mc Powder Opaque 20G	45,57€	38 ,73€
Initial Mc Powder Opaque 50G	93,84€	79 ,76€
Initial Mc Dentina, Incisal 20G	37,76€	32 ,10€
Initial Mc Dentina, Incisal 50G	76,38€	64 ,92€
Initial Zr-Fs Dentin, Incisal 50G	104,49€	88 ,82€

-15%



-15%



CZR DENTINA

Marca: Noritake

Incisal, Dentina 10g	17,99€	15 ,29€
Incisal, Dentina 50g	71,99€	61 ,19€



IPS Style®

-12%



IPS BUILD UP LIQUID

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Adecuado para los técnicos que prefieren tiempos de trabajo largos, ya que es un material húmedo y con una gran estabilidad. Puede utilizar rebajado con agua destilada para ajustar a la estabilidad de los materiales cerámicos para que se adapten a sus hábitos de trabajo. Envase 60ml.

Ref. H71194 Allround
 Ref. H71196 Soft

~~19,70€~~ **17,34€**

IPS STYLE CERAM DEEP DENTINA

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Materiales opacos con el color de la dentina que se utilizan en áreas limitadas en el grosor de capa y en los bordes incisales para enmascarar los "límites de la estructura" foto ópticos y para conseguir resultados fieles a la naturaleza.



Contenido	20 g
-----------	------

~~33,35€~~ **31,10€**



IPS STYLE CERAM DENTINA

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: El color y la transparencia de los materiales IPS System Ceram Dentin se han ajustado para simular la dentina natural. Permite una correcta reproducción del color de la dentina.

Contenido	20 g	100 g
-----------	------	-------

~~30,65€~~ ~~133,50€~~
26,97€ 117,48€



IPS STYLE CERAM INCISAL

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Se modelan de acuerdo con los materiales incisales naturales. En combinación con materiales Dentin, ayudan a conseguir el correcto color A-D.

Contenido	20 g	100 g
-----------	------	-------

~~30,65€~~ ~~133,50€~~
26,97€ 117,48€



IPS STYLE POWDER OPAQUER 870

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Materiales cerámicos opacos para cubrir la estructura de metal y crear el color básico.

Contenido	18 g	80 g
-----------	------	------

~~32,15€~~ ~~115,00€~~
28,29€ 101,20€



IPS STYLE OPAQUER 870

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Materiales cerámicos opacos para cubrir la estructura de metal y crear el color básico. Intensivo: Materiales cerámicos opacos especiales para la individualización del color básico del opaquer. Ofrecen la ilusión del aumento de la profundidad, especialmente en espacios limitados en las áreas labial y oclusal.

Contenido	5 g
-----------	-----

~~46,50€~~
40,92€

LLÉVATE DE REGALO 1 IPS STYLE CERAM POWER OPAQUER 18G POR LA COMPRA DE 4 REPOSICIONES DE IPS STYLE CERAM 20G REPOSICIONES DE DENTINA O INCISAL.

*IMPORTANTE: Obsequio enviado mediante envío directo. Solicita tu regalo presentando la factura en www.Ivoclarvivadent.Es/enviodirecto



IPS d.SIGN®



IPS-D.SIGN A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA	250 g. DENTINA
color A1	H60369	H60403	H60437	H99750
color A2	H60371	H60405	H60439	H99751
color A3	H60373	H60407	H60441	H99752
color A3,5	H60375	H60409	H60443	H99753
color A4	H60377	H60411	H60445	H99754
color B1	H60379	H60413	H60447	H99755
color B2	H60381	H60415	H60449	H99756
color B3	H60383	H60417	H60451	H99757
color B4	H60385	H60419	H60453	H99758
color C1	H60387	H60421	H60455	H99759
color C2	H60389	H60423	H60457	H99760
color C3	H60391	H60425	H60459	H99761
color C4	H60393	H60427	H60461	H99762
color D2	H60395	H60429	H60463	H99763
color D3	H60397	H60431	H60465	H99764
color D4	H60399	H60433	H60467	H99765

34,55€ 33,05€ 144,00€ 342,00€
30,40€ 29,08€ 126,72€ 300,96€



IPS-D.SIGN A-D INCISAL T REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL T	100 g. INCISAL T	250 g. INCISAL T
color TS1	H60513	H60519	H99770
color TS2	H60515	H60521	H99771
color TS3	H60517	H60523	H99772

33,05€ 144,00€ 342,00€
29,08€ 126,72€ 300,96€



IPS-INLINE A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER	9 g. OPAQUER	18 g. POLVO OPAQUER	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color A1	H61151	H61185	H61152	H61219	H61255
color A2	H61153	H61187	H61154	H61221	H61257
color A3	H61155	H61189	H61156	H61223	H61259
color A3,5	H61157	H61191	H61158	H61225	H61261
color A4	H61159	H61193	H61160	H61227	H61263
color B1	H61161	H61195	H61162	H61229	H61265
color B2	H61163	H61197	H61164	H61231	H61267
color B3	H61165	H61199	H61166	H61233	H61269
color B4	H61167	H61201	H61168	H61235	H61271
color C1	H61169	H61203	H61170	H61237	H61273
color C2	H61171	H61205	H61172	H61239	H61275
color C3	H61173	H61207	H61174	H61241	H61277
color C4	H61175	H61209	H61176	H61243	H61279
color D2	H61177	H61211	H61178	H61245	H61281
color D3	H61179	H61213	H61180	H61247	H61283
color D4	H61181	H61215	H61182	H61249	H61285

27,10€ 74,05€ 30,70€ 26,35€ 120,00€
23,85€ 65,15€ 27,03€ 23,19€ 105,60€



IPS-INLINE TRANSPARENTE INCISAL A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color 1	H61291	H61299
color 2	H61293	H61301
color 3	H61295	H61303

26,35€ 120,00€
23,19€ 105,60€

IPS e.max



IPS-E.MAX PRESS

Marca: Ivoclar Vivadent

E.max press						
Contenido	HO x 3	HO x 5	MO x 3	MO x 5	OPAL X 3	OPAL X 5
0	H62997	H62993	H62981	H62969		
1	H63018	H63016	H62983	H62971	H999130	H999124
2	H63024	H63014	H62985	H62973	H999131	H999125
3			H62987	H62975		
4			H62989	H62977		
	88,50€	88,50€	106,00€	88,50€	116,00€	116,00€
	77,88€	77,88€	93,28€	77,88€	102,08€	102,08€



-12%

E.max press							
Contenido	HT x 3	HT x 5	LT x 3	LT x 5	MT x 3	MT x 5	MULTI X 5
BL1	H629836	H629832	H99920	H99924			
BL2	H629837	H629833	H99921	H99925	H999150	H999140	H999164
BL3	H629838	H629834	H99922	H99926	H999151	H999141	
BL4	H629839	H629835	H99923	H99927	H999152	H999142	
A1	H629816	H629800	H99913	H99989	H999143	H999133	H999155
A2	H629817	H629801	H99914	H99990	H999144	H999134	H999156
A3	H629818	H629802	H99915	H99991	H999145	H999135	H999157
A3,5	H629819	H629803	H99916	H99992			H999158
A4	H629820	H629804	H999107	H999100			
B1	H629821	H629805	H99917	H99993	H999146	H999136	H999159
B2	H629822	H629806	H99918	H99994			H999160
B3	H629823	H629807	H99919	H99995			
B4	H629824	H629808	H999108	H999101			
C1	H629825	H629809	H999109	H999102			H999161
C2	H629826	H629810	H99928	H99929			H999162
C3	H629827	H629811	H999110	H999103			
C4	H629828	H629812	H999111	H999104			
D2	H629829	H629813	H999112	H999105			H999163
D3	H629830	H629814	H99930	H99931			
D4	H629831	H629815	H999113	H999106			
	106,00€	88,50€	88,50€	106,00€	106,00€	88,50€	136,50€
	93,28€	77,88€	77,88€	93,28€	93,28€	77,88€	120,12€

IPS-E.MAX CERAM.

Marca: Ivoclar Vivadent

**DENTINA O INCISAL 20GR
POWER DENTINA Ó INCISAL 20GR**

39,25€ **34,54€**

LLÉVATE DE REGALO 1 IPS E.MAX CERAM POWER DENTIN 20G A3 POR LA COMPRA DE 4 REPOSICIONES DE IPS E.MAX CERAM 20G REPOSICIONES DE DENTINA O INCISAL. O LLÉVATE DE REGALO 1 REPOSICIÓN POR LA COMPRA DE 3 REPOSICIONES.

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 30/11/2019. Obsequio mediante envío directo de proveedor. Solicitalo a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto



Hasta -35%



INITIAL LISI ADVANCED SET

Características: Con Initial LiSi, GC ofrece una cerámica de recubrimiento de feldespato sumamente estética, adaptada a las dinámicas de luz de las estructuras de disilicato de litio. GC ofrece una solución para las restauraciones altamente estéticas y duraderas que garantiza la satisfacción del paciente a largo plazo. Initial LiSi se caracteriza por contar con un coeficiente de expansión térmica (CET) adaptado de forma precisa, temperaturas de cocción bajas y una estabilidad máxima, incluso después de varias cocciones. Pero, sobre todo, Initial LiSi le impresionará por su excelente estética en estructuras de disilicato de litio, particularmente en términos de dinámica óptica.

Ref. H43464

910,61€
Consulta oferta



GRADIA PLUS

Características: Sistema de composite modular para restauraciones indirectas. Composite nanohíbrido fotopolimerizable de elevada resistencia, ofrece brillo, translucidez, intensidad y una opalescencia natural en el medio bucal muy parecida a la de la cerámica.

Ref. H44289 One Body Set ~~599,00€~~ **425,00€**
Ref. H44287 Paint Set ~~728,00€~~ **475,00€**

LLÉVATE DE REGALO LA REF* 46173 EXACLEAR 48ML X 2 CARTUCHOS POR LA COMPRA DE LA REF* H44289
IMPORTANTE: Obsequio mediante envío directo comercial.spain@gc.dental o 916364340

NOVEDAD

Hasta -27%

-25%



INITIAL LISI PRESS

- | | | | | | |
|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Ref. H43330 | LT A1/5 | Ref. H43306 | HT BLE/5 | Ref. H43313 | MT A1/5 |
| Ref. H43331 | LT A2/5 | Ref. H43307 | HT E57/5 | Ref. H43314 | MT A2/5 |
| Ref. H43332 | LT A3/5 | Ref. H43308 | HT E58/5 | Ref. H43315 | MT A3/5 |
| Ref. H43329 | LT B0/5 | Ref. H43309 | HT E59/5 | Ref. H43312 | MT B0/5 |
| Ref. H43328 | LT B00/5 | Ref. H43310 | HT E60/5 | Ref. H43311 | MT B00/5 |
| Ref. H43333 | LT B1/5 | Ref. H43305 | HT EXW/5 | Ref. H43316 | MT B1/5 |
| Ref. H43334 | LT B2/5 | Ref. H43321 | LT A/5 | Ref. H43317 | MT B2/5 |
| Ref. H43335 | LT C1/5 | Ref. H43322 | LT B/5 | Ref. H43318 | MT C1/5 |
| Ref. H43336 | LT C2/5 | Ref. H43323 | LT C/5 | Ref. H43319 | MT C2/5 |
| | | Ref. H43324 | LT D/5 | Ref. H43320 | MT D2/5 |
| | | Ref. H43325 | MO 0/5 | | |
| | | Ref. H43326 | MO 1/5 | | |
| | | Ref. H43327 | MO 2/5 | | |

Consultar oferta por cantidad

~~87,30€~~ **65,00€**

~~88,61€~~ **65,00€**



GC LISI PRESSVEST

Características: Revestimiento fosfatado libre de carbono para las técnicas de cerámica inyectada que ofrece un procesamiento más fácil, rápido y seguro. Optimizado para la técnica de calentamiento rápido.

Ref. H43302 Líquido. 900 ml. ~~40,19€~~ **30,15€**

Ref. H43301 Polvo. 60 x 100 gr. ~~199,35€~~ **149,00€**

POR LA COMPRA DEL REVESTIMIENTO LISI PRESSVEST RECIBE DE REGALO EL LÍQUIDO REF. H43302

SIGNUM METAL BOND KIT INTRODUCCIÓN

Marca: Kulzer
 Características: Adhesivo para metal resina, para la técnica de colado sobre modelos y la de coronas y puentes. Posibilidad de aplicación intraoral y extraoral.

Ref. H00112 227,00€ **186,15€**



SIGNUM CERAMIC BOND SET

Marca: Kulzer
 Características: Para todas las cerámicas de silicato. Para acondicionar las superficies a unir antes de la incorporación de la restauración cerámicas (cerámicas inyectadas o prensadas) con cementos de composite. Para la preparación de superficies cerámicas en reparaciones intraorales y extraorales con composites. Para generar una capa de dispersión para lograr la unión con compuestos en base a metacrilatos.

Ref. H00116 158,00€ **129,50€**



SIGNUM ZIRCONIA BOND SET

Marca: Kulzer
 Características: Agente de unión para la reparación de restauraciones cerámicas basadas en circonio junto con adhesivos de cerámica Signum Zirconia Bond y composites. Unión de superficies de estructuras de circonio al composite. Unión de postes, puentes Maryland en base a composite.

Ref. H00119 227,00€ **186,15€**



HASTA **-32%**

SIGNUM

Marca: Kulzer
 Características: Signum es un composite óptimo para el uso sobre estructuras metálicas.

- Signum Opaquer F 3g. 37,00€ **25,16€**
- Signum Composite Incisal 4g. 44,00€ **29,90€**
- Signum Composite Margin 4g. 44,00€ **29,90€**
- Signum Composite Effect 4g. 44,00€ **29,90€**
- Signum Composite Dentina 4g. 44,00€ **29,90€**
- Signum Matrix Opal Incisal 4g. 45,00€ **30,60€**
- Signum Flow Dentina 4g. 45,00€ **30,60€**
- Signum Matrix Dentina 4g. 52,00€ **39,44€**
- Signum Ceramis Dentina 4g. 52,00€ **35,35€**
- Signum Ceramis Incisal 4g. 52,00€ **35,35€**
- Signum Ceramis Effect 4g. 55,00€ **37,40€**
- Signum Matrix Opal Transparent / Value 4g. 58,00€ **37,44€**

antes 18,20€
SOLO POR
16,01€



COMPOSITE NEXCO

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Sr. Nexco es un composite fotopolimerizable de laboratorio con microreellenos opalescentes, indicado para restauraciones con o sin estructura. Los colores pueden ser ajustados con un amplio rango de grosor de capa, consiguiendo así un aspecto natural en restauraciones fijas y removibles, incluso con gingiva artificial.

Dentina 2,5g

Incisal 2,5g

Effect 2,5g

POR LA COMPRA DE 4 X SR NEXCO PASTE DENTIN, INCISAL O EFFECT DE CUALQUIER COLOR, DE REGALO 1 X SR NEXCO PASTE DENTIN A3.

IMPORTANTE: Hasta el 30/11/2019. Obsequio mediante envío directo de proveedor. Solicítalo a través de www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

antes 24,76€
DESDE
21,79€



ANAXBLEND DENTIN FLOW

Marca: Anaxdent
 Características: Sistema de recubrimiento en base a composites que une las masas en pasta de varios rangos de dureza con una gran variedad de masas fluidas (75 % de contenido en relleno de cerámica). Los esmaltes en pasta tienen una estabilidad y una dureza similar al esmalte natural.

- Dentin flow 3g. 24,76€ **21,79€**
- Enamel flow 3g. 24,76€ **21,79€**
- Dentin flow big block 20g. 123,40€ **108,59€**
- Enamel flow big block 20g. 123,40€ **108,59€**
- Opaquer 3g. 25,69€ **22,60€**
- Dentin paste 4g. 29,92€ **26,33€**
- Enamel paste 4g. 32,09€ **28,24€**

19,93 €/mes*



-20%
antes 1.316,50€
1.049€

ARENADORA BASIC MASTER LED 25/50-70/250

Marca: Renfert
Características: La arenadora fina Basic master se considera un verdadero milagro en lo referente al espacio y ofrece un gran confort de movimiento. El aparato viene equipado con 2 depósitos.

Ref. H92110

32,15 €/mes*



-20%
antes 2.115,50€
1.692€

CHORREADORA BASIC QUATRO IS 25-70/70-250

Marca: Renfert
Características: Basic quattro IS con 2 depósitos de chorreado, incluye dos toberas de 0,8mm y 1,2mm.

Ref. H92114

28,86 €/mes*



antes 1.689,50€
SOLO POR
1.519€

AUTO SPIN

Marca: Renfert
Características: Perforadora para pins automática para la elaboración de modelos de trabajo precisos con placas base de plástico, compatibles con otros sistemas.

Ref. H00760

1.689,50€
1.519€

SET DE REGALO:
1 U. AUTOSPIN PINS CONUS 1000 UDS., 1 U. AUTOSPIN PLACAS BASE ESTÁNDAR 100 UDS., 1 U. AUTOSPIN MASILLA SILICONA 1 KG

26,96 €/mes*



-15%
antes 1.669,00€
1.419€

SILENT TS

Marca: Renfert
Características: Silent TS, tubo flexible de aspiración de 3 m, saco de polvo especial, filtro fino, tubuladura de empalme universal para tubo flexible, adaptador en Y. Mediante la capacidad potente y ajustable de la aspiración, la Silent TS es válida como sistema de aspiración tanto para aparatos como también para el puesto de trabajo.

Ref. H92865

32,32 €/mes*



-15%
antes 2.187,50€
1.859€

ASPIRADOR SILENT TS-2

Marca: Renfert
Características: Silent TS 2, manguera aspirante de 4 m, 4 manguitos terminales de PVC. Potente sistema de aspiración de dos puestos, silencioso y compacto. La Silent TS 2 libera a dos consumidores individuales del polvo perjudicial para la salud.

Ref. H92880

37,89 €/mes*



-17%
antes 2.403,00€
1.994€

ASPIRADOR SILENT POWERCAM EC

Marca: Renfert
Características: Unidad de aspiración ultra potente con motor EC, sistema sin bolsas y tecnología de filtrado ultrafino, adecuado para uso frecuente de sistemas CAM.

Ref. H92922

CONSULTAR OFERTAS: Para más información, financiación y precios contacta con nuestro equipo comercial. Tel. 900 800 880 - pedidoslab@proclinic.es - www.proclinic.es.

*Financiación de todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€. * Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Proclínic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

18,98
€/mes*



-43%
antes 1.758,90€
999€

K-5 PLUS

Marca: Kavo
Características: Pieza de mano K5plus completa con aparato de control sobremesa K-Control TLC; interruptor de pedal; cable de red; cable de conexión; pinzas portapiezas; soporte para la pieza de mano y kit de mantenimiento.

Ref. H92520

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables. Hasta el 18/12/2019

22,99
€/mes*



-48%
antes 2.319,58€
1.210€

MICROMOTOR K-POWERGRIP 4957 S/MESA

Marca: Kavo
Características: Micromotor versión sobremesa. 50.000 rpm y 7 Ncm. Con un nuevo material de recubrimiento Softgrip, la pieza de mano se adapta con seguridad a la mano.

Ref. H92524

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables. Hasta el 18/12/2019

27,53
€/mes*
Ref. H02350

21,83
€/mes*
Ref. H02346

antes 2.181,00€
DESDE
1.149€



ULTIMATE XL

Marca: Nsk
Características: Micromotor de sobremesa con pieza de mano Compact. Velocidad de trabajo de 1.000 a 50.000 rpm. Torque: Máx. 6,0 Ncm.

Ref. H02350 Torque Mesa ~~2.181,00€~~ 1.449€

Ref. H02346 Compact ~~2.181,00€~~ 1.149€

15,01
€/mes*



-41%
antes 1.332,00€
790€

MARATHON MULTI 600

Marca: Saeyang
Características: Micromotor de inducción. Triple función de control de velocidad: desde la unidad, con pedal de velocidad variable, con control de rodilla. Revoluciones: 1.000 – 50.000 rpm. Torque: Máx. 7,8 Ncm.

Ref. H14622

LLÉVATE DE REGALO UN MICROMOTOR MARATHON-3 CHAMPION POR LA COMPRA DE UN MICROMOTOR MARATHON MULTI 600

14,54
€/mes*



-51%
antes 1.572,00€
765€

VOLVERE 17 RM

Marca: NSK
Características: Unidad de Control, Pieza de mano estándar y Pedal de control. Micromotor estándar de máxima utilidad y larga duración ofreciendo una alta eficiencia de potencia. Función Auto-cruise de velocidad, mínima vibración y ruido.

Ref. H92569

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables. Hasta el 18/12/2019

23,75
€/mes*



-15%
antes 1.479€
1.250€

PERFECTA 300

Marca: W&H
Características: Micromotor de sobremesa de laboratorio pensado para el tratamiento preciso de todos los materiales procesados con una pieza de mano en el laboratorio dental. De 1.000 a 40.000 rpm. Torque 5,5 Ncm. Motor sin escobillas. Giro a la izquierda y a la derecha.

Ref. H95510

CONSULTAR OFERTAS: Para más información, financiación y precios contacta con nuestro equipo comercial. Tel. 900 800 880 - pedidoslab@proclinic.es - www.proclinic.es.

*Financiación de todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€. * Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Proclínic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.



-40%
antes 794,20€
476,50€

ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TD783 SIN SPRAY

Marca: Bien Air

Características: Estación neumática de sobremesa con turbina TD 783 sin spray. Muy estable y de dimensiones reducidas.

Ref. H92551

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



21,95 €/mes*
-43%
antes 2.036,00€
1.155€

ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TDS890 CON SPRAY

Marca: Bien Air

Características: Estación de sobremesa STS-Trimer con spray, I Turbina TDS 890 con spray interno, I Pedal, I Manguera recta con enlace de 4 orificios, I Manguera recta con enlace de 4 orificios

Ref. H92566

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



10,64 €/mes*
-47%
antes 1.061,00€
560€

PRESTO II SIN SPRAY

Marca: NSK

Características: Turbina neumática libre de lubricación sin spray de agua. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02358

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.



-15%
antes 550,00€
467,50€

MINI BOX

Marca: JEB

Características: Mini box de repaso para instalar en puesto de trabajo de una mesa de laboratorio, sobremesa, astillera de trabajo, sin luz, adaptable a aspiración de mesa. Dimensiones: 35 x 61 x 34.

Ref. H92023



-47%
antes 378,00€
199€

MICROMOTOR ESCORT III

Marca: Saeyang

Características: Micromotor pequeño y compacto, ajustable, de sobremesa con pedal de control.
Revoluciones: 1.000 – 35.000 rpm.
Torque: Máx. 2,75 Ncm.

Ref. H92511



33,63 €/mes*
-20%
antes 2.213,00€
1.770€

PERFECTA 900

Marca: W&H

Características: I consola de mando con cable de red, I Elemento de mando LA-9D, I Pedal L-NV, I Pie para consola de mando, I pieza de mano LA-9, I manguera para conexión de aire.

Ref. H95534

Precio de oferta final, sin descuentos adicionales aplicables.

i CONSULTAR OFERTAS: Para más información, financiación y precios contacta con nuestro equipo comercial. Tel. 900 800 880 - pedidoslab@proclinic.es - www.proclinic.es.

*Financiación de todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€. Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.



-25%
antes 219,18€
164,39€

CALENTADOR DE INDUCCIÓN

Marca: Mestra
Características: Aparato de sobremesa capaz de calentar espátulas metálicas e instrumentos afines utilizados para el moldeado de cera. Dos sensores de proximidad ponen en marcha para que en pocos segundos el instrumento adquiera la temperatura óptima de trabajo.

Ref. H92718



42,75
€/mes*

-27%
antes 3.093,47€
2.265€

LABOLIGHT DUO

Marca: GC
Características: Unidad de fotopolimerización de luz LED de modo Dual para resinas compuestas indirectas fotopolimerizado de múltiples funciones para el técnico dental combinando 2 modos de polimerizado: pre-polimerizado (modo paso a paso) y polimerizado final (modo completo).

Ref. H92240



-25%
antes 308,92€
231,69€

OLLA POLIMERIZADORA NEUMÁTICA

Marca: Mestra
Características: Práctica olla polimerizadora neumática construida en acero inoxidable. Polimerización en frío o caliente a una presión de hasta 2 kg/cm².

Ref. H92667



PROGRAMAT EP5010

Marca: Ivoclar-Vivadent
Características: El horno de cocción e inyección inteligente. Rendimiento de cocción e inyección eficiente. Resultados excelentes con la cámara de infrarrojos.

Ref. H92298 **Consulta Oferta**

LLÉVATE DE REGALO UNA BOMBA VP5 POR LA COMPRA DE UN PROGRAMAT EP5010

IMPORTANTE: Oferta válida hasta el 30/11/2019.



PROGRAMAT EP3010

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Horno de cocción e inyección de fácil manejo. Rendimiento de cocción e inyección económico. Mejores resultados de calidad.

Ref. H92296 **Consulta Oferta**



HORNO PROGRAMAT PSI 1600

Marca: Ivoclar-Vivadent
Características: Horno de sinterización de ZrO2 versátil y gran rendimiento de sinterizado en tan solo 75 minutos, pueden fabricarse puentes con estructura de óxido de circonio de hasta 4 unidades en solo 90 minutos.

Ref. H92308 **Consulta Oferta**



HORNO PROGRAMAT EP3010 + BOMBA DE VACÍO VP5

120,50
€/mes**

Y al finalizar el pago de las cuotas, ¡podrás quedártelo o conseguir un nuevo modelo!

Más información en el 900 800 880

* Financiación de todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€. ** Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.

CONSULTAR OFERTAS: Para más información, financiación y precios contacta con nuestro equipo comercial. Tel. 900 800 880 - pedidoslab@proclinic.es - www.proclinic.es.

*Financiación de todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€. * Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Proclinic no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.



-25%
antes 246,41€
DESDE
184,81€

DECANTADOR DE YESOS

Marca: Mestra
Características: Decantador + 2 Recambios de bolsa de plástico. Fabricada en polipropileno resistente. Rápida y sencilla limpieza porque la suciedad queda recogida en una bolsa de plástico. El cierre hermético de su tapa impide la propagación de malos olores. Su tamaño y forma han sido pensados para una sencilla instalación bajo el fregadero.

Ref. HI 1055 19 l. ~~287,00€~~ **215,25€**
Ref. HI 1056 14 l. ~~246,41€~~ **184,81€**



-25%
antes 653,75€
490,31€

MULHACEN 3000L

Marca: Mestra
Características: Recortadora de modelos moderna y versátil. Incluye disco lija tipo lazo/gancho de gran capacidad de corte y muy fácil sustitución.

Ref. H92712

12,62 €/mes*



-25%
antes 885,27€
663,95€

RH 3000 CON DISCO DE CARBURO

Marca: Mestra
Características: Recortadora de modelos fuerte y robusta. Incluye disco de carburo y está dotada de un sistema de limpieza de disco por agua.

Ref. H92685



HASTA
-20%

DECANTADOR ESCAYOLAS 14 LITROS

Marca: BDT
Características: Capacidad de 14 Litros. Con sistema de depuración cerrado en 4 cámaras. Depósito transparente con aplicación de láminas (bolsas de plásticos) y cierra rápido. La transparencia del separador de yeso permite un control visual de la altura del lodo. Con las láminas se garantiza una limpieza sencilla y rápida.

Ref. H92172 ~~224,00€~~ **179,00€**

DENTAFLOC PASTILLAS DECANTADORA

Características: Elimina el 99% de todas las bacterias evitando los malos olores y garantizando la floculación del yeso en más de un 90%. Uso recomendado 1 vez por semana.

Ref. H92176 ~~32,75€~~ **28,00€**

21,68 €/mes*



-20%
antes 1.426,50€
1.141,20€

MT PLUS CON DISCO KLETTFIX

Marca: Renfert
Características: Recortadora MT plus, 220-230 V, incl. disco abrasivo Klettfix, Tubo flexible de agua, Tubo flexible de desagüe, Juego de herramientas.

Ref. HI00121

15,04 €/mes*



-26%
antes 791,50€
586,50€

MT3 CON DISCO KLETTFIX

Marca: Renfert
Características: Recortadora en húmedo de motor extremadamente potente para la abrasión de modelos de escayola. Incluye disco Klettfix. El sólido frontal puede retirarse por completo y limpiarse con pocos gestos gracias al sistema de cierre rápido. El tubo de rociado y la mesa de la recortadora se desmontan con un solo gesto. Cambio rápido del ángulo de la mesa de la recortadora mediante un práctico mecanismo basculante (90°/98°). Seguridad: detención del motor y de la entrada de agua mediante el interruptor de seguridad con la apertura de la puerta frontal. Un tubo de rociado óptimamente posicionado evita el atascamiento del disco de la recortadora mediante humectación homogénea.

Ref. H92870

CONSULTAR OFERTAS: Para más información, financiación y precios contacta con nuestro equipo comercial. Tel. 900 800 880 - pedidoslab@proclinic.es - www.proclinic.es.

*Financiación de todo el equipamiento cuyo importe sea superior a 500€. * Simulación precio financiación mediante renting, 60 cuotas. IVA no incluido. Proclínica no se responsabiliza del servicio de renting proporcionado por la empresa Grenke Alquiler S.L., con quien el cliente deberá firmar un contrato directo.



Brazo especial compacto.

-29%
antes 126,69€
90€



LÁMPARA LUZ LED MESTRA -100288-

Marca: Mestra
Características: Brazo especial compacto.

Ref. H40536

-35%
antes 130,00€
85,00€



LÁMPARA REGULABLE 117 LEDS

Marca: Technoflux
Características: Lámpara regulable 6.000K con pinza de fijación. 117 leds blancos de alta luminosidad. Intensidad 2.200 mcd. Longitud del cable 1,2m. Peso 2.400g.

Ref. H16765

-40%
antes 225,00€
135€



LÁMPARA REGULABLE 84 LEDS

Marca: Technoflux
Características: Lámpara Led 16W con pinza de sujeción a tablero. Intensidad de luz regulable, hasta 6.000K

Ref. H16760

-25%
antes 257,50€
193,13€



SILLA PUESTO DE TRABAJO MESTRA

Marca: Mestra
Características: Silla de Laboratorio con cuerpo de madera y ruedas. Regulable.

Ref. H92905

-15%
antes 195,00€
165,75€

TAPIZADO PERSONALIZADO EN RESPALDO +20€



TAPIZADO PERSONALIZADO EN ASIENTO +20€



SILLA ATENEA ANTRACITA STORM

Marca: Storm
Características: Fabricada en inyección plástica de polipropileno de alta resistencia. Ergonómica y ligera con base de aluminio pulido va acompañada de columna de gas cromada y rueda con cubre rueda cromado. Color gris antracita.

Ref. H90166

-20%
antes 235,00€
188€



SILLA ELASTÓMERO NEGRO 58 STORM

Marca: Storm
Características: Fabricada en elastómero antideslizante y resistente, de fácil limpieza y mantenimiento. Respaldo regulable en altura y profundidad. Elevación a gas, altura min. 44cm máx. 56cm. Base de cromo con aro apoyapiés. El mecanismo de contacto permanente permite ajustar el grado de inclinación de respaldo y fijarlo en diferentes posiciones.

Ref. H90165

Mereces estar en la cima del flujo digital

**Nuevo servicio premium de Proclinic
en colaboración con Fresdental:**



Precios y condiciones especiales
en caso de avería. ¡Que nada
frene tu producción!



Soporte y soluciones
en diseños CAD y
software CAM.



Cursos y formaciones
de Exocad.

-25% si contratas antes del 01 de enero de 2020

Fresdental, centro de fresado
especializado en dar soporte y formación
digital desde hace más de 20 años.

