

Reconstructor de muñones Proclinic Expert



Reconstructor de muñones **Proclinic Expert** es un composite de curado dual para la reconstrucción de muñones, altamente radiopaco y fluido con muy buenas propiedades mecánicas. Su presentación es en jeringa automix para una aplicación cómoda y fácil.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN

Su alta resistencia a la compresión permite realizar unas restauraciones muy duraderas.

SC: autopolimerizado. LC: fotopolimerizado*

Reconstructor de muñones Proclinic Expert

Otras marcas

322 MPa (SC) → 349 MPa (LC)

250 MPa → 300 MPa

CARGA DE RELLENO

La alta carga de relleno del composite que compone el Reconstructor de muñones Proclinic Expert, del 70% en peso, asegura una gran resistencia al desgaste.

FUERZA DE ADHESIÓN A LA DENTINA

Alta fuerza de adhesión a la dentina (22 Mpa), que asegura restauraciones duraderas.

- Dos indicaciones en un mismo producto: reconstrucción de muñones y cementación de postes.
- Buena tixotropía que asegura una buena manejabilidad del producto y su fácil adopción en preparaciones irregulares y postes endodónticos.
- Alta radiopacidad que facilita hacer un seguimiento del tratamiento realizado a largo plazo.
- Puntas de mezcla optimizadas que permiten usar sólo el material necesario.
- Puntas intraorales que facilitan el acceso a las zonas posteriores.

Reconstructor de muñones Proclinic Expert

1 jeringa x 10g, 5 puntas de mezcla y 5 puntas intraorales (tipo 4)

78560

 **proclinic**
expert



COLOR DENTINA

Su tonalidad dentina permite restauraciones altamente estéticas sin estructura metálica.

SOLUBILIDAD EN AGUA

Consigue unas restauraciones más duraderas gracias a su bajo grado de solubilidad en agua.

Reconstructor de muñones Proclinic Expert

10 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

Otras marcas

25 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

ABSORCIÓN EN AGUA

Su baja absorción de agua ayuda a conseguir restauraciones estables a lo largo del tiempo y sin riesgo de decoloración.

Reconstructor de muñones Proclinic Expert

<0,1 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$

Otras marcas

2,5 $\mu\text{g}/\text{mm}^3$



Dr. Eduardo González Arroyo

Clínica Fernández

www.oralsurgerytube.com

Número colegiado 28007247


"Las dificultades propias en la reconstrucción de muñones se llevan mejor con un material resistente, de fácil manejo y rápida actuación como el nuevo producto Reconstructor de muñones Proclinic Expert"

Dr. Carlos Gargallo

Clínica Carlos Gargallo

Número colegiado 3947

"El uso del Reconstructor de muñones Proclinic Expert es muy satisfactorio, ya que presenta una viscosidad muy buena, es resistente al tallado y es de fácil aplicación. Además, cambia de color con el fraguado indicando una correcta polimerización."



Reconstructor de muñones
Proclinic Expert

78560

 **proclinic**
expert