

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01

<b>PRODUCTO</b>	<b>INSTRUMENTAL PROCLINIC</b>	
<b>REFERENCIA</b>	Ver anexo	
<b>FABRICANTE / RESPONSABLE</b>	PROCLINIC S.A. C/Botánica 137-139 08908-Barcelona España	
<b>CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO</b>	Producto Sanitario Clase I, Directiva 93/42/CEE	
<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	Instrumentos para la práctica odontológica	
<b>ESPECIFICACIONES</b>	Descripción del material: Acero inoxidable. Grado: AISI 410 Dureza: 42 HRC (Rockwell) 177Brinal Max	
<b>EMBALAJE</b>	Cada instrumento está envasado en una bolsa de polietileno de alta densidad con ambos extremos sellados.	
<b>CADUCIDAD</b>	N.A. Las propiedades, la función o uso no se ven afectadas de forma automática si se almacena correctamente.	
<b>FINALIDAD</b>	Destinados a ser utilizados durante las operaciones llevadas a cabo en las clínicas dentales por el personal cualificado.	
<b>INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD</b>	Los dispositivos son reutilizables, sin embargo es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.	
<b>CONDICIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO</b>	Instrucciones de limpieza se proporcionan junto con los instrumentos.	
<b>MSDS</b>	N.A.	


	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01

#### ANEXO I


Ref. Material	Breve Descripción
0836	PORTAMALGAMAS DOBLE DEL-TIP PROCLINIC
0925	CAJA DE ACERO INOXIDABLE
59625	ESPEJOS PLANOS N.5 S.S (12u) PROCLINIC
59626	ESPEJOS PLANOS N.4 C.S (12u) PROCLINIC
59627	ESPEJOS PLANOS N.4 S.S (12u) PROCLINIC
59628	ESPEJOS N.5 C.S RODIO F.S (12u) PROCLINI
7885	ESPEJOS PLANOS N.5 C.S. (12u.) PROCLINIC
7901	CUBETAS PROCLINIC -JUEGO 10u.
7902	CUBETA U-1 PROCLINIC
7903	CUBETA L-1 PROCLINIC
7904	CUBETA U-2 PROCLINIC
7905	CUBETA L-2 PROCLINIC
7906	CUBETA U-3 PROCLINIC
7907	CUBETA L-3 PROCLINIC
7908	CUBETA U-4 PROCLINIC
7909	CUBETA L-4 PROCLINIC
7910	CUBETA U-5 PROCLINIC
7911	CUBETA L-5 PROCLINIC
79120	JERINGA ASPIRACION 1 ARO PROCLINIC
7916	CUBETAS GIRATORIAS PERFORADAS PROC.
7917	CUBETAS PARCIALES DCHA+IZDA PROC.
7922	MECHERO DE ALCOHOL PROCLINIC
7929	JERINGA ASPIRACION 3 AROS PROCLINIC
7933	CAJA ENDODONCIA COMPLETA PROCLINIC
7980	CUBETAS PERFORADAS Est.10u. PROCLINIC
7981	CUBETA PERFORADA U-1 PROCLINIC
7982	CUBETA PERFORADA L-1 PROCLINIC
7983	CUBETA PERFORADA U-2 PROCLINIC
7984	CUBETA PERFORADA L-2 PROCLINIC
7985	CUBETA PERFORADA U-3 PROCLINIC
7986	CUBETA PERFORADA L-3 PROCLINIC
7987	CUBETA PERFORADA U-4 PROCLINIC
7988	CUBETA PERFORADA L-4 PROCLINIC
7989	CUBETA PERFORADA U-5 PROCLINIC
7990	CUBETA PERFORADA L-5 PROCLINIC
8001	PINZA MERIAM 16 CM -PROCLINIC
8002	PINZA CON CIERRE PROCLINIC
8003	PINZA PAPEL ARTICULAR -PROCLIN
8004	ESPATULA CEMENTO DOBLE -PROCLINIC
8005	MANGO DE BISTURI N.3 -PROCLINI
8007	PINZA GUBIA CURVA -PROCLINIC
8008	PORTA-AGUJAS MAYO 15cm. PROCLINIC
8009	TIJERA CIRUGIA CURVA PROCLINIC
8010	TIJERA METALES CURVA 10 cm PROCLINIC

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01


8011	PINZA MOSQUITO RECTA 12,5 cm PROCLINIC
8012	PINZA MOSQUITO CURVA 12,5 cm PROCLINIC
8013	ATACADOR N.160 PROCLINIC
8014	SONDAS EXPLORACION (4u.) PROCLINIC
8015	MANGO DE ESPEJO PROCLINIC C.S.
8016	CUCHILLO DE CERA PROCLINIC
8017	PORTAMATRICES UNIVERSAL PROCLINIC
8018	MEDIDOR IWANSON PROCLINIC
8020	BOTADOR WINTER 14L PROCLINIC
8021	BOTADOR WINTER 14R PROCLINIC
8022	BOTADOR WINTER 11R PROCLINIC
8023	BOTADOR WINTER 11L PROCLINIC
8024	BOTADOR APICES DCHO PROCLINIC
8025	BOTADOR APICES IZDO PROCLINIC
8026	BOTADOR RECTO ANCHO PROCLINIC
8027	BOTADOR RECTO MEDIO PROCLINIC
8028	BOTADOR RECTO FINO PROCLINIC
8029	BOTADOR RECTO MUY FINO PROCLINIC
8030	FORCEPS N.1 PROCLINIC
8031	FORCEPS N.7 PROCLINIC
8032	FORCEPS N.13 PROCLINIC
8033	FORCEPS N.17 PROCLINIC
8034	FORCEPS N.18 PROCLINIC
80340	ABREBOCAS AUTOESTATICO PROCLINIC
80341	ALICATE ADERER N.25 PROCLINIC
80343	ALICATE CORTAR LX-1 PROCLINIC
80344	ALICATE CORTAR LX-95 PROCLINIC
80345	ALICATE DE YOUNG PARA HILO PROCLINIC
80346	ALICATE HOW RECTO 14,5 cm.PROCLINIC
80347	ALICATE LEVANTA BRACKETS PROCLINIC
80348	ALICATE LIGADURAS TC 0,4 mm. PROCLINIC
80349	ALICATE LIGADURAS TC 12cm. PROCLINIC
8035	FORCEPS N.22 PROCLINIC
80350	ALICATE PUNTAS PLANAS PROCLINIC
80351	ALICATE TWEED 13cm. PROCLINIC
80352	ALICATE TWEED N.7 PROCLINIC
80353	ATACADOR BOLAS N.2 PROCLINIC
80354	ATACADOR BOLAS N.3 PROCLINIC
80355	ATACADOR BOLAS N.4 PROCLINIC
80356	ATACADOR PLANO LISO N.1 PROCLINIC
80357	ATACADOR PLANO LISO N.2 PROCLINIC
80358	ATACADOR PLANO LISO N.3 PROCLINIC
80359	ATACADOR PLANO RAYADO N.1 PROCLINIC
8036	FORCEPS N.33 PROCLINIC
80360	ATACADOR PLANO RAYADO N.2 PROCLINIC

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01


80361	ATACADOR PLANO RAYADO N.3 PROCLINIC
80362	BRUÑIDOR N.1 PROCLINIC
80363	CANULA CROMO VANADIO PROCLINIC
80364	CINCEL N. 1 PARA ESMALTE PROCLINIC
80365	CINCEL N. 2 PARA ESMALTE PROCLINIC
80366	CINCEL N. 3 PARA ESMALTE PROCLINIC
80367	CINCEL N. 4 PARA ESMALTE PROCLINIC
80368	CUCHARILLA ALVEOLAR N. 1 PROCLINIC
80369	CUCHARILLA ALVEOLAR N. 2 PROCLINIC
8037	FORCEPS N.33A PROCLINIC
80370	CUCHARILLA ALVEOLAR N. 3 PROCLINIC
80371	CUCHARILLA PARA DENTINA N. 1 PROCLINIC
80372	CUCHARILLA PARA DENTINA N. 2 PROCLINIC
80373	CUCHARILLA PARA DENTINA N. 3 PROCLINIC
80374	CUCHILLO KIRKLAND PROCLINIC
80375	CUCHILLO ORBAN PROCLINIC
80376	CURETA ALUMINIO 1/2 PROCLINIC
80377	CURETA ALUMINIO 3/4 PROCLINIC
80378	CURETA ALUMINIO 5/6 PROCLINIC
80379	CURETA ALUMINIO 7/8 PROCLINIC
8038	FORCEPS N.51 PROCLINIC
80380	CURETA ALUMINIO 9/10 PROCLINIC
80381	CURETA ALUMINIO 11/12 PROCLINIC
8039	FORCEPS N.51A PROCLINIC
80395	CURETA MOLT PROCLINIC
80396	ELEVADOR COUPLAND N. 1 PROCLINIC
80397	ELEVADOR COUPLAND N. 2 PROCLINIC
80398	ELEVADOR COUPLAND N. 3 PROCLINIC
80399	ELEVADOR POTT N. 24 PROCLINIC
8040	FORCEPS N.67A PROCLINIC
80400	ELEVADOR POTT N. 25 PROCLINIC
80401	ESCALPELO SIMPLE PROCLINIC
80402	ESCALPELO SIMPLE RECTO PROCLINIC
80403	ESCALPELO DOBLE RECTO PROCLINIC
80404	FORCEPS N.1 NIÑOS PROCLINIC
80405	FORCEPS N.2 NIÑOS PROCLINIC
80406	FORCEPS N.3 NIÑOS PROCLINIC
80407	FORCEPS N.4 NIÑOS PROCLINIC
80408	FORCEPS N.5 NIÑOS PROCLINIC
80409	FORCEPS N.6 NIÑOS PROCLINIC
8041	FORCEPS N.79 PROCLINIC
80410	FORCEPS N.7 NIÑOS PROCLINIC
80413	FORCEPS N.22 1/2L PROCLINIC
80414	FORCEPS N.22 1/2R PROCLINIC
80415	FORCEPS N.46L PROCLINIC

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01


80416	FORCEPS N.49 PROCLINIC
80417	FORCEPS N.55 PROCLINIC
80418	FORCEPS N.79A PROCLINIC
8042	FORCEPS N.86 C PROCLINIC
80420	INSTRUMENTO COMPOSITE FELT N. 4 PROCLINI
80421	INSTRUMENTO COMPOSITE FELT N. 5 PROCLINI
80422	INSTRUMENTO GOLDSTEIN N. 2 PROCLINIC
80423	INSTRUMENTO GOLDSTEIN N. 3 PROCLINIC
80424	INSTRUMENTO GOLDSTEIN N. 4 PROCLINIC
80425	INSTRUMENTO PARA HILO RETRACTOR PROC
80426	MANGO DE BISTURI CURVO PROCLINIC
80427	MANGO DE ESPEJO ALUMINIO PROCLINIC S.S.
80428	MANGO DE ESPEJO ANATOMICO PROCLINIC S.S.
80429	MANGO DE ESPEJO OCTOGONAL PROC S.S.
8043	FORCEPS N.89 PROCLINIC
80430	OSTEOTOMO CON TOPE, CURVO 2 mm. PROC
80431	OSTEOTOMO CON TOPE, CURVO 3 mm. PROC
80432	OSTEOTOMO CON TOPE, CURVO 3,3 mm. PROC
80433	OSTEOTOMO CON TOPE,CURVO 4 mm. PROC
80434	OSTEOTOMO FREER 3,3mm. PROCLINIC
80435	PERIOSTOTOMO MOLT PROCLINIC
80436	PERIOSTOTOMO MOLT-BUSSER PROCLINIC
80437	PERIOSTOTOMO N. 12 PROCLINIC
80438	PERIOSTOTOMO PRICHARD PROCLINIC
80439	PERIOSTOTOMO PRICHARD MODIFICADO PROC
8044	FORCEPS N.90 PROCLINIC
80440	PICH PROCLINIC
80441	PINZA DE CIRUGIA CURVA 13 cm. PROCLINIC
80442	PINZA DE FRAGMENTOS N. 1 PROCLINIC
80443	PINZA DE FRAGMENTOS N.5 PROCLINIC
80445	PINZA MICROC. 10cm CURVA FINA PROCLINIC
80446	PINZA MICROC. 10cm RECTA FINA PROCLINIC
80448	PINZA MOSQUITO 12 cm CURVA DIENTES PROC
80449	PINZA MOSQUITO 12cm RECTA DIENTES PROC
80451	PINZA STEGLITZ CURVA PROCLINIC
80452	PORTA HUESO N. 60 PROCLINIC
80453	PORTA HUESO N. 62 PROCLINIC
80454	PORTA-AGUJAS HALSEY 130mm PROCLINIC
80455	PORTA-AGUJAS MATHIEU 14cm PROCLINIC
80456	PORTA-AGUJAS MINI RYDER PROCLINIC
80457	PORTAMALGAMAS RETROG. PROCLINIC
80458	SEPARADOR DE BRANEMARCK PROCLINIC
80459	SEPARADOR N.72 PROCLINIC
80460	SINDESMOTOMO CHOMPRET N. 1 PROCLINIC
80461	SINDESMOTOMO CHOMPRET N. 2 PROCLINIC

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01

80462	SONDA GOLDMAN PROCLINIC
80463	SONDA WILLIAMS PROCLINIC
80464	TALLADOR FRAM 2/3 PROCLINIC
80465	TIJERA CURVA LATERAL 11.5cm PROCLINIC
80467	TIJERA ENCIA 11cm CURVA PROCLINIC
80468	TIJERA ENCIA LOCKLIN 11.5 cm PROCLINIC
80469	TIJERA IRIS CURVA SUPER CORTE PROCLINIC
80470	TIJERA IRIS RECTA SUPER CORTE PROCLINIC
80471	TIJERA LE GRANCE SUPER CORTE PROCLINIC
80472	TIJERA METZEBaum PROCLINIC
80473	TIJERA MICROCIrUGIA 12 cm PROCLINIC
80474	TIJERA MICROCIrUGIA 12 cm RECTA PROCLINI
80475	TIJERA SUTURA 11cm PROCLINIC
80476	VASO ACERO MEZCLA HUESO/HIDROXIAPAT. PRO
8050	CLEOIDE-DISCOIDE PROCLINIC
8051	EXCAVADOR N.17 PROCLINIC
8052	EXCAVADOR N.18 PROCLINIC
80521	LEVANTAPUENTES CROWN CLICK PROCLINIC
80522	KIT 4 BOTADORES MANGO PLASTICO PROCLINIC
80523	CAJA ENDODONCIA AZUL PROCLINIC
80524	BOTADOR N.2R PUNTA RECTA 2mm PROCLINIC
80525	BOTADOR N.3C PUNTA CURVA 3mm PROCLINIC
80526	BOTADOR N.3R PUNTA RECTA 3mm PROCLINIC
80527	BOTADOR N.5C PUNTA CURVA 5mm PROCLINIC
80528	BOTADOR N.5R PUNTA RECTA 5mm PROCLINIC
80529	BOTADOR DF - 3mm PROCLINIC
8053	PICH DOBLE PROCLINIC
80530	BOTADOR DF - 5mm PROCLINIC
8054	ATACADOR MARKLEY 2M PROCLINIC
8055	BRUÑIDOR 27/29 PROCLINIC
8056	PERIOSTOTOMO PROCLINIC
8057	ESPACIADOR A30 PROCLINIC
8058	ESPACIADOR A40 PROCLINIC
8059	ESPATULA ALGINATO TIPO ASH PROCLINIC
8060	LEVANTAPUENTES PROCLINIC
80601	PUNTA CORTA LEVANTAPUENTES PROCLINIC
80602	PUNTA LARGA LEVANTAPUENTES PROCLINIC
8061	PERFORADOR DIQUES PROCLINIC
8063	PORTAMALGAMAS MATE PROCLINIC
8064	PORTACLAMPS PROCLINIC
8065	PINZA ALBRECH PROCLINIC
8066	ALICATE ANGLE PROCLINIC
8067	TIJERA CASTROVIEJO PROCLINIC
8068	HOLLEMBACK PROCLINIC
8069	PUNTA-GARFIO PARA LEVANTAPUENTES

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01

8070	DAPPEN AMALGAMA PROCLINIC
8071	PORTA-AGUJAS CASTROVIEJO CURVO PROCLINIC
8072	SOPORTE CON 10 PINZAS PARA RX PROCLINIC
8073	SEPARADORES FARABEU PROCLINIC
8074	SEPARADOR MINESOTA PROCLINIC
8075	BOTADOR POTT DCHO. PROCLINIC
8076	BOTADOR POTT IZDO. PROCLINIC
8077	PINZA FINA CIRUGIA SIN DIENTE PROCLINIC
8078	PINZA CIRUGIA CON DIENTE PROCLINIC
8079	PINZA ADSON SIN DIENTE PROCLINIC
8080	PINZA ADSON CON DIENTE PROCLINIC
8081	PORTASERVILLETAS CADENA (40cm) PROCLINIC
8082	ARCO DE YOUNG METALICO PROCLINIC
8083	PINZAS PORTAPLACAS LARGAS (6u.) PROC.
8084	JERINGA AUTOASPIRANTE PROCLINIC
8085	MANGO BISTURI RECTO (REDONDO) PROCLINIC
8086	ADAPTADOR BANDAS MERSHON PROCLINIC
8087	PINZA POSICIONADOR BRACKETS PROCLINIC
8088	CALIBRADOR PROCLINIC
80882	ALGODONERA DE LIMPIO PROCLINIC
80883	ALGODONERA DESECHOS PROCLINIC
8089	PINZA MATHIEU PARA LIGADURAS PROCLINIC
8090	PINZA SEPARADORES ELASTICOS PROCLINIC
8091	ALICATE CORTAR ALAMBRE GRUESO PROCLINIC
8092	ALIC CORTA ALAMB GRUESO MANGOS GOMA PROC
8093	GUIA/DIRECCIONADOR LIGADURAS CURVO PROC
8094	GUIA/DIRECCIONADOR LIGADURAS RECTO PROC
8095	APLICADOR LIGADURAS ELASTICAS PROCLINIC
8096	ESTRELLA ALTIMETRO PARA BRACKETS PROCLIN
8097	ALICATE DESPEGAR BRACKETS CURVO PROCLINI
8098	ALICATE 3 PUNTAS/PICOS ADERER PROCLINIC
8099	ALICATE 3 PUNTAS/ARCOS FACIALES PROCLIN.
80991	CURETA GRACEY 3/4 PROCLINIC
80992	CURETA GRACEY 5/6 PROCLINIC
80993	CURETA GRACEY 7/8 PROCLINIC
80994	CURETA GRACEY 11/12 PROCLINIC
80995	CURETA GRACEY 13/14 PROCLINIC
80996	CURETA COLUMBIA 4R/4L PROCLINIC
80997	CURETA COLUMBIA 13/14 PROCLINIC
H20630	PINZA DE PRESION P/SOLDAR 16CM PROCLINIC
H20631	CUCHILLO P/CERA LISO 12,5 CM PROCLINIC
H20632	CUCHILLO P/CERA LISO 17 CM PROCLINIC
H20633	CUCHILLO P/CERA C/CAVIDADES 12,5 PROC.
H20634	CUCHILLO P/CERA C/CAVIDADES 17 CM PROC.
H20635	CUCHILLO PARA YESO 17CM PROCLINIC

	FICHA TÉCNICA	<b>Código:</b> TDS_007
	INSTRUMENTAL	<b>Fecha:</b> 28/Abr/16
	PROCLINIC	<b>Versión:</b> 01

H20636	ESPATULA P/YESO Y ALGINATO 20,5 CM PROC.
H20637	PINZA C/ARO PARA CORONAS 13 CM PROCLINIC
H20638	ALICATE CORTAR YESO 19,5 CM PROCLINIC
H20639	ALICATE UNIVERSAL PROCLINIC
H20640	ALICATE WALDSACHS HASTA 0,7MM PROCLINIC
H20641	ALICATE MEDIA CAÑA HASTA 0,5MM PROCLINIC
H20642	ALICATE ANGLE HASTA 0,7 MM PROCLINIC
H20643	ALICATE P/GANCHOS HASTA 0,7MM PROCLINIC
H20644	INSTRUM. MODELAR HYLIN PROCLINIC
H20645	INSTRUM. MODELAR HYLIN-LE CRON PROCLINIC
H20646	INSTRUM. MODELAR HYLIN C/CAVIDAD PROCLI
H20647	INSTRUM. MODELAR LE CRON PROCLINIC
H20648	INSTRUMENTO MODELAR ZAHLE-1 PROCLINIC
H20649	INSTRUMENTO MODELAR ZAHLE-2 PROCLINIC
H20650	INSTRUMENTO MODELAR ZAHLE-3 PROCLINIC
H20651	INSTRUMENTO MODELAR GRITMANN PROCLINIC
H20652	INSTRUM. MODELAR P.K. THOMAS Nº 1 PROC.
H20653	INSTRUM. MODELAR P.K. THOMAS Nº 2 PROC.
H20654	INSTRUM. MODELAR P.K. THOMAS Nº 3 PROC.
H20655	INSTRUM. MODELAR P.K. THOMAS Nº 4 PROC.
H20656	INSTRUM. MODELAR P.K. THOMAS Nº 5 PROC.
M0283	PINZA ALLIS 15cm PROCLINIC
M0284	PINZA DE CAMPO SCHAEDEL 9cm PROCLINIC
M0285	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER 16cm CURVA
M0286	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER 16cm RECTA
M0287	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER 18cm CURVA
M0288	PINZA HEMOSTATICA ROCHESTER 18cm RECTA
M0289	TIJERA MAYO 14cm RECTA PROCLINIC
M0290	TIJERA MAYO 14cm RECTA PROCLINIC
M0291	TIJERA METZEMBAUM 18cm CURVA PROC
M0292	TIJERA METZEMBAUM 18cm RECTA PROC
M0293	TIJERA VENDAJES LISTER 17cm PROCLINIC
M0294	MANGO BISTURI N.4 PROCLINIC