



INNOVACIÓN A NIVEL MUNDIAL

¿Qué es Kit Calm®?

Es un dispositivo pensado para reducir el estrés y mejorar la comunicación y la experiencia de tu paciente durante el tratamiento.

Kit Calm® Consiste en un receptor inalámbrico portátil, instalado en la unidad dental, que emite una señal luminosa y acústica cuando el paciente pulsa su mando.

Es para tu paciente y ha sido desarrollado con odontólogos, psicólogos y expertos en tecnologías de comunicación.



EL DISPOSITIVO

Partes y características.

- En cada dispositivo, dos mandos con un sonido diferente para adultos (check positivo) y niños (grillo)
- 4 niveles de sonido (25-110 dB).
- Receptor portátil. El dentista puede llevarlo consigo si sale del gabinete, permitiendo la comunicación
- Mandos resistentes al agua y fundas lavables.
- Bajo consumo de baterías.
- Código autoaprendido. Sin interferencias entre dispositivos. más de 200m de alcance.
- Plug & Play. La caja incluye todo lo necesario para funcionar



MEJORA EL TRATAMIENTO

Factores clave de Kit Calm®.

La sensación de control de la situación

- Cuando le entregas el pulsador a tu paciente, le concedes la “sensación de control de la situación” y le ayudas a estar más tranquilo.
- Tratamientos más rápidos, fruto de una mejor comunicación
- Mejora la unidad dental, con su tecnológica y novedosa imagen
- Fortalece la relación de confianza con nuestros pacientes
- Mejora la experiencia del paciente, aumentando su recurrencia.
- En un entorno tan tecnológico, evita el uso de métodos anacrónicos de comunicación, como levantar la mano y sus inconvenientes
- Único dispositivo de la clínica diseñado exclusivamente para el bienestar del paciente durante el tratamiento
- Su uso es muy intuitivo, no requiere largas explicaciones.
- Especialmente útil para pacientes con determinadas minusvalías y necesidades



¿Por qué Kit Calm®?

Más de un 80% de los pacientes de odontología experimenta miedo o preocupación en su visita al dentista

y estos porcentajes apenas han variado después de casi 30 años.....

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. — A. Einstein




Percepción de novedad por parte del Paciente

Kit Calm® supone una innovación tecnológica que el paciente percibe inmediatamente.

Innovación mundial que supone un factor diferencial

En un entorno cada vez más competitivo y hostil la diferenciación es vital. Kit Calm® es un factor diferencial relevante, tanto por su orientación al paciente como por su novedosa tecnología.



Concebido para el Paciente, para mejorar su experiencia en la clínica.

Estamos convencidos de que la experiencia del paciente es un factor clave a la hora de seleccionar su clínica de confianza. Por ello hemos diseñado Kit Calm® para él, para mejorar su experiencia durante el tratamiento.

www.kitcalm.com

plug
and
play



DEMOSTRADO

Opinión de los pacientes.

Encuestas realizadas durante 5 meses en prestigiosas clínicas

