



Dental Dam  
MEDIUM GAUGE  
152x152mm  
36 sheets

Dental Amalgam  
NON GAMMA 2

Dental Amalgam  
NON GAMMA 2  
Adding  
to Your Restoring Technique

Saliva Ejector  
REMOVABLE  
100 units  
Length 15 cm



# 3

## Amalgamas

Adhesivos de Amalgama.....	134
Amalgama en Cápsulas.....	132
Amalgama en Pastillas .....	134
Amalgama en Polvo .....	132
Dappens .....	136
Mercurio .....	134
Portamalgamas de Metal .....	135
Portamalgamas de Plástico.....	136





polvo

## ANA 2000

Marca: Directa  
 Características: 43% Ag. 25% Cu.  
 Ref. 2091 250 g. Limadura.

257,24 €



Polvo

## AMALGAMA VENTURA NG

Marca: Ventura  
 Características: Ag. 40,5% Sn. 31,90% Cu. 27,60%. 250 g.

Ref. 61045

Debido al alto porcentaje de plata en las amalgamas VENTURA NG, los precios podrán fluctuar dependiendo del precio de la plata.



## AMALGAMA EN CÁPSULAS

Marca: Proclinic  
 Características: Esféricas + Limaduras 40,5% Ag. - Aleación ternaria de alto contenido de cobre. - Mezcla de partículas irregulares y esféricas, con predominio de estas últimas. - No forma fase gamma 2 - Alta resistencia a la compresión. - Propiedades superiores a las exigidas por la Norma ISO 24234:2004. Óptimas características de manipulación: el predominio de partículas esféricas facilita el condensado, tallado, bruñido y pulido de las restauraciones, mientras la presencia de una cierta proporción de finas partículas irregulares posibilita el condensado con la presión necesaria para lograr buenos contactos interproximales.

DESDE  
**54,95 €**

50 Cápsulas

Ref. 01413 N°1 (50 Cápsulas) x 400 mg. **54,95 €**  
 Ref. 01423 N°2 (50 Cápsulas) x 600 mg. **73,65 €**  
 Ref. 01673 N°1 (500 Cápsulas) x 400 mg. **499,00 €**  
 Ref. 01683 N°2 (500 Cápsulas) x 600 mg. **670,00 €**

cápsulas

proclinic



TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE



### PORTAMALGAMAS DOBLE

Marca: Proclinic

Ver página 135



Cápsulas

**Desde 42,75 €**

**bestdent**

CON LOS QUE TÚ AHORRAS

**CÁPSULAS BESTDENT**

Marca: Bestdent

Características: Ag. 40,3%, Cu. 30,7%, Sn. 29%. La proporción entre aleación y mercurio garantiza una resistencia máxima a la corrosión y a las fracturas, así como el mantenimiento de los márgenes perfectos. De acuerdo con la norma ISO 24234:2004, garantiza un óptimo rendimiento.

<b>Ref. 95118</b>	1 dosis 50 cápsulas x 400 mg	<b>42,75 €</b>
<b>Ref. 95119</b>	2 dosis 50 cápsulas x 600 mg	<b>56,50 €</b>
<b>Ref. 95120</b>	1 dosis 500 cápsulas x 400 mg	<b>385,00 €</b>
<b>Ref. 95121</b>	2 dosis 500 cápsulas x 600 mg	<b>495,00 €</b>

Cápsulas

**ANA 2000**

Non Gamma 2  
Extra High Copper Dental Alloy  
50 Capsules

Directa

<b>Ref. 2071</b>	Nº 1. 50 cápsulas x 400 mg.	<b>57,23 €</b>
<b>Ref. 2072</b>	Nº 2. 50 cápsulas x 600 mg.	<b>64,05 €</b>

Cápsulas

**MEGALLOY EZ**

Marca: Dentsply

Características: Esférica

<b>Ref. 2737</b>	Nº1 50 cápsulas x 400 mg.	<b>52,19 €</b>
<b>Ref. 2739</b>	Nº2 50 cápsulas x 600 mg.	<b>68,88 €</b>
<b>Ref. 59353</b>	Nº3 50 cápsulas	<b>82,66 €</b>

Cápsulas

**DISPERSALLOY**

Marca: Dentsply

Características: Regular

<b>Ref. 2154</b>	Nº 1. 50 cápsulas x 400 mg.	<b>80,51 €</b>
<b>Ref. 2155</b>	Nº 2. 50 cápsulas x 600 mg.	<b>106,07 €</b>

Cápsulas

**PERMITE REGULAR**

Marca: SDI

<b>Ref. 70021</b>	N.1 Slow (50 Cápsulas)	<b>64,32 €</b>
<b>Ref. 98450</b>	N.1 (50 Cápsulas)	<b>64,32 €</b>
<b>Ref. 99552</b>	N.1 Slow (500 Cápsulas)	<b>537,19 €</b>
<b>Ref. 98453</b>	N.1 (500 Cápsulas)	<b>537,19 €</b>
<b>Ref. 70022</b>	N.2 Slow (50 Cápsulas)	<b>81,56 €</b>
<b>Ref. 98451</b>	N.2 (50 Cápsulas)	<b>81,56 €</b>
<b>Ref. 5962</b>	N.2 Fast (50 Cápsulas)	<b>81,56 €</b>
<b>Ref. 97843</b>	N.2 ECT (500 Cápsulas)	<b>716,59 €</b>
<b>Ref. 98573</b>	N.2 Slow (500 Cápsulas)	<b>716,59 €</b>
<b>Ref. 96936</b>	N.2 (500 Cápsulas)	<b>716,59 €</b>
<b>Ref. 70023</b>	N.3 Slow (50 Cápsulas)	<b>96,97 €</b>
<b>Ref. 98452</b>	N.3 (50 Cápsulas)	<b>96,97 €</b>
<b>Ref. 5959</b>	N.3 (500 Cápsulas)	<b>895,82 €</b>

Amalgama non gamma 2 clínicamente probada; con más de 300 millones de restauraciones realizadas con éxito desde su creación en 1975.

- Tasa de micro filtración y sensibilidad post operatoria más baja del mercado.
- Alta resistencia a la compresión.
- Alto grado de pulido.
- Manejo incomparable.
- 56% de plata, estaño 27,9%, cobre 15,4%.

Gran variedad de presentación para todo tipo de restauración: de 1 a 3 dosis en cajas de 50 cápsulas y botes de 500 cápsulas

Cápsulas

**TYTIN**

Marca: Kerr

Características: Esférica. 60% Ag. 28% Sn. 12% Cu.

<b>Ref. 0324</b>	Normal Nº 1. 50 cáp. x 400 mg.	<b>95,55 €</b>
<b>Ref. 0325</b>	Normal Nº 2. 50 cáp. x 600 mg.	<b>120,50 €</b>
<b>Ref. 0326</b>	Normal Nº 3. 50 cáp. x 800 mg.	<b>142,60 €</b>
<b>Ref. 96768</b>	Slow Nº 1. 50 cáp. x 400 mg.	<b>95,55 €</b>
<b>Ref. 96769</b>	Slow Nº 2. 50 cáp. x 600 mg.	<b>120,50 €</b>
<b>Ref. 96770</b>	Slow Nº 3. 50 cáp. x 800 mg.	<b>142,65 €</b>
<b>Ref. 0320</b>	Normal Nº 1. 500 cáp. x 400 mg.	<b>786,70 €</b>
<b>Ref. 0321</b>	Normal Nº 2. 500 cáp. x 600 mg.	<b>1.083,25 €</b>
<b>Ref. 0328</b>	Normal Nº 3. 500 cáp. x 800 mg.	<b>1.230,60 €</b>

Cápsulas



### AMALCAP PLUS

Marca: Ivoclar Vivadent  
Características: Esférica 70% Ag. 18% Sn. 12% Cu.

- Ref. 3244 N° 1 50 cápsulas x 400 mg.
- Ref. 3245 N° 2 50 cápsulas x 600 mg.
- Ref. 59402 N° 3 50 cápsulas x 800 mg.
- Ref. 18710 N° 2 Fast. 50 cápsulas x 600 mg.

**Debido al alto porcentaje de plata en las amalgamas AMALCAP PLUS, los precios podrán fluctuar dependiendo del precio de la plata.**



Ref. 5471



Ref. 2165

El óptimo conjunto que une la alta calidad de la amalgama Ana 2000 y el original sistema Duett (pastillas + bolsitas de mercurio) que le reducirá el coste por cápsula de amalgama hasta un 50%. Comparado con las cápsulas resulta mucho más económico y con menos desperdicio de material: con una sola caja de Ana 2000 Duett 50 puede mezclar dos cantidades según sus necesidades. Además es más ecológico por la reutilización de las cápsulas. Comparado con el



pastillas

Ref. 2169

### ANA 2000 DUETT "50"

Marca: Directa  
Características: 43% Ag.

Ref. 5471 50 pastillas + 50 dosis de mercurio. **48,29 €**

### ANA 2000 DUETT "200"

Características: 43% Ag.

Ref. 2165 200 pastillas + 200 dosis de mercurio. **166,95 €**

### ANA 2000 DUETT "400"

Características: 43% Ag.

Ref. 2169 400 pastillas + 400 dosis de mercurio. **320,25 €**

polvo no hay riesgo de derrame de la plata o del mercurio lo que significa mejor higiene y siempre la mezcla la obtendrá con la misma consistencia y textura. Cada tableta de Ana 2000 contiene 390 MG de amalgama; cada bolsita de mercurio también la misma cantidad. En el estuche se adjuntan 2 cápsulas reutilizables y unas pinzas, así como instrucciones de uso.

mercurio



### MERCURIO

Características: Tridestilado

Ref. 2209 500 g. **69,12 €**

Mercurio



### MERCURIO VENTURA

Marca: Ventura  
Características: Tridestilado

Ref. 6107 250 g. **65,60 €**

adhesivos de amalgama



### AMALGAM LINER

Marca: Voco  
Características: Material líquido de rebase con plata atomizada. Adhesión inmediata de la amalgama.

Ref. 4850 Set de 4,5 g. con disolvente. **124,53 €**

Ref. 96834 Frasco 9 g. **177,16 €**

Material líquido de rebase, listo para el uso, con plata atomizada. El único relleno de base que establece una combinación química con la amalgama. El Amalgam Liner se combina químicamente con el mercurio sobrante. Al mismo tiempo protege la pulpa y sella la dentina contra influencias químicas, bacterianas y térmicas. Se produce la adhesión inmediata de la amalgama en toda la cavidad, por medio de lo cual se impide la formación de intersticios y la aparición de la caries secundaria.



portamalgamas de metal

 **proclinic**



## PORTAMALGAMAS

Marca: Proclinic

Ref. 59813

**28,60 €**

1 unidad

Porta-amalgamas con un ángulo de 45° y diámetro de 2 mm.



portamalgamas de metal

 **proclinic**



## PORTAMALGAMAS RETROGRADO CURVO

Marca: Proclinic

Ref. 59814

**31,00 €**

1 unidad

Porta-amalgamas retrogrado con diámetro de 1,2 mm.



portamalgamas de metal

 **proclinic**



## PORTAMALGAMAS DOBLE

Marca: Proclinic

Ref. 59812

**29,90 €**

1 unidad

Tamaño de las puntas: medio y grande.



portamalgamas de plástico

 **proclinic**



## PORTAMALGAMAS PLÁSTICO

Marca: Proclinic  
Características: Esterilizable en autoclave. Ø 2,4 mm.

Ref. 0149  
Ref. 0130  
Ref. 0131

Recto.  
Curvado 45°.  
Curvado 90°.

**18,60 €**

1 unidad



Portamalgamas de metal



### PUNTAS PLÁSTICO PARA PLASTOFILL

Marca: Hager & Werken  
Características: Caja de 30 unidades.

- |                  |                               |                |
|------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Ref. 0805</b> | Puntas rojas. Tamaño medio.   | <b>13,22 €</b> |
| <b>Ref. 0806</b> | Puntas azules. Tamaño grande. | <b>13,22 €</b> |

Portamalgamas de metal



### PORTAMALGAMAS

- Marca: Martin
- |                  |                       |                |
|------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Ref. 0779</b> | Recto. Ángulo de 20°. | <b>55,33 €</b> |
| <b>Ref. 0763</b> | Curvo. Ángulo de 90°. | <b>55,33 €</b> |

Portamalgamas de metal



### PORTAMALGAMAS DOBLE

- Marca: Hu-Friedy
- |                  |                             |                |
|------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Ref. 0621</b> | R-M Tamaño: Regular-Medio.  | <b>89,50 €</b> |
| <b>Ref. 0622</b> | R-L Tamaño: Regular-Grande. | <b>89,50 €</b> |

Portamalgamas de plástico



### PORTAMALGAMAS

Marca: Sogeva  
Características: Autoclavable. Azul.

- |                  |                        |                |
|------------------|------------------------|----------------|
| <b>Ref. 6909</b> | Recto. Ø 2,3 mm.       | <b>16,95 €</b> |
| <b>Ref. 6910</b> | Curvo. Ø 2,3 mm.       | <b>16,95 €</b> |
| <b>Ref. 6911</b> | Curvo Fino. Ø 1,25 mm. | <b>16,95 €</b> |



dappens

proclinic



## DAPPEN PARA AMALGAMA

Marca: Proclinic

**Ref. 59774**

**25,20 €**

1 unidad

Dappen fabricado en metal ideal para contener la amalgama. Base de goma antideslizante.

Dappens



**DAPPEN METÁLICO**

Marca: Mestra  
 Características: Base de goma antideslizante.

Ref. 4206

16,27 €

Dappens



**DAPPEN DE CRISTAL**

Marca: Mestra  
 Características: Blister con una unidad.

Ref. 2086T	Transparente	2,85 €
Ref. 2086M	Ámbar	2,85 €
Ref. 2086V	Verde	2,85 €
Ref. 2086A	Azul	2,85 €

**SERVICIO EXPRESS**  
 Entrega en 24 horas

**ENVÍOS GRATIS**  
 A partir de 110€ de compra

**TUS  VENTAJAS**

*Nuestro compromiso, 100% satisfacción*

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclínica.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclínica.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.