



13

Fresas

Cajas de descontaminación y accesorios.....	793
Fresas de Acero Contra Ángulo.....	778
Fresas Carburo Tungsteno Quirúrgicas para Turbina	780
Fresas de Cerámica	787
Fresas Diamante Contra Ángulo.....	766
Fresas Diamante Turbina.....	745
Fresas Endodoncia y cirugía.....	781
Fresas Tungsteno Contra Ángulo.....	775
Fresas Tungsteno Turbina	767
Freseros de Plástico	791
Freseros Metálicos	792
Información Fresas	744
Otras Fresas	787
Sets de Fresas o Sistemas de Trabajo.....	789
Sprays lubricantes.....	794
Varios	790



RESUMEN FORMAS

ISO	NOMBRE		
801	BOLA		Preparación de la cavidad
379	OVAL		Preparación de la cavidad, contorno y acabado, contorno oclusal, preparación de superficies palatinas
805	CONO INVERTIDO		Preparación de la cavidad, retirada de antiguos rellenos
806	DOBLE CONO INVERTIDO LARGO		Preparación de la cavidad, retirada de antiguos rellenos
830	PERA		Preparación de la cavidad, retirada de antiguos rellenos, preparación para inlay onlay
909	RUEDA CON BORDE REDONDEADO		Preparación de la cavidad, contorno oclusal
368	BOTÓN		Preparación de la cavidad, contorno y acabado, contorno oclusal y preparación de superficies palatinas
835	CILÍNDRICA		Preparación de la cavidad, preparación de coronas, retirada de antiguos rellenos, preparación para inlay y onlay
847	CÓNICA CON EXTREMIDAD PLANA		Contención, coronas cerámicas
850	CÓNICA REDONDA		Preparación de la cavidad, retirada de antiguos rellenos, preparación laminado
877	TORPEDO		Preparación de la cavidad, retirada de antiguos rellenos
852	PUNTIAGUDA		Preparación de la cavidad, acabado de superficie
R-848	ESPIRAL TURBO		Para un tallado rápido
862	LLAMA		Preparación de coronas

TAMAÑOS DE MANGO

313 FG Corto Ø 1,60 mm	
314 FG Turbina Ø 1,60 mm	
315 FG Largo Ø 1,60 mm	
316 FG Extra largo Ø 1,60 mm	
204 Contra-ángulo Ø 2,35 mm	
205 Contra-ángulo largo Ø 2,35 mm	
206 Contra-ángulo extra largo Ø 2,35 mm	
103 Pieza de mano corta Ø 2,35 mm	
104 Pieza de mano Ø 2,35 mm	
123 Pieza de mano corta Ø 3,00 mm	
124 pieza de mano Ø 3,00 mm	
106 Pieza de mano extra largo Ø 2,35 mm	

CÓDIGO DE COLORES

Super grueso		Aro negro	150 µm
Grueso		Aro verde	125 µm
Medio		Aro transparente o azul	100 µm
Fino		Aro rojo	30 µm
Extra fino		Aro amarillo	15 µm
Ultra fino		Aro blanco	8 µm




INDICACIONES

	Longitud activa	801-314-009 tamaño longitud del mango modelo ISO


FRESAS DE DIAMANTE PARA TURBINA



Marca: Proclinic
Características: Caja de 3 u.


DESDE
9,89 €
3 unidades


801	Bola	801-314-009	801-314-010	801-314-012	801-314-014	801-314-016	801-314-018	801-314-023	801L-315-016 Tallo Largo FGL
Longitud activa		0,9 mm	1 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,6 mm	1,8 mm	2,3 mm	1,6 mm
Tamaño		009	010	012	014	016	018	023	016
Ref.	Medio 	7546	7501	7502	7503	7504	7505	7586	7587
Ref.	Fino 						7581		
Ref.	Grueso 								7566
		10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	14,79 €	14,79 €





802	Bola con extensión	802-314-012	802-314-016
Longitud activa		2,2 mm	2,3 mm
Tamaño		012	016
Ref.	Medio 	7588	7589
		10,20 €	10,20 €


379	Oval	379-314-023
Longitud activa		4,2 mm
Tamaño		023
Ref.	Extra fino 	7583
Ref.	Medio 	7590
		18,79 €





806	Diábolo o doble cono invertido largo	806-314-012	806-314-014
Longitud activa		2,2 mm	2,2 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio 	7510	7591
		10,20 €	10,20 €

805	Cono invertido	805-314-010	805-314-012	805-314-014	805-314-016	805-313-012 Tallo Corto
Longitud activa		1 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Tamaño		010	012	014	016	012
Ref.	Medio 	7506	7507	7508	7509	7539
		10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €

807	Cono invertido largo	807-314-010	807-314-012	807-314-018
Longitud activa		3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Tamaño		010	012	018
Ref.	Medio 	7560	7511	7561
		10,20 €	10,20 €	10,20 €

830	Pera	830-314-010	830-314-012
Longitud activa		3 mm	3 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio 	7512	7513
		10,20 €	10,20 €

909	Rueda con borde redondeado	909-314-042
Longitud activa		1,7 mm
Tamaño		042
Ref.	Medio 	7514
		20,95 €

368	Botón	368-314-016	368-314-023
Longitud activa		4,6 mm	5 mm
Tamaño		016	023
Ref.	Extra fino 	7541	
Ref.	Fino 	7550	7580
Ref.	Medio 	7515	7544
Ref.	Grueso 	7564	7565
		10,20 €	18,79 €



FRESAS DE DIAMANTE PARA TURBINA

Marca: Proclinic

Características: Caja de 3 u.

DESDE
10,20 €

3 unidades



Diamante Proclinic

835	Cilíndrica	835-314-008	835-314-009	835-314-010	835-314-012	835-314-014	835-313-009 Tallo corto
Longitud activa		3 mm	3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	3 mm
Tamaño		008	009	010	012	014	009
Ref.	Medio ■	7516	7517	7518	7519	7553	7540
Ref.	Grueso ■			7567			
		10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €	10,20 €

847	Cónica con extremidad plana	847-314-012	847-314-014	847-314-016
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		012	014	016
Ref.	Medio ■	7554	7555	7556
Ref.	Grueso ■	7569		
		14,79 €	14,79 €	14,79 €

836	Cilíndrica	836-314-012
Longitud activa		6 mm
Tamaño		012
Ref.	Medio ■	7520
		14,79 €

837	Cilíndrica alargada	837-314-010	837-314-012	837-314-014
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	014
Ref.	Medio ■	7521	7522	7523
Ref.	Grueso ■		7568	
Ref.	Super Grueso ■			7576
		14,79 €	14,79 €	14,79 €

877	Torpedo cónico	877-314-010	877-314-012
Longitud activa		6 mm	6 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio ■	7524	7525
		14,79 €	14,79 €

878	Torpedo cónico	878-314-012	878-314-014
Longitud activa		8 mm	8 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio ■	7526	7527
		14,79 €	14,79 €

879	Torpedo cónico	879-314-012	879-314-014
Longitud activa		9,5 mm	10 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio ■	7528	7529
Ref.	Grueso ■		7575
		18,79 €	18,79 €

848	Cónico con extremidad plana	848-314-014	848-314-016
Longitud activa		10 mm	10 mm
Tamaño		014	016
Ref.	Medio ■	7530	7531
Ref.	Grueso ■		7570
		18,79 €	18,79 €

856	Cónico redondo con bisel	856-314-012	856-314-014	856-314-016	856-314-016	856-314-018
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		012	014	016	016	018
Ref.	Medio ■		7532	7533		
Ref.	Grueso ■	7572			7573	
Ref.	Super Grueso ■				7578	7579
		14,79 €	18,79 €	18,79 €	14,79 €	14,79 €


FRESAS DE DIAMANTE PARA TURBINA





Marca: Proclinic
Características: Caja de 3 u.




DESDE
14,79 €
3 unidades





850	Cónica redondo largo	850-314-012	850-314-014	850-314-016
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		012	014	016
Ref.	Medio 	7557	7534	7535
Ref.	Grueso 		7571	
Ref.	Super Grueso 			7577
		18,79 €	18,79 €	18,79 €

852	Puntiaguda	852-314-012
Longitud activa		6 mm
Tamaño		012
Ref.	Medio 	7558
		14,79 €

858	Puntiaguda	858-314-012	858-314-014
Longitud activa		8 mm	8 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Extra Fino 		7542
Ref.	Fino 		7551
Ref.	Medio 	7545	7536
Ref.	Grueso 		7574
		18,79 €	18,79 €

859	Puntiaguda	859-314-010	859-314-012	859-314-014	859-314-016	859-314-018
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		010	012	014	016	018
Ref.	Extra Fino 	7584		7585	7543	
Ref.	Fino 				7552	
Ref.	Medio 	7562	7563	7537		7538
		18,79 €	18,79 €	18,79 €	22,95 €	18,79 €

R-848	Turbo espiral	R-848-314-018
Longitud activa		10 mm
Tamaño		018
Ref.	Medio 	7547
		20,95 €

862	Llama	862-314-010
Longitud activa		8 mm
Tamaño		010
Ref.	Fino 	7582
		14,79 €

FRESERO DE PULIDO

Marca: Proclinic
Características: 6 Fresas de Grano Fino + 6 Fresas Super-Finas para el acabado de composites.



Ref. 7549

74,71 €

12 unidades

R-847	Turbo espiral	R-847-314-008
Longitud activa		8 mm
Tamaño		016
Ref.	Medio 	7548
		20,95 €

001-014F	801-01F	Redondo	801-314-014
001-014XF	801-014XF	Redondo	801-314-014
164-012F	852-012F	Puntiaguda	852-314-012
164-012XF	852-012XF	Puntiaguda	852-314-012
165-014F	858-014F	Puntiaguda	858-314-014
165-014XF	858-014XF	Puntiaguda	858-314-014
166-016F	859-016F	Puntiaguda	859-314-016
166-016XF	859-016XF	Puntiaguda	859-314-016
249-014F	862-014F	Llama	862-314-014
249-014XF	862-014XF	Llama	862-314-014
257-023F	368-023F	Botón	368-314-023
257-023XF	368-023XF	Botón	368-314-023

FRESAS DIAMANTE FG TURBINA HORICO

Marca: Horico
Características: Caja de 5 u.



fresas diamante turbina horico



068	Rueda	
Longitud activa		1,5 mm
Tamaño		045
Ref.	Medio	5039
		46,35 €

001	Redonda							
Tamaño		009	010	012	014	016	018	021
Ref.	Medio	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007
Ref.	Extra Fino				5133			
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €	27,79 €

108	Cilindro con punta plana			
Longitud activa		3 mm	3 mm	3 mm
Tamaño		008	009	010
Ref.	Medio	5040	5008	5041
		14,99 €	14,99 €	14,99 €

002	Redonda con collar				
Longitud activa		2 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Tamaño		010	012	014	016
Ref.	Medio	5011	5012	5013	5014
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €

109	Cilindro largo				
Longitud activa		4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Tamaño		009	010	012	014
Ref.	Grueso		5016	5017	5018
Ref.	Medio	5042	5043	5044	5015
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €

010	Cono invertido					
Longitud activa		1 mm	1,1 mm	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm
Tamaño		009	010	012	014	016
Ref.	Medio	5020	5021	5022	5023	5024
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €

110	Cilindro largo		
Longitud activa		6 mm	6 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio	5045	5046
		27,79 €	27,79 €

019	Cono invertido con collar				
Longitud activa		2 mm	2 mm	3 mm	3 mm
Tamaño		009	010	012	014
Ref.	Medio	5030	5031	5032	5033
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €

111	Cilindro largo				
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	014	016
Ref.	Medio	5047	5048	5049	5050
		28,59 €	28,59 €	28,59 €	28,59 €

FRESAS DIAMANTE FG TURBINA HORICO

Marca: Horico
Características: Caja de 5 u.



112	Cilindro extralargo	
Longitud activa		10 mm
Tamaño		012
Ref.	Medio	5152
28,59 €		

fresas diamante turbina horico



140	Cilindro con punta redondeada		
Longitud activa		6 mm	6 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio	5052	5053
		27,79 €	27,79 €



165	Cono puntiagudo	
Longitud activa		7 mm
Tamaño		014
Ref.	Medio	5060
Ref.	Extra Fino	5130
28,59 €		



166	Cono puntiagudo		
Longitud activa		10 mm	10 mm
Tamaño		014	018
Ref.	Medio	5062	5063
Ref.	Extra Fino	5131	
		28,59 €	28,59 €



167	Cono puntiagudo			
Longitud activa		11,5 mm	11,5 mm	11,5 mm
Tamaño		011	014	018
Ref.	Medio	5019	5064	5059
		28,59 €	28,59 €	28,59 €



172	Cono con punta plana					
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	014	016	018
Ref.	Medio	5065	5066	5067	5025	5026
		28,59 €	28,59 €	28,59 €	28,59 €	28,59 €



173	Cono largo con punta plana			
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		012	014	016
Ref.	Medio	5068	5069	5070
		28,59 €	28,59 €	28,59 €




198	Cono con punta redondeada						
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	014	016	018	025
Ref.	Medio	5071	5072	5073	5074	5175	5174
		28,59 €	28,59 €	28,59 €	28,59 €	28,59 €	30,49 €



199	Cono largo con punta redondeada			
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		012	014	016
Ref.	Medio	5075	5076	5077
		28,59 €	28,59 €	28,59 €



220	Acceso endodoncia		
Longitud activa		10 mm	10 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio	5080	5081
		35,00 €	35,00 €



225	Cono invertido		
Longitud activa		2 mm	4 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio	5083	5084
		14,99 €	14,99 €




237	Pera				
Longitud activa		2,5 mm	3 mm	3 mm	2,5 mm
Tamaño		008	010	012	014
Ref.	Medio	5150	5090	5091	5092
Ref.	Tallo Corto		5123		
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €

FRESAS DIAMANTE TURBINA HORICO

Marca: Horico
Características: Caja de 5 u.



fresas diamante turbina horico



238	Pera larga				
Longitud activa		4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Tamaño		010	012	014	016
Ref.	Grueso		5036	5037	5038
Ref.	Medio	5093	5094	5034	5035
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €



239	Pera larga				
Longitud activa		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Tamaño		012	014	016	018
Ref.	Grueso		5056	5057	5058
Ref.	Medio	5054	5055		
		14,99 €	14,99 €	14,99 €	14,99 €



249	Llama			
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	014
Ref.	Medio	5095	5096	
Ref.	Extra Fino	5085	5086	5087
		28,59 €	28,59 €	28,59 €



250	Llama larga		
Longitud activa		10 mm	10 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio	5097	5098
Ref.	Fino	5104	
Ref.	Extra Fino	5105	5106
		28,59 €	28,59 €



257	Oval			
Longitud activa		3 mm	4,5 mm	5 mm
Tamaño		016	018	023
Ref.	Grueso			5116
Ref.	Medio	5101	5102	5103
Ref.	Fino	5107	5108	5109
Ref.	Extra Fino	5132		5134
		14,99 €	16,60 €	28,59 €



277	Huevo		
Longitud activa		4,5 mm	4,5 mm
Tamaño		018	023
Ref.	Medio		5125
Ref.	Fino		5126
Ref.	Extra Fino	5127	5128
		16,60 €	28,59 €



288	Torpedo		
Longitud activa		6 mm	6 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio	5110	5111
Ref.	Tallo corto	5124	
		27,79 €	27,79 €



289	Torpedo			
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	014
Ref.	Grueso		5135	5136
Ref.	Medio	5129	5112	5113
		28,59 €	28,59 €	28,59 €



290	Torpedo Largo				
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		010	012	014	016
Ref.	Grueso		5137	5138	5139
Ref.	Medio	5117	5114	5115	
		28,59 €	28,59 €	28,59 €	28,59 €



038	Barril	
Longitud activa		7 mm
Tamaño		047
Ref.	Medio	51510
		9,45 €



304	Lenteja	
Longitud activa		0,8 mm
Tamaño		018
Ref.	Medio	5119
		14,99 €

fresas diamante turbina




FRESAS F.G. BESTDENT

Marca: Bestdent
Características: Caja de 5u.




Desde
15,90 €




801	Bola	801-314-009	801-314-010	801-314-012	801-314-016	801-314-018	801-314-023	801L-315-014 Tallo Largo FGL	801L-315-016 Tallo Largo FGL
Longitud activa		0,9 mm	1 mm	1,2 mm	1,6 mm	1,8 mm	2,3 mm	1,4 mm	1,6 mm
Tamaño		009	010	012	016	018	023	014	016
Ref.	Medio 	60103	60094	60091	60089	60088	60097	60087	60086
		16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €




802	Bola con extensión	802-314-012	802-314-016
Longitud activa		2,2 mm	2,3 mm
Tamaño		012	016
Ref.	Medio 	60136	60131
		16,25 €	16,25 €



805	Cono invertido	805-314-010	805-314-012	805-314-014	805-314-016	805-313-012 Tallo Corto FG
Longitud activa		1 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
Tamaño		010	012	014	016	012
Ref.	Medio 	60121	60110	60113	60107	60134
		16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €




806	Doble cono invertido largo	806-314-012	806-314-014
Longitud activa		3 mm	2,2 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio 	60112	60119
		16,25 €	16,25 €




807	Cono invertido	807-314-010	807-314-012	807-314-018
Longitud activa		3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Tamaño		010	012	018
Ref.	Medio 	60098	60100	60135
		16,25 €	16,25 €	16,25 €




368	Botón	368-314-016	368-314-023
Longitud activa		3,5 mm	5 mm
Tamaño		016	023
Ref.	Medio 	60096	60092
		16,25 €	16,25 €




379	Oval	379-314-023
Longitud activa		4,2 mm
Tamaño		023
Ref.	Medio 	60122
		16,25 €



830	Pera	830-314-010	830-314-012
Longitud activa		3 mm	3 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio 	60093	60090
		16,25 €	16,25 €




835	Cilíndrica	835-314-008	835-314-009	835-314-010	835-314-012
Longitud activa		3 mm	3 mm	4 mm	4 mm
Tamaño		008	009	010	012
Ref.	Medio 	60115	60137	60111	60116
		16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €




836	Cilíndrica	836-314-012
Longitud activa		6 mm
Tamaño		012
Ref.	Medio 	60133
		16,25 €



837	Cilíndrica alargada	837-314-010	837-314-012	837-314-014
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	014
Ref.	Medio 	60127	60106	60104
		16,25 €	16,25 €	16,25 €




847	Cónica con extremidad plana	847-314-012
Longitud activa		8 mm
Tamaño		012
Ref.	Medio 	60129
		16,25 €




848	Cónica con extremidad plana	848-314-014	848-314-016
Longitud activa		10 mm	10 mm
Tamaño		014	016
Ref.	Medio 	60120	60114
		16,25 €	16,25 €



850	Cónica redondo largo	850-314-012	850-314-014	850-314-016
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		012	014	016
Ref.	Medio 	60138	60099	60102
		16,25 €	16,25 €	16,25 €



856	Cónica redondo con bisel	856-314-014	856-314-016
Longitud activa		8 mm	8 mm
Tamaño		014	016
Ref.	Medio 	60130	60117
		16,25 €	16,25 €

A partir de 5 unidades 15,90 €/u.



FRESAS F.G. BESTDENT

Marca: Bestdent
Características: Caja de 5u.



Desde
15,90 €

fresas diamante turbina



Diamante Turbina Bestdent

858	Puntiaguda	858-314-012	858-314-014
Longitud activa		8 mm	8 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio	60126	60132
		16,25 €	16,25 €

859	Puntiaguda	859-314-010	859-314-012	859-314-014	859-314-018
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		010	012	014	018
Ref.	Medio	60108	60109	60118	60125
		16,25 €	16,25 €	16,25 €	16,25 €

877	Torpedo cónico	877-314-010
Longitud activa		6 mm
Tamaño		010
Ref.	Medio	60128
		16,25 €

878	Torpedo cónico	878-314-012	878-314-014
Longitud activa		8 mm	8 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio	60123	60124
		16,25 €	16,25 €

879	Torpedo cónico	879-314-012	879-314-014
Longitud activa		10 mm	10 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio	60095	60105
		16,25 €	16,25 €



909	Rueda con borde redondeado	909-314-042
Longitud activa		1,3 mm
Tamaño		042
Ref.	Medio	60101
		16,25 €

A partir de 5 unidades **15,90 €/u.**

SERVICIO EXPRESS
Entrega en 24 horas

ENVÍOS GRATIS

A partir de 110€ de compra

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.



“La gama de siliconas y composites Proclinic Expert te ofrece facilidad de manejo y excelentes resultados”

Doctor Carlos Gargallo
Clínica Carlos Gargallo
Número colegiado 3947

EFICACIA Y CALIDAD CUANDO MÁS SE NECESITA

La línea **Proclinic Expert** está especialmente pensada para que pueda disponer en todo momento de productos de eficacia y calidad contrastadas. Siliconas y composites tecnológicamente avanzados que ofrecen la mejor solución a cada una de sus necesidades clínicas.



 **proclinic**
EXPERT

FRESAS DIAMANTE TURBINA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

fresas diamante turbina Komet



Diamante Komet

801	Redonda									
Tamaño		008	009	010	012	014	016	018	023	029
Ref.	Súper Grueso						96016			
Ref.	Tallo largo						7044			
Ref.	Grueso				6086	97041	97042	97043	96007	
Ref.	Medio	97011	5311	5312	5313	5314	5315	5316	5317	5318
Ref.	Tallo corto			5395		5388		59531		
Ref.	Tallo largo						8476			
Ref.	Fino							5394	7103	45750
Ref.	Extra fino							8411	8412	
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	23,97 €	36,71 €

801 L	Redonda Larga		
Tamaño		012	016
Ref.	Medio	96013	7003
		20,26 €	20,26 €

802	Redonda con collar					
Tamaño		009	010	012	014	016
Ref.	Grueso			7045	8451	
Ref.	Medio	5320	5321	5322	5323	5324
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €

368	Oval			
Longitud activa		3 mm	4,5 mm	5 mm
Tamaño		016	021	023
Ref.	Grueso	7043		7005
Ref.	Medio	5380	97016	5381
Ref.	Fino	5393	97020	5390
Ref.	Extra fino	8407		8408
		20,26 €	23,97 €	23,97 €



379	Huevo			
Longitud activa		3,4 mm	3,4 mm	4,2 mm
Tamaño		016	018	023
Ref.	Grueso			97040
Ref.	Medio		5379	5378
Ref.	Fino	7006	97021	7098
Ref.	Extra fino		97026	8409
		20,26 €	20,26 €	23,97 €

390	Granada	
Longitud activa		3,5 mm
Tamaño		016
Ref.	Medio	5369
Ref.	Fino	7099
Ref.	Extra fino	8410
		23,97 €



392	Tallado interdental	
Longitud activa		5 mm
Tamaño		016
Ref.	Fino	7100
Ref.	Extra fino	97064
		20,26 €

FRESAS DIAMANTE TURBINA



Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.



805	Cono invertido							
Longitud activa		1 mm	1 mm	1,2 mm	1,4 mm	1,4 mm	1,5 mm	2,2 mm
Tamaño		009	010	012	014	016	018	023
Ref.	Medio	5326	5327	5328	5329	5330	5331	97012
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	23,97 €

825	Lenteja		
Tamaño		016	023
Ref.	Medio	5345	6076
		20,26 €	23,97 €


806	Doble cono invertido				
Longitud activa		2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Tamaño		009	010	012	014
Ref.	Medio	5332	5333	5334	5335
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €



807	Cono invertido largo				
Longitud activa		5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Tamaño		010	012	016	018
Ref.	Medio	5371	5372	5373	5374
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €






811	Barril	
Longitud activa		4,3 mm
Tamaño		033
Ref.	Medio	5319
		36,71 €







813	Doble cono invertido	
Longitud activa		1,6 mm
Tamaño		014
Ref.	Medio	5339
		20,26 €








822	Pera pequeña	
Longitud activa		2 mm
Tamaño		008
Ref.	Medio	5342
		20,26 €

830	Pera						
Longitud activa		2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm
Tamaño		008	009	010	012	014	016
Ref.	Grueso 			7016	7046	7047	7048
Ref.	Medio	59367	7001	5375	5376	5353	5377
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €

830L	Pera larga				
Longitud activa		4 mm	4 mm	5 mm	5 mm
Tamaño		010	012	014	016
Ref.	Super grueso 			8452	
Ref.	Grueso 		7049	7050	
	Tallo largo grueso			45632	
Ref.	Medio	5354	5355	97013	6077
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €

830RL	Pera redonda larga		
Longitud activa		4 mm	5 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Medio	5365	53650
		20,25 €	20,25 €




834	Instrumento para el marcado de carillas, cilíndrico	
Longitud activa		6 mm
Profundidad de corte		0,5 mm
Tamaño		021
Ref.	Medio	6090
		81,56 €



FRESAS DIAMANTE TURBINA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

Diamante Komet

835	Cilíndrico						
Longitud activa		3 mm	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	4 mm
Tamaño		008	009	010	012	014	016
Ref.	Grueso		7011	7012	7051	7052	
Ref.	Medio	5346	5347	5348	5349	5398	5399
Ref.	Tallo corto				5396		
		20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €	20,26 €

835KR	Cilíndrico corto, borde redondeado			
Longitud activa		3 mm	4 mm	4 mm
Tamaño		008	010	016
Ref.	Grueso		7013	
Ref.	Medio	8453	7010	70100
		20,26 €	20,26 €	20,26 €

836	Paralelo, corto con hombro			
Longitud activa		6 mm	6 mm	6 mm
Tamaño		012	014	018
Ref.	Grueso	7053	7054	
Ref.	Medio	5340	5341	97086
		23,97 €	23,97 €	23,97 €

836KR	Paralelo, corto con borde redondeado		
Longitud activa		6 mm	6 mm
Tamaño		012	016
Ref.	Grueso	7055	59527
		23,97 €	23,97 €

837	Paralelo, con hombro			
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		012	014	016
Ref.	Grueso	7014	7056	7057
Ref.	Medio	5343	5344	
Ref.	Fino		99929	
		36,71 €	36,71 €	36,71 €

837KR	Paralelo con hombro, borde redondeado		
Longitud activa		8 mm	8 mm
Tamaño		012	014
Ref.	Grueso	7058	7059
Ref.	Medio		6078
Ref.	Fino	97108	
		36,71 €	36,71 €

838	Cilíndrico, corto con punta redonda		
Longitud activa		4 mm	4 mm
Tamaño		010	012
Ref.	Medio	5370	97014
		20,26 €	20,26 €

839	Para crear fondo plano en la cavidad	
Tamaño		012
Ref.	Medio	7004
		20,26 €

6844	Cónico largo		
Longitud activa		10 mm	10 mm
Tamaño		014	016
Ref.	Grueso	6091	6092
		100,96 €	100,96 €

845	Cónico			
Longitud activa		3 mm	4 mm	4 mm
Tamaño		009	012	016
Ref.	Medio	7008	7009	96781
		20,26 €	20,26 €	20,26 €

845KR	Cónico, borde redondeado			
Longitud activa		4 mm	4 mm	4 mm
Tamaño		018	021	025
Ref.	Grueso	59501		
Ref.	Medio	70640	84019	96004
		20,26 €	23,97 €	23,97 €

846	Cónico, corto con hombro		
Longitud activa		6 mm	6 mm
Tamaño		012	016
Ref.	Grueso	6087	
Ref.	Medio	57971	7033
		20,26 €	20,26 €

* fresa con dos tipos de grano para preparación de carillas



Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€



FRESAS DIAMANTE TURBINA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

Fresas Diamante Turbina

847	Cónico con hombro			
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		012	014	016
Ref.	Grueso	7060	7061	7062
Ref.	Medio	5356	5357	5358
		36,71 €	36,71 €	36,71 €

847KR	Hombro cónico, borde redondeado	
Longitud activa		8 mm
Tamaño		016
Ref.	Grueso	7063
Ref.	Fino	7104
		36,71 €

848	Cónico, largo con hombro			
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		014	016	018
Ref.	Grueso	7020	7021	
Ref.	Medio	5359	5360	5361
		36,71 €	36,71 €	36,71 €

849	Cónico, con punta redonda	
Longitud activa		4 mm
Tamaño		012
Ref.	Medio	97087
		20,26 €

850	Cónico redondo, largo				
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño		012	014	016	018
Ref.	Grueso	7022	7064	7065	
Ref.	Medio	5366	5367	5368	7034
Ref.	Fino	7105	97022		
		36,71 €	36,71 €	36,71 €	36,71 €

852	Cono puntiagudo			
Longitud activa		6 mm	6 mm	7 mm
Tamaño		012	014	037
Ref.	Medio	7035		57970
Ref.	Fino			84020
Ref.	Extra fino			8413
		36,71 €	36,71 €	36,71 €

855	Cónico, corto con bisel, redondo		
Longitud activa		6 mm	7 mm
Tamaño		014	025
Ref.	Grueso		7066
Ref.	Medio	6079	7036
Ref.	Fino		8400
		23,97 €	36,71 €

856	Cónico con bisel redondo					
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		012	014	016	018	021
Ref.	Super grueso			96008	6088	
Ref.	Grueso	7018	7067	7068	7069	
Ref.	Medio	5362	5363	5364	7037	
Ref.	Fino		97023	8401	8402	59264
		36,71 €	36,71 €	36,71 €	36,71 €	36,71 €

856P	Cónico, con bisel, redondo, con pin guía	
Longitud activa		8 mm
Tamaño		021
Ref.	Medio	6080
		81,56 €

858	Cono puntiagudo			
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	014	016
Ref.	Medio	5798	5350	99634
Ref.	Fino		5391	
Ref.	Extra fino		7017	
Ref.	Tallo corto		5397	
		36,71 €	36,71 €	36,71 €

859	Cono puntiagudo				
Longitud activa		11 mm	11 mm	9 mm	10 mm
Tamaño		010	010	014	018
Ref.	Grueso				96010
Ref.	Medio	5310			5352
Ref.	Fino	5392		8403	8404
Ref.	Extra fino	8414	97080	8415	
Ref.	Ultra fino			97027	
		36,71 €	81,56 €	49,05 €	49,05 €

862	Llama			
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño		010	012	016
Ref.	Medio		7038	8494
Ref.	Fino		8405	8495
Ref.	Extra fino	8416	7023	8448
		36,71 €	36,71 €	36,71 €

FRESAS DIAMANTE TURBINA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

Fresas Diamante Turbina

863		Llama larga			
Longitud activa		10 mm	10 mm		
Tamaño		010	016		
Ref.	Extra fino	8560	59366		
Ref.	Ultra fino	5794			
		36,71 €	36,71 €		

864		Llama extra larga			
Longitud activa			12 mm		
Tamaño			014		
Ref.	Medio		7039		
Ref.	Fino		8406		
			60,54 €		

875		Torpedo			
Longitud activa			12 mm		
Tamaño			009		
Ref.	Medio		9600 I		
			36,71 €		

876		Torpedo			
Longitud activa			5 mm		
Tamaño			009		
Ref.	Medio		7040		
			23,97 €		

877		Torpedo						
Longitud activa		6 mm	6 mm	6 mm				
Tamaño		009	010	012				
Ref.	Medio	97083	5382	5383				
		23,97 €	23,97 €	23,97 €				

878		Torpedo			
Longitud activa		8 mm	8 mm		
Tamaño		012	014		
Ref.	Grueso		7070	7071	
Ref.	Medio		5384	5385	
Ref.	Extra fino			84014	
			36,71 €	36,71 €	

878K		Torpedo							
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm				
Tamaño		014	016	018	021				
Ref.	Super grueso				97114				
Ref.	Grueso		7072	7073					
Ref.	Medio		97015					97088*	
			36,71 €	36,71 €	36,71 €			81,56 €	

*con pin guía

879		Torpedo					
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm			
Tamaño		012	014	016			
Ref.	Grueso		7074	59512			
Ref.	Medio		5386	5387			
Ref.	Fino			57920			
			36,71 €	36,71 €	36,71 €		

879L-Tallo largo		Torpedo largo con bisel			
Longitud activa			12 mm		
Tamaño			014		
Ref.	Medio		5795		
Ref.	Fino		5796		
			60,54 €		

879K		Torpedo largo con bisel					
Longitud activa		10 mm	10 mm	10 mm			
Tamaño		014	016	018			
Ref.	Super grueso			97095	97096		
Ref.	Medio		59254		7041		
			36,71 €	36,71 €	36,71 €		

880		Paralelo corto con bisel, redondo			
Longitud activa			6 mm		
Tamaño			012		
Ref.	Grueso		7075		
			23,97 €		

881		Cilindro con punta redondeada							
Longitud activa		8 mm	8 mm	8 mm	8 mm				
Tamaño		012	014	016	018				
Ref.	Grueso		7007	7015	7076	8483			
Ref.	Medio		5303	5304					
Ref.	Fino		7025	6084		5788*			
Ref.	Extra fino			84013					
			36,71 €	36,71 €	36,71 €	36,71 €			

*con pin guía: 81,56 €

885		Cilíndrico con punta biselada			
Longitud activa			8 mm	8 mm	
Tamaño			012	014	
Ref.	Grueso		7077	7078	
Ref.	Medio		7042		
			36,71 €	36,71 €	

FRESAS DIAMANTE TURBINA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.



Fresas Diamante Turbina

886	Cilíndrico largo con punta biselada				
		Longitud activa	10 mm	10 mm	10 mm
		Tamaño	012	014	016
		Ref. Grueso ■		7079	
		Ref. Medio	8467	6081	8450
		36,71 €	36,71 €	36,71 €	

888	Llama delgada	
Longitud activa		8 mm
Tamaño		012
Ref. Medio		8449
		36,71 €

889	Llama puntiaguda		
Longitud activa		3,5 mm	4 mm
Tamaño		009	010
Ref. Grueso ■		84017	
Ref. Medio		6082	
Ref. Fino ■		97024	97025
		23,97 €	23,97 €

909	Rueda con borde redondeado		
Longitud activa		1,3 mm	2,4 mm
Tamaño		040	055
Ref. Grueso ■		7080	
Ref. Medio		53375	53385
		49,05 €	60,54 €

fresas diamante turbina.
innovaciones



FRESAS DIAMANTE KOMET TURBINA. INNOVACIONES

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.
Especialmente concebido para la eliminación de obturaciones realizadas con composite, compómeros y materiales ormocerámicos.

MODELO/TAMAÑO

Ref. 8417 5985-012 36,71 €

TUS VENTAJAS


Nuestro compromiso, 100% satisfacción


- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.


FRESAS DIAMANTE TURBINA. INNOVACIONES


Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.


Fresas Diamante turbina. innovaciones




S 6837 KR			
Longitud activa	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño	012	014	16
Grueso 	8418	8419	8420
	49,05 €	49,05 €	49,05 €




S 6856 KR				
Longitud activa	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño	014	016	018	021
Grueso 	8421	8422	8423	8424
	49,05 €	49,05 €	49,05 €	49,05 €





S 6878			
Longitud activa	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño	012	014	16
Grueso 	8425	8426	8427
	49,05 €	49,05 €	49,05 €





Estructura del ángulo de corte





S 6878 K		
Longitud activa	8 mm	8 mm
Tamaño	014	18
Grueso 	8428	8429
	49,05 €	49,05 €



S 6879			
Longitud activa	10 mm	10 mm	10 mm
Tamaño	012	014	16
Grueso 	8430	8431	8432
	49,05 €	49,05 €	49,05 €



S 6881			
Longitud activa	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño	012	014	16
Grueso 	8433	8434	8435
	49,05 €	49,05 €	49,05 €

Instrumentos serie S para la preparación de coronas:
- No generan calor
- Remueven considerablemente más sustancia dental

- Más cómodos para el paciente
- Ahorro de tiempo



Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€



crecemos

En profesionalidad, en gama y en productos de marca Proclinic. Porque queremos ofrecerte nuestra mejor versión. Desarrollamos la mejor solución a tus necesidades para seguir ofreciéndote productos de eficacia y calidad contrastadas. Los tests científicos y vuestros testimonios nos avalan.



Creceamos.
Descúbrelo.




FRESAS DIAMANTE TURBINA. SERIE 2000 GRANO SUPER GRUESO 170 MICRAS TALLADO RÁPIDO


Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

fresas diamante turbina serie 2000


Fresas diamante turbina serie 2000



2368	Oval
Longitud activa	5 mm
Tamaño	023
Ref.	7081
	36,71 €



2379	Huevo
Longitud activa	4,2 mm
Tamaño	023
Ref.	7082
	36,71 €



2811	Barril
Longitud activa	4,5 mm
Tamaño	033
Ref.	7083
	49,05 €



2837	Paralelo, con hombro
Longitud activa	8 mm
Tamaño	014
Ref.	7084
	49,05 €



2847	Cónico, con hombro	
Longitud activa	8 mm	8 mm
Tamaño	014	016
Ref.	5309	7085
	49,05 €	49,05 €



2847KR	Hombro cónico, borde redondeado
Longitud activa	8 mm
Tamaño	018
Ref.	7086
	49,05 €




2848	Cónico, largo con hombro
Longitud activa	10 mm
Tamaño	018
Ref.	7087
	49,05 €




2850	Cónico redondo, largo
Longitud activa	10 mm
Tamaño	016
Ref.	5306
	49,05 €




2855	Cónico corto con bisel, redondo
Longitud activa	7 mm
Tamaño	025
Ref.	7088
	49,05 €




2856	Cónico con bisel, redondo			
Longitud activa	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Tamaño	014	016	018	021
Ref.	7089	7002	7019	7090
	49,05 €	49,05 €	49,05 €	49,05 €




2858	Cono puntiagudo
Longitud activa	8 mm
Tamaño	014
Ref.	5305
	49,05 €



2862	Llama
Longitud activa	8 mm
Tamaño	014
Ref.	7091
	49,05 €




2878	Torpedo
Longitud activa	8 mm
Tamaño	014
Ref.	7092
	49,05 €




2878K	Torpedo	
Longitud activa	8 mm	8 mm
Tamaño	016	018
Ref.	5308	7093
	49,05 €	49,05 €




2879	Torpedo
Longitud activa	10 mm
Tamaño	014
Ref.	5307
	49,05 €




2879K	Torpedo largo con bisel
Longitud activa	10 mm
Tamaño	018
Ref.	7094
	49,05 €



2881	Cilindro con punta redondeada
Longitud activa	8 mm
Tamaño	016
Ref.	7095
	49,05 €



2886	Cilindro largo con punta biselada
Longitud activa	10 mm
Tamaño	016
Ref.	7096
	49,05 €



2909	Rueda con borde redondeado
Longitud activa	1,4 mm
Tamaño	040
Ref.	7097
	60,54 €

Fresas realizadas en diamante super grueso de 170 micras, para el tallado rápido. La especial Técnica de selección del grano de diamante y de la unión de este al mandril, exclusivo de Komet, aseguran un tallado super rápido con excelente refrigeración y superficies homogéneas de fácil y rápido pulido. Presentación en envase de 5u. para Turbina. Color dorado y anillo verde para su rápida identificación.

COOL DIAMANT (GAMA ESPECIAL)

Marca: Busch

Características: Caja de 6 unidades

fresas Busch


CD18	F.G.	
Longitud activa	2,7 mm	2,7 mm
Tamaño	012	014
Medio	45860	45861
	32,94 €	32,94 €


CD25	F.G.	
Longitud activa	8,0 mm	8,0 mm
Tamaño	012	014
Medio	45862	45863
	48,95 €	48,95 €


CD39	F.G.
Longitud activa	8,0 mm
Tamaño	016
Medio	45864
	48,95 €

CD42	F.G.	
Longitud activa	10,0 mm	10,0 mm
Tamaño	016	018
Medio	45865	45866
	59,54 €	59,54 €

CD48	F.G.
Longitud activa	8,0 mm
Tamaño	016
Medio	45867
	48,95 €

CD51	F.G.
Longitud activa	10,0 mm
Tamaño	016
Grueso 	45868
	59,54 €

CD55	F.G.	
Longitud activa	10,0 mm	10,0 mm
Tamaño	014	018
Grueso 		45870
Medio	45869	
	59,54 €	59,54 €

CD69	F.G.
Longitud activa	8,0 mm
Tamaño	014
Grueso 	45871
	48,95 €

CD72	F.G.	
Longitud activa	10,0 mm	10,0 mm
Tamaño	012	014
Grueso 	45872	45873
	59,54 €	59,54 €



El recubrimiento diamantado de alta calidad uniforme, que aumenta la estabilidad también en el interior de los canales de refrigeración garantizan la superior calidad de BUSCH. El ahorro de tiempo necesario, así como la vida útil de los instrumentos diamantados COOL DIAMANT, permiten realizar preparaciones más económicas y al mismo tiempo más agradables para el paciente.





FRESAS DIAMANTE TURBINA




Marca: Busch


Características: Caja de 6 unidades

Fresas Diamante Busch

801	F.G.						
Tamaño	009	010	012	014	016	018	023
Tallo largo					45881		
Medio	45874	45875	45876	45877	45878	45879	45880
Fino 						45931	45932
Extra-fino 						45944	
	24,01 €	24,01 €	24,01 €	24,01 €	30,63 €	30,63 €	30,63 €

368	FG	
Longitud activa	3,5 mm	5,0 mm
Tamaño	016	023
Super grueso turbo 		45916
Grueso 	45899	45900
Fino 	45926	45927
Extra-fino 	45940	45941
	36,85 €	35,59 €

379	FG	
Longitud activa	3,4 mm	4,2 mm
Tamaño	018	023
Grueso 		45901
Fino 	45928	45929
Extra-fino 	45942	45943
	30,63 €	35,59 €

392	FG
Longitud activa	5,0 mm
Tamaño	016
Grueso 	45930
	24,01 €

805	F.G.	
Longitud activa	1,5 mm	1,6 mm
Tamaño	012	014
Medio	45882	45883
	24,01 €	24,01 €


811	F.G.	
Longitud activa	4,2 mm	7,0 mm
Tamaño	033	037
Medio	45884	45885
	58,15 €	65,95 €

FRESAS DIAMANTE TURBINA

Marca: Busch

Características: Caja de 6 unidades


Fresas Diamante Busch




830	F.G.	
Longitud activa	2,7 mm	2,7 mm
Tamaño	010	012
Medio	45886	45887
	24,01 €	24,01 €






831R	F.G.
Longitud activa	4,0 mm
Tamaño	012
Medio	45888
	24,01 €






835	F.G.	
Longitud activa	3 mm	4 mm
Tamaño	008	010
Medio	45889	45895
	24,01 €	24,01 €







837	FG	
Longitud activa	8,0 mm	8,0 mm
Tamaño	012	014
Super grueso turbo 		45917
Grueso 	45902	
	36,85 €	36,85 €





848	FG	
Longitud activa	10,0 mm	10,0 mm
Tamaño	016	018
Super grueso turbo 	45918	
Grueso 	45903	45904
	41,08 €	41,08 €





850	FG		
Longitud activa	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
Tamaño	012	014	016
Super grueso turbo 			45919
Grueso 	45905	45906	
Fino 		45934	
	41,08 €	41,08 €	41,08 €






852	F.G.
Longitud activa	6,0 mm
Tamaño	012
Fino 	45935
	30,63 €





855	FG
Longitud activa	7,0 mm
Tamaño	025
Grueso 	45907
	36,85 €






856	FG	
Longitud activa	8,0 mm	8,0 mm
Tamaño	014	016
Super grueso turbo 	45920	
Grueso 	45908	45909
	36,85 €	36,85 €






858	F.G.
Longitud activa	8,0 mm
Tamaño	014
Fino 	45936
	36,85 €







859	FG	
Longitud activa	10,0 mm	10,0 mm
Tamaño	010	014
Medio	45897	45898
Fino 	45937	45938
Extra-fino 	45945	45946
	41,08 €	41,08 €






862	FG	
Longitud activa	8,0 mm	8,0 mm
Tamaño	012	014
Super grueso turbo 	45921	
Grueso 		45910
	36,85 €	36,85 €






863	FG		
Longitud activa	10,0 mm	10,0 mm	10,0 mm
Tamaño	012	014	016
Super grueso turbo 			45922
Grueso 		45911	
Fino 	45939		
	41,08 €	41,08 €	41,08 €





878	FG	
Longitud activa	8 mm	8 mm
Tamaño	012	014
Super grueso turbo 		45923
Grueso 	45912	45913
	36,85 €	36,85 €




879	FG
Longitud activa	10,0 mm
Tamaño	014
Super grueso turbo 	45924
Grueso 	45914
	41,08 €



881	F.G.
Longitud activa	8,0 mm
Tamaño	014
Super grueso turbo 	45925
	36,85 €



909	F.G.
Longitud activa	1,0 mm
Tamaño	040
Grueso 	45915
	45,00 €



FRESAS DIAMANTE TURBINA TDA

Marca: North Bel
Características: Caja de 3 u.

fresas diamante turbina



TDA	Caja de 3 u.			
Tamaño	M111	M121	M122	M132
Longitud Activa	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm
	6401	6402	6403	6404
	33,49 €	33,49 €	33,49 €	33,49 €

TDA	Caja de 3 u.	
Tamaño	M472	
Longitud Activa	8 mm	
	6405	
	33,49 €	

TDA	Caja de 3 u.	
Tamaño	M322	M332
Longitud Activa	8 mm	10 mm
	6406	6407
	33,49 €	33,49 €

TDA	Caja de 3 u.	
Tamaño	M223	
Longitud Activa	8 mm	
	6408	
	33,49 €	

FRESAS F.G. TURBO 850-856-014

Marca: DZ
Características: Caja de 5 u.



Fresas Diamante Turbina

F.G. TURBO	Caja de 5 u.			
Tamaño	856-014	850-016	879-016	880-016
Longitud Activa	6 mm	8 mm	8 mm	10 mm
	4340	4341	4342	4343
	32,89 €	32,89 €	32,89 €	32,89 €

FRESAS MONOSTERIL

Marca: MDT
Características: Envase 25 u.



Fresas Diamante F.G-

109	
Longitud activa	4 mm
Tamaño	010
Medio	76720
	34,85 €

197	
Longitud activa	7 mm
Tamaño	023
Grueso	76717
	34,85 €

198	
Longitud activa	8,5 mm
Tamaño	019
Extra-Grueso	76714
	34,85 €

199		
Longitud activa	10 mm	10 mm
Tamaño	016	018
Ref. Super Grueso		76712
Ref. Grueso	76716	76715
Ref. Medio	76719	
	34,85 €	34,85 €

257	
Longitud activa	5 mm
Tamaño	023
Fino	76718
	34,85 €

540	
Longitud activa	4 mm
Tamaño	010
Grueso	76713
	34,85 €

Fresas de diamante desechables. Estériles. Disminuye el riesgo de contaminación cruzada

fresas diamante contra-ángulo



FRESAS DIAMANTE CONTRA ÁNGULO HORICO

Marca: Horico
 Características: La longitud del mango es de 16,5 mm.
 Caja de 5 u.

Ref.	MODELO/TAMAÑO	LONGITUD ACTIVA	Precio
Ref. 5141	001-010	= Ø	14,99 €
Ref. 5143	001-014	= Ø	14,99 €
Ref. 5146	108-010	3 mm.	14,99 €
Ref. 5148	109-012	4 mm.	14,99 €
Ref. 5153	166-010	10 mm.	28,59 €

Fresas Diamante Contra-ángulo



FRESA SEPARADORA DE CORONAS

Marca: Edenta
 Características: Fresa de diamante macizo para Contra-ángulo. Ideal para corar coronas con facilidad. Utilizar hasta 20.000 r.p.m.

Ref. 5428 **32,48 €**

fresas diamante contra ángulo innovaciones

FRESAS DIAMANTE C.A.

Marca: Komet
 Características: Caja de 5 u.

801	C.A.			
	Tamaño	014	016	018
Medio	97017	97018	8480	
	20,26 €	20,26 €	20,26 €	



831	C.A	
	Longitud activa	7 mm
Tamaño	012	
Tallo largo	96009	
Tallo fino	6083	
Tallo Extra-Fino	6085	
	60,54 €	

832	C.A	
	Longitud activa	5 mm
Tamaño	014	
Tallo largo	96011	
Tallo fino	96006	
Tallo Extra-Fino	18744	
	60,54 €	

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción







- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

FRESAS TUNGSTENO PARA TURBINA

Marca: Proclinic
Características: Caja de 3 u.

DESDE
9,99 €
3 unidades




Redonda						
Modelo	3	4	5	6	7	8
Tamaño	012	014	016	018	021	023
Mango 314	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Ref.	7851	7852	7853	7854	7862	7870
	9,99 €	9,99 €	9,99 €	9,99 €	9,99 €	9,99 €





Cono invertido		
Modelo	35	36
Tamaño	010	012
Mango 314	19 mm	19 mm
Ref.	7855	7863
	9,99 €	9,99 €





Cilíndrico	
Modelo	57L
Tamaño	010
Mango 314	19 mm
Ref.	7864
	9,99 €




Cónica		
Modelo	169L	170L
Tamaño	009	010
Mango 314	19 mm	19 mm
Ref.	7857	7858
	9,99 €	9,99 €




Pera		
Modelo	330	331
Tamaño	008	010
Mango 314	19 mm	19 mm
Ref.	7859	7860
Mango 313	16 mm	
Ref.	7861	
	9,99 €	9,99 €




Cilíndrica con terminación plana	
Para el corte de metales y coronas	
Modelo	558RX
Tamaño	012
Mango 314	19 mm
Ref.	7865
	23,35 €



Cónica con terminación plana	
Para el corte transversal de coronas	
Modelo	701RX
Tamaño	012
Mango 314	19 mm
Ref.	7866
	23,35 €



Pera con terminación plana	
Modelo	1958
Tamaño	012
Mango 314	19 mm
Ref.	7869
	16,50 €



Fresas F.G. tungsteno

Desde
9,45 €

FRESAS F.G TUNGSTENO

Marca: Bestdent
Características: Caja de 5u.



Redonda			
Modelo	4	6	8
Tamaño	014	018	023
Mango 314	19 mm	19 mm	19 mm
Ref.	60139	60140	60143
	11,90 €	11,90 €	11,90 €



Pera		
Modelo	330	331
Tamaño	008	010
Mango 314	19 mm	19 mm
Ref.	60141	60142
	11,90 €	11,90 €



A partir de 2 unidades

9,45 €/u.

SERVICIO EXPRESS
Entrega en
24 horas

ENVÍOS GRATIS

A partir de 110€
de compra

TUS VENTAJAS



Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

fresas tungsteno turbina jet

FRESAS TUNGSTENO TURBINA JET

Marca: Kerr
Características: Caja de 5 u.



Bola	1	2	3	4	5	6
Modelo	1	2	3	4	5	6
Tamaño	008	010	012	014	016	018
Mango 314	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Ref.	5201	5202	5203	5204	5205	5225
	12,97 €	12,97 €	12,97 €	12,97 €	12,97 €	12,97 €



Cono invertido	34	35	36
Modelo	34	35	36
Tamaño	008	010	012
Mango 314	19 mm	19 mm	19 mm
Ref.	5207	5208	5209
	12,97 €	12,97 €	12,97 €



Recta Fisuras	1	2	3	4
Modelo	1	2	3	4
Tamaño	56	57	58	57L
Mango 314	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Ref.	5210	5211	5212	5213
	12,97 €	12,97 €	12,97 €	12,97 €



Recta Fisuras Cónica	169	169L	170L
Modelo	169	169L	170L
Tamaño	009	009	010
Mango 314	19 mm	19 mm	19 mm
Ref.	5247	5216	5217
	12,97 €	12,97 €	12,97 €



Recta Fisuras Corte cruzado	1169L
Modelo	1169L
Tamaño	009
Mango 314	19 mm
Ref.	5220
	12,97 €



Modelo	329	330	330 Short	331	331L
Tamaño	006	008	008	010	010
Mango 314	19 mm	19 mm		19 mm	19 mm
Mango 313			16 mm		
Ref.	5221	5222	5224	5223	5227
	12,97 €	12,97 €	12,97 €	12,97 €	12,97 €



Recta Fisuras Corte cruzado	557	558
Modelo	557	558
Tamaño	010	012
Mango 314	19 mm	19 mm
Ref.	5214	5215
	12,97 €	12,97 €



Recta Fisuras Corte cruzado	700	699L
Modelo	700	699L
Tamaño	010	012
Mango 315	21 mm	21 mm
Ref.	5219	5218
	12,97 €	12,97 €

FRESAS TUNGSTENO TURBINA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.



HI	Redonda												
	Tamaño		006	008	009	010	012	014	016	018	021	023	
Ref.	Mango 314	19 mm	5701	8463	5702	5703	5704	5705	5706	5707	5708	5709	18,91 €
Ref.	Mango 316	25 mm				5761		5762	96012	5763		5764	27,95 €

Tamaños de mango		
313 FG corto	Ø 1,60 mm	
314 FG Turbina	Ø 1,60 mm	
315 FG largo	Ø 1,60 mm	
316 FG Extra largo	Ø 1,60 mm	
204 Contra-ángulo	Ø 2,35 mm	
205 Contra-ángulo largo	Ø 2,35 mm	
206 Contra-ángulo extra largo	Ø 2,35 mm	
103 Pieza de mano corta	Ø 2,35 mm	
104 Pieza de mano	Ø 2,35 mm	
123 Pieza de mano corta	Ø 3,00 mm	
124 Pieza de mano	Ø 3,00 mm	
106 Pieza de mano extra largo	Ø 2,35 mm	

HIS	Redonda				
	Tamaño		014	016	
Ref.	Mango 314	19 mm	5724	97061	21,61 €

H2	Cono invertido						
	Tamaño		010	012	014	016	
Ref.	Mango 314	19 mm	5710	5711	5712	5713	18,91 €

H4MCXXL	Cortador de coronas			
	Tamaño		014	
Ref.	Mango 314	19 mm	96002	47,23 €

H7	Pera						
	Tamaño		006	008	009	010	
Ref.	Mango 314	19 mm	5714	5715	5716	5717	18,91 €
Ref.	Mango 313	16 mm		5766			21,61 €

H7S	Pera				
	Tamaño		010	012	
Ref.	Mango 314	19 mm	5718	97063	21,61 €

H21	Cilíndrica			
	Tamaño		010	
Ref.	Mango 314	19 mm	5720	18,91 €

H23	Cónica				
	Tamaño		009	010	
Ref.	Mango 314	19 mm	5725	5721	18,91 €

H23L	Cónica larga					
	Tamaño		009	010	012	
Ref.	Mango 314	19 mm	5728	5729	5784	18,91 €

H33L	Cónica larga con corte transversal			
	Tamaño		010	
Ref.	Mango 314	19 mm	97112	27,95 €



¡Gracias!


Gracias por ayudarnos a evolucionar como Marca. A seleccionar los mejores productos. A ofrecerte nuevos servicios. A ser más eficaces e innovadores. A ser la Marca de distribución dental líder del mercado español. ¡Gracias!

FRESAS TUNGSTENO TURBINA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

H33R	Cónica, con punta redondeada y corte transversal			
	Tamaño		016	
Ref.	Mango 316	25 mm	97071	27,95 €

H34	Cortacoronas				
	Tamaño		010	012	
Ref.	Mango 314	19 mm	5731	5732	45,87 €



Fresas tungsteno turbina

H36R				
	Tamaño		012	
Ref.	Mango 314	19 mm	5726	45,87 €

H34L	Para coronas metal			
	Tamaño		012	
Ref.	Mango 314	19 mm	5785	45,87 €

H269QGK	Endodoncia corte transversal			
	Longitud activa		9 mm	
	Tamaño		016	
Ref.	Mango 314	19 mm	96015	90,61 €

H245	Pera			
	Tamaño		008	
Ref.	Mango 314	19 mm	5719	18,91 €

H269GK	Endodoncia			
	Tamaño		016	
Ref.	Mango 314	19 mm	97075	90,61 €

H38R				
	Tamaño		016	
Ref.	Mango 316	19 mm	5727	45,87 €

H48LQ	Para acabado			
	Tamaño		012	
Ref.	Mango 314 Ultrafino	19 mm	96014	104,52 €

H48LF	Para acabado			
	Tamaño		012	
Ref.	Mango 314 Ultrafino	19 mm	96005	78,64 €

FRESAS TUNGSTENO TURBINA PARA ACABADO

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

H132	Punta no cortante, para acabado			
	Tamaño		008	
Ref.	Mango 314	19 mm	5733	63,64 €



fresas tungsteno turbina para acabado



H134	Punta no cortante, para acabado			
	Tamaño		014	
Ref.	Mango 314	19 mm	5734	72,12 €

H135	Punta no cortante, para acabado			
	Tamaño		014	
Ref.	Fino ■	19 mm	5776	81,94 €
	Extra fino ■	19 mm	5735	104,52 €

H247	Para acabado			
	Tamaño		009	
Ref.	Mango 314	19 mm	5760	45,53 €

H282	Paralelo con bisel, torpedo. Para acabado				
	Tamaño		010	012	
Ref.	Mango 314	19 mm	5736	5737	49,53 €


H379	Huevo, para acabado					
	Tamaño		014	018	023	
Ref.	Mango 314	19 mm	5738	5757	5759	45,53 €
Ref.	Extra fino ■	19 mm	97084			94,08 €

H390	Para acabado			
	Tamaño		016	
Ref.	Mango 314	19 mm	5777	59,35 €

FRESAS TUNGSTENO TURBINA CAVIDADES MAILLEFER

Marca: Maillefer
Características: Caja de 5 u.

fresas tungsteno turbina cavidades



123	Redonda					
	Tamaño		014	016	018	021 023
Ref.	Mango 314	19 mm	3372	3373	3374	3370 99461

16,16 €




124	Cono invertido			
	Tamaño		012	014
Ref.	Mango 314	19 mm	3375	99462

16,16 €



149	Cono redondo			
	Tamaño			010
Ref.	Mango 314	19 mm	3376	16,16 €



130	Cono cuadrado				
	Tamaño		009	010	012
Ref.	Mango 314	19 mm		3323	99463
Ref.	Mango 315	21 mm	3377	3378	

16,16 €

150A	Pera Fresa amalgama			
	Tamaño		008	009
Ref.	Mango 314	19 mm	3379	3380 16,16 €








150B	Pera Fresa amalgama			
	Tamaño			008
Ref.	Mango 314	19 mm	3381	16,16 €

fresas tungsteno turbina de acabado

FRESA TUNGSTENO TURBINA DE ACABADO

Marca: Maillefer
Características: Liberación de la cámara pulpar. Punta inactiva. Punta Baatt. Grano Grueso. Apertura de canales. Caja de 5 u.

MODELO/TAMAÑO

Ref. 5295	512-018		Acabado de	38,02 €
Ref. 5296	512-023		amalgamas y composites.	38,02 €
Ref. 99466	510-008			38,02 €
Ref. 99467	510-010			38,02 €
Ref. 5297	510-014L		Acabado composites clases III y IV.	38,02 €



FRESAS TUNGSTENO, DE ACABADO

Marca: Busch

Características: Caja de 6 unidades

Fresas Tungsteno turbina de acabado

Fresas Tungsteno turbina de acabado

FRESAS TUNGSTENO, CORTA CORONAS

Marca: Busch

Características: Caja de 6 unidades

44E	FG	
Longitud activa	3,5 mm	4,2 mm
Tamaño	018	023
Medio	45965	45966
	55,30 €	55,30 €

44E-F	FG	
Longitud activa	3,5 mm	
Tamaño	018	
Fino	45969	
	76,87 €	

335F	FG	
Longitud activa	9,0 mm	
Tamaño	014	
Fino	45968	
	95,59 €	

48LF	FG	
Longitud activa	8,0 mm	
Tamaño	012	
Fino	45971	
	94,66 €	

45F	FG	
Longitud activa	4,0 mm	
Tamaño	018	
Fino	45970	
	76,87 €	

334F	FG	
Longitud activa	6,0 mm	
Tamaño	014	
Fino	45967	
	92,81 €	

335	FG	
Longitud activa	9,0 mm	
Tamaño	014	
Ref.	45964	
	76,87 €	

36RDL	FG	
Longitud activa	5,6 mm	5,6 mm
Tamaño	010	012
Ref.	45960	45961
	61,86 €	61,86 €

38RDL	FG	
Longitud activa	5,6 mm	
Tamaño	012	
Ref.	45963	
	61,86 €	

36RD	FG	
Longitud activa	4,5 mm	
Tamaño	012	
Ref.	45962	
	61,86 €	

Fresas Corta Coronas BUSCH "MÁXIMA EFICACIA"
A diferencia de muchas corta-coronas del mercado, BUSCH fabrica sus fresas corta-coronas con la máxima concentración de tungsteno en su parte activa, esto hace que junto a sus cortes especiales, sean las más rápidas y rentables en el tratamiento "METAL-CERAMICA".

SERVICIO EXPRESS
Entrega en 24 horas

ENVÍOS GRATIS

A partir de 110€ de compra

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4.600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.



FRESAS TUNGSTENO CONTRA ÁNGULO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 3 u.

10,15 €


3 unidades



	Modelo	ISO	Modelo	ISO	Modelo	ISO	Modelo	ISO	Modelo	ISO	Modelo	ISO	Modelo	ISO
Modelo ISO	Nº2	1-010	Nº3	1-012	Nº4	1-014	Nº5	1-016	Nº6	1-018	Nº7	1-021	Nº8	1-023
Ref.	7871		7872		7873		7874		7875		7877		7878	
	10,15 €		10,15 €		10,15 €		10,15 €		10,15 €		10,15 €		10,15 €	

fresas tungsteno contra ángulo

 **proclinic**










	Modelo	ISO	Modelo	ISO
Modelo ISO	Nº35	2-010	Nº36	2-012
Ref.	7876		7879	
	10,15 €		10,15 €	

Fresas tungsteno Contra ángulo

FRESAS TUNGSTENO C.A. JET-MIDWEST

Marca: Jet
Características: Caja de 5 u.

	MODELO	TAMAÑO		
Ref. 5240	Nº 2	010		12,97 €
Ref. 5242	Nº 4	014		12,97 €
Ref. 5246	Nº 5	016		12,97 €
Ref. 5248	Nº 6	018		12,97 €
Ref. 5254	Nº 8	023		12,97 €
Ref. 5243	Nº 34	008		12,97 €
Ref. 5245	Nº 330	008		12,97 €



Fresas Tungsteno C.A.

fresas tungsteno contra ángulo

FRESAS TUNGSTENO CONTRA ÁNGULO

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.



HI	C.A.									
Tamaño	006	008	010	012	014	016	018	021	023	
Mango 204 22 mm	5739	5740	5741	5742	5743	5744	5745	5746	5747	18,91 €
Mango 205 26 mm					97060	8464	5755		5756	24,63 €



HISE	C.A.						
Tamaño	010	012	014	016	018	021	023
Mango 204 22 mm	7031	7032	7026	7027	7028	7029	7030
	21,61 €	21,61 €	21,61 €	21,61 €	21,61 €	21,61 €	21,61 €



H2	C.A.				
Tamaño	010	012	014	016	018
Mango 204 22 mm	5748	5749	5750	5751	5754
	18,91 €	18,91 €	18,91 €	18,91 €	18,91 €

Alta eficacia de corte y vibración reducida durante la excavación



H7	C.A.
Tamaño	008
Mango 204 22 mm	5753
	18,91 €



H41	C.A.
Tamaño	018
Mango 204 22 mm	5758
	45,53 €



HIS	C.A.
Tamaño	029
Mango 204 22 mm	5791
	50,70 €



H141	C.A.
Tamaño	023
Mango 206 34 mm	97073
	33,41 €



H207	C.A.
Tamaño	012
Mango 316 25 mm	96003
	30,09 €



Fresas Tungsteno C.A.

FRESAS TUNGSTENO CONTRA-ÁNGULO

Marca: Maillefer
Características: Caja de 5 u.



	MODELO/TAMAÑO	Número ISO	
Ref. 3356	123-014	014	16,16 €
Ref. 3357	123-016	016	16,16 €
Ref. 3358	123-018	018	16,16 €
Ref. 82568	151-008 	008	51,22 €

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Fresas tungsteno Contra ángulo

FRESAS DE APERTURA SX

Marca: Busch
Características: Caja de 6 u.

Fresas Tungsteno C.A.



ISX	C.A.						
Tamaño	010	012	014	016	018	021	023
Ref.	45947	45948	45949	45950	45951	45952	45954
	33,08 €	33,08 €	33,08 €	33,08 €	33,08 €	33,08 €	33,08 €

FRESAS DE APERTURA SXM

Marca: Busch
Características: Caja de 6 u.

Fresas Tungsteno C.A.



ISXM	C.A.				
Tamaño	014	016	018	021	023
Ref.	45955	45956	45957	45958	45959
	44,65 €	44,65 €	44,65 €	44,65 €	44,65 €

Fresas Corte SX BUSCH (carburo tungsteno)™MÍNIMA VIBRACIÓN™
El corte especial SX ofrece en todos sus diámetros la menor vibración durante la preparación de la cavidad y su excavación.

Fresas Corte SXM BUSCH (carburo tungsteno)™MÁXIMA VISIBILIDAD™.
Además del corte SX, la serie SXM proporciona a la fresa un cuello muy delgado para una excelente visibilidad en las preparación de la cavidad y su excavación.

FRESAS ACERO CONTRA-ÁNGULO

Marca: Maillefer


Características: Características: Caja de 6 u.



Redonda N°23	Caja de 6 u.						
Tamaño	009	012	014	016	018	021	023
C.A. 22,5 mm	99476	99477	5266	5267	5268	99480	99482
	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €



Redonda N°23	Caja de 6 u.								
Tamaño	008	010	012	014	016	018	021	023	029
C.A. 28 mm	7991	99447	5272	5273	5274	99478	99479	99481	99933
	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	10,53 €	19,80 €




Batt Cónicas	Caja de 6 u.		
Tamaño	N°4	N°5	N°6
C.A. 28 mm	5282	5283	52831
	15,87 €	15,87 €	15,87 €



Redonda N°61	Caja de 6 u.			
Tamaño	014	016	018	027
C.A.	5260	5261	5262	52711
	15,87 €	15,87 €	15,87 €	33,59 €



Redonda N°64	Caja de 6 u.			
Tamaño	012	014	016	018
C.A.	5263	5264	5265	5269
	15,87 €	15,87 €	15,87 €	15,87 €





FRESAS Z


Marca: Proclinic
Características: Caja de 5 u.

36,70 €


5 unidades

+ **Endo Access 152**
Aplicaciones:
Entrada en la cavidad de acceso en forma de embudo

+ **151-Z**
Aplicaciones:
Seccionar un cordal impactado antes de su extracción
Separación de las raíces
Remoción de un resto radicular
Cortar un diente horizontalmente a nivel del cuello
Retoque de material acrílico en dientes temporales
Preparación de un hombro en la cara vestibular del diente



Endo Acces 152		Características: Fresa pensada para realizar una entrada en la cavidad de acceso en forma de embudo, que permite un acceso directo a los orificios radiculares. Velocidad recomendada: 160.000 a 300.000 rpm.
Modelo	152	
Tamaño	016	
Longitud total	23 mm	
Ref.	78801	
36,70 €		



151-Z			Características: Parte final activa por su punta cortante hemisférica.
Modelo	151-Z	151-Z	
Tamaño	016	016	
Longitud total	23 mm	28 mm	
Ref.	78802	78803	
36,70 €		36,70 €	

FRESAS TUNGSTENO TURBINA ENDODONCIA MAILLEFER

Marca: Maillefer
Características: Liberación de la cámara pulpar. Punta inactiva. Punta Baatt. Grano Grueso. Apertura de canales.

Fresas turbina endodoncia y cirugía



152	Endo-Z (5 u.)		Características: La fresa ideal para realizar una entrada de la cavidad de acceso en forma de embudo, que permite un acceso directo a los orificios radiculares.
Logitud activa	9 mm	5284	
Logitud total	21 mm		
51,22 €			

165	Diamendo (1 u.)		Características: Fresa cónica de diamante plateado con extremo no cortante para evitar perforaciones en el suelo de la cámara pulpar o paredes de raíces.
Logitud activa	10 mm	5259	
Logitud total	21 mm		
8,93 €			



164	Endo Access (1 u.)				Características: Fresa cónica de diamante para la apertura de la cavidad pulpar.
Logitud activa	10 mm	Nº2	Nº3	8,07 €	
Logitud total	21 mm	5298	5299		
8,07 €		8,07 €			

fresas carburo de tungsteno quirúrgicas turbina

FRESAS CARBURO DE TUNGSTENO QUIRÚRGICAS TURBINA

Marca: Komet

Cortador de hueso mínimamente invasivo.

- Exposición y corte de cordales impactados.
- Preparación en hueso y fenestración.
- Apicectomías.

Gracias a su especial corte, es muy eficaz para realizar odontosecciones.

H254	
Uds./Caja	5 u.
Tamaño	010
	5772
	49,53 €

H254LE	
Uds./Caja	5 u.
Tamaño	012
	97070
	59,22 €

HI62	
Uds./Caja	1 u.
Tamaño	016
	97067
	38,16 €



H254E



H254E	
Uds./Caja	5 u.
Tamaño	012
	5767
	59,22 €

HI62A	
Uds./Caja	1 u.
Tamaño	016
	97068
	38,16 €

HI6I	
Uds./Caja	1 u.
Tamaño	016
	97065
	30,15 €

SERVICIO EXPRESS
Entrega en 24 horas

ENVÍOS GRATIS

A partir de 110€ de compra

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

fresas carburo de tungsteno quirúrgicas. pieza de mano



**FRESAS CARBURO DE TUNGSTENO QUIRÚRGICAS
PIEZA DE MANO**

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

HI41					
Uds./Caja	5 u.	5 u.	1 u.	1 u.	1 u.
Tamaño	018	023	027	031	035
Mango 104 44,5 mm	5768	5775	5773	5774	97072
	27,95 €	27,95 €	16,03 €	16,03 €	23,87 €

HI41A	
Uds./Caja	5 u.
Tamaño	023
Mango 104 44,5 mm	83030
	29,27 €

HI62	
Uds./Caja	1 u.
Tamaño	016
Mango 104 44,5 mm	97066
	38,16 €

HI66	
Uds./Caja	1 u.
Tamaño	021
Mango 104 44,5 mm	97069
	38,16 €

FRESAS TUNGSTENO TURBINA CIRUGÍA MAILLEFER

Marca: Maillefer
Características: Caja de 5 u.



151	Zekrya cirugía		
	Logitud activa		11 mm
Ref.		23 mm	5285
Ref.		28 mm	5286
			51,22 €

Características: 1. Parte final activa por su punta cortante hemisférica
2. Parte activa lateral

fresas turbina endodoncia y cirugía





Fresas de hueso		
	540 Lindeman 161	541 Lindeman 161
Tamaño	016	016
Ref.	5288	5289
	60,64 €	60,64 €

fresas quirúrgicas

LINDEMAN


Marca: Edenta
Características: Caja de 1 u.



	MODELO/TAMAÑO	LONGITUD ACTIVA	
Ref. 5250	Nº 161- 016 Turbina	9 mm.	30,45 € 
Ref. 5251	Nº 162- 016 Turbina	9 mm.	36,54 € 
Ref. 5253	Nº 162- 016 Pieza Mano	9 mm.	36,54 € 
Ref. 5252	Nº 167- 023 Contra Ángulo	9 mm.	54,81 € 

FRESAS DE CARBURO QUIRÚRGICAS ESTÉRILES NEOBURR


Marca: Microcopy
Características: Caja de 10 fresas estériles de carburo de tungsteno, envasadas individualmente.



TURBINA 1,6 Ø	10 u.	Turbina Zekrya	Turbina Zekrya	Turbina Endo Access	Turbina Lindeman	Turbina Lindeman
		151Z	151LZ	152	161	162
L.A.		11.0	11.0	9.0	10.0	10.0
Ref.		89903	89902	89904	89905	89906
		55,52 €	55,52 €	55,52 €	88,42 €	88,42 €

FRESAS DE CARBURO QUIRÚRGICAS ESTÉRILES NEOBURR

Marca: Microcopy
Características: 1u. Fresas estériles de carburo de tungsteno, envasadas individualmente



PIEZA DE MANO	1u.	HP 2	HP 4	HP 6	HP 557	HP 702	HP 1557	HP 1703	HP 1703L
Ø		1.0	1.4	1.8	1.0	1.6	1.0	2.1	2.1
L.A.		0.8	1.1	1.6	3.8	4.3	3.8	5.0	7.0
Ref.		89907	89908	89909	89910	89911	89912	89913	89914
		3,78 €	3,78 €	3,78 €	3,78 €	3,78 €	3,78 €	3,78 €	3,78 €

Fresas de carburo de tungsteno esterilizadas para un control efectivo de las infecciones en los procedimientos clínicos que más lo precisan.





fresas turbina endodoncia y cirugía

Desde **30,95 €**



FRESAS Z

Marca: Bestdent
Características: Caja de 5u.

- Ref. 60144** Z-152 016 23mm. Fresa para endodoncia. **30,95 €**
- Ref. 60145** Z-151 016 23mm. Fresas para cirugía. **30,95 €**
- Ref. 60146** Z-151 016 28mm. Fresas para cirugía **30,95 €**

FRESAS DE CIRUGÍA

Marca: Busch
Características: Caja de 2 unidades

8 8 8 8 8 8 10



I41	PM						
Tamaño	014	018	023	027	031	035	040
Ref.	45972	45973	45974	45975	45976	45977	45978
	21,56 €	21,56 €	21,56 €	37,18 €	37,18 €	42,64 €	42,64 €



I62	FG.	PM.	C.A.
Longitud activa	9,0 mm	9,0 mm	9,0 mm
Tamaño	016	016	016
Ref.	45990	45979	45983
	55,30 €	55,30 €	55,30 €

Fresas Diamante Busch



I62A	FG
Longitud activa	9,0 mm
Tamaño	016
Ref.	45992
	57,05 €



I61	FG
Longitud activa	9,0 mm
Tamaño	016
Ref.	45989
	42,64 €



I66A	C.A.
Longitud activa	10,0 mm
Tamaño	021
Ref.	45984
	57,18 €



I66	PM.
Longitud activa	10,0 mm
Tamaño	021
Ref.	45982
	55,30 €



I64LA	FG
Longitud activa	6,5 mm
Tamaño	012
Ref.	45991
	43,35 €

Características: Caja de 6 unidades



IS	C.A.			
Tamaño	014	018	023	027
Ref.	45985	45986	45987	45988
	47,96 €	47,96 €	47,96 €	76,07 €

Fresas Quirúrgicas Tungsteno



ODONTOSECCIÓN

Marca: DZ
Características: Caja de 6 u. Para Turbina.

MODELO/TAMAÑO

Ref. 4344 010 TURBINA XLARGA **23,97 €**

Fresas Quirúrgicas Tungsteno



REDONDA. TURBINA XLARGA

Marca: Ela
Características: Caja 6 u.

Ref. 4345 N° 014 **23,97 €**
Ref. 4346 N° 018 **23,97 €**
Ref. 4347 N° 023 **23,97 €**

Fresas Quirúrgicas Tungsteno



REDONDAS PIEZA MANO

Marca: Maillefer

N°123	Caja 5 u.		
	Tamaño	018	021
Mango 124 44,5 mm	3337	3338	3339
	16,16 €	16,16 €	16,16 €

Fresas Quirúrgicas de la casa Maillefer realizados en Tungsteno, para Pieza de Mano. Tienen un longitud de 44,5 mm con 6 hojas de corte.

fresas diamante para circonio




FRESA DIAMANTE PARA CIRCONIO

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

Ref. 99625 314-012 **55,11 €**

Separador de coronas, para el tallado y la separación de restauraciones de óxido de circonio. Excelente capacidad de corte y larga vida útil.

Removedor de Amalgama



H32

H4 MC

fresas carburo de tungsteno turbina para metal cerámica/desobturador amalgama

El especial diseño de sus filos tipo D facilita el rápido corte de coronas y puentes realizados en aleaciones de metal convencional

FRESAS CARBURO DE TUNGSTENO TURBINA. PARA METAL / CERÁMICA / DESOBTURADOR AMALGAMA

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

MODELO/TAMAÑO

Ref. 5769 H4MCL-012  **47,23 €** 

Ref. 7102 H32-012  **45,87 €** 

Ref. 97074 H4MCXL-014 **47,23 €**

Instrumento para el corte de coronas y puentes



¡Gracias!

Gracias por ayudarnos a evolucionar como Marca. A seleccionar los mejores productos. A ofrecerte nuevos servicios. A ser más eficaces e innovadores. A ser la Marca de distribución dental líder del mercado español. ¡Gracias!




fresas tungsteno turbina para metal



FRESAS TUNGSTENO TURBINA PARA METAL

Marca: Maillefer
Características: Caja de 5 u.
MODELO/TAMAÑO

Ref. 5290	153-012		Corte transversal de coronas	37,86 €	
Ref. 5291	154-010		Perforación de metales en presión axial.	37,86 €	
Ref. 5292	158-010		Desmontaje de amalgamas.	38,02 €	
Ref. 5293	570-012		Tallado de muñones.	38,02 €	
Ref. 5294	571-012		Tallado de muñones.	38,02 €	




PRODUCTO DESTACADO

Fresas para cortar metal (carburo de tungsteno).
Apropiadas específicamente para cortar puentes y coronas, así como para eliminar composites y amalgama.
Diseño helicoidal con corte extrafino. Buena eliminación de restos (no se bloquea la fresa y por tanto no se sobrecalienta).

Fresas tungsteno turbina

FRESAS CORTACORONAS

Marca:	Horico	
Ref. 5160	Fresa F.G. C21RAQ-012	32,20 €
Ref. 5161	Fresa F.G. C34-012	32,20 €
Ref. 5162	Fresa F.G. C36R-012	32,20 €
Ref. 5163	Fresa F.G. C21RE-010	32,20 €
Ref. 5164	Fresa F.G. C23RE-012	32,20 €
Ref. 5165	Fresa F.G. C17-010	32,20 €
Ref. 5166	Fresa F.G. C4CM-012	32,20 €
Ref. 5167	Fresa F.G. C4LCM-012	32,20 €



Nuevas fresas Horico para el corte de coronas de todo tipo de material.

La cuidadosa fabricación les confieren:

- Corte mejorado.
- Larga vida.
- Baja vibración.
- Fáciles de distinguir gracias a su color dorado.



Descuentos según volumen de compra: **5%** a partir de 500€ / **10%** a partir de 1.000€ / **15%** a partir de 1.500€

FRESAS DE CERÁMICA

Marca: Komet


Fresas de Cerámica

fresas cerámica



Fresero 4547 CERABUR	8447
Contenido: 2 x KISM.204.010, 2 x KISM.204.014, 2 x KISM.204.018, 2 x KISM.204.023	188,20 €

K157	FG.	KISM			
Tamaño	016	Tamaño	014	018	023
Mango 314 19 mm	97081	Mango 204 22 mm	96018	97803	97085
	50,38	Ref.	117,63 €	117,63 €	117,63 €



otras fresas tungsteno



TUNGSTENO REMOVE AMALGAMA

Marca: Edenta
Características: Caja 1 u. Para la remoción de amalgamas y composites.

Ref. 5258 Titanio Turbina  **6,39 €**

Ref. 5249 Tungsteno Remove Amalgama  **6,39 €**

FRESA FG POWER CUT - REMOVE AMALGAMA

Características: Caja 5 u. Fresa especialmente diseñada para remover las amalgamas sin producir calor.

Ref. 52572 H31RPC  **18,98 €**

FRESA TUNGSTENO PIEZA MANO

Características: Caja 1 u.
Para acabado de resinas y metales.


Ref. 5281  **19,25 €**



Ref. 5281

Fresas en carburo de tungsteno para una remoción más fácil de obturaciones en amalgama y composite. Estas fresas son generadas a partir de un solo trozo de carburo de tungsteno y recubiertas a temperaturas elevadas, con Nitruro de Titanio (color dorado).

La ausencia de puntos de soldadura disminuye considerablemente el riesgo de fractura. Estas fresas reducen considerablemente la temperatura generada en el diente y permiten un desbaste grueso sin embotar el instrumento.



**FRESAS CERÁMICA FG CIRUGÍA
SOFT TISSUE TRIMMER**

Marca: Edenta
Características: Instrumento para cortar tejidos, como alternativa al bisturí y la electrocirugía. 1 u.

Ref. 5680 STT249-016 Longitud activa 5mm. **64,96 €**

Ref. 56803 STT250-016 Longitud activa 8mm. **64,96 €**

Instrumento para cortar tejidos, como alternativa al bisturí y la electrocirugía. El instrumento rotativo para cortar STT, fabricado en cerámica, separa el tejido sin generar calor. Se utiliza para:

- modelado de la encía
- apertura del surco subgingival para la toma de impresiones
- descubrimiento de cavidades profundas
- remoción de tejido de granulación inter-radicular
- remoción de hiperplasias gingivales
- descubrimiento de implantes intraóseos y de dientes retenidos.

La punta de cerámica especial coagula los vasos sanguíneos y reduce la hemorragia. Como el calentamiento es mínimo se evita la necrosis. Permite un trabajo rápido y seguro en la encía.

Fresas cerámica

FG Contra-ángulo

FRESAS PARA QUITAR COMPOSITE

Marca: Komet
Características: Caja de 5 u.

MODELO/TAMAÑO

Fresas para quitar residuos de la parte labial/vestibular

Ref. 5779 H22AGK.314 L mm 4,7 para uso con turbina (FG) **52,39 €**
Ref. 5778 H22AGK.204 para uso con Contra-Ángulo (CA) **52,39 €**

Ref. 5781 H22ALGK.314 L mm 8,3 para uso con turbina (FG) **52,39 €**
Ref. 5780 H22ALGK.204 para uso con Contra-Ángulo (CA) **52,39 €**

Fresas para quitar residuos de la parte lingual/palatina

Ref. 5783 H379AGK.314 L mm 4,2 para uso con turbina (FG) **52,39 €**
Ref. 5782 H379AGK.204 para uso con Contra-Ángulo (CA) **52,39 €**

Para la eliminación de los restos de adhesivos, una vez se han retirado brackets o bandas. Son instrumentos diamantados y de carburo de tungsteno para la eliminación de los restos de adhesivos, una vez acabado el tratamiento ortodóntico con brackets y bandas, sin dañar el esmalte.

Gracias a su dentadura especial, estas fresas quitan los residuos de adhesivo, de una manera suave sin dañar el esmalte después del tratamiento ortodóntico. Sus filos espirales son especialmente apropiados para quitar materiales blandos de una forma precisa y rápida.

Estas fresas se usan con poca presión, lo cual permite eliminar capas muy finas, con mínima generación de calor. Están provistas de puntas sin cortes para no dañar la encía y de un bisel de seguridad para eliminar la formación de ranuras.

fresas para quitar composite

Fresas para quitar composite




FRESA PARA QUITAR COMPOSITE I 18S

Marca: Reliance Orthodontics
Características: 1 unidad

Ref. L5911 **9,55 €**

La I 18S es una fresa acanalada I 8 diseñada para controlar la retirada del volumen de adhesivo después de que el bracket se haya quitado. Estas fresas son el primer paso en el SISTEMA de ACABADO RENOVADO

freseros sistemas de trabajo



FRESERO LVS VENEERS LAMINADOS DE PORCELANA

Marca: Komet
Características: 8 instrumentos.

Ref. 5301 **111,45 €**

SERVICIO EXPRESS
Entrega en 24 horas

ENVÍOS GRATIS

A partir de 110€ de compra

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50% dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Freseros sistemas de trabajo



DIACOMP II. PULIDO DE COMPOSITES

Marca: Komet
Características: 9 instrumentos.

Ref. 8440

116,05 €

Freseros sistemas de trabajo



DIALITE II. PULIDO DE CERÁMICAS

Marca: Komet
Características: 9 instrumentos.

Ref. 8441

114,23 €

Freseros sistemas de trabajo



JUEGO PA. PLANIFICACIÓN DE LA RAÍZ. PERIODONCIA

Marca: Komet
Características: 10 instrumentos.

Ref. 8442

110,71 €

Freseros sistemas de trabajo



FRESERO PREPARACIÓN CORONAS/METAL/CERÁMICA

Marca: Komet
Características: 10 instrumentos.

Ref. 8443

118,69 €

Freseros sistemas de trabajo



MICROPREPARACIÓN. DR. NEUMEYER

Marca: Komet
Características: 6 instrumentos.

Ref. 8444

44,02 €

Freseros sistemas de trabajo



FRESERO TPS-2 PREPARACION INLAYS/CORONAS/PUENTES

Marca: Komet
Características: 15 instrumentos.

Ref. 8445

100,00 €

varios



LÁPIZ LIMPIAFRESAS

Marca: Stoddard

Ref. 2032

14,13 €

Varios



BROCHAS LIMPIAFRESAS

Marca: Stoddard
Características: 5 u.

Ref. 2153

16,62 €

Varios



LIMPIAFRESAS DE NYLON

Marca: Stoddard
Características: Cepillos Limpiafresas de Nylon. 5u.

Ref. 96974

11,80 €

SERVICIO EXPRESS
Entrega en 24 horas

ENVÍOS GRATIS

A partir de 110€ de compra

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Varios



CLIP-CLAP

Marca: Larident
 Características: Cedazo de acero inoxidable para la limpieza de fresas y pequeños objetos sin manipularlos.

Ref. 0856

6,90 €

Varios



MANDRIL CONVERTIDOR C.A.

Características: Convierte las fresas de Turbina en C.A.

Ref. 5280

7,82 €



freseros de plástico

 **proclinic**



Freseros de Plástico



ROTO-STAND 60

Marca: Directa
 Características: En plástico, para 60 fresas de Turbina

Ref. 2101

25,45 €

Freseros de Plástico



ROTO-STAND 72

Marca: Directa
 Características: En plástico, para 18 fresas de Turbina y 54 de C.A.

Ref. 2107

25,45 €

**PLÁSTICO 18 FG
 + 18 CA**

Marca: Proclinic
 Características: Para 18 fresas de Turbina y 18 de C.A
 Base esterilizable

Ref. 2162

8,50 €

1 unidad

Varios, Freseros de plástico

Freseros de Plástico



FRESERO DE PLÁSTICO

Marca: Maillefer
 Características: Componga ud. mismo el fresero según sus necesidades.

- Ref. 14091** Fresero (Sin Soportes) Maillefer **14,93 €**
- Ref. 14092** Soporte para Fresero - F.G. Amarillo **4,02 €**
- Ref. 14093** Soporte para Fresero - C.A. Granate **4,02 €**
- Ref. 14094** Soporte para Fresero - P.M. Gris **4,02 €**

freseros metálicos




FRESERO UNIVERSAL

Marca: Larident
 Características: En metal, para 18 fresas de Turbina y 54 de C.A.
Ref. 68583 Para 36 fresas FG o CA **17,90 €**

Fresero universal metálico para fresas de FG, CA y fresas para implantes. Para 36 unidades. Tapa transparente no autoclavable incluida.

Freseros Metálicos




FRESERO DE ALUMINIO

Marca: Directa
 Características: Para 24 fresas de Turbina y 24 de C.A.

Ref. 6306 **24,35 €**

Freseros Metálicos



FRESERO DE ALUMINIO

Marca: Directa
 Características: Para 12 fresas de Turbina y 12 de C.A.

Ref. 6305 **32,90 €**

Freseros Metálicos



FRESEROS ALUMINIO

Marca: Larident
 Características: Freseros fabricados en aluminio, tapa de plástico esterilizable en frío. Pesados, para impedir deslizamientos.

- Ref. 4197** Verde 24 F.G. **20,90 €**
- Ref. 4198** Azul 24 C.A. **20,90 €**
- Ref. 4199** Rojo 18 F.G. + 18 C.A. **21,85 €**

Freseros fabricados en aluminio coloreado que permite su esterilización por cualquier medio. Las tapas, transparentes, son esterilizables para medios químicos en frío. El peso de la base impide los deslizamientos involuntarios.

Freseros Metálicos



FRESERO "CLIP 17"

Marca: Nichrominox
 Características: Para 12 F.G. + 5 C.A.
Ref. 6361

26,46 €

FRESERO "CLIP 8"

Características: Para 4 F.G. + 4 C.A.
Ref. 6362

17,28 €

En acero inoxidable, con sistema autobloqueo para evitar la caída de las fresas. Se suministran con 4 tiras de silicona de diferentes colores para crear su propia organización de las fresas.

Freseros Metálicos



FRESEROS EN CAJA DE ALUMINIO

Marca: Nichrominox
 Características: Para 36 fresas de Turbina y 12 de C.A.

Ref. 6353

76,32 €

cajas de descontaminación



CAJITA PLÁSTICO DE DESCONTAMINACIÓN DE FRESAS

Características: Cilíndrica. Ø 8 cm. Con bandeja interior perforada.

Ref. 0812

8,20 €

Cajas de Descontaminación



CAJA DESCONTAMINAR LARIDENT

Marca: Larident
 Características: 1 u. Contenedor para prótesis y fresas con filtro interno, autoclavable.

Ref. 68586

Azul

1,60 €

Ref. 68587

Blanco

1,60 €

Ref. 68588

Rosa

1,60 €

Cajas de Descontaminación



CAJA ACERO INOXIDABLE PARA DESCONTAMINACIÓN DE FRESAS

Marca: Nichrominox
 Características: Cilíndrica. Ø 7 cm. Tapa con ranura y bandeja interior perforada.

Ref. 6351

40,86 €



spray lubricante

proclinic



SPRAY UNIVERSAL PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: 500 ml.

Ref. 0192

27,25€

1 unidad

Spray Lubricante



ENGRASADOR BIEN-AIR

Marca: Bien-Air
Características: Para aplicar los cartuchos de Lubrimed.

Ref. 0519 1 Unidad **41,75€**

Spray Lubricante



CARTUCHOS DE GRASA LUBRIMED

Marca: Bien-Air
Características: Para turbinas de rodamientos de bolas Bien-Air y similares.

Ref. 0504 Caja 6 unidades **46,60€**

Grasa médica para instrumentos dentales. En cajas de 6 unidades. Las turbinas son lubricadas con el engrasador de Lubrimed.



Más información



Spray Lubricante



SPRAY UNIVERSAL

Marca: Kavo
Características: 500 ml.

Ref. 0401 Spray **39,17 €**

Ref. 04012 Boquilla Q-I **7,95 €**

Ref. 04013 Boquilla M **7,95 €**

PRODUCTO DESTACADO

Mantenimiento universal de primera calidad para todos los instrumentos, turbinas, cabezas y motores de aire de KaVo. Con el spray de Kavo su trabajo diario será menos duro; y todo, sin perjudicar el medio ambiente, ya que este spray cuida sus instrumentos KaVo de alto valor y precisión de la mejor manera.



Spray Lubricante



Sólo por **10,25€**

CON LOS QUETÚ AHORRAS



SPRAY LUBRICANTE UNIVERSAL

Marca: Bestdent
Características: Bote de 250 ml.

Ref. 01922 **10,25 €**

Spray Lubricante



LUBRIFLUID 500 SPRAY

Marca: Bien-Air
 Características: Para turbinas con conexión Unifix y Multiflex, C.A y micromotores Bien-Air. 500 ml.
Ref. 0520 58,38 €

Lubricación de instrumentos . Prolonga la vida útil de los instrumentos y garantiza su buen funcionamiento.

Spray Lubricante



SPRAYNET

Marca: Bien-Air
 Características: 500 ml.
Ref. 59370 58,38 €

Spray de limpieza de instrumentos. Disuelve las impurezas.

Spray Lubricante



SPRAY UNIVERSAL

Marca: W&H
Ref. 5519 400 ml. **30,50 €**
Ref. 5504 Boquilla para sistema Roto quick **7,00 €**

El aceite lubricante Service Oil FI de W&H es un aceite especial completamente sintético y de alta pureza, que fue desarrollado especialmente para el mantenimiento de turbinas, piezas de mano y contra-ángulos, instrumentos de cirugía, scalers y micromotores de aire:

- Alarga la vida útil de los instrumentos
- Elevada tolerancia a diversos materiales
- Resistente a la esterilización
- Extraordinariamente eficaz

Spray Lubricante



PANA SPRAY PLUS

Marca: Nsk
 Características: 480 ml.
Ref. 96640 Spray **27,40 €**
Ref. 96692 Boquilla Phatelus para spray **10,30 €**
Ref. 96691 Boquilla punta negra Panamax Plus **10,30 €**

Spray Lubricante



BOQUILLA TIPO MULTIFLEX

Marca: Astec
Ref. 0193 Para sistemas Multiflex. **7,82 €**
Ref. 0194 Para sistemas Q-Intra. **7,82 €**

BOQUILLA TIPO ROTO QUICK

Marca: W&H
 Características: Para sistema Roto Quick.
Ref. 5504 7,00 €

Cambiasfresas



CAMBIASFRESAS DE TURBINA

Características: Azul
Ref. 9417 35,00 €