

14

Postes

Pins	798
Postes	811
Postes Anatómicos Proclinc.....	800
Postes Blancos de Fibra.....	802
Postes Calcinables	817
Postes de Carbono.....	810
Postes de Fibra de Vidrio.....	801- 809



pins




2141



2142



2138



2137



2144



2140



2143



2139

PINS


Marca: Stabilok
Características: Caja de 20 u. + 1 drill.

Ref. 2144	Color azul Ø 0,6 mm. Acero	32,38 €
Ref. 2143	Color amarillo Ø 0,6 mm. Titanio	32,38 €
Ref. 2140	Color verde Ø 0,76 mm. Acero	32,38 €
Ref. 2139	Color Naranja Ø 0,76 mm. Titanio	32,38 €

Características: Caja de 100 u. + 5 drills.

Ref. 2142	Color azul Ø 0,6 mm. Acero	142,30 €
Ref. 2141	Color amarillo Ø 0,6 mm. Titanio	142,30 €
Ref. 2138	Color verde Ø 0,76 mm. Acero	142,30 €
Ref. 2137	Color Naranja Ø 0,76 mm. Titanio	142,30 €
Ref. 59357	Drills 0,6 mm. 5 u.	58,29 €
Ref. 59358	Drills 0,76 mm. 5 u.	58,29 €

Pins



BONDENT 20 SL

Marca: Whaledent
Características: Caja de 20 u. + 1 drill. Titanio.

Ref. 6009 **172,71 €**

Pins



MINIKIN L-511

Marca: Whaledent
Características: Caja de 20 u. + 1 drill.

Ref. 6002 **147,10 €**

Pins



MININ L-721

Marca: Whaledent
Características: Caja de 24 u. + 1 drill. Titanio.

Ref. 6003 **115,88 €**

Pins



MININ DOBLE L-732

Marca: Whaledent
Características: Caja de 60 u. Titanio.

Ref. 6004

264,41 €

Pins



REGULAR L-741

Marca: Whaledent
Características: Caja de 24 u. + 1 drill.

Ref. 6005

115,88 €

Pins



REGULAR DOBLE L-751

Marca: Whaledent
Características: Caja de 24 u. + 2 drills.

Ref. 6006

153,34 €

Pins



PINS TITANIO

Marca: Nordin
Características: Caja de 100 u. + 4 drills.

Ref. 0153

Ø,6 mm.

118,68 €

Ref. 0154

Ø,75 mm.

118,68 €

Pins



PINS FILHOL

Marca: Filhol
Características: Caja de 35 u. + 1 drill.

Ref. 2054

Filpin Nova Titanio. Ø 0,6 mm.

63,88 €

Ref. 2055

Filpin Nova Titanio. Ø 0,76 mm.

63,88 €

DRILLS FILHOL

Características: Caja de 3 u.

Ref. 2056

Drills. Ø 0,6 mm.

32,82 €

Ref. 2057

Drills. Ø 0,76 mm.

32,82 €



- +** Las reposiciones contienen 8 postes
- Fácil remoción del poste en caso de retratamiento.
 - Estabilidad y biocompatibilidad.
 - Ausencia de fracturas del poste.
 - Uniforme distribución del estrés oclusal y ausencia de daño parodontal.
 - Mejor contacto con el producto adhesivo.
 - Composición en base a sulfato de bario que proporciona una alta radiopacidad.

POSTES FIBRA DE VIDRIO BLANCOS

Marca: Proclinic
 Características: Kit: 30u. + 4 fresas 10 x 1mm
 + 10 x 1,2mm + 5 x 1,4 mm
 + 5 x 1,6mm

Ref. 7790

169,00 €

1 Kit

REPOSICIÓN POSTES FIBRA DE VIDRIO BLANCOS

Marca: Proclinic
 Características: Reposición de 8 Postes.

32,20 €

8 postes

- Ref. 7791** Ø 1 mm.
- Ref. 7792** Ø 1,2 mm.
- Ref. 7793** Ø 1,4 mm.
- Ref. 7794** Ø 1,6 mm.

POSTES FIBRA DE CARBONO

Marca: Proclinic
 Características: Kit: 30u. + 4 fresas 10 x 1mm
 + 10 x 1,2mm + 5 x 1,4 mm
 + 5 x 1,6mm

Ref. 7795

151,00 €

1 Kit

REPOSICIÓN POSTES FIBRA DE CARBONO

Marca: Proclinic
 Características: Reposición de 8 Postes.

28,25 €

8 postes

- Ref. 7796** Ø 1 mm.
- Ref. 7797** Ø 1,2 mm.
- Ref. 7798** Ø 1,4 mm.
- Ref. 7799** Ø 1,6 mm.

Postes Anatómicos de Fibra de Vidrio y de Fibra de Carbono que representan una importante innovación para la reconstrucción protésica del diente desvitalizado. Los Postes Anatómicos Proclinic están realizados con una fibra especial de vidrio y matriz resinosa epóxida que presenta una óptima afinidad con el cemento normalmente utilizado para la cementación y reconstrucción del muñón. La amplia gama de dimensiones permite seleccionar el poste que mejor se adapte a la anatomía del canal sin pérdida de dentina radicular. La superficie microrrugosa y el color similar, en el caso de los de fibra de vidrio, a la dentina garantiza un mejor contacto con la superficie del diente, con aumento de la resistencia axial y una

coloración similar a la dentina en la zona estética. Características: Módulo de elasticidad similar a la dentina. Ausencia de fractura radicular. Estructura con fibra longitudinal. Ausencia de oxidación y corrosión. Forma cilindro-cónica. Compatibilidad químico-física del poste, cemento, dentina y reconstrucción. Fácil utilización. Económico. Superficie microrrugosa.



postes anatómicos



+ Las reposiciones contienen 8 postes

- Ideales para las restauraciones estéticas de cerámica y el uso con cementos de polimerización dual.
- Radiopacos
- Mismas características que los postes blancos de Proclinic

POSTES DE FIBRA TRANSLÚCIDOS

Marca: Proclinic

DESDE
34,60 €

8 unidades

Ref. 7745	Kit 30 postes en 4 tamaños + 4 fresas	179,00 €
Ref. 7746	1,0 mm. (8u.)	34,60 €
Ref. 7747	1,2 mm. (8u.)	34,60 €
Ref. 7748	1,4 mm. (8u.)	34,60 €
Ref. 7749	1,6 mm. (8u.)	34,60 €

Postes fibra de vidrio



postes de fibra de vidrio



FRESAS PARA POSTES PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 u.

11,75 €

1 unidad



Ref. 77919	Diámetro 1 mm
Ref. 77929	Diámetro 1,2 mm
Ref. 77939	Diámetro 1,4 mm
Ref. 77949	Diámetro 1,6 mm



postes blancos de fibra

proclinic

Postes blancos de fibra



+ Los Postes R+ con una parte coronal Retentiva están especialmente indicados para las reconstrucciones medias y grandes. Radiopacos.

POSTES BLANCOS DE FIBRA ESTÉRILES

Marca: Proclinic
Características: Envase de 10 u.

31,50 €

10 postes

Ref. 78281 Ø 1,0mm.
Ref. 78282 Ø 1,2mm.
Ref. 78283 Ø 1,4mm.

POSTES BLANCOS DE FIBRA ESTÉRILES R+

Marca: Proclinic
Características: Envase de 10 u.

31,50 €

10 postes

Ref. 78284 R+ Ø 1,0mm.
Ref. 78285 R+ Ø 1,2mm.
Ref. 78286 R+ Ø 1,4mm.

Postes de Fibra de Vidrio ya esterilizados:
• Forma cilindro-cónica y estructura con fibra longitudinal.
• Módulo de elasticidad similar a la dentina.
• Superficie microrrugosa para mejor contacto con el producto adhesivo.

• Estabilidad y biocompatibilidad.
• Ausencia de fracturas del poste: uniforme distribución del estrés oclusal
• Económico.



KIT SNOWPOST

Marca: Carbotech
 Características: Caja con 20 unidades + Fresas
 Ref. 69451 Kit **219,25 €**

REPOSICIÓN SNOWPOST

Características: Caja de 10 unidades.
 Ref. 6946 Ø 1 mm. Blanco ○ **88,15 €**
 Ref. 6947 Ø 1,2 mm. Amarillo ● **88,15 €**
 Ref. 6948 Ø 1,4 mm. Rojo ● **88,15 €**
 Ref. 6949 Ø 1,6 mm. Azul ● **88,15 €**

REPOSICIÓN SNOWLIGHT

Características: Translúcidos.
 Ref. 69992 Ø 1,0 mm. Blanco ○ **89,88 €**
 Ref. 69991 Ø 1,2 mm. Amarillo ● **89,88 €**

Snowpost es el primer poste radiopaco y blanco de fibra de sílice para reconstrucciones estéticas. Fabricados en fibra de sílice y dpp+MOR. Estas fibras tienen las mismas características mecánicas que las del carbono pero se presentan en coloración blanca y son altamente radiopacas.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 - Módulo de elasticidad igual a la dentina y al hueso coronal, la rotura de la raíz es prácticamente imposible.
 - Biocompatibles
 - Forma cilindro-cónica.

- Esterilizables
 - Flexibilidad superior
 - Mejor reparto de cargas
 - Blancos, excelente estética
 - Radiopacos 100 %
 - Compatibles con composites.

Postes blancos de fibra



CORE & POST SYSTEM

Marca: Maillefer
 Ref. 2340 Core & Posts System Kit **455,38 €**

15 Postes + 4 Fresas
 XP Bond + Catalizador Dual + 3 ml Acido
 2 x 4,75 g Core X Flow y accesorios.
 Ref. 2341 Core X Flow. 4 Jeringas x 4,75 g. **151,82 €**
 Ref. 2342 X-Posts Nº 1 (5u.) ● **76,32 €**
 Ref. 2344 X-Posts Nº 2 (5u.) ● **76,32 €**
 Ref. 2345 X-Posts Nº 3 (5u.) ● **76,32 €**
 Ref. 2346 X-Posts Nº 4 (5u.) ● **76,32 €**
 Ref. 2347 X-Posts Tips Aplicadores (50u.) **9,44 €**

Completa solución de tratamiento para la reconstrucción de muñones y colocación de postes endodónticos. Incluye productos con probada compatibilidad proporcionando un excelente rendimiento de todos sus componentes:

- Postes.
- Fresas.
- Core X Flow.
- Adhesivo XP Bond + Catalizador Autocurado.
- Ácido ortofosfórico.
- Accesorios

X-POST

Postes de fibra para endodoncia:
 1. Elasticidad como la de la dentina: las fibras de vidrio orientadas en paralelo previenen fisuras y fracturas.
 2. Eliminación mínima de dentina en su aplicación: forma que mimetiza la anatomía del canal radicular.
 3. Reconstrucción estable: superficie microporosa que garantiza una superficie máxima para una adhesión óptima del cemento
 4. Radio-opacos.
 5. Alta translucidez: facilita el curado por luz, con mejor control sobre los tiempos de fraguado del adhesivo y cemento.
 6. Disponible en los 4 tamaños más importantes



RELYX FIBER POST

Marca: 3M

RELYX FIBER POST KIT INTRO

Características: 15 postes (5 postes de cada tamaño),
+ 4 fresas (1 de cada tamaño)
y 20 cánulas de alargamiento

Ref. 7448 Kit Intro **276,18 €**

RELYX FIBER POST STARTER KIT

Características: 15 postes (5 postes de cada tamaño),
+ 4 fresas (1 de cada tamaño) y
20 cánulas de alargamiento
+ Kit Relyx Unicem con 20 cápsulas en
colores variados (10- A2 Universal,
6 Translúcidos, 4- A3Opaco
+ 1 activador Aplicap).

Ref. 7449 Starter Kit **343,91 €**

RELYX FIBER POST

Características: 10 Postes

Ref. 74530 N°.0 (1,1 mm). ○ **120,17 €**

Ref. 7450 N°.1 (1,3 mm). ● **120,17 €**

Ref. 7451 N°.2 (1,6 mm). ● **120,17 €**

Ref. 7452 N°.3 (1,9 mm). ● **120,17 €**

FRESA RELYX FIBER POST

Ref. 74490 N°.0 ○ **20,56 €**

Ref. 7453 N°.1 ● **20,56 €**

Ref. 7454 N°.2 ● **20,56 €**

Ref. 7455 N°.3 ● **20,56 €**

Ref. 7456 Universal **20,56 €**

CÁNULAS DE ALARGAMIENTO

Ref. 7457 10 unidades. **17,48 €**

RelyX Fiber Post es el poste de fibra más elástico con el sistema de cementación más sencillo y seguro: La garantía de un poste estético, resistente y elástico, bien cementado y adaptado al canal. RelyX™ Fiber Post de 3M ESPE es un sistema completo diseñado para facilitar la obtención de resultados clínicos excelentes.

RelyX Fiber Post es un poste de fibra de alta calidad, fuerte, afilado y visible con rayos X. Los Postes de Fibra RelyX en combinación con el cemento de resina autoadhesivo RelyX Unicem dan resultados superiores a los postes de metal, gracias a su mejor comportamiento en las pruebas clínicas, mejor estética y especialmente a su proceso de cementado, más sencillo y fiable.

CARACTERÍSTICAS

- Menos fracturas de raíz gracias a una resistencia a la flexión similar a la de la dentina, que evita el efecto cuña que sufren los postes de metal duros y rígidos.
- Estética: el nuevo poste es translúcido y no brilla a través de las restauraciones de cerámica o composite
- Retirada fácil y conservadora con fresas, en el caso de necesitar una re-endodoncia.
- No se corroe, se puede cortar fácilmente la sobre-longitud del poste y es translúcido
- Tres tamaños, presentados en blíster, con código de colores

- Mayor resistencia a la fatiga que la mayoría de los principales postes de fibra de vidrio
- La punta de elongación RelyX™ Unicem Aplicap permite un cementado virtualmente exento de atrapamiento de aire

INDICACIONES

- Insuficiente estructura dentaria residual (< 4 mm)
- Necesidad de utilizar un poste radicular para ofrecer sostén y fijación a la restauración coronal

Postes Blancos de Fibra



RELYX FIBER POST 3D

Marca: 3M

Características: 10 postes tamaño 1,2 (5 postes de cada tamaño), 3 fresas tamaños 1, 2, universal (1 fresa de cada tamaño), 1 jeringa A2 Relyx™ unicem 2 automix – 8,5 g, 10 puntas de mezcla, 10 puntas intraorales endo.

Ref. 74471 Relyx Fiber Post 3D Kit Prueba Unicem 2 **286030 €**

Características: 1 Kit de prueba RelyX™ Fiber Post 3D/Cemento RelyX™ Unicem 2 Automix, 20 cápsulas Filtek™ Bulk Fill A3, 1 Adhesivo Universal Scotchbond™ 5 ml.

Ref. 74472 Relyx Fiber Post 3D Post Kit Procedimiento **424,71 €**

Características: 20 tamaños de poste 0, 1, 2, 3 (5 postes de cada tamaño), 5 tamaños de fresa 0, 1, 2, 3, Universal (1 fresa de cada tamaño).

Ref. 74473 Relyx Fiber Post 3D Intro Kit -56957- **327,63 €**

REPOSICIÓN RELYX FIBER POST 3D

Características: 10 Postes

Ref. 74474 N°0 (1,1 mm). ○ **132,14 €**

Ref. 74475 N°1 (1,3 mm). ● **132,14 €**

Ref. 74476 N°2 (1,6 mm). ● **132,14 €**

Ref. 74477 N°3 (1,9 mm). ● **132,14 €**



Nueva generación de postes de fibra, con un diseño 3D exclusivo que proporciona más confianza y que aporta importantes ventajas para la reconstrucción:

- Mayor retención mecánica al material del muñón gracias a las macro-retenciones coronales 3D.
- Buena retención y adhesión al conducto radicular gracias a su superficie microporosa sin necesidad de silano.
- Control mejorado de la posición del poste gracias a su excelente radiopacidad mejorada (+50% en comparación con postes de generaciones anteriores).
- Bajo riesgo de fractura de la raíz debido a la elasticidad similar a la dentina. Excelente estética frente al poste metálico.

Postes blancos de fibra




Easy Post Lux son postes de fibra de vidrio enriquecida con Zirconio y una matriz de resina epoxi.

- Poste translúcido y conductor de la luz.
- Radio opaco.
- Diseño Endo.
- Gran biocompatibilidad.
- 2 longitudes en cada uno de los 3 grosos.

Ref. 99242

Ref. 99241

Postes Blancos de Fibra



RADIX FIBER POST

Marca: Maillefer.

Características: Kit con 24 postes + 1 Fresa Peeso + 2 Fresas Ensanchadoras de Precisión.

Ref. 1787 Fiber Post Kit 0.8 **398,56 €**

Ref. 1788 Fiber Post Kit 1.0 **398,56 €**

Ref. 1789 Fiber Post Kit 1.3 **398,56 €**

Ref. 96924 N°1. Reposición 10 u. ● **159,45 €**

Ref. 99279 N°2. Reposición 10 u. ● **159,45 €**

Ref. 99280 N°3. Reposición 10 u. ● **159,45 €**

Ref. 99281 N°4. Reposición 10 u. ● **159,45 €**

Ref. 99241 Fresa Precisión N°1 ● **23,72 €**

Ref. 99242 Fresa Precisión N°2 ● **23,72 €**



PRODUCTO DESTACADO

Postes Glassix de composite con fibra de vidrio y radiopacos. Constituidos por haces fuertes y elásticos de fibra de vidrio, trenzados y aglomerados con composite. La fibra de vidrio previene la fractura del poste, haciéndolo muy elástico y, contrariamente a los postes metálicos duros y rígidos, no trasmite tensiones y golpes a la dentina. Actúa junto a la dentina absorbiendo cualquier tensión pues presenta aproximadamente la misma elasticidad que ésta. La característica especial de Glassix es su color de

diente estéticamente agradable, que hace que el poste se integre en la restauración de composite sin transparentar. Los postes están disponibles en tres diámetros, en forma cilíndrica con una ligera conicidad en la punta, ideal para el conducto radicular y que coincide con los taladros calibrados. Los postes Glassix son largos y fáciles de cortar para ajustar a la longitud necesaria. Se suministran en estuche con 18 unidades, 6 por cada medida, y 3 taladros o en cajas de 6 unidades de cada tamaño.

GLASSIX

Marca: Nordin
Características: Postes de composite con fibra de vidrio. Su color blanco los integra en la restauración sin transparentar. Radiopacos.

Ref. 6994 Estuche con 18 unidades en tres diámetros + 3 taladros. **85,00 €**

REPOSICIÓN GLASSIX

Características: Caja de 6 unidades.

Ref. 69941	Ø 1,00 mm.	22,95 €
Ref. 6995	Ø 1,20 mm.	22,95 €
Ref. 6996	Ø 1,35 mm.	22,95 €
Ref. 6997	Ø 1,50 mm.	22,95 €
Ref. 69959	Taladros N°1 (3u.)	20,20 €
Ref. 69969	Taladros N°2 (3u.)	20,20 €
Ref. 69979	Taladros N°3 (3u.)	20,20 €



GLASSIX PLUS

Marca: Nordin

Ref. 29301	Glassix Plus Kit: 20 Postes + 4 Reamers + fresa Pilot	157,14 €
Ref. 29302	Glassix Plus N° 1 Diám: 1,2-0,6 (10u.) ○	52,74 €
Ref. 29303	Glassix Plus N° 2 Diám: 1,5-0,8 (10u.) ●	52,74 €
Ref. 29304	Glassix Plus N° 3 Diám: 1,8-0,9 (10u.) ●	52,74 €
Ref. 29305	Glassix Plus N° 4 Diám: 2,0-1,0 (10u.) ●	52,74 €
Ref. 29306	Glassix Plus Reamers N° 1 (3u.) ○	26,26 €
Ref. 29307	Glassix Plus Reamers N° 2 (3u.) ●	26,26 €
Ref. 29308	Glassix Plus Reamers N° 3 (3u.) ●	26,26 €
Ref. 29309	Glassix Plus Reamers N° 4 (3u.) ●	26,26 €

Glassix Plus es la última generación de postes de fibra altamente radiopacos y transmisores de luz. Forma anatómica para ajustarse al canal radicular (cilindro-cónicos) con código de colores para una fácil identificación y retenciones mecánicas. Disponibles en 4 tamaños diferentes.

• Indicaciones: Para reconstrucciones Corono-radicular

Ventajas:

• Óptima radiopacidad (350% de Al).

• Conductores de luz para la utilización de cementos de resina de curado dual.

• Forma anatómica con una estructura helicoidal que da retención mecánica sin puntos de rotura.

• Elasticidad natural cercana a la de la dentina (20 GPa)

• Mejora de las propiedades mecánicas (1500Mpa).

• Estéticos gracias a su matriz translúcida.

• 100% biocompatible; libres de epoxi.





Postes Blancos de Fibra



Por solo
20,95 €



POSTES DE FIBRA

Marca: Bestdent

Características: Esterilizables a 121° o 134°

Ref. 81001	Postes de Fibra de Vidrio 1mm. (5u.)	20,95 €
Ref. 81002	Postes de Fibra de Vidrio 1,2mm. (5u.)	20,95 €
Ref. 81003	Postes de Fibra de Vidrio 1,4mm. (5u.)	20,95 €
Ref. 81004	Postes de Fibra de Vidrio 1,6mm. (5u.)	20,95 €

Postes de Fibra de Vidrio para la reconstrucción de dientes desvitalizados. Realizados con una fibra especial de vidrio y matriz resinosa, con fibra longitudinal, que presenta una óptima afinidad con el cemento utilizado para la cementación y reconstrucción del muñón.

- Forma cilindro-cónica.
- Gama de dimensiones que permite seleccionar el poste que mejor se adapte a la anatomía.
- Superficie microrrugosa que garantiza el mejor contacto con la superficie del diente.

- Color similar a la dentina.
- Fácil utilización.
- Considerable reducción del coste.

Postes blancos de fibra

Postes Blancos de Fibra



REBILDA POST SYSTEM

Marca: Voco

Ref. 96813 Set: 5 Postes de cada (Ø 1,2 mm., Ø 1,5 mm., Ø 2,0 mm), 1 fresa Ø 1,2 mm., 1 fresa Ø 1,5 mm., 1 fresa Ø 1,2 mm., 1 fresa Ø 1,5 mm., 1 fresa Ø 2,0 mm., Ribilda DC QuickMix color dentina, 10 g. 15 x Futurabond DC SingleDose Adhesivo. 1 Cera **433,53 €**

Ref. 48475 Set II: 5 Postes de cada (Ø 1,0 mm, Ø 1,2 mm., Ø 1,5 mm, Ø 2,0) 1 fresa de cada (Ø 1,0 mm, Ø 1,2 mm, Ø 1,5mm, Ø 2,0 mm), 2 fresas piloto (Ø 0,7 mm), Ceramic Bond frasco 5 ml, Futurabond U SingleDose 20 u., Rebilda DC dentina jeringa QuickMix 10g, accesorios. **518,40 €**

REBILDA REPOSICIÓN


Ref. 48473	5 Postes Ø 1,0 mm.	69,83 €
Ref. 96824	5 Postes Ø 1,2 mm.	69,83 €
Ref. 96825	5 Postes Ø 1,5 mm.	69,83 €
Ref. 96819	5 Postes Ø 2,0 mm.	69,83 €
Ref. 18775	Fresa Ø 1,0 mm. ●	22,87 €
Ref. 96817	Fresa Ø 1,2 mm. ●	22,87 €
Ref. 96818	Fresa Ø 1,5 mm. ●	22,87 €
Ref. 59545	Fresa Ø 2,0 mm. ●	22,87 €

Poste radicular de composite reforzado con fibra de vidrio, un complemento excelente al material de reconstrucción de muñones y fijación, Rebilda DC. Con el Rebilda Post radiopaco y translúcido se consigue una restauración duradera, altamente estética y libre de metal mediante el uso de la técnica adhesiva.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Comportamiento elástico similar al diente, alta resistencia a la flexión.

- Alta radiopacidad
- Fijación adhesiva
- Translucidez adaptada a la dentina
- Alta biocompatibilidad y fácil eliminación.



REBILDA POST GT

Marca: Voco
 Características: Set 5 postes (en 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,4 mm), Ceramic bond 5 ml., + Futurabond U monodosis 20 uds, Rebilda DC dentina quick mix 10grs, accesorios.

Ref. 61760	System Set	525,30 €
Ref. 61756	5 Postes nº12 Ø 1,4 mm.	135,65 €
Ref. 61757	5 Postes nº12 Ø 0,8 mm.	66,95 €
Ref. 61758	5 Postes nº12 Ø 1,0 mm.	84,15 €
Ref. 61759	5 Postes nº12 Ø 1,2mm.	111,55 €

Poste radicular de fibra de vidrio reforzado con resina radiopaco y translúcido. Rebilda Post GT está formado por una unión de postes finos individuales que se expanden por el conducto radicular al retirar el manguito que los soporta. Especialmente diseñado para su aplicación en conductos radiculares curvos. Posee comportamiento elástico y proporciona a la reconstrucción una unión más resistente que los postes convencionales




FIBER POST

Marca: G.C.

Ref. 93742	Fiber Post Kit Surtido: 15 Postes + 2 Fresas (Postes: 5x1,0mm, 5x1,2mm, 5x1,4mm; Fresas: 1x1,2mm, 1x1,4mm)	294,45 €
Ref. 93637	Fiber Post 0,8 mm (10u.) ●	147,23 €
Ref. 93638	Fiber Post 1,0 mm (10u.) ●	147,23 €
Ref. 93639	Fiber Post 1,2 mm (10u.) ●	147,23 €
Ref. 93640	Fiber Post 1,4 mm (10u.) ●	147,23 €
Ref. 93641	Fiber Post 1,6 mm (10u.) ●	147,23 €

Postes Blancos de Fibra



LUSCENT ANCHORS REPOSICIÓN

Marca:	Dentatus	
Características:	15 unidades	
Ref. 28305	(XXXS)Largo: 15 mm, Ø 1,0 mm. ●	115,95 €
Ref. 28304	(XXS)Largo: 15 mm, Ø 1,15 mm ●	115,95 €
Ref. 28303	(XS)Largo: 15 mm, Ø 1,3 mm ○	115,95 €
Ref. 28301	(S)Largo: 15 mm, Ø 1,45 mm ●	115,95 €
Ref. 25605	(M)Largo: 17 mm, Ø 1,6 mm ●	115,95 €
Ref. 28302	(L)Largo: 19 mm, Ø 1,75 mm ●	115,95 €



FRC POSTEC PLUS INTROPACK

Marca: Ivoclar Vivadent
Ref. 65741 Intropack N° 0 - 1 - 3. 10 Postes + 3 Fresas **191,50 €**

FRC POSTEC PLUS REPOSICIÓN

Ref. 65744 Tamaño 0 5 u. ● **65,10 €**
Ref. 6575 Tamaño 1. 5 u. ○ **65,10 €**
Ref. 6576 Tamaño 3. 5 u. ● **65,10 €**
Ref. 65742 Tamaño 0. 20 u. ● **231,00 €**
Ref. 65743 Tamaño 1. 20 u. ○ **231,00 €**
Ref. 98454 Tamaño 3. 20 u. ○ **231,00 €**

Ref. 4696 Fresa FRC Postec Plus n°3 **24,00 €**

FRC Postec Plus (Ivoclar-Vivadent) Poste radicular altamente estético y altamente radiopaco realizado en composite y reforzado con fibra de vidrio. El poste está indicado para la reconstrucción directa de dientes tratados endodónticamente y que muestran un extenso daño coronal. El sistema FRC Postec Plus consiste en postes de composite reforzados con fibra de vidrio que permiten la transmisión de luz, en dos tamaños diferentes, y que incluye dos reamers de acero inoxidable de los mismos tamaños para la preparación del espacio para el poste.
 • Invisible: la utilización combinada de un innovador material de fibra de vidrio y una

matriz de composite especialmente desarrollada le otorgan una translucidez natural a los postes de FRC Postec Plus.
 • Visible: FRC Postec Plus es el primer poste radicular reforzado con fibra de vidrio como muestra una radiopacidad tan alta que es similar a la de los postes metálicos, permitiendo de esta manera que los postes puedan ser siempre identificados en las radiografías.
 • Las fibras de vidrio, que se encuentran alineadas uniaxialmente con el eje longitudinal del poste, transmiten la luz de una manera óptima hacia el interior del canal radicular. Esta característica permite a los usuarios la posibilidad de elección para utilizar un material autopolimerizable o dual para la finalización de la reconstrucción.

• Cementación adhesiva con un sistema integrado para la restauración conservadora con postes radiculares: en combinación con los materiales de reconstrucción y cementos como Multilink y Multicore, FRC Postec Plus permite la creación de resultados reproducibles y eficaces siguiendo un claro protocolo de aplicación.
 • FRC Postec Plus muestra un comportamiento elástico que es similar al de la dentina y alcanza altos valores de retención gracias a la técnica adhesiva.

Postes blancos de fibra

postes de fibra de vidrio

ENA POST KIT CONICIDAD 2%

Marca: Micerium
 Características: 5 pernos Ø 0,8 – 1'25 mm.
 5 pernos Ø 1,0 – 1'45 mm. 5 pernos Ø 1,2 – 1'65 mm.
 5 pernos Ø 1,4 – 1'88 mm. 4 fresas para cada medida de perno.

Ref. 9759 Kit 2% **308,83 €**

ENA POST REPOSICIÓN 2%

Ref. 9760 ENA POST 2% - 0,8 (10 uds) **59,13 €**
Ref. 9761 ENA POST 2% - 1,0 (10 uds) **59,13 €**
Ref. 9762 ENA POST 2% - 1,2 (10 uds) **59,13 €**
Ref. 9763 ENA POST 2% - 1,4 (10 uds) **59,13 €**

ENA POST KIT CONICIDAD 10%

Características: 5 pernos Ø 0'5 – 1'6 mm.
 5 pernos Ø 0,7 – 1'8 mm. 5 pernos Ø 0,9 – 2,1 mm.
 5 pernos Ø 1,1 – 2,2 mm. 4 fresas para cada medida de perno

Ref. 9764 Kit 10% **344,36 €**

ENA POST REPOSICIÓN 10%

Ref. 9765 ENA POST 10% - 0,5 (10 uds) **72,24 €**
Ref. 9766 ENA POST 10% - 0,7 (10 uds) **72,24 €**
Ref. 9767 ENA POST 10% - 0,9 (10 uds) **72,24 €**
Ref. 9768 ENA POST 10% - 1,1 (10 uds) **72,24 €**



Contiene la misma matriz resinosa del composite Enamel Plus HFO. Perfecta integración funcional y estética. Tienen el color, fluorescencia y elasticidad igual que la dentina. Radiopaco. Para utilizar con Ena Bond & Ena Bond Catalizador.

postes de carbono

CARBONITE ESTUCHE

Marca: Nordin
Características: Postes de composite con fibra de carbono. Elásticos y resistentes. Cilíndricos.

Ref. 6990 Estuche con 18 u. en tres diámetros + 3 taladros.

79,12 €

REPOSICIÓN CARBONITE

Características: Caja de 6 unidades.

Ref. 6991 Ø 1,20 mm. 20,95 €

Ref. 6992 Ø 1,35 mm. 20,95 €

Ref. 6993 Ø 1,50 mm. 20,95 €



Postes Carbonite de Composite con Fibra de Carbono: haces fuertes y elásticos de fibra de carbono trenzadas y aglomerados con composite. La fibra de carbono previene la fractura del poste, haciéndolo muy elástico y, contrariamente a los postes metálicos, duros y rígidos, no trasmite tensiones y golpes a la dentina. Al contrario, actúa junto a esta absorbiendo cualquier tensión pues presenta aproximadamente la misma elasticidad. El composite establece una unión con un cemen-

to-resina y el composite utilizado para la reconstrucción del muñón. Los postes están disponibles en tres diferentes diámetros, en forma cilíndrica con una ligera conicidad en la punta, ideal para el conducto radicular y exactamente coincide con los taladros calibrados. Los postes Carbonite son largos y fáciles de cortar para ajustar a la longitud necesaria. Se suministran en estuche con 18 unidades, 6 por cada medida, y 3 taladros o en cajas de 6 unidades de cada tamaño.



CARBOPOST ESTUCHE

Marca: Carbotech
Características: 20 u + 4 taladros.

Ref. 6319 Estuche 173,50 €

REPOSICIÓN CARBOPOST

Características: Reposición.

Ref. 6976 Ø 1mm. Blanco. (10 u.) ○ 55,00 €


Ref. 6977 Ø 1,2 mm. Amarillo. (10 u.) ● 55,00 €

Ref. 6978 Ø 1,4 mm. Rojo. (10 u.) ● 55,00 €

Ref. 6979 Ø 1,6 mm. Azul. (10u.) ● 55,00 €

Ref. 69769 Taladro Nº1. Blanco. 19,03 €

Ref. 69779 Taladro Nº2. Amarillo. 19,03 €



Encuentra toda la gama en proclinic.es



PIVOMATIC

Marca: Mc Clay

Características: El sistema Pivomatic dispone de postes calibrados para la reconstrucción definitiva y resina calcinable con Reposicionamiento Automático e intercambiable entre la impresión y el laboratorio: Técnica de reconstrucción por inlay-core. La cabeza original de Pivomatic cilindro-cónico forma un doble clip en el material de impresión permitiendo el Reposicionamiento Automático y el bloqueo exacto del poste en toda su longitud. Sistema completo con 6 diámetros y distintas longitudes en postes Cónicos o Cilindro-cónicos. Reposición 12 u.

Postes

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46% .
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

postes



REPOSICIÓN PARALLEL POST

Características: Caja de 10 u.
Ref. 68920 N° 4,5. Ø1,12 mm. ● **40,99 €**
Ref. 68921 N° 5,5. Ø1,37 mm. ● **40,99 €**

DRILLS PARALLEL POST

Características: Caja de 2 u.
Ref. 01345 Drills N° 4,5. Ø1,12 mm. **28,50 €**
Ref. 01366 Drills N° 6. Ø1,50 mm. **28,50 €**

Postes



PARAPOST XP

Marca: Whaledent
 Características: Cilíndricos, no roscados.
 Reposición 12 u.

Ref. 6015 N° 3 Marrón. Ø 0,90 mm. ● **85,20 €**
Ref. 6016 N° 4 Amarillo Ø 1,00 mm. ● **85,20 €**
Ref. 6014 N° 4,5 Azul. ● **85,20 €**
Ref. 6017 N° 5 Rojo Ø 1,25 mm. ● **85,20 €**
Ref. 6018 N° 6 Negro Ø 1,50 mm. ● **85,20 €**

Parapost Titano. Postes cilíndricos no roscados. Fabricados en Titano totalmente anticorrosivo y de gran dureza. Su nuevo diseño con estrías en espiral evitan la rotación y facilitan la evacuación del cemento.

Postes

Postes



PARAPOST XT TITANIO

Marca: Whaledent
 Características: Titano. Estuche con 25 postes, en 6 tamaños, y 6 fresas. Cilíndricos, con rosca en la parte intermedia del poste.

Ref. 6020 Estuche **343,46 €**

REPOSICIÓN PARAPOST XT TITANIO

Características: Titano. Caja de 10 u.
Ref. 6021 N° 3 Marrón. Ø 0,90 mm. ● **106,03 €**
Ref. 6022 N° 4 Amarillo. Ø 1,00 mm. ● **106,03 €**
Ref. 6023 N° 4,5 Azul. Ø 1,14 mm. ● **106,03 €**
Ref. 6024 N° 5 Rojo. Ø 1,25 mm. ● **106,03 €**
Ref. 6025 N° 5,5 Lila. Ø 1,40 mm. ● **106,03 €**
Ref. 6026 N° 6 Negro. Ø 1,50 mm. ● **106,03 €**

Postes



FILPOST TITANIO

Marca: Filpin
 Características: 20 u. + 1 drill Fillock. Cónicos; pueden ser cortados o doblados.

Ref. 4173 Rojo. Ø 1,3 mm. ● **86,01 €**
Ref. 4174 Azul. Ø 1,6 mm. ● **86,01 €**

Filpost. Nuevo poste que consigue la seguridad total en la reconstrucción de muñones. Filpost tiene como ventajas:
 - fabricado en Titano puro (99,8%)
 - forma cónica al igual que el canal de las raíces.
 - Cementado, no roscado.
 - No son tan voluminosos como los pernos colados y así se extrae menos tejido dental.
 - Puede ser llevado hasta el extremo del agujero del poste.
 - No es necesario hacer preparaciones paralelas, cada poste se ajusta independientemente.
 La fresa especial Fillock crea las estrías necesarias en la pared del canal para una perfecta retención. El diseño de las retenciones en el poste impedirá tanto la rotación como la extracción o el desprendimiento del material elegido para la reconstrucción. Puede doblarse o cortarse a la medida necesaria. Disponibles en 1,3 mm de diámetro x 16 mm de largo o 1,6 mm x 20 mm de largo.

Parapost XT. Sistema de postes que complementan los Parapost pasivos cuando se necesita una mayor retención sin riesgos. Parapost XT tiene un sistema de rosca discontinua y sólo en la parte coronaria donde las paredes son mas gruesas. Las finas paredes apicales quedan protegidas y la fuerza se distribuyen por toda la longitud del perno.



DENTATUS TITANIO TST SURTEX

Marca: Dentatus
Características: Cilindro-Cónicos. Arenados
 20 tamaños x 6u. (Sin Drills)
 Roscados o cementados

Ref. 2801 Kit surtido **250,90 €**

Tornillos Dentatus
 - Fabricados en titanio de 99 % de pureza.
 - Fuertes y compatibles con los tejidos.
 - Cabezal cuadrado con corte en cruz para mejorar la adaptación y retención de material.
 - Rosca central de retención pasiva que permite la salida del cemento sobrante.
 - Diseño anatómico que se adapta perfectamente a la forma de la raíz.
 - La técnica exige el uso del ensanchador correspondiente al número de tornillo a colocar.
 - Las reconstrucciones pueden efectuarse con compuestos y/o amalgamas.

REPOSICIÓN DENTATUS TITANIO TST

Marca: Dentatus
Características: Caja de 15 unidades. Arenados.

Ref. 2802	Titanio Cortos Nº 1 (7,8 mm)	35,65 €
Ref. 2803	Titanio Cortos Nº 2 (7,8 mm)	35,65 €
Ref. 2804	Titanio Cortos Nº 3 (7,8 mm)	35,65 €
Ref. 2805	Titanio Cortos Nº 4 (7,8 mm)	35,65 €
Ref. 2806	Titanio Cortos Nº 5 (7,8 mm)	35,65 €
Ref. 2807	Titanio Cortos Nº 6 (7,8 mm)	35,65 €
Ref. 2808	Titanio Medios Nº 1 (9,3 mm)	35,65 €
Ref. 2809	Titanio Medios Nº 2 (9,3 mm)	35,65 €
Ref. 2810	Titanio Medios Nº 3 (9,3 mm)	35,65 €
Ref. 2811	Titanio Medios Nº 4 (9,3 mm)	35,65 €
Ref. 2812	Titanio Medios Nº 5 (9,3 mm)	35,65 €
Ref. 2813	Titanio Medios Nº 6 (9,3 mm)	35,65 €
Ref. 2814	Titanio Largos Nº 1 (11,8 mm)	35,65 €
Ref. 2815	Titanio Largos Nº 2 (11,8 mm)	35,65 €
Ref. 2816	Titanio Largos Nº 3 (11,8 mm)	35,65 €
Ref. 2817	Titanio Largos Nº 4 (11,8 mm)	35,65 €
Ref. 2818	Titanio Largos Nº 5 (11,8 mm)	35,65 €
Ref. 2819	Titanio Largos Nº 6 (11,8 mm)	35,65 €
Ref. 2820	Titanio Extra-Largos Nº 4 (14,2 mm)	35,65 €
Ref. 2821	Titanio Extra-Largos Nº 6 (14,2 mm)	35,65 €

DIÁMETROS

Nº1 --> Ø1,05 mm
 Nº2 --> Ø 1,20 mm
 Nº3 --> Ø 1,35 mm
 Nº4 --> Ø 1,50 mm
 Nº5 --> Ø 1,65 mm
 Nº6 --> Ø 1,80 mm

DENTATUS RST DORADO

Marca: Dentatus
Ref. 96566 Kit RST. Caja 120 u. **160,00 €**

REPOSICIÓN DENTATUS DORADOS RST

Características: Caja de 15 unidades. Arenados.

Ref. 2852	Dorados Cortos Nº 1 (7,8 mm)	20,28 €
Ref. 2853	Dorados Cortos Nº 2 (7,8 mm)	20,28 €
Ref. 2854	Dorados Cortos Nº 3 (7,8 mm)	20,28 €
Ref. 2855	Dorados Cortos Nº 4 (7,8 mm)	20,28 €
Ref. 2856	Dorados Cortos Nº 5 (7,8 mm)	20,28 €
Ref. 2857	Dorados Cortos Nº 6 (7,8 mm)	20,28 €
Ref. 2858	Dorados Medios Nº 1 (9,3 mm)	20,28 €
Ref. 2859	Dorados Medios Nº 2 (9,3 mm)	20,28 €
Ref. 2860	Dorados Medios Nº 3 (9,3 mm)	20,28 €
Ref. 2861	Dorados Medios Nº 4 (9,3 mm)	20,28 €
Ref. 2862	Dorados Medios Nº 5 (9,3 mm)	20,28 €
Ref. 2863	Dorados Medios Nº 6 (9,3 mm)	20,28 €
Ref. 2864	Dorados Largos Nº 1 (11,8 mm)	20,28 €
Ref. 2865	Dorados Largos Nº 2 (11,8 mm)	20,28 €
Ref. 2866	Dorados Largos Nº 3 (11,8 mm)	20,28 €
Ref. 2867	Dorados Largos Nº 4 (11,8 mm)	20,28 €
Ref. 2868	Dorados Largos Nº 5 (11,8 mm)	20,28 €
Ref. 2869	Dorados Largos Nº 6 (11,8 mm)	20,28 €
Ref. 2870	Dorados Extra-Largos Nº 3 (14,2 mm)	20,28 €
Ref. 2871	Dorados Extra-Largos Nº 4 (14,2 mm)	20,28 €
Ref. 2872	Dorados Extra-Largos Nº 5 (14,2 mm)	20,28 €
Ref. 2873	Dorados Extra-Largos Nº 6 (14,2 mm)	20,28 €
Ref. 2953	Llave en Cruz. Válida para todos los postes	8,12 €
Ref. 2954	Llave Hueca. Válida para todos los postes	8,12 €



DENTATUS POSTES SURTEX® CLÁSICOS

POSTES DENTALES PREMIUM CON UNA FIABILIDAD DEMOSTRADA

Retención superior a través del diseño

Las Ventajas


- Tratamiento de superficie Surtex®
- Excelente retención
- Fabricados en Suecia
- Control de calidad del 100 %

Sean cuales sean los requisitos de retención de la corona, los postes Dentatus Surtex® Clásicos tienen la solución. Disponibles en titanio, acero inoxidable y enchapado en oro, junto con nuestras fresas taladro especializadas, forman un sistema de alta tecnología para la retención de postes en canales radiculares tratados endodónticamente. Postes Dentatus Surtex® Clásicos: un estándar mundial en continuo desarrollo desde 1932.

Cabeza cuadrada con corte en cruz para una óptima adaptación del material

Lados paralelos y superficie tratada para obtener una retención extra

Diseño anatómico para raíces cónicas





Ref. 1490



Ref. 1491

Más información



UNIMETRIC TITANIO ESTUCHE Ø 1 mm.

Marca: Maillefer
Características: Estuche de 120 u. + 7 Fresas y Accesorios.

Ref. 1490 Estuche **311,18 €**

REPOSICIÓN UNIMETRIC TITANIO Ø 1 mm.

Características: Sobre de 25 u.

Ref. 1491	Titanio Azul N° 110 S (1mm) ●	53,19 €
Ref. 1492	Titanio Verde N° 210 S (1mm) ●	53,19 €
Ref. 1493	Titanio Negro N° 310 S (1mm) ●	53,19 €
Ref. 1494	Titanio Azul N° 110 L (1mm) ●	53,19 €
Ref. 1495	Titanio Verde N° 210 L (1mm) ●	53,19 €
Ref. 1496	Titanio Negro N° 310 L (1mm) ●	53,19 €
Ref. 1550	Unimetric Llave	15,21 €

PRODUCTO DESTACADO

Los juegos Unimetric comprenden un surtido de espigas, acompañadas de los accesorios correspondientes y presentados de un modo ordenado para facilitar el trabajo del odontólogo. Las espigas están fabricadas con una aleación de

titanio, de acuerdo con la norma ASTM grado 5. Se trata también de una aleación de gran eficacia y que se utiliza en general en el campo de la cirugía ósea. Se presenta en dos medidas, según diámetro de la punta; 0,8 mm y 1,0 mm.



Ref. 1580



Ref. 1584



Más información



UNIMETRIC TITANIO ESTUCHE Ø 0,8 mm.

Marca: Maillefer
Características: Estuche de 120 u. + 7 Fresas y Accesorios.

Ref. 1580 Estuche **380,18 €**

REPOSICIÓN UNIMETRIC TITANIO Ø 0,8 mm.


Características: Sobre de 25 u.

Ref. 1595	Titanio Lila: N° 008 S (0,8 mm) ●	53,19 €
Ref. 1581	Titanio Blanco: N° 108 S (0,8 mm) ○	53,19 €
Ref. 1582	Titanio Amarillo: N° 208 S (0,8 mm) ●	53,19 €
Ref. 1583	Titanio Rojo: N° 308 S (0,8 mm) ●	53,19 €
Ref. 1584	Titanio Blanco: N° 108L (0,8 mm) ○	53,19 €
Ref. 1585	Titanio Amarillo: N° 208L (0,8 mm) ●	53,19 €
Ref. 1586	Titanio Rojo: N° 308 L (0,8 mm) ●	53,19 €
Ref. 1550	Unimetric Llave	13,96 €

PRODUCTO DESTACADO

Los juegos Unimetric comprenden un surtido de espigas, acompañadas de los accesorios correspondientes y presentados de un modo ordenado para facilitar el trabajo del odontólogo. Las espigas están fabricadas con una aleación de

titanio, de acuerdo con la norma ASTM grado 5. Se trata también de una aleación de gran eficacia y que se utiliza en general en el campo de la cirugía ósea. Se presenta en dos medidas, según diámetro de la punta; 0,8 mm y 1,0 mm.



Postes

FRESAS DE INICIO (212) 1 ANILLO

Marca: Maillefer
Características: Caja de 6 u.
Válidas también para Unicast.

Ref. 3360	Titanio Lila N° 008 ●	44,87 €
Ref. 3361	Titanio Blanco N° 108 ○	44,87 €
Ref. 3362	Titanio Amarillo N° 208 ●	44,87 €
Ref. 3397	Titanio Rojo N° 308 ●	44,87 €
Ref. 3363	Titanio Azul N° 110 ●	44,87 €
Ref. 3364	Titanio Verde N° 210 ●	44,87 €
Ref. 3399	Titanio Negro N° 310 ●	44,87 €



Postes

FRESAS CALIBRADORAS (213) 2 ANILLOS

Marca: Maillefer
Características: Caja de 6 u. Titanio.

Ref. 3365	Lila N° 008 ●	44,87 €
Ref. 3366	Blanco N° 108 ○	44,87 €
Ref. 3367	Amarillo N° 208 ●	44,87 €
Ref. 3398	Rojo N° 308 ●	44,87 €
Ref. 3368	Azul N° 110 ●	44,87 €
Ref. 3369	Verde N° 210 ●	44,87 €
Ref. 3400	Negro N° 310 ●	44,87 €



Postes



RADIX ANKER TITANIO ESTUCHE 195 DT

Marca: Maillefer
Características: Estuche 18 u. (3 tamaños x 6u) +
Accesorios (21 piezas) N° 1 + 2 + 3

Ref. 1416	Estuche	425,99 €
-----------	---------	----------

RADIX ANKER TITANIO ESTUCHE

Características: Estuche 12 u. + 7 Accesorios.

Ref. 1410	N°1	238,96 €
Ref. 1411	N°2	238,96 €
Ref. 1412	N°3	238,96 €

REPOSICIÓN RADIX ANKER TITANIO

Características: Estuche 12 u.

Ref. 1413	Radix Anker Reposicion N.1	159,61 €
Ref. 99485	Radix Anker Long N.1 Reposición	159,61 €
Ref. 1414	Radix Anker Reposicion N.2	159,61 €
Ref. 54020	Radix Anker Reposición N°2 Largo	159,61 €
Ref. 1415	Radix Anker Reposicion N.3	159,61 €

FRESAS PARA RADIX ANKER

Características: Caja de 6 unidades.

Ref. 3391	Penetración (220) N°1 Amarillos ●	44,87 €
Ref. 3392	Penetración (220) N°2 Rojos ●	44,87 €
Ref. 3393	Penetración (220) N°3 Azul ●	44,87 €
Ref. 3394	Calibradora (216) N°1 Amarillos ●	44,87 €
Ref. 3395	Calibradora (216) N°2 Rojos ●	44,87 €
Ref. 3396	Calibradora (216) N°3 Azul ●	44,87 €

PRODUCTO DESTACADO



Sistema de reconstitución y anclaje constituido, en esencia, por una espiga cilíndrica que, en su parte inferior, lleva una rosca y, en su parte superior, varias laminillas. La escasa profundidad del fileteado de la rosca reduce la presión en el atornillamiento. La espiga propiamente dicha está provista de cuatro ranuras longitudinales, que recogen las virutas de dentina durante el roscado y permiten evacuar el exceso de material de fijación durante la colocación.

El sistema RADIX-ANKER está fabricado en una aleación de titanio, inoxidable y biocompatible, conforme a la norma estadounidense ASTM grado 5 y a la norma alemana DIN 3.7165.

Está disponible en cuatro tamaños, por lo que se presta para raíces de cualquier volumen y para todas las condiciones de emplazamiento.



ANCOREX TITANIO ESTUCHE

Marca: Nordin
 Características: Cilíndricos. 20 tamaños x 5u. + 7 drills y fresero.
 Roscados o cementados. Con ranura longitudinal.

Ref. 2901 Estuche **201,10 €**

REPOSICIÓN ANCOREX TITANIO

Características: Caja de 10 unidades.

Ref. 2902	Titanio Cortos Nº 1 (8 mm)	17,40 €
Ref. 2903	Titanio Cortos Nº 2 (8 mm)	17,40 €
Ref. 2904	Titanio Cortos Nº 3 (8 mm)	17,40 €
Ref. 2905	Titanio Cortos Nº 4 (8 mm)	17,40 €
Ref. 2906	Titanio Cortos Nº 5 (8 mm)	17,40 €
Ref. 2907	Titanio Cortos Nº 6 (8 mm)	17,40 €
Ref. 2908	Titanio Medios Nº 1 (9,5 mm)	17,40 €
Ref. 2909	Titanio Medios Nº 2 (9,5 mm)	17,40 €
Ref. 2910	Titanio Medios Nº 3 (9,5 mm)	17,40 €
Ref. 2911	Titanio Medios Nº 4 (9,5 mm)	17,40 €
Ref. 2912	Titanio Medios Nº 5 (9,5 mm)	17,40 €
Ref. 2913	Titanio Medios Nº 6 (9,5 mm)	17,40 €
Ref. 2914	Titanio Largos Nº 1 (12 mm)	17,40 €
Ref. 2915	Titanio Largos Nº 2 (12 mm)	17,40 €
Ref. 2916	Titanio Largos Nº 3 (12 mm)	17,40 €
Ref. 2917	Titanio Largos Nº 4 (12 mm)	17,40 €
Ref. 2918	Titanio Largos Nº 5 (12 mm)	17,40 €
Ref. 2919	Titanio Largos Nº 6 (12 mm)	17,40 €
Ref. 2920	Titanio Extra-Largos Nº 4 (14 mm)	17,40 €
Ref. 2921	Titanio Extra-Largos Nº 6 (14 mm)	17,40 €
Ref. 2953	Llave en Cruz. Válida para todos los postes	8,12 €
Ref. 2954	Llave Hueca. Válida para todos los postes	8,12 €

DORADOS COMPOSITE ESTUCHE

Características: Cilíndricos. Caja en 20 tamaños x 12u.
 Cabeza con más retención. Roscados y/o cementados.

Ref. 2950 Estuche **83,41 €**

REPOSICIÓN DORADOS COMPOSITE

Características: Caja de 12 unidades.

Ref. 2960	Dorados Cortos Nº 1 (8 mm)	4,82 €
Ref. 2961	Dorados Cortos Nº 2 (8 mm)	4,82 €
Ref. 2962	Dorados Cortos Nº 3 (8 mm)	4,82 €
Ref. 2963	Dorados Cortos Nº 4 (8 mm)	4,82 €
Ref. 2964	Dorados Cortos Nº 5 (8 mm)	4,82 €
Ref. 2965	Dorados Cortos Nº 6 (8 mm)	4,82 €
Ref. 2970	Dorados Medios Nº 1 (9,5 mm)	4,82 €
Ref. 2971	Dorados Medios Nº 2 (9,5 mm)	4,82 €
Ref. 2972	Dorados Medios Nº 3 (9,5 mm)	4,82 €
Ref. 2973	Dorados Medios Nº 4 (9,5 mm)	4,82 €
Ref. 2974	Dorados Medios Nº 5 (9,5 mm)	4,82 €
Ref. 2975	Dorados Medios Nº 6 (9,5 mm)	4,82 €
Ref. 2980	Dorados Largos Nº 1 (12 mm)	4,82 €
Ref. 2981	Dorados Largos Nº 2 (12 mm)	4,82 €
Ref. 2982	Dorados Largos Nº 3 (12 mm)	4,82 €
Ref. 2983	Dorados Largos Nº 4 (12 mm)	4,82 €
Ref. 2984	Dorados Largos Nº 5 (12 mm)	4,82 €
Ref. 2985	Dorados Largos Nº 6 (12 mm)	4,82 €
Ref. 2986	Dorados Extra-Largos Nº 4 (14 mm)	4,82 €
Ref. 2987	Dorados Extra-Largos Nº 6 (14 mm)	4,82 €
Ref. 2953	Llave en Cruz. Válida para todos los postes	8,12 €
Ref. 2954	Llave Hueca. Válida para todos los postes	8,12 €

postes calcinables



Postes

DRILLS PARA POSTES

Marca: Nordin
Características: Caja de 6 unidades. Del 1 al 6.

Ref. 2951	Para Postes -L Long.: 33 mm.	40,00 €
Ref. 2952	Para Postes -C Long.: 28 mm.	40,00 €



UNICLIP

Marca: Maillefer
Características: 1 mm.
Ref. 1388 Estuche de 1 mm con:
120 unidades en 3 tamaños
+ Brocas y Accesorios. **154,96 €**

REPOSICIÓN UNICLIP

Características:	Caja de 100 u.	
Ref. 13911	Blanco 0,8mm. ○	78,07 €
Ref. 13912	Amarillo 0,8mm. ●	78,07 €
Ref. 13914	Rojo 0,8mm. ●	78,07 €
Ref. 1389	Azul 1mm. ●	78,07 €
Ref. 1390	Verde 1mm. ●	78,07 €
Ref. 1391	Negro 1mm. ●	78,07 €

Postes Calcinables



PLÁSTICO RETENTIVOS

Marca: Directa
Características: Caja con 60 unidades.

Ref. 0960	17,46 €
------------------	----------------

Rápido y económico método para el trabajo con pernos colados y postes calcinables. Fabricados en un plástico especial que se quema sin dejar ningún rastro, para así evitar la porosidad en la fundición. La cabeza en cono invertido ha sido diseñada para actuar como llave en la impresión y así evitar el desprendimiento al retirar la impresión de la cavidad oral.

Postes Calcinables



POSTES F.K.G. ESTUCHE

Marca: F.K.G.
Características: Estuche de 50 postes transparentes + 8 opacos, en 2 tamaños + 2 fresas Moore.

Ref. 4321	Estuche	57,33 €
------------------	---------	----------------

REPOSICIÓN F.K.G. TRANSPARENTES

Ref. 4316	Transparentes Nº 1. 100 u.	44,64 €
Ref. 43185	Transparentes Nº 2. 50 u.	22,32 €

REPOSICIÓN F.K.G. OPACOS

Características:	No calcinables. Para provisionales.	
Ref. 4317	Opacos Nº 1. 100 u.	44,64 €
Ref. 43195	Amarillos Nº 2. 50 u.	22,32 €

Postes Calcinables



CALCIPOST ESTUCHE

Marca: Roen
Características: Estuche de 100 postes cilindro-cónicos en 2 tamaños y 2 fresas.

Ref. 2228	Estuche	68,00€
------------------	---------	---------------

REPOSICIÓN CALCIPOST

Características:	Caja de 100 unidades.	
Ref. 2229	Ø 0,8 mm. Nº 1	14,50 €
Ref. 2230	Ø 1 mm. Nº 2	14,50 €