Film mounts

45x58 mm





18

Radiografía

Accesorios	942 y 947
Delantales y Collarines de Protección	938
Fichas Porta Radiografías	949
Placas Extraorales	
Placas Fósforo	945
Placas Intraorales	
Posicionadores de Radiografías	939
Protectores RX	946
Revelado	936
Reveladoras	937















placas intraorales







PLACAS INSIGHT

Marca: Carestream

Ref. 3525 IP-21 INSIGHT tamaño 2

3 x 4 cm caja de 150 u. 65,00 €



Ref. 3549 IP-22 INSIGHT DOBLES tamaño 2

87,00 € 3 x 4 cm caja de 130 u.



Ref. 3526 IP-01 INSIGHT NIÑOS tamaño 0

2,2 x 3,5 cm caja de 100 u. 50,00 €

Ref. 3550 IP-02 INSIGHT DOBLES NIÑOS tamaño 0

2,2 x 3,5 cm caja de 100 u. 68,00 €



Ref. 3527 IB-21 INSIGHT ALETA MORDIDA tamaño 2 3,1 x 4,1 cm caja de 50 u. 63,00 €



Ref. 3528 IO-41 INSIGHT OCLUSALES tamaño 4

61,00€ 5,7 x 6,6 cm caja de 25 u.

INSIGHT es una película de velocidad F que incorpora la tecnología patentada de emulsión T-Grain para obtener una excelente calidad de imagen sin sacrificar la velocidad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

· Hasta un 60% menos de radiación que la película dental Ultra-speed. Mayor calidad de imagen a menor dosis de radiación.

- · Corto tiempo de exposición. INSIGHT es una película de velocidad F que puede proporcionar una reducción del 20% de exposición respecto a las películas de velocidad E, sin pérdida de calidad de imagen ni de contraste.
- Excelente calidad de imagen gracias a la emulsión T-Grain.

Placas Intraorales



IP-2IC INSIGHT CLINASEPT

Marca: Carestream

Características: 3 x 4 cm. Caja 100u. Películas con

bolsa protectora de plástico para prevenir la infección durante la

manipulación.

Ref. 3544 60.00 €

Placas Radiográficas Clinasept. Ahora las películas dentales Carestream Ektaspeed Plus y Carestream Ultraspeed con barrera de plástico ClinAsept. ClinAsept va dirigido a prevenir la infección. Todos y cada uno de los productos ClinAsept ofrecen una vía fiable de protección contra virus y bacterias, de esta forma el riesgo de infección durante la manipulación de la película dental es mínimo. La forma de utilizar ClinAsept es muy sencilla; simplemente rasgue la hendidura que presenta la envoltura de plástico y deje caer la película. Esta mínima precaución es muy valiosa en la lucha contra la infección. Los productos ClinAsept garantizan la excelente calidad de imagen que espera de las películas radiográficas de Carestream

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.



77,00€

Placas Intraorales

PRO CONSUMO









PLACAS ULTRASPEED

Marca: Carestream

Ref. 3501 DF-58 ULTRASPEED tamaño 2

3 x 4 cm caja de 150 u.

57,00 €





Ref. 3502 DF-57 ULTRASPEED DOBLES tamaño 2

3 x 4 cm caja de 130 u.

77,00 €



Ref. 3503 DF-54 ULTRASPEED NIÑOS tamaño 0

 $2,2 \times 3,5$ cm caja de 100 u.

48,00 €



Ref. 3514 DF-40 ULTRASPEED ALETA DE MORDIDA tamaño 2

 $3,1 \times 4,1$ cm caja de 50 u.

67,00 €



Ultra-speed es una película de alto contraste y velocidad D que proporciona una excelente calidad de imagen. Esta película también tiene unas características de procesamiento y manipulación excepcionales. Versátil y fácil de usar, Ultra-speed proporciona imágenes coherentes tanto bajo el procesamiento manual como automatizado.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mayor calidad de imagen
- Tolerancia a diferentes procesos manuales y

DENTUS M-2 COMFORT

Marca:

Caja de 150 u. Características:

Ref. 3510 3×4 cm.



Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.







"La gama de siliconas y composites Proclinic Expert te ofrece facilidad de manejo y excelentes resultados"

Doctor Carlos Gargallo Clínica Carlos Gargallo

Número colegiado 3947

EFICACIA Y CALIDAD CUANDO MÁS SE NECESITA

La línea **Proclinic Expert** está especialmente pensada para que pueda disponer en todo momento de productos de eficacia y calidad contrastadas. Siliconas y composites tecnológicamente avanzados que ofrecen la mejor solución a cada una de sus necesidades clínicas.





PRO CONSUMO

placas extraorales

placas intraorales autorrevelables



SD-SPEEDX AUTORREVELABLES

Características: Caia de 50 u.

Sin necesidad de cámara oscura.

90.79 € Ref. 4309 3×4 cm.



Dentalfilm Características: Caja de 50 u.

Revelador y Fijador incluido.

Ref. 2206

80.92 €

Placas Extraorales

Película radiográfica intraoral autorrevelable sin necesidad de cámara oscura ni preparación de líquidos. Con el monobaño incorporado se consigue un revelado inmediato, una definición más luminosa y detallada que con su antecesora Eco-30 y ello con una exposición menor a los RX que cualquier otra radiografía autorrevelable. Su forma ergonómica permite un posicionamiento más cómodo en los dientes posteriores permitiendo el uso del dispositivo paralelo para todos ángulos precisos, incluidos también los dientes anteriores. Sólo 50 segundos para el Revelado y Fijado, sin contacto con líquidos en manos o ropa, y además el monobaño siempre queda en el interior de la bolsa que podremos depositar en el contenedor de desperdicios especiales. Sin necesidad de utilizar líquidos reveladores ni maquinaria. No contamina el medio ambiente. El líquido permanece en su bolsa original, no derramándose. La solución utilizada es "no tóxica" con un pH de 11,4. No contiene plomo, cadmio, ni tiosulfitos. Ergonom X, con su especial diseño, permite un fácil acceso a todas las áreas bucales, especialmente en la región posterior. Alta definición final, con un tiempo de exposición muy bajo. Molares superiores: 0,5 segundos. Molares inferiores: 0,35 segundos. Otros dientes: entre 0,3 a 0,25 segundos. Durante 10 años, la imagen radiográfica permanece inalterada.

Más información ber 1 Dertail File

Marca:

Medex

Placas Extraorales



ORTOPANORÁMICA EKTAVISION G

Marca: Carestream Características: Caja de 50 u.

100,00 € Ref. 3548 EVG 12,7 x 30,5 cm. 110.00€ Ref. 3547 EVG 15 x 30 cm.

EVG es una película "de cruce cero", de alto contraste, sensible al color verde, y es un siste ma de velocidad 400 cuando se utiliza con las pantallas de EV o pantallas regulares LANEX



ORTOPANORÁMICA X-OMAT-K 15X30 P/ **PANTALLA LUZ AZUL**

Marca: Carestream Características: Caja de 50 u.

Ref. 3531 86,00 €

X-OMAT DBF es una película sensible al color azul con medio de contraste que se puede utilizar con pantallas de color azul/UV de otros fabricantes. Cuando se utiliza con la pantalla regular X-OMATIC, proporciona un sistema de velocidad 200.

ORTOPANORÁMICA T-MAT G/RA

Marca: Carestream Caja de 50 u. Características:

82,00 € Ref. 3538 T-MAT G/RA 15 x 30 cm. **Ref. 3539** T-MAT G/RA 12.7 x 30.5 cm. 73.00 €



La película dental T-MAT G/RA proporciona imágenes detalladas y de alto contraste de las estructuras dentales intervenidas, a la vez que mantienen una buena visibilidad de los tejidos blandos. T-MAT G/ RA es el estándar para la película extraoral, sistema de velocidad 400, de alto contraste, sensible al color verde cuando se utiliza con las pantallas de EV o pantallas regulares LANEX.














TELEPANORAMICA T-MAT-G 18X24

Carestream Características: Caja de 50 u.

81,00€ Ref. 3540

Marca: La película dental T-MAT G/RA proporciona imágenes detalladas y de alto contraste de las estructuras dentales intervenidas, a la vez que mantienen una buena visibilidad de los





tejidos blandos. T-MAT G/RA es el estándar para la película extraoral, sistema de velocidad

400, de alto contraste, sensible al color verde cuando se utiliza con las pantallas de EV o



SET PARA REVELADORAS AUTOMÁTICAS

Marca: Dürr

Ref. 0206 Automat XR ortopanorámicas.

Para hacer 2 x 5 l. de revelador

94,20 € + 2 x 5 l. de fijador

53,80 € Ref. 0205 Periomat Intra para intraorales

Placas Extraorales

Revelado



REVELADOR / FIJADOR

Marca: Carestream Características:

Botella de 500 ml. para hacer 2,25 l. 10,40 € Ref. 3506 Revelador

Ref. 3505 10,40 € Fijador



REVELADOR / FIJADOR RAPID ACCESS

Marca: Carestream

Características: 6×500 ml. Revelador listo para

su empleo.

34,00 € Ref. 3520 Revelador 34,00 € Ref. 3521 Fijador

Obtenga magníficas películas dentales intraorales y extraorales rápida y fácilmente con estas fórmulas de procesamiento. Los clásicos revelador y fijador son una solución cómoda y concentrada que puede diluirse para utilizarse con todas las películas dentales. Con el revelador y fijador Rapid Access, listos para el uso, no es necesario realizar ningún mezclado.

libre de hidroquinonas.

Set para reveladoras automáticas,

Revelado

reveladoras



El revelador y fijador dental READYMATIC están diseñados para su uso en todos los procesadores automáticos de película radiográficas dentales de transporte por rodillos y proporcionan resultados uniformes y claros para todas las radiografías intraorales y extraorales. Para su comodidad, nuestros productos químicos están disponibles en una presentación lista para usar y también se venden por separado en cómodos paquetes.



REVELADOR / FIJADOR READYMATIC

Carestream	
Listo para el uso.	
Para reveladoras automáticas	
Revelador 2x5 litros. Negro.	36,20 €
Revelador 2 litros. Negro	7,73 €
Fijador 2 x 5 litros. Rojo	36,20 €
Fijador 2 litros. Rojo	7,73 €
	Listo para el uso. Para reveladoras automáticas Revelador 2x5 litros. Negro. Revelador 2 litros. Negro Fijador 2 x 5 litros. Rojo



Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4.600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

reveladoras



REVELADORA MANUAL

Características: Con 4 vasos en el interior.

229,00 € Ref. 8718



REVELADORA MANUAL

Mestra Características: Con 4 vasos

Totalmente de metacrilato rojo.

Ref. 4227 207,00 €

LA MEJOR EXPERIENCIA DE COMPRA

Tienes 15 días para cambiar de opinión













Delantales y collarines de Protección



DELANTAL DE PLOMO

	Delantal sin collar 0,35 mm Collar plomo 0,35 mm	75,20€ 55,00€
Ref. 63253	Delantal plomo c/collar niño 0,35 mm Delantal plomo c/collar adulto 0,35 mm Delantal plomo c/collar adulto 0,5mm	140,00€
	Chaleco plomo adulto 0,35 mm. Capa-Poncho 0,35 mm	220,00€ 86,40€

Protecciones de plomo para la protección contra RX. Utilizar siempre collar de protección aunque el delantal o el poncho no lo lleven incorporado. Según la ley IEC-61331 - de mayo

Guantes de Protección





Posicionador de Radiografía

posicionadores de radiografía



XCP 2000

Ref. 4308

Marca: Denstply

Ref. 4306 Estuche: 4 Anillos

+ 4 Brazos indicadores

158,32 € + 16 Bloques de mordida.

Ref. 4307 25 u. Bloques Mordida XCP

Anterior

25 u. Bloques Mordida XCP

Posterior

25.39 €

Posicionadores de Radiografía



CENTRADOR RX SUPER-BITE

Marca: Kerr

Características: Portarradiografías para radiografías

de diente entero: 4 anteriores

+ 4 posteriores.

Ref. 1630 149,65 €

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.

Posicionadores de Radiografía

25,39 €



CENTRADOR RX KWIK-BITE

Marca: Kerr

Características: 5 Kwik-Bite con anillo + Dispositivo de centrado.

Ref. 1629

77,50 €

Kwik Bite. Especial portapelículas para radiografías bitewing horizontales. Se evitan radiografías erróneas debidas a errores de centrado e inútiles exposiciones de radiaciones para los pacientes. Gracias a la facilidad del uso, es posible delegar la tarea de efectuar radiografías al personal auxiliar con formación específica. KwikBite es esterilizable hasta 145° C y se puede reutilizar varias veces

Posicionadores de Radiografía



CENTRADOR RX ENDO-BITE

Marca:

Características: Portarradiografías para trabajos con

diques. 2 anteriores + 2 posteriores.

Ref. 1641

Endo-Bite

127,25 € 127,25 €

Ref. 49528 Endo-Bite Posterior Ref. 1659

Posicionadores de Radiografía



TEST SET RX

Marca:

I kwik Bite, I Super Bite Anterior, Características:

I Super Bite Posterior, I Paro Bite, I Endo Bite Anterior, I Endo Bite

Posterior, 6 dispositivos de ayuda al centrado.

114,10€





Posicionadores de Radiografía







Compatible con todos tipos y tamaños habituales de captadores.

Colocación rápida y sencilla del captador gracias a su sistema patentado de sujeción.

Funda para Captador. 500 u. 3,5 x 20,5 cm.

Dispositivo de sujeción autocentrador.

Ref. 35519

Diseño que evita el desgarro de la bolsa protectora contra infecciones.

- Botón de liberación ergonómico para una extracción segura y su rápida reutilización.

- Placa de mordida optimizada para ofrecer al paciente la máxima comodidad (grosor de sólo 2,5mm que impide que se muerda el cable).

25,90 €

Kwik-Bite se complementa con las prácticas bolsas de un solo uso.



COLLIMATOR UNIVERSAL

Marca: Rinn

Ref. 96568 Collimator Universal

El Collimator Universal alinea el haz de RX impidiendo la dispersión de estos al absorber la radiación divergente. Fácil y rápido de colocar. Se usa en conjunto con XCP.

Posicionadores de Radiografía

131,21 €



POSICIONADOR XCP-DS

Rinn

Marca:

XCP-DS Soporte para RVG Carestream 5100/6100 5 Brazos: 2 posterior, I anterior, I de mordida, I Endo 5 Anillos: 2 posterior, I anterior, I de mordida, I Endo 20 Biteblocks:

Anterior IV # 2 (azul)

Anterior 2V # 2 (azul)

Posterior IH # 2 (amarillo)

Posterior 2H # 2 (amarillo)

Mordida de IH # 2 (rojo)

Mordida de 2H # 2 (rojo)

Mordida de IV # 2 (rojo) Mordida de 2V # 2 (rojo)

Endo IV # 2 (verde)

Endo 2H # 2 (verde)

225,78 €

XCP-DS es la clave para un posicionamiento exacto y perfecto radiografías:

- Libre de distorsiones en la técnica en paralelo.
- El sensor se mantiene seguro mientras se adapta el cono. • Diseñado específicamente para el sensor digital de su equipo.

- Con un kit se cubren todas las necesidades: Anterior, Posterior, de Mordida y Endodoncia.
- Diseño ergonómico para mejorar la comodidad y confort para el paciente.
- Fácil de usar por sus componentes en colores.
- Autoclavable.



- Para sector anterior, posterior y tercer molar.

Plástico de alta resistencia, autoclavable e irrompible.

- En blanco, azul y gris.



Posicionador para radiografías, en plástico de alta resistencia. Esterilizable sólo en líquido, no autoclavables e irrompible.

• Fácil posicionado en boca.

• Elimina el uso de dedos.

Ref. 25659

136,20 €

67,44 €

136,20 €

Posicionadores

de Radiografía

• No dobla la película.



Posicionadores

de Radiografía

Uni-Grip para Sensor Digital Combo Kit: 100 Uni-Grip + 100 Fundas + Barra y Anillo

Uni-Grip para Sensor Digital Combo Kit: 100 Uni-Grip + 100 Fundas + Barra y Anillo

Uni-Grip para Sensor Digital: 50 Uni-Grip + 50 Fundas



PORTARRADIOGRAFÍAS EMMENIX

Marca: Hager & Werken

Pinza para colocación de las placas en Características:

boca. Para todos los dientes.

Esterilizables. "Dientes de cocodrilo"

21.74€ Ref. 0802

Emmenix. Sostenedor higiénico para radiografías.

- Fácil posicionado en boca.

Ref. 96548

Ref. 96547

Ref. 96549

- Fácil posicionado en boca.

Emmenix. Sostenedor higiénico para radiografías.

- Elimina el uso de dedos, irritación de mucosas y náuseas.

No distorsiona ni dobla la película, no hay cortes de imagen.

- Elimina el uso de dedos, irritación de mucosas y náuseas.
- No distorsiona ni dobla la película, no hay cortes de imagen.
- Para sector anterior, posterior y tercer molar.
- Plástico de alta resistencia, autoclavable e irrompible.
- En blanco, azul y gris.

EMMENIX FLAP

Marca: Hager & Werken

Tacos adhesivos de foam desechables. Características:

Ref. 0863 500 uds.

34,95 €

Posicionadores de Radiografía

12,90 €



ALETAS BITE-WING TABS

Rinn Marca: Características: 500 uds.

8,76 € Ref. 95144 Aletas Bite-Wing Tabs 500u

Aletas de mordida autoadhesivas que se pegan a la placa radiográfica. Se pueden utilizar en horizontal y vertical. Desechables










Posicionadores de Radiografía





80,92 €




ENDORAY II

Posicionadores de

Marca: Rinn

Ref. 96544 2 unidades



SUPER-BITE SENSO KIT

Marca:

Kerr

Características:

- 2 Super-Bite Anterior con anillo
- 2 Super-Bite Posterior con anillo
- 2 Dispositivos de Centrado.
- I Tope apical
- 2 Dispositivo de sujeción ajustable, la punta de sujeción se desplaza en dirección hacia arriba.
- 3 Dispositivo de desbloqueo

Ref. 1685 216,35 €

Innovador sistema de porta-captadores que asegura una calidad superior y una repetición uniforme en la toma de imágenes digitales directas de películas periapicales.

- Universal: Super-Bite Senso admite cualquier marca, tipo o tamaño de captador.
- · Preciso: su tope apical fijo sitúa el captador en la posición exacta y garantiza una visibilidad completa de la región apical.
- · Rápido y fácil: el dispositivo ajustable permite un posicionamiento fácil y preciso de los captadores, con o sin cable.
- El dispositivo de desbloqueo sujeta el captador en posición de una manera firme.
- Su diseño elimina el riesgo de desgarramiento de la bolsa para el control de infecciones.



PINZAS PORTAPLACAS CON SOPORTE

Marca: S&I

Características: Soporte con 10 pinzas de plástico.

Ref. 093 l 15,28 €

LA MEJOR EXPERIENCIA DE COMPRA

Tienes

15 días
para cambiar
de opinión



Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4.600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.









PINZAS PORTAPLACAS DE PLÁSTICO

S&H Marca:

Características: Bolsa con 100 u.

42,58 € Ref. 0930























- · Material sanitario comprobado
- · Suave y agradable sensación en la boca
- 100 % herméticamente higiénico, evita la contaminación cruzada
- Alta opacidad-garantía para una calidad de imagen excelente
- Manipulación sencilla

FUNDAS PROTECTORAS PLACAS FÓSFORO

Marca:	Dürr	
Ref. 0236	N.0 - 2 x 3 cm. 100 uds.	27,00 €
Ref. 0238	N.1 - 2 x 4 cm. 100 uds.	29,00 €
Ref. 0237	N.2 - 3 x 4 cm. 300 uds.	65,00€
Ref. 02370	N.2 - 3 x 4 cm. 1000 uds.	192,00€
Ref. 96875	$N.3 - 2.7 \times 5.4$ cm. 100 uds.	38,00 €
Ref. 99662	N.4 - 5,7 x 7,5 cm. 100 uds.	49,30 €





SOBRES HIGIÉNICOS

Marca:

Características:	200 unidades	
Ref. X7413	Tamaño 0.	39,99 €
Ref. X7414	Tamaño I.	39,99 €
Ref. X7415	Tamaño 2.	39.99 €

Carestream



FUNDAS PLACAS DE FÓSFORO

Marca: Características:	Carestream MGK	
Ref. 10116	Fundas n°0. 2x3 cm. 100 uds.	29,95 €
Ref. 10117	Fundas n°1. 2x4 cm. 100 uds.	29,95 €
Ref. 10118	Fundas n°2. 3x4 cm. 300 uds.	66,95 €



TOALLITAS LIMPIADORAS DE PLACAS

Marca: Dürr

Características: Sobre individual. **Ref. 0214** Caja de 10 unidad

Caja de 10 unidades **14,60 €**





placas fósforo



PELÍCULAS VISTASCAN FÓSFORO

Ref. 0212 N° 0. 2 x 3 cm. 2 uds. 167,00€ 171,00€ Ref. 28560 N° 1. 2 x 4 cm. 2 uds. Ref. 0225 291,00€ N° 2. 3 x 4 cm. 4 uds.

- · Flexible y fino como una película, por ello, fácil de posicionar
- · Sistema de sujeción convencional
- · Sistema sin cable
- Compatible con todos los formatos corrientes
- · Espacio de exposición más ancho
- · Más amplia escala de grises

LA MEJOR EXPERIENCIA DE COMPRA

Tienes 15 días para cambiar de opinión

TUS VENTAJAS

Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.



Accesorios



Ref. 63453 Protector para Sensor RVG (500u.)

Protectores RX-RVG-Cámara

18,00 €

FUNDAS PARA SENSOR RVG

Marca: Dochem

Ref. 83147 $4,10 \times 20$ cm. 500u. PROTECTOR PARA SENSOR RVG

Marca: Omnia Características: Protector para Sensor RVG:

Fundas de polímero para la cobertura del sensor de radiografía digital.

Exento de látex.

3,5 cm diámetro x 23 cm longitud.

Ref. 6445 83,16 € 500 unidades

Accesorios

21,90€



FUNDA PARA CAPTADOR

Kerr Características: 500 u.

Ref. 1666 4×21 cm. 26,25 € 3.5×20.5 cm. 25,90 € Ref. 35519



PROTECTOR HIGIENICO RVG Y ORTOS

Características: 500 unidades

23,90 € Ref. 6345

Protectores de plástico de 3.7×7.5 cm. Válidos tanto para cubrir los captadores de RVG Funda de protección para las placas de fósforo. Evitan la contaminación cruzada. como la mordida en los Ortopantomógrafos.



SALIBAG

Marca: Hager & Werken

Caja de 320 unidades. Bolsas para Características: proteger los captadores de RX.

29,87 € Ref. 0852

Salibag (H&W). Fundas protectoras para películas y sensores de RX.

Son bolsas blandas de espuma que se abren con facilidad y permiten introducir en su interior películas y sensores para RX. El conjunto se coloca en boca para obtener la imagen con

- Protege los sensores de la humedad, la suciedad y la sangre.
- Sus contornos suaves evitan los impactos en los sensores.

PRO CONSUMO 🕸



DEDALES O FUNDAS DE LÁTEX PROTECCIÓN RVG

Medistock Marca: Características: 100 Uds.

Dedales o fundas de látex para la

protección de los captadores de Radivisiografía.

Accesorios

Ref. 70003 2.99 € **Pequeñas** Ref. 70004 2,99 € Medianas Ref. 70005 Grande 2,99 € Ref. 4292 X-Grande 2,99 €



FUNDAS LÁTEX UNIVERSALES

Marca: Sogeva Características: 500 u.

Ref. 4366 27,50 €

Para instrumentos rotatorios,ultrasonidos etc. Verdes.Las fundas de latex, de un solo uso, para los Instrumentos rotatorios, ultrasonidos, etc, de la Clínica desempeñan la misma función que los guantes en las manos. Las fundas protegen la superficie de los Instrumentos reduciendo el ataque de bacterias y substancias orgánicas. Además de evitar la contaminación cruzada, evitan procesos repetitivos de desinfección y esterilización de las Turbinas, Contra-Ángulos que inevitablemente acortan la vida del aparato. Son fáciles de usar y muy económicas. Se presentan en envases de 500 unidades en tipo Universal o Cónico.



Nuestro compromiso, 100% satisfacción

- ENVÍO GRATIS a partir de 110€ de compra.
- Disponibilidad de stock del 99,46%.
- Más de 4,600 ofertas con hasta un 50%dto.
- Hasta un 15% dto. en todas tus compras.
- 5% dto. extra por comprar en proclinic.es
- Más de 17.000 productos de las primeras marcas.
- Más de 2.500 productos Marca Proclinic.
- Entrega en 24 horas.
- Tienes 15 días para cambiar de opinión.
- Servicio devoluciones online.
- Consulta el estado de tu pedido online.



PROTECTOR PARA SENSOR DE RVG

Marca:

Características: 200 u. De Nitrilo, en color blanco.

Máximo confort para el paciente.

Ref. 6466 31,89€



PROTECTOR CÁMARAS INTRAORALES

Marca: MGK

Características: 250 Uds. Funda universal para todo tipo de

cámaras. La especial y clara transparencia del material proporciona imágenes de alta calidad con un manejo óptimo e higiénico. Sistema fácil de

ajuste mediantestick adhesivo. Tamaño: 4,6 x 23,5 cm.

Ref. 63452 54,80 €



PROTECTOR PARA CÁMARAS **INTRAORALES**

Marca:

Características: Protección indispensable para instrumental no esterilizable en autoclave como las cámaras intraorales. No influye en la calidad de la imagen, ni en la iluminación producida por los LEDF a luz fría.

Ref. 6446 Protector para Cámaras Intraorales Cover I (125u.)

Para Castellini, Kavo Ergocam, Gendex, Trophy STV 94,56 €

Ref. 6447 Protector para Cámaras Intraorales Cover2 (125u.)

94.56 € Para Satelec Sopro











Accesorios



Características: 250 u. Ref. 10115 49,88 €

Protector para cámaras intraorales como Sopro 717 y otras cámaras con la cabeza del mismo tamaño y anillo de ajuste. Estas fundas protectoras sólo cubren la parte más importante, la parte que va a boca. Fácil de colocar y de remover, no producen arrugas que desajusten la imagen ya que se ajusta perfectamente alrededor de las lentes.



PROTECTOR DE MORDEDOR DE ORTOPANTO

Marca: Omnia Características: No estériles.

Ref. 6448 Rectangular 4x6 cm. De PVC. Envase de 500 unidades.

Ref. 6449 Redondo. 7-9mm x 10 cm. De Poliuretano, sin látex. Envase de 200 unidades.

Ray Stain Rem

Accesorios

28,50 €

41,90 €

Accesorios



SILVERLESS

Marca:

Septodont

Características: Quitamanchas de líquidos de

revelado. Nuevo frasco precintado y con tapón dispensador de rosca de

seguridad para evitar vertidos

innecesarios.

Ref. 1911 32,00 €

Silverless. Quitamanchas específico Indicaciones

- Elimina las manchas de sales de plata, orín y permanganato sobre la ropa y la piel.

- No es cáustico, no es irritante. - No provoca quemaduras.

X-RAY STAIN REMOVER Hager & Werken

Quitamanchas de líquidos de Características: revelado. Bote de 100 ml.

17,08€ Ref. 0820

X-Ray Stain Remueve manchas químicas de la ropa causadas por agentes químicos del revelado, yodo, orín, etc. Trabaja sobre manchas resistentes o previamente lavadas. Para manchas más resistentes, enjabonar y lavar. Altamente efectivo. No daña la ropa. También apto para lavadoras.



CLEANER

Marca: Dentaflux

Quitamanchas Cleaner. 100 cc. Características:

Ref. 6879 12,41 €

Cleaner elimina las manchas de sales metálicas como la plata y de soluciones de Permanganato, de la ropa. Impregnar el tejido antes de que se ponga marrón y lavar como de costumbre. Envase de 100 cc.

PRO CONSUMO 🕸

fichas para radiografía





BOLSAS PORTARRADIOGRAFIAS

Marca: Proclinic

Características: Portarradiografías. 1008 u.


Ref. 49990

42,89€

1008 unidade

Fichas para Radiografías

Fichas para Radiografías







FICHAS PORTARADIOGRAFÍAS

Fichas Porta-Radiografias Rinn. Nuevas fichas porta-radiografias "EZ-Wiew Masked" que conjugan una perfecta visibilidad y total protección para las radiografías. Son fáciles de cargar, los bolsillos protegen las placas de arañazos y manchas permitiendo una visibilidad sin reflejos. Puede escribirse en los márgenes con cualquier bolígrafo. Los bolsillos retienen con precisión las placas, impidiendo su caída. Presentadas en cajas de 100 unidades en formato de 6 ventanas horizontales o 16 ventanas (10h. y 6v.).

Marca: Rinn Características: 100 fichas.

Ref. 4162 47,38 € 6 ventanas horizontales. Ref. 4163 16 ventanas horizontales.

63,68 €

FICHAS RADIOGRÁFICAS 10 VENTANAS

Características: 100 fichas. 6 ventanas verticales,

4 horizontales. Pueden cortarse en dos.

32,96 € Ref. 2130

Fichas para Radiografías











Radiografías



Fichas para Radiografías



PORTARADIOGRAFÍAS TRANSPARENTES

Larident Marca:

Envase de 1000 u. Características:

+ rotulador indeleble para plástico.


43,84 € Ref. 6862

Porta Radiografias Tranparentes Envase de 1000 u. de 5x4 cm. Se incluye un rotulador indeleble para plástico.

PORTARADIOGRAFÍAS ADHESIVO

Características: 500 u. + Rotulador indeleble.

41,79€ Ref. 6980



Fichas para Radiografías

FICHAS DIS

Marca: Características:	100 fichas.	
Ref. 5580	Dis-8.	57,54 €
Ref. 5581	Dis-14.	68,10€
Ref. 5582	Dis-16.	68,10€
Ref. 5583	Dis-16. Bite Wing.	68,10€

0 \ \ / |

Ref. 5582

Mereces empezar tu propia clínica tú solo y no estar solo.

Verónica, tu asesora personal, te aconsejará y te acompañará durante todo el proceso de instalación.

Te realizaremos un presupuesto personalizado con las mejores opciones según tus necesidades.



Llámanos sin compromiso al **900 39 39 39** y solicita nuestro Servicio para Primeras Instalaciones - SPI.



PROYECTO LLAVE EN MANO

Gestión integral de la apertura de nuevas clínicas, desde la fase de diseño hasta la instalación y formación.



PRODUCTOS DE ALTA TECNOLOGÍA

Queremos ser la primera elección de nuestros clientes cuando se trata de escoger los mejores equipos de radiología digital y sillones dentales. Somos el distribuidor exclusivo de Planmeca, especializado en equipos dentales y unidades de radiología.



SERVICIO TÉCNICO PROPIO

Técnicos especializados en software, equipos y aparatología. Asistencia telefónica especializada 24 horas/7 días con respuesta inmediata.



FINANCIACIÓN A MEDIDA

Tenemos un servicio de financiación a tu medida esperándote, porque sabemos cuanto cuesta empezar de cero.

Las decisiones más importantes, siempre entre profesionales.



