


Adhesivo de Grabado Total Proclinc Expert



El Adhesivo de Grabado Total **Proclinc Expert** es un adhesivo de 5ª generación para la técnica del grabado total con ácido grabador y de un solo componente para esmalte y dentina.

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO


Gracias a la completa hibridación de la dentina se consigue una elevada resistencia a la adhesión.



SIN BISGMA

No contiene BisGMA, eliminando así los efectos desfavorables que ésta produce.

LIBERACIÓN DE FLÚOR



SELLADO TOTAL

Sellado total de los túbulos dentinarios, minimizando así la sensibilidad post-operatoria.



Dr. Carlos Gargallo
Clínica Carlos Gargallo
Número colegiado 3947

“Los adhesivos Proclinc Expert se han integrado completamente en mi metodología habitual de trabajo. Los adhesivos son de fácil aplicación, no gotean ni dejan restos molestos tras su polimerización y presentan un feedback muy positivo sin sensibilidades post-operatorias. Sin duda, son el complemento perfecto a los nuevos composites Proclinc Expert”


Adhesivo de Grabado Total, 5 ml	36599
Adhesivo de Grabado Total pack doble, 2x5 ml	36598

Adhesivo de Autograbado Proclinic Expert



El Adhesivo de Autograbado **Proclinic Expert** es un sistema de acción muy rápida y de un solo componente para dentina y esmalte para las técnicas de grabado selectivo y de autograbado. Es un adhesivo de 7ª generación.

LIBERACIÓN DE FLÚOR



* Resultados de ensayo del fabricante con respecto a las tres marcas de fabricante más vendidas en el mercado español.

RESISTENCIA AL CIZALLAMIENTO

Alta resistencia a la adhesión, asegurando la permanencia de la restauración.

Adhesivo Self-Etch
en el esmalte*



Otras marcas en el esmalte*



Adhesivo Self-Etch
en la dentina*



Otras marcas en la dentina*



- Proporciona una superficie final libre de residuos acuosos gracias a que contiene un 7% de rellenos hidrófilos e hidrofóbicos especialmente tratados.
- No contiene BisGMA ni HEMA, evitando así posibles irritaciones en la piel.

- Bajo espesor de película que facilita un invisible margen entre la restauración y el diente.
- Su cambio de color con la curación (de amarillo oscuro a transparente) le indica cuando debe continuar con el siguiente paso.