

RESTAURATIONS



Résistance  
à la compression  
400 MPa

61 % Obturation  
volumétrique

59,3 % Opacité

2,05 %  
Retrait  
volumétrique

# LA RESTAURATION SIMPLE ET DURABLE

Obturation rapide,  
très faible contraction de prise,  
maximum de précision



## Précision esthétique de **2 en 2** mm

Les composites **Proclinic Expert**  
sont des matériaux parfaits, que ce soit pour les  
restaurations du secteur antérieur que postérieur

**Dre Lotte Hallander**

TandCity ApS, Copenhague, Danemark.  
[www.tandcity.dk](http://www.tandcity.dk)

“La manipulation et le maniement du Proclinic Expert Nano Hybrid sont très faciles, et l'effet nano de la teinte est excellent. Je recommande vraiment ce produit.”




**Dr Alexander Johansson**

Clinique ZahnCity GmbH, Zurich, Suisse.  
[www.zahncity.ch](http://www.zahncity.ch)

“Le composite Proclinic Expert Nano Hybrid possède une viscosité optimale et est très facile à sculpter.

Il est très souple, résistant à l'abrasion, avec une très bonne résistance physique.”



## Obturation rapide par couches jusqu'à **5 mm**

Le composite **Proclinic Expert Bulk Fill** est tout à fait approprié pour le traitement de grandes cavités dans les restaurations postérieures

Avis de différents  
consultants de l'institut  
de test américain  
"The Dental Advisor"



"C'est l'idéal pour des restaurations rapides sur le secteur postérieur où la superposition de l'émail n'est pas nécessaire"

"On obtient une polymérisation sur une grande profondeur et une grande résistance"

"Il possède une grande capacité de modelage et de polissage »

# Proclinic Expert Bulk Fill

La restauration  
la plus rapide



**Proclinic Expert Bulk Fill** est un composite postérieur photopolymérisable, radio-opaque, capable de traiter un maximum de 5 mm en 20 secondes.



Peut photopolymériser des incréments de 5 mm en 20 secondes.

Ne colle pas aux instruments lors de leur retrait.

→ Bonne viscosité, se condense bien dans les préparations postérieures.

→ Ferme et condensable en assurant des points de contact.

**Commentaires des consultants de l'institut "The Dental Advisor"**

**THE DENTAL  
ADVISOR**  
Improving Patient Care Through Research & Education

++++ 1/2

"Las propiedades de maniabilidad de Proclinic Expert Bulk Fill son excelentes"

"Proclinic Expert Bulk Fill assure 5 mm de profondeur de traitement"

"La tonalité n'est pas essentielle dans le secteur postérieur, et le composite Proclinic Expert Bulk Fill est tout à fait approprié pour des cavités de grande taille."

# Proclinic Expert Bulk Fill

Excellentes notes  
aux essais cliniques




Proclinic Expert Bulk Fill  
+ + + + 1/2

THE DENTAL ADVISOR  
www.dentaladvisor.com

RATINGS:  
Excellent + + + + +  
Very Good + + + +  
Good + + +

**345**  
APPLICATIONS  
CLINIQUES




**91%**

DE SATISFACCIÓN

**78%**

des consultants ont trouvé  
Proclinic Expert Bulk Fill  
**AUSSI BON  
OU MEILLEUR**  
que d'autres marques  
de fabricant



# Proclinic Expert Nano Hybrid


Votre composite antéro-postérieur idéal

Le composite **Proclinic Expert Nano Hybrid** convient aussi bien pour les restauration antérieures que postérieures. Il contient un agent fluorescent qui apporte à la dent un aspect naturel, il est par ailleurs très facile à manipuler.

## STABILITÉ CHROMATIQUE

**Proclinic Expert Nano Hybrid** n'est pratiquement pas affecté par le vieillissement accéléré.


Changement de teinte du A2 après vieillissement en mode de transmission\*



## TRANSLUCIDITÉ

Grâce à sa translucidité, **Proclinic Expert Nano Hybrid** reflète la structure dentaire qui l'entoure, ce qui garantit une restauration invisible.



Opacité\*



## RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

La haute résistance à la compression de **Proclinic Expert Nano Hybrid** aide à supporter les forces de mastication, ce qui augmente sa longévité.

Compression\*



\* Résultats des essais du fabricant par rapport aux trois marques de fabricants les plus vendues sur le marché espagnol.

# Proclinic Expert Nano Flow

Votre composite le plus polyvalent




**Proclinic Expert Nano Flow** est indiqué pour presque tous les types de restaurations. Il est radio-opaque et garantit à la dent un aspect naturel. Il contient des composants d'obturation nano qui améliorent le polissage, ainsi que la résistance à l'abrasion et à la compression. Il contient des résines UDMA qui réduisent sa viscosité, ainsi que la sensibilité postopératoire.

## RÉSISTANCE À LA COMPRESSION

La haute résistance à la compression de **Proclinic Expert Nano Flow** multiplie les possibilités d'application de celui-ci.


MPa après 1 heure\*



## CHARGE D'OBTURATION

La charge élevée de 64 % de **Proclinic Expert Nano Flow**, contribue à obtenir une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.

## LIBERATION DE FLUOR



# Proclinic Expert Micro Hybrid

Un composite antéro-postérieur, radio-opaque, photopolymérisable, micro-hybride. Il ne colle pas à l'instrument et a une faible contraction, ce qui facilite son application et garantit ses résultats cliniques.



