

RESTAURI



Resistenza  
alla compressione  
400 Mpa

61% riempitivo  
volumetrico

59,3% di opacità

2,05%  
di contrazione  
volumetrica

# IL RESTAURO SEMPLICE E DURATURO

Otturazione rapida,  
minimo stress di contrazione,  
ottima precisione

ANTERIORE E POSTERIORE



## Precisione estetica da 2 in 2mm

**I compositi Proclinic Expert**  
dimostrano di essere un materiale perfetto sia per i  
restauri anteriori che posteriori

**Dott.ssa Lotte Hallander**  
TandCity ApS, København, Danimarca.  
[www.tandcity.dk](http://www.tandcity.dk)

“Il Proclinic Expert Nano Hybrid è molto facile da manipolare e lavorare e l'effetto nano del colore è eccellente. Consiglio vivamente questo prodotto.”



**Dott. Alexander Johansson**  
Clinica ZahnCity GmbH, Zurigo, Svizzera.  
[www.zahncity.ch](http://www.zahncity.ch)

“Il composito Proclinic Expert Nano Hybrid presenta una viscosità ottimale ed è facilmente modellabile.”

È molto flessibile, resistente all'abrasione e presenta una resistenza fisica molto buona.”



## Rapida otturazione in strati fino a **5** mm

Il composito **Proclinic Expert Bulk Fill** è particolarmente indicato per trattare cavità di grosse dimensioni nei restauri posteriori

Opinione di diversi consulenti  
dell'istituto statunitense  
"The Dental Advisor"  
che si occupa di test



"È l'ideale per restauri veloci nei denti posteriori dove la sovrapposizione dello smalto non è necessaria"

"Si ottiene un'alta profondità di polimerizzazione e resistenza"

"Presenta un'elevata capacità di modellazione e di lucidabilità"

## Proclinic Expert Bulk Fill

Il restauro più rapido



**Proclinic Expert Bulk Fill** è un composito posteriore fotopolimerizzabile e radiopaco, capace di trattare un massimo di 5 mm in 20 secondi.

Incrementi di 2 mm



Incremento di 5 mm con **Proclinic Expert Bulk Fill**



→ Può fotopolimerizzare incrementi da 5 mm in 20 secondi.

→ Non si attacca agli strumenti al momento di ritirarli.

→ Buona viscosità, si condensa bene all'interno delle preparazioni posteriori.

→ È stabile e si può condensare assicurando punti di contatto.

**Commenti dei professionisti dell'Istituto "The Dental Advisor"**

**THE DENTAL ADVISOR**  
Improving Patient Care Through Research & Education

++++ 1/2

“Proclinic Expert Bulk Fill è molto facile da lavorare”

“Proclinic Expert Bulk Fill consente un trattamento fino a 5 mm di profondità”

“La tonalità di un dente posteriore non è di fondamentale importanza e il composito Proclinic Expert Bulk Fill è particolarmente adatto per le cavità di grosse dimensioni”

# Proclinic Expert Bulk Fill

Eccellente riuscita nei test clinici




Proclinic Expert Bulk Fill  
+ + + + 1/2

THE DENTAL ADVISOR  
www.dentaladvisor.com

RATINGS:  
Excellent + + + + +  
Very Good + + + +  
Good + + +

**345**  
APPLICAZIONI  
CLINICHE



**91%**

DI SODDISFAZIONE

**78%**  
dei professionisti considera  
Proclinic Expert Bulk Fill  
**MOLTO BUONO  
O MIGLIORE**  
rispetto ad altre marche



# Proclinic Expert Nano Hybrid

Il composito anteriore/posteriore ideale




Il composito Proclinic Expert Nano ibrido risulta perfetto sia per i restauri anteriori che posteriori. Contiene un agente fluorescente che garantisce al dente un aspetto naturale ed è molto facile da lavorare.

## STABILITÀ DEI COLORI

**Proclinic Expert Nano Hybrid** non è praticamente soggetto a invecchiamento precoce.


*Alterazione del colore del tono A2 dopo l'invecchiamento nella modalità di trasmissione\**



## TRASLUCENZA

Grazie alla traslucenza, **Proclinic Expert Nano Hybrid** rispecchia la struttura dentale circostante garantendo un restauro invisibile.



*Opacità\**



## RESISTENZA ALLA COMPRESIONE

L'elevata resistenza alla compressione di **Proclinic Expert Nano Hybrid** aiuta a resistere alle forze masticatorie, aumentandone la longevità.

*Compressione\**



\* Risultati del test effettuato dal produttore rispetto alle tre marche più vendute sul mercato spagnolo.

# Proclinic Expert Nano Flow

Il composito più versatile




**Proclinic Expert Nano Flow** è indicato per quasi tutti i tipi di restauri.

È radiopaco e assicura un aspetto naturale al dente. Contiene nanoriempitivi che migliorano la lucidabilità, la resistenza all'usura e alla compressione. Contiene resine UDMA che riducono la viscosità oltre che la sensibilità postoperatoria.

## RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

L'elevata resistenza alla compressione di **Proclinic Expert Nano Flow** ne aumenta le possibilità di applicazione.


MPa a 1 ora\*



## CARICA DI RIEMPITIVO

L'elevata carica di riempitivo di **Proclinic Expert Nano Flow**, 64 % per peso, contribuisce alla sua eccellente resistenza all'usura.

## RILASCIO DI FLUORO



# Proclinic Expert Micro Hybrid

Un composito anteriore/posteriore, radiopaco, fotopolimerizzabile, micro-ibrido. Non si attacca allo strumento e presenta una bassa contrazione, il che ne facilita l'applicazione e i risultati clinici.



# I test clinici confermano la qualità dei compositi **Proclinic Expert**

I compositi **Proclinic Expert** hanno superato con successo il test clinico effettuato presso l'Università Complutense di Madrid da parte del gruppo di ricerca diretto dai professori María Jesús Suárez García e José Carlos de la Macorra García.

## PUNTEGGI NANO FLOW

Erogazione facilitata:

8,7

Assenza di bolle:

8,4

Facilità d'uso:

8

## VALUTAZIONE DEI MEDICI PARTECIPANTI ALLO STUDIO:

“Il composito microibrido è molto facile da usare e mantiene bene il colore”

**Dott.ssa Beatriz Vizoso Noval**

“Il composito fluido è facile da lavorare, non vedo differenze tra questo e quelli di altre marche, che uso abitualmente”

**Dott. Carlos López Suárez**

Composito Bulk Fill Proclinic Expert in siringa (4 g)	Composito Proclinic Expert Nano Hybrid in siringa (4 g)	Composito Proclinic Expert Nano Hybrid in compule (20 x 0,25 g)	Composito Proclinic Expert Nano Flow in siringa (2 x 1 g)	Composito Proclinic Expert Micro Hybrid in siringa (4 g)
COD.:	COD.:	COD.:	COD.:	COD.:
Universale 36618	Kit* 36587	Colore A1 36580	Colore A1 36602	Kit* 36608
	Colore A1 36588	Colore A2 36581	Colore A2 36603	Colore A1 36609
	Colore A2 36589	Colore A3 36582	Colore A3 36604	Colore A2 36610
	Colore A3 36590	Colore A3.5 36583	Colore A3.5 36605	Colore A3 36611
	Colore A3.5 36591	Colore B2 36584	Colore B2 36623	Colore A3.5 36612
	Colore A4 36592	Colore C2 36585	Colore C2 36624	Colore B2 36613
	Colore B2 36593	Incisale 36586	Bleach 36625	Colore C2 36614
	Colore B3 36620		Opaco universale 36607	Bleach 36616
	Colore C2 36594			Incisale 36617
	Colore C3 36621			Opaco universale 36615
	Colore D3 36622			
	Bleach 36595			
	Incisale 36596			
	Opaco universale 36597			
	<b>*Contenuto del kit:</b> 5 x 4 g siringhe (A1, A2, A3, A3.5, B2), 1 x 5 ml adesivo a mordenzatura totale, 2 x 2 ml siringhe con acido gel mordenzante blu, 40 microapplicatori.			<b>*Contenuto del kit:</b> 5 x 4 g siringhe (A1, A2, A3, A3.5, B2), 1 x 5 ml adesivo a mordenzatura totale, 2 x 2 ml siringhe di acido gel mordenzante, 40 microapplicatori.

Adesivi Proclinic Expert (5ml)	COD.:
Mordenzatura totale	36599
Mordenzatura total pack doppia	36598
Universale	36600

| [www.proclinic-products.com](http://www.proclinic-products.com) |

| [info@proclinic-products.com](mailto:info@proclinic-products.com) |

