


IMPRONTE



INCREDIBILMENTE FACILI E PRECISE

Con qualsiasi tecnica:
one step o two step e monofase

P R E C I S I O N E E Q U A L I T À


I siliconi **Proclinic Expert** garantiscono massima precisione e qualità

La combinazione della nanotecnologia e dell'idrofilia del materiale offrono impronte precise, precisione dimensionale assicurata e massima integrità dei margini.



Eccellente riproduzione dei dettagli

Elevata idrofilia, angolo di contatto inferiore a 10°



Grande elasticità e resistenza alla rottura

Versatile per le tecniche one step e two step e monofase

Perfetta tissotropia, senza bolle né gocciolamento



Dott. Alexander Johansson
Clínica ZahnCity GmbH, Zurich, Svizzera
www.zahncity.ch

“Non avevo mai provato un silicone ultra leggero e ho riscontrato che il silicone Proclinc Expert Ultra Light Body è migliore rispetto al tipo Light Body che utilizzo abitualmente.”



I siliconi
Proclinc Expert
sono raccomandati
dai professionisti:

Dott. Eduardo González Arroyo
Clínica Fernández, Ibiza, Spagna
www.oralurgerytube.com
Numero di iscrizione
all'albo 28007247

“Questi siliconi hanno un livello di qualità superiore ai precedenti del marchio Proclinc che utilizzavo abitualmente.”



Dott. Carlos Gargallo
Clínica Carlos Gargallo,
Barcelona, Spagna
Numero di iscrizione
all'albo 3947


“La gamma di siliconi Proclinc Expert produce risultati soddisfacenti con tutte le tecniche di impronte comuni. Sia quelli di tipo normale che gli ultra light offrono un ottimo grado di precisione, consistenza e lavorabilità; sono ideali per protesi fissa, ortodonzia invisibile e ribasature. Se realizziamo una doppia impronta, i siliconi putty manuali e quelli a miscelazione automatica si possono tagliare facilmente con il bisturi.”



I siliconi **Proclinic Expert** permettono di prendere le impronte in modo facile e veloce

Con tempi correttamente modulati e diverse viscosità per ogni necessità clinica.

Eccellente riproduzione dei dettagli in ambiente umido, elevata idrofilia che riduce al minimo il rischio di pori. Ottenete impronte di grande precisione grazie alle eccellenti proprietà dei siliconi Proclinic Expert.



*Tempi a 23° C	Ultra Light Body	Light Body	Light Body	Regular Body	380 Heavy Body	380 Heavy Body	380 Putty Soft	Putty Soft	Putty Soft
	Fast Set	Regular Set	Fast Set	Regular Set	Regular Set	Fast Set	Fast Set	Regular Set	Fast Set
Reorder	15156	15153	15154	15152	15158	15159	15157	15150	15151
ISO 4823	Type 3	Type 3	Type 3	Type 2	Type 1	Type 1	Type 0	Type 0	Type 0
ADA 19	Light-bodied Consistency	Light-bodied Consistency	Light-bodied Consistency	Medium-bodied Consistency	Heavy-bodied Consistency	Heavy-bodied Consistency	Putty Consistency	Putty Consistency	Putty Consistency
Proporzione	1:1	1:1	1:1	1:1	5:1	5:1	5:1	1:1	1:1
Sistema									
Tipo di miscelazione	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Auto mixing system	Hand mixing	Hand mixing
Tempo totale di lavoro	1'30"	2'	1'30"	2'	2'	1'30"	1'30"	2'	1'30"
Permanenza minima nel cavo orale	2'30"	3'30"	2'30"	3'30"	3'30"	2'30"	2'30"	3'30"	2'30"
Tempo di indurimento*	4'	5'30"	4'	5'30"	5'30"	4'	4'	5'30"	4'
Deformazione per pressione (min - max)	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	3 - 5%	1 - 3%	1 - 3%	1 - 3%
Memoria elastica	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99,5%	> 99%	> 99%	> 99%
Variazione dimensionale lineare 24 ore	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%	< 0,20%
Durezza "Shore A"	45±2	45±2	45±2	45±2	60±2	60±2	60±2	60±2	60±2
Tecniche consigliate	Two step	One step o two step	One step o two step	One step o monofase	One step o two step	One step o two step	One step o two step	One step o two step	One step o two step
	BASSA CONSISTENZA				ALTA CONSISTENZA				

Completate la vostra gamma di siliconi con il silicone Proclinic Expert per la registrazione occlusale. Un silicone di durezza 95 Shore A (15160) che garantisce un'eccellente riproduzione dei dettagli.

I siliconi **Proclinic Expert** si adattano a tutte le tecniche di impronta

TECNICA ONE STEP

PUTTY SOFT FAST	Tempo di lavorazione 1'30"	Permanenza minima nel cavo orale 2'30"
LIGHT BODY FAST	Tempo di lavorazione 1'30"	Permanenza minima nel cavo orale 2'30"



TECNICA TWO STEP

PUTTY SOFT REGULAR	Tempo di lavorazione 2'	Permanenza minima nel cavo orale 3'30"
ULTRA LIGHT BODY	Tempo di lavorazione 1'30"	Permanenza minima nel cavo orale 2'30"



I siliconi **Proclinic Expert** ottengono un eccellente risultato nei test clinici

THE DENTAL ADVISOR
Improving Patient Care Through Research & Education

Proclinic Expert VPS
Impression Material
++++ ½

THE DENTAL ADVISOR
www.dentaladvisor.com

RATINGS:
Excellent +++++
Very Good ++++
Good +++

373
APPLICAZIONI
CLINICHE



87%

dei professionisti considerano i
siliconi **Proclinic Expert**
MOLTO BUONI
O MIGLIORI
di quelli che
utilizzavano prima



| www.proclinic-products.com

| info@proclinic-products.com |

