

PROSEPTIEMBRE



LAS MEJORES OFERTAS DEL MES EN LABORATORIO

Asesoramiento en tiempo real

Descubre nuestro nuevo chat online

Descubre las más vendidas

Descubre por qué nuestras planchas fotopolimerizables son las más vendidas por segundo año consecutivo.

Ofertas válidas del 1 de Septiembre al 7 de Octubre del 2018



**MERECES
TODO**



Descubre todo en www.proclinic.es o en el 900 800 880

ÍNDICE

Promoción del mes3
Mereces beneficios4
Mereces las mejores opciones5

Acrílicos Resinas20-21
Aleaciones para prótesis fija28-29
Arenas y material de chorreado26
Ataches23
Cad Cam6-11
 Pro CAD CAM6
 Líquidos de impresión 3D8
 Bloques CAD CAM9
 Discos CAD CAM10-11
 4Design11
Cerámicas30-33
 Ofertas Ivoclar Vivadent.. 30-32
 Ofertas Kulzer33
Dientes22
Elaboración de modelos, ceras y preformas12-16
Esqueléticos24
Fresas pulido y discos25
JEB39
Madespa17
Maquinaria34-37
Mobiliario38-39
Ortodoncia19
Puesto de trabajo38
Revestimiento prótesis fija27
Varios18
Zhermack13

SUMARIO

Del 1 de Septiembre al 7 de Octubre de 2018



6 PROCADCAM

Descubre nuestro nuevo catálogo de CAD CAM y encuentra la solución digital para tu laboratorio.



21 ACRYLINE

Material sofisticado para dentaduras suministrado desde opacidad normal hasta muy alta opacidad con una imagen óptica perfecta, como si fuera encía natural.



34 SIN MALOS HUMOS

Por la compra de 1 horno de calentamiento te enviamos GRATIS 1 catalizador de humos.



8 V PRINT

Mereces más soluciones de impresión 3D. V Print es el líquido de la marca líder en el sector clínico VOVO.



24 CERA DE GANCHOS

Prueba nuestros ganchos de cera Procliner para la confección de aparatos esqueléticos.



35 BÁSCULA GRATIS

Este mes por la compra de una mezcladora Twister te regalamos 1 báscula ¡mezclas precisas!



10 DISCOS PEEK

Conoce la nueva solución de discos fresables de material Peek, la alternativa a las aleaciones metálicas en boca.



29 PRUEBA SIN RIESGO

¿Piensas cambiar el metal para colar? Este mes por la compra de 1 Kg te enviamos una muestra gratis y si no te convence te retiramos el kg gratis. Sólo en Yeti y GC.



39 ILUMINA TU PUESTO

Aprovecha nuestra oferta y por la compra de 1 mesa de trabajo JEB te instalamos GRATIS 1 lámpara con luz regulable de regalo.

Los precios indicados no incluyen IVA. Datos válidos salvo error tipográfico. Ofertas no acumulables. Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a lpd@procliner.es indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900 800 880. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINER S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINER S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a lpd@procliner.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.procliner.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.



IPS e.max ZirCAD

25% Dto
desde 90€



TelioCAD

25% Dto
desde 52,50€



ProArt

25% Dto

ProArt Wax
desde 22,50€

ProArt Model
desde 15,75€

ProArt Try-in
desde 29,25€

ProArt Transfer
desde 18,75€

ProArt Splint
desde 41,25€



Colado CAD

25% Dto
desde 75€



Mereces beneficios

Partnership



ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante un equipo especializado en producto a tu disposición ya sea al teléfono o en persona, además de asesoramiento técnico en equipamiento y software y un servicio técnico propio.



SOMOS MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, Novedades, Información sectorial...

Y además, te ofrecemos becas para recién licenciados, academia dental propia de formación continua, RSC y acompañamiento en el proceso de Digitalización.



ENCUENTRA SIEMPRE LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

Servicio



CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatología, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio... Y además contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.



15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.



PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.



TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%



TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Ahorro



CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€: -5% dto
Pedidos de 1.000€: -10% dto
Pedidos de 1.500€: -15% dto



AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío incluidos a partir de 110€ de compra.



¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Whatsapp 665 533 087 9 h. - 18 h.

Atención al cliente Proclinic / Laboratorio
T. 900 39 39 39 / 900 800 880

Atención al cliente Fadente
T. 900 22 24 26

pedidoslab@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39
Y en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197, Zaragoza



Mereces las mejores opciones en yeso Tipo IV

Del 1 de Septiembre al 7 de Octubre de 2018

'GC.'

FUJIROCK EP CLASSIC GOLDEN BROWN 12 KG

Marca: G.C.

Características: Tipo IV.

Ref. H00486 Bidón 12kg. Golden Brown **61,50€** ~~92,90€~~

GC FUJIROCK EP PREMIUM PASTEL YELLOW 11 KG

Ref. H00517 Bidón 11 kg. Pastel Yellow **61,50€** ~~95,05€~~



DESDE
61,50€
95,05€

Por la compra de 1 bidón grande GRATIS 1 bidón pequeño del mismo color.

YESO EXTRADURO TIPO IV

Marca: Proclinic

Características: Yeso natural extraduro para muñones.

Ref. H62021 Gris. Bidón 18 Kg **55,00€** ~~74,90€~~

Ref. H62022 Marrón dorado. Bidón 18 Kg. **55,00€** ~~74,90€~~

Proporción de mezcla: 20ml-100gr

Tiempo de mezcla: 1'

Tiempo de trabajo: 7'

Tiempo de fraguado: 11'

Expansión de fraguado: 0,07% (2h)

Resistencia a la compresión (1h): 49 MPa



i
Dureza extrema

proclinic

DESDE
55,00€
74,90€

i
Compatible con CAD CAM

KIMBERLIT ESCAYOLA

Marca: Protechno

Características: Escayola Tipo IV. Color dorado

Ref. H00095 Bolsa de 18 Kg. **73,00€** ~~91,00€~~

Ref. 4349 6 bolsas x 2 kg. **51,85€** ~~64,90€~~



DESDE
73,00€
64,90€

protechno

ESCANEADO



Laboratorio

SELECT V2

- Marca: Open Technologies
- Características:
- Sistema de escaneado a 5 ejes (3 ópticos y dos mecánicos)
 - Luz estructurada
 - Cámaras 2 x 2MP
 - 5 micras – certificación ISO 12836
 - **Arcada completa 20"**

DISEÑO

exocad

Distribuidores oficiales del software más utilizado en los laboratorios dentales. Descubre un software modular de sistema abierto para el diseño de todo tipo de trabajos.

Software

EXOCAD

- Marca: Exocad
- Características: Software abierto y modular que permite la realización de todo tipo de trabajos: implantes, provisionales, barras, férulas...
- Novedad: Software de esqueléticos**

PRODUCCIÓN



Impresora 3D

ASIGA MAX UV

- Marca: Asiga
- Características:
- Tecnología DLP (proyector LED)
 - Sistema abierto.
 - Tamaño de pixel X,Y: 62 micras
 - HD print precisión
 - Longitud de onda 385nm
 - Tamaño de la plataforma de construcción: 119x67x75mm.
 - Conexión Wifi
 - Sin costes de mantenimiento.

PRODUCCIÓN



Fresado en seco

K5

Marca: VHF

Características:

- Fresado en seco para bloques y discos. 5 ejes
- Discos de 98mm
- Bloques conexión Cerec y Universal
- Conexión a compresor
- Potencia máx. husillo 500W
- Velocidad 60.000rpm
- Cargador automático de 16 herramientas
- Materiales: Circonio, PMMA, Metal, Cera y Composites.



Fresado en seco y húmedo


PROGRAMILL PM7

Marca: Ivoclar Digital

Características:

- Fresado en seco y húmedo para bloques y discos. 5 ejes
- Cambiador de discos de 8 posiciones/48 Bloques
- Servomotores de alta frecuencia
- Cámara Ionizada (PMMA/Ti)
- Proceso hídrico automático
- Conexión a compresor
- Gestión materiales Ivoclar automática (RFID)
- Pantalla táctil

Mereces poder digitalizar todos tus procesos para mayor precisión.



? Consulte condiciones de financiación con nuestro equipo comercial.

📧 atencion.laboratorio@proclinic.es

@ 900 800 880

i Muchos más modelos CAD/CAM disponibles; ¡descúbrelos en [www.proclinic.es!](http://www.proclinic.es)



★
NOVEDAD



V PRINT ORTHO CLEAR 1000g

Características: Material de impresión para placas base de ortodoncia, de descarga y plantillas para impresoras UV-LED con espectro de luz 378-388nm.

Ref. H103471

441,60€ ~~480,00€~~

V PRINT BEIGE 1000g

Características: Resina Fotopolimerizable a base de metacrilato para la fabricación por adición de componentes de precisión de todo el espectro de modelos de técnica dental. Idóneo para impresoras DLP con espectro de UV-LED de 385 nm.

Ref. H103472

305,62€ ~~332,20€~~

V PRINT SG CLEAR 1000g

Características: Producto médico clase II desarrollado para la fabricación por adición de plantillas de perforación. Gracias a su precisión se puede realizar la implantación con mayor exactitud y previsibilidad. V- Print SG se puede esterilizar con vapor durante 5 minutos a 134°. Es biocompatible, tiene sabor neutro y ofrece una elevada resistencia a la flexión. Idónea para impresoras DLP con un espectro de UV-LED de 385nm.

Ref. H103473

441,60€ ~~480,00€~~

FREEPRINT® 3D

Resinas Premium para impresoras 3D de diseño abierto.

Modelos.

FREE PRINT® MODEL / FREE PRINT® MODEL T

Envase de 1.000g.

- Ref. H103433 FREEPRINT MODEL UV SAND
- Ref. H103435 FREEPRINT MODEL UV IVORY
- Ref. H103437 FREEPRINT MODEL UV GREY
- Ref. H103439 FREEPRINT MODEL T UV

Coronas y puentes.

FREE PRINT® TEMP

Envase de 500g.

- Ref. H103420 FREEPRINT TEMP UV A1
- Ref. H103422 FREEPRINT TEMP UV A2
- Ref. H103424 FREEPRINT TEMP UV A3.

Envase de 1.000g.

- Ref. H103421 FREEPRINT TEMP UV A1
- Ref. H103423 FREEPRINT TEMP UV A2
- Ref. H103425 FREEPRINT TEMP UV A3.



DETAX

268,35€ ~~315,70€~~

Calcinables.

FREE PRINT® CAST

Envase de 500g.

Ref. H103442 FREEPRINT CAST UV

156,74€ ~~184,40€~~

Bases de Ortodoncia.

FREE PRINT® ORTHO

Envase de 1.000g.

Ref. H103427 FREEPRINT ORTHO UV

412,59€ ~~434,31€~~

241,01€ ~~253,69€~~

Cubetas y guías quirúrgicas.

FREE PRINT® TRAY

Envase de 1.000g.

Ref. H103431 FREEPRINT TRAY

326,00€



-30%

PROSCAN ESPRAY ANTIREFLECTORA PROCLINIC

Marca: Proclinic
 Características: Spray anti reflectante para el escaneo con láser, que cumple con exactitud la tecnología láser. Para todos los materiales (Metal, PMMA, Ti) crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar

Ref. H20818 Spray 400ml.

29,99€ ~~42,80€~~



-21%

CERASMART UNIVERSAL

Marca: GC
 Características: Bloque de cerámica híbrida de alta resistencia y flexibilidad para un trabajo preciso y duradero. Caja 5 piezas.

TAMAÑO 14

- Ref. H62260 HT A1
- Ref. H62262 HT A2
- Ref. H62264 HT A3
- Ref. H62266 HT A3,5
- Ref. H62268 HT B1
- Ref. H62270 LT A1
- Ref. H62272 LT A2
- Ref. H62274 LT A3
- Ref. H62276 LT A3,5
- Ref. H62278 LT B1
- Ref. H62280 BLEACH



Disponible en otros tamaños. No válido para Cerec.

103,10€ ~~130,50€~~

3+1

PRECIO RESULTANTE
71,94
 €/u.

CELTRA DUO

Marca: Dentsply
 Características: Envase 4 unidades. Bloques para el sistema CEREC INLAB y SIRONA formado por cristal cerámico de alta calidad de silicato de litio (ZLS) reforzado con zirconio.

- Ref. H61776 HT C14 / A3
- Ref. H61777 HT C14 / A2
- Ref. H61893 HT C14 / A1
- Ref. H61894 LT C14 / A1
- Ref. H61895 LT C14 / A2
- Ref. H61896 LT C14 / A3
- Ref. H61786 LT C14 / A3,5
- Ref. H61897 LT C14 / B2



95,92€ ~~112,85€~~

Por la compra de 3 unidades
GRATIS 1 reposición Celtra Duo LT A2 de envío directo

IMPORTANTE: El regalo será enviado directamente por Dentsply. Enviar prueba de compra a promociones@dentsplysirona.com o contactando directamente al teléfono 900 87 87 65.


IPS e.max CAD

Por la compra de 3 reposiciones
 IPS e.max CAD
 (HT,MT,LT o MO) C14/I12 de 5 piezas

GRATIS*

Tetric CAD (MT,HT) C14/I12

3+1*
GRATIS
 ENVÍO DIRECTO



IPS Empress CAD

Por la compra de 3 reposiciones
 Empress CAD 5 piezas

GRATIS*

**1 reposición IPS Empress CAD
 de igual o inferior valor de compra
 de envío directo**

3+1*
GRATIS
 ENVÍO DIRECTO



IMPORTANTE: *Solicitar a través de la plataforma www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

DISCO HUGO PMMA UNIVERSAL

Marca: Huge
 Características: Disco de 4 capas, monocolor, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

-19%

- Ref. H53545 14mm A1
- Ref. H53546 14mm A2
- Ref. H53547 14mm A3
- Ref. H53548 14mm A3,5
- Ref. H53559 14mm B1
- Ref. H53560 14mm C1

- Ref. H53549 18mm A1
- Ref. H53550 18mm A2
- Ref. H53551 18mm A3
- Ref. H53552 18mm A3,5
- Ref. H53561 18mm B1
- Ref. H53562 18mm C1

- Ref. H53553 20mm A1
- Ref. H53554 20mm A2
- Ref. H53555 20mm A3
- Ref. H53556 20mm A3,5
- Ref. H53557 20mm B1
- Ref. H53558 20mm C1



26,50€ ~~32,00€~~

DISCO HUGO PMMA MULTICAPA

Marca: Huge
 Características: Disco de 4 capas, con degradación de color natural, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

-32%

- Ref. H53566 14mm A1
- Ref. H53567 14mm A2
- Ref. H53568 14mm A3
- Ref. H53569 14mm A3,5
- Ref. H53570 14mm B1
- Ref. H53571 14mm C1

- Ref. H53573 18mm A1
- Ref. H53574 18mm A2
- Ref. H53575 18mm A3
- Ref. H53576 18mm A3,5
- Ref. H53577 18mm B1
- Ref. H53578 18mm C1

- Ref. H53580 20mm A1
- Ref. H53581 20mm A2
- Ref. H53582 20mm A3
- Ref. H53583 20mm A3,5
- Ref. H53584 20mm B1
- Ref. H53585 20mm C1



55,00€ ~~81,35€~~

K2 DISCOS DE ZIRCONIO CLASSIC

Marca: Yeti
 Características: Discos de zirconio presinterizados y estabilizados para la técnica de coronas y puentes. Ø98,5mm.
 Recomendación: utilizar DIP & Brush K2 Líquido de zirconio para colorar los trabajos fresados en el color adecuado.
 Discos de estructura opaca. Óptimos para la cobertura de muñones y conjuntos descoloridos.



-15%

- Ref. H11710 10mm **88,40€** ~~104,00€~~
- Ref. H11711 12mm **95,20€** ~~112,00€~~
- Ref. H11712 14mm **100,30€** ~~118,00€~~
- Ref. H11713 16mm **113,90€** ~~134,00€~~
- Ref. H11714 18mm **125,80€** ~~148,00€~~
- Ref. H11715 20mm **134,30€** ~~158,00€~~
- Ref. H11717 25mm **168,30€** ~~198,00€~~

Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 Muestra DIP & BRUSH K2 colorante A3,5



i

Nuevas medidas:
 20 mm y 24,5 mm

-21%

BLOQUES DE CROMO-COBALTO BIOSTAR

Marca: Ernst Hinrichs
 Características: Aleación de cromo cobalto para la aplicación en la técnica CAD/CAM. Resistente a la corrosión y biocompatible. Su baja dureza permite un fácil y rápido fresado.
 Diámetro de 98,5mm. 1 unidad.

- Ref. H00204 10 mm **143,78€** ~~182,00€~~
- Ref. H00205 12 mm **156,42€** ~~198,00€~~
- Ref. H00206 13,5 mm **169,06€** ~~214,00€~~
- Ref. H00207 15 mm **180,12€** ~~228,00€~~
- Ref. H00208 18 mm **206,98€** ~~262,00€~~
- Ref. H00275 20 mm **224,36€** ~~284,00€~~
- Ref. H00276 24,5 mm **259,12€** ~~328,00€~~

★
NOVEDAD

-15%

i

Discos de PEEK



DISCO JUVORA DENTAL PEEK OYSTER NAT

Marca: Ernst Hinrichs
 Características: Polímero de alto rendimiento alternativo al metal para prótesis dentales, disponible en una amplia gama de tamaños y espesores, adecuado para fabricación CAD-CAM en sistemas de 4 o 5 ejes y que se puede fresar en seco o mojado.

- Ref. H119010 Nature 12mm **165,45€** ~~194,65€~~
- Ref. H119011 Nature 16mm **191,51€** ~~225,30€~~
- Ref. H119012 Nature 18mm **202,30€** ~~238,00€~~
- Ref. H119013 Nature 20mm **210,80€** ~~248,00€~~
- Ref. H119014 Nature 22mm **219,85€** ~~258,65€~~
- Ref. H119015 Nature 25mm **236,85€** ~~278,65€~~
- Ref. H119016 Nature 30mm **258,40€** ~~304,00€~~
- Ref. H119020 Oyster Nat 16mm **210,80€** ~~248,00€~~
- Ref. H119021 Oyster Nat 18mm **225,42€** ~~265,20€~~
- Ref. H119022 Oyster Nat 20mm **236,09€** ~~277,75€~~
- Ref. H119023 Oyster Nat 22mm **245,69€** ~~289,05€~~
- Ref. H119024 Oyster Nat 25mm **259,17€** ~~304,90€~~
- Ref. H119025 Oyster Nat 30mm **287,85€** ~~338,65€~~

OFERTA IRREPETIBLE DESDE LA PRIMERA UNIDAD

ST

Super Translucent
MULTICAPA



-47%

Adecuado para coronas y puentes con una estructura multicapa gradual.

Dureza 1.100

Translucidez 30-39%

Tª recomendada 1530°C

Grosor 14 / 18 / 22mm



- Ref. H44415 ST COLOR A1 14mm
- Ref. H44416 ST COLOR A2 14mm
- Ref. H44417 ST COLOR A3 14mm
- Ref. H44418 ST COLOR A3,5 14mm
- Ref. H44419 ST COLOR B1 14mm
- Ref. H44420 ST COLOR B2 14mm
- Ref. H44421 ST COLOR C2 14mm

Precio Oferta ~~198,00€~~ **104,94€**

Pedidos de 1.500€ -15% dto **89,20€**

*Condiciones descuentos pág. 4

- Ref. H44422 ST COLOR A1 18mm
- Ref. H44423 ST COLOR A2 18mm
- Ref. H44424 ST COLOR A3 18mm
- Ref. H44425 ST COLOR A3,5 18mm
- Ref. H44426 ST COLOR B1 18mm
- Ref. H44427 ST COLOR B2 18mm
- Ref. H44428 ST COLOR C2 18mm

Precio Oferta ~~232,00€~~ **122,96€**

Pedidos de 1.500€ -15% dto **104,52€**

*Condiciones descuentos pág. 4

- Ref. H44429 ST COLOR A1 22mm
- Ref. H44430 ST COLOR A2 22mm
- Ref. H44431 ST COLOR A3 22mm
- Ref. H44432 ST COLOR A3,5 22mm
- Ref. H44433 ST COLOR B1 22mm
- Ref. H44434 ST COLOR B2 22mm
- Ref. H44435 ST COLOR C2 22mm

Precio Oferta ~~272,00€~~ **144,16€**

Pedidos de 1.500€ -15% dto **122,54€**

*Condiciones descuentos pág. 4

HT

High Translucent **WHITE**



-42%

Adecuado para el diseño de estructura y cofias con una fuerza superior.

Dureza 1.200

Translucidez 30-39%

Tª recomendada 1530°C

Grosor 12 / 14 / 18 / 22 / 25 / 30mm

Blanco

- Ref. H44410 HT WHITE 12mm **66,70€** ~~115,00€~~
- Ref. H44411 HT WHITE 14mm **77,72€** ~~134,00€~~
- Ref. H44412 HT WHITE 18mm **92,22€** ~~159,00€~~
- Ref. H44413 HT WHITE 22mm **108,46€** ~~187,00€~~
- Ref. H44414 HT WHITE 25mm **117,74€** ~~203,00€~~
- Ref. H44409 HT WHITE 30mm **133,40€** ~~230,00€~~

W

Disco de cera **WAX**

-36%

ESESOR **DIÁMETRO**

20 mm 98 mm



- Ref. H44486 Blanco **16,00€** ~~25,00€~~
- Ref. H44487 Gris **16,00€** ~~25,00€~~

Consulte otras soluciones 4DISK

Para más información contacte con nuestro equipo comercial: info@4designdigital.com



HASTA UN
-24%

DURGUIX ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo III.

Ref. H00065 Bidón de 20Kg. Rosa **38,55€** ~~46,40€~~
Ref. H00066 Bidón de 20Kg. Amarillo

Ref. H00067 Envase de 25Kg. Rosa
Ref. H00069 Envase de 25Kg. Amarillo **38,55€** ~~50,60€~~
Ref. H00071 Envase de 25Kg. Azul



-21%

YESO NATURAL DURO TIPO III PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Tipo III

Ref. H62011 Caja 25 kg. Amarillo
Ref. H62012 Caja 25 kg. Azul
Ref. H62013 Caja 25 kg. Rosa

i
Nuevo formato 5 kg.

40,00€ ~~50,55€~~

Ref. H62027 Caja 5 kg. Amarillo
Ref. H62028 Caja 5 kg. Azul
Ref. H62029 Caja 5 kg. Rosa

15,00€ ~~18,90€~~



-27%

HEBODUR

Marca: Hebör
Características: Color Amarillo. Tipo III.

Ref. H00084 Bidón 25 Kg. **41,00€** ~~55,90€~~



HASTA UN
-25%

BI-V-PIN CON PERFIL EN V

Marca: Renfert
Características: Bi-v-pin con manguito.

Ref. H00755 100 unidades **17,00€** ~~22,50€~~



BI-PIN CON MANGUITO PARA MODELOS DE PRECISION

Características: Bi-pin con manguito.

Ref. H00765 Bi-pin corto 100 u. **18,00€** ~~24,00€~~



HASTA UN
-21%

PEGAMENTO UNIVERSAL INSTANTÁNEO

Marca: Renfert
Características: Adhesivo dental para pegar yeso, resina acrílica, metal y cerámica.

Ref. H99023 Envase 6 x 10 g. **26,60€** ~~33,50€~~

PEGAMENTO POTENTE

Ref. H99029 Envase 6 x 10 g. **26,80€** ~~33,50€~~



-30%

PIEDRA POMEZ FINE

Marca: Ernst Hinrichs


Ref. H90003 5Kg **48,65€** ~~69,50€~~

LIQUIDO DESINFECTANTE PARA PIEDRA POMEZ

Ref. H00252 l. l. **7,49€** ~~10,70€~~

ELITE ROCK I ROCK FAST

Yeso extra duro tipo IV, para la realización de modelos y muñones individuales en prótesis fija y removible



1 saco de 25 kg
ELITE ROCK - ROCK FAST

€ 103,97

C410200 Sandy Brown - C410201 Cream
C410202 Silver Grey - C410204 White

Versión fast: C410205 Sandy Brown,
C410207 Cream - C410206 Silver Grey

ELITE DOUBLE

Silicona de adición para la duplicación



1 kg + 1 kg



Por la compra de
4 reposiciones
**regalo 1* mufla
de duplicar Zhermack**

*Unidades limitadas



1 kg + 1 kg
ELITE DOUBLE

€ 69,00

Disponibles en versiones

8sh (Normal C400830)

16sh (Fast C400831)

22sh (Normal C400832,

Fast C400834, Extra Fast C400838)

32sh (Normal C400833, Fast C400836)

GINGIFAST RIGID / ELASTIC

Silicona de adición para la reproducción de la encía sobre modelos en prostodoncia.



C401520 **GINGIFAST RIGID**
C401500 **GINGIFAST ELASTIC**

€ 29,95

2 cartuchos de 50 ml
+ 1 Gingifast Separador frasco 10 ml
+ 12 puntas mezcladoras amarillas
+ 12 puntas intraorales amarillas
+ 1 nebulizador

Precisión en prótesis fijas

Ceras de modelar calcinables
y estéticas para la confección
de prótesis fija y diagnósticos.

Por la compra de 2 ceras
marca Proclinic

GRATIS

1 separador de cera de 25ml.
(No olvide solicitar su obsequio)



DISPONIBLE
TAMBIÉN EN COLOR

TEMPERATURA
DE TRABAJO
53°C

ASH
FREE

■ CERA DE MODELAR ESTÉTICA

Cera estética estable, de baja contracción,
especialmente desarrollada para trabajos inlay.
Puede calcinarse y mantener los márgenes de
forma precisa. Los colores disponibles ofrecen un
buen contraste y descansan la visión. Envase 65 g.

Marfil
Marrón

Ref. H20034
Ref. H20036

6,23€ ~~7,50€~~



DISPONIBLE
TAMBIÉN EN COLOR

TEMPERATURA
DE TRABAJO
55°C

ASH
FREE

■ CERA PRESS CALCINABLE

Cera calcinable especial para técnicas de
inyección de cerámica. Envase 65 g.

Amarillo
Dentina

Ref. H20028
Ref. H20030

6,23€ ~~7,50€~~



TEMPERATURA
DE TRABAJO
59°C

■ CERA CERVICAL

Cera cervical rígida, libre de tensiones. Alta fluidez
y precisión, no mancha. La ligera transparencia
permite ver claramente el borde marginal, de
forma que se obtiene un perfecto control óptico del
modelado. Envase 65 g.

Roja

Ref. H20018

6,23€ ~~7,50€~~



DISPONIBLE
TAMBIÉN EN COLOR

TEMPERATURA
DE TRABAJO
55°C

■ CERA DE MODELAR UNIVERSAL

Cera de modelar de alta rigidez y acabado superficial
fino. Bajo rango de fusión. Envase 65 g.

Verde
Gris

Ref. H20020
Ref. H20022

6,23€ ~~7,50€~~



■ HILO DE CERA

Carrete de hilo de cera para la confección de bebederos.
Rollo 250 g.

Duro verde

2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm

Ref. H20038
Ref. H20040
Ref. H20042
Ref. H20044
Ref. H20046

Media azul

3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm

Ref. H20048
Ref. H20050
Ref. H20052
Ref. H20054

10,58€ ~~12,75€~~



i

Preformada para un mayor ahorro de tiempo

-33%



CERA ARCADA

Marca: Proclinic
Características: 100 unidades.

Ref. H20012 Amarilla suave
Ref. H20014 Roja media

19,99€ ~~30,00€~~



-29%



CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Planchas: 2.500 g.

Ref. H20812 Normal.
Ref. H20802 Climas cálidos.

24,99€ ~~35,35€~~



-28%



PLANCHA BASE FOTOPOLIMERIZABLE

Marca: Proclinic
Características: Planchas base fotopolimerizables con un espesor de 2,2 mm. Muy fáciles de modelar y se adaptan fácilmente al modelo, muy resistentes. Color Rosa. Caja x 50 u.

Ref. H20822

35,00€ ~~48,60€~~



-30%

CARILLAS DE CERA KIT 180 U.

Marca: Al Dente
Características: Carillas de cera para los encerados de diagnóstico wax ups. Formas muy naturales, disponibles en 5 tamaños superiores y 1 inferior. Cera completamente orgánica, se puede utilizar en la cerámica inyectada.

Ref. H00973 Kit X 180 Carillas (5 De Cada Tamaño). **134,00€** ~~192,55€~~



-15%

CERA GEO CROWAX

Marca: Renfert
Características: Estas ceras de modelado son ideales para el modelado a llama abierta y con la espátula de cera eléctrica. Las ceras de modelado orgánicas, transparentes GEO Crowax se queman sin dejar residuos y sirven tanto para la cerámica integral como prensada. Envase 80 g.

Ref. H01002 Verde Transparente
Ref. H01004 Azul Transparente
Ref. H01006 Rojo Transparente
Ref. H01008 Beige Opaca
Ref. H01010 Gris Opaca
Ref. H01012 Cervical Y Base Roja

11,00€ ~~13,00€~~

★ NOVEDAD

SÓLO POR 35€



PLANCHAS ELITE LC TRAY ROUND

Marca: Zhermack
Características: Placas de resina fotopolimerizable para cubetas individuales y funcionales. Espesor 2,4mm. Caja de 50 unidades.

Ref. H00720 Blanco
Ref. H00721 Rosa
Ref. H00722 Azul

35,00€ ~~39,00€~~



-17%

ORMALAB
 Marca: Major
 Características: Bidón 5 Kg. + 2 catalizadores 60 ml.
Ref. H00329 Shore 95
Ref. H00298 Shore 85

50,57€ ~~61,03€~~



proclinic
expert

-27%

SILICONA PUTTY LAB 5KG PROC EXPERT
 Marca: Proclinic Expert
 Características: Silicona de condensación específica para laboratorio de elevada dureza (Shore-A 85) y resistencia elástica. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (140°C).

Ref. H00195 Silicona 5 kg.

50,00€ ~~68,00€~~

Por la compra de 1 unidad
 2 Catalizadores Proclinic Expert.



1 SUPER PRECIO!

HASTA UN -42%

MASILLA HARD-MASK CF 95 SHORE
 Marca: Technim Group
 Características: Silicona de condensación extra duro para la construcción de frentes (llaves), reproducción encías etc.

Ref. H100449 5 kg. + 3 catalizadores de 40 g.

35,99€ ~~62,50€~~

CATALIZADOR
Ref. H100457 Tubo 40g.

8,90€ ~~11,90€~~



-31%

ALGINATO KROMOPAN
 Marca: Lascod
 Características: Alginato cromático.
Ref. H00141 Bolsa 450 g.

6,15€ ~~8,95€~~



-32%

SILICONA DE DUPLICAR A+B
 Marca: Proclinic
 Características: Silicona de adición elástica de alta precisión para el duplicado de modelos de laboratorio. Envase 1 kg + 1 kg.

Ref. H00192 Shore 30
Ref. H00191 Shore 22
Ref. H00190 Shore 16

49,00€ ~~72,30€~~



-20%

ZETALABOR
 Marca: Zhermack
 Características: Silicona mezclable con el catalizador (induret gel). Dureza final 85 Shore A.

Ref. H00179 5 Kg con 2 catalizadores.

Precio Oferta ~~74,00€~~ **59,20€**
 Pedidos de 1.500€ -15% dto **50,32€**

*Condiciones descuentos pág. 4

ventura gingival

Silicona de Encías



Polisiloxano de vinilo de viscosidad media. El tipo de dureza de **ventura gingival rigid** facilita el recorte de los bordes y el fresado cuando se termina el tejido gingival en el modelo. Gracias a la translucidez de **ventura gingival elastic** se obtienen excelentes resultados estéticos. Es adecuada, en presencia de rebajes y espesores delgados.

**2 x 50 ml +
separador 10 ml
25,80 € ud.**

Madespa

ventura crystalsil

Silicona transparente para máscaras

fast set



Pensado para realizar máscaras de silicona transparentes en el laboratorio para composites y resinas fotopolimerizables. Tiempo de trabajo : 1'. Tiempo de fraguado: 3'. Dureza Shore A: 70. Color: Transparente.

**2 x 50 ml
34,90 €**

Madespa

ventura top 85

Silicona frentes y llaves

lab



Indicada para llaves o frentes en los siguientes trabajos:
- Carga de resina en prótesis metálicas.
- Provisionales de resina.
- Reproducción de encías.
- Aislamiento de las prótesis dentales removibles para un desmullado más limpio.

**5 Kg + 2 cat 60 ml
2 uds
94,00 €**

Madespa

ventura superdie rock

Yeso tipo IV Extraduro



Yeso natural extra duro para muñones. Proporción agua / polvo : 20 ml / 100 g. Fraguado final (Vicat) : 11'. Expansión de fraguado (2 h) : 0,07 %. Resistencia a la compresión (1 h) : 49 MPa. Color: Marrón dorado / Gris / Blanco.

**Bidón 18 Kg
59,90 €**
**Bidón 6 Kg
21,00 €**

Madespa

ventura stone

Yeso tipo III Altas prestaciones



Yeso para trabajos de carácter general. Proporción agua / polvo : 26 ml / 100 g. Fraguado final (Vicat) : 10'. Expansión de fraguado (2 horas) : 0,13 %. Resistencia a la compresión (1 hora) : 34 MPa. No se distorsiona en los trabajos con acrílicos. Color: Amarillo / Rosa / Azul.

**Bidón 5 Kg
14,50 €**
**Caja 25 Kg
38,90 €**

Madespa

ventura truebond CCb

Aleación de base Ni-Cr para cerámicas



Aleación de base Ni-Cr para cerámicas. SIN BERILIO. Contenido : Ni. 59,3% - Cr. 24,0 % - Mo. 10,0 % C.E.T. : 14,1 x 10-6 µm/(m·K) (25 - 500 °C) C.E.T. : 14,4 x 10-6 µm/(m·K) (20 -600 °C) Intervalo de fusión : 1190 - 1300 °C Dureza Vickers (HV 10) : 200

**Envase 250 g
59,90 €**
**Envase 1000 g
203,00 €**

Madespa



GUANTES DE LÁTEX CON POLVO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 100u.

- Ref. 0138** Grande
- Ref. 0139** Mediano
- Ref. 0140** Pequeño
- Ref. 0170** X-Pequeño



Comprando 10 unidades

Precio Oferta ~~10,25€~~ **4,50€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **4,28€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **4,05€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **3,83€**

*Condiciones descuentos pág. 4



GUANTES LÁTEX SIN POLVO

Marca: Supermax
Características: Caja de 100u.

- Ref. 75263** Grande
- Ref. 75262** Mediano
- Ref. 75261** Pequeño
- Ref. 75260** X-Pequeño



Panel de abeja

Precio Oferta ~~12,55€~~ **7,99€**

Pedidos de 500€ **-5% dto.** **7,59€**

Pedidos de 1.000€ **-10% dto.** **7,19€**

Pedidos de 1.500€ **-15% dto.** **6,79€**

*Condiciones descuentos pág. 4

SÓLO POR

1,99€



MASCARILLAS RECTANGULARES

Marca: Proclinic
Características: Caja de 50u.
Con elásticos redondos.

- Ref. 0150** ■ Verdes
 - Ref. 01500** ■ Azules
 - Ref. 01501** ■ Rosas
- comprando 1 uds. **3,50€** ~~+0,80€~~

comprando 10 uds. **1,99€** ~~+0,80€~~



HASTA UN **-25%**

RELYX UNICEM 2 AUTOMIX

Marca: 3M
Características: 1 jeringa de 8,5 gr., 15 puntas de mezcla estándar, 5 puntas de mezcla anchas y 5 cánulas de elongación.

- Ref. 99180** Translúcido
 - Ref. 99181** A2 Universal
 - Ref. 99179** A3 Opaco
- 95,50€** ~~+22,50€~~

Características: 3 jeringas x 8,5 gr., 30 puntas de mezcla estándar, 20 puntas de mezcla anchas, 15 cánulas de elongación, 5 tips intraorales,

- Ref. 71711** Translúcido
 - Ref. 71712** A2 Universal
 - Ref. 71718** A3 Opaco
- 210,95€** ~~282,38€~~



2+1
TE AHORRAS
HASTA 10,90 €

PRECIO RESULTANTE
7,27
€/u.

ALGINATO NEW

Marca: Proclinic
Características: Bolsa de 453 g.

Ref. 01592 Aroma Menta. **10,90€**

ALGINATO
Ref. 0162 Aroma Menta. **10,90€**

ALGINATO CROMÁTICO
Ref. 0178 Aroma a vainilla **10,90€**

ALGINATO ORTODONCIA
Ref. 01593 Aroma cítrico. **9,95€**

-27%



PAPEL DE ARTICULAR BK

Marca: Bausch
Características: Papel de 200 micras de espesor (0,2 mm). Coloración progresiva. Control de la distribución de las fuerzas masticatorias. Caja con 300 hojas.

- Ref. 2001** BK 01 Azul
 - Ref. 2002** BK 02 Rojo
- 14,50€** ~~+0,84€~~



-15%

PLANCHAS BIOCRYL "C" REDONDAS COLOREADAS

Marca: Scheu Dental
Características: Planchas redondas acrílicas. Resistentes a golpes, sin elementos alérgenos. Pueden combinarse con acrílicos autopolimerizables. Caja 10 unidades. Ø2x125mm

- Ref. H04150 Transparente
- Ref. H04152 Rojo
- Ref. H04154 Azul
- Ref. H04156 Amarillo
- Ref. H04158 Rosa Transparente

26,31€ ~~30,95€~~



-22%

PULIDORES MULTIFUNCION

Marca: Proclinic
Características: Cepillo de pulido excepcional y alto brillo, con superficies suaves y lisas. Permite retocar material termoplástico, acrílicos, composite y material de rebase blando. Envase 25 unidades y 1 mandril.

- Ref. H20705 Fino
- Ref. H20706 Grueso

19,00€ ~~24,25€~~



SÓLO POR
23,20€

CORTADOR SUAVE ACRÍICOS

Marca: Komet
Características: Instrumento con 4 lados y forma piramidal, fabricado de un material de alta tecnología para la elaboración de las zonas de transición entre acrílico y metal

Fresa de Tungsteno	
Modelo	SCI
Mandril	104
Tamaño	055
rpm.	4.000
Ref.	H15038



23,20€ ~~26,29€~~



-29%



Otras medidas no sujetas a promoción

ROLLO DE ALAMBRE LEOWIRE

Marca: Leone
Características: Alambre redondo elástico duro.

- Ref. H03597 Ø 0,8 mm. 20 m.
- Ref. H03599 Ø 0,9 mm. 10 m.
- Ref. H03601 Ø 1,0 mm. 10 m.

12,50€ ~~17,70€~~

NOVEDAD



-25%

- Ref. H21077
- Ref. H21078
- Ref. H21079
- Ref. H21080

ALICATES PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: 1 u.

- Ref. H21077 Adams. 13,5cm.
- Ref. H21078 Angle. 13cm.
- Ref. H21079 Media Caña. 13cm.
- Ref. H21080 Pico Redondo. 13cm.



Consulta nuestra gama de alicates "NEW" completa en www.proclinic.es

29,95€ ~~40,00€~~

NOVEDAD



-15%

FORWARD KIT TORNILLO ANTI RONQUIDOS

Marca: Leone
Características: Dispositivos endoral para uso nocturno que, adelantando la mandíbula, puede eliminar el ronquido actuando directamente en el mecanismo que lo produce. De hecho, el reposicionamiento mandibular adelanta también la lengua y la epiglotis distanciándola de la úvula, resolviendo por lo tanto la vibración de los tejidos blandos del paladar durante el paso del aire que provoca el ronquido. Los dispositivos MAD son usados también en las terapias de las apneas nocturnas (OSA), porque pueden resolver las obstrucciones de las vías aéreas posteriores, restableciendo la capacidad respiratoria durante el sueño.

Ref. H12045

77,00€ ~~90,70€~~

i

Consulta oferta por cantidad



-21%

PALAPRESS VARIO

Marca: Kulzer
Características: Resina autopolimerizable.

Ref. H02533 Polvo 1000 gr. Clear.

Ref. H02535 Polvo 1 Kg. Rosa.

Ref. H02536 Polvo 1 Kg. Rosa Veteada

Ref. H02537 Monómero 500 ml.

117,71€ ~~149,00€~~

86,11€ ~~109,00€~~

i

Consulta oferta por cantidad



-21%

PALAXPRESS ULTRA

Marca: Kulzer
Características: Acrílico de elevada resistencia y plasticidad.

Ref. H02120 Polvo 1 kg. Color Rosa

Ref. H02112 Polvo 1 kg. Color Rosa Live-L

Ref. H02114 Polvo 1 kg. Color Rosa veteado

Ref. H02121 Polvo 1 kg. Color R50

Ref. H02113 Líquido 500 ml.

130,35€ ~~165,00€~~

80,78€ ~~102,25€~~



DESDE
24,95€

SR TRIPLEX COLD POLÍMERO

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Autopolimerizable

Ref. H02247 1 Kg. Pink

Ref. H02249 1 Kg. Pink-V

47,39€ ~~53,85€~~

Ref. H02255 500 ml.

24,95€ ~~29,95€~~



-20%

TEMPORARY COLD-V DENTINA

Marca: Major
Características: Frasco 100 g.

Ref. H00400 Color A2

Ref. H00401 Color A3

Ref. H00402 Color B3

Ref. H00403 Color C2

Ref. H00404 Color D3

19,86€ ~~24,82€~~

Ref. H00406 Frasco Incisal Universal

TEMPORARY COLD-V LIQUIDO

Ref. H00413 100 ml.

16,25€ ~~20,31€~~



-16%

SEPARADOR DIVOSEP

Marca: Vertex
Características: Separador de acrílicos autopolimerizables o termopolimerizables contra escayola. Color azul.

Ref. H101838 Envase 1.000 ml

Ref. H101839 Envase 5.000 ml

14,20€ ~~16,90€~~

54,94€ ~~65,40€~~



Consulta oferta por cantidad

-21%



PALADON 65

- Marca: Kulzer
- Ref. H02107 Polvo 1.000 g. Clear
 - Ref. H02108 Polvo 1.000 g. Pink V
 - Ref. H02109 Polvo 1.000 g. Pink
 - Ref. H02111 Líquido 500 ml.

51,35€ ~~65,00€~~
19,90€ ~~25,19€~~

★ NOVEDAD



Disponible en otros formatos.



ACRYLINE

Marca: Anaxdent
Características: Material sofisticado para dentaduras suministrado desde opacidad normal hasta muy alta opacidad. Acryline permite hacer restauraciones removibles sobre implantes o dentaduras parciales con una imagen óptica perfecta, como si fuera encía natural.

- Ref. H5584 Clear 1Kg
- Ref. H5592 Regular 1Kg
- Ref. H5598 Light Pink 1Kg
- Ref. H5604 Pink 1Kg
- Ref. H5616 Dark Pink 1Kg
- Ref. H5620 Liquid 1L

DESDE
89,10€

98,10€ ~~109,00€~~
89,10€ ~~99,00€~~

DESDE
16,63€



SR TRIPLEX HOT POLIMERO

- Marca: Ivoclar Vivadent
- Características: Resina termopolimerizable.
- Ref. H02085 1 Kg. Pink
 - Ref. H02087 1 Kg. Pink-V

32,34€ ~~36,75€~~

- Ref. H02095 500 ml.

16,63€ ~~18,90€~~



1+1
GRATIS

PRECIO RESULTANTE
5,80
€/u.



HIGIENIZADOR ABRILLANTADOR SPRAY

Marca: Proclinic

Características: Spray de refinamiento de prótesis con sabor a menta. Indicado para la eliminación de restos del pulido y el contenido de monómero restante de las superficies. Se aplica al terminar la prótesis sobre la resina revalorizando así la presentación del trabajo protésico. Debido a su sabor a menta evita el mal sabor a la hora de colocarla en la boca del paciente.

- Ref. H20700

11,60€

-18%



PATTERN RESIN LS PAQ. (1-1) + BALANZA

Marca: G.C

Características: Caja 100 g Polvo + 100 ml Líquido.

- Ref. EH0101

78,15€ ~~95,20€~~

Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 balanza de precisión
retractilada





20+10


DIENTES Y MOLARES ARTIC

Marca: Kulzer

Características: Artic 6 es un diente anterior Mono-bloque con un aspecto natural y estéticamente agradable. Este diente de forma anatómica permite la adaptación perfecta tanto a la dentición existente como en prótesis completas. Está disponible en 16 colores A1-D4 y 22 formas anteriores. La característica de la estructura Mono bloque de Artic 6 permite la reproducción exacta de la luz igual que los dientes naturales. Con su alto grado de translucidez en la región incisal y proximal, garantiza a los odontólogos y a sus pacientes un aspecto natural en dientes anteriores tanto en situaciones de luz natural como con luz artificial.

4,90€

***Comprando 20 tablillas GRATIS 10 TABLILLAS REGALO GUÍA DE COLOR por la compra de 200 unidades.**



60+20

DIENTES VIVODENT SR PE ANTERIORES

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Fabricado con un PMMA de vanguardia, de doble reticulación (DCL), que otorga unas propiedades de resistencia al desgaste muy por encima de otros polimetilmetacrilatos, sin comprometer su estabilidad cromática y su alta resistencia al impacto.

ANTERIORES

19,34€ ~~22,60€~~

POSTERIORES

14,48€ ~~16,80€~~

***Comprando 60 tablillas anteriores GRATIS 20 tablillas posteriores + 1 guía de color SPE + 1 caja de dientes con almohadillas.**
* El regalo será enviado directamente por Ivoclar Vivadent.
Solicitar a través de la plataforma www.ivoclarvivadent.es/envidirecto.



-15%

DIENTES Y MOLARES IVOSTAR/GNATHOSTAR

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: La nueva línea de dientes Ivostar / Gnathostar reúne diferentes propiedades y ofrece una calidad de producto perfectamente adecuada a las expectativas, que son la señal de calidad habitual en Ivoclar Vivadent. Sus nuevos moldes modernos y funcionales, hacen de estos dientes, realizados en base al conocido material PMMA, la primera opción para la fabricación de una prótesis de alta calidad.

5,14€ ~~6,05€~~



DESDE 24,48€

DIENTES Y MOLARES SR PHONARES II

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Con el exclusivo diseño de configuración y ajuste, las líneas de dientes SR Phonares II marca nuevos estándares de funcionalidad y estética. Los últimos avances científicos han sido implementados en el desarrollo de SR Phonares II para satisfacer los requisitos más específicos de los clientes.

ANTERIORES

31,10€ ~~34,55€~~

POSTERIORES

24,48€ ~~27,20€~~



DESDE 8,64€

DIENTES Y MOLARES SR VIVODENT/ORTOTHYP CHROMASCOP

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Estratificación en tres capas con diferentes materiales y diversos grados de reticulación. Gran espectro cromático, suministrado en los 20 colores de la guía Chromascop.

ANTERIORES

8,64€ ~~10,10€~~

POSTERIORES

11,25€ ~~13,15€~~



-20%



CERA MONTAJE DIENTES

Marca: Proclinc

Características: 5x5mm 220 g.

Ref. H20010

15,60€ ~~19,50€~~



-23%



OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA DUPLICAR

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)
 2 Calcinables Steady
 4 Cofias retentivas para técnica de duplicar
No se requiere fresado

Ref. HI3157

37,95€ ~~49,00€~~




-24%

OT EQUATOR CALCINABLE

Marca: Rhein 83
 Características: 2 Machos "semiesfera" calcinables
 2 Casquillos de acero para cofias
 4 Cofias retentivas (2 suaves, 2 estándar)
Trabajos sobre raíces de dientes naturales.

Ref. HI3225

38,00€ ~~50,00€~~



-26%

OT BAR MULTIUSE PACK ATACHE

Marca: Rhein 83
 Características: 2 Barras calcinables
 4 Clips de posición A
 4 Clips de posición B
 4 Box calcinable
 Clips retentivos rosas
 4 Clips retentivos amarillos
 2 Conectores para refuerzo

Ref. HI3177

68,00€ ~~92,00€~~



-36%



OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA CASQUILLOS DE ACERO

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)
 2 Calcinables Steady
 4 Casquillos inox.
 4 Posicionadores de plástico para casquillos
 4 Cofias retentivas para casquillo
Requiere fresado

Ref. HI3158

37,95€ ~~59,00€~~



-17%

OT EQUATOR REPOSICIONES

Marca: Rhein 83

Ref. HI3227	2 Machos "semiesfera" calcinables	16,60€ 20,00€
Ref. HI3229	4 Cofias retentivas morada fuerte (2,7kg)	23,24€ 28,00€
Ref. HI3230	4 Cofias retentivas blanca estándar (1,8kg)	23,24€ 28,00€
Ref. HI3231	4 Cofias retentivas rosa suave (1,2kg)	23,24€ 28,00€
Ref. HI3232	4 Cofias retentivas amarilla extra suave (0,6kg)	23,24€ 28,00€
Ref. HI3233	4 Cofias retentivas negra (procesos de laboratorio)	11,62€ 14,00€
Ref. HI3234	2 Casquillo de acero inox	16,60€ 20,00€



-23%

OT CAP PACK ATACHE

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Esferas individuales,
 4 Cofias retentivas rosas
 4 Casquillos acero inoxidable
 4 posicionadores de plástico para casquillos.

Ref. HI3105 Ø 2,5mm.

Ref. HI3129 Ø 1,8mm.

37,70€ ~~49,00€~~



ESQUELÉTICOS



-29%



WIROVEST POLVO REVESTIMIENTO

Marca: Bego

Ref. H00285 18 Kg (45 B x 400 g.)

65,55€ ~~91,99€~~



HASTA UN
-21%



REVESTIMIENTO PARA COLADO SOBRE MODELOS

Marca: Proclinc

Ref. H21034 Caja de 45 bolsas x 500g. (18Kg.)

63,60€ ~~79,50€~~

Ref. H21035 Líquido 1 Litro

11,04€ ~~13,99€~~

HASTA UN
-20%



TECHNODUR LÍQUIDO ENDURECEDOR

Marca: Protechno
Características: Líquido endurecedor para modelos, en frío.

Ref. H00539 Envase de 1000 ml.

12,70€ ~~15,80€~~

Ref. H00541 Envase de 5000 ml.

44,85€ ~~54,00€~~

-16%



WIRONIT EXTRA HARD Cr-Co

Marca: Bego

Características: La aleación ideal para el colado de prótesis.

Ref. H03561 Caja de 1Kg.

145,99€ ~~173,79€~~

WIRONIT HARD

Ref. H03567 Caja de 1Kg.

149,92€ ~~178,48€~~



-18%



CERA ESQUELÉTICOS GANCHOS

Marca: Proclinc
Características: Envase 200u, 20 planchas.

Ref. H20078 Molares

Ref. H20080 Premolares

Ref. H20082 Bonyhard

Ref. H20084 Anulares recto

13,12€ ~~16,00€~~

Por la compra de 2 unidades
GRATIS 1 separador de cera 25ml



-43%



SPARTALLOY CRCB

Marca: Technoflux
Características: Aleación cromo cobalto para esqueléticos

Ref. H03572 Envase 1 kg.

125,00€ ~~220,00€~~

★ NOVEDAD



i

Fresas de carburo de tungsteno wie diamant ('como el diamante')



FRESA WIDIA CORTE FINO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20725 0620-023  **12,96€** ~~16,20€~~
- Ref.H20727 5320-060  **18,00€** ~~22,50€~~

-20%

FRESA WIDIA CORTE GRUESO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20729 5250-060  **18,00€** ~~22,50€~~
- Ref.H20731 5450-060  **18,00€** ~~22,50€~~

FRESA WIDIA PARA PLANCHAS

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20733 C515-023  **11,52€** ~~14,40€~~


Por la compra de 5 unidades
GRATIS 1 Fresero Proclinic



FRESA WIDIA CORTE ESTANDAR

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.H20711 0110-023  **10,72€** ~~13,40€~~
- Ref.H20713 0610-023  **11,12€** ~~13,90€~~
- Ref.H20715 0910-023  **9,92€** ~~12,40€~~
- Ref.H20717 1210-016  **9,92€** ~~12,40€~~
- Ref.H20719 5610-045  **14,72€** ~~18,40€~~
- Ref.H20721 7110-023  **9,92€** ~~12,40€~~
- Ref.H20723 7210-060  **14,72€** ~~18,40€~~



-24%

PULIDOR SOFTWHEEL

Marca: Eve
Características: Discos de algodón impregnados para el pulido de acrílico, termoplásticos y rebases blandos de silicona. Pulido de alto brillo. Genera muy poco calor. Se ajustan de forma flexible a las diferentes superficies. Ø 22mm x 3mm. Número máximo de revoluciones por minuto: 10.000. Recomendadas de 5.000 a 7.000.

- Ref. HI4444 Naranja R22M Caja x 10 u. **17,00€** ~~22,50€~~
- Ref. HI4373 Rosa R22F Caja x 10 u. **17,00€** ~~22,50€~~

-19%



PULIDOR PARA CR. CO.

Marca: Dedeco
Características: Caja 100 u

- Ref. HI4467 4590 Punta. **18,50€** ~~22,90€~~
- Ref. HI4469 5000 Rueda. **18,50€** ~~22,90€~~

-32%



Ref. H20830 Ref. H20832 Ref. H20834

PULIDOR DE SILICONA PARA ACRÍLICO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 12 unidades.

- Ref.H20830 Grano grueso 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)
- Ref.H20832 Grano medio 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)
- Ref.H20834 Grano fino 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)

15,00€ ~~22,00€~~

i

¡Y todavía hay más! Consulte oferta de otras fresas Komet en www.proclonic.es

-15%



HI5245 HI5255 HI5239 HI5353 HI5345

FRESA TUNGSTENO PM

Marca: Komet
Características: Caja de 1 unidad.

- Ref.HI5245 H79EF-040 CX1 (max: 10.000 rpm) **30,36€** ~~35,72€~~
- Ref.HI5255 H251EF-060 CX1 (max: 5.000 rpm) **30,36€** ~~35,72€~~
- Ref.HI5239 H77EF-023 CX1 (max: 10.000 rpm) **18,06€** ~~21,25€~~
- Ref.HI5353 HI139UK-023 CX1 (max: 10.000 rpm) **14,42€** ~~16,96€~~
- Ref.HI5345 H79UK-040 CX1 (max: 10.000 rpm) **27,55€** ~~32,41€~~



HASTA UN
-23%

ÓXIDO DE ALUMINIO COBRA

Marca: Renfert

- Ref. HI00182** 50 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00166** 110 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00276** 125 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00162** 250 micras, 5 Kg.

21,25€ ~~27,50€~~

- Ref. HI001822** 50 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001662** 110 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001622** 250 micras 12,5 Kg.

47,47€ ~~58,50€~~



HASTA UN
-25%

ÓXIDO DE ALUMINIO PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: Óxido de aluminio de alta pureza 99,60% Al₂O₃. Color Blanco, Cristalización controlada. No causa silicosis (Si O₂ : 0,01%). Para uso exclusivo en laboratorio dental.

- Ref. H62000** 50 micras. 5 Kg.
- Ref. H62001** 100 micras. 5 Kg.
- Ref. H62002** 150 micras. 5 Kg.
- Ref. H62003** 250 micras. 5 Kg.
- Ref. H62004** 50 micras. 25 Kg.
- Ref. H62005** 100 micras. 25 Kg.
- Ref. H62006** 150 micras. 25 Kg.
- Ref. H62007** 250 micras. 25 Kg.

15,65€ ~~21,00€~~

71,80€ ~~92,00€~~



-16%

ÓXIDO DE ALUMINIO

Marca: Protechno
Características: Corindon puro. Blanco.

- Ref. HI4015** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4019** 4,5 kg. 80 micras
- Ref. HI4023** 4,5 kg. 110 micras
- Ref. HI4027** 4,5 kg. 150 micras
- Ref. HI4031** 4,5 kg. 180 micras
- Ref. HI4035** 4,5 kg. 250 micras

20,60€ ~~24,52€~~

- Ref. HI4017** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4021** 25 kg. 80 micras
- Ref. HI4025** 25 kg. 110 micras
- Ref. HI4029** 25 kg. 150 micras
- Ref. HI4033** 25 kg. 180 micras
- Ref. HI4037** 25 kg. 250 micras

100,72€ ~~119,90€~~



-18%

PERLAS BRILLO

Marca: Renfert
Características: Bidón 5 kg.

- Ref. HI00161** 50 micras
- Ref. HI00164** 100 micras

21,67€ ~~26,50€~~



-34%

PERLA DE VIDRIO PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: Microesferas de sodio sin plomo. No deforman ni rayan el metal. 100% de partículas no abrasivas. No es tóxico.

- Ref. H62008** 50 micras. 4,5 Kg.

13,95€ ~~21,00€~~



-22%

PERLAS DE BRILLO

Marca: Protechno
Características: Perlas de cristal sin plomo.

- Ref. HI4063** 4,5 kg. 50 micras

16,55€ ~~21,10€~~



HASTA UN
-22%

REVESTIMIENTO HINRIVEST KB

Marca: Ernst Hirnisch

Características: Revestimiento de precisión a base de fosfato, exento de grafito, con múltiples posibilidades de uso y unas propiedades excepcionales. Para el colado rápido ó convencional. Indicado para la técnica de coronas y puentes, esqueléticos, trabajos combinados y cerámica inyectada.

Ref. H00336 32 bolsas de 160 g. (5 kg.) **54,20€** ~~67,00€~~

Ref. H00337 1000 ml. **11,55€** ~~14,00€~~



DESDE
13,90€

REVESTIMIENTO PARA FIJO

Marca: Proclinic

Ref. H21030 30 bolsas x 160 g (4,8 kilos) **39,60€** ~~47,50€~~

Ref. H21031 Botella 1 Litro. **13,90€**

Por la compra de 1 caja de polvo
GRATIS 1 Líquido (Valorado en 13,90€)



HASTA UN
-22%

CERAMVEST HI-SPEED POLVO

Marca: Protechno

Características: Revestimiento fosfático para coronas y puentes. Técnica de calentamiento directo.

Ref. H00322 50x 150 g. (7,5 Kg.) **66,40€** ~~84,60€~~

Ref. H00325 Botella de 1000 ml. **16,50€** ~~19,00€~~

-26%



VENTURA HIGH VEST -HIGH SPEED

Marca: Ventura

Ref. H00357 Bolsas predosificadas 4 Kg.
Cajas de 25 x 160 g.
+ 1000 ml. líquido expansor **41,90€** ~~57,00€~~

-15%



DEGUVEST IMPACT

Marca: Degudent

Características: Revestimiento para calentamiento rápido o normal, libre de carbono. Para insertar con cilindro plástico o metálico. Superficies de colado lisas. Control total de la expansión con el líquido de mezcla especial.

Ref. H00362 Caja de 50 bolsas de 150 g. **48,54€** ~~57,10€~~

Ref. H00363 Frasco con 1.350 ml. **30,53€** ~~35,92€~~

-24%



EXPANSION PLUS POLVO Y LÍQUIDO

Marca: Yeti

Características: Revestimiento universal para metales preciosos, no preciosos y cerámica prensada. Excelente relación calidad -precio. Superficies muy lisas gracias a sus partículas muy finas y excelente consistencia.

Ref. H98180 50 x 100 gr + 1L. **46,00€** ~~60,95€~~

★ NOVEDAD



-28%

SOLDADURA ESPECIAL CROMO-COBALTO-MOLIBDENO

Marca: Ernst Hinrichs
 Características: Varillas de soldadura base de CoCr para todas las aleaciones de CoCrMo. Uniones altamente resistentes. La soldadura especial exenta de níquel puede revestirse sin dificultades con cerámica después de la soldadura. Envase 20g con fundente.

Ref. H00338 80mm x 2mm

37,50€ ~~51,99€~~



HASTA UN
-23%

WIROBOND SG CROMO COBALTO

Marca: Bego
 Características: Aleación cromo cobalto para la técnica de metal cerámica, sin níquel ni berilio. Biocompatible. Dureza Vickers 310 HV10.

Ref. H03503 Caja 250g.

148,83€ ~~175,09€~~

Ref. H03504 Caja 1 kg.

423,46€ ~~549,95€~~



-26%

WIRON LIGHT CROMO NIQUEL

Marca: Bego
 Características: 1 kg. Nueva aleación de cromo níquel para la técnica metalo-cerámica, con una oxidación clara y exenta de berilio. Colado sencillo, desbastado sencillo, trabajo seguro.

Ref. H04412 Caja de 1Kg.

390,00€ ~~525,46€~~



-23%

GAFA PARA SOLDAR VERDE BOTELLA

Características: Gafas de soldadura autógena con posición intermitente con ventilación indirecta. Recubrimiento anti rayadura y anti vaho. Certificado CE.

Ref. H92445

9,99€ ~~12,95€~~



-21%

WIROKER PLUS CROMO NIQUEL

Marca: Bego
 Características: 1 kg. Aleación de níquel cromo para la técnica de metal cerámica libre de berilio. Desbastado sencillo. No precisa enfriamiento lento.

Ref. H03502 Caja 1 kg.

428,51€ ~~542,41€~~



-25%

WIRON 99

Marca: Bego
 Características: Aleación de cromo níquel para la técnica metalo-cerámica y resina -libre de berilio-. Muy resistente a la corrosión. Biocompatible. Elevado módulo de elasticidad. Facilidad de acabado gracias a la escasa dureza de 180 HV10.

Ref. H03501 Caja de 1Kg.

423,77€ ~~565,02€~~



-20%

HERAENIUM PW

Marca: Kulzer

Características: Aleación cerámica de CrCo para prótesis fija. Es una aleación de Cobalto-Cromo-Molibdeno para la elaboración de coronas y puentes con revestimiento cerámico o acrílico.

Ref. H03543 Envase 1.000 g. **568,80€** ~~711,00€~~

HERAENIUM P (CR-CO CERÁMICA)

Marca: Kulzer

Ref. H03539 Envase 1.000 g. **568,80€** ~~711,00€~~



-26%

HERAENIUM NA

Marca: Kulzer

Características: Aleación de Cr-Ni-Mo, exenta de Berilio. Es una aleación de metales no preciosos para el recubrimiento de coronas y puentes con cerámica o resina.

Ref. H03535 Caja de 1.000 g. **276,00€** ~~375,00€~~



Prueba sin riesgo



-28%

GC INITIAL CAST NP METAL CRCO

Marca: G.C.

Características: Aleación de colado CoCr tipo 4 para técnicas de recubrimiento metal cerámico en coronas y puentes. La expansión térmica de 14,1 x 10-6 K-1 es compatible con la mayoría de las cerámicas de metal más comunes en el mercado.

Ref. H03518 1.000 g. **305,00€** ~~425,10€~~

¡Prueba sin riesgo! Muestra gratuita por la compra de 1Kg. Si cambias de opinión te lo recogemos GRATIS.



Prueba sin riesgo



-20%

SOLIBOND N, ALEACIÓN DE CROMO NÍQUEL

Marca: Yeti

Características: Excelente fluidez en el colado. La más alta precisión con una baja dureza. Capa de óxido muy fina y adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98170 Caja de 1.000 g. **140,80€** ~~176,00€~~

¡Prueba sin riesgo! Muestra gratuita por la compra de 1Kg. Si cambias de opinión te lo recogemos GRATIS.



-24%

VERA BOND II SIN BERILIO

Marca: Aalbadent

Características: Aleación de cromo níquel para coronas y puentes metalo-cerámicas, consiguiendo colados precisos en los márgenes y una buena unión metal-porcelana. Aleación idónea para cerámicas tradicionales de grano medio tipo Ceramco, Excelco, Spectrum, Noritake, Synspar, Shofu-Crystar y otras cerámicas de grano medio del mercado.

Ref. H03552 Caja de 203 gramos **54,00€** ~~70,80€~~



Prueba sin riesgo



-17%

SOLIBOND C PLUS ALEACIÓN DE CROMO COBALTO

Marca: Yeti

Características: Aleación de cromo cobalto sin níquel ni berilio. Capa de óxido muy fina. Su excelente fluidez garantiza colados seguros. Se consigue un pulido y brillo con rapidez. Adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98171 Caja de 1.000 g. **175,00€** ~~211,35€~~

¡Prueba sin riesgo! Muestra gratuita por la compra de 1Kg. Si cambias de opinión te lo recogemos GRATIS.



IPS d.SIGN®

IPS-D.SIGN A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA	250 g. DENTINA
color A1	H60369	H60403	H60437	H99750
color A2	H60371	H60405	H60439	H99751
color A3	H60373	H60407	H60441	H99752
color A3,5	H60375	H60409	H60443	H99753
color A4	H60377	H60411	H60445	H99754
color B1	H60379	H60413	H60447	H99755
color B2	H60381	H60415	H60449	H99756
color B3	H60383	H60417	H60451	H99757
color B4	H60385	H60419	H60453	H99758
color C1	H60387	H60421	H60455	H99759
color C2	H60389	H60423	H60457	H99760
color C3	H60391	H60425	H60459	H99761
color C4	H60393	H60427	H60461	H99762
color D2	H60395	H60429	H60463	H99763
color D3	H60397	H60431	H60465	H99764
color D4	H60399	H60433	H60467	H99765

27,32€
31,40€

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

270,57€
311,00€

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color 110/01	H60007	H60049	H60091
color 120/1A	H60009	H60051	H60093
color 130/2A	H60011	H60053	H60095
color 140/1C	H60013	H60055	H60097
color 210/2B	H60015	H60057	H60099
color 220/1D	H60017	H60059	H60101
color 230/1E	H60019	H60061	H60103
color 240/2C	H60021	H60063	H60105
color 310/3A	H60023	H60065	H60107
color 320/5B	H60025	H60067	H60109
color 330/2E	H60027	H60069	H60111
color 340/3E	H60029	H60071	H60113
color 410/4A	H60031	H60073	H60115
color 420/6B	H60033	H60075	H60117
color 430/4B	H60035	H60077	H60119
color 440/6C	H60037	H60079	H60121
color 510/6D	H60039	H60081	H60123
color 520/4C	H60041	H60083	H60125
color 530/3C	H60043	H60085	H60127
color 540/4D	H60045	H60087	H60129

27,32€
31,40€

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

-13%



IPS-D.SIGN A-D INCISAL T REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL T	100 g. INCISAL T	250 g. INCISAL T
color TS1	H60513	H60519	H99770
color TS2	H60515	H60521	H99771
color TS3	H60517	H60523	H99772

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

270,57€
311,00€

IPS-D.SIGN INCISAL CHROMASCOP REP.

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color S1	H60185	H60193
color S2	H60187	H60195
color S3	H60189	H60197

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€



IPS InLine®

-13%



IPS-INLINE TRANSPARENTE INCISAL A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color 1	H61291	H61299
color 2	H61293	H61301
color 3	H61295	H61303

22,49€
25,85€

102,23€
117,50€



IPS-INLINE A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER	9 g. OPAQUER	18 g. POLVO OPAQUER	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color A1	H61151	H61185	H61152	H61219	H61255
color A2	H61153	H61187	H61154	H61221	H61257
color A3	H61155	H61189	H61156	H61223	H61259
color A3,5	H61157	H61191	H61158	H61225	H61261
color A4	H61159	H61193	H61160	H61227	H61263
color B1	H61161	H61195	H61162	H61229	H61265
color B2	H61163	H61197	H61164	H61231	H61267
color B3	H61165	H61199	H61166	H61233	H61269
color B4	H61167	H61201	H61168	H61235	H61271
color C1	H61169	H61203	H61170	H61237	H61273
color C2	H61171	H61205	H61172	H61239	H61275
color C3	H61173	H61207	H61174	H61241	H61277
color C4	H61175	H61209	H61176	H61243	H61279
color D2	H61177	H61211	H61178	H61245	H61281
color D3	H61179	H61213	H61180	H61247	H61283
color D4	H61181	H61215	H61182	H61249	H61285


23,10€
26,55€

63,16€
72,60€

26,19€
30,10€

22,49€
25,85€

102,23€
117,50€



-22%

i

2 unidades

BANDEJA REFLECTARIA CON PINS CERÁMICOS 2 UNIDADES

Marca: Proclinic
Características: Juego de 2 bandejas de cocción Ø 8 cm con 20 pines cerámicos (incluidos).

Ref. H20696

20,00€ 25,50€



-20%

PASTA DIAMANTA DE PULIR

Marca: Renfert
Características: 10 gr.

Ref. HI4136 Pulir Universal. Es ideal para el pulido de alto brillo de cerámica de revestimiento, cerámica híbrida y plástico de alto rendimiento, así como para óxido de circonio y disilicato de litio.

Ref. HI4137 Pulir Circonio ZRO2. Ideal para el pulido de alto brillo de óxido de circonio. Granularidad del diamante adaptada especialmente al óxido de circonio.

Ref. HI4138 Pulir Disilicatos LISI2. Ideal para pulir cerámica, especial para disilicato de litio. Granularidad del diamante adaptada especialmente al disilicato de litio.

54,00€ 67,50€



IPS e.max

Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H99989	H99913
color A2	H99990	H99914
color A3	H99991	H99915
color A3,5	H99992	H99916
color A4	H999100	H999107
color B1	H99993	H99917
color B2	H99994	H99918
color B3	H99995	H99919
color B4	H999101	H999108
color C1	H999102	H999109
color C2	H99929	H99928
color C3	H999103	H999110
color C4	H999104	H999111
color D2	H999105	H999112
color D3	H99931	H99930
color D4	H999106	H999113
color BL1	H99924	H99920
color BL2	H99925	H99921
color BL3	H99926	H99922
color BL4	H99927	H99923

73,39€
~~86,75€~~

87,87€
~~104,00€~~

HASTA
-16%



E.MAX PRESS LT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas que muestran una baja translucidez y se utilizan para elaboración de coronas anatómicamente modeladas parciales o totales. Especialmente en la zona de anteriores, el aspecto estético de la restauración se maximiza utilizando la técnica de cut-back en combinación con IPS e.max Ceram.

Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H629800	H629816
color A2	H629801	H629817
color A3	H629802	H629818
color A3,5	H629803	H629819
color A4	H629804	H629820
color B1	H629805	H629821
color B2	H629806	H629822
color B3	H629807	H629823
color B4	H629808	H629824
color C1	H629809	H629825
color C2	H629810	H629826
color C3	H629811	H629827
color C4	H629812	H629828
color D2	H629813	H629829
color D3	H629814	H629830
color D4	H629815	H629831
color BL1	H629832	H629836
color BL2	H629833	H629837
color BL3	H629834	H629838
color BL4	H629835	H629839

73,39€
~~86,75€~~

87,87€
~~104,00€~~

HASTA
-16%



E.MAX PRESS HT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Nuevas pastillas altamente translúcidas para elaborar restauraciones anatómicamente modeladas mínimamente invasivas. Las restauraciones se personalizan con materiales de maquillaje IPS e.max Ceram (Shade/Essence).

IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas de opacidad media (MO)
5 Pastillas.

- Ref. H62969 Color MO-0
- Ref. H62971 Color MO-1
- Ref. H62973 Color MO-2
- Ref. H62975 Color MO-3
- Ref. H62977 Color MO-4

73,39€
~~86,75€~~

HASTA
-16%



3+1

Por la compra de 3 unidades de E.Max Press Pastillas 5 piezas **GRATIS 1 reposición de 5 piezas.**

Precio resultante:

55,04€

*Envío directo

IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO L

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas de opacidad media (MO)
3 Pastillas.

- Ref. H62981 Color MO L-0
- Ref. H62983 Color MO L-1
- Ref. H62985 Color MO L-2
- Ref. H62987 Color MO L-3
- Ref. H62989 Color MO L-4

87,87€
~~104,00€~~



Por la compra de 1 unidad IPS PRESSVEST PREMIUM POWDER 5 kg.

GRATIS

1 IPS PressVEST Premium liquid 1 Litro

+ 1 reposición IPS e.max Press 5 piezas (a escoger).

*Envío directo



IPS PRESSVEST PREMIUM POWDER

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Revestimiento universal para técnica de inyección de cerámica sobre metal y ZrO2. Compatible con la técnica Speed o convencional.

Ref. H00428 Polvo 5 Kg.

180,00€ ~~198,00€~~

*IMPORTANTE: El regalo será enviado directamente por Ivoclar Vivadent. Solicitar a través de la plataforma www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

COMPOSITES SIGNUM

Composite de revestimiento. Resultados estéticos comparables al diente natural.

- Signum composite dentina 4g **36,55€** 43€
- Signum flow 4g **37,40€** 44€
- Signum ceramis 4g **43,35€** 54€
- Signum ceramis, margin 4g **44,20€** 52€
- Signum ceramis, effect 4g **45,90€** 54€
- Signum matrix 4g **48,45€** 57€
- Signum cre-active 3g **29,75€** 35€
- Signum opaque 3g **30,60€** 36€



Por la compra de 3 unidades **GRATIS*** 1 unidad



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Especial **signum®**

-25%
Dto.



SET ADHESIVOS SIGNUM

Unión fuerte y segura. Proporcionan el mejor acondicionamiento tanto para metal, circonio como cerámica.

- Ref. H00112 Signum metal bond set **166,50€** 222€
- Ref. H00119 Signum zirconia bond set **166,50€** 222€
- Ref. H00116 Signum ceramic bond set **116,25€** 466€

HILITE POWER

Elija su regalo



1.850€
~~3.190€~~

-45% Dto

- Manejo sencillo
- Gran espectro luminico
- Tiempo de polimerización reducido
- Tres tiempos: 60, 90 y 180 seg.

Comprado 1 HiLite Power además del descuento, **GRATIS**** 1 Signum first touch set (PVP 196€) ó 1 lámpara Signum HiLite Pre2 (PVP 519€)

* El obsequio será el producto de menor importe. ** Envío directo de Kulzer, remitiendo la factura a infodental-es@kulzer-dental.com

kulzer.es



-38%

HORNO DE PRECALENTAMIENTO HP-25

Ref. H92311

1.806,84 € ~~2.258,55€~~

Datos técnicos:
Tensión de red: 230V
Potencia: 1.500W
Capacidad: 2,7 l.
Temperatura máxima: 1.100°C
Dimensiones mufa: 10cm(alto) 16cm(ancho) 16,5cm(fondo)
Tubo de salida: Ø 38 mm
Dimensiones: 46,5cm(alto) 33,5cm(ancho) 34cm(fondo)
Peso: 30 kg



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 catalizador de humos
(Valorado en 652,65€)



-38%

HORNO DE PRECALENTAMIENTO HP-50

Ref. H92313

2.048,30 € ~~2.560,37€~~

Datos técnicos:
Tensión de red: 230V
Potencia: 2.000W
Capacidad: 4,8 l.
Temperatura máxima: 1.100°C
Dimensiones mufa: 11,7cm(alto) 18cm(ancho) 22,7cm(fondo)
Tubo de salida: Ø 38 mm
Dimensiones: 50cm(alto) 37,5cm(ancho) 49cm(fondo)
Peso: 35 kg



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 catalizador de humos
(Valorado en 652,65€)



-38%

HORNO DE PRECALENTAMIENTO HP-100

Ref. H92315

2.562,06 € ~~3.202,57€~~

Datos técnicos:
Tensión de red: 230V
Potencia: 3.500W
Capacidad: 10,6 l.
Temperatura máxima: 1.100°C
Dimensiones mufa: 14,9cm(alto) 23,4cm(ancho) 30,5cm(fondo)
Tubo de salida: Ø 38 mm
Dimensiones: 52,5cm(alto) 44cm(ancho) 49cm(fondo)
Peso: 42 kg



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 catalizador de humos
(Valorado en 652,65€)



-23%

ARENADORA BASIC MASTER

Marca: Renfert
Características: Trabajo preciso con la tecnología especial de la cámara de mezcla (principio Venturi). La cámara de chorreado de gran volumen ofrece máxima libertad de movimiento. Ranura de ventilación para una óptima ventilación de la cámara de chorreado. Óptima visión (concepto PerfectView)
Detalles: 2 depósitos de 1 x 25 – 70 µm u 1 x 70 – 250 µm
Los elementos de mando ubicados en el interior reducen el tiempo de trabajo

Ref. H92110

999 € ~~1.290,50€~~



-15%

SILENT COMPACT

Marca: Renfert
Características: Pequeña aspiración para puestos de trabajo y un solo consumidor.

Ref. H92896

949 € ~~1.122,50€~~



-25%

**UNIDAD DE ASPIRACION
EOLO PLUS NEW**

Marca: Mestra
Características: Aspiración de doble filtro, con cambio rápido de motor en menos de 1 minuto. Permite el "arranque sincronizado" simultáneamente con dos aparatos diferentes.

Ref. H92856

851 € ~~1.134,94€~~

i Cambio de motor en menos de 1 min.
Con ruedas.



SOLO POR
1.825€

APARATO DE VAPOR VAP8-A

Marca: Zhermack
Características: Generador de vapor y agua caliente de presión elevada (8 bar). Llenado automático del agua a través de la red. Salida de agua y vapor.

Ref. H92895 Aparato de vapor

1.825€



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 Descalcificador de agua

(Valorado en 231,83 €)



-20%

DECANTADOR ESCAYOLAS

Marca: BDT
Características: Capacidad de 14 Litros. Con sistema de depuración cerrado en 4 cámaras.

Ref. H92172

180€ ~~224€~~

Por la compra de 1 Decantador
GRATIS 25 bolsas de reposición.

(Valorado en 18,35€)



-25%

i
Válido para planchas cuadradas y redondas

MÁQUINA DE TERMOCONFORMADO

Marca: Mestra
Características: Práctico dispositivo sencillo con multitud de aplicaciones en la confección de planchas de termoconformado.

Ref. H92825

483€ ~~643,62€~~



-15%

APARATO VAPOR VK300

Marca: Effegi
Características: Vaporeta compacta, conectable a la red hídrica, de acero inoxidable. Equipada con boquilla fija y pistola. Presión máxima de 4 bar regulable.

Ref. H92891

1.755,25€ ~~2.065€~~

Ref. H92892 Descalcificador

260,70€ ~~306,70€~~



-17%

TWISTER

Marca: Renfert
Características: Obtiene el vacío mediante bomba de motor. La mezcladora de vacío compacta Twister puede utilizarse para todos los materiales de moldeado y modelado.

Ref. H40604

999€ ~~1.201,50€~~

Por la compra de 1 Mezcladora Twister
GRATIS

1 báscula de precisión Renfert

Unidades limitadas.



-25%

MINI BOX DE PULIDO GORBEA

Marca: Mestra
Características: Sencillo mini box de pulido de pequeñas dimensiones con iluminación led, conexión a aspiración y viseras protectoras incluidas. Cepillos no incluidos.

Ref. H92196

400€ ~~532,75€~~



-26%

LABOLIGHT DUO

Marca: G.C.

Características: Unidad de fotopolimerización de luz LED de modo Dual para resinas compuestas indirectas fotopolimerizado de múltiples funciones para el técnico dental combinando 2 modos de polimerizado: pre-polimerizado (modo paso a paso) y polimerizado final (modo completo).

Ref. H92240

2.250€ ~~3.047,75€~~

★ NOVEDAD



-25%

AUTOPOL GEISER

Marca: Mestra

Características: Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener hasta 5 temperaturas definidas por el usuario

Ref. H92668

746€ ~~995€~~



-28%

PALAMAT ELITE 230V

Marca: Kulzer

Características: Unidad de polimerización de alta presión. Ofrece cuatro ajustes de temperaturas diferentes para el procesamiento de resinas autopolimerizables y termopolimerizables. Se pueden polimerizar al mismo tiempo hasta 3 muflas de Palajet y, por tanto, hasta 6 prótesis.

Ref. H92659

1.700€ ~~2.350€~~

O consíguela GRATIS.
Consulta condiciones.

i

¡Con Starter kit!



-17%

AUTO SPIN

Marca: Renfert

Características: Perforadora para pins automática para la elaboración de modelos de trabajo precisos con placas base de plástico, compatibles con otros sistemas.

Ref. H00760

1.599€ ~~1.899€~~

Por la compra de 1 unidad
GRATIS Auto Spin accesorios (Starter kit).



-34%

MICROMOTOR ESCORT III

Marca: Saeyang
 Características: Micromotor pequeño y compacto, ajustable, de sobremesa con pedal de control.
 Revoluciones: 1.000 – 35.000 rpm.
 Torque: Máx. 2,75 Ncm.

Ref. H92511

250€ 378,00€



-40%

i

Disponible en versión rodilla o pie.

MICROMOTOR K-POWERGRIP 4957 S/MESA

Marca: Kavo
 Características: Micromotor versión sobremesa. 50.000 rpm y 7 Ncm. Con un nuevo material de recubrimiento Softgrip, la pieza de mano se adapta con seguridad a la mano.

Ref. H92524

1.350€ 2.263€



-41%

ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TDS890 CON SPRAY

Marca: Bien Air
 Características: La estación STS-Trimmer se distingue por sus cualidades superiores. Con un depósito de 1,4 litros, dispone de una importante autonomía. Mandos con interruptores separados, el caudal y la mezcla aire/agua del spray se regulan con precisión para una refrigeración óptima. Combinados con turbinas equipadas con escudo anti polvo y con el ajuste del instrumento de ajustes de fricción FG, los conjuntos neumáticos Bien-Air le ofrecen lo mejor durante mucho tiempo.

Ref. H92566

1.199€ 2.038€



-25%

MICROMOTOR SIN ESCOBILLAS

Marca: Mestra
 Características: Micromotor sin escobillas para uso en el laboratorio dental, fuerte torque a baja velocidad.

Ref. H100500

618,00€ 824,02€



-35%

K-5 PLUS

Marca: Kavo
 Características: Aparato de control con pantalla de cuatro colores, cuatro programas almacenables, torque ajustable, marcha hacia las derecha/izquierda y diferentes opciones de control de las aspiraciones.
 Torque: Máx. 4,5 Ncm.

Ref. H92520

1.110€ 1.716€



-18%

ESTACION NEUMÁTICA CON TURBINA TD783 SIN SPRAY

Marca: Bien Air
 Características: Estación neumática de sobremesa con turbina TD 783 sin spray. Muy estable y de dimensiones reducidas.

Ref. H92551

649€ 794,20€



-21%

SILLA DE TRABAJO

Marca: Mestra

Características: Silla de Laboratorio con cuerpo de madera y ruedas. Regulable. Freno de seguridad en ruedas.

Ref. H92905

199€ 251,22€



¡SÚPER PRECIO!

-37%

LAMPARA LUZ LED MESTRA - I00288-

Marca: Mestra

Características: Brazo especial compacto.

Ref. H40536

80€ 126,69€



-49%

LAMPARA LUPA DE 90 LEDS

Marca: Technoflux

Características: Lámpara de 90 leds blancos, 4W, con lupa de 5 dioptrías. Diámetro de la lupa 120mm. Incluye brazo 86cm para mesa. Detalles:

- Abrazadera a la mesa.
- Intensidad 1.600mcd/LED.
- 4 W.
- Lente de 5 dioptrías.


Ref. H92592 Diámetro de la lupa 120mm.
Dimensiones del brazo 86cm.
Longitud del cable 1,5m.

75€ 146€

3 AÑOS DE GARANTÍA



-17%



SILLA ELASTOMERO NEGRO 58 STORM

Marca: Storm

Ref. H90165

195€ 235€



-15%

EASY VIEW 3D MICROSCOPIO

Marca: Renfert

Características: El visor dental es un innovador videomicroscopio con monitor 3D. Ventajas:

- Coordinación natural de manos y vista en trabajos finos con el modo 3D
- Trabajo sin fatiga y ergonómico mediante una postura natural y sana del cuerpo observando el objeto en el monitor
- Elaboración de fotografías de alta resolución y secuencias de vídeo en calidad Full HD para la documentación y comunicación en red y mediante lápiz de memoria integrado.

Ref. H92595

4.265€ 4.849,00€

Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 Videgrabadora HDMI.
(Valorado en 183,45€)



OFERTA ESPECIAL MESAS DE TRABAJO

Consiga esta fantástica mesa de Jeb, equipada con tomas de aire, gas y aspiración. Incluye dos enchufes y estante porta trabajos.



KAPPA

La mesa Kappa se muestra versátil, elegante y funcional para el trabajo del protésico. Incluye toma de aspiración, sistema de gas, dos tomas de corriente, soplador retráctil, chapa protectora, estante porta-trabajos y astillera de trabajo. El módulo central puede contener 1, 2 o 3 cajones. Personalizable en color los frentes de cajón, las patas, los tiradores y los módulos. La mesa es de fácil montaje.

Ref. H70017 Kappa 1 puesto de trabajo. Medidas: 90 x 116 x 65cm. **1.200€**

Ref. H70019 Kappa 2 puestos de trabajo. Medidas: : 90 x 176 x 65cm. **1.700€**



"Tu marca de siempre"

ELITE

Equipada con un módulo de cuatro cajones, que permite un gran almacenamiento. Incluye reposapiés para una mayor comodidad y ergonomía. La mesa contiene todas las instalaciones necesarias como, toma de gas, aire y corriente. Se puede completar con accesorios.

Ref. H70049 Elite 1 puesto de trabajo. Medidas: (90+23) x 116 x 65cm. **1.460€**

Ref. H70073 Elite 2 puestos de trabajo. Medidas: : (90+23) x 176 x 65cm. **2.045€**

Y DE REGALO
UNA LÁMPARA 84 LEDS CON LUZ REGULABLE
POR PUESTO



La mejor cerámica,
nunca sin tus manos



Noritake

Mereces que tengamos lo que buscas.