

● Horario de atención telefónica

Nuestro servicio de atención al cliente te atenderá de lunes a viernes de 9 a 19h.

● Ampliación de gama de productos Cad Cam

Ahora también podrás encontrar las soluciones de la marca VITA.

● Ofertas válidas del 8 al 31 de octubre del 2018

→
FRESAS WIDIA
PROCLINIC
Pág. 29



**MERECES
TODO**



→
PRÓTESIS
FIJAS
Pág.14



ÍNDICE

Promoción del mes3
Mereces beneficios.....4
Mereces las mejores opciones5

Acrílicos Resinas 18-19
Aleaciones para prótesis fija26-27
Arenas y material de chorreado..... 24
Ataches 21
Cad Cam6-11
 Pro CAD CAM6
 Líquidos de impresión 3D8
 Bloques CAD CAM.....9
 Discos CAD CAM..... 10
 3M..... 11
Cerámicas..... 30-33
 Ofertas Ivoclar Vivadent.. 30-32
 Ofertas Kulzer 33
Dientes20
Elaboración de modelos, ceras y preformas 12-16
Esqueléticos.....22-23
Fresas pulido y discos.....28-29
Maquinaria.....36-41
Mobiliario..... 42
Ortodoncia..... 17
Puesto de trabajo43
Rebases Proclinc Expert.....34
Revestimiento prótesis fija25
Zhermack35

SUMARIO

Del 8 al 31 de octubre de 2018



6 PROCADCAM

Descubre parte de nuestro amplio surtido en aparatos de CAD CAM para poder digitalizar tu laboratorio.



8 FREEPRINT

Te ofrece la gama más amplia de productos para tu impresora 3D.



9 E MAX CAD

La mejor solución Cad Cam para restauraciones duraderas.



10 KATANA DISCOS DE CIRCONIO

Nuevos discos de circonio con una amplia variedad de translucidez y dureza.



19 RESINA LUCITONE HIPA

Acrílico autopolimizable de alto impacto para realizar tus trabajos con mayor rapidez.



26 WIRO CER PLUS

Oferta inmejorable en aleaciones de Bego.



31 CERAMICA

Descubre los nuevos productos de la marca Noritake.



36 SIN MALOS HUMOS

Por la compra de 1 horno de precalentamiento te enviamos GRATIS 1 catalizador de humos .



44 VITA CAD CAM

Incorporamos la línea de productos para Cad Cam de la marca Vita.

Los precios indicados no incluyen IVA. Datos válidos salvo error tipográfico. Ofertas no acumulables. Si no desea recibir en adelante más información publicitaria por este medio, envíenos un e-mail a lpd@proclinc.es indicando en el asunto: "Solicitud de Baja" o llamando al Teléfono 900 800 880. En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le comunicamos que sus datos son tratados por PROCLINIC S.A., la finalidad del tratamiento es poder enviarle información de ofertas prospectivas de productos y servicios comercializados por PROCLINIC S.A. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento prestado. Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición de sus datos enviando un e-mail a lpd@proclinc.es o mandando una carta a la siguiente dirección: Plataforma Logística Plaza, C/ Palermo, 9, 50197 de Zaragoza. Para acceder a la cláusula completa de protección de datos puede consultarla en <https://www.proclinc.es/tienda/media/pdf/protecciondatos.pdf>.



IPS e.max ZirCAD

25% Dto
desde 90€



TelioCAD

25% Dto
desde 52,50€



ProArt

25% Dto

ProArt Wax
desde 22,50€

ProArt Model
desde 15,75€

ProArt Try-in
desde 29,25€


ProArt Transfer
desde 18,75€

ProArt Splint
desde 41,25€



Colado CAD

25% Dto
desde 750€



-5% adicional
en todas sus compras
durante el mes de Octubre



Mereces beneficios

Partnership



ESPECIALISTAS EN EL SECTOR DENTAL

Mereces asesoramiento profesionalizado mediante un equipo especializado en producto a tu disposición ya sea al teléfono o en persona, además de asesoramiento técnico en equipamiento y software y un servicio técnico propio.



SOMOS MUCHO MÁS QUE UN DEPÓSITO DENTAL

Mereces estar al día de promociones, cursos y eventos, Travel Club, Formaciones, Noticias, Novedades, Información sectorial...

Y además, te ofrecemos becas para recién licenciados, academia dental propia de formación continua, RSC y acompañamiento en el proceso de Digitalización.



ENCUENTRA SIEMPRE LO QUE BUSCAS

55.500 referencias de primeras marcas y de nuestras marcas exclusivas a tu disposición.

Servicio



CUBRIMOS TODO EL FLUJO DENTAL

Mereces tener todo lo que necesitas en un click: proceso digital integral, equipos, aparatología, consumibles de ortodoncia, clínica, laboratorio... Y además contamos con un equipo técnico especializado a tu servicio.



15 DÍAS PARA CAMBIAR DE OPINIÓN

Recogida Gratuita y Registro Online de tu devolución.



PEDIDO EXPRÉS

Mereces entrega en 24h y poder conocer el estado de tu pedido en todo momento a través de nuestra web hasta recibirlo.



TUS PRODUCTOS SIEMPRE DISPONIBLES

Disponibilidad de producto: 99,46%



TE LO PONEMOS MUY FÁCIL

Tanto en pedidos telefónicos como por web, te ofrecemos un servicio rápido y económico.

Y además, asesoramiento en tiempo real en tus compras en nuestra web a través de nuestro chat online.

Ahorro



CUANTO MÁS COMPRAS, MÁS AHORRAS

Pedidos de 500€: -5% dto
Pedidos de 1.000€: -10% dto
Pedidos de 1.500€: -15% dto



AHORRO EN TUS PEDIDOS

Mereces hasta un 15% dto en todas tus compras + 5% dto extra por comprar en la web. Además, gastos de envío incluidos a partir de 110€ de compra.



¿CONSULTAS INSTANTÁNEAS?*

Whatsapp 665 533 087 9 h. - 19 h.

Atención al cliente Laboratorio

T. 900 800 880

De Lunes a Viernes

9 - 19 h.

pedidoslab@proclinic.es | Fax. 900 40 39 39

Y 24 h. en nuestra tienda online www.proclinic.es

OFICINA CENTRAL

Palermo 9, Plataforma Logística PLAZA
50197, Zaragoza



Mereces las mejores opciones en planchas

Del 8 al 31 de octubre de 2018



DESDE
31,59€
48,60€

PLANCHA BASE FOTOPOLIMERIZABLE

Marca: Proclinic

Características: Planchas base fotopolimerizables con un espesor de 2,2 mm. Muy fáciles de modelar y se adaptan fácilmente al modelo, muy resistentes. Color Rosa. Caja x 50 u.

Ref. H20822

31,59€ 48,60€



33,94€
39,00€

PLANCHAS ELITE LC TRAY ROUND

Marca: Zhermack

Características: Placas de resina fotopolimerizable para cubetas individuales y funcionales. Espesor 2,4mm. Caja de 50 unidades.

Ref. H00720 Blanco

Ref. H00721 Rosa

Ref. H00722 Azul

33,94€ 39,00€



DESDE
32,85€
53,00€

MEGATRAY PLANCHAS BASE

Marca: Megadenta

Características: Caja de 50 planchas fotopolimerizables

Ref. H00737 Azul grosor 2,2 mm.

Ref. H00738 Rosa grosor 2,2 mm.

Ref. H00739 Semitransparente grosor 2,2 mm.

Ref. H00735 Rosa grosor 1,4 mm.

32,85€ 53,00€

ESCANEADO



Laboratorio

SELECT V2

- Marca: Open Technologies
- Características:
- Sistema de escaneado a 5 ejes (3 ópticos y dos mecánicos)
 - Luz estructurada
 - Cámaras 2 x 2MP
 - 5 micras – certificación ISO 12836
 - **Arcada completa 20"**

DISEÑO

exocad

Distribuidores oficiales del software más utilizado en los laboratorios dentales. Descubre un software modular de sistema abierto para el diseño de todo tipo de trabajos.

Software

EXOCAD

- Marca: Exocad
- Características: Software abierto y modular que permite la realización de todo tipo de trabajos: implantes, provisionales, barras, férulas...
- Novedad: Software de esqueléticos**

PRODUCCIÓN



Impresora 3D

ASIGA MAX UV

- Marca: Asiga
- Características:
- Tecnología DLP (proyector LED)
 - Sistema abierto.
 - Tamaño de pixel X,Y: 62 micras
 - HD print precisión
 - Longitud de onda 385nm
 - Tamaño de la plataforma de construcción: 119x67x75mm.
 - Conexión Wifi
 - Sin costes de mantenimiento.

PRODUCCIÓN




Fresado en seco

K5

Marca: VHF

Características:

- Fresado en seco para bloques y discos. 5 ejes
- Discos de 98mm
- Bloques conexión Cerec y Universal
- Conexión a compresor
- Potencia máx. husillo 500W
- Velocidad 60.000rpm
- Cargador automático de 16 herramientas
- Materiales: Circonio, PMMA, Metal, Cera y Composites.



Fresado en seco y húmedo


PROGRAMILL PM7

Marca: Ivoclar Digital

Características:

- Fresado en seco y húmedo para bloques y discos. 5 ejes
- Cambiador de discos de 8 posiciones/48 Bloques
- Servomotores de alta frecuencia
- Cámara Ionizada (PMMA/Ti)
- Proceso hídrico automático
- Conexión a compresor
- Gestión materiales Ivoclar automática (RFID)
- Pantalla táctil

Mereces poder digitalizar todos tus procesos para mayor precisión.



🔍 Consulte condiciones de financiación con nuestro equipo comercial.

📧 atencion.laboratorio@proclinic.es

📞 900 800 880

📄 Muchos más modelos CAD/CAM disponibles; ¡descúbrelos en [www.proclinic.es!](http://www.proclinic.es)



FREEPRINT® 3D

Resinas Premium para impresoras 3D de diseño abierto.

Modelos.

FREE PRINT® MODEL / FREE PRINT® MODEL T

Envase de 1.000g.

- Ref. **H103433** FREEPRINT MODEL UV SAND
- Ref. **H103435** FREEPRINT MODEL UV IVORY
- Ref. **H103437** FREEPRINT MODEL UV GREY
- Ref. **H103439** FREEPRINT MODEL T UV

268,35€ ~~315,70€~~

DETAX



Calcinables.

FREE PRINT® CAST

Envase de 500g.

- Ref. **H103442** FREEPRINT CAST UV

156,74€ ~~184,40€~~

Coronas y puentes.

FREE PRINT® TEMP

Envase de 500g.

- Ref. **H103420** FREEPRINT TEMP UV A1
- Ref. **H103422** FREEPRINT TEMP UV A2
- Ref. **H103424** FREEPRINT TEMP UV A3.

241,01€ ~~253,69€~~

Bases de Ortodoncia.

FREE PRINT® ORTHO

Envase de 1.000g.

- Ref. **H103427** FREEPRINT ORTHO UV

412,59€ ~~434,31€~~

Envase de 1.000g.

- Ref. **H103421** FREEPRINT TEMP UV A1
- Ref. **H103423** FREEPRINT TEMP UV A2
- Ref. **H103425** FREEPRINT TEMP UV A3.

437,00€ ~~460,00€~~

Cubetas y guías quirúrgicas.

FREE PRINT® TRAY

Envase de 1.000g.

- Ref. **H103431** FREEPRINT TRAY

326,00€



-30%

PROSCAN ESPRAY ANTIREFLECTORA PROCLINIC

Marca: Proclinc
 Características: Spray anti reflectante para el escaneo con láser, que cumple con exactitud la tecnología láser. Para todos los materiales (Metal, PMMA, Ti) crea una película con pigmentos muy finos, 100% soluble en agua y fácil de dosificar

Ref. **H20818** Spray 400ml. **29,99€** ~~42,80€~~



-19%

SPRAY PARA ESCANEAR SCANSPRAY

Marca: Renfert
 Características: Para todos los sistemas de escaneo ópticos mediante la técnica optimizada de rociado en seco es ideal incluso para el escaneo de impresiones. Máxima precisión mediante la aplicación de una capa muy fina y un tamaño granular homogéneo.

Ref. **H99050** Spray 200 ml. **49,00€** ~~60,50€~~

-23%



GRANDIO BLOCS

Marca: Voco
 Características: Bloques de conexión Cerec de composite nanohíbrido dotados de una dureza extraordinaria. El más alto contenido de relleno (86 % en peso). Excelentes valores físicos en cuanto a la resistencia a la flexión y a la abrasión. No es necesario quemarlo. Caja de 5 bloques.

Tamaño **I2** **90,50€** ~~117,80€~~

Tamaño **I4L** **97,10€** ~~126,25€~~



-20%

LAVA ULTIMATE CAD/CAM PARA CEREC®

Marca: 3M
 Características: Lava™ Ultimate para restauraciones CAD/CAM, tiene propiedades diferentes a las de las cerámicas feldespáticas y los materiales de resina. Este nuevo material ofrece alta resistencia flexural y resistencia a la fractura, lo que resulta en una larga durabilidad. Caja de 5 bloques.

HT ó LT, tamaños I2 y I4L **85,45€** ~~+06,02€~~

Oferta por la compra de 3 reposiciones de 5 bloques recibe de regalo 1 reposición de arena cojet. Envío directo por el fabricante al cliente final



SÓLO POR 116,50€

TETRIC CAD CEREC/INLAB HT

Marca: Ivoclar Digital
 Características: Tetric® CAD es un bloque estético compuesto para la fabricación eficiente de restauraciones indirectas de un solo diente mediante tecnología CAD/CAM. Tetric CAD se basa en la tecnología Tetric comprobada y es el suplemento digital en los productos de restauración directa de Tetric Evo-Line. Debido al enorme efecto camaleón, las restauraciones Tetric CAD se mezclan con la estructura residual del diente de una manera agradable a la vista. La restauración se pule tras el fresado y luego se asienta usando un protocolo de cementación adhesiva. Esta técnica de procesamiento es muy eficiente y da un resultado estético de forma rápida y sencilla. Caja de 5 bloques.

HT ó MT, tamaños I12 y C14 **116,50€** ~~+34,42€~~

Por la compra de 3 cajas x 5 bloques recibe de obsequio 1 reposición de Adhese Universal System Vivapen 1x2ml. El regalo lo envía el fabricante al cliente final.

CELTRA DUO

Marca: Dentsply
 Características: Envase 4 unidades. Bloques para el sistema CEREC INLAB y SIRONA formado por cristal cerámico de alta calidad de silicato de litio (ZLS) reforzado con zirconio.

DESDE 71,94€

- Ref. H61776 HT C14 / A3
- Ref. H61777 HT C14 / A2
- Ref. H61893 HT C14 / A1
- Ref. H61894 LT C14 / A1
- Ref. H61895 LT C14 / A2
- Ref. H61896 LT C14 / A3
- Ref. H61786 LT C14 / A3,5
- Ref. H61897 LT C14 / B2



Precio Oferta ~~74,00€~~ **112,85€**
 Pedidos de 1.500€ **-15% dto** **71,94€**

*Condiciones descuentos pág. 4

Por la compra de 3 unidades
GRATIS 1 reposición Celtra Duo LT A2 de envío directo
IMPORTANTE: El regalo será enviado directamente por Dentsply. Enviar prueba de compra a promociones@dentsplysirona.com o contactando directamente al teléfono 900 87 87 65.

IPS e.max CAD

Por la compra de 3 reposiciones IPS e.max CAD (HT,MT,LT o MO) C14/I12 de 5 piezas

GRATIS*

Tetric CAD (MT,HT) C14/I12

3+1*
GRATIS
 ENVÍO DIRECTO



IPS empress CAD

Por la compra de 3 reposiciones Empress CAD 5 piezas

GRATIS*

1 reposición IPS Empress CAD de igual o inferior valor de compra de envío directo

3+1*
GRATIS
 ENVÍO DIRECTO



IMPORTANTE: *Solicitar a través de la plataforma www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

DISCO HUGO PMMA UNIVERSAL

Marca: Huge
 Características: Disco de 4 capas, monocolor, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

- Ref. H53545 14mm A1
- Ref. H53546 14mm A2
- Ref. H53547 14mm A3
- Ref. H53548 14mm A3,5
- Ref. H53559 14mm B1
- Ref. H53560 14mm C1

- Ref. H53549 18mm A1
- Ref. H53550 18mm A2
- Ref. H53551 18mm A3
- Ref. H53552 18mm A3,5
- Ref. H53561 18mm B1
- Ref. H53562 18mm C1

- Ref. H53553 20mm A1
- Ref. H53554 20mm A2
- Ref. H53555 20mm A3
- Ref. H53556 20mm A3,5
- Ref. H53557 20mm B1
- Ref. H53558 20mm C1



26,50€ ~~32,80€~~

-19%

DISCO HUGO PMMA MULTICAPA

Marca: Huge
 Características: Disco de 4 capas, con degradación de color natural, para coronas y puentes anatómicos temporales de larga duración.

- Ref. H53566 14mm A1
- Ref. H53567 14mm A2
- Ref. H53568 14mm A3
- Ref. H53569 14mm A3,5
- Ref. H53570 14mm B1
- Ref. H53571 14mm C1

- Ref. H53573 18mm A1
- Ref. H53574 18mm A2
- Ref. H53575 18mm A3
- Ref. H53576 18mm A3,5
- Ref. H53577 18mm B1
- Ref. H53578 18mm C1

- Ref. H53580 20mm A1
- Ref. H53581 20mm A2
- Ref. H53582 20mm A3
- Ref. H53583 20mm A3,5
- Ref. H53584 20mm B1
- Ref. H53585 20mm C1



55,00€ ~~81,35€~~

-32%

K2 DISCOS DE ZIRCONIO CLASSIC

Marca: Yeti
 Características: Discos de zirconio presinterizados y estabilizados para la técnica de coronas y puentes. Ø98,5mm.
 Recomendación: utilizar DIP & Brush K2 Líquido de zirconio para colorear los trabajos fresados en el color adecuado.
 Discos de estructura opaca. Óptimos para la cobertura de muñones y conjuntos descoloridos.

- Ref. H11710 10mm
- Ref. H11711 12mm
- Ref. H11712 14mm
- Ref. H11713 16mm
- Ref. H11714 18mm
- Ref. H11715 20mm
- Ref. H11717 25mm

88,40€ ~~104,00€~~
95,20€ ~~112,00€~~
100,30€ ~~118,00€~~
113,90€ ~~134,00€~~
125,80€ ~~148,00€~~
134,30€ ~~158,00€~~
168,30€ ~~198,00€~~



-15%

★ NOVEDAD



DISCOS KATANA

Marca: Noritake
 Características: Discos de zirconio. Discos de alta translucidez ideado para su uso en restauraciones altamente individualizadas como carillas, onlays, inlays y coronas de contorno completo.

★ NOVEDAD



i
 Discos de PEEK

-15%

DISCO JUVORA DENTAL PEEK OYSTER NAT

Marca: Ernst Hinrichs
 Características: Polímero de alto rendimiento alternativo al metal para prótesis dentales, disponible en una amplia gama de tamaños y espesores, adecuado para fabricación CAD-CAM en sistemas de 4 o 5 ejes y que se puede fresar en seco o mojado.

- Ref. H119010 Nature 12mm
- Ref. H119011 Nature 16mm
- Ref. H119012 Nature 18mm
- Ref. H119013 Nature 20mm
- Ref. H119014 Nature 22mm
- Ref. H119015 Nature 25mm
- Ref. H119016 Nature 30mm
- Ref. H119020 Oyster Nat 16mm
- Ref. H119021 Oyster Nat 18mm
- Ref. H119022 Oyster Nat 20mm
- Ref. H119023 Oyster Nat 22mm
- Ref. H119024 Oyster Nat 25mm
- Ref. H119025 Oyster Nat 30mm

165,45€ ~~194,65€~~
191,51€ ~~225,30€~~
202,30€ ~~238,00€~~
210,80€ ~~248,00€~~
219,85€ ~~258,65€~~
236,85€ ~~278,65€~~
258,40€ ~~304,00€~~
210,80€ ~~248,00€~~
225,42€ ~~265,20€~~
236,09€ ~~277,75€~~
245,69€ ~~289,05€~~
259,17€ ~~304,90€~~
287,85€ ~~338,65€~~

3M Science.
Applied to Life.™

3M™ Lava™ Esthetic

Zirconio Fluorescente para
Restauraciones de Contorno Anatómico

Ahora disponible en todos los colores Guía Vita Clásica



Lava Esthetic: fresar - sinterizar - glasear y ¡listo!



- Súper alta translucidez optimizada para restauraciones monolíticas
- Gradiente de color esmalte - dentina incorporado al disco
- Único disco con fluorescencia inherente, como la del diente natural
- ...y todo esto ¡con una resistencia de 800 Mpa!

Consulta nuestros distribuidores certificados en: 3mespe.spain@mmm.com



HASTA UN
-24%

DURGUIX ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo III.

Ref. H00065 Bidón de 20Kg. Rosa **38,55€** ~~46,40€~~
Ref. H00066 Bidón de 20Kg. Amarillo

Ref. H00067 Envase de 25Kg. Rosa
Ref. H00069 Envase de 25Kg. Amarillo **38,55€** ~~50,60€~~
Ref. H00071 Envase de 25Kg. Azul



-21%

YESO NATURAL DURO TIPOIII PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Tipo III

i
Nuevo formato 5 kg.

Ref. H62011 Caja 25 kg. Amarillo **40,00€** ~~50,55€~~
Ref. H62012 Caja 25 kg. Azul
Ref. H62013 Caja 25 kg. Rosa

Ref. H62027 Caja 5 kg. Amarillo
Ref. H62028 Caja 5 kg. Azul **15,00€** ~~18,90€~~
Ref. H62029 Caja 5 kg. Rosa



HASTA UN
-24%

HEBODUR

Marca: Hebör
Características: Color Amarillo. Tipo III.

Ref. H00084 Bidón 25 Kg. **41,00€** ~~55,90€~~



HASTA UN
-24%

BI-V-PIN CON PERFIL EN V Y MANGUITO METÁLICO

Marca: Renfert

Ref. H00755 100 unidades **17,00€** ~~22,50€~~
Ref. H00757 1000 u. **146,00€** ~~194,50€~~

BI-PIN CORTO CON MANGUITO METÁLICO

Ref. H00765 Bi-pin corto 100 u. **18,00€** ~~24,00€~~
Ref. H00767 1000 u. **148,00€** ~~197,50€~~



HASTA UN
-21%

PEGAMENTO UNIVERSAL INSTANTÁNEO

Marca: Renfert
Características: Adhesivo dental para pegar yeso, resina acrílica, metal y cerámica.

Ref. H99023 Envase 6 x 10 g. **26,80€** ~~33,50€~~

PEGAMENTO POTENTE

Ref. H99029 Envase 6 x 10 g. **26,80€** ~~33,50€~~



DESDE
7,40€

ELITE MODEL FAST LIGHT

Marca: Zhermack
Características: Tipo III. Yeso duro extra rápido para la realización de modelos y antagonistas.

Ref. H00060 Bolsa de 3 kg. Light cream **7,40€** ~~9,50€~~
Ref. H00061 Bolsa de 3 kg. Sky blue
Ref. H00062 Bidón x 25 kg. Light cream **54,15€** ~~65,00€~~
Ref. H00063 Bidón x 25 kg. Sky blue

HASTA UN
-35%



FUJIROCK EP CLASSIC

Marca: G.C.
Características: Tipo IV.

Ref. H00486 Bidón 12kg. Golden Brown
Ref. H00517 Bidón 11kg. Pastel Yellow **61,50€** ~~92,90€~~

Por la compra de 1 bidón grande
GRATIS 1 bidón pequeño del mismo color



i

Dureza extrema.

-26%



YESO EXTRADURO TIPO IV

Marca: Proclín

Ref. H62021 Gris. Bidón 18 Kg. **55,43€** ~~74,90€~~

Ref. H62022 Marrón dorado. Bidón 18 Kg. **55,43€** ~~74,90€~~

55,43€ ~~74,90€~~
55,43€ ~~74,90€~~

-20%



i

Compatible con CAD CAM

KIMBERLIT ESCAYOLA

Marca: Protechno
Características: Escayola Tipo IV. Color dorado

Ref. H00095 Bolsa de 18 Kg. **73,00€** ~~91,00€~~

Ref. 4349 6 bolsas x 2 kg. **51,85€** ~~64,90€~~

73,00€ ~~91,00€~~
51,85€ ~~64,90€~~

-34%



ELITE MASTER BIDÓN

Marca: Zhermack
Características: 25 kg.

Ref. H00056 Bidón 25kg. Desert San **103,42€** ~~157,00€~~

HASTA UN
-50%



ELITE ROCK YESO

Marca: Zhermack

Características: Tipo IV. Bolsa de 3 kg.

Ref. H00107 Cream
Ref. H00057 Sandy Brown **13,26€** ~~21,90€~~

Características: Tipo IV. Bidón x 25 kg.

Ref. H00108 Cream **72,87€** ~~145,90€~~

Ref. H00058 Sandy Brown **103,97€** ~~145,90€~~

72,87€ ~~145,90€~~
103,97€ ~~145,90€~~

HASTA UN
-32%



GINGIFAST MÁSCARA GINGIVAL

Marca: Zhermack
Características: Para la reproducción de encías artificiales en el laboratorio. 2 cartuchos de 50ml. + 12 puntas mezcladoras amarillas + 1 frasco de 10ml de separador.

Ref. H00215 Gingifast Elastic
Ref. H00217 Gingifast Rigid **29,95€** ~~42,00€~~

GINGIFAST CAD

Ref. H02168 Gingifast Cad Máscara Gingival
Ref. H02169 Gingifast Cad Rigid **29,95€** ~~44,00€~~

29,95€ ~~44,00€~~

Precisión en prótesis fijas

Ceras de modelar calcinables y estéticas para la confección de prótesis fija y diagnósticos.

Por la compra de 2 ceras marca Proclinic

GRATIS

1 separador de cera de 25ml.
(No olvide solicitar su obsequio)



DISPONIBLE TAMBIÉN EN COLOR



CERA DE MODELAR ESTÉTICA

Cera estética estable, de baja contracción, especialmente desarrollada para trabajos inlay. Puede calcinarse y mantener los márgenes de forma precisa. Los colores disponibles ofrecen un buen contraste y descansan la visión. Envase 65 g.

Marfil Ref. H20034
Marrón Ref. H20036

6,23€ ~~7,50€~~



DISPONIBLE TAMBIÉN EN COLOR



CERA PRESS CALCINABLE

Cera calcinable especial para técnicas de inyección de cerámica. Envase 65 g.

Amarillo
Dentina

Ref. H20028
Ref. H20030

6,23€ ~~7,50€~~



DISPONIBLE TAMBIÉN EN COLOR



CERA DE MODELAR UNIVERSAL

Cera de modelar de alta rigidez y acabado superficial fino. Bajo rango de fusión. Envase 65 g.

Verde
Gris

Ref. H20020
Ref. H20022

6,23€ ~~7,50€~~



CERA CERVICAL

Cera cervical rígida, libre de tensiones. Alta fluidez y precisión, no mancha. La ligera transparencia permite ver claramente el borde marginal, de forma que se obtiene un perfecto control óptico del modelado. Envase 65 g.

Roja

Ref. H20018

6,23€ ~~7,50€~~



HILO DE CERA

Carrete de hilo de cera para la confección de bebederos. Rollo 250 g.

Duro verde

2,5 mm Ref. H20038
3,0 mm Ref. H20040
3,5 mm Ref. H20042
4,0 mm Ref. H20044
5,0 mm Ref. H20046

Media azul

3,0 mm Ref. H20048
3,5 mm Ref. H20050
4,0 mm Ref. H20052
5,0 mm Ref. H20054

10,58€ ~~12,75€~~



i

Preformada para un mayor ahorro de tiempo

-33%



CERA ARCADA

Marca: Proclinic
Características: 100 unidades.

Ref. H20012 Amarilla suave
Ref. H20014 Roja media

19,99€ ~~30,00€~~



-29%



CERA ROSA DE MODELAR PROCLINIC

Marca: Proclinic
Características: Planchas: 2.500 g.

Ref. H20812 Normal.
Ref. H20802 Climas cálidos.

24,99€ ~~35,35€~~

**HASTA UN
-20%**



CERA MODELAR ANUTEX

Marca: Kemdent
Características: Cera para el modelado de dentaduras.

Ref. H101469 Caja 500 g.
Ref. H999851 Caja 2,5 Kg.

10,65€ ~~13,00€~~
49,32€ ~~61,65€~~

-15%



PLASTODENT G

Marca: Dentsply
Características: Envase 4 barras x 25 g.

Ref. H01101 Azul

22,62€ ~~26,61€~~

-15%



CERA GEO CROWAX

Marca: Renfert
Características: Estas ceras de modelado son ideales para el modelado a llama abierta y con la espátula de cera eléctrica. Las ceras de modelado orgánicas, transparentes GEO Crowax se queman sin dejar residuos y sirven tanto para la cerámica integral como prensada. Envase 80 g.

Ref. H01002 Verde Transparente
Ref. H01004 Azul Transparente
Ref. H01006 Rojo Transparente
Ref. H01008 Beige Opaca
Ref. H01010 Gris Opaca
Ref. H01012 Cervical Y Base Roja

11,00€ ~~13,00€~~

-20%



TACO CERA AZUL MODELAR

Marca: BEGO
Características: Envase 100 grs. Cera natural muy agradable de manipular.

Ref. H01089

21,52€ ~~26,90€~~

-17%



ORMALAB

Marca: Major
Características: Bidón 5 Kg. + 2 catalizadores 60 ml.

Ref. H00329 Shore 95

Ref. H00298 Shore 85

50,57€ ~~61,03€~~



-27%



SILICONA PUTTY LAB 5KG PROC EXPERT

Marca: Proclinic Expert
Características: Silicona de condensación específica para laboratorio de elevada dureza (Shore-A 85) y resistencia elástica. Excelente reproducción de detalles, sin deformación en mufla. Alta resistencia al calor (140°C).

Ref. H00195 Silicona 5 kg.

50,00€ ~~68,60€~~

Por la compra de 1 unidad
2 Catalizadores Proclinic Expert.



DESDE
69€

ZHERMACK ELITE DOUBLE

Marca: Zhermack
Características: Envase de 1 Kg. Base + 1 Kg. Catalizador

Ref. H00154 22 Extra Fast

Ref. H00149 32 Extra Fast

Ref. H00153 32 Fast

Ref. H00166 22 Fast

69,00€ ~~74,00€~~

Características: ENVASE 1 frasco de 5 kg. de base + 1 frasco de 5 kg de catalizador.

Ref. H00156 22 Fast

Ref. H00182 22 Fast

295,00€

-31%



ALGINATO KROMOPAN

Marca: Lascod
Características: Alginato cromático.

Ref. H00141 Bolsa 450 g.

6,15€ ~~8,95€~~



-32%



SILICONA DE DUPLICAR A+B

Marca: Proclinic
Características: Silicona de adición elástica de alta precisión para el duplicado de modelos de laboratorio. Envase 1 kg + 1 kg.

Ref. H00192 Shore 30

Ref. H00191 Shore 22

Ref. H00190 Shore 16

49,00€ ~~72,30€~~

-20%



ZETALABOR

Marca: Zhermack
Características: Silicona mezclable con el catalizador (induret gel). Dureza final 85 Shore A.

Ref. H00179 5 Kg con 2 catalizadores.

Precio Oferta ~~74,00€~~ 59,20€

Pedidos de 1.500€ -15% dto 50,32€

*Condiciones descuentos pág. 4



-15%

PLANCHAS BIOCRYL "C" REDONDAS COLOREADAS

Marca: Scheu Dental
 Características: Planchas redondas acrílicas. Resistentes a golpes, sin elementos alérgenos. Pueden combinarse con acrílicos autopolimerizables. Caja 10 unidades. Ø2x125mm

- Ref. H04150 Transparente
- Ref. H04152 Rojo
- Ref. H04154 Azul
- Ref. H04156 Amarillo
- Ref. H04158 Rosa Transparente

26,31€ ~~30,95€~~



-22%

PULIDORES MULTIFUNCION

Marca: Proclinic
 Características: Cepillo de pulido excepcional y alto brillo, con superficies suaves y lisas. Permite retocar material termoplástico, acrílicos, composite y material de rebase blando. Envase 25 unidades y 1 mandril.

- Ref. H20705 Fino
- Ref. H20706 Grueso

19,00€ ~~24,25€~~



SÓLO POR
22,35€

CORTADOR SUAVE ACRÍLICOS

Marca: Komet
 Características: Instrumento con 4 lados y forma piramidal, fabricado de un material de alta tecnología para la elaboración de las zonas de transición entre acrílico y metal

Fresa de Tungsteno	
Modelo	SCI
Mandril	104
Tamaño	055
rpm.	4.000
Ref.	H15038



22,35€ ~~26,29€~~



Otras medidas no sujetas a promoción

-29%



ROLLO DE ALAMBRE LEOWIRE

- Marca: Leone
 Características: Alambre redondo elástico duro.
- Ref. H03597 Ø 0,8 mm. 20 m.
 - Ref. H03599 Ø 0,9 mm. 10 m.
 - Ref. H03601 Ø 1,0 mm. 10 m.

12,50€ ~~17,70€~~

NOVEDAD



- Ref. H21077
- Ref. H21078
- Ref. H21079
- Ref. H21080

ALICATES PROCLINIC

Marca: Proclinic
 Características: 1 u.

- Ref. H21077 Adams. 13,5cm.
- Ref. H21078 Angle. 13cm.
- Ref. H21079 Media Caña. 13cm.
- Ref. H21080 Pico Redondo. 13cm.

29,95€ ~~40,00€~~



Consulta nuestra gama de alicates "NEW" completa en www.proclinic.es

NOVEDAD



-15%

FORWARD KIT TORNILLO ANTI RONQUIDOS

Marca: Leone
 Características: Dispositivos endoral para uso nocturno que, adelantando la mandíbula, puede eliminar el ronquido actuando directamente en el mecanismo que lo produce. De hecho, el reposicionamiento mandibular adelanta también la lengua y la epiglotis distanciándola de la úvula, resolviendo por lo tanto la vibración de los tejidos blandos del paladar durante el paso del aire que provoca el ronquido. Los dispositivos MAD son usados también en las terapias de las apneas nocturnas (OSA), porque pueden resolver las obstrucciones de las vías aéreas posteriores, restableciendo la capacidad respiratoria durante el sueño.

Ref. H12045

77,00€ ~~90,70€~~

i

Consulta oferta por cantidad



HASTA UN
-40%

PALAPRESS VARIO

Marca: Kulzer
Características: Resina autopolimerizable.

- Ref. H02533 Polvo 1000 gr. Clear.
- Ref. H02535 Polvo 1 Kg. Rosa.
- Ref. H02536 Polvo 1 Kg. Rosa Veteada
- Ref. H02537 Monómero 500 ml.

98,34€ ~~149,00€~~
65,40€ ~~109,00€~~

¡BAJADA DE PRECIOS!

i

Consulta oferta por cantidad



HASTA UN
-35%

PALAXPRESS ULTRA

Marca: Kulzer
Características: Acrílico de elevada resistencia y plasticidad.

- Ref. H02120 Polvo 1 kg. Color Rosa
- Ref. H02112 Polvo 1 kg. Color Rosa Live-L
- Ref. H02114 Polvo 1 kg. Color Rosa veteado
- Ref. H02121 Polvo 1 kg. Color R50

Ref. H02113 Líquido 500 ml.

108,90€ ~~165,00€~~
80,78€ ~~122,25€~~

¡BAJADA DE PRECIOS!

DESDE

24,95€



SR TRIPLEX COLD POLÍMERO

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Autopolimerizable

- Ref. H02247 1 Kg. Pink
- Ref. H02249 1 Kg. Pink-V

47,39€ ~~53,85€~~

Ref. H02255 500 ml.

24,95€ ~~28,95€~~

-20%



TEMPORARY COLD-V DENTINA

Marca: Major
Características: Frasco 100 g.

- Ref. H00400 Color A2
- Ref. H00401 Color A3
- Ref. H00402 Color B3
- Ref. H00403 Color C2
- Ref. H00404 Color D3

Ref. H00406 Frasco Incisal Universal

19,86€ ~~24,82€~~

TEMPORARY COLD-V LIQUIDO

Ref. H00413 100 ml.

16,25€ ~~20,31€~~

DESDE

48,31€



SR IVOCRON DENTIN/BODY

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Material para coronas y puentes a base de polimetacrilato de metilo. Para las técnicas de Ivomat, mufla y autopolimerizable (con sus líquidos correspondientes). 100 gr.

48,31€ ~~54,90€~~

i

Consulta oferta por cantidad



-33%

PALADON 65

Marca: Kulzer

- Ref. H02107 Polvo 1.000 g. Clear
- Ref. H02108 Polvo 1.000 g. Pink V
- Ref. H02109 Polvo 1.000 g. Pink

Ref. H02111 Líquido 500 ml.

43,55€ ~~65,00€~~

16,88€ ~~25,19€~~

IBAJADA DE PRECIOS!

LUCITONE HIPA

Marca: Dentsply

Características: Acrílico autopolimerizable que supera los estándares requeridos para la declaración de alto impacto. Lucitone HIPA está indicado para prótesis completas y parciales, además para sobredentaduras de implantes, reparaciones y rebases. Está disponible en diferentes colores, veteado y no veteado.

- Ref. H0231 Polvo Original 1 Kg
- Ref. H0232 Polvo Original OPA V 1 Kg
- Ref. H0233 Polvo Light 1 Kg
- Ref. H0234 Polvo Light Red Pink 1 Kg
- Ref. H0235 Polvo Dark Pink 1 Kg
- Ref. H0236 Polvo Pink 1 Kg
- Ref. H0237 Polvo Pink Intensive 1 Kg
- Ref. H0238 Polvo OPA 1 Kg
- Ref. H0239 Polvo Pink NAT V 1 Kg
- Ref. H0240 Polvo Clear 1 Kg

- Ref. H0241 Polvo Original 2 x 1Kg
- Ref. H0242 Polvo Original OPA V 2 x 1Kg
- Ref. H0243 Polvo Light 2 x 1Kg

119,58€ ~~143,09€~~

218,28€ ~~254,01€~~



-17%

- Ref. H0244 Polvo Light Red Pink 2 x 1Kg
- Ref. H0245 Polvo Dark Pink 2 x 1Kg
- Ref. H0246 Polvo Pink 2 x 1Kg
- Ref. H0247 Polvo Pink Intensive 2 x 1g
- Ref. H0248 Polvo Pink Opaque 2 x 1Kg
- Ref. H0249 Polvo Pink Natural V 2 x 1Kg
- Ref. H0250 Polvo Clear 2 x 1Kg

- Ref. H0253 Polvo Liquido Claro 500 ml
- Ref. H0255 Polvo Liquido 500 ml

- Ref. H0254 Polvo Liquido Claro 1000 ml
- Ref. H0256 Polvo Liquido 1.000 ml

218,28€ ~~254,01€~~

66,74€ ~~79,06€~~

122,83€ ~~146,96€~~

SOLO POR
16,63€



SR TRIPLEX HOT POLIMERO

Marca: Ivoclar Vivadent

Características: Resina termopolimerizable.

- Ref. H02085 1 Kg. Pink
- Ref. H02087 1 Kg. Pink-V

Ref. H02095 líquido de 500ml

32,34€ ~~36,75€~~

16,63€



1+1

PRECIO RESULTANTE
5,80 €/u.

HIGIENIZADOR ABRILLANTADOR SPRAY

Marca: Proclinic

Características: Spray de refinamiento de prótesis con sabor a menta. Indicado para la eliminación de restos del pulido y el contenido de monómero restante de las superficies. Se aplica al terminar la prótesis sobre la resina revalorizando así la presentación del trabajo protésico. Debido a su sabor a menta evita el mal sabor a la hora de colocarla en la boca del paciente.

Ref. H20700

11,60€

-18%



PATTERN RESIN LS PAQ. (1-1) + BALANZA

Marca: G.C

Características: Caja 100 g Polvo + 100 ml Líquido.

Ref. EH0101

78,15€ ~~95,20€~~

Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 balanza de precisión retractilada




20+10

DIENTES Y MOLARES ARTIC

Marca: Kulzer
 Características: Artic 6 es un diente anterior Mono-bloque con un aspecto natural y estéticamente agradable. Este diente de forma anatómica permite la adaptación perfecta tanto a la dentición existente como en prótesis completas. Está disponible en 16 colores A1-D4 y 22 formas anteriores. La característica de la estructura Mono bloque de Artic 6 permite la reproducción exacta de la luz igual que los dientes naturales. Con su alto grado de translucidez en la región incisal y proximal, garantiza a los odontólogos y a sus pacientes un aspecto natural en dientes anteriores tanto en situaciones de luz natural como con luz artificial.

4,90€

***Comprando 20 tablillas GRATIS 10 TABLILLAS REGALO GUÍA DE COLOR por la compra de 200 unidades.**



60+20

DIENTES VIVODENT S PE ANTERIORES

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Fabricado con un PMMA de vanguardia, de doble reticulación (DCL), que otorga unas propiedades de resistencia al desgaste muy por encima de otros polimetilmetacrilatos, sin comprometer su estabilidad cromática y su alta resistencia al impacto.

ANTERIORES

19,34€ ~~22,60€~~

POSTERIORES

14,48€ ~~16,80€~~

***Comprando 60 tablillas anteriores GRATIS 20 tablillas posteriores + 1 guía de color SPE + 1 caja de dientes con almohadillas.**
 * El regalo será enviado directamente por Ivoclar Vivadent.
 Solicitar a través de la plataforma www.ivoclarvivadent.es/enviadirecto.



-15%

DIENTES Y MOLARES IVOSTAR/GNATHOSTAR

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: La nueva línea de dientes Ivostar / Gnathostar reúne diferentes propiedades y ofrece una calidad de producto perfectamente adecuada a las expectativas, que son la señal de calidad habitual en Ivoclar Vivadent. Sus nuevos moldes modernos y funcionales, hacen de estos dientes, realizados en base al conocido material PMMA, la primera opción para la fabricación de una prótesis de alta calidad.

5,14€ ~~6,05€~~



DESDE 24,48€



DIENTES Y MOLARES SR PHONARES II

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Con el exclusivo diseño de configuración y ajuste, las líneas de dientes SR Phonares II marca nuevos estándares de funcionalidad y estética. Los últimos avances científicos han sido implementados en el desarrollo de SR Phonares II para satisfacer los requisitos más específicos de los clientes.

ANTERIORES

31,10€ ~~34,55€~~

POSTERIORES

24,48€ ~~27,20€~~



DESDE 8,64€

DIENTES Y MOLARES SR VIVODENT/ORTOTHYP CHROMASCOP

Marca: Ivoclar Vivadent
 Características: Estratificación en tres capas con diferentes materiales y diversos grados de reticulación. Gran espectro cromático, suministrado en los 20 colores de la guía Chromascop.

ANTERIORES

8,64€ ~~10,10€~~

POSTERIORES

11,25€ ~~13,15€~~



-20%



CERA MONTAJE DIENTES

Marca: Proclinic
 Características: 5x5mm 220 g.
 Ref. H20010

15,60€ ~~19,50€~~



-23%



OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA DUPLICAR

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)
 2 Calcinables Steady
 4 Cofias retentivas para técnica de duplicar
No se requiere fresado

Ref. HI3157

37,95€ ~~49,00€~~



-24%

OT EQUATOR CALCINABLE

Marca: Rhein 83
 Características: 2 Machos "semiesfera" calcinables
 2 Casquillos de acero para cofias
 4 Cofias retentivas (2 suaves, 2 estándar)
Trabajos sobre raíces de dientes naturales.

Ref. HI3225

38,00€ ~~50,00€~~



-26%

OT BAR MULTIUSE PACK ATACHE

Marca: Rhein 83
 Características: 2 Barras calcinables
 4 Clips de posición A
 4 Clips de posición B
 4 Box calcinable
 Clips retentivos rosas
 4 Clips retentivos amarillos
 2 Conectores para refuerzo

Ref. HI3177

68,00€ ~~92,00€~~



-36%



OT STRATEGY PACK ATACHE COFIAS PARA CASQUILLOS DE ACERO

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Machos calcinables strategy (2 Estándar y 2 Largos)
 2 Calcinables Steady
 4 Casquillos inox.
 4 Posicionadores de plástico para casquillos
 4 Cofias retentivas para casquillo
Requiere fresado

Ref. HI3158


37,95€ ~~59,00€~~



-17%

OT EQUATOR REPOSICIONES

- Marca: Rhein 83
- Ref. HI3227 2 Machos "semiesfera" calcinables **16,60€** ~~20,00€~~
 - Ref. HI3229 4 Cofias retentivas morada fuerte (2,7kg) **23,24€** ~~28,00€~~
 - Ref. HI3230 4 Cofias retentivas blanca estándar (1,8kg) **23,24€** ~~28,00€~~
 - Ref. HI3231 4 Cofias retentivas rosa suave (1,2kg) **23,24€** ~~28,00€~~
 - Ref. HI3232 4 Cofias retentivas amarilla extra suave (0,6kg) **23,24€** ~~28,00€~~
 - Ref. HI3233 4 Cofias retentivas negra (procesos de laboratorio) **23,24€** ~~28,00€~~
 - Ref. HI3234 2 Casquillo de acero inox **11,62€** ~~14,00€~~



-23%

OT CAP PACK ATACHE

Marca: Rhein 83
 Características: 4 Esferas individuales,
 4 Cofias retentivas rosas
 4 Casquillos acero inoxidable
 4 posicionadores de plástico para casquillos.

Ref. HI3105 Ø 2,5mm.

Ref. HI3129 Ø 1,8mm.

37,70€ ~~49,00€~~



ESQUELÉTICOS



-29%



WIROVEST POLVO REVESTIMIENTO

Marca: Bego

Ref. H00285 18 Kg (45 B x 400 g.)

65,55€ ~~91,99€~~



HASTA UN
-20%

REVESTIMIENTO PARA COLADO SOBRE MODELOS

Marca: Proclinic

Ref. H21034 Caja de 45 bolsas x 500g. (18Kg.)

63,60€ ~~79,50€~~

Ref. H21035 Líquido 1 Litro

11,04€ ~~13,90€~~

DESDE
28,74€



REVESTIMIENTO BIOSINT EXTRA

Marca: Dentsply
Características: Revestimiento para esqueléticos. Grano fino. Fácil desmuflado. Excelente relación calidad/precio.

Ref. H00380 Polvo (45 x 400 g.)

74,79€ ~~83,10€~~

Ref. H00381 2 Litros Líquido Biosil E

28,74€ ~~31,99€~~

-18%



WIRONIT EXTRA HARD Cr-Co

Marca: Bego

Características: La aleación ideal para el colado de prótesis.

Ref. H03561 Caja de 1Kg.

145,90€ ~~173,79€~~

WIRONIT HARD

Ref. H03567 Caja de 1Kg.

145,90€ ~~173,48€~~

-34%



BIOSIL F

Marca: Degudent

Características: En forma de cubitos. Las aleaciones Biosil para esqueléticos son aleaciones finas de cromo-cobalto que se aplican universalmente en prótesis removibles. Además de tener excelentes características técnicas y mecánicas, las aleaciones Biosil cumplen naturalmente con las especificaciones de DIN/ISO y están sometidas, además, a exámenes preclínicos adicionales.

Ref. H03569 Envase 1 kg.

135,50€ ~~204,90€~~

SOLO POR
220€



SPARTALLOY CRCB

Marca: Technoflux

Características: Aleación cromo cobalto para esqueléticos

Ref. H03572 Envase 1 kg.

220,00€



ESQUELÉTICOS



-18%



CERA ESQUELÉTICOS GANCHOS

Marca: Proclinic
Características: Envase 200u, 20 planchas.

Ref. H20078 Molares
Ref. H20080 Premolares
Ref. H20082 Bonyhard
Ref. H20084 Anulares recto **13,12€** ~~16,00€~~



-19%



CERA ESQ. PLANCHA LISA

Marca: Proclinic
Características: 15 unidades.

Ref. H20056 0,30 mm
Ref. H20058 0,40 mm
Ref. H20060 0,50 mm
Ref. H20062 0,60 mm **11,95€** ~~14,75€~~



-19%



CERA ESQ. PLANCHA GRABADA FINA

Marca: Proclinic
Características: 15 unidades.

Ref. H20064 0,3mm
Ref. H20066 0,4mm
Ref. H20068 0,5mm
Ref. H20070 0,6mm **11,95€** ~~14,75€~~



Precios netos no acumulable a otro tipo de descuentos

-30%



PULIDOR PARA CR. CO.

Marca: Dedeco
Características: Caja 100 u

Ref. H14467 4590 Punta.
Ref. H14469 5000 Rueda. **15,95€** ~~22,90€~~

HASTA UN
-20%



TECHNODUR LÍQUIDO ENDURECEDOR

Marca: Protechno
Características: Líquido endurecedor para modelos, en frío.

Ref. H00539 Envase de 1000 ml. **12,70€** ~~15,80€~~
Ref. H00541 Envase de 5000 ml. **44,85€** ~~54,00€~~

-29%



ABRASIVO MARRÓN JOTA.

Marca: Jota
Características: Abrasivos marrones de óxido de aluminio. Para el pulido de aleaciones de metal. Caja 100 u.

Ref. H14625 3,5mm LONG. 10,5mm
Ref. H14623 5mm LONG. 12,5mm
Ref. H14621 6,5mm LONG. 1mm **78,00€** ~~110,00€~~



HASTA UN
-23%

ÓXIDO DE ALUMINIO COBRA

Marca: Renfert

- Ref. HI00182** 50 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00166** 110 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00276** 125 micras, 5 Kg.
- Ref. HI00162** 250 micras, 5 Kg.

- Ref. HI001822** 50 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001662** 110 micras 12,5 Kg.
- Ref. HI001622** 250 micras 12,5 Kg.

21,25€ ~~27,50€~~

47,47€ ~~58,50€~~



HASTA UN
-25%

ÓXIDO DE ALUMINIO PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: Óxido de aluminio de alta pureza 99,60% Al₂O₃. Color Blanco, Cristalización controlada. No causa silicosis (Si O₂ : 0,01%). Para uso exclusivo en laboratorio dental.

- Ref. H62000** 50 micras. 5 Kg.
- Ref. H62001** 100 micras. 5 Kg.
- Ref. H62002** 150 micras. 5 Kg.
- Ref. H62003** 250 micras. 5 Kg.
- Ref. H62004** 50 micras. 25 Kg.
- Ref. H62005** 100 micras. 25 Kg.
- Ref. H62006** 150 micras. 25 Kg.
- Ref. H62007** 250 micras. 25 Kg.

15,65€ ~~21,00€~~

71,80€ ~~92,00€~~



-16%

ÓXIDO DE ALUMINIO

Marca: Protechno
Características: Corindón puro. Blanco.

- Ref. HI4015** 4,5 kg. 50 micras
- Ref. HI4019** 4,5 kg. 80 micras
- Ref. HI4023** 4,5 kg. 110 micras
- Ref. HI4027** 4,5 kg. 150 micras
- Ref. HI4031** 4,5 kg. 180 micras
- Ref. HI4035** 4,5 kg. 250 micras

20,60€ ~~24,52€~~

- Ref. HI4017** 25 kg. 50 micras
- Ref. HI4021** 25 kg. 80 micras
- Ref. HI4025** 25 kg. 110 micras
- Ref. HI4029** 25 kg. 150 micras
- Ref. HI4033** 25 kg. 180 micras
- Ref. HI4037** 25 kg. 250 micras

100,72€ ~~119,90€~~



HASTA UN
-24%

PERLAS BRILLO

Marca: Renfert
Características: Bidón 5 kg.

- Ref. HI00161** 50 micras
- Ref. HI00164** 100 micras

21,67€ ~~28,50€~~



-34%

PERLA DE VIDRIO PROCLINIC

Marca: Proclinc

Características: Microesferas de sodio sin plomo. No deforman ni rayan el metal. 100% de partículas no abrasivas. No es tóxico.

- Ref. H62008** 50 micras. 4,5 Kg.

13,95€ ~~21,00€~~



-22%

PERLAS DE BRILLO

Marca: Protechno
Características: Perlas de cristal sin plomo.

- Ref. HI4063** 4,5 kg. 50 micras

16,55€ ~~21,10€~~



-18%

FUJIVEST PREMIUM
 Marca: GC
 Características: Revestimiento fosfatado sin carbono, para coronas y puentes adecuado para aleaciones no preciosas. Calentamiento rápido ó convencional.

Ref. H00480 Polvo 6 kg. (40 bolsas x 150 g.)

104,96€ ~~131,20€~~

FUJIVEST PREMIUM LÍQUIDO EXPANSOR
 Características: Para revestimiento FujiVest Premium.

Ref. H00484 Líquido 900 ml.

25,48€ ~~31,85€~~



DESDE
13,90€

REVESTIMIENTO PARA FIJO
 Marca: Proclinc

Ref. H21030 30 bolsas x 160 g (4,8 kilos) **39,60€** ~~47,50€~~

Ref. H21031 Botella 1 Litro. **13,90€**

Por la compra de 1 caja de polvo GRATIS 1 Líquido (Valorado en 13,90€)




HASTA UN
-22%

CERAMVEST HI-SPEED POLVO
 Marca: Protechno
 Características: Revestimiento fosfático para coronas y puentes. Técnica de calentamiento directo.

Ref. H00322 50x 150 g. (7,5 Kg.). **66,40€** ~~84,60€~~

Ref. H00325 Botella de 1000 ml. **16,50€** ~~19,80€~~



-26%

VENTURA HIGH VEST -HIGH SPEED
 Marca: Ventura

Ref. H00357 Bolsas predosificadas 4 Kg. Cajas de 25 x 160 g. + 1000 ml. líquido expansor **41,90€** ~~57,00€~~



-15%

DEGUVEST IMPACT
 Marca: Degudent
 Características: Revestimiento para calentamiento rápido o normal, libre de carbono. Para insertar con cilindro plástico o metálico. Superficies de colado lisas. Control total de la expansión con el líquido de mezcla especial.

Ref. H00362 Caja de 50 bolsas de 150 g. **48,54€** ~~57,10€~~

Ref. H00363 Frasco con 1.350 ml. **30,53€** ~~35,92€~~



-26%

EXPANSION PLUS POLVO Y LÍQUIDO
 Marca: Yeti
 Características: Revestimiento universal para metales preciosos, no preciosos y cerámica prensada. Excelente relación calidad -precio. Superficies muy lisas gracias a sus partículas muy finas y excelente consistencia.

Ref. H98180 50 x 100 gr + 1L. **46,00€** ~~60,35€~~

-15%



SOLDADURA VERA PD SOLDER

Marca: Aalbadent
Características: SOBRE 5 gr.

Ref. H04433

25,64€ ~~30,16€~~

HASTA UN
-20%



STARLOY N ALEACIÓN CROMO NÍQUEL

Marca: Degudent
Características: Aleación en base a cromo níquel sin berilio y con una baja conductividad térmica. Compatible con las cerámicas StarLight Ceram, Ceramco 3 y Ceramco iC. Dureza reducida para una fácil acabado.

Ref. H70129 1.000 g.

245,03€ ~~306,28€~~

Ref. H70131 250 g.

72,09€ ~~84,81€~~

-28%



GC INITIAL CAST NP METAL CRCO

Marca: G.C.
Características: Aleación de colado CoCr tipo 4 para técnicas de recubrimiento metal cerámico en coronas y puentes. La expansión térmica de 14,1 x 10⁻⁶ K⁻¹ es compatible con la mayoría de las cerámicas de metal más comunes en el mercado.

Ref. H03518 1.000 g.

305,00€ ~~425,10€~~

-25%



WIRON 99

Marca: Bego
Características: Aleación de cromo níquel para la técnica metal-cerámica y resina -libre de berilio-. Muy resistente a la corrosión. Biocompatible. Elevado módulo de elasticidad. Facilidad de acabado gracias a la escasa dureza de 180 HV10.

Ref. H03501 Caja de 1Kg.

423,77€ ~~565,02€~~

-25%



WIRON LIGHT CROMO NIQUEL

Marca: Bego
Características: 1 kg. Nueva aleación de cromo níquel para la técnica metal-cerámica, con una oxidación clara y exenta de berilio. Colado sencillo, desbastado sencillo, trabajo seguro.

Ref. H04412 Caja de 1Kg.

394,00€ ~~525,46€~~

-54%



WIROKER PLUS CROMO NIQUEL

Marca: Bego
Características: 1 kg. Aleación de níquel cromo para la técnica de metal cerámica libre de berilio. Desbastado sencillo. No precisa enfriamiento lento.

Ref. H03502 Caja 1 kg.

249,00€ ~~542,41€~~

IBAJADA DE PRECIOS!



-35%

HERAENIUM PW

Marca: Kulzer

Características: Aleación cerámica de CrCo para prótesis fija. Es una aleación de Cobalto- Cromo-Molibdeno para la elaboración de coronas y puentes con revestimiento cerámico o acrílico.

Ref. H03541 Envase 1.000 g. **462,15€** ~~711,00€~~

HERAENIUM P (CR-CO CERÁMICA)

Ref. H03539 Envase 1.000 g. **462,15€** ~~711,00€~~

IBAJADA DE PRECIOS!



HASTA UN
-54%

WIROBOND SG CROMO COBALTO

Marca: Bego

Características: Aleación cromo cobalto para la técnica de metal cerámica, sin níquel ni berilio. Biocompatible. Dureza Vickers 310 HV10.

Ref. H03503 Caja 250g. **99,00€** ~~175,00€~~

Ref. H03504 Caja 1 kg. **252,00€** ~~549,95€~~

IBAJADA DE PRECIOS!



-17%

SOLIBOND C PLUS ALEACIÓN DE CROMO COBALTO

Marca: Yeti

Características: Aleación de cromo cobalto sin níquel ni berilio. Capa de óxido muy fina. Su excelente fluidez garantiza colados seguros. Se consigue un pulido y brillo con rapidez. Adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98171 Caja de 1.000 g. **175,00€** ~~211,35€~~



-26%

HERAENIUM NA

Marca: Kulzer

Características: Aleación de Cr-Ni-Mo, exenta de Berilio. Es una aleación de metales no preciosos para el recubrimiento de coronas y puentes con cerámica o resina.

Ref. H03535 Caja de 1.000 g. **276,00€** ~~375,00€~~



-24%

VERA BOND II SIN BERILIO

Marca: Aalbadent

Características: Aleación de cromo níquel para coronas y puentes metal-cerámicas, consiguiendo colados precisos en los márgenes y una buena unión metal-porcelana. Aleación idónea para cerámicas tradicionales de grano medio tipo Ceramco, Excelco, Spectrum, Noritake, Synspar, Shofu-Crystal y otras cerámicas de grano medio del mercado.

Ref. H03552 Caja de 203 gramos **54,00€** ~~70,80€~~



-20%

SOLIBOND N, ALEACIÓN DE CROMO NÍQUEL

Marca: Yeti

Características: Excelente fluidez en el colado. La más alta precisión con una baja dureza. Capa de óxido muy fina y adhesión óptima con las masas cerámicas.

Ref. H98170 Caja de 1.000 g. **140,00€** ~~176,00€~~



-15%

PULIDOR DENTADURAS ACRÍLICAS KOMET

Marca: Komet
 Características: Grano grueso para el pulido inicial. 25 mm de longitud. Caja 10 unidades.

- Ref. HI4365 Verde
- Ref. HI4367 Gris
- Ref. HI4369 Amarillo

40,51€ ~~47,66€~~



-18%

Ref. HI6195

Ref. HI6196

PULIDOR CERAGLOSS

Marca: Edenta
 Características: Pulidor con partículas de diamante natural.
 Envase 1 unidad

- Ref. HI6195 E30001
- Ref. HI6196 E30010

30,26€ ~~36,90€~~



-18%

Ref. HI6197
 Ref. HI6198

Ref. HI6199
 Ref. HI6200

Ref. HI6208

ABRASIVO CERAPRO

Marca: Edenta
 Características: Abrasivo con grano de diamante natural. Pulido excepcional de la cerámica.
 Envase 1 unidad

- Ref. HI6197 8001
- Ref. HI6199 8002
- Ref. HI6198 G8001
- Ref. HI6200 G8002
- Ref. HI6208 PM 8007-040

19,27€ ~~23,50€~~



HASTA UN
-26%

DISCO DYNEX DE BORDE CORTANTE

Marca: Renfert
 Características: Discos de corte robustos con doble refuerzo de fibra de vidrio de alta tecnología y reticulado en cruz. Caja x 20 u.

Metales preciosos.

- Ref. HI00086 Ø 22 x 0,20mm **21,50€** ~~27,50€~~
- Ref. HI00095 Ø 22 x 0,25mm **22,60€** ~~29,00€~~
- Ref. HI00341 Ø 26 x 0,25mm **33,20€** ~~42,50€~~

Metales preciosos y no preciosos.

- Ref. HI00318 Ø 22 x 0,30mm **21,50€** ~~27,50€~~
- Ref. HI00087 Ø 26 x 0,30mm **34,70€** ~~44,50€~~

Metales no preciosos.

- Ref. HI00088 Ø 22 x 0,40mm **21,80€** ~~28,00€~~
- Ref. HI00342 Ø 22 x 0,50mm **22,60€** ~~30,50€~~
- Ref. HI00089 Ø 26 x 0,40mm **34,70€** ~~44,50€~~
- Ref. HI00091 Ø 26 x 0,50mm **36,30€** ~~46,50€~~

Metales no preciosos y colados sobre modelos.

- Ref. HI00092 Ø 22 x 0,70mm **26,50€** ~~34,00€~~
- Ref. HI00096 Ø 22 x 1,00mm **35,10€** ~~45,00€~~
- Ref. HI00093 Ø 26 x 0,70mm **39,00€** ~~50,00€~~
- Ref. HI00094 Ø 26 x 1,00mm **41,30€** ~~53,00€~~
- Ref. HI00090 Ø 40 x 0,40mm **41,30€** ~~53,00€~~
- Ref. HI00319 Ø 40 x 0,50mm **42,90€** ~~55,00€~~
- Ref. HI00340 Ø 40 x 0,70mm **44,10€** ~~56,50€~~
- Ref. HI00320 Ø 40 x 1,00mm **44,10€** ~~56,50€~~

Disco dynex brillant. Caja x 10 u.

- Ref. HI00269 Ø 20 x 0,25mm **37,80€** ~~48,50€~~
- Ref. HI00082 Ø 20 x 0,20mm **35,10€** ~~45,00€~~
- Ref. HI00084 Ø 20 x 0,30mm **39,00€** ~~50,00€~~

Disco dynex titanium

- Ref. HI00099 Ø 26 x 0,30mm **33,90€** ~~43,50€~~
- Ref. HI00097 Ø 22 x 0,30mm **21,80€** ~~28,00€~~

★ NOVEDAD



i

Fresas de carburo de tungsteno wie diamant ('como el diamante')

FRESA WIDIA CORTE ESTANDAR

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

Ref.H20711	0110-023		13,60€ 17,00€
Ref.H20713	0610-023		14,14€ 17,67€
Ref.H20715	0910-023		12,54€ 15,67€
Ref.H20717	1210-016		12,54€ 15,67€
Ref.H20719	5610-045		17,22€ 21,52€
Ref.H20721	7110-023		12,54€ 15,67€
Ref.H20723	7210-060		17,22€ 21,52€



FRESA WIDIA CORTE FINO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

Ref.H20725	0620-023		16,58€ 20,73€
Ref.H20727	5320-060		21,22€ 26,52€

FRESA WIDIA CORTE GRUESO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

Ref.H20729	5250-060		21,22€ 26,52€
Ref.H20731	5450-060		21,22€ 26,52€

FRESA WIDIA PARA PLANCHAS

Marca: Proclinic
Características: Caja de 1 unidad.

Ref.H20733	C515-023		14,62€ 18,27€
-------------------	----------	--	---------------------------------

Por la compra de 5 unidades
GRATIS 1 Fresero Proclinic



-20%



-32%



PULIDOR DE SILICONA PARA ACRÍLICO

Marca: Proclinic
Características: Caja de 12 unidades.

Ref.H20830	Grano grueso 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)
Ref.H20832	Grano medio 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)
Ref.H20834	Grano fino 10 x 24mm (max: 12.000 rpm)

15,00€ ~~22,00€~~

-15%



CORTADOR TUNGSTENO

Marca: KOMET
Características: Caja de 1 unidad. Para Titanio y metales no preciosos.
10.000 rpm.

Ref.HI5317	HI29GTI.104.023	14,52€ 16,96€
Ref.HI5325	H79GTI.104.040	27,55€ 32,41€
Ref.HI5333	HI39GTI.104.023	14,42€ 16,96€

i

¡Y todavía hay más! Consulte oferta de otras fresas Komet en www.proclinic.es

-15%



FRESA TUNGSTENO PM

Marca: Komet
Características: Caja de 1 unidad.

Ref.HI5245	H79EF-040 CX1 (max: 10.000 rpm)	30,36€ 35,72€
Ref.HI5255	H251EF-060 CX1 (max: 5.000 rpm)	30,36€ 35,72€
Ref.HI5239	H77EF-023 CX1 (max: 10.000 rpm)	18,06€ 21,25€

FRESA DE TUNGSTENO CORTE SGFA PARA ESCAYOLA

Marca: KOMET
Características: Caja de 1 unidad. Fresas para la elaboración de modelos de yeso. Alta reducción de material sin obstrucciones. Superficies perfectas. Baja vibración durante el trabajo gracias al modelo de biselado de las hojas. Dentadura segura con torsión a la izquierda. Velocidad recomendada 15000 rpm.

Ref.74032	PM H79SGFA-070 CX1	30,36€ 35,72€
Ref.HI6050	PM H251SGFA-060 CX1	

-15%





IPS d.SIGN®

IPS-D.SIGN A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA	250 g. DENTINA
color A1	H60369	H60403	H60437	H99750
color A2	H60371	H60405	H60439	H99751
color A3	H60373	H60407	H60441	H99752
color A3,5	H60375	H60409	H60443	H99753
color A4	H60377	H60411	H60445	H99754
color B1	H60379	H60413	H60447	H99755
color B2	H60381	H60415	H60449	H99756
color B3	H60383	H60417	H60451	H99757
color B4	H60385	H60419	H60453	H99758
color C1	H60387	H60421	H60455	H99759
color C2	H60389	H60423	H60457	H99760
color C3	H60391	H60425	H60459	H99761
color C4	H60393	H60427	H60461	H99762
color D2	H60395	H60429	H60463	H99763
color D3	H60397	H60431	H60465	H99764
color D4	H60399	H60433	H60467	H99765

27,32€
31,40€

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

270,57€
311,00€

Contenido	3 g. OPAQUER PASTA	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color 110/01	H60007	H60049	H60091
color 120/1A	H60009	H60051	H60093
color 130/2A	H60011	H60053	H60095
color 140/1C	H60013	H60055	H60097
color 210/2B	H60015	H60057	H60099
color 220/1D	H60017	H60059	H60101
color 230/1E	H60019	H60061	H60103
color 240/2C	H60021	H60063	H60105
color 310/3A	H60023	H60065	H60107
color 320/5B	H60025	H60067	H60109
color 330/2E	H60027	H60069	H60111
color 340/3E	H60029	H60071	H60113
color 410/4A	H60031	H60073	H60115
color 420/6B	H60033	H60075	H60117
color 430/4B	H60035	H60077	H60119
color 440/6C	H60037	H60079	H60121
color 510/6D	H60039	H60081	H60123
color 520/4C	H60041	H60083	H60125
color 530/3C	H60043	H60085	H60127
color 540/4D	H60045	H60087	H60129

27,32€
31,40€

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

-13%



IPS-D.SIGN A-D INCISAL T REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL T	100 g. INCISAL T	250 g. INCISAL T
color TS1	H60513	H60519	H99770
color TS2	H60515	H60521	H99771
color TS3	H60517	H60523	H99772

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€

270,57€
311,00€

IPS-D.SIGN INCISAL CHROMASCOP REP.

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color S1	H60185	H60193
color S2	H60187	H60195
color S3	H60189	H60197

26,14€
30,05€

113,97€
131,00€



IPS InLine®

-13%



IPS-INLINE TRANSPARENTE INCISAL A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	20 g. INCISAL	100 g. INCISAL
color 1	H61291	H61299
color 2	H61293	H61301
color 3	H61295	H61303

22,49€
25,85€

102,23€
117,50€



IPS-INLINE A-D REPOSICIÓN

Marca: Ivoclar Vivadent

Contenido	3 g. OPAQUER	9 g. OPAQUER	18 g. POLVO OPAQUER	20 g. DENTINA	100 g. DENTINA
color A1	H61151	H61185	H61152	H61219	H61255
color A2	H61153	H61187	H61154	H61221	H61257
color A3	H61155	H61189	H61156	H61223	H61259
color A3,5	H61157	H61191	H61158	H61225	H61261
color A4	H61159	H61193	H61160	H61227	H61263
color B1	H61161	H61195	H61162	H61229	H61265
color B2	H61163	H61197	H61164	H61231	H61267
color B3	H61165	H61199	H61166	H61233	H61269
color B4	H61167	H61201	H61168	H61235	H61271
color C1	H61169	H61203	H61170	H61237	H61273
color C2	H61171	H61205	H61172	H61239	H61275
color C3	H61173	H61207	H61174	H61241	H61277
color C4	H61175	H61209	H61176	H61243	H61279
color D2	H61177	H61211	H61178	H61245	H61281
color D3	H61179	H61213	H61180	H61247	H61283
color D4	H61181	H61215	H61182	H61249	H61285

23,10€
26,55€

63,16€
72,60€

26,19€
30,10€

22,49€
25,85€

102,23€
117,50€

CERAMICA SOBRE METAL EX3

Marca: Noritake

Características: Dentina, Dentina Opaca, Cervical, Esmaltes, nColors, Translúcidos, Modificadores

Frasco 10gr **12,98€**

Frasco 50gr **51,91€**

Frasco 200gr **185,40€**



Por la compra de 4 unidades
GRATIS
1 unidad más del mismo precio



IPS e.max



Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H99989	H99913
color A2	H99990	H99914
color A3	H99991	H99915
color A3,5	H99992	H99916
color A4	H999100	H999107
color B1	H99993	H99917
color B2	H99994	H99918
color B3	H99995	H99919
color B4	H999101	H999108
color C1	H999102	H999109
color C2	H99929	H99928
color C3	H999103	H999110
color C4	H999104	H999111
color D2	H999105	H999112
color D3	H99931	H99930
color D4	H999106	H999113
color BL1	H99924	H99920
color BL2	H99925	H99921
color BL3	H99926	H99922
color BL4	H99927	H99923

73,39€
~~86,75€~~

87,87€
~~104,00€~~

HASTA
-16%



E.MAX PRESS LT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas que muestran una baja translucidez y se utilizan para elaboración de coronas anatómicamente modeladas parciales o totales. Especialmente en la zona de anteriores, el aspecto estético de la restauración se maximiza utilizando la técnica de cut-back en combinación con IPS e.max Ceram.

Contenido	5 Piezas	L/3 Piezas
color A1	H629800	H629816
color A2	H629801	H629817
color A3	H629802	H629818
color A3,5	H629803	H629819
color A4	H629804	H629820
color B1	H629805	H629821
color B2	H629806	H629822
color B3	H629807	H629823
color B4	H629808	H629824
color C1	H629809	H629825
color C2	H629810	H629826
color C3	H629811	H629827
color C4	H629812	H629828
color D2	H629813	H629829
color D3	H629814	H629830
color D4	H629815	H629831
color BL1	H629832	H629836
color BL2	H629833	H629837
color BL3	H629834	H629838
color BL4	H629835	H629839

73,39€
~~86,75€~~

87,87€
~~104,00€~~

HASTA
-16%



E.MAX PRESS HT

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Nuevas pastillas altamente translúcidas para elaborar restauraciones anatómicamente modeladas mínimamente invasivas. Las restauraciones se personalizan con materiales de maquillaje IPS e.max Ceram (Shade/Essence).

IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas de opacidad media (MO)
5 Pastillas.

- Ref. H62969 Color MO-0
- Ref. H62971 Color MO-1
- Ref. H62973 Color MO-2
- Ref. H62975 Color MO-3
- Ref. H62977 Color MO-4

73,39€
~~86,75€~~

HASTA
-16%



3+1

Por la compra de 3 unidades de E.Max Press Pastillas 5 piezas **GRATIS 1 reposición de 5 piezas.**

Precio resultante:

55,04€

*Envío directo

IPS E.MAX PRESS PASTILLAS MO L

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Pastillas de opacidad media (MO)
3 Pastillas.

- Ref. H62981 Color MO L-0
- Ref. H62983 Color MO L-1
- Ref. H62985 Color MO L-2
- Ref. H62987 Color MO L-3
- Ref. H62989 Color MO L-4

87,87€
~~104,00€~~



Por la compra de 1 unidad IPS PRESSVEST PREMIUM POLVO 5 kg + 1 IPS PRESSVEST PREMIUM líquido de 1 litro.

GRATIS

1 reposición IPS e.max Press de 5 piezas (a escoger)

*Envío directo



IPS PRESSVEST PREMIUM POWDER

Marca: Ivoclar Vivadent
Características: Revestimiento universal para técnica de inyección de cerámica sobre metal y ZrO2. Compatible con la técnica Speed o convencional.

Ref. H00428 Polvo 5 Kg. **180,00€** ~~198,00€~~

Ref. H00433 Líquido 1L. **34,74€**

*IMPORTANTE: El regalo será enviado directamente por Ivoclar Vivadent. Solicitar a través de la plataforma www.ivoclarvivadent.es/enviodirecto

COMPOSITES SIGNUM

Composite de revestimiento. Resultados estéticos comparables al diente natural.

- Signum composite dentina 4g **36,55€** 43€
- Signum flow 4g **37,40€** 44€
- Signum ceramis 4g **43,35€** 51€
- Signum ceramis, margin 4g **44,20€** 52€
- Signum ceramis, effect 4g **45,90€** 54€
- Signum matrix 4g **48,45€** 57€
- Signum cre-active 3g **29,75€** 36€
- Signum opaque 3g **30,60€** 36€



Por la compra de 3 unidades **GRATIS*** 1 unidad



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Especial **signum®**

-25%
Dto.



SET ADHESIVOS SIGNUM

Unión fuerte y segura. Proporcionan el mejor acondicionamiento tanto para metal, circonio como cerámica.

- Ref. H00112 Signum metal bond set **166,50€** 222€
- Ref. H00119 Signum zirconia bond set **166,50€** 222€
- Ref. H00116 Signum ceramic bond set **116,25€** 166€

HILITE POWER

Elija su regalo



1.850€
3.-190€

-45% Dto



- Manejo sencillo
- Gran espectro lumínico
- Tiempo de polimerización reducido
- Tres tiempos: 60, 90 y 180 seg.

Comprado 1 HiLite Power además del descuento, **GRATIS**** 1 Signum first touch set (PVP 196€) ó 1 lámpara Signum HiLite Pre2 (PVP 519€)

* El obsequio será el producto de menor importe. ** Envío directo de Kulzer, remitiendo la factura a infodental-es@kulzer-dental.com

kulzer.es

REBASES PROCLINIC EXPERT

RESINAS DE REBASE



Rebase Blando Proclinic Expert

- Rebase rápido en solo 1 sesión
- Material permanentemente elástico
- Sin olores ni sabores



En Tubos

KIT. 1 tubo base 50 ml, 1 tubo catalizador 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 2 pipetas

Ref. 41522 **72,80€** ~~104,00€~~

Reposición tubos: base 50 ml, catalizador 50 ml

Ref. 41523 **55,97€** ~~79,95€~~

Adhesivo 5 ml para tubos

Ref. 41525 **7,12€** ~~10,95€~~

Puntas mezcla rosas 1:1 - 50u.

Ref. 78649 **15,00€** ~~35,00€~~



En Cartuchos

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 5 ml, barniz 2 x 7 ml (base + catalizador), 7 puntas, 2 pipetas

Ref. 41520 **93,10€** ~~133,00€~~

Reposición cartucho 50 ml

Ref. 41521 **51,07€** ~~72,95€~~

Adhesivo 5 ml para cartuchos

Ref. 41524 **9,07€** ~~13,95€~~

Rebase Duro Proclinic Expert



- Buena fuerza de adhesión
- Reparación duradera
- Color estable en el tiempo

KIT. Cartucho 50 ml, adhesivo 15 ml, 6 puntas de mezcla, 6 cepillos aplicadores, 6 pipetas dispensadoras

Ref. 41526 **76,23€** ~~108,00€~~

Reposición cartucho 50 ml

Ref. 41527 **65,10€** ~~93,00€~~

Punta mezcla 1:1 verde - Grande 50u.

Ref. 7679 **15,00€** ~~27,50€~~

ADHESIÓN:
25 MPA

DUREZA:
28 SHORE A



Rebases

CÓMODOS Y DURADEROS

en una sola sesión

MEMORIA
ELÁSTICA
>99,5% (99%)

 **proclinic**
EXPERT

ELITE ROCK I ROCK FAST

Yeso extra duro tipo IV, para la realización de modelos y muñones individuales en prótesis fija y removible



1 saco de 25 kg
ELITE ROCK - ROCK FAST

€ 103,97

C410200 Sandy Brown - C410201 Cream
C410202 Silver Grey - C410204 White

Vérsion fast: C410205 Sandy Brown,
C410207 Cream - C410206 Silver Grey

ELITE DOUBLE

Silicona de adición para la duplicación



1 kg + 1 kg



Por la compra de
4 reposiciones
**regalo 1* mufla
de duplicar Zhermack**

*Unidades limitadas



1 kg + 1 kg
ELITE DOUBLE

€ 69,00

Disponibles en versiones

8sh (Normal C400830)

16sh (Fast C400831)

22sh (Normal C400832,

Fast C400834, Extra Fast C400838)

32sh (Normal C400833, Fast C400836)

GINGIFAST RIGID / ELASTIC

Silicona de adición para la reproducción de la encía sobre modelos en prostodoncia.



C401520 **GINGIFAST RIGID**
C401500 **GINGIFAST ELASTIC**

€ 29,95

2 cartuchos de 50 ml
+ 1 Gingifast Separador frasco 10 ml
+ 12 puntas mezcladoras amarillas
+ 12 puntas intraorales amarillas
+ 1 nebulizador



-38%

HORNO DE PRECALENTAMIENTO HP-25

Ref. H92311

1.806 € ~~2.258,55€~~

Datos técnicos:
Tensión de red: 230V
Potencia: 1.500W
Capacidad: 2,7 l.
Temperatura máxima: 1.100°C
Dimensiones mufa: 10cm(alto) 16cm(ancho) 16,5cm(fondo)
Tubo de salida: Ø 38 mm
Dimensiones: 46,5cm(alto) 33,5cm(ancho) 34cm(fondo)
Peso: 30 kg



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 catalizador de humos
(Valorado en 652,65€)



-38%

HORNO DE PRECALENTAMIENTO HP-50

Ref. H92313

2.048 € ~~2.560,37€~~

Datos técnicos:
Tensión de red: 230V
Potencia: 2.000W
Capacidad: 4,8 l.
Temperatura máxima: 1.100°C
Dimensiones mufa: 11,7cm(alto) 18cm(ancho) 22,7cm(fondo)
Tubo de salida: Ø 38 mm
Dimensiones: 50cm(alto) 37,5cm(ancho) 49cm(fondo)
Peso: 35 kg



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 catalizador de humos
(Valorado en 652,65€)



-38%

HORNO DE PRECALENTAMIENTO HP-100

Ref. H92315

2.562 € ~~3.202,57€~~

Datos técnicos:
Tensión de red: 230V
Potencia: 3.500W
Capacidad: 10,6 l.
Temperatura máxima: 1.100°C
Dimensiones mufa: 14,9cm(alto) 23,4cm(ancho) 30,5cm(fondo)
Tubo de salida: Ø 38 mm
Dimensiones: 52,5cm(alto) 44cm(ancho) 49cm(fondo)
Peso: 42 kg



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 catalizador de humos
(Valorado en 652,65€)



-23%

ARENADORA BASIC MASTER

Marca: Renfert

Características: Trabajo preciso con la tecnología especial de la cámara de mezcla (principio Venturi). La cámara de chorreado de gran volumen ofrece máxima libertad de movimiento.

Ranura de ventilación para una óptima ventilación de la cámara de chorreado. Óptima visión (concepto PerfectView)

Detalles: 2 depósitos de 1 x 25 – 70 µm u 1 x 70 – 250 µm

Los elementos de mando ubicados en el interior reducen el tiempo de trabajo

Ref. H92110

999 € ~~1.290,50€~~



-15%

i

Cambio de motor en menos de 1 min.
Con ruedas.

**UNIDAD DE ASPIRACION
EOLO PLUS NEW**

Marca: Mestra

Características: Aspiración de doble filtro, con cambio rápido de motor en menos de 1 minuto. Permite el "arranque sincronizado" simultáneamente con dos aparatos diferentes.

Ref. H92856

851 € ~~1.134,94€~~



SOLO POR
1.825€

APARATO DE VAPOR VAP8-A

Marca: Zhermack
Características: Generador de vapor y agua caliente de presión elevada (8 bar). Llenado automático del agua a través de la red. Salida de agua y vapor.

Ref. H92895 Aparato de vapor

1.825€



Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 Descalcificador de agua

(Valorado en 231,83 €)



SOLO POR
180€

DECANTADOR ESCAYOLAS

Marca: BDT
Características: Capacidad de 14 Litros. Con sistema de depuración cerrado en 4 cámaras.

Ref. H92172

180€ ~~224€~~

Por la compra de 1 Decantador
GRATIS 25 bolsas de reposición.

(Valorado en 18,35€)



-25%

i
Válido para planchas cuadradas y redondas

MÁQUINA DE TERMOCONFORMADO

Marca: Mestra
Características: Práctico dispositivo sencillo con multitud de aplicaciones en la confección de planchas de termoconformado.

Ref. H92825

483€ ~~643,62€~~



SOLO POR
990€

APARATO DE VAPOR VAP 6 230 V

Marca: Zhermack
Características: Generador de vapor que genera un flujo de vapor. Activación del vapor medio de pulsador situado en la pistola. Suministro: Embudo para cargar agua, Juego suministrado con la pistola, Fusible.

Ref. H00184

990€ ~~1.125,00€~~



-17%

TWISTER

Marca: Renfert
Características: Obtiene el vacío mediante bomba de motor. La mezcladora de vacío compacta Twister puede utilizarse para todos los materiales de moldeado y modelado.

Ref. H40604

999€ ~~1.201,50€~~



-15%

SR225 CON ASPIRACIÓN E INDICADOR LÁSER

Marca: Sirio
Características: Máquina separadora con aspiración e indicador láser diseñada y construida para ser utilizada específicamente en la separación de muñones mediante una hoja de disco de diamante.

Ref. H92260

1.950€ ~~2.290€~~



-26%

LABOLIGHT DUO

Marca: G.C.

Características: Unidad de fotopolimerización de luz LED de modo Dual para resinas compuestas indirectas fotopolimerizado de múltiples funciones para el técnico dental combinando 2 modos de polimerizado: pre-polimerizado (modo paso a paso) y polimerizado final (modo completo).

Ref. H92240

2.250€ ~~3.047,75€~~



-28%

PALAMAT ELITE 230V

Marca: Kulzer

Características: Unidad de polimerización de alta presión. Ofrece cuatro ajustes de temperaturas diferentes para el procesamiento de resinas autopolimerizables y termopolimerizables. Se pueden polimerizar al mismo tiempo hasta 3 muflas de Palajet y, por tanto, hasta 6 prótesis.

Ref. H92659

1.700€ ~~2.350€~~

O consíguela GRATIS.
Consulta condiciones.



-25%

AUTOPOL GEISER

Marca: Mestra

Características: Olla polimerizadora de gran capacidad de cuba (hasta 6 litros), que permite acomodar en su interior una considerable cantidad de elementos para polimerizar. Mediante un control electrónico se pueden regular y mantener hasta 5 temperaturas definidas por el usuario

Ref. H92668

746€ ~~995€~~



¡Con Starter kit!



-17%

AUTO SPIN

Marca: Renfert

Características: Perforadora para pins automática para la elaboración de modelos de trabajo precisos con placas base de plástico, compatibles con otros sistemas.

Ref. H00760

1.599€ ~~1.600€~~

Por la compra de 1 unidad
GRATIS Auto Spin accesorios (Starter kit).



-47%

MICROMOTOR ESCORT III

Marca: Saeyang
 Características: Micromotor pequeño y compacto, ajustable, de sobremesa con pedal de control.
 Revoluciones: 1.000 – 35.000 rpm.
 Torque: Máx. 2,75 Ncm.

Ref. H92511

199 € ~~378,00~~€



HASTA UN
-40%

i

Disponible en versión rodilla o pie.

MICROMOTOR K-POWERGRIP 4957 S/MESA

Marca: Kavo
 Características: Micromotor versión sobremesa. 50.000 rpm y 7 Ncm. Con un nuevo material de recubrimiento Softgrip, la pieza de mano se adapta con seguridad a la mano.

Ref. H92524

1.350 € ~~2.263~~€

i

Descubre la gama perfecta en Proclinic

-15%



PERFECTA 300

Marca: W&H
 Características: Micromotor de sobremesa de laboratorio pensado para el tratamiento preciso de todos los materiales procesados con una pieza de mano en el laboratorio dental. De 1.000 a 40.000 rpm. Torque 5,5 Ncm. Motor sin escobillas. Giro a la izquierda y a la derecha.

Ref. H95510

1.235 € ~~1.450~~€



-35%

K-5 PLUS

Marca: Kavo
 Características: Aparato de control con pantalla de cuatro colores, cuatro programas almacenables, torque ajustable, marcha hacia las derecha/izquierda y diferentes opciones de control de las aspiraciones. Torque: Máx. 4,5 Ncm.

Ref. H92520

1.100 € ~~1.716~~€

i

Campaña re compra, consulte condiciones.

-45%



ULTIMATE XL COMPACT

Marca: Nsk
 Características: Micromotor compacto, con pieza de mano ligera que evita el cansancio de la mano.

Ref. H02346 Versión sobremesa **1.449** € ~~2.117~~€

ULTIMATE XL

Características: Micromotor con potente torque y estable en todas las velocidades regulables con indicador de error. Cuerpo ligero y compacto que reduce el cansancio de la mano.

Ref. H02350 Versión sobremesa **1.449** € ~~2.117~~€



-44%

MICROMOTOR VOLVERE 17 RM

Marca: NSK
 Características: Micromotor estándar de máxima utilidad y larga duración ofreciendo una alta eficiencia de potencia. Función Auto-cruise de velocidad, mínima vibración y ruido.

Ref. H92569

849 € ~~1.526~~€



-26%

ARTICULADOR QUICK MASTER B2 M

Marca: Fag Dentaire

Características: Articulador semi-ajustable para conseguir una reproducción precisa de los movimientos mandibulares. Puede ser utilizado con un arco facial o simplemente con respecto a las leyes geométricas medianas (triángulo de Bonwill). Tipo Arcon. Equipado con cajas B2. Alas de Bennett, 0°, 10°, 15°, 20°.

Ref. H11132

225€ 303,64€

ARCO FACIAL UNIVERSAL QUICK COMPLETO

Características: Arco facial universal para articuladores Quick.

Ref. H11133

195,80€ 264,62€



SOLO POR
1.579€

ARENADORA VARIO BASIC

Marca: Renfert

Características: Combinación compacta entre aparato de chorreado giratorio y aparato de chorreado fino. Solución económica y multifuncional.

Ref. H100270

1.579€ 1.725€

Incluye dos depósitos GRATIS



SOLO POR
1.305€

CAJA DE REPASADO DUSTEX MASTER PLUS 230V

Marca: Renfert

Características: Caja de trabajo, cuerpo luminoso con cobertura de protección, juego canal de aspiración, apoyabrazos.

Ref. H40602

576,50€

SILENT COMPACT

Características: Pequeña aspiración para puestos de trabajo y un solo consumidor.

Ref. H92896

959,54€

Precio de OFERTA del pack: **1.305€**



SOLO POR
1.599€

MEZCLADORA AUTOMÁTICA DOUBLEMIX

Marca: Zhermack

Características: Mezclador automático de siliconas A destinado a la duplicación, ofrece una velocidad y una calidad constantes en las duplicaciones de todos los días.

Adaptador con acoplamiento rápido base + Adaptador con acoplamiento rápido catalyst + Puntas mezcladoras 48 Uds + Filtro de bayoneta para salida de aire + Mesa soporte de trabajo + Llave Allen

Ref. H00220

1.599€ 1.799€

Recibe de regalo
1 Elite Double 22 ExFast 5kg + accesorios



-18%

ESTACION NEUMÁTICA CON TURBINA TD783 SIN SPRAY

Marca: Bien Air

Características: Estación neumática de sobremesa con turbina TD 783 sin spray. Muy estable y de dimensiones reducidas.

Ref. H92551

649€ 794,20€



-41%

ESTACIÓN NEUMÁTICA CON TURBINA TDS890 CON SPRAY

Marca: Bien Air

Características: La estación STS-Trimmer se distingue por sus cualidades superiores. Con un depósito de 1,4 litros, dispone de una importante autonomía. Mandos con interruptores separados, el caudal y la mezcla aire/agua del spray se regulan con precisión para una refrigeración óptima. Combinados con turbinas equipadas con escudo anti polvo y con el ajuste del instrumento de ajustes de fricción FG, los conjuntos neumáticos Bien-Air le ofrecen lo mejor durante mucho tiempo.

Ref. H92566

1.199€ 2.038€



-34%

TURBINA NSK PRESTO AQUA II

Marca: NSK

Características: Turbina neumática libre de lubricación con spray de agua refrigerante. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02352

1.359€ 2.058€

Incluye rotor ref. T816016



-32%

TURBINA LAB. PRESTO II SIN SPRAY

Marca: NSK

Características: Turbina neumática libre de lubricación sin spray de agua. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H02358

699€ 1.038€

Incluye rotor ref. T816016



-37%

TURBINA PRESTO AQUA LUX NSK

Marca: NSK

Características: Turbina neumática libre de lubricación con LED y spray de agua refrigerante. Pieza de mano de libre rotación 360°. Bajo nivel de ruido y vibración.

Ref. H92567

1.699€ 2.691€

Incluye rotor ref. P1002250



-21%

SILLA DE TRABAJO

Marca: Mestra

Características: Silla de Laboratorio con cuerpo de madera y ruedas. Regulable. Freno de seguridad en ruedas.

Ref. H92905

199€ 251,22€



¡SÚPER PRECIO!

-37%

LAMPARA LUZ LED MESTRA - I00288-

Marca: Mestra

Características: Brazo especial compacto.

Ref. H40536

80€ 126,69€



-49%

LAMPARA LUPA DE 90 LEDS

Marca: Technoflux

Características: Lámpara de 90 leds blancos, 4W, con lupa de 5 dioptrías. Diámetro de la lupa 120mm. Incluye brazo 86cm para mesa. Detalles:

- Abrazadera a la mesa.
- Intensidad 1.600mcd/LED.
- 4 W.
- Lente de 5 dioptrías.


Ref. H92592 Diámetro de la lupa 120mm.
Dimensiones del brazo 86cm.
Longitud del cable 1,5m.

75€ 146€

3 AÑOS DE GARANTÍA



-17%



SILLA ELASTOMERO NEGRO 58 STORM

Marca: Storm

Ref. H90165

195€ 235€



-15%

EASY VIEW 3D MICROSCOPIO

Marca: Renfert

Características: El visor dental es un innovador videomicroscopio con monitor 3D. Ventajas:

- Coordinación natural de manos y vista en trabajos finos con el modo 3D
- Trabajo sin fatiga y ergonómico mediante una postura natural y sana del cuerpo observando el objeto en el monitor
- Elaboración de fotografías de alta resolución y secuencias de vídeo en calidad Full HD para la documentación y comunicación en red y mediante lápiz de memoria integrado.

Ref. H92595

4.265€ 4.849,00€

Por la compra de 1 unidad
GRATIS 1 Videgrabadora HDMI.
(Valorado en 183,45€)



OFERTA ESPECIAL MESAS DE TRABAJO

Consiga esta fantástica mesa de Jeb, equipada con tomas de aire, gas y aspiración. Incluye dos enchufes y estante porta trabajos.



KAPPA

La mesa Kappa se muestra versátil, elegante y funcional para el trabajo del protésico. Incluye toma de aspiración, sistema de gas, dos tomas de corriente, soplador retráctil, chapa protectora, estante porta-trabajos y astillera de trabajo. El módulo central puede contener 1, 2 o 3 cajones. Personalizable en color los frentes de cajón, las patas, los tiradores y los módulos. La mesa es de fácil montaje.

Ref. H70017 Kappa 1 puesto de trabajo. Medidas: 90 x 116 x 65cm. **1.200€**

Ref. H70019 Kappa 2 puestos de trabajo. Medidas: : 90 x 176 x 65cm. **1.700€**



“Tu marca de siempre”

ELITE

Equipada con un módulo de cuatro cajones, que permite un gran almacenamiento. Incluye reposapiés para una mayor comodidad y ergonomía. La mesa contiene todas las instalaciones necesarias como, toma de gas, aire y corriente. Se puede completar con accesorios.

Ref. H70049 Elite 1 puesto de trabajo. Medidas: (90+23) x 116 x 65cm. **1.460€**

Ref. H70073 Elite 2 puestos de trabajo. Medidas: : (90+23) x 176 x 65cm. **2.045€**

Y DE REGALO
UNA LÁMPARA 84 LEDS CON LUZ REGULABLE
POR PUESTO



Materiales CAD/CAM de VITA



Para sistemas abiertos



Mereces las mejores marcas.